

NÁVOD K POUŽITÍ

Dětská francouzská berle B-4373



Revize: 02/2018



1. Použití a popis

Berle jsou určeny pro osoby, které potřebují oporu při chůzi, a to například po úrazech dolních končetin, dále k udržení rovnováhy a rozložení váhy těla při traumatických a ortopedických onemocněních, po zlomeninách či v případě ochrnutí a paréz. Dále jsou berle vhodné pro starší osoby jako opora při chůzi.

2. Technické parametry

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Hmotnost uživatele | max. 100 kg |
| Hmotnost berle | 0,5 kg |
| Výška berle | 61–81 cm |
| Výška loketní opěrky | 18 cm |
| Nastavitelnost | v krocích po 2,5 cm |

3. Kontraindikace

Poruchy koordinace a rovnováhy, úrazy nebo trauma horních končetin, které znemožňují používání berlí.

4. Použití

Horní část berle tvoří hliníková trubka s rukojetí a planžetou, která je vyrobena z plastového materiálu. Dětská berle je teleskopická a ve spodní části je opatřena otvory s rozestupem 2,5 cm. Otvory umožňují nastavení výšky berle v rozmezí od 61 do 81 cm v krocích po 2,5 cm. Nastavení výšky umožňuje teleskopický západkový mechanismus. Spodní část berle je vybavena protiskluzovým gumovým násadcem pro zajištění bezpečné chůze.

Chcete-li upravit výšku berle, povolte upínací matici, vysuňte pružinový kolík a nastavte vytažením nebo zatlačením spodní části požadovanou výšku. Následně zatlačte pružinový kolík na horní části berle do příslušného otvoru, který odpovídá požadované výšce. Opět utáhněte upínací matici.

Zvolte optimální výšku berle tak, aby byl loket mírně pokrčený. Je důležité mít pevně opřenou dlaň. Vždy umístěte berli do silnější ruky, opřete se o ní a poté posuňte poškozenou, slabou nebo bolavou nohu. Nikdy nepoužívejte berli na slabší straně těla. Zhorší se tím opora, stabilita a rytmus chůze.

Při použití berle je třeba dbát pokynů lékaře, fyzioterapeuta (nebo odborného personálu distributora).

UPOZORNĚNÍ!

- Berle používejte na plochem, zpevněném povrchu. Boční náklon by neměl překročit 5 %.
- Udržujte zatížení ve vzpřímené poloze. Šikmé držení berle a špatné zatížení může vést k nehodě!
- V případě poškození pružinového kolíku, upínací matice či jiné závady na teleskopickém systému berli dále nepoužívejte. Hrozí nebezpečí úrazu! Poškozené díly je třeba vyměnit.

- Pokud je rukojeť nebo nosné části prasklé, nepoužívejte pomůcku. Poškozené díly musí být vyměněny.
- Protiskluzové gumové násadce je třeba při opotřebení vyměnit! Nebezpečí uklouznutí a zranění!
- Používejte pouze předepsané násadce (vnitřní průměr 16 mm).
- Berle nesmí být přetěžována, může dojít k poškození.
- Výrobek nesmí být vystaven vyšším teplotám než 50 °C!
- Pohybujte se na schodech s nejvyšší opatrností!
- Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu na zasněženém a kluzkém povrchu.

Návod k použití si před prvním použitím pečlivě prostudujte a uschovejte pro pozdější použití.

5. Údržba, skladování

Čištění

Berle čistěte vyždímanou měkkou utěrkou, namočenou v roztoku s čistícím prostředkem. Následně berle otřete čistým, suchým hadrem. Všechny části je možno čistit prostředkem, který běžně používáte v domácnosti.

Údržba

Výrobek pravidelně kontrolujte, zda nejeví známky opotřebení či poškození.

Skladování

Berle skladujte v suchém prostoru.

Likvidace

Výrobek neobsahuje nebezpečné látky. Berle je možno recyklovat.

VÝROBCE

REHAB Zrt.
Kalászi út 3.
H-2000 Szentendre,
Hungary
www.rehabzrt.hu

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s. r. o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
Tel. (prodej): +420 272 761 102
Tel. (servis): +420 272 661 430
meyra@meyra.cz
www.meyra.cz