

## Anatomický polštář ANTI SNORING

- Omezuje chrápání
- Oboustranný masážní povrch
- Ideální pro spánek na boku a na zádech

Anatomický polštář Anti snoring se zaměřuje na umístění hlavy a krku v poloze při spaní tak, aby pomáhal omezit ucpání dýchacích cest a tím bylo dýchání snazší a tiché. Je navržen tak, aby byla zajištěna správná poloha na spaní, kdy je hlava zarovnána s páteří, ať už zaujímáte jakoukoliv polohu na spaní.

Je vyroben z paměťové pěny, která se přizpůsobuje tvaru těla v reakci na tělesné teplo a tlak. Pěna se pomalu vrací do svého tvaru a rovnoměrně rozkládá tělesnou hmotnost. Omezuje chrápání, zlepšuje kvalitu spánku a účinně podpírá hlavu, krk, ramena a horní část zad. Polštář je vhodný pro alergiky díky paměťové pěně, která neprospívá rozvoji roztočů.

Oboustranná masážní plocha polštáře zajišťuje lepší cirkulaci vzduchu.

Polštář je zdravotnická pomůcka vytvořená s použitím lehkých a odolných materiálů, vyvinutá na základě moderních designových předpokladů. Paměťová pěna se vlivem tělesného tepla dokonale přizpůsobí jeho tvarům a tím zvětší nosnou plochu. Polštář je vedle fyzioterapeutických a pohybových aktivit uznávaným základním zdravotním prostředkem při dysfunkcích krční páteře.

### Indikace

- Zmírnění bolesti krční páteře
- Prevence svalového napětí a diskopatie v krční oblasti
- Působení proti deprivaci spánku vedoucí k onemocněním kardiovaskulárního systému, oslabení imunity, depresivní náladě
- Podpora rehabilitace páteře a svalů v krční oblasti
- Udržování dostatečně dlouhé a efektivní doby spánku
- Doporučeno pro odlehčení krčních obratlů pro zachování přirozeného zakřivení páteře

### Kontraindikace

Uživatelé s závažnými onemocněními krční páteře nebo s trvalými lézemi by se měli před použitím poradit s lékařem nebo fyzioterapeutem.

### Údržba

Paměťovou pěnu nelze prát. Vnější potah je odnímatelný a lze jej prát do 30°C / 86°F. Před prvním použitím vyjměte polštář z obalu a nechte jej vyvětrat na vzduchu.

### Složení

Polštář: 100% PU

Vnější strana potahu: 100% polyester

Vnitřní strana potahu: 100% polyester

**Rozměr:** 57 x 36 x 11,5 cm

**Hustota:** 55 kg / m<sup>3</sup> (měkký)

**BASIC UDI-DI:** 59017804DRQR3CNQ

### Výrobce

mdh Sp. z o.o.

ul. Maratońska 104

94-007 Łódź

Polsko

tel.: +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl

### Distributor

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz

