

NÁVOD K POUŽITÍ

Hrazda k lůžku RFM

Poslední revize 02/2018

ÚČEL POUŽITÍ:

Hrazda k lůžku RFM slouží jako podpora při zvedání v posteli z lehu do sedu. K tomu musí mít uživatel dostatečnou fyzickou sílu v rukách. Účel použití:

- samostatné zvedání na lůžku,
- nadzvednutí hýždí při provádění hygienických úkonů,
- přesedání na vozík nebo toaletní židli s dopomocí druhou osobou.

Kontraindikace

- nesmí se používat při zranění zad,
- nesmí se používat u pacientů po mrtvici a u hemiplegiků.

MONTÁŽ:

K umístění stojanové hrazdy musí být k dispozici rovná plocha s dostatečnou nosností o rozměrech min. 86 x 76 cm.

Jednotlivé díly sestavte tak, jak ukazuje obrázek.



Před každým použitím dbejte na to, aby triangl byl bezpečně uchycený mezi vodícími kolíky.

POUŽITÍ:

Stojanová hrazda RFM se postaví volně k čelu postele. Rameno s triannglem přitom musí být rovnoběžně s lůžkem (s postranicemi lůžka).

Triangl musí být upravený podle potřeb pacienta. Hrazda RFM se při zvedání smí zatěžovat pouze vertikálně. Nehoupejte se do stran, aby se stojan nepřevrátil!

Triangl by se měl nacházet nad horní částí hrudního koše pacienta / ve výši brady. Nepoužívejte hrazdu RFM k tomu, abyste se na posteli posunuli výše. Při přesedání na vozík nebo toaletní židli je nutná asistence druhou osobou. Triangl náhle nepouštějte, pokud se v blízkosti nachází ošetřující osoba, aby ji neuhodil do hlavy.

ČIŠTĚNÍ:

K čištění nepoužívejte ostré předměty ani abrazivní čisticí prostředky. Lakované kovové části čistěte nejlépe vlhkým hadrem a běžnými, šetrnými čisticími prostředky pro domácnost. Čištění plastových

prvků provádějte vlhkým hadrem bez přídavku čisticích prostředků. K údržbě plastových povrchů by se měl používat prostředek vhodný speciálně pro plast.

DEZINFEKCE:

Stojanovou hrazdu RFM lze dezinfikovat běžným dezinfekčním prostředkem vhodným pro plasty.

POUŽÍVÁNÍ HRAZDY VíCE PACIENTY:

Při každé změně pacienta se stojanová hrazda RFM musí vyčistit a podrobit údržbě. Čištění by se mělo provádět v souladu s postupy daného zařízení (nemocnice).

ÚDRŽBA:

Nejméně 1x měsíčně je třeba zkontrolovat sváry stojanu, zda nejsou zdeformované či nemají trhliny, a triangl s popruhem, zda nejsou poškozené. Vadné díly je nezbytné vyměnit.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Nikdy nepřekračujte maximální nosnost hrazdy = 100 kg.
- Stojan hrazdy umístějte vždy rovnoběžně s lůžkem.
- Na hrazdě se nehoupejte!
- Nepoužívejte hrazdu k tomu, abyste se na posteli posunuli výše.
- Montáž neprovádějte jinak, než je znázorněno na obrázku.
- Hrazdu používejte pouze na rovné a pevné podlaze.
- Jestliže jsou díly ohnuté nebo zdeformované, hrazdu nepoužívejte.
- Nenechávejte děti v místnosti s hrazdou bez dozoru.
- Hrazdu zvedejte nebo přepravujte pouze v demontovaném stavu.
- Hrazda se smí používat v teplotním rozmezí 5 – 70°C.
- K hrazdě nepřipevňujte žádné jiné díly nebo předměty.
- Hrazdu nenavrtávejte ani její strukturu nenarušujte jiným způsobem.
- Tento návod k použití uschovejte pro možnost opětovného použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Stojná plocha	82,5 x 75,5 cm
Výška celkem	176 cm
Max. nosnost	100 kg
Hmotnost	cca 11 kg
Barva	šedá

Materiál: kov, plast

Záruční doba: 2 roky



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

VÝROBCE

Rehaforum MEDICAL GmbH
Daimlerstrasse 12a
D-25337 Elmshorn
www.rehaforum.com

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 - Spořilov
Tel.: +420 272 761 102
E-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz