

# NÁVOD K POUŽITÍ

*Datum poslední revize: 05/2017*

**MEYRA®**  
Usnadníme lidem pohyb

## ANDEMA CLASSIC

*Antidekubitní matrace PURTEX Medical*

### **Základní popis:**

Preventivní jednostranná antidekubitní matrace vyrobená ze studené pěny COOLFLEX nebo z kvalitní PUR pěny. Profilované jádro je podélně i příčně prořezané pro dobré rozložení hmotnosti pacienta. Navržená pro pacienty s nízkým rizikem vzniku dekubitů. Podélné a příčné profilování jádra matrace zajišťuje provzdušnění matrace. Zároveň chrání lidské tělo před zvýšenou vlhkostí a případným přehřátím.

### **Potah:**

K matraci je dodáván potah Snow (standardní) nebo Safr (nepromokavý, paropropustný).

### **Návod k údržbě a ošetření matrace:**

Pro možnost využití dvouleté záruční doby (není-li uvedeno jinak), doporučujeme se řídit návodem k údržbě a ošetření matrací PURTEX.

Matrace PURTEX mají pevný nebo snímatelný potah. Při manipulaci se snímatelným potahem dbejte na to, aby návlek ani jádro matrace nebyly poškozeny nevhodným postupem snímání a navlékání potahu.

Matrace je nutno ošetřovat dle symbolů všítych do lemu každé matrace. Není vhodné, aby matrace byla vystavena světelnému záření, které urychluje blednutí potahu matrace. Matrace čistěte pouze výrobky k tomu určenými a dbejte návodu k obsluze výrobce čistícího prostředku. Matraci jedenkrát měsíčně vysajte od prachu a případně otočte.

Dbejte na správnou volbu podložky nebo roštu matrace dle jejího typu.

(nevhodné podložky: pevná podložka bez možnosti přístupu vzduchu či rošty s mezerami mezi jednotlivými lamelami většími než 9 cm).

Matraci doporučujeme vybavit chráničem matrace, který zamezí znečištění jejího povrchu a přispěje k prodloužení její životnosti.

U komprimovaných matrací je spotřebitel povinen nechat matrace po vyjmutí z obalu v klidovém stavu po dobu 48 hodin bez zátěže.

Matraci při skladování neohýbejte ani jinak nedeformujte.

Neodstraňujte štítky našité na potahu s názvem matrace a ostatními údaji.

Tyto štítky slouží k identifikaci jádra matrace při případné reklamaci.

U matrací s polyurethanovou pěnou jsou povoleny následující změny:

Ztráta výšky po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max. 15%

Tolerance rozměrů matrace dle ČSN EN 1334 v délce a šířce je - 20mm, tolerance výšky matrace je +/- 10mm nebo 10% (nižší z těchto hodnot).

Přípustná tolerance tvrdosti polyurethanového jádra matrace (odporu proti stlačení v kPa) dle ČSN EN ISO 3386-1 je +/- 15%.

Vzhledem k několika dodavatelům PUR pěn, mají jednotlivé typy pěn různé barvy. Jedná se o pěny parametrově shodné – společnost PURTEX s.r.o. garantuje typ materiálů a jejich technické vlastnosti u jednotlivých nabízených výrobků, bez garance barevnosti pěn.

U textilií může dojít k zvlnění potahu. Vadou nejsou ani změny rozměrů potahu způsobené běžným používáním matrace.

Součástí matrace může být technický spoj, který nemá vliv na funkčnost a užitné vlastnosti matrace.

### **Technické údaje**

Šířka	90 cm
Délka	200 cm
Výška	12 cm
Nosnost	130 kg

### **Záruka**

Záruka na výrobky PURTEX s.r.o. se vztahuje na vady vzniklé v důsledku nekvalitní výroby a vady materiálu použitého k výrobě matrace. Výslovně se záruka nevztahuje na: opotřebení způsobené běžným užíváním matrace, na vyblednutí dezénu potahové látky, na barvu pěny, na škody způsobené nesprávnou manipulací, uložením na špatný typ podložky ev. roštu, mechanickým poškozením nebo nevhodným použitím matrace.

### **Výrobce:**

Purtext s.r.o.

Ústecká 103, 250 66 Zdiby

[www.purtext.cz](http://www.purtext.cz)

### **Distribuce a servis:**

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

Tel. (obchod): 272 761 102

Tel. (servis): 272 661 430

[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)

