

Uživatelská příručka

Starlight Base

Starlight Secure

Starlight Standard

Bezpečnostní pokyny

Sada ochranných helem je opatřena znakem CE a splňuje požadavky normy 93/42/EHS.

Helmy byly vyvinuty podle nejnovějších poznatků. Výrobní proces podléhá neustálé kontrole kvality.



Bezpečnostní a uživatelské pokyny

Nikdy nenechávejte uživatele bez dozoru.

Výrobek vždy chraňte před neoprávněným použitím!

Před použitím ochrannou helmu správně nastavte!

Ochranná helma ATO FORM může být opatřena nastavitelným podbradníkem.

Řemínek nastavte tak, aby ochranná helma seděla dobře, ale ne příliš těsně.

To platí také pro podbradník, který je k dispozici jako doplněk. Ujistěte se prosím, že jsou oba řemínky pevně uzamčeny!

Ochrannou helmu ATO FORM lze používat pouze pro danou indikaci a nesmí se používat k žádným jiným účelům (například jako jezdecká helma)!

Když uživatel nemá ochrannou helmu na sobě, měla by být pokud možno uchovávána v jeho blízkosti!

Zajistěte, aby ochranná helma byla vždy po ruce a aby bylo možné ji rychle a správně nasadit!

Životnost

S výrobkem je potřeba zacházet s péčí a opatrností, aby byla zajištěna optimální ochrana. Ujistěte se, že dokonale sedí.

Výrobek je potřeba vyměnit, pokud platí jedno nebo více z následujících kritérií:

- Výrobek již nesedí, například kvůli růstu, změnám tvaru hlavy apod.,
- Nadměrná deformace ochranné helmy, opotřebením,
- Časté nošení, časté pády,
- Nedostatečná péče.
- Hygienické podmínky ochranné helmy, ovlivněné (například) léky a klinickým obrazem.

Opětovné použití

Opětovné použití výrobku je vyloučeno.

Čištění a péče o bavlněnou část helmy

Ochrannou helmu ATO FORM lze čistit pomocí neagresivního mýdla a navlhčeného hadříku nebo houbičky. Silná rozpouštědla mohou obsahovat látky, které mohou ochrannou helmu poškodit a vést tím k narušení jejího ochranného účinku.

Ochrannou helmu lze prát v plně zaplněné pračce, na mírný prací program při 30°C.

Ochrannou helmu nevystavujte vysokým teplotám!

Čištění a péče o koženou část helmy

Koženou část ochranné helmy ATO FORM je potřeba čistit čisticím prostředkem určeným na kůži! Postupujte přitom podle uvedených instrukcí.

Silná rozpouštědla mohou obsahovat látky, které mohou ochrannou helmu poškodit a vést tím k narušení jejího ochranného účinku.

Ochrannou helmu nevystavujte vysokým teplotám!

**Ochrannou přilbu lze používat, pouze pokud je v bezvadném stavu!
V případě jakýchkoli závad ihned kontaktujte prodejce!**

Účel použití

Modely ochranných helem Starlight Base, Secure a Standard slouží k ochraně hlavy před zraněními způsobenými nekontrolovanými pády nebo pohyby, díky ochrannému efektu tlumícího polstrování z PE pěny chrání před nebezpečím pádu s potenciálem lehkého nebo středně těžkého zranění.

Horní část hlavy je téměř zcela uzavřená lamelami. U modelů Base a Secure je velikost ochranné helmy nastavitelná pomocí tkaniček/suchého zipu.

Přídavné chrániče brady, čela a krku jsou dostupné jako volitelné příslušenství.

Za příplatek je volitelně k dispozici buď pevný, nebo magnetický zámek a jiná barevná provedení.

Indikace:

Ochranná helma slouží jako ochrana při samostatném pohybu pacienta a pro aktivní pacienty, osoby s mozkovou obrnou, epileptické pacienty, sebedestruktivní pacienty a další osoby ohrožené pádem.

Modely Starlight Base, Secure a Standard

C 40200	Starlight Base
C 40110	Starlight Secure
5180	Starlight Standard

Doplňky k Starlight Base, Secure a Standard

C 4012B	Ochrana brady z bavlny
C 4013B	Ochrana čela z bavlny
C 4014B	Ochrana krku z bavlny



Další údaje naleznete v našich aktuálních produktových informacích.

Technické údaje

Ochranná helma Starlight Base a Secure	
Obvod hlavy	47 – 65 cm, po 3-4 cm
Barvy	modrá, bordó, zelená, šedá
Materiál	Bavlna
Konstrukce	1 cm silná tlumící PE pěna
Běžná ochrana čela	1 cm silná, 5 cm vysoká
Zesílená ochrana čela	3 cm silná, 4 cm vysoká (volitelně)
Ochrana krku (zadní části hlavy)	1 cm silná, 12 cm roztažená
Ochrana uší	Nevztahuje se
Konstrukce horní části Starlight Base	4 pláty, 1 cm silná tlumící PE pěna pokrytá bavlnou. spojená na suchý zip
Konstrukce horní části Starlight Secure	7 plátů, 0.5 cm silná tlumící PE pěna pokrytá bavlnou
Model s uzavřenou horní částí	Nevztahuje se
Podbradník	18 mm bavlněný řemínek, s kroužkem, spojení na suchý zip a fleece
Řemínek na krk	Nevztahuje se
Ochrana brady	Pěna, pokrytá bavlnou
Hmotnost bez doplňků	120 - 160 g

Technické údaje

Ochranná helma Starlight Standard	
Obvod hlavy	45 – 62 cm, po 1 cm
Barvy	modrá, červená, hnědá
Materiál	Bavlna, vnitřní výstelka vyrobena z bavlněné pleteniny
Konstrukce	1,5 cm silná tlumící PE pěna
Běžná ochrana čela	1,5 cm silná, 10 cm vysoká
Zesílená ochrana čela	Nevztahuje se
Ochrana týlu (zadní části hlavy)	1,5 cm silná, 10 cm široká
Ochrana uší	Nevztahuje se
Konstrukce horní části	4 pláty, 1 cm silná tlumící PE pěna
Konstrukce horní části	Šité příčně vyztužené lamely z 1 cm pěnového polstru
Model s uzavřenou horní částí	Dostupný volitelně
Podbradník	18 mm bavlněný řemínek, se 2 kroužky, na spojení
Řemínek na krk	Nevztahuje se
Ochrana brady	Pěna, pokrytá bavlnou
Hmotnost bez doplňků	od 95 g

VÝROBCE:

ATO FORM GmbH, Zur Lauterhecke 34, D-63877 Sailauf
www.ato-form.com

DISTRIBUCE A SERVIS:

MEYRA ČR s.r.o., Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4 - Spořilov
Tel.: +420 272 761 102, E-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz