

**Qmed**<sup>®</sup>  
TO MAKE YOUR LIFE EASIER

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**



***Acromed***

**RAMENNÍ ORTÉZA**



**KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQJ0B**

**CE**

Děkujeme vám, že jste si vybrali produkt skupiny Meyra-Ortopedia Group. Produkt vyhovuje všem právním předpisům podle zákona o léčebných pomůckách. Pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku a dodržujte uvedená doporučení. Máte-li další dotazy, obraťte se na odpovědného lékaře, místního specializovaného prodejce nebo na naši servisní horkou linku.

### **Popis výrobku:**

Prodyšná tkanina poskytuje optimální pohodlí při používání. Správné stlačení měkkých tkání chrání před edémem a snižuje svalové napětí. Systém pásků zajišťuje stabilizaci ramenních a akromioklavikulárních kloubů, umožňuje přizpůsobení individuálním potřebám.

Další flexibilní pásky umožňují omezit vnitřní a vnější rotaci.

Produkt je k dispozici ve dvou verzích: levé a pravé

### **Bezpečnostní pokyny:**

První aplikaci výrobku musí provést odborný personál vyškolený pro tento druh výrobku, protože jinak nelze zaručit správné fungování výrobku. Výrobek se nesmí nosit přes otevřené rány.

### **Indikace:**

Pooperační léčba zlomeniny hlavy humeru, dutiny gleoidu, dislokace ramenního kloubu.

Degenerace ramenního kloubu a s tím související syndromy bolesti.

Obvyklá dislokace ramenního kloubu.

Následná léčba po rekonstrukci labrum glenoidale a kloubního pouzdra.

Ochrana proti vykloubení ramenního kloubu v případě ochrnutí horní končetiny.

### **Pokyny k použití:**

Vždy pamatujte, že výběr správné velikosti ortézy je nezbytný pro její účinnost.

Zatáhněte za ortézu tak, aby byla hlavice humeru umístěna v určené oblasti.

Přípevněte nepružné pásky kolem hrudníku a přizpůsobte je obvodu hrudníku.

Poté připevněte pružné pásky podle terapeutické potřeby:

- Pokud symetricky upevníte přední a zadní pásky, rozsah abdukce paže bude omezen.
- Pokud utáhnete přední pásek silněji, omezíte tím vnější rotaci.
- Pokud utáhnete zadní pásek silněji, omezíte tím vnitřní rotaci.

### **Kontraindikace:**

Stavy, které vyžadují imobilizaci ramenního kloubu

Rány a změny na kůži

### **Doba nošení:**

Doba nošení je stanovena po konzultaci s lékařem.

## Mechanismus:

Konstrukce zajišťuje správnou polohu kosti pažní.  
Správně umístěná kompresní oblast chrání před edémem, poskytuje úlevu svalům a vazům.  
Další pásky omezují abdukci a vnitřní nebo vnější rotaci (v závislosti na síle a způsobu upevnění).

## Záruka

Záruka je v rámci právních předpisů.

## Likvidace

Produkt lze zlikvidovat s běžným domovním odpadem.

## Informace o uložení

Skladovat v suchu při pokojové teplotě. Výrobek musí být chráněn před přímým slunečním zářením a vlhkostí.

## Čištění

Perte ručně s jemnými čisticími prostředky při teplotě max. 35 °C. Nechlórujte, nečistěte chemicky, před sušením jemně vyždímejte.

Nesušte poblíž umělých zdrojů tepla. Nežehlete.



## Velikost:

Velikost	1	2	3	4	5
Obvod bicepsového svalu v jeho nejširší části (cm)	> 26	26-29	29-33	33-36	36-39

Ramenní ortéza ACROMED účinně pomáhá při léčbě a rehabilitaci. Umožňuje správné umístění hlavičky kosti pažní v acetabulu, uvolnění svalů, vazů ramen a akromioklavikulárních kloubů.  
Umožňuje také omezení rozsahu pohybu.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí EC 93/42/EEC o zdravotnických prostředcích.



**SPRZĘT  
MEDYCZNY**

**Výrobce:**

**mdh sp. z o.o.**  
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24  
90-349 Łódź  
tel. +48 42 674 83 84  
fax. +48 42 676 71 85  
[www.mdh.pl](http://www.mdh.pl), [www.qmedinfo.pl](http://www.qmedinfo.pl)

**Distributor:**

**MEYRA ČR s.r.o.**  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
Česká republika  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)