

Qmed[®]
TO MAKE YOUR LIFE EASIER

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Qmed[®] Silver Line
by życie stało się łatwiejsze

LUMBOSAKRÁLNÍ ORTÉZA LS SUPPORT

KATALOGOVÉ ČÍSLO: QBE01020-60



POZOR!



Ortéza by měla být používána podle pokynů lékaře nebo fyzioterapeuta.

Při prvním použití by Vám měl pomoci zkušený zdravotnický personál.

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uživatelskou příručku.

Pokud při používání ortézy cítíte nepohodlí, pozorujete otoky nebo jiné kožní problémy, obraťte se prosím na Vašeho lékaře nebo fyzioterapeuta.

Ortéza účinně pomáhá při rehabilitaci a léčbě v případě poranění, nemocí a dysfunkcí meziobratlových kloubů, meziobratlových plotének, svalových úponů a vazů v bederní a lumbosakrální oblasti. Dvě kovové výztuhy umožňují kontrolu rozsahu pohybu, úlevu a korekci držení těla, což zmírňuje příznaky spojené s degenerativními změnami a funkčními poruchami.

Indikace:

Neoperativní léčba dysfunkcí lumbosakrální oblasti různé etiologie.

Stabilizace bederní oblasti v případě segmentové nestability po operacích.

Následná léčba po neurochirurgických/ortopedických zákrocích – funkční léčba.

Profylaxe proti úrazům, přetížení. Vrozené vady bederní oblasti (se syndromem bolesti nebo bez něj).

Degenerativní poruchy páteře se syndromem bolesti.

Kontraindikace

Stavy, které vyžadují imobilizaci lumbosakrální oblasti.

Popis výrobku:

Ortéza je vyrobena z pružných pásů. Dva nastavitelné pásy umožňují regulovat dorzální tlak v souladu s úrovní poranění a kontrolou dynamické korekce držení těla. Dvě kovové vložky a další výztuhy umožňují pasivní stabilizaci.

Použití:

Pečlivě zvolte správnou velikost ortézy, aby bylo zajištěno správné fungování ortézy.

Pacient by si měl pro správné nasazení ortézy lehnout na záda.

Nasadte ortézu tak, aby byla umístěna 2 cm nad kocygeálními obratli - štítek ortézy (najdete jej uvnitř ortézy) by měl směřovat nahoru.

Zadní část by měla přilnout k lumbosakrální oblasti. Zapněte pásy a upravte tlak na záda. Ujistěte se, že ortéza poskytuje optimální stabilizaci, ale nenarušuje dýchání. Doba používání ortézy by měla být specifikována lékařským odborníkem a proces by měl být doprovázen rehabilitačním cvičením.

Údržba:

Ortézu je třeba mýt jemnými čisticími prostředky při teplotě max. 35 °C. Nechlórovat, nečistit chemicky, neprat v pračce, před sušením jemně vyždímat. Nesušit poblíž umělých zdrojů tepla. Sušit v horizontální poloze. Nežehlit. Vložka by měla být čistěna vlhkým hadříkem s použitím jemných čisticích prostředků.

POZOR!



Nedodržování pravidel osobní hygieny a mytí produktu nevhodnými čisticími prostředky může mít za následek oděr kůže nebo jiné problémy související s pocením a šířením bakterií. Nepoužívejte výrobek společně s hřejivou masťou nebo gelem. Po umytí výrobek pečlivě opláchněte - zbytky čisticího prostředku, který ve výrobku zůstane, mohou způsobit podráždění pokožky a poškození ortězy.

Velikost

Velikost	S	M	L	XL	XXL
Obvod pasu (cm)	56 – 71	69 – 84	81 - 96	94 - 109	107 - 122

ZÁVĚREČNÉ ROZHODNUTÍ O APLIKACI A VÝBĚRU POMŮCKY BY MĚL UČINIT ZDRAVOTNICKÝ ODBORNÍK.





**SPRZĘT
MEDYCZNY**

Výrobce:

mdh sp. z o.o.
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 676 71 85
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
Česká republika
www.meyra.cz