

# MEYRA®

## NÁVOD K POUŽITÍ

### 3013702 Stolička do sprchy 3013712 Stolička do sprchy se zádovou opěrou



#### Popis

Sprchové stoličky jsou sedací pomůcky s protiskluzovými gumovými krytkami pro koupelnu a sprchu. Sedací desku s hygienickým výřezem i zádovou opěrku sprchových židlí je možné za účelem čištění lze sejmout vytažením směrem nahoru.

Pro bezpečné používání tohoto výrobku si před prvním použitím přečtěte tento návod k montáži a použití a dodržujte ho.

#### Kontrola při převzetí

Výrobek celý vybalte a zkontrolujte zásilku, zda je kompletní a nevykazuje poškození způsobené dopravou. Pokud byste zjistili, že výrobek nebo zásilka má nějakou vadu:

1. neprodleně reklamujte u dopravce,
2. nechejte škodu/vadu zaprotokolovat,
3. neprodleně informujte nás nebo svého prodejce.

#### Použití

Tento výrobek slouží osobám s omezenou mobilitou k usnadnění procesu sprchování na pevných, rovných a neklouzavých podlahách.

#### Rozsah dodávky

##### Sprchová stolička 3013702:

- (1) 1x sedací deska
- (2) 1x boční rám pravý
- (3) 1x boční rám levý
- (4) 1x sedací trubka přední
- (5) 1x sedací trubka zadní
- (6) 4x šrouby
  - 1x Návod k montáži a použití

##### Sprchové stolička se zádovou opěrou 3013712:

- 1x jako 3013702
- (7) 1x zádová opěrka (volitelná výbava)
  - 2x plastová záslepka

# MONTÁŽ

## Sprchová stolička:

1. Trubky sedačky (4) + (5) nasadte na čepy bočních ráků (2) + (3) a sešroubujte.
2. Sedací desku (1) přitlačte pevně na trubky sedačky.

## Sprchová stolička se zádovou opěrou:

- ☞ Zádovou opěrku (7) nasuňte až na doraz na zádové trubky bočních ráků.
- ☞ Dvě přiložené plastové záslepky (15) zatlačte pevně do k tomu určených otvorů a zafixujte tak zádovou opěrku.

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Bezpečnostní pokyny

Přestože konstrukce je robustní, konstrukční díly, jako gumové krytky, podléhají určitému opotřebení. Proto doporučujeme nechat výrobek každých 6 měsíců prohlédnout servisním technikem. Přitom je třeba zkontrolovat také svařované a šroubové spoje!

- ☞ Nikdy nepřekračujte nosnost sedačky!
- ☞ Opírejte se pouze kolmo o oba boční ráky/područky.
- ☞ Nestoupejte si nohama na sedací desku.
- ☞ Ujistěte se, že pružinové uzávěry jsou po případném nastavování výšky opět pevně zacvaknuté.

- ☞ Dbejte na to, aby při používání všechny čtyři nohy vždy stály pevně na zemi.
- ☞ Před každým použitím stoličku prohlédněte, zda není poškozená.
- ☞ Zdeformovanou nebo jakkoli poškozenou sprchovou stoličku nepoužívejte. O výměně dílů se poradte se servisním technikem prodejce.
- ☞ Mýdlo a sprchové gely zvyšují nebezpečí ukouznutí!
- ☞ Po čištění zkontrolujte správné usazení svorek a montáž sedačky!
- ☞ Vadné gumové krytky by se měly neprodleně vyměnit.
- ☞ Před použitím sprchové židle se ujistěte, že zádová opěrka je zafixovaná dvěma plastovými záslepkami (15).

## Nastavení výšky sedu

- ☞ Teleskopické nohy (9) nastavte na stejnou výšku.
- ☞ K nastavení výšky sedu nejprve vytáhněte příslušnou svorku (8). Potom teleskopické nohy posuňte na požadovanou výšku. Následně příslušnou svorku opět zastrčte a nechejte ji viditelně zaskočit.
- ☞ Zkontrolujte a zajistěte správnou aretaci svorek.

## Sedací deska

Sedací desku lehkým tlakem (1) v případě potřeby zespona sejměte. Před použitím sedací desku srovnejte a opět pevně přitlačte na trubky sedačky.

## Zádová opěrka

Sprchová stolička se zádovou opěrou:

Před použitím nasuňte zádovou opěrku až na doraz na zádové trubky bočních rámu a zafixujte plastovými zásepkami (15).

## Kontraindikace

- Neschopnost udržení vzpřímené polohy.
- Poruchy koordinace a vnímání.
- Použití pomůcky vždy konzultujte s lékařem.

## Technické údaje

Model:..... *Sprchová stolička* ..... *Sprchová stolička se zádovou opěrou*

Hloubka: .....	44 cm .....	53 cm
Šířka: .....	53 cm .....	53 cm
Výška:.....	65 – 72 cm .....	82 – 89 cm
Sedací plocha: .....	40 x 40 cm .....	40 x 40 cm
Výška sedu:.....	46 – 53 cm .....	46 – 53 cm
Výška opěrky rukou: .....	17,5 cm .....	17,5 cm
Nosnost: .....	120 kg .....	120 kg
Hmotnosti: .....	2,5 kg .....	3,4 kg
Teplota vody: .....	max. 80 °C .....	max. 80 °C
Barva: .....	bílá .....	bílá

Typový štítek: ..... na trubce sedačky

### Výrobce:

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2 • D-32689 Kalletal-Kalldorf

### Distributor pro ČR:

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4

tel.: 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

Datum poslední revize: 07/2017



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

