

Návod k použití

MOBALUX Sklopná sedačka 3013972



Sklopná sedačka je sedací pomůcka určená k montáži na stěnu v koupelně či sprše.

Tento návod k obsluze je pro vás pomůckou, s jejíž pomocí se seznámíte s manipulací s výrobkem tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání. Před prvním použitím si pečlivě přečtete tento návod.

Kontrola při převzetí

Vybalte výrobek celý z obalu a zkontrolujte úplnost zásilky a její poškození při přepravě. Pokud zjistíte, že výrobek nebo zásilka vykazují nějakou závadu:

1. reklamujte okamžitě u přepravce,
2. nechte sepsat protokol o škodě,
3. neprodleně informujte nás nebo vašeho prodejce.

Použití

Sprchová stolička slouží jako opora pro uživatele s omezenou pohyblivostí při sprchování.

Popis

Sklápěcí vanová sedačka umožňuje díky připevnění na stěnu individuální umístění ve sprše, podle vlastností zdi a spodní konstrukce.

Snadno omyvatelná sedací plocha je z polypropylenu, který nedráždí pokožku, nosné trubky jsou vyrobeny z vysoce pevného hliníku a plastu, tudíž je sedačka odolná vůči korozi. Připevnění na stěnu je z vysoce pevného polyamidu.

Kontraindikace

- Neschopnost udržení vzpřímené pozice.
- Poruchy koordinace a vnímání.

- Použití pomůcky vždy konzultujte s lékařem.

Rozsah dodávky

- 1 x sklopná sprchová sedačka předmontovaná
- 1 x připevňovací materiál

Montáž

Umístění sklopné sprchové sedačky lze zvolit libovolně v souladu s účelem použití, jestliže tomu místní podmínky vyhovují.

Vrtání otvorů a montáž pomocí připevňovacího materiálu vhodného pro danou stěnu by měl provádět odborník! Nebezpečí poškození kabelů a vodičů pod omítkou!

Používejte pouze hmoždinky, které jsou vhodné pro dané zdivo!

1. Sklopte sedátko dolů.
2. V požadované výšce vyrovnejte sedací plochu vodorovně s podlahou.
3. Musí být zaručeno, aby se uživatel při sedu mohl bezpečně opírat oběma nohama o podlahu.
4. Před otvory v nástěnných držácích označte na stěně otvory k vrtání. Nákres otvorů naleznete na konci tohoto návodu k obsluze.

Připevňovací materiál

Připevňovací materiál, který je součástí dodávky, je vypočten pro konstrukci zdiva (např. beton BN 25). Pokud by v místě montáže byla jiná stěna, musí se montážní pracovník informovat o vhodném připevňovacím materiálu a použít ho.

Obsluha

Sedací plochu sprchové sedačky před použitím sklopte dolů.

Po použití a k vyčištění plochu sedátka odklopte opět nahoru.

Bezpečnostní pokyny

- Přestože konstrukce je stabilní, konstrukční díly jako sedátko, trubky sedačky a nástěnné držáky podléhají určitému opotřebení. Proto se doporučuje výrobek pravidelně kontrolovat. Přitom je třeba prohlédnout pevnost šroubových a čepových spojů.
- Nestoupejte nohama na plochu sedátka, hrozí nebezpečí pádu!
- Doporučujeme ve sprše navíc nainstalovat bezpečnostní nástěnná madla.
- Při sklápění a odklápění sedačky je třeba dbát na to, aby se ruce nedostaly mezi sedačku a stěnu nebo závěs.
- Před použitím se přesvědčete o použitelném stavu sprchové sedačky.
- Před použitím sprchové stoličky s područkami či opěradlem zkontrolujte, zda jsou šroubové spoje pevně dotažené.
- Nepřekračujte maximální nosnost sedačky!

Péče a údržba

Sedačku pravidelně čistěte běžnými čisticími prostředky – nejlépe mýdlovým roztokem. Čisticí prostředek by měl mít hodnotu pH min. 6. K čištění nepoužívejte rozpouštědla či ostré předměty.

Používejte výhradně originální náhradní díly. Využívejte servisních služeb školeného prodejce.

Likvidace se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení.

Jestliže výrobek používá více osob (např. v pečovatelském domě), je předepsáno používání běžných dezinfekčních prostředků.


Záruka

Záruční doba tohoto výrobku činí 24 měsíců a vztahuje se na vady materiálu a zpracování. Vyloučeny jsou opotřebitelné díly a díly konstrukční skupiny, které podléhají opotřebení podle svého účelu a škody, které jsou následkem nadměrného namáhání, nesprávného zacházení, násilného poškození nebo nepřijatelné změny či opravy. V případě záruky se obraťte na prodejce, u něhož jste výrobek zakoupili.

Z důvodu odpovědnosti za výrobek smí opravy a údržbu provádět pouze autorizovaný prodejce, a to za použití originálních náhradních dílů.

Technické údaje

Rozměr sedátka: 25 x 32 cm
Hloubka: 37 cm
Hmotnost: 1,1 kg
Max. zatížení: 130 kg
Barva: bílá

 Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

Výrobce

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
www.meyra.de

Distributor pro ČR

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4
tel.: 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

Datum poslední revize: 02/2018

