



NÁVOD K POUŽITÍ

STOLIČKA DO SPRCHY VITEA CARE

3010792-M

Revize 02/2018



POPIS VÝROBKU:

Stolička do sprchy s lehkou konstrukcí. Sedák je vyroben z polyuretanu, který nestudí na dotek. Stolička má výškově nastavitelné, stabilní nohy s gumovými protiskluzovými násadci na koncích. Snadno se udržuje. Sedací plocha je perforovaná pro snazší odtok vody.

VYUŽITÍ:

Pomůcka je určena pro usnadnění úkonů osobní hygieny během sprchování, je vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí a zhoršenou rovnováhou.

Stolička je určena osobám, které nemohou standardně vykonávat hygienické úkony. Díky stoličce má uživatel stabilní pozici a předchází tak pádu.

Stolička může být použita ve zdravotnických zařízeních, domech s pečovatelskou službou či domácnostech.

KONTRAINDIKACE:

Neschopnost udržení vzpřímené pozice trupu. Zhoršená koordinace a vnímání. Osoby s mentálním postižením by neměli být ponecháni bez dozoru.

DÍLY STOLIČKY:

- Polyuretanové sedátko
- Hliníkový rám
- Teleskopické nohy
- Protiskluzové násadce

POUŽITÍ:

Produkt je dodáván rozložený. Před použitím produkt složte. Jednotlivé nohy zasuňte do trubek v sedací části (nohy zapadají do závitových otvorů na sedadle). Sedadlo má speciální drážky, které usnadňují montáž. Potřebné nářadí: šroubovák.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Sprchová stolička je navržena pro užívání na rovném povrchu.
- Použití na nerovném povrchu (sklon větší než 5 %) může způsobit pád a zranění.
- Je přísně zakázáno na sprchové stoličce stát.
- Maximální nosnost sprchové stoličky je 100 kg.
- Nepoužívejte sprchovou stoličku v případě, že objevíte jakoukoliv závadu. Poškození může způsobit pád a zranění.

ÚDRŽBA:

- Rám stoličky čistěte vlhkým hadříkem či utěrkou.
- Nepoužívejte při čištění žádné ostré předměty (hrozí poškození ochranného nátěru).
- Plastové části lze čistit šetrnými čisticími prostředky.
- Pravidelně odstraňujte nečistoty z pohyblivých částí stoličky (teleskopický mechanismus).

Správná údržba všech komponentů sprchové stoličky je nezbytná pro zachování funkčnosti a technických parametrů stoličky. Dlouhodobé skladování ve velmi vlhké místnosti či venku (zejména při nízkých teplotách) v kombinaci s nedostatečnou hygienou může vést ke ztrátě estetických a funkčních vlastností pomůcky.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Výška: 35-53 cm

Průměr sedu: 32 cm

Hmotnost: cca 1,2 kg

Nosnost: 100 kg

Materiál: hliník, polyuretan, pryž

Číslo série / datum výroby: uvedeno na produktu

Životnost: 5 let od začátku používání

VÝROBCE

Meyra GmbH

Meyra-Ring 2

D-32689 Kalletal-Kalldorf

Germany

DISTRIBUCE A SERVIS

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4 – Spořilov

Tel. (prodejna): +420 272 761 102

Tel. (servis): +420 272 661 430

E-mail: meyra@meyra.cz