

Návod k použití  
ANTIDEKUBITNÍ SEDÁKY STIMULITE



*Extra positioning  
with growth feature*



**VÝROBCE**  
SUPRACOR, INC.  
2050 Corporate Court  
San Jose, CA 95131-1753  
[www.supracor.com](http://www.supracor.com)

**DISTRIBUCE A SERVIS**  
**MEYRA ČR s.r.o.**  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4 – Spořilov  
Tel.: +420 272 761 102  
e-mail: [meyra@meyra.cz](mailto:meyra@meyra.cz)

Přečtěte si, prosím, důkladně tento návod k použití.

### HLAVNÍ VLASTNOSTI

- optimální rozložení tlaku díky flexibilní síti pláštvi
- pocit sucha vzhledem ke stálému proudění vzduchu pláštvi horizontálně i vertikálně a prodyšnému obalu z přírodního materiálu
- nepatrná váha, k dispozici různé rozměry
- možnost údržby praním v pračce
- materiál: netoxický termoplastický polyuretan, používaný ve výrobě např. obvazových materiálů, umělých srdečních chlopní atd.

### ÚDRŽBA

Sedáky STIMULITE se mohou prát ručně nebo i v automatické pračce:

- svlékněte potah ze sedáku a korpus sedáku vložte do bílého pracího pytle (součástí každého balení), aby byl sedák při praní chráněn před poškozením,
- použijte malé množství pracího prostředku na jemné prádlo, **bez chlóru**, a perte sedák i potah při teplotě do max. 40°C v programu pro jemné prádlo,
- životnost potahu prodloužíte jeho praním a sušením naruby,
- po vyprání lze sedák sušit na nízkou teplotu v sušičce, často stačí pouze krátký ždímací program pračky (ždímat jen na minimální otáčky!),
- po vyprání dbejte na správné nasazení potahu na korpus sedáku => otevřené dírky sedáku směřují **nahoru** k sedací ploše, zip potahu bude zapnutý na okraji **vzadu** a gumový spodek potahu s proužky směřuje **dolů**.

### PRAVIDELNÁ KONTROLA STAVU POKOŽKY

U každého nového sedáku je důležité během prvních dnů používání kontrolovat pokožku sedací části těla. Během této doby se sedák přizpůsobuje uživateli a subjektivní pocit určité tvrdosti zmizí po několika dnech. Při prosednutí sedacích kostí až na dno sedáku nebo při déle trvajícím začervenání pokožky není sedák již vhodný pro další použití. V tomto případě se spojte se svým terapeutem nebo prodejcem.

### ZÁRUKA

24 měsíců od data prodeje

Záruční doba se nevztahuje na příslušenství jako např. potahy. Záruka se vztahuje na průkazné výrobní vady. Pokud zákazník zašle reklamovaný výrobek na adresu distributora, vyhrazuje si tento právo vadný výrobek opravit nebo vyměnit. Sedáky dodávané „na míru“ nelze vyměňovat.

### UPOZORNĚNÍ

Výrobce ani distributor nezodpovídá za škody způsobené nevhodnou manipulací, jako např. manipulace v blízkosti otevřeného ohně, chemikálií apod.

### TIP

**Inkontinentní podložka** – lze vložit pod sedák do potahu, vždy savou stranou nahoru. Tekutina je snadno odvedena sedákem a vsáknuta do podložky.

Vydání: 06/2015

Razítko a podpis prodejce:

Datum prodeje: