



CS

NÁVOD K OBSLUZE AKTIVNÍ VOZÍK

Model 1.160

MEYRA[®]
Usnadníme lidem pohyb.

Obsah

Úvod	4
Indikace	5
Převzetí.....	5
Specifikace	5
Použití.....	6
Úprava	6
Životnost	6
Přehled	7
Brzda	8
Přítlačná brzda - uživatel	8
Zajištění brzd	8
Uvolnění brzd	8
Lýtkový kurt.....	9
Sejmutí lýtkového kurtu	9
Přípevnění lýtkového kurtu	9
Podnožka	9
Postranice	10
Odklopení postranice	10
Nasazení postranice.....	10
Zádová opěra.....	11
Sklopení zádové opěry.....	11
Napřímení zádové opěry	11
Úprava zádového kurtu	12
Kola.....	13
Poškození vzduchem plněných pneumatik	13
Poháněcí kola	13
Rychloupínací osa	13
Stabilizační kolečka	14
Zásuvná stabilizační kolečka	14
Sejmutí/ zasunutí stabilizačních koleček	14
Otočná stabilizační kolečka	14
Vytočení stabilizačních koleček	14

Transportní kolečka	15
Transportní kolečka bez brzdy	15
Fixační pás.....	16
Přeprava	16
Přenášení vozíku	16
Zajištění při přepravě	17
Údržba	17
Údržba	17
Plán údržby	18
Technické údaje	21
Význam štítků na vozíku.....	24
Význam symbolů na typovém štítku.....	25
Potvrzení o prohlídce	26
Poznámky	27
Ručení / Záruka	30
Potvrzení o prohlídce při předání vozíku.....	31

ÚVOD

Děkujeme za důvěru, kterou jste projevili naší firmě volbou vozíku této řady.

Vozík se všemi variantami výbavy a jeho příslušenství nabízí možnost potřebné úpravy podle klinického obrazu choroby.


Stejně jako každé jiné vozidlo je i vozík technickou pomůckou. Vyžaduje vysvětlení, pravidelnou péči a při nesprávném používání v sobě skrývá určitá nebezpečí. Proto je nutné naučit se správné manipulaci. Tento návod k obsluze Vám má pomoci při seznamování se s manipulací s vozíkem a jako pomůcka k prevenci úrazů.

Upozornění:

Zobrazené varianty výbavy se od vašeho modelu mohou lišit.

Proto jsou uvedeny také kapitoly s volitelnou výbavou, které se pro váš individuální vozík možná nehodí.

Pozor:

 Před prvním uvedením do provozu si


- přečtete dokumentaci patřící k vozíku:

- tento návod k obsluze,
- Bezpečnostní a všeobecné pokyny k manipulaci pro < *Mechanické vozíky a vozíky poháněné svalovou silou* >.

Upozornění:

Děti a mládež by si před první jízdou měli dokumentaci, která patří k vozíku, přečíst spolu s rodiči resp. s dozorem či doprovodem.

Pro uživatele se zrakovým postižením jsou přístupné soubory ve formátu PDF na naší internetové stránce < www.meyra-ortopedia.com >.

 V případě potřeby se obraťte na svého odborného prodejce.

Alternativně si uživatelé se zrakovým postižením mohou nechat dokumentaci přečíst další osobou.

INDIKACE

Použití tohoto produktu poskytujícího mobilitu se doporučuje při těchto indikacích:

- ☞ neschopnost chůze resp. silně omezená schopnost chůze v rámci základní potřeby pohybu po vlastním bytě.
- ☞ Potřeba opustit byt, aby se uživatel při krátké procházce dostal na čerstvý vzduch nebo aby se dostal na místa v blízkosti bytu, kde potřebuje vyřídit každodenní záležitosti.
- ☞ Uživatel ještě musí být schopný používat vozík vlastní silou.
- ☞ Poskytnutí tohoto typu vozíku přichází v úvahu tehdy, když možnosti úpravy a nastavování standardních a lehkých vozíků nestačí.

PŘEVZETÍ

Všechny produkty se v našem závodě kontrolují a balí do speciálních kartonů.

☞ **Upozornění:**

- ☞ Přesto vás prosíme, abyste skútr okamžitě po obdržení, nejlépe ještě v přítomnosti doručitele, zkontrolovali a přesvědčili se, zda nevykazuje škody způsobené přepravou.
- ☞ Obal vozíku byste měli uschovat pro eventuální pozdější přepravu.

SPECIFIKACE

Vozík byl vyvinut pro děti a mládež. K dispozici jsou tři rámy:

- krátký,
- střední,
- dlouhý.

Vozík slouží výlučně k přepravě jedné osoby na sedačce, nikoli jako prostředek k tahání či přepravě předmětů apod.

POUŽITÍ

Vozík je na rovném, pevném podkladu všestranně použitelný a jedná se tak o univerzální vozík:

- v interiéru (např. byt, stacionář),
- venku (např. v parku),
- jako průvodce na cestách (např. v autobuse či ve vlaku).

Vozík nabízí rozmanité možnosti přizpůsobení individuálním tělesným rozměrům.

Pozor:

- ! Úpravy či nastavení si nechávejte
- zásadně provádět u prodejce.

ÚPRAVA

Odborný servis vám předá vozík připravený k provozu podle všech relevantních bezpečnostních předpisů a přizpůsobený vašim potřebám.

☞ Upozornění:

- ☞ Doporučujeme pravidelnou kontrolu individuálního nastavení vozíku, aby byla dlouhodobě zaručena optimální způsobilost vozíku i při změnách obrazu choroby či postižení uživatele. Speciálně u dětí a dorostu lze doporučit úpravu každých 6 měsíců.
- ☞ Doporučujeme pravidelnou lékařskou prohlídku k zajištění aktivní účasti v silničním provozu.
- ☞ Dodatečná nastavení by měl provádět výlučně odborný prodejce!

ŽIVOTNOST

U tohoto produktu předpokládáme očekávanou průměrnou životnost produktu 5 let, pokud se produkt používá k určitému účelu a jsou dodržovány veškeré předpisy pro údržbu a servis.

Životnost vašeho produktu závisí jak na četnosti používání a prostředí, v němž ho používáte, tak na péči.

Použitím náhradních dílů lze životnost produktu prodloužit. Náhradní díly bývají zpravidla k dostání až 5 let po ukončení výroby.

- ☞ Uvedená životnost nepředstavuje žádnou dodatečnou záruku.


PŘEHLED

Přehled ukazuje nejdůležitější komponenty vozíku.



Pol. Označení

- 1 Zádová opěra
- 2 Opěrka ruky / bočnice
- 3 Sedací kurt/sedací polštář
- 4 Lýtkový kurt
- 5 Podnožka
- 6 Přední kolo



Pol. Označení

- 8 Madlo pro doprovod
- 9 Přítlačná brzda
- 10 Obruče
- 11 Poháněcí kolo

BRZDA

Zajištěním brzd pomocí brzdové páčky (1) je vozík zajištěn proti nechtěnému rozjezdu (aretační brzda).

Vozík může být podle provedení vybavený přítlačnými brzdami [2] nebo bubnovými brzdami [3].

⚠ *Upozornění:*

Řiďte se pokyny v *Plán údržby na straně 18* a Bezpečnostních a všeobecných pokynech k manipulaci pro *< Mechanické vozíky a vozíky poháněné svalovou silou >*, kapitoly *< Všeobecné bezpečnostní pokyny >* a *< Brzdy >*.

Pozor:

! Při sníženém brzděném účinku nechejte vozík okamžitě opravit v odborném servisu.



Přítlačná brzda - uživatel

Zajištění brzd

K zajištění vozíku proti nechtěnému rozjezdu přepněte obě brzdové páčky dolů až na doraz (4).

⚠ *Upozornění:*

Vozíkem se při zajištěných brzdách nesmí nechat pohybovat.



Uvolnění brzd

Obě brzdové páčky přepněte až nahoru na doraz (1).

Provozní brzda

Vozík se zabrzdí pomocí obručí.

⚠ *Upozornění:*

K zabrždění vozíku případně použijte vhodné rukavice.

Lýtkový kurt


Odnímatelný lýtkový kurt (1) zabraňuje sklouznutí nohou z podnožek dozadu.

Pozor:

! Nejezděte bez lýtkového kurtu (s výjimkou cupitání)! – Nebezpečí úrazu!

Sejmutí lýtkového kurtu

Lýtkový kurt odstraní po rozepnutí suchého zipu.




Přípevnění lýtkového kurtu

K přípevnění vedte lýtkový kurt okolo přední trubky rámu [2] a pomocí suchého zipu upravte požadovanou délku.

PODNOŽKA

K dispozici je nedělená podnožka (3), jejíž výšku, sklon a hloubku lze přizpůsobit individuálním potřebám.



POSTRANICE

Postranice (1) slouží současně jako opěrka ruky, ochrana oděvu a ochrana proti větru.

Pozor:

- ! Nesahejte mezi rám a postranici. –
- Nebezpečí přiskřípnutí!
- Nezvedejte vozík za postranice.
- Vozík používejte pouze s namontovanými postranicemi!



Odklopení postranice

- Zatlačte lehce na postranici a vytáhněte ji vpředu z držáku (svěrací mechanismus) a odklopte nahoru [2].

Pozor:

- ! Odklopené postranice před zahájením jízdy opět pečlivě nasadte!



Nasazení postranice

- Postranici připevněte, případně mírným zatlačením, do držáku [3].

☞ Upozornění:

Zkontrolujte správné připevnění postranic.



ZÁDOVÁ OPĚRA

Sklopení zádové opěry

Za účelem uložení nebo přepravy lze zádovou opěru (1) sklopit dopředu a zajištit [4].

- Nejprve otočte postranice dovnitř [2].
- Zatažením za lanko nebo zatlačením na jeho střed [3] odblokujte zádovou opěru a úplně ji sklopte na sedačku [4].

☞ Zajištění zádové opěry zkontrolujte krátkým nadzvednutím.

Napřímění zádové opěry

- Ke zvednutí zádové opěry nejprve zatáhněte za lanko nebo na jeho střed a potom zádovou opěru vraťte zpět až na doraz [2]. – Přítlačné čepy přitom musejí slyšitelně zacvaknout.

☞ Zajištění zádové opěry zkontrolujte krátkým zatlačením.

☞ Upozornění:

Ke snazšímu zacvaknutí zádové opěry se doporučuje namazání přítlačných čepů.

- Postranice vytočte do strany a opět nasadte [5].

☞ Upozornění:

Řiďte se pokyny v kapitole *Nasazení postranice na straně 10*.



Úprava zádového kurtu

Napětí zádové opěry je nastavitelné.

- Stáhněte zástěrku zádové opěry a přehněte ji dopředu [1].
- Rozepněte suchý zip nastavovaného napínacího popruhu a po nastavení ho opět zapněte.

Pozor:


- ! Obě části suchého zipu se musí překrývat v délce nejméně 10 cm!
- Zástěrku zádové opěry opět přehněte dozadu a připevněte suchými zipy [2].



KOLA

Poškození vzduchem plněných pneumatik

- ☞ K opravě pneumatiky doporučujeme použití pěnové patrony, která je k dostání u prodejce. – Potom neprodleně vyhledejte odborný servis.



Poháněcí kola

Poháněcí kola jsou uložena na rychloupínací ose (1).

- ☞ Při snímání nebo nasazování nesmí ve vozíku nikdo sedět. Vozík musí stát na rovném a pevném podkladu. Před demontáží kola podvozek bezpečně podepřete a vozík zajistěte proti převrácení a rozjezdu.


☞ Upozornění:

- ☞ Po každé montáži zkontrolujte zablokování tahem/tlakem na poháněcí kolo!
- ☞ Jestliže poháněcí kolo má příliš boční vůle nebo jestliže se rychloupínací osa nezablokuje, obraťte se okamžitě na svého prodejce za účelem opravy.

Rychloupínací osa

Poháněcí kola lze sundat a nasadit bez použití náradí.

- Nejprve zatlačte aretační tlačítko (1) rychloupínací osy ve středu náboje kola.
- Potom poháněcí kolo sejměte nebo nasadte [2].



Pozor:

- ! Po nasazení poháněcího kola musí ● aretační tlačítko (1) o několik milimetrů vyčnívat z matice kola.
- ☞ Aretační čep udržujte v čistotě. Při znečištění pískem nebo zeminou nebo při zamrznutí vlhkého chladu může docházet k poruchám funkce.

STABILIZAČNÍ KOLEČKA

Zásuvná stabilizační kolečka

Sejmutí/ zasunutí stabilizačních koleček

- K sejmutí/zasunutí stabilizačního kolečka zatlačte příslušné pružinové tlačítko (1).
- ☞ Příslušné pružinové tlačítko (1) musí po zasunutí viditelně a slyšitelně zaskočit.



Otočná stabilizační kolečka

Stabilizační kolečka (2) lze otočit dolů pod sedačku [4].

- ☞ Stabilizační kolečka může otáčet doprovod nebo pomocná osoba.
- Volný prostor pro nohy doprovodné osoby při otočení stabilizačních koleček pod sedačku.

Vytočení stabilizačních koleček

☞ Upozornění:

Tuto funkci lze provést nohou.

Zatlačte stabilizační kolečka dolů z aretace, potom je vytočte dovnitř pod sedačku [4] nebo dozadu [3], dokud příslušná aretace samočinně nezaskočí.

TRANSPORTNÍ KOLEČKA

Úzkými průjezdy nebo chodbami (např. ve vlaku) může doprovod postrkovat vozík bez poháněcích kol, a to pomocí transportních koleček [1].

Transportní kolečka bez brzdy

Pozor:

- ! Vozík se smí odstavovat pouze pod dozorem doprovodu! – Není možné zabrzdění!
 - Nebezpečí úrazu v důsledku nekontrolovaného pohybu vozíku!

☞ Upozornění:

Doprovod je při používání transportních koleček odpovědný za bezpečnost uživatele vozíku.

Nastavení výšky transportních koleček

Po změně výšky sedu a změně velikosti kol se případně musí nově nastavit výška transportních koleček.

- ☞ Správné nastavení výšky musí zkontrolovat odborný prodejce, případně musí výšku znovu nastavit.




FIXAČNÍ PÁS

Fixační pás [1] se přišroubuje zezadu na příslušnou trubku zádové opěry.

Upozornění:

Dodatečnou montáž fixačního pásu je třeba provádět pouze v odborném servisu!

Pozor:


-  Fixační pás není součástí zádržného systému pro vozík a/nebo posádku při přepravě v motorových vozidlech.



PŘEPRAVA

Přenášení vozíku


K přenášení vozíku je možné zádovou opěru sklopit na sedačku [2]. Madlo (3) potom slouží k přenášení.

-  Před přenášením vozíku zkontrolujte aretaci zádové opěry!

Zajištění při přepravě

Vozík se zajistí pouze pomocí čtyř upevňovacích bodů (2) a (3).

- ☞ Upevňovací body jsou označeny symbolem (4).
- ☞ Postup k zajištění vozíku naleznete v dokumentu < *Bezpečnostní a všeobecné pokyny k manipulaci pro Mechanické vozíky a vozíky poháněné svalovou silou* >, kapitola < *Přeprava v motorových vozidlech nebo dopravních prostředcích* >.




ÚDRŽBA

Nedostatečná nebo zanedbaná péče a údržba vozíku znamenají omezení odpovědnosti výrobce.

Údržba

Níže uvedený plán údržby představuje vodítko k provádění údržbových prací.

- ☞ Nepředstavuje skutečný rozsah nutných prací zjištěných na vozíku.



Plán údržby

KDY	CO	POZNÁMKA
	<p>Zkontrolujte bezvadnou funkci brzd</p> <p>Brzdovou páčku zatlačte až na doraz. Zabrzděná kola se za provozních podmínek již nesmí otáčet. Pokud ano, nechejte brzdy opravit v autorizovaném odborném servisu.</p>	<p>Kontrolu proveďte sami nebo s další osobou.</p>
Před jízdou	<p>Kontrola opotřebení přitlačné brzdy</p> <p>Pohněte brzdovou páčkou do strany</p>	<p>Kontrolu proveďte sami nebo za pomoci další osoby.</p> <p>Jakmile se vůle brzdové páčky zvětší, obratem vyhledejte odborný servis za účelem opravy.</p> <p>– Nebezpečí úrazu!</p>
Před jízdou	<p>Zkontrolujte tlak v pneumatikách</p>	<p>Kontrolu proveďte sami nebo za pomoci další osoby.</p> <p>Použijte tlakoměr, nebo pokud není k dispozici, proveďte metodu „stisku palcem“ nebo podobnou (viz < <i>Bezpečnostní a všeobecné pokyny k manipulaci pro mechanické vozíky a vozíky poháněné svalovou silou</i> >, kapitola < <i>Pneumatiky</i> >).</p>

KDY	CO	POZNÁMKA
Před jízdou	<i>Zkontrolujte profil pneumatik</i>	Sami proveďte vizuální prohlídku. Při sjetém profilu pneumatiky nebo jejím poškození se obraťte na odborný servis za účelem opravy.
Před jízdou	<i>Zkontrolujte pevnost záďových trubek</i> <i>Zkontrolujte trubky rámu, zda nejsou poškozené</i>	Kontrolu proveďte sami nebo ji provede další osoba. Při deformaci nebo vzniku trhlin v oblasti svaru se urychleně obraťte na odborný servis za účelem opravy. – Nebezpečí úrazu!
Před jízdou Zejména před jízdou za tmy	Zkontrolujte osvětlení Zkontrolujte osvětlovací soustavu, směrová světla a reflektory, zda bezvadně fungují.	Kontrolu proveďte sami nebo s další osobou.
<i>Každých 8 týdnů</i> (podle ujeté vzdálenosti)	<i>Několika kapkami oleje ošetřete následující konstrukční díly</i> – Pohyblivé části aretace. – Držák brzdové páčky.	Kontrolu proveďte sami nebo za pomoci další osoby. Před olejováním zbavte tyto díly zbytků starého oleje. Dbejte na to, aby přebytečný olej neznečistil okolí (např. váš oděv).

KDY	CO	POZNÁMKA
<p>Každých 8 týdnů (podle ujeté vzdálenosti)</p>	<p><i>Zkontrolujte pevnost všech šroubových spojů</i></p>	<p>Kontrolu proveďte sami nebo s další osobou Zkontrolovat se musí zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> – připevnění zádo- vých profilů a profilů sedačky k bočnímu rámu, – připevnění podnožky k bočnímu rámu.
<p><i>Každé 6 měsíce</i> (podle četnosti používání)</p>	<p><i>Zkontrolujte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Čistota. – Celkový stav. 	<p>Viz < Údržba > v dokumentu < Bezpečnostní a všeobecné pokyny k manipulaci pro mechanické vozíky a vozíky poháněné svalovou silou >.</p> <p>Kontrolu proveďte sami nebo za pomoci další osoby.</p>
<p>Doporučení výrobce: Každých 12 měsíců (podle četnosti používání)</p>	<p>Bezpečnostní prohlídka</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vozík 	<p>Musí provádět prodejce.</p>

TECHNICKÉ ÚDAJE

Všechny údaje závislé na modelu uvedené v < *Technických údajích* > se vztahují na standardní provedení příslušných modelů.

Celková délka závisí na poloze a velikosti poháněcích kol.

Není-li uvedeno jinak, platí rozměry pro poháněcí kola o \varnothing 610 mm (24").

Údaje o šířce se vztahují ke vzdálenosti obručí od kola 15 mm.

Rozměrová tolerance ± 1 cm, $\pm 2^\circ$.

Zkratka rozměrů vozíku:

VS = výška sedu

ŠS = šířka sedu

HS = hloubka sedu

VO = výška opěradla

Výpočet max. hmotnosti uživatele:

Pozor:

- ! Přípustná celková hmotnost se vypočítá z hmotnosti prázdného vozíku a maximální hmotnosti uživatele.

Další hmotnost způsobená dodatečnými úpravami vozíku či zavazadly snižuje max. hmotnost uživatele.

Příklad:

Uživatel si chce s sebou vzít zavazadlo o hmotnosti 5 kg. Max. hmotnost uživatele se tak sníží o 5 kg.

Tlak v pneumatikách

Maximální tlak v pneumatikách je uveden po obou stranách pneumatiky.

Tlak v pneumatice – řídicí kolečko

Standard:

2,5 - 3,5 bar = 36 - 50 psi

Tlak v pneumatice – poháněcí kolo

Standard:

3,0 - 4,0 bar = 44 - 58 psi

Velmi lehký chod:

6 bar = 87 psi

Vysokotlaké pneumatiky:

8 bar = 116 psi

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:..... **1.160**
Typový štítek: na trubce osy
Životnost:..... 5 roky

Rozměry:.....min. / max. / z výroby

Délka se stupačkami

Rám střední:..... 860 / 980 / 890 mm
Rám dlouhý:..... 920 / 1040 / 950 mm

Celková šířka:

s odklonem kol 0°:..... 540 / 660 / 600 mm
s odklonem kol 3°:..... 595 / 715 / 655 mm

Celková výška:..... 630 / 920 / 770 mm

Výška zádového kurtu přestavitelná vždy o +1,5 cm:

Řemínková záda:25 / 45 / 35 cm

Šíře sedu:..... 360 / 480 / 420 mm

Hloubka sedu (rám střední):..... 400 / 440 / 420 mm

Hloubka sedu (rám dlouhý):..... 460 / 500 / 460 mm

Výška sedu, bez sedacího polštáře:

Výška sedací plochy na přední hraně: 450 / 530 / --- mm

Tloušťka sedacího polštáře:..... 3 / 6 / --- cm

Výška madel pro doprovod:

plynule nastavitelné: 83 / 98 / --- cm

Sklon zádové opěry (v krocích po 3 cm): 72° / 96° / 90°

Sklon sedačky:..... 3° / 10° / ---

Sklon stupaček:

Kód 346..... 79°

Vzdálenost podnožky a sedačky, bez sedacího polštáře (délka bérce):

s nedělenou podnožkou:..... 36 / 41 / 38 cm

Přepravní rozměry

Výška ve složeném stavu:..... 725 / 850 / --- mm

Délka bez poháněcích kol, bez stupaček: 700 / 760 / 700 mm
(stabilizační kolečka jsou sejmutá nebo otočená pod sedačku)

Kola

Přední kolo

ø 100 x 30 mm (4"): plná guma
ø 125 x 30 mm (5"): plná guma
ø 142 x 37 mm (5,5"): plná guma

Poháněcí kolo

ø 590 mm (24 x 1"): 4,0 bar
ø 610 mm (24 x 1 3/8"): 4,0 bar

Obruče-ø: 54 cm

Odklon kol: 0° / 3° / 3°

Osa horizontální poloha: 20,5 / 95,5 / 35,5 mm

Přípustné stoupání/klesání

Max. výška překážky (podle nastavené výšky podnožek): 30 / 120 / 80 mm
min. průměr otáčení: 1250 mm

Přípust. stoupání: 4,5° (8 %)

Přípust. spád: 4,5° (8 %)

Přípust. příčný spád: 4,5° (8 %)

Statická bezpečnost proti převrácení do všech směrů: 6° (10 %)

Klimatické údaje:

Teplota okolního prostředí: -25 °C až +50 °C

Teplota skladování: -40 °C až +65 °C

Hmotnosti

Přípustná celková hmotnost: 120 kg

maximální hmotnost uživatele (včetně přítěže): 110 kg

Max. přítěž: 10 kg

Hmotnost prázdného vozíku: min. 10 / max. 14 kg


Nejtěžší jednotlivá komponenta:

Poháněcí kolo: 2,3 kg

Přepravní hmotnost: min. 7,5 kg

(bez opěrek rukou, polštáře, poháněcích kol, stupačky)

Význam štítků na vozíku



Achtung

Erhöhte Kippgefahr auf Steigung / Gefälle
besonders in Verbindung mit kurzem Rad-
stand.

Vozík nezvedejte za opěrky rukou nebo stupačky.
Odnímatelné díly nejsou vhodné k přenášení.

Pozor!

Zvýšené nebezpečí převrácení na stoupání/ klesání ze-
jména v kombinaci s krátkou vzdáleností kol.

Význam symbolů na typovém štítku



Výrobce



Objednací číslo



Sériové číslo




Datum výroby (rok – kalendářní týden)



Přípust. hmotnost uživatele



Přípust. celková hmotnost



Přípust. zatížení os



Přípust. stoupání



Přípust. klesání

max. ... km/h Přípust. maximální rychlost



Produkt je povolený jako sedadlo k přepravě v motorovém vozidle.



Produkt *není* povolený jako sedadlo k přepravě v motorovém vozidle.

POTVRZENÍ O PROHLÍDCE

Data vozidla:

Model:

Č. dodacího listu:

Sériové č. (SN):

Doporučená bezpečnostní prohlídka 1. rok
(nejpozději každých 12 měsíců)

Razítko prodejce:

Podpis: _____

Místo, datum: _____

Příští bezpečnostní prohlídka za 12 měsíců

Datum: _____

Doporučená bezpečnostní prohlídka 2. rok
(nejpozději každých 12 měsíců)

Razítko prodejce:

Podpis: _____

Místo, datum: _____

Příští bezpečnostní prohlídka za 12 měsíců

Datum: _____

Doporučená bezpečnostní prohlídka 3. rok
(nejpozději každých 12 měsíců)

Razítko prodejce:

Podpis: _____

Místo, datum: _____

Příští bezpečnostní prohlídka za 12 měsíců

Datum: _____

Doporučená bezpečnostní prohlídka 4. rok
(nejpozději každých 12 měsíců)

Razítko prodejce:

Podpis: _____

Místo, datum: _____

Příští bezpečnostní prohlídka za 12 měsíců

Datum: _____

POZNÁMKY

RUČENÍ / ZÁRUKA

Za tento výrobek přebíráme v rámci našich všeobecných obchodních podmínek zákonné ručení a záruku v souladu s naším prokázáním kvalitním servisem. V případě záručních nároků se s níže uvedeným ZÁRUČNÍM KUPÓNEM s vyplněnými potřebnými údaji o označení modelu, čísle dodacího listu s datem dodávky a sériovým číslem (SN) obraťte na vašeho prodejce.

Sériové číslo (SN) naleznete na typovém štítku.

Předpokladem pro uznání nároků z ručení resp. záruky je v každém případě používání výrobku podle účelu určení, používání originálních náhradních dílů u prodejců a pravidelné provádění údržby a prohlídek.

Záruka je vyloučena u poškození povrchové úpravy, pneumatik kol, poškození kvůli uvolněným šroubům nebo maticím a opotřeбенým upevňovacím otvorům v důsledku častých montážních prací.

Dále jsou vyloučeny škody na pohonu a elektronice, které jsou následkem nepřiměřeného čištění pomocí parních čističů resp. úmyslného nebo neúmyslného namočení komponent.

Poruchy způsobované zdroji záření jako jsou mobilní telefony s vysokým vysílacím výkonem, hi-fi zařízení a jiné silné rušivé zářiče mimo specifikace normy

nelze uplatnit jako nároky z ručení resp. záruky.

Pozor:

- ! Nerespektování návodu k obsluze, neodborně prováděná údržba a zejména technické změny a doplňky (nástavby) bez našeho souhlasu vedou k zániku jak záručních nároků, tak k ručení za výrobek všeobecně.

Upozornění:

Tento návod k obsluze je součástí výrobku a při změně uživatele nebo majitele se k němu musí přiložit.

Technické změny ve smyslu pokroku si vyhrazujeme.



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 93/42/EHS pro zdravotnické výrobky.

ZÁRUČNÍ KUPÓN

Vyplňte prosím! V případě potřeby zkopírujte a kopii pošlete vašemu prodejci.

Ručení / Záruka

Označení modelu:

Č. dodacího listu:

SN (viz typový štítek):

Datum dodávky:

Razítko prodejce:

Potvrzení o prohlídce při předání vozíku

Data vozidla:

Sériové č. (SN):

Model:

Č. dodacího listu:

Razítko prodejce:

Podpis: _____

Místo, datum: _____

Příští bezpečnostní prohlídka za 12 měsíců

Datum: _____

MEYRA[®]
Usnadníme lidem pohyb.

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2 · D-32689 Kalletal-Kalldorf
Postfach 1 210 · D-32586 Vlotho
Fon +49 (0)5733 922-311
Fax +49 (0)5733 922-9311
info@meyra.com
www.meyra.com

Distributor pro ČR

MEYRA ČR s.r.o.

Sídlo: Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4

tel. 272 761 102, mail: meyra@meyra.cz

Pobočky: Ostrava, Janské Lázně, České Budějovice, Brno,
Liberec, Plzeň

www.meyra.cz

┌ Váš prodejce:

┐

└

┘