

Etac Immedia E-Board

Přesuvná deska s bočním vedením, které slouží jako vodící lišta pro bezpečnější přesun.

Deska je vhodná především pro přesun pacienta z lůžka na vozík a opačně, z vozíku na židli, na vanovou desku, do auta atp. Jedna boční strana má tvarovatelné "křídlo", které lze ohnout nahoru i dolů a zajistí tak lepší stabilitu během přesunu pacienta. Deska je vyrobena z pevného a odolného materiálu a je dostupná ve více délkách.

Technické údaje:

| | | |
|--------------|------------------------|------------------------|
| Rozměry (cm) | 33 x 60 x 0,5 (krátká) | 33 x 75 x 0,6 (dlouhá) |
| Nosnost (kg) | 150 | |

Použití:

Přisuňte vozík k lůžku a umístěte jej tak, aby byl co nejbližší a zároveň k lůžku svíral úhel cca 30° (viz obr. 1). Zabrzděte lůžko i vozík! Následně položte desku na vozík tak, aby se druhým krajem dotýkala lůžka. Deska se musí dotýkat šedými protiskluzovými páskami sedáku vozíku a plochy lůžka. Chytněte se vzdálenější postranice vozíku a přitáhněte se. Pokud je to možné, pomozte si při přesunu nohama. Následně přeneste váhu těla mimo přesuvnou desku a desku vytáhněte.

Upozornění!

- Před použitím zkontrolujte, zda není pomůcka poškozená (např. naprasklý materiál)! Hrozí nebezpečí pádu a zranění. V případě poškození se nikdy nesnažte pomůcku samostatně opravit.
- Pacienta nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Nepoužívejte desku ve vlhkém prostředí. Spodní část desky může být při kontaktu s vodou kluzká.
- Před použitím vždy zabrzděte lůžko i vozík!
- Zajistěte, aby se pacient cítil bezpečně a každý manuální přesun proběhl hladce. Manuální přesun si vždy promyslete dopředu.
- Dbejte na bezpečnost jak pacienta, tak sebe/pečovatele.
- Pokud používáte více pomůcek v kombinaci, vždy se ujistěte o maximální bezpečnosti všech úkonů.
- Před prvním použitím by se pečující osoba o správném použití pomůcky měla poradit s odborným personálem (rehabilitační pracovník, fyzioterapeut atd.).

Čištění: Desku lze čistit mýdlovou vodou a desinfekčními prostředky.

Materiál: polyetylen

Výrobce:

Etac Immedia A/S
Egeskovvej 12
DK-8700 Horsens, Denmark
etac.immedia@etac.com

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel.: +420 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz, www.meyra.cz

