

Etac Immedia PediTurn

Otočná podložka vhodná např. pro přesun z vozíku na postel. Podložka je určena pro osoby, které nemohou při přesunu (otočení) hýbat nohama.

Podložka usnadní každodenní činnosti, kde je zapotřebí otočení se (přesedání z lůžka na vozík atp.). Pomůcka se velmi snadno používá. Varianta SOFT je vhodná pro použití bez obuvi - podložka je měkká a obě vnější strany jsou z neklouzavého materiálu. Vnitřní část snižuje tření a tím umožní velmi snadné otočení. Varianta HARD je vhodná pro používání s obuví. Podložku může pacient používat samostatně či s asistencí druhou osobou. Při asistenci druhou osobou doporučujeme také produkt Etac Turner Pro.

Technické údaje:

Rozměry (cm)	Ø 40 (varianta SOFT)	Ø 38 (varianta HARD)
Nosnost (kg)	150	

Použití:

Podložku umístěte na podlahu. Položte na střed podložky obě chodidla. Následně se opatrně přesuňte. Při samostatném použití musí pacient být schopný stát. Při použití za asistence druhou osobou musí pacient udržet rovnováhu a je vhodné pomůcku zkombinovat s pomůckou Immedia SupportBelt, Sling nebo SmartMove.

Upozornění!

- Před použitím zkontrolujte, zda není pomůcka poškozená (např. naprasklý materiál)! Hrozí nebezpečí pádu a zranění. V případě poškození se nikdy nesnažte pomůcku samostatně opravit.
- Zajistěte, aby každý manuální přesun proběhl hladce. Manuální přesun si vždy promyslete dopředu.
- Dbejte na bezpečnost jak sebe tak pečovatele.
- Pokud používáte více pomůcek v kombinaci, vždy se ujistěte o maximální bezpečnosti všech úkonů.
- Před prvním použitím se o správném použití pomůcky poraďte s odborným personálem (rehabilitační pracovník, fyzioterapeut atd.).

Materiál: varianta SOFT: tkanina toughtek, nylon
varinata HARD: ABS/TPU, HDPE, mosaz a ocel

Čištění: pomůcku lze prát na 30°C, nesušit v sušičce, nežehlit, nepoužívat změkčovací prostředky

Výrobce:

Etac Immedia A/S
Egeskovvej 12
DK-8700 Horsens, Denmark
etac.immedia@etac.com

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel.: +420 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

[Z](#)

