

## Etac Immedia Sling

Multifunkční pomůcka s úchyty pro přesun pacienta druhou osobou.

Díky vhodnému tvaru a celkem osmi úchyťům může pomůcka sloužit pro nespočet typů přesunů pacienta (vstání z postele, přesun mezi vozíkem a postelí, posun pacienta a jeho nohou na lůžku atd.). Čtyři úchyty na každé straně zajistí lepší uchycení a vnitřní strana pásu z neklouzavého materiálu snadný a maximálně bezpečný přesun pacienta. Pomůcka zajistí správnou a bezpečnou pozici pečovatele při provádění úkonů. Pás je dostupný ve dvou délkách.

### Technické údaje:

Rozměry: 16,5 x 190 cm / 16,5 x 120 cm

Nosnost pásu: 150 kg

### Použití:

**Posun na lůžku:** Umístěte pás kolem pánve pacienta protiskluzovým materiálem vůči pacientovi a opačnou nylonovou stranou vůči podkladovému povrchu. Jeden pečovatel stojí na každé straně postele. S jednou nohou před sebou vytáhnou pečovatelé pacienta výš na lůžku pomocí přenesení váhy. Pro redukci tření v oblasti ramen pacienta lze použít další pomůcku Etac Immedia. Alternativně mohou být úchyty pásu zavěšeny na zvedací zařízení, díky čemuž lze nohy pacienta snadno zvednout.

**Podpora při vstávání / přesunu do vozíku:** Umístěte pás kolem pánve pacienta protiskluzovým materiálem vůči pacientovi a opačnou nylonovou stranou vůči podkladovému povrchu. Pacienta ze sedu postavte pomocí držení a tahu za úchyty blízko u těla spolu s přenesením váhy. Pro přesun do vozíku je vhodné pomůcky zkombinovat a použít přesuvnou desku Immedia E-board.

### Upozornění!

- Před použitím zkontrolujte, zda není pomůcka poškozená (např. naprasklý materiál)! Hrozí nebezpečí pádu a zranění. V případě poškození se nikdy nesnažte pomůcku samostatně opravit.
- Pacienta nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Zajistěte, aby se pacient cítil bezpečně a každý manuální přesun proběhl hladce. Manuální přesun si vždy promyslete dopředu.
- Dbejte na bezpečnost jak pacienta, tak sebe/pečovatele.
- Pokud používáte více pomůcek v kombinaci, vždy se ujistěte o maximální bezpečnosti všech úkonů.
- Před prvním použitím by se pečující osoba o správném použití pomůcky měla poradit s odborným personálem (rehabilitační pracovník, fyzioterapeut atd.).

**Materiál:** polyester, nylon, protiskluzová a PE-pěna

**Čištění:** pomůcku lze prát na 30°C, nesušit v sušičce, nežehlit, nepoužívat změkčovací prostředky

### Výrobce:

Etac Immedia A/S  
Egeskovvej 12  
DK-8700 Horsens, Denmark  
etac.immedia@etac.com

### Distributor:

**MEYRA ČR s. r. o.**  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
tel.: +420 272 761 102  
e-mail: meyra@meyra.cz, www.meyra.cz

