

**Návod k použití**  
**Instructions for use**

# ABDOMINAL BINDER

ABDOMINAL BINDER

Katalogové číslo / Catalogue Number:	DRQH6P
Basic UDI-DI:	59017804DRQH6PN9



**Qmed**<sup>®</sup>  
BY MEYRA



**Výrobce / Manufacturer:**

Mdh sp. Z o.o.,  
Ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź  
Tel. +48 426 748 384  
[www.mdh.pl](http://www.mdh.pl), [www.qmedbymejra.pl](http://www.qmedbymejra.pl)

Vydání 15.09.2021  
Edition 15.09.2021

## NÁVOD K POUŽITÍ ABDOMINAL BINDER

**INDIKACE:**

Ochrana a stabilizace po chirurgických zákrocích v dutině břišní a v poporodním období.

**PRINCIP FUNGOVÁNÍ:**

Pás zajišťuje kompresi měkkých tkání kolem břišní dutiny. Dokonale se přizpůsobí tvaru těla. Široký suchý zip umožňuje regulovat kompresi, poskytuje optimální stabilizaci a kompresi měkkých tkání. Ortézu lze použít jako ochranu a stabilizaci po operaci nebo těhotenství.

**ZPŮSOB POUŽITÍ:**

Nezapomeňte vybrat správnou velikost, která zajistí správnou funkci. Při nasazování pásu by měl pacient ležet. Ortézu nasadte tak, aby byla umístěna 2 cm nad kostrčními obratli a aby štítek našitý na vnitřní straně směřoval nahoru. Výztuhy zad by měly přiléhat k lumbosakrální oblasti. Upevněte pás suchým zipem. Ujistěte se, že komprese poskytuje optimální stabilizaci, ale nenarušuje dýchání. Délku užívání by měl definovat lékař nebo fyzioterapeut. Zároveň se doporučuje realizovat program rehabilitačních cvičení.

**ÚDRŽBA:**

Pás lze prát ručně ve velmi jemných pracích prostředcích při teplotě do 35°C, nechlórovat, chemicky nečistit, neodstředňovat, před sušením pouze jemně vyždímat. Sušte mimo umělé zdroje tepla. Sušte ve vodorovné poloze v rozloženém stavu. Nežehlit.



Velikost	S	M	L	XL	XXL
Obvod pasu (cm)	56 - 71	69 - 84	81 - 96	94 - 109	107 - 122

**POZOR!**


Nedodržování správné osobní hygieny a používání nevhodných pracích prostředků může mít za následek oděr pokožky nebo jiné nepříjemné pocity související se zvýšeným pocením a rozvojem bakteriální flóry. Nepoužívejte ortézu společně s hřejivou masťou a gely. Po omytí výrobek pečlivě opláchněte – zbytky mycího prostředku ponechané ve výrobku mohou způsobit podráždění pokožky a poškození tkaniny ortézy. Výrobek není ohnivzdorný. Nepoužívejte v blízkosti otevřených zdrojů ohně.

KONEČNÉ ROZHODNUTÍ O APLIKACI A VÝBĚRU VYBAVENÍ PATŘÍ LÉKAŘSKÉMU SPECIALISTOVĚ.

## INSTRUCTIONS FOR USE ABDOMINAL BINDER

**INDICATIONS:**

Protection and stabilization after surgery, in postpartum period.

**PRODUCT DESCRIPTION:**

Post-operative abdominal binder made of breath-able fabrics. Perfectly adjusts to body shape. Wide hook-and-loop fastener allows to regulate compression, provides optimal stabilization and soft tissue compression. The brace may be used as protection and stabilization after surgery or pregnancy.

**PUTTING ON:**

Do not forget to make sure that the brace size has been chosen carefully that is essential for proper functioning of the brace. In order to put on the brace, the patient should lie down. Put the brace so that it would be placed 2 cm above the coccygeal vertebrae - brace's label (you can find it inside the brace), it should be directed upward. Back stays should adhere to lumbosacral area. Fasten the belt and the additional straps which regulate the dorsal compression. Make sure that the compression provides optimal stabilization (partly reduces the movement of L-S spine) but does not disturb breathing. Time of using the brace should be precised by medical specialist and should be accompanied by proper rehabilitation exercises program.

**CONSERVATION AND MAINTENANCE:**

The brace should be washed with gentle detergents in max. temperature 35°. Do not chlorinate, do not dry clean, wring gently before drying. Do not dry close to the artificial heat sources. Dry in horizontal position. Do not iron.



Size	S	M	L	XL	XXL
Waist circumference(cm)	56 - 71	69 - 84	81 - 96	94 - 109	107 - 122

**UWAGA!**


Not observing the rules of personal hygiene and cleaning the vest with inappropriate detergents may result in skin abrasion or other effects related to perspiration. Please, do not use gels or warming ointment. Always rinse carefully after washing-detergent residue can cause skin irritation and damage product material. The product is not fireproof. Do not use close to the open sources of fire.

THE FINAL DECISION CONCERNING APPLICATION AND CHOICE OF THE EQUIPMENT BELONGS TO A MEDICAL SPECIALIST.