

Informace o skladování

Místo skladování by mělo být suché a při pokojové teplotě. Výrobek musí být chráněn před přímým slunečním zářením a vlhkostí.

Informace o čištění

Před praním vyjměte výztuhu. Mokrou bandáž zavěste a nechte okapat.



Záruka

Záruční doba je daná zákonem.

Likvidace

Výrobek lze likvidovat s běžným domovním odpadem.

Materiál

Materiály textilní: polyester, lycra, elastan.

Storage information

The storage location should be dry and at room temperature. The product has to be protected against direct sunlight exposure and humidity.

Cleaning information

Please hang up the bandage dripping wet.

Guarantee

The guarantee lies within the framework of the legal regulations.

Disposal

The product can be disposed of with the normal household waste.

Material

Textile: polyester, lycra, elastane.

Výrobce/Manufacturer

 mdh sp. z o.o.
ul. Maratońska 104
94-007 Łódź
www.qmedbymeira.pl
ortopedia@mdh.pl
tel. +48 42 636 81 44



Vydání 16.09.2021

Edition 16.09.2021

NÁVOD K POUŽITÍ/INSTRUCTIONS FOR USE

Katalogové číslo/Catalogue number: MY273 Basic UDI-DI: 59017804MY273KR



EPI Medical Loketní bandáž

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti Meyra-Ortopedia Group. Výrobek splňuje všechny požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích.

Přečtěte si prosím pozorně návod k použití a dodržujte uvedené rady a doporučení. V případě dalších dotazů se prosím obraťte na odpovědného lékaře, specializovaného prodejce nebo naši servisní horkou linku.

Popis výrobku

Bandáž Epi medical je vysoce účinná pomůcka na nejnovější technické úrovni. Anatomický, pružný, bi-elastický úplet v kombinaci s gelovými vycpávkami nabízí velmi dobře padnoucí formu, silnou oporu a ochranu při pohybu. Loketnímu kloubu se uleví, bolest se zmírňuje. Integrované elastické gelové polštářky zvyšují kompresi a mají masážní účinek, který podporuje krevní oběh a přispívá ke snížení otoků, úlevě od bolesti a zlepšení funkce.

Bezpečnostní instrukce

První aplikaci bandáže Epi medical musí provést personál vyškolený na tento druh výrobků, jinak nelze zaručit odpovědnost za výrobek.



Epi Medical elbow bandage

Thank you very much for selecting a product of the Meyra-Ortopedia Group. The product complies with all legal regulations according to the Medical Products Law.

Please read the directions for use carefully and keep to the advice and recommendations given. Should you have further questions please address the responsible physician, your local specialist dealer or our service hotline.

Product description

The Epi medical active bandage is a highly effective medical bandage on the latest technical level. The anatomically bi-elastic knitted form combined with the gel pads provides a very good fit as well as high support and safety in the movement. The tendon insertion in the elbow is effectively relieved, the pain eases. The integrated elastic gel pads increase the compression and have a massage effect which supports the blood circulation and contribute to detumescence, relief of pain and function improvement.

Safety instructions

The first application of the product must be carried out by special personnel trained on these kind of products as otherwise the product liability cannot be guaranteed.

Zamýšlené použití a doporučení

Hojení po úrazech loketního kloubu, profylaxe přetížení loketního kloubu. Zánět měkkých tkání kolem loketního kloubu. Bolestivé syndromy různé etiologie, tenisový loket, golfový loket. Jakékoli jiné použití má za následek zánik odpovědnosti za výrobek.

Aplikace bandáže

1. Přehněte horní okraj až do jedné třetiny gelové podložky.
2. Přetáhněte bandáž k lokti přes předloktí.
3. Nyní otočte horní část bandáže zpět.
4. Upravte bandáž tak, aby prohlubeň gelové vložky ležela na zevním epikondylu lokte. V ideálním případě by vnitřní epikondylus měl ležet v prohlubni spodní gelové podložky.
5. Chcete-li bandáž sundat, postupujte v opačném směru.

Kontraindikace

Za předpokladu, že je výrobek používán správně, nejsou známy žádné kontraindikace. Pokud je bandáž příliš těsná, můžete pociťovat nepohodlí z příliš velkého tlaku. V případě následujících klinických projevů onemocnění lze výrobek použít pouze po konzultaci s ošetřujícím lékařem: kožní léze nebo záněty na ošetřovaných místech, tvorba jizev, precitlivělost na teplo, poruchy krevního oběhu v ruce nebo paži, poruchy cirkulace lymfy.

Employment according to purpose and indications

The Epi medical active bandage is used in case of irritations of the tendon insertion (tennis elbow, golfer's elbow), joint attrition, arthritis, irritations and muscular tendon diseases. Any other employment, i.e. departing from the direction, results in an expiration of the product liability.

Application of the bandage

1. Turn the upper edge down to the first third of the gel pads.
2. Pull the bandage on the forearm up to the elbow.
3. Now turn up the upper part of the bandage.
4. Adjust the bandage until the gap of the gel pad lies on the outer epicondylus of the elbow. Ideally, the inner epicondylus should lie in the gap of the lower gel pad.
5. To remove the bandage follow these steps
6. vice versa.

Contraindications

Provided that the product is employed properly contraindications are not know. If the bandage is too tight pressure symptoms may evolve. In case of the following clinical pictures the product must only applied after agreement with the responsible physician: skin changes or inflammations in the area concerned, scarring, hypersensitivity because of heat production, varicose veins, circulatory disturbance in arms and hands, lymphatic drainage disturbance.

Doba nošení

Výrobek by se měl nosit hlavně při fyzické aktivitě, protože pouze tehdy správně funguje. Během doby odpočinku (spánek, sezení) by měla být bandáž odstraněna.

Další informace

- Výrobek by měl být nošen pod dohledem lékaře a s předpokládanými klinickými příznaky onemocnění.
- Bandáž Epi medical je určena k léčbě jednoho pacienta.
- Nesprávné použití vylučuje jakoukoli odpovědnost výrobce za výrobek.
- Pokud se vaše příznaky zhorší, informujte prosím ihned svého lékaře.
- Společné použití s jinými přípravky vyžaduje předchozí konzultaci s lékařem.

Dostupné velikosti

Obvod měřen ca 12 cm pod loketním kloubem

Application duration

The bandage should mainly be worn during physical activity as the function only works in this state. When resting (sleeping, sitting) the product should be removed.

Further information

- The bandage should only be worn under the care of a physician and for the intended clinical pictures.
- The Epi medical active bandage is intended for the treatment of one patient.
- Improper application excludes the product liability of the manufacturer.
- Should the symptoms aggravate a physician should be consulted immediately.
- A combination with other products has to be agreed with the physician in advance.

Available sizes

Circumference measured 12 cm below elbow joint

Velikost/ Size	Obvod předloktí/ Forearm circumference	Č. výrobku/ Part no.
0	17 – 19 cm	27 310 10
1	19 – 21 cm	27 310 11
2	21 – 23 cm	27 310 12
3	23 – 25 cm	27 310 13
4	25 – 27 cm	27 310 14
5	27 – 29 cm	27 310 15
6	29 – 31 cm	27 310 16