



VITEA®
CARE

CE

POPIS VÝROBKU:

Tělo hole je rozděleno na 4 části. Hůl je pokryta ochrannou vrstvou laku a vybavena protiskluzovou gumovou krytkou na konci. Rukojeť hole je vyrobena z polyuretanu příjemného na dotek. Rukojeť je zasunuta do těla hole. V horní části hole je mechanismus se západkou pro nastavení výšky. Výška hole je nastavitelná v krocích po 2,5 cm. Správné zajištění mechanismu poznáte podle charakteristického cvaknutí.

VYUŽITÍ:

Hůl je určena pro osoby, které potřebují oporu při chůzi, po úrazech dolních končetin, k udržení rovnováhy a rozložení váhy těla při traumatických a ortopedických onemocněních, po zlomeninách, v případě ochrnutí a paréz. Dále je vhodná pro starší osoby vyžadující oporu při chůzi.

KONTRAINDIKACE:

Poruchy stability a motorických schopností, poranění horních končetin a poruchy, které vylučují správné použití.

CHARAKTERISTIKY PRODUKTU:

1. univerzální provedení (pro pravou i levou ruku),
2. vyrobena z hliníku,
3. rukojeť z polyuretanu,
4. nastavitelná výška v krocích po 2,5 cm,
5. maximální hmotnost uživatele 100 kg,
6. protiskluzový gumový násadec: elastický, nezanechává skvrny na podlaze
7. skládací,
8. barva: černá, hnědá.

POUŽITÍ:

Produkt je dodáván zabalený. Před použitím vyndejte hůl z obalu, rozložte a nastavte požadovanou výšku.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Skládací hůl je navržena pro použití uvnitř i venku na různých druzích povrchu.
2. Dbejte zvýšené opatrnosti při použití hole na kluzkých a nebezpečných površích, tj. mokro, led, mastnota, písek – hrozí nebezpečí pádu.
3. Maximální hmotnost uživatele: 100 kg.
4. Technický stav pomůcky musí být kontrolován pravidelně. Zvýšenou pozornost věnujte: mechanismu západky pro regulaci výšky a protiskluzovému násadci.
5. V případě jakékoli viditelné nebo rozpoznatelné závady (např. praskliny) hůl nepoužívejte. Hrozí nebezpečí pádu a zranění.
6. Všechny opravy smí provádět pouze kvalifikovaní servisní pracovníci.

PRODUCT DESCRIPTION:

The bottom part of the aluminum cane is in four segments structure, coated with a protective layer of varnish and equipped with non-slip rubber strap. An aluminium tube with polyurethane handle builds the walking stick upper part. The handle is slipped into the frame which has holes located every 2.5 cm. The holes enable the walking stick height regulation. A frictional-pawl regulator guarantees a required height.

USE:

For people who need support during walking, after lower limbs injuries, for balancing and body weight transferring in traumatic and orthopaedic diseases. Also for elderly people as a body balance support during walking.

CONTRAINDICATIONS:

Balance and motor coordination disorder, upper limb injuries and dysfunctions which preclude correct usage.

PRODUCT CHARACTERISTICS:

1. universal (for both left and right hand);
2. made of aluminium;
3. handle made of PU;
4. height regulation every 2,5 cm;
5. max user weight: 100 kg;
6. gum strap: elastic, non-marking
7. foldable;
8. color: black, brown.

REGULATION AND USE:

Product is packed folded. Take out of wrapping. Unfold to required height.



SAFETY OF USING:

1. The walking stick is designed to use inside and outside on various surfaces;
2. One should be careful using the walking stick on an insecure surface: wet, icy, greasy, sandy- risk of falling down;
3. Max user weight: 100 kg;
4. Technical survey should be done regularly, special attention should be paid to: frictional-pawl regulator function, the function of anti-slip strap.
5. It is unacceptable to use the walker after discovering any visible or detectable damages as it may lead to accident.
6. All the repairs needs to be performed by a skilled personnel.

ÚDRŽBA A SERVIS:

1. Hůl čistěte vlhkým hadrem.
2. Vždy používejte šetrné čisticí prostředky, které nepoškodí ochrannou vrstvu laku.
3. Pravidelně čistěte všechny pohyblivé části pomůcky (mechanismus pro regulaci výšky).

Správná a pravidelná údržba všech komponentů hole je nezbytná pro zachování funkčnosti a technických parametrů výrobku. Dlouhodobé skladování ve velmi vlhkém prostředí (sauna, prádelna atd.) či venku může vést k rychlé ztrátě funkčních a estetických vlastností pomůcky.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Výška: 80 - 90 cm

Regulace: každých 2,5 cm

Váha: 0,35 kg

Materiál: Hliník, PU, pryž

Sériové číslo / datum výroby: na produktu

Životnost produktu: 3 roky

EVERYDAY USE AND CONSERVATION:

1. Clean the cane with a moist cloth;
2. Always use gentle detergents which do not damage the protective coat of the frame;
3. Clean regularly all the mobile elements (pawl blockade mechanism).

Keeping all parts of the walker clean and the way of preserving it, is essential for keeping its original parameters. Keeping the walker in a moist place (steambaths, loudries) or outside together with a lack of hygiene can cause a rapid lost of original parameters.

SPECIFICATION:

Height: 80 - 90 cm

Regulation: every 2,5 cm

Weight: 0,35 kg

Materials: Aluminium, PU, rubber

Serial number: on the product

Product durability: 3 years

VÝROBCE / PRODUCER

mdh sp. z o.o.

ul. ks. W. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

DISTRIBUCE A SERVIS / DISTRIBUTION AND SERVIS

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4 – Spořilov

tel.: 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz