

+REHAB®

KRUHOVÝ ERGONOMICKÝ POLŠTÁŘ

- ANATOMICKÝ DESIGN
- ZMÍRNĚNÍ PŘÍZNAKŮ HEMOROIDŮ
- MÍRNÝ SKLON POLŠTÁŘE PRO SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA
- PROTISKLUZOVÁ SPODNÍ ČÁST



Velikost/Size: 45 x 38 x 10/2,5cm

Výrobce:
REHAB Zrt.
2000 Szentendre, Kalászi út 3.
www.rehabzrt.hu

Distribuce:
MEYRA ČR s.r.o.,
Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4,
www.meyra.cz



Kruhový ergonomický polštář

Díky svému jedinečnému kruhovému tvaru polštář QMED ulevuje od příznaků způsobených hemoroidy a přispívá k lepšímu pohodlí, a to i při dlouhodobém sezení. Prohloubení pod stehny snižuje tlak na stehna a podporuje lepší prokrvení nohou. Účelem zadního vyhloubení je odlehčení spodní části páteře, kostrče. Otvor uprostřed polštáře zabraňuje přímému kontaktu citlivé oblasti s povrchem sezení, čímž zmírňuje bolest a chrání ji před podrážděním. Plocha polštáře se svažuje dopředu pod mírným úhlem, čímž pomáhá zaujmout správné držení těla při sezení.

Indikace: Vnější a vnitřní hemoroidy; Rektální trhliny; Bolest v oblasti kostrče a pánve; Zánět prostaty; Prevence dekubitů; Poporodní stavy.

Protiskluzový potah kruhového sedáku drží polštář na místě během používání, což usnadňuje spolehlivé používání na jakémkoliv sedacím povrchu. Lze použít doma, na kancelářské židli, v autě nebo na invalidním vozíku.

Má odnímatelný, omyvatelný a prodyšný potah.

Materiálové složení: Polštář 100% polyuretan;

Potah: Boční tkanina: 100% polyester; Spodní tkanina: 55% polyester, 45% PVC

Čištění: Potah na polštář perte pouze ručně vodou do max. 30°C. Neperte polštář v pračce a nesušte v sušičce!

Pozor!

Polštář není zdravotnický prostředek. Nepoužívejte v případě ztráty citlivosti.

Due to the unique shape of the QMED Seat ring cushion, it immediately relieves, and with its anatomical design it contributes to better comfort, even in long-term sitting positions. Deepening under the thighs reduces pressure on the thighs and promotes better blood circulation in the legs. The purpose of the hinder recess is to relieve the lower part of the spine, the tail bone. The hole in the middle of the cushion relieves pain on the sensitive areas during seating, while preventing it from coming into direct contact with the surface of the chair, thus saving it from irritation. The seat surface of the cushion slopes forward at a slight angle, so it also carries the spine-saving properties of the wedge cushions and helps to adopt the correct posture while sitting.

Indication: External and internal hemorrhoids; Rectal cracks; Tail bone, pelvic pain; Inflammation of the prostate; Prevention of decubitus; After child-birth and altar surgery;

The anti-slip cover of the seat ring keeps the cushion in place during use, making it easy and reliable to use on any kind of seat. Can be used at home or in an office chair, car or wheelchair. It has a zippered, removable and washable, breathable and antiperspirant cover.

Composition: Cushion: 100% polyurethane;

Cover: Side fabric: 100% polyester; Bottom fabric: 55% polyester, 45% PVC

Cleaning: Wash the pillow cover with hands only in max. 30 °C water. Do not clean the pillow in a washing machine or dryer!

Attention!

The cushion is not a medical device. Do not use in case of loss of feeling.