

# NÁVOD K POUŽITÍ / INSTRUCTIONS FOR USE

Opěrka do lůžka / Back rest DRVF01

Vydání ej 06.2022 / Edition 06.2022

**MEYRA**  
Usnadníme lidem pohyb

**CE VITEA CARE**

## POPIS PRODUKTU:

Opěrka do lůžka je vyrobena z vysoce odolného hliníkového rámu s ochranným netoxickým nátěrem. Jednoduchý systém polohování umožňuje pět různých poloh. Zádová opěra je vyrobena ze snadno omyvatelného materiálu.

## POUŽITÍ:

Opěra usnadňuje provádění hygienických úkonů, stravování a jiných denních aktivit u ležících pacientů. Díky zádové opěře pacient snadno udrží pozici v polosedě, což zaručuje pasivní ortostatickou reakci. Ta eliminuje důsledky dlouhodobé nepohyblivosti, zvyšuje komfort a pohodu pacienta.

## KONTRAINDIKACE

Nevhodnost polohy v polosedě.

## UŽIVÁNÍ (NASTAVENÍ):

Umístěte zádovou opěru do horní části lůžka tak, aby pacient ležel trupem na opěře. Nastavte výšku opěry umístěním zadní části rámu do požadované západky ve spodní části rámu.



## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Mějte na paměti, že dlouhodobé setrvání v jedné pozici může vést k podráždění kůže a kožním poruchám u pacienta.
2. Před opřením pacienta do zádové opěry pečlivě zkontrolujte, zda je výška opěry správně zajištěna – zadní část rámu musí být správně umístěna v západce na spodní části rámu.
3. Dbejte na to, aby se při používání zádové opěry pacient neopíral o kovové části rámu. Hrozí zvýšené riziko podráždění v případě, že pacient trpí kožními poruchami.

## PÉČE A ÚDRŽBA:

1. Rám opěrky čistěte vlhkým hadříkem.
2. Ostatní části zádové opěry čistěte vlhkým hadříkem a šetrnými čisticími prostředky.

Pro zachování funkčních vlastností opěry je nezbytné udržovat všechny jeho části čisté. Nedostatečná údržba může vést k rychlé ztrátě funkčních a estetických vlastností.

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Šířka opěry:** 62 cm

**Materiál:** Hliník, polyesterová tkanina

**Sériové číslo/datum výroby:** uvedeno na výrobku

**Životnost:** 2 roku od data výroby

## PRODUCT DESCRIPTION:

Back rest is made of highly durable aluminium frame, protected with non-toxic lacquer layer. Simple frame adjustment system enables for five different positions and height of the rest. The rest itself is made of easy to clean material.

## USAGE:

The back rest simplifies all the hygiene and care tasks (e.g. feeding) that are being carried out for laying patients. It enables for easy retaining of half-sitting position which guarantees passive orthostatic reaction of a patient – thus it eliminates consequences of prolonged immobilization, enhances comfort and wellbeing of a patient.

## CONTRAINDICATIONS:

Contraindications against half-sitting position.

## USING (ADJUSTMENTS):

Position the back rest in the upper part of a patient's bed, so that his torso is laying on the rest. Adjust the height of the back rest by positioning the rear part of the frame in an adequate latch indent, situated in the lower element of the frame.



## SAFETY OF USAGE:

1. Remember that staying in a single position for a prolonged period of time may lead to irritations and skin disorders of a patient.
2. Before letting patient lay against the rest it is required to check the height of the rest has been adjusted and secured – the rear frame element is correctly positioned in the latch system.
3. One has to pay attention to eliminate the possibility of frame elements pressing patient's body which may lead to irritations in case of patients suffering from skin trophic disorders.

## MAINTENANCE AND SERVICE:

1. Frame of the rest is to be cleaned with a damp cloth.
2. Support of the rest is to be cleaned with a damp cloth and soft detergent.

For the product to maintain its proper characteristics, it is extremely important to maintain all its elements clean at all times. Lack of care in this regard, will lead to quick loss of the initial utility and aesthetical properties.

## TECHNICAL PARAMETERS:

**Rest width:** 62 cm

**Materials:** Aluminium, polyester fabric

**Batch No/production date:** printed on the product.

**Usage period:** 2 years since purchase date



## Kontaktní údaje / Contact details

mdh Sp. z o.o.

ul. Maratońska 104

94-007 Łódź, Polsko

Tel.: +48 42 674 83 84

www.mdh.pl www.viteacare.com

**MDH**  
Sprzet Medyczny



Zdravotnický prostředek / Medical device