

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
KATALOG 2022/2023










OBSAH

Informace k postupu získání poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku	3	Polohovací lůžka a příslušenství	
Základní mechanické vozíky		Polohovací lůžka a příslušenství	82
Standardní vozíky	7	Antidekubitní matrace	84
Odlehčené vozíky	8	Krycí matrace	86
Technické parametry	15	Anatomické polštáře	86
Multifunkční a polohovací vozíky	19	Pomůcky pro chůzi	
Technické parametry	24	Chodítka	92
Aktivní mechanické vozíky		Hole, berle	97
Aktivní vozíky	26	Toaletní a koupelnové pomůcky	
Technické parametry	30	Koupelnová madla	100
Výběr z příslušenství	32	Pomůcky na toaletu	104
Ochranné rukavice	39	Pomůcky do koupelny	107
Přídavná zařízení	41	Zvedací zařízení	120
Zádové a sedací systémy		Bandáže a ortézy	
Zádové systémy	42	Hlava a krk	131
Sedací systémy	48	Trup	133
Elektrické vozíky a skútry		Horní končetiny	137
Elektrické vozíky	54	Dolní končetiny	144
Technické parametry	62	Dětské bandáže a ortézy	154
Elektrické vozíky a skútry	64	Korektory a fixátory	156
Nájezdové rampy	69	Ochranný a doplňkový sortiment	
Dětské kočárky a vozíky		Ochranné helmičky	160
Dětské kočárky	70	Ochranná obuv	163
Dětské vozíky	72	Cvičení a rehabilitace	164
Technické parametry	74	Sebeobslužné pomůcky	
Polohovací židle a zařízení		Podavače	176
Autosedáčky	75	Stravování	177
Ergonomické sedací systémy	76	Hygiena	182
Polohovací židle	78	Oblékání	185
Vertikalizační pomůcky	80	Pomůcky pro přesun	186

Použité značky v katalogu

	Plná úhrada všemi zdravotními pojišťovnami
	Částečná úhrada všemi zdravotními pojišťovnami
	XXL velikost
	Novinka
	5 let záruka

Ceny u produktů hrazených zdravotními pojišťovnami a výše doplatků či spoluúčástí jsou pro přehlednost zaokrouhlené na celé koruny.

Všechny ceny v tomto katalogu jsou uváděny včetně DPH.

Změna cen vyhrazena.



Všechny výrobky prezentované v tomto materiálu jsou zdravotnickými prostředky, pokud není uvedeno jinak.* Před jejich použitím si přečtěte návod k použití.**

* Výrobky označené „není ZP“ nejsou zdravotnickými prostředky.

Netýká se uvedeného příslušenství k invalidním vozíkům.

** Pokud byl výrobcem zdravotnického prostředku vydán.



Naskenujte QR kód pomocí vašeho telefonu a získáte přístup k aktuálním informacím o produktu – aktuální cena, úhrada ZP, detailní technické specifikace, návod k použití a jiné.

U produktů s volitelnou konfigurací mají použité fotografie pouze ilustrační charakter.





INFORMACE K POSTUPU ZÍSKÁNÍ POUKAZU NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU





Zdravotnické pomůcky jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění v rozsahu stanoveném zákonem. Se změnou zákona se správcem tzv. „číselníku“ stal Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Na Poukaz lze předepsat pouze zdravotnickou pomůcku, které byl přidělen kód SÚKL a tím byl zařazen do Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz. Seznam hrazených ZP SÚKL je aktualizován a zveřejněn každý měsíc.

CO JE POUKAZ?

Poukaz je stejně jako klasický recept na léky oficiálním tiskopisem sloužícím pro komunikaci mezi lékařem, pacientem a zdravotní pojišťovnou. Úplný název a označení je „VZP-13-Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“, z čehož vyplývá účel použití. V případě, že potřebujete nějakou léčebnou nebo ortopedickou pomůcku, Váš lékař Vám vystaví poukaz (u některých pomůcek je třeba ještě schválení revizním lékařem), se kterým následně půjdete do zdravotnických potřeb a pomůcku si objednáte nebo rovnou vyzvednete.

Nově se na poukazu musí zaškrtnout např., zda je pomůcka ve vlastnictví zdravotní pojišťovny a vyplnit datum uplatnění. Aktuální podoba poukazu – přední a zadní strana:

Kód pojišťovny	POUKAZ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU		IČP	poř. č.
Příjmení a jméno	DRUH A OZNAČENÍ POMŮCKY oprava – úprava pomůcky		Ev. č.	
Číslo pojistěnce	f.	Pomůcka nová / repasovaná ^{*)} ^{*) nehodící se škrtněte!}		
Bydliště (adresa)		Sk	Kód	Počet
Vlastnictví pojišťovny: ANO/NE ^{*)}		Úhrada		
Výše a podmínky úhrady:		Doplatek pojistěnce		
Dg.		Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny		
Pomůcka trvalá / dočasná ^{*)} ^{*) nehodící se škrtněte!}		Datum uplatnění:		
Pomůcka dočasná na počet měsíců		razítko výdejce		
IČP delegujícího OL:	Dne:		razítko poskytovatele, jmenovka a podpis lékaře/předepisujícího	

<p>Břišní pás</p> <p>pro ženu objem 1 cm pro muže objem 2 cm pro dítě objem 3 cm výška vpředu 4 cm výška vzadu 5 cm</p> <p>Míry se měří na nahém těle vstoje!</p> 	<p>Kýlní pás</p> <p>pravostranný — levostranný oboustranný — pro kýlu:</p> <p>1. tříselní 2. šourkovou 3. steherní 4. pupeční Objemy: Velikost kýly: a)cm b)cm</p> 	<p>Gumové punčochy (kusů)</p> <p>Délky punčoch:</p> <p>od A do G cm oddocm oddocm oddocm</p> <p>Míry měřte vždy ráno před otokem nohy!</p> 	<p>Pažní návlek</p> <p>palec a-b ruka/vice a ab návlek b a-c c a-c1 d a-d e a-e f e-f g e-g h e-g</p> <p>(měřeno přes rameno) Obvod z ramene přes axilu zpět k rameni h-k-h</p> 	<p>Prohlašuji, že (nehodící se škrtněte!)</p> <p>a) pomůcku dostávám poprvé b) naposledy jsem dostal pomůcku stejného typu v roce c) naposledy jsem dostal pomůcku typu v roce</p> <p>Pomůcku převzal dne: podpis VZP-13/2022 podpis</p>
--	---	---	---	---

JAK MÁM POSTUPOVAT, KDYŽ POTŘEBUJI ZDRAVOTNICKOU POMŮCKU?

1. krok: Konzultace a výběr

O svých potřebách s ohledem na zdravotní stav se poradte se svým ošetřujícím lékařem a dále s odborným pracovníkem dodavatele pomůcky na trh (např. v pobočkách MEYRA ČR). Takto si nejlépe vytvoříte představu o tom, jaké pomůcky jsou na trhu dostupné, zda jsou plně/částečně hrazené nebo nehrazené Vaší zdravotní pojišťovnou, a které konkrétně splňují všechny Vaše individuální potřeby.

Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro konkrétní pomůcku a ta je plně nebo částečně hrazená Vaší zdravotní pojišťovnou, požádejte pracovníka dodavatele o **kód pomůcky**. V tomto kroku se také informujte, zda pomůcku může předepsat praktický lékař nebo pouze specialista, a zda indikace a úhrada dané pomůcky podléhá následně ještě schválení revizním lékařem Vaší pojišťovny.

2. krok: Vystavení poukazu

Na základě posouzení Vašeho zdravotního stavu Vám lékař může vystavit poukaz. Pokud předepsaná pomůcka nepodléhá schválení revizním lékařem, pak s obdržným poukazem pokračujte na krok 4. níže. Pokud pomůcka podléhá schválení revizním lékařem, pak Váš lékař musí k poukazu vyplnit druhý formulář nazvaný „Žádanka o schválení/povolení“. Dále již záleží na individuální dohodě mezi předepisujícím lékařem a pacientem, zda předá oba formuláře reviznímu lékaři předepisující lékař nebo sám pacient.

Pozor – pokud je Vám předepsána pomůcka, která následně podléhá ještě schválení revizním lékařem, pak je nutné, aby Váš předepisující lékař do žádanky **dostatečně odůvodnil předepsání takové pomůcky z ohledem na Váš zdravotní stav**.

Máte-li v době žádosti o vystavení poukazu v užívání starou cirkulovatelnou pomůcku skupiny 07, která byla hrazena zdravotní pojišťovnou, je nutné, aby ji servisní technik dodavatele této pomůcky prohlédl a vyplnil formulář „**Posouzení stavu ZP**“. V tomto formuláři se technik vyjádří k možnosti opravy staré pomůcky a ceně takové opravy. Vyplněný formulář předejte lékaři při předepisování poukazu na pomůcku novou (jen v případě pojištění VZP a ČPZP formulář posílá pojišťovně přímo servisní technik dodavatele pomůcky).

3. krok: Posouzení indikace a úhrady pomůcky revizním lékařem

Možná vyjádření revizního lékaře:

a) indikace a úhrada pomůcky je schválena, přičemž:

- potvrzený poukaz Vám předá předepisující lékař (= postup pojištění VZP i SZP),
- nebo potvrzený poukaz je zaslán přímo dodavateli pomůcky na trh a ten Vás následně zkontaktuje pro domluvení se na vyzvednutí pomůcky (= postup pojištění SZP),
- nebo potvrzený poukaz je předán přímo Vám, pokračujte krokem 4. níže (= postup pojištění SZP).

b) indikace a úhrada pomůcky je zamítnuta – revizní lékař o tomto vyrozumí předepisujícího lékaře a ten následně Vás,

c) schválení indikace a úhrady se vztahuje na jinou ovšem funkčně shodnou pomůcku,

d) dojde k výdeji repasované pomůcky (pro více informací nás neváhejte kontaktovat).

4. krok: Výdej pomůcky

S poukazem se všemi náležitostmi se obrátíte na odborného pracovníka dodavatele pomůcky (např. do pobočky MEYRA ČR), kde Vám bude pomůcka rovnou vydána nebo objednána na základě individuálních potřeb žadatele a vydána v domluvené dodací lhůtě.

Nově došlo od 1. 12. 2019 k zavedení 10% spoluúčasti na medicínsky zdůvodnitelné příslušenství k vozíkům. Tuto částku je výdejna ZP povinně vybrat, má regulativní charakter.

Postup pro vyřízení poukazu na elektrický vozík a další podrobnější informace jsou k nalezení na našich webových stránkách www.meyra.cz/poukaz

Cirkulace ZP

Od 1. 12. 2019 se mění i podmínky cirkulace některých zdravotnických pomůcek (repasování a opětovné vydání ZP). V příloze zákona uvedené necirkulovatelné zdravotnické pomůcky přechází při výdeji automaticky do vlastnictví pojištěnce. Je-li pojištěnci předepsán zdravotnický prostředek, který je zařazen do úhradové skupiny, u níž zdravotní pojišťovna zvolila režim cirkulace, a u něhož rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady přesahuje 2 000 Kč, může pojištěnec s příslušnou zdravotní pojišťovnou uzavřít dohodu o zařazení tohoto zdravotnického prostředku do režimu cirkulace. Uzavře-li příslušná zdravotní pojišťovna s pojištěncem takovou dohodu, pojištěnec doplatí rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady.

U zdravotnické pomůcky ve vlastnictví pojištěnce zákon stanovuje maximální výši úhrad oprav zdravotnické pomůcky, které hradí zdravotní pojišťovna po dobu užívání.

Ostatní informace

Mohou nastat i situace, že zdravotnická pomůcka není lékařem předepsána nebo že poukaz na základě žádanky nebyl revizním lékařem schválen. V tomto případě si pomůcku musí žadatel hradit sám. Pokud nemá sám dostatečné finanční možnosti, existují nadace, které mohou pomoci s úhradou zdravotnické pomůcky. Některé z nadací uvádíme na našich webových stránkách: www.meyra.cz/nadace. Dá se ovšem předpokládat, že podmínky příspěvku na úhradu zdravotnického prostředku se u jednotlivých nadací liší. Je třeba se dopředu informovat.

KDO VÁM MŮŽE POMŮCKU PŘEDEPSAT?

Kategorie pomůcek	Předepisující lékař	Poznámky		
Mechanické vozíky				
Základní a základní variabilní mechanické vozíky	NEU, ORT, REH, PRL, DIA, GER, PED, INT	RL	R	1 ks / 5 let
Základní odlehčené a odlehčené částečně variabilní	NEU, ORT, REH, INT, PED	RL	R	1 ks / 5 let
Odlehčené variabilní	NEU, ORT, REH, INT	RL	R	1 ks / 5 let
Aktivní	NEU, ORT, REH	RL		1 ks / 5 let
Dětské odlehčené variabilní	NEU, ORT, REH	RL	R	1 ks / 5 let
Dětské aktivní	NEU, ORT, REH	RL		1 ks / 5 let
Speciální nadměrné	NEU, ORT, REH	RL	R	1 ks / 5 let
Speciální dvouobručové	NEU, ORT, REH	RL		1 ks / 5 let
Speciální multifunkční	NEU, ORT, REH, INT	RL		1 ks / 5 let
Speciální multifunkční dětské	NEU, ORT, REH, INT, PED	RL	R	1 ks / 5 let
Příslušenství k mechanickým vozíkům	NEU, ORT, REH, INT, PED	RL	R	1 ks / 5 let
Elektrické vozíky				
Interiérové základní	NEU, ORT, REH, INT	RL	R	1 ks / 7 let
Interiérové variabilní, exteriérové variabilní	NEU, ORT, REH	RL	R	1 ks / 7 let
Příslušenství k elektrickým vozíkům	NEU, ORT, REH	RL	R	1 ks / 7 let
Zdravotní kočárky a příslušenství				
	NEU, ORT, REH	RL		1 ks / 3 roky
Pomůcky pro chůzi				
Berle podpažní a předloketní	NEU, ORT, REH, PRL, GER, CHI, ORP, REV, DIA, INT, TRA, SLO			2 ks / 2 roky
Berle předloketní speciální	NEU, ORT, REH, PRL, GER, CHI, ORP, REV, SLO			1 pár / 2 roky
Chodítka kolová a bodová	NEU, ORT, REH, PRL, GER, CHI, ORP, REV			1 ks / 5 let
Chodítka kolová s podpůrnými prvky	NEU, ORT, REH, GER, ORP, REV			1 ks / 5 let
Opěrné kozičky	NEU, ORT, REH, GER, ORP, REV			1 ks / 5 let
Nástavce na WC				
	NEU, ORT, REH, PRL, GER, REV			1 ks / 3 roky
Zvedáky				
Vanové zvedáky elektrické a příslušenství	NEU, ORT, REH, PRL, GER	RL	R	1 ks / 5 let
Pojízdné zvedáky	NEU, ORT, REH, GER, INT	RL	R	1 ks / 10 let
Závěsy k pojízdňým zvedákům	NEU, ORT, REH, PRL, GER, INT	RL		1 ks / 3 roky
Polohovací pomůcky				
Polohovací lůžka elektrická, pojízdná	NEU, ORT, REH, PRL, GER, INT	RL	R	1 ks / 10 let
Polohovací zařízení pro sezení a příslušenství	NEU, ORT, REH	RL	R	1 ks / 7 let
Polohovací zařízení vertikalizační	NEU, ORT, REH	RL	R	1 ks / 7 let
Antidekubitní pomůcky				
Antidekubitní matrace s potahem	NEU, ORT, REH, PRL, GER, CHI	RL		1 ks / 3 roky
Antidekubitní podložky sedací střední a vysoké riziko vzniku dekubitů	NEU, ORT, REH, PRL, GER	RL		1 ks / 3 roky
Bandáže a ortézy				
Krční ortézy a fixační límce	NEU, ORT, REH, CHI, ORP, OST, REV, TVL, TRA			1 ks / 1 rok
Ortézy pro trup a páteř	NEU, ORT, REH, CHI, ORP, REV, TVL, TRA			1 ks / 1 rok
Bederní ortézy	NEU, ORT, REH, CHI, ORP, REV, TVL, TRA			1 ks / 1 rok
Ortézy pro horní končetiny	NEU, ORT, REH, CHI, ORP, REV, TVL, TRA			1 ks / 1 rok
Ortézy pro dolní končetiny	NEU, ORT, REH, CHI, ORP, REV, TVL, TRA, DIA			1 ks / 1 rok
Pooperační bota s odlehčenou špičkou	ORT, REH, CHI, ORP, DIA, POP			1 ks / 1 rok
Pás břišní s otvorem pro stomii	GER, CHI, INT, NEF, ONK, PED, PRL, URN, SLO			1 ks / 1 rok
Ochranné přilby				
	NEU, PSY, REH			1 ks / 2 roky

Význam zkratk

RL	Nutné schválení revizním lékařem pojišťovny
DIA	Diabetolog a endokrinolog
GER	Geriatr
CHI	Chirurg
INT	Internista
NEF	Nefrolog
NEU	Neurolog
ONK	Klinický onkolog
ORP	Ortopedický protetik
ORT	Ortoped
OST	Klinický osteolog

R	Pomůcka je cirkulovatelná (zapůjčená zdravotní pojišťovnou)
PED	Pediatr
POP	Lékař popáleninové medicíny
PRL	Praktický lékař
PSY	Psychiatr
REH	Rehabilitační lékař
REV	Revmatolog
SLO	Sestra v lékařských oborech
TRA	Traumatolog
TVL	Tělovýchovný lékař
URN	Urolog



STANDARDNÍ VOZÍKY



TITANUM

VCWK9AT

- Základní mechanický invalidní vozík pro použití doma i venku.
- Lehký hliníkový skládací rám.
- **Velmi nízká váha vozíku.**
- Možnost nastavení výšky sedu.
- Odnímatelné podnožky.
- Rychloupínací zadní kola.
- Sedací polštář 3 cm, stabilizační kolečka proti přepadnutí a bezpečnostní dvoubodový pás v základní výbavě.

Šíře sedu: 40–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 125 kg



Kód ZP: 07-5008513
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **8 568 Kč**
(doplatek od 568 Kč)



SERVICE

3.600

- Standardní skládací mechanický vozík se stabilní a pevnou konstrukcí z tenkostěnných ocelových trubek vhodný pro celodenní využití v interiéru i exteriéru.
- **Možnost volby snadno čistitelných koženkových potahů.**
- Vhodný pro klienty s inkontinencí.
- Vhodný pro nemocniční a jiná zařízení.
- S použitím stabilizační vspěry nosnost až 150 kg.

Šíře sedu: 38–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 22 cm

Nosnost: 120 kg



Kód ZP: 07-5005934
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **9 637 Kč**
(doplatek od 638 Kč)

STANDARDNÍ / ODLEHČENÉ VOZÍKY



BUDGET

9.050

- Standardní skládací mechanický vozík se stabilní a pevnou konstrukcí z tenkostěnných ocelových trubek vhodný pro celodenní využití v interiéru i exteriéru.
- **Nejužší vozík ve své třídě.**
- Možnost nastavení přední i zadní výšky sedu bez použití náhradních dílů.
- Změnou polohy variobloku (uchycení hnacích kol) lze vozík snadno přizpůsobit potřebám klientů s nízkou nebo střední amputací dolních končetin.

Šíře sedu: 38–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg



Kód ZP: 07-5005935
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 9 637 Kč
(doplatek od 638 Kč)



CAMELEON

VCWK9AC

- Odlehčený mechanický invalidní vozík.
- **Velmi dobře vybavený lehký vozík v elegantním designu.**
- Lehký hliníkový skládací rám.
- Nízká váha vozíku.
- Výškově nastavitelné područky.
- Odnímatelné, úhlově nastavitelné podnožky.
- Potah z hypoalergenního a prodyšného materiálu.
- Sedací polštář 3 cm, stabilizační kolečka proti přepadnutí a bezpečnostní dvoubodový pás v základní výbavě.
- Nově také v šíři sedu 50 cm.

Šíře sedu: 40, 45, 50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 19 cm

Nosnost: 125 kg



Kód ZP: 07-5008606
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 12 000 Kč
(doplatek od 0 Kč)

ODLEHČENÉ VOZÍKY



FORMAT

3.940

- Standardní odlehčený mechanický vozík.
- Součástí standardní výbavy je 3 cm sedací polštář.
- Možnost nastavení přední i zadní výšky sedu bez použití náhradních dílů.
- **Možnost volby bubnových brzd pro doprovod v základní výbavě.**
- Změnou polohy variobloku (uchycení hnacích kol) lze vozík snadno přizpůsobit potřebám klientů s nízkou nebo střední amputací dolních končetin.

Šíře sedu: 38–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg



Kód ZP: 07-5005971
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **12 000 Kč**
(doplatek od 0 Kč)



EUROCHAIR

1.750

- Variabilní skládací vozík vhodný pro uživatele s různým postižením.
- **Vhodný pro mnoho typů postižení díky rozsáhlým možnostem úprav.**
- Možnost odejmutí poháněcích kol, bočních opěrek a podnožek.

Šíře sedu: 38–53 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg



Kód ZP: 07-5005936
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **19 780 Kč**
(doplatek od 0 Kč)

ODLEHČENÉ VOZÍKY



EUROCHAIR HEMI

1.750-HEMI

- Variabilní skládací vozík s dvouobručí a spřaženou brzdou pro jednoruční ovládání.
- Ovládání pro pravou nebo levou ruku.
- Díky speciálnímu pohonu pro jednu ruku je vozík ideální pro pacienty po cévní mozkové příhodě (CMP, Ictus) nebo při jednostranných amputacích horní končetiny.

Šíře sedu: 38–48 cm

Celková šíře: šíře sedu + 23 cm

Nosnost: 130 kg



Kód ZP: 07-5012647
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 24 939 Kč
(doplatek od 939 Kč)



EUROCHAIR

1.850

- Odlehčený skládací vozík z hliníkové slitiny vhodný pro pohyb v místnosti i exteriéru.
- Změnou polohy variobloku (uchycení hnacích kol) lze vozík snadno přizpůsobit potřebám klientů s nízkou nebo střední amputací dolních končetin.
- Možnost odejmutí poháněcích kol, bočních opěrek a podnožek.
- **S použitím stabilizační vzpěry nosnost až 150 kg.**
- Vozík je možno upravit pro jednoruční ovládání pomocí dvojobruče a spřažené brzdy (varianta HEMI), případně snížením výšky sedu pro ovládání „cupitáním“.

Šíře sedu: 38–50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 120 / 150 kg



Kód ZP: 07-5005939
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 20 797 Kč
(doplatek od 798 Kč)

ODLEHČENÉ VOZÍKY



EUROCHAIR 2

2.750

- Odlehčený vozík vhodný pro dlouhodobé každodenní využití.
- Široké možnosti nastavení pro různé typy postižení.
- **Výškově nastavitelné područky, sedací polštář, bezpečnostní kurt, kolečka proti přepadnutí a držák hole** ve standardní výbavě vozíku.

Šíře sedu: 38–53 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5005937
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **17 998 Kč**
(doplatek od 0 Kč)



EUROCHAIR 2 POLARO

- **Varianta odlehčeného vozíku Eurochair 2 ve variantě s plynulým polohováním zádové opěry, odnímatelným prodloužením zádové opěry o 30 cm a posunem těžiště.**
- Zádová opěra v řemínkové variantě s prodloužením za hlavu nebo v pevné variantě s ergonomickou zádovou opěrou.

Šíře sedu: 43, 48 cm

Celková šíře: šíře sedu + 22 cm

Nosnost: 130 kg



Pro bližší informace
ohledně možnosti
konfigurace a úprav
kontaktujte naše
odborné prodejce.

ODLEHČENÉ VOZÍKY



Avanti UNI

1.736

- Skládací mechanický vozík z hliníkové slitiny, který svým inovativním konstrukčním pojetím vyplňuje mezeru mezi vozíky odlehčenými a aktivními.
- Náš nejoblíbenější a nejvariabilnější vozík ve své kategorii.
- Tři varianty délky rámu včetně provedení Junior vhodné pro děti a osoby malého vzrůstu.
- Nízká hmotnost.
- Rozšířené možnosti úprav oproti klasickým odlehčeným vozíkům.

Šíře sedu: 30–58 cm
Celková šíře: šíře sedu + 20 cm
Nosnost: 75 / 135 / 160 kg



Kód ZP: 07-5005942
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 23 863 Kč
(doplatek od 3 864 Kč)



AVANTI PRO

1.735

- Odlehčený mechanický vozík z hliníkové slitiny se skládacím rámem pro každodenní používání.
- Vozík vychází z populárního modelu Avanti 1736.
- Dvě varianty délky rámu.
- Integrované podnožky v rámu vozíku.

Šíře sedu: 36–58 cm
Celková šíře: šíře sedu + 19 cm
Nosnost: 135 kg



Kód ZP: 07-5005940
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 23 863 Kč
(doplatek od 3 864 Kč)

ODLEHČENÉ VOZÍKY



EUROCHAIR 2 XXL

2.850

- Variabilní vozík určený pro uživatele s vyšší hmotností se zachováním všech výhod lehkých skládacích vozíků.
- **Speciální zesílený rám s dvojitým křížem.**
- **Možnost zvýšení nosnosti vozíku až na 200 kg.**
- Široká nabídka nadstandardního vybavení.

Šíře sedu: 48–65 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 160 / 200 kg



Kód ZP: 07-5005943
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 21 309 Kč
(doplatek od 6 310 Kč)



REHAB 4200 XXL

B-4200/XXL

- Skládací mechanický vozík určený pro uživatele s vyšší hmotností.
- Zesílený rám.
- Odnímatelné područky.
- Odklopné a odnímatelné podnožky.
- Pevné uchycení zadních kol.
- Koženkové potahy.

Šíře sedu: 56, 61 cm

Celková šíře: šíře sedu + 21 cm

Nosnost: 200 kg



cena od 17 900 Kč



REHAB 4200 XXXL

B-4200/XXXL

- Skládací mechanický vozík určený pro uživatele s vysokou hmotností.
- **Výrazně zesílená konstrukce vozíku.**
- Odnímatelné područky.
- Odklopné a odnímatelné podnožky.
- Pevné uchycení zadních kol.
- Textilní potahy.

Šíře sedu: 66 cm

Celková šíře: šíře sedu + 23 cm

Nosnost: 295 kg



cena od 39 800 Kč



TECHNICKÉ PARAMETRY

	TITANUM VCWK9AT	SERVICE 3.600
Šíře sedu (cm)	40 / 43 / 45 / 51	38 / 40 / 43 / 45 / 48 / 51
Hloubka sedu (cm)	40	44
Výška zadové opěry (cm)	43	40
Polohování zadové opěry	×	×
Celková šíře vozíku od (cm)	62,5 / 65 / 67,6 / 70,1	šíře sedu + 22 cm
Celková délka vozíku (cm)	102	108
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	31	31
Přední výška sedu (cm)	51	52
Zadní výška sedu (cm)	44–49	49
Velikost poháněcích kol (palce)	24"	24"
Obutí kol	PU	PU
Hmotnost od (kg)	13	19
Nosnost (kg)	125	120
Sedací polštář	◆	●
Bubnové brzdy pro doprovod	×	×
Stabilizační kolečka proti přepadnutí	◆	●
Dvoubodový bezpečnostní kurt	◆	●
Barva rámu	šedostříbrná	šedostříbrná

	BUDGET 9.050	CAMELEON VCWK9AC
Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 51	40 / 45 / 50
Hloubka sedu (cm)	43	40,5
Výška zadové opěry (cm)	42	43
Polohování zadové opěry	×	×
Celková šíře vozíku od (cm)	šíře sedu + 18 cm	59 / 64 / 70
Celková délka vozíku (cm)	104	101,5
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28	37
Přední výška sedu (cm)	47–51	49
Zadní výška sedu (cm)	44–49	44–49
Velikost poháněcích kol (palce)	24"	24"
Obutí kol	PU	PU
Hmotnost od (kg)	19	16
Nosnost (kg)	130	125
Sedací polštář	●	◆
Bubnové brzdy pro doprovod	●	×
Stabilizační kolečka proti přepadnutí	●	◆
Dvoubodový bezpečnostní kurt	●	◆
Barva rámu	šedostříbrná	černá

- ◆ Standardní výbava nebo ve standardní výbavě volitelné příslušenství
- Nadstandardní příslušenství
- × Nenabízí se

TECHNICKÉ PARAMETRY

	FORMAT 3.940	EUROCHAIR 1.750
Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 51	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53
Hloubka sedu (cm)	40 / 43	40 / 43 / 46
Výška zadové opěry (cm)	42	40 / 42 / 44
Polohování zadové opěry	×	×
Celková šíře vozíku od (cm)	šíře sedu + 18 cm	šíře sedu + 18 cm
Celková délka vozíku (cm)	104	104
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28	28
Přední výška sedu (cm)	47–51	43,5–51,5
Zadní výška sedu (cm)	44–49	39–43
Velikost poháněcích kol (palce)	24"	24"
Obutí kol	PU	PU / PNEU
Hmotnost od (kg)	17,5	16
Nosnost (kg)	130	130
Sedací polštář	◆	●
Bubnové brzdy pro doprovod	◆	●
Stabilizační kolečka proti přepadnutí	●	●
Dvoubodový bezpečnostní kurt	●	●
Barva rámu	šedostříbrná	šedostříbrná

	EUROCHAIR HEMI 1.750-HEMI	EUROCHAIR 1.850
Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50
Hloubka sedu (cm)	40 / 43 / 46	40 / 43 / 46
Výška zadové opěry (cm)	40 / 42 / 44	35 / 38 / 42 / 45
Polohování zadové opěry	×	×
Celková šíře vozíku od (cm)	šíře sedu + 23 cm	šíře sedu + 18 cm
Celková délka vozíku (cm)	105	102
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	35	28
Přední výška sedu (cm)	43,5-51,5	42-52
Zadní výška sedu (cm)	39-43	42-49,5
Velikost poháněcích kol (palce)	24"	22" / 24"
Obutí kol	PU	PU / PNEU
Hmotnost od (kg)	19	15
Nosnost (kg)	130	120 / 150
Sedací polštář	●	●
Bubnové brzdy pro doprovod	●	●
Stabilizační kolečka proti přepadnutí	●	●
Dvoubodový bezpečnostní kurt	●	●
Barva rámu	šedostříbrná	dle výběru

- ◆ Standardní výbava nebo ve standardní výbavě volitelné příslušenství
- Nadstandardní příslušenství
- × Nenabízí se

TECHNICKÉ PARAMETRY

EUROCHAIR 2 2.750	EUROCHAIR 2 POLARO	Avanti UNI 1.736	Avanti PRO 1.735
38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53	43 / 48	30-58 (po 2 cm)	36-58 (po 2 cm)
40 / 43	43 / 46	33-53	35-50
40 / 42 / 44	50 (+30)	34-50	34-50
×	30°	(30°)	×
šíře sedu + 20 cm	šíře sedu + 22 cm	šíře sedu + 18 cm	šíře sedu + 18 cm
105	109	88-112	87-101,5
28	32	28	28
47-52	44-52	42-56	44-52
47-52	44-52	40-52	42-52
24"	24"	22" / 24"	24"
PU	PU	dle výběru	dle výběru
17,5	20	14	11
130	130	75 / 135 / 160	135
◆	◆	●	●
●	●	●	●
◆	◆	●	●
◆	◆	●	●
šedostříbrná	šedostříbrná	dle výběru	dle výběru

EUROCHAIR 2 XXL 2.850	REHAB 4200 XXL B-4200/XXL	REHAB 4200 XXXL B-4200/XXXL
48 / 50 / 53 / 58 / 65	56 / 61	66
43 / 46 / 49	46	51
40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50	44	47
×	×	×
šíře sedu + 20 cm	šíře sedu + 21 cm	89
107	120	124
31	31	35
47,5-56	54	50
47,5-56	51	48
24"	24"	24"
PU	PU	PU
19	27,5 / 30	45
160 / 200	200	295
●	×	×
●	×	×
●	×	×
●	×	×
šedostříbrná	chrom	šedočerná

- ◆ Standardní výbava nebo ve standardní výbavě volitelné příslušenství
- Nadstandardní příslušenství
- × Nenabízí se



MULTIFUNKČNÍ A POLOHOVACÍ VOZÍKY



SOLERO Light

9.072

- Speciální mechanický vozík s pevným rámem a polohováním sedu.
- **Součástí základní výbavy vozíku jsou bubnové brzdy pro doprovod, hlavová opěrka, polohovací podnožky s úhlově nastavitelnými stupačkami a stabilizační kolečka.**
- Vhodný pro osoby s potřebou podpory sedu.
- Možnost volby textilních nebo inkontinentních potahů.

Šíře sedu: 43–46 / 48–51 cm

Celková šíře: min. 62–69 cm

Nosnost: 130 / 160 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5005948
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **42 826 Kč**
(doplatek od 0 Kč)



Netti 4U CE

1.210

- Netti 4U CE je ekonomická verze modelu CE PLUS se stejnou nosností a minimálními vnějšími rozměry.
- Vozík je dodáván s hygienickými a snadno čistitelnými potahy Easy Care.
- **Multifunkční vozík Netti 4U CE je vhodný zejména pro použití v nemocnicích, zdravotnických a sociálních zařízeních, kde se uživatelé vozíku často mění.**
- Flexibilní sedadlo vozíku umožňuje snadné nastavení hloubky sedu bez nutnosti výměny jakýchkoli komponentů.
- Ergonomicky tvarované polstrování zádové opěry s integrovaným bočním vedením trupu.
- Polohování zádové opěry v rozmezí od 92° do 137° a záklonu sedu od -5° do 20° umožňuje ergonomický sed s vysokou mírou přizpůsobitelnosti individuálním potřebám konkrétního uživatele.
- Možnost volby ze tří typů hlavových opěr v základní výbavě.
- Ideální volba při neurologických onemocněních či pro geriatrické pacienty.



cena **34 980 Kč**

MULTIFUNKČNÍ A POLOHOVACÍ VOZÍKY



Netti S

1.245

- Speciální multifunkční polohovací vozík Netti S je určen pro částečně nebo plně imobilní děti a mládež s tělesným a/nebo mentálním postižením.
- Jeho konstrukce podporuje růst dítěte možným nastavením hloubky a šířky sedu, délky podnožek a výšky záďové opěrky.
- Umožňuje časté polohování s rozsahem náklonu optimalizovaným jak pro činnost (-3°), tak pro relaxaci (35°).
- Součástí vozíku jsou mimo jiné výškově nastavitelné područky, bubnové brzdy, výškově nastavitelná madla pro doprovod, bezpečnostní pás a otočná stabilizační kolečka.

Šíře sedu: 25–35 cm

Celková šíře: max. 51,5 cm

Nosnost: 75 kg



Kód ZP: 07-5014045
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 68 890 Kč
(doplatek od 3 890 Kč)



Netti 4U CES Plus

1.215-S

- Dětská, zkrácená verze vozíku Netti 4U CE Plus.
- Speciální polohovací mechanický vozík s pevným rámem, bubnovými brzdami pro doprovod a poháněcími koly 22".
- Ergonomicky tvarovaný sedák a záďová opěra.
- Možnost polohování sedu od -5° do 20° a zad od 90° do 135°.
- Nastavitelná hloubka sedu.
- Mechanicky polohovatelné podnožky.

Šíře sedu: 35 / 40 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 135 kg



Kód ZP: 07-5011219
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 58 960 Kč
(doplatek od 0 Kč)

MULTIFUNKČNÍ A POLOHOVACÍ VOZÍKY



Netti 4U CE Plus

1.215

- Velmi dobře nastavitelný speciální invalidní vozík s bubnovými brzdami pro doprovod v základní výbavě.
- **Vynikající manévrovatelnost a jízdní vlastnosti.**
- Polohování zádové opěry od 90° do 135° a záklonu sedu od -5° do 20° umožňuje ergonomický sed s vysokou mírou přizpůsobitelnosti individuálním potřebám konkrétního uživatele a zároveň usnadňuje přesuny z vozíku.
- V individuálních případech je možné rozsah polohování zádové opěry přizpůsobit.
- Anatomicky tvarovaná zádová opěra s bočním vedením.

Šíře sedu: 40 / 45 / 50 cm
Celková šíře: šíře sedu + 18 cm
Nosnost: 135 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5011218
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 49 980 Kč
(doplatek od 0 Kč)



Netti 4U CED

1.225

- **Nejvyšší model řady Netti v naší nabídce, nabízí nejvíce možností kompenzace různých asymetrií a vyniká i svou manévrovatelností a jízdními vlastnostmi.**
- Prémiové zpracování, nadstandardní provedení - přední vidlice z lehkých slitin, zesílené postranice, spojené, polohovatelné madlo pro doprovod, řemínková záda.
- Nastavitelné uchycení stupaček pro kompenzaci délky nohou při asymetrii kyčlí nebo rotaci pánve.
- Ergonomicky tvarovaný sedák a zádová opěra s bočním vedením.

Šíře sedu: 35, 40, 43, 45, 50 cm
Celková šíře: šíře sedu + 18 cm
Nosnost: 160 kg

novinka částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5014238
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 59 890 Kč
(doplatek od 9 891 Kč)

NETTI - VÝBĚR Z PŘÍSLUŠENSTVÍ



Netti Uno Seat

- Standardní třívrstvý sedák uzpůsobený pro dobré rozložení tlaku.
- Prodyšné 3D nebo otíratelné potahy Easy Care.



Netti Sit

- Vícevrstvý sedák s integrovanou boční oporou s dobrým rozložením tlaku a kvalitní stabilitou.
- Voděodolná a paropropustná vložka.
- Prodyšné 3D nebo otíratelné potahy Easy Care.



Netti Uno Back

- Standardní jednoduchá pěnová zádová opěra s ergonomickým tvarováním.
- Integrované boční vedení 10 cm.



Netti Smart

- Ergonomicky tvarovaná vícevrstvá zádová opěra.
- Přesně umístěná bederní opěra.
- Integrované boční vedení 12 cm pro větší stabilitu trupu.



Netti Stabil

- Ergonomicky tvarovaná zádová opěra.
- Více pěnových vrstev umožňuje lepší vnoření těla.
- Integrované boční vedení 17 cm pro maximální stabilitu trupu.



Netti Super Stabil

- Vícevrstvá, ergonomicky tvarovaná zádová opěra pro lepší vnoření těla.
- Vytužené integrované boční vedení 17 cm pro maximální stabilitu trupu.
- Dvě ergonomické bederní opěrky lze individuálně nastavit nebo odstranit podle potřeby.



Netti Kyphotic

- Ergonomicky tvarované vícevrstvé pěnové jádro zádové opěry s vlastnostmi uvolňujícími tlak ve střední části podél distorze páteře.
- Nízká boční podpora s ventilovanými 3D kryty.



HEMI polštářek

- HEMI polštářek pro pohodlné a bezpečné uložení ruky v klíně.
- Výplň z měkké pěny Cospoflex.

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

NETTI - VÝBĚR Z PŘÍSLUŠENSTVÍ



Hlavová opěra typ A

- Měkká polstrovaná hlavová opěra s hlubokým bočním vedením pro stabilizaci hlavy.
- Volitelná v základní výbavě.



Hlavová opěra typ B

- Oválná opěra hlavy s polstrovaným hlavovým polštářem, určena pro uživatele s dobrou stabilitou hlavy.
- Volitelná v základní výbavě.



Hlavová opěra typ C

- Velká polstrovaná hlavová opěra s širokou kontaktní plochou.
- Určeno pro uživatele s potřebou zvětšeného prostoru pro pohyb a menší boční podporou.
- Volitelná v základní výbavě.



Hlavová opěra typ D

- Hlavová opěra s ergonomickým tvarem, který kopíruje přirozené zakřivení krku.
- Vhodné zejména pro uživatele, kteří potřebují získat oporu v cervikální oblasti C2 až po hlavu.



Hlavová opěra typ A+

- Měkká polstrovaná hlavová opěra s hlubokým bočním vedením a fixačním páskem.
- Vhodné pro uživatele s nízkou stabilitou hlavy a problémy s rovnováhou nebo pro osoby, vyžadující vzpřímené držení hlavy, např. pro lepší dýchání.



Hlavová opěra typ E

- Měkká polstrovaná hlavová opěra s možností individuálního úhlového nastavení bočního vedení.
- Snadné řešení specifických potřeb uživatele.



Hlavová opěra typ F

- Měkká polstrovaná hlavová opěra s nastavitelnou mandibulární podporou.



Abdukční klín

- Pro zabránění dislokace kyčlí a stlačení kolen (v důsledku svalového napětí), může být používán abdukční klín, který tlačí stehenní kosti od sebe.
- Dostupné v různých velikostech.

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

	SOLERO Light 9.072	Netti 4U CE 1.210
Šíře sedu (cm)	43 / 48	40 / 45 / 50
Možnost zúžení sedu (cm)	5 (2x 2,5)	4 (2x 2)
Možnost rozšíření sedu (cm)	3	×
Hloubka sedu (cm)	42–48	42,5 / 45 / 47,5 / 50
Výška zádové opěry (cm)	53–56	50
Rozsah výšky sedu měřený na desku sedadla (cm)	44 (52)	44–50
Hmotnost vozíku od (kg)	38	28
Max. nosnost (kg)	130 / 150	125
Max. nosnost při přepravě v automobilu (kg)	136	125
Polohování sedu	–2°–25°	–5°–20°
Polohování zádové opěry	90°–135°	92°–137°
Celková šíře vozíku (cm)	min. 62	š. s. + 18
Délka standardních polohovacích podnožek (cm)	35–50	32–68
Výška opěrky ruky od sedlové desky k loketní opěrce (cm)	21–27	26–35,5
Velikost poháněcích kol (palce)	24"	24"
Velikost řídicích koleček (palce)	8"	7"
Obutí kol	polyuretan	polyuretan
Volba z více typů anatomických sedáků	×	●
Volba z více typů anatomických zádových opěr	×	×
Abdukční klín	●	●
Hlavová opěra	◆	◆
Nabídka atypických hlavových opěr	●	×
Nabídka hrudních stabilizačních prvků	●	×
Nabídka atypických loketních opěrek	×	● 16" / 12 ½"
Nabídka atypických zadních kol	×	●
Přítlačné brzdy pro jezdce	◆	◆
Bubnové brzdy pro doprovod	◆	×
Polohovací podnožky	◆	◆
Box pro nohy	×	×
Voděodolné paropropustné potahy	◆	◆
Textilní potahy	◆	×
Prodyšné 3D potahy	×	×
Barva rámu – standard	šedostříbrná	modrá

Stručná charakteristika

Pohodlný a plně polohovatelný invalidní vozík. Velmi dobře nastavitelný speciální invalidní vozík. Nízká váha, dobrá manévrovatelnost a výborné jízdní vlastnosti. **Omezená nabídka volitelného příslušenství. Model bez bubnových brzd. Vhodný zejména pro použití v nemocnicích, zdravotnických a sociálních zařízeních, kde se uživatelé vozíku často mění.**

Výhodný poměr ceny a kvality.

Brzdy pro doprovod již v základní konfiguraci.

- ◆ Standardní výbava nebo ve standardní výbavě volitelné příslušenství
- Nadstandardní příslušenství
- ×

TECHNICKÉ PARAMETRY

Netti 4U CE Plus 1.215	Netti 4U CED 1.225	Netti 4U CES Plus 1.215-S	Netti S 1.245
35 / 40 / 45 / 50	35 / 40 / 43 / 45 / 50	35 / 40	25 / 30 / 35
4 (2x 2)	3 (2x 1,5)	4 (2x 2)	0-7 (2x 0 - 3,5)
2 / 4 (2x 1 / 2)	2,4 (2x 1,2)	2 / 4 (2x 1 / 2)	×
42,5 / 45 / 47,5 / 50	42,5 / 45 / 47,5 / 50	37,5 / 40 / 42,5 / 45	25 / 27,5 / 30 / 32,5 / 35 / 39,5 / 44
50-60	50-60	50-60	40
44-50	44-50	44-50	44 (47)
28,5	29	28,5	25
135	160	135	75
135	136	135	75
-5°-20°	-5°-20°	-5°-20°	-3°-35°
90°-135°	92°-137°	90°-135°	90°-125°
š. s. + 18	š. s. + 18	š. s. + 18	22" š. s. + 34,5 (16" š. s. + 15,5)
32-68	32-68	32-68	22-32
27-36	26,5-35,5	27-36	12-29
24"	24"	22"	22"
7"	7"	6"	6"
polyuretan	polyuretan	polyuretan	polyuretan
●	●	●	×
●	●	●	●
●	●	●	●
◆	◆	◆	◆
●	●	●	●
●	●	●	●
● 22" / 16" / 12 1/2"	● 22" / 16" / 12 1/2"	● 16" / 12 1/2"	● 16"
●	●	●	●
◆	◆	◆	◆
◆	◆	◆	◆
◆	◆	◆	◆
×	●	×	●
◆	●		×
×	×	×	×
●	◆		◆
šedostříbrná	šedá	šedostříbrná	bílá

Velmi dobře nastavitelný speciální invalidní vozík. Nízká váha, dobrá manévrovatelnost a výborné jízdní vlastnosti.

Mnoho možností nastavení, bohatá nabídka příslušenství. Brzdy pro doprovod již v základní konfiguraci.

Nejvyšší model řady Netti v naší nabídce. **Premiové zpracování, nadstandardní provedení** – přední vidlice z lehkých slitin, zesílené postranice, spojené, polohovatelné madlo pro doprovod, řemínková záda, **nastavitelné uchycení stupaček pro kompenzaci délky nohou při asymetrii kyčlí nebo rotaci pánve.**

Velmi dobře nastavitelný speciální invalidní **vozík se zkráceným rámem**. Nízká váha, dobrá manévrovatelnost a výborné jízdní vlastnosti.

Mnoho možností nastavení, bohatá nabídka příslušenství. Brzdy pro doprovod již v základní konfiguraci.

Dětský speciální **vozík v atraktivním designu kombinovaném s vysokou funkčností**. Vysoká flexibilita nastavení pro měnící se potřeby rostoucího dítěte. Bohatá nabídka příslušenství. **Snadné skládání a výborné ovládání.**

- ◆ Standardní výbava nebo ve standardní výbavě volitelné příslušenství
- Nadstandardní příslušenství
- × Nenabízí se

AKTIVNÍ VOZÍKY



Avanti AKTIV

1.736-A

- Aktivní mechanický vozík z hliníkové slitiny se skládacím rámem pro každodenní používání.
- Vozík vychází z populárního modelu Avanti 1.736.
- Dvě varianty délky rámu.
- Odnímatelné a odklopné podnožky.

Šíře sedu: 38–50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 135 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5005975
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 44 979 Kč
(doplatek od 0 Kč)



SMART S

2.370

- Skládací aktivní invalidní vozík s odklopnými podnožkami.
- Perfektní kombinace nízké váhy, stability a přesného ovládání vozíku.
- Optimalizovaný skládací systém.
- Nové technologie.
- Funkční prvky snadno ovladatelné jednou rukou a s extrémní lehkostí.

Šíře sedu: 32–52 cm

Celková šíře: 50–70 cm

Nosnost: 150 kg

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5005945
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 48 182 Kč
(doplatek od 3 183 Kč)

AKTIVNÍ VOZÍKY



SMART F

2.360

- Skládací aktivní invalidní vozík s integrovanými podnožkami.
- **Perfektní kombinace nízké váhy, stability a přesného ovládní vozíku.**
- Optimalizovaný skládací systém.
- Nová technologie trubek.
- Funkční prvky snadno ovladatelné jednou rukou a s extrémní lehkostí.

Šíře sedu: 32–52 cm

Celková šíře: 50–70 cm

Nosnost: 150 kg



Kód ZP: 07-5005944
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **48 182 Kč**
(doplatek od 3 183 Kč)



NANO X

1.156

- Skládací aktivní vozík s otevřeným kompaktním rámem a integrovanými podnožkami.
- Novinka mezi aktivními vozíky.
- Snadná manipulace.
- Nízká hmotnost.
- Čistý minimalistický design.

Šíře sedu: 32–48 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg



Kód ZP: 07-5013363
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **60 299 Kč**
(doplatek od 15 300 Kč)

AKTIVNÍ VOZÍKY



NANO

1.155

- Aktivní vozík s pevným rámem.
- Díky jedinečným jízdním vlastnostem, nízké hmotnosti a optimální funkčnosti nabízí svým uživatelům nezávislost, pohodlí a snadnou ovladatelnost.
- **Individuální nastavitelnost a široká nabídka příslušenství umožňují přizpůsobit vozík specifickým potřebám uživatele.**
- Čistý, minimalistický design.
- Mnoho barevných variant rámu.

Šíře sedu: 30–50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 17 cm

Nosnost: 130 kg



Kód ZP: 07-5005946
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **54 619 Kč**
(doplatek od 9 620 Kč)



NANO C

1.158

- **Aktivní karbonový vozík s pevným otevřeným rámem.**
- Díky jedinečným jízdním vlastnostem, velmi nízké hmotnosti a optimální funkčnosti nabízí svým uživatelům nezávislost, pohodlí a snadnou ovladatelnost.
- Plně nastavitelný dle požadavků uživatele.
- Minimální přepravní rozměry.
- Čistý, minimalistický design.

Šíře sedu: 38–44 cm

Celková šíře: šíře sedu + 16 cm

Nosnost: 100 kg



Kód ZP: 07-5014381
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **118 900 Kč**
(doplatek od 73 901 Kč)



Hurricane S

1.880

Individualita v každém detailu.

- Aktivní vozík vyrobený uživateli na milimetr a úhel přesně.
- **Varianta vozíku s otevřeným rámem.**
- Vysoce aktivní vozík pro každodenní použití, jehož koncepce vychází z modelové řady sportovních vozíků Hurricane.
- Vysoký podíl ruční práce.

Nosnost: 100 kg



cena od 119 800 Kč



Hurricane DAILY

1.880

Individualita v každém detailu.

- Aktivní vozík vyrobený uživateli na milimetr a úhel přesně.
- **Varianta vozíku s uzavřeným rámem.**
- Vysoce aktivní vozík pro každodenní použití, jehož koncepce vychází z modelové řady sportovních vozíků Hurricane.
- Vysoký podíl ruční práce.

Nosnost: 150 kg



cena od 119 800 Kč

TECHNICKÉ PARAMETRY

	Avanti AKTIV 1.736-A	SMART S 2.370
Šíře sedu (cm)	38–50 (po 2 cm)	32–52 (po 2 cm)
Celková šíře vozíku (cm)	šíře sedu + 18 cm	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28	28
Hloubka sedu (cm)	40–50	38–50
Přední výška sedu (cm)	44–56	40–54
Zadní výška sedu (cm)	42–51	40–53
Výška zádové opěry (cm)	34–46	25–50
Celková délka vozíku (cm)	88–112	88–103
Velikost poháněcích kol (palce)	24"	24" / 25" / 26"
Hmotnost od (kg)	12	10,5
Transportní hmotnost od (kg)	8	6,5
Nosnost (kg)	135	150

	SMART F 2.360	NANO X 1.156
Šíře sedu (cm)	32–52 (po 2 cm)	32–48 (po 2 cm)
Celková šíře vozíku (cm)	šíře sedu + 18 cm	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28	28
Hloubka sedu (cm)	38–50	38–50
Přední výška sedu (cm)	44–53	45–53
Zadní výška sedu (cm)	40–53	36–51
Výška zádové opěry (cm)	25–50	25–45
Celková délka vozíku (cm)	88–103	72–92
Velikost poháněcích kol (palce)	24" / 25" / 26"	24" / 25" / 26"
Hmotnost od (kg)	9,5	9
Transportní hmotnost od (kg)	7,4	6,5
Nosnost (kg)	150	130

	NANO 1.155	NANO C 1.158
Šíře sedu (cm)	30–50 (po 2 cm)	38–44 (po 2 cm)
Celková šíře vozíku (cm)	šíře sedu + 17 cm	šíře sedu + 16 cm
Hloubka sedu (cm)	38–50	38–46
Přední výška sedu (cm)	45–53	45–53
Zadní výška sedu (cm)	36–51	36–51
Výška zádové opěry (cm)	25–45	25–40
Celková délka vozíku (cm)	72–92	80–98
Velikost poháněcích kol (palce)	24" / 25" / 26"	24" / 25" / 26"
Hmotnost od (kg)	9,5	7,5
Transportní hmotnost od (kg)	6,5	5
Nosnost (kg)	130	100



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kolo AKTIV WHEEL 24"

- Kompletní kolo dostupné v barevném provedení: červené, modré, bílé, černé a zlaté.
- Dvoustěnný komorový ráfek.
- Plášť Schwalbe RightRun ACTIVE – KevlarGuard.
- Obruč AL s povrchovou úpravou Hard Elox.

cena 3 960 Kč / ks



Kolo CROSS 24"

- Kompletní kolo zajišťující velmi dobrou trakci bez prokluzu, minimální valivý odpor a dostatečnou ochranu proti defektu.
- GrandRock – černý elox.
- Plášť Schwalbe Landcruiser – KevlarGuard.
- Obruč AL – černý elox.

cena 3 490 Kč / ks



Kolo SPIDER WHEEL 24"

- Kompletní magnesiové kolo.
- Různá barevná provedení.
- Plášť Schwalbe Marathon Plus Evolution.
- Obruč AL nebo titan.

DOPRODEJ

cena od 6 980 Kč / ks



Kolo Loop Wheel

- Revoluční odpružená kola vyrovnávající většinu vibrací, otřesů a nárazů pro maximální komfort při jízdě po nebezpečných površích.
- Kola jsou dodávána bez obutí.
- Množství barevných kombinací.

cena 15 960 Kč / ks



Kolo Spinergy LX

- Legendární kola předního výrobce.
- Důraz kladen na design, nízkou hmotnost, maximální pevnost a životnost.
- V nabídce různé barevné provedení výpletu.

cena od 11 960 Kč / ks



Kolo LIGHT

- Nejlehčí kolo ve své kategorii.
- Hmotnost 1 278 g.

cena 2 960 Kč / ks



Kolečko AKTIV

- Kompletní kolečko, zajišťující vysoký komfort díky extrémně nízkému valivému odporu.
- Průměry 100, 125, 130 a 150 mm.
- Nešpinící PU obutí.
- Různá barevná provedení.

cena 1 150 Kč / ks



Kryty kol

- Kvalitní kryty kol primárně určené k ochraně uživatele před nechtěným vsunutím prstů do výpletu kol při jízdě.
- V nabídce kryty čiré i s potisky.

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Obruč nerez

- Velmi odolná obruč.
- Snadná péče.

cena 780 Kč / ks



Pogumovaná obruč

- Obruč s pogumovanou úpravou vhodná nejen pro kvadruplegiky.
- Nešpiní ruce.
- Vhodná ke všem typům mechanických invalidních vozíků.

cena 2 726 Kč / ks



Obruč CURVE L

- Ergonomicky tvarovaná hliníková obruč s eloxovaným povrchem pro lepší úchop.

cena 4 190 Kč / ks



Obruč CURVE L Tetra Grip

- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná obruč vhodná zejména pro kvadruplegiky.

cena 4 990 Kč / ks



Obruč GEKKO

- Ergonomicky tvarovaná hliníková obruč s eloxovaným povrchem a šikově zabudovaným gumovým páskem na vnější straně pro snazší ovládání vozíku.

cena 4 990 Kč / ks



Obruč QUADRO

- Profil obruče QUADRO, je navržen s ohledem na biomechaniku tetraplegiků bez tricepsové funkce. Poskytuje podstatně větší uchopovací plochu a díky extrémně robustnímu protiskluzovému povrchu nabízí nepřekonatelnou přilnavost pro efektivní pohon i maximální kontrolu při brzdění a při korekci směru jízdy.

cena 4 990 Kč / ks



Obruč „kormidlo“

- Obruč s výstupky pro snazší ovládání vhodná zejména pro kvadruplegiky.

cena 2 019 Kč / ks



Silikonový návlek na obruč

- Silikonový návlek slouží nejen k usnadnění úchopu obruče, ale i jako zpříjemnění pohybu při nepříznivém a chladném počasí.

cena 1 326 Kč / ks

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Plášt' PU

- Plný (bezdušový) plášt' ze speciální směsi polyuretanu.
- Varianta tzv. „bezúdržbového“ obutí.

cena od 529 Kč / ks



Plášt' Standard

- Osvědčené plášt' s nízkým valivým odporem.

cena od 269 Kč / ks



Plášt' Schwalbe DownTown

- Všestranný plášt' pro časté střídání povrchů.

cena od 690 Kč / ks



Plášt' Schwalbe RightRun

- Zdvojená ochrana proti defektu.
- Různé barevné varianty.

cena od 550 Kč / ks



Plášt' Schwalbe Marathon Plus Evolution 24''

- Plášt' Schwalbe Marathon Plus Evolution se díky ochranné vložce SmartGuard vyznačuje vysokou odolností proti defektu a dlouhou trvanlivostí.
- V nabídce i ve variantě s reflexním pruhem.

cena 990 Kč / ks



Plášt' Schwalbe ONE 24''

- Plášt' Schwalbe ONE má velice nízký valivý odpor, výbornou přilnavost a trvanlivost.

cena 1 390 Kč / ks



Taška na kola velká

- Taška až na 4 kola s PVC zátěrem.
- Ochrana kol před poškozením při transportu.
- Praktická vnitřní kapsa na osičky nebo jiná příslušenství.

cena 1 980 Kč



Taška na kola malá

- Taška na 2 kola s PVC zátěrem.
- Ochrana kol před poškozením při transportu.
- Praktická vnitřní kapsa na osičky nebo jiná příslušenství.

cena 1 680 Kč

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Tarta BAG

- Taška k invalidnímu vozíku s jedním velkým úložným prostorem a třemi menšími kapsami.
- Praktické umístění pod sedákem.
- Snadné připevnění a odnímání.
- Doporučeno k vozíkům s pevným rámem.

cena 2 190 Kč



Kapsa ETUE

- Příruční malá kapsa (taška) s popruhem a přezkou, jednoduše připevnitelná na invalidní vozík.
- Doporučené umístění mezi stupačkami vozíku.
- Barva šedá nebo tmavě modrá.

cena 399 Kč



Síťovka

- Praktický doplněk určený především pro mechanické vozíky.

cena 199 Kč



Síťovka s vložkou

- Síťovka doplněná o vložku pro zneviditelnění obsahu.
- Praktický doplněk především pro mechanické vozíky.

cena 249 Kč



Rolko Messenger

- Tašku lze snadno připevnit k rámu invalidního vozíku pomocí dvou elastických poutek.
- Díky praktickému vnitřnímu řešení nabízí dostatek prostoru.
- Zip s extra velkými úchyty pro snadné každodenní použití.

cena 690 Kč



Rolko BAG

- Variabilní připevnění k invalidnímu vozíku pomocí nastavitelných popruhů
- Díky praktickému vnitřnímu řešení nabízí dostatek prostoru.
- Zip s extra velkými úchyty pro snadné každodenní použití.

cena 1 490 Kč



Raeda Sportbag

- Menší příruční brašna/taška pro každodenní použití.
- Tři samostatné kapsy.
- Dotyková kapsa na mobilní telefon.
- Voděodolná povrchová úprava
- Možnost připevnění nožním pásem Raeda.

cena 890 Kč



Nožní pás Raeda

- Příslušenství k brašně Raeda Sportbag.
- Pás umožňuje připevnění brašny na nohu vozíčkáře pro usnadnění přístupu k osobním věcem.
- Chrání Vaše osobní věci před nenechavými prsty zlodějů.
- V nabídce různé velikosti.

cena od 284 Kč

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pláštěnka PONCHO

- Pláštěnka s kapucí pro vozíčkáře chránící před deštěm a nepřízní počasí.
- Univerzální velikost.

cena 180 Kč



Pláštěnka RFM

- Pláštěnka s rukávy, kapucí a krytím přes nohy.
- Kapuce s průzory pro lepší výhled do stran.
- Pláštěnka je vyrobena z lehké, nepromokavé a větruodolné nylonové tkaniny.
- V nabídce různé velikosti.

cena 1 280 Kč



Fusak do zimy RFM

- Fleeceový fusak vhodný do chladného počasí.
- Díky kvalitnímu a odolnému materiálu, který se snadno udržuje, fusak neprofoukne a je voděodolný.
- Různé velikosti.


cena 1 990 Kč



Podzimní fusak Rolko

- Podzimní fusak nabízí optimální ochranu proti vlhkosti a chladu.
- Nepromokavá a větruodolná svrchní vrstva.
- Jednoduché zapínání pomocí popruhů s patentními knoflíky.
- Univerzální velikost.

cena 980 Kč



Hrudní pás MC DUP

- Hrudní fixační pás pro uživatele se zhoršenou stabilitou sedu.
- Tři varianty v celkové délce 150, 180 nebo 200 cm.

cena 1 431 Kč



Kotníková fixace Rolko

- Komfortní a dynamická alternativa k pevným fixacím nohou.
- Rovnoměrné rozložení tlaku po celém kotníku.
- Fixace je určena k připevnění na stupačky mechanických či elektrických vozíků.
- Dodáváno v páru, včetně úchyťů.
- V nabídce různé velikosti.

cena 1 590 Kč



Stehenní kurt Rolko

- Čalouněný kurt pro fixaci nohou v oblasti stehen.
- Vhodný pro každodenní použití nebo jen jako fixace nohou při sportovních aktivitách.
- Snadné zapínání pomocí spony a suchého zipu.
- V nabídce různé velikosti.

cena 590 Kč



Lýtkový kurt Rolko

- Kurt pro fixaci nohou v oblasti lýtek.
- Vhodný pro každodenní použití nebo jen jako fixace nohou při sportovních aktivitách.
- Snadné zapínání pomocí spony a suchého zipu.
- Univerzální velikost.

cena 290 Kč

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

Bezdrátový vysokotlaký kompresor



- Kompaktní bateriový vysokotlaký kompresor.
- Díky vyměnitelným koncovkám lze použít pro různé druhy ventilků.
- Digitální nastavení tlaku.
- Po dosažení nastaveného tlaku kompresor sám přestane dofukovat.
- Součástí balení je síťová nabíječka i nabíječka pro autozásuvky.
- Maximální tlak: 150 PSI / 10,3 bar.



cena 1 560 Kč

Terapeutický stolek



- Terapeutický stolek je praktické příslušenství k mechanickým invalidním vozíkům.
- O výběru vhodného typu pro konkrétní invalidní vozík se poraďte s našimi odbornými prodejci.

cena od 4 190 Kč

Držák holí



- Univerzální držák holí a berlí pro standardní a odlehčené invalidní vozíky.
- O jeho použitelnosti u aktivních vozíků se poraďte s našimi odbornými prodejci.

cena 390 Kč

Dvoubodový bezpečnostní kurt



- Fixace uživatele na vozíku.
- Zajišťuje bezpečnost a zvyšuje pocit bezpečí.
- Instalace kolem pasu uživatele.
- Možnost použití k mechanickým i elektrickým vozíkům.

cena dle typu

Čtyřbodový bezpečnostní kurt



- Fixuje trup uživatele na vozíku.
- Zajišťuje bezpečnost a zvyšuje pocit bezpečí.
- Vedení kolem pasu a přes ramena uživatele.
- Možnost použití k mechanickým i elektrickým vozíkům.

cena dle typu

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.



OCHRANNÉ RUKAVICE



Rukavice Argon Premium Kevlar II

11216

není ZP

- Elastický svršek z materiálů Lycra a Spantex.
- Dlaň s protiskluzovým aramidovým lemováním pro nejlepší odolnost proti oděru a perfektní přilnavost.
- Anatomicky tvarované gelové polstrování, navržené speciálně pro uživatele invalidních vozíků, chrání karpální tunel a ulnární nerv.
- Elastická manžeta na zápěstí s bezpečným suchým zipem.
- Zesílená oblast palce.
- Dvojitě šití pro delší životnost.
- Poutka pro snazší vysvlékání.

Velikosti: XS, S, M, L, XL a XXL



cena 1 198 Kč



Rukavice Athletic

30410

není ZP

- Háčkováná svrchní část.
- Dokonalé odvětrávání.
- Anatomicky tvarované polstrování dlaní.
- Módní retro design.
- Manžeta na zápěstí s bezpečným suchým zipem.

Velikosti: XS, S, M, L, XL a XXL



cena 398 Kč



Rukavice Windstopper

11116

není ZP

- Elastická svrchní část z termo textilu.
- Větruvzdorné a prodyšné.
- Velmi robustní dlaň z uhlíkového vlákna s oříznutím z mikrovláknem pro nejlepší přilnavost a nejvyšší trvanlivost.
- Hřejivé neoprenové vystýlky v oblasti zápěstí.
- Zesílená oblast palce.
- Dvojitě šití pro delší životnost.
- Poutka pro snazší vysvlékání.

Velikosti: XS, S, M, L, XL a XXL



cena 1 298 Kč



PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ



Speedy B26

SPE-B26

není ZP

- Handbike pro aktivní uživatele s možností uchycení na jakýkoli mechanický vozík.
- **Zvláště vhodný pro aktivní uživatele, kteří chtějí sportovat přímo na svém vozíku.**
- Velmi snadná a rychlá montáž a demontáž.
- Dynamická kvalitní konstrukce.
- Široké příslušenství ke standardnímu modelu.
- Nabízí čisté potěšení z jízdy.
- 27-stupňový převodník.
- Díky menší prostorové náročnosti oproti standardním handbikům je skladování i transport handbiku Speedy jednodušší.

Nosnost: 120 kg



cena od 109 800 Kč



TRACK WHEEL Double Arm

RTW12DC

není ZP

Přídavné Outdoorové přední kolo TRACK WHEEL je ideálním pomocníkem na vašich cestách městem i přírodou. Pohyb po městské dlažbě či nepevných cestách tak bude mnohem snazší.

Double Arm – Dvoubodový systém uchycení určený pro invalidní vozíky s pevným nebo skládacím rámem a integrovanou podnožkou.

- Karbonový rám.
- Snadná instalace bez nářadí.
- Vysoký komfort díky velkému nafukovacímu kolu 12".
- Speciální vidlice eliminující kmitání kola.

Hmotnost: 4,5 kg



novinka

cena 18 900 Kč



TRACK WHEEL Single Arm

RTW12SC

není ZP

Přídavné Outdoorové přední kolo TRACK WHEEL je ideálním pomocníkem na vašich cestách městem i přírodou. Pohyb po městské dlažbě či nepevných cestách tak bude mnohem snazší.

Single Arm – Jednobodový systém uchycení určený pro invalidní vozíky s pevným rámem a integrovanou stupačkou.

- Karbonový rám.
- Snadná instalace bez nářadí.
- Vysoký komfort díky velkému nafukovacímu kolu 12".
- Speciální vidlice eliminující kmitání kola.

Hmotnost: 2,6 kg



novinka

cena 12 900 Kč

Vyzdvihněte svou individualitu!



- Anatomické zádové opěry TARTA EMYS si nyní můžete nechat vyrobit ve vlastním designu! Stačí dodat podklady, nebo si vytvořit návrh dle svých představ.
- Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní zástupce.

příplatková cena **4 190 Kč**

ZÁDOVÉ SYSTÉMY TARTA



ADI
COMPASSO D'ORO
INTERNATIONAL
AWARD
2017



Anatomická zádová opěra TARTA EMYS Standard

TARTA-E3x-S (varianta 3V), TARTA-E4x-S (varianta 4V)

- Univerzální systém z otevřených nekonturovaných lamel.
- Vhodná pro uživatele, kteří nevyžadují boční vedení trupu, ale přesto ocení flexibilitu zádové opěry umožňující dynamický sed na vozíku.
- Varianty 3V a 4V definují výšku zádové opěry, tedy počet lamel.



Částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5010969 (varianta 3V)
cena **23 890 Kč** (spoluúčast 2 389 Kč)

Kód ZP: 07-5010968 (varianta 4V)
cena **25 990 Kč** (spoluúčast 2 599 Kč)
podléhá schválení revizním lékařem

Anatomická zádová opěra TARTA EMYS Contour

TARTA-E3x-C (varianta 3V), TARTA-E4x-C (varianta 4V), TARTA-E5x-C (varianta 5V)

- Univerzální systém s větší podporou trupu a vyšším stupněm vedení a držení postury.
- Vhodný pro uživatele, kteří ocení kromě flexibility a dynamického sedu i boční vedení, které však taktéž není fixní a i přes podporu vedení trupu zachovává volnost v protažení do stran a do rotací.
- Varianty 3V, 4V a 5V definují výšku zádové opěry, tedy počet lamel.



Částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5010966 (varianta 3V)
cena **23 890 Kč** (spoluúčast 2 389 Kč)

Kód ZP: 07-5010967 (varianta 4V)
cena **25 990 Kč** (spoluúčast 2 599 Kč)

Kód ZP: 07-5010965 (varianta 5V)
cena **27 680 Kč** (spoluúčast 2 768 Kč)
podléhá schválení revizním lékařem



Anatomická zádová opěra TARTA EMYS DeepContour

TARTA-E4x-D (varianta 4V), TARTA-E5x-D (varianta 5V)

- Univerzální systém s maximální podporou trupu a vysokým stupněm vedení a držení postury.
- Vhodný pro uživatele, kteří ocení kromě flexibility a dynamického sedu i boční stabilizaci (hloubka 14,5 cm). Opěra si i přes podporu vedení trupu zachovává volnost v protažení do stran a do rotací.
- Varianty 4V a 5V definují výšku zádové opěry, tedy počet lamel.



Částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5010964 (varianta 4V)
cena **25 990 Kč** (spoluúčast 2 599 Kč)

Kód ZP: 07-5010963 (varianta 5V)
cena **27 680 Kč** (spoluúčast 2 768 Kč)
podléhá schválení revizním lékařem



ZÁDOVÉ SYSTÉMY TARTA

Hledali jsme novou myšlenku s důrazem na funkčnost, flexibilitu, odolnost, spolehlivost a design. Našli jsme adaptabilní opěrný systém TARTA vyvinutý zkušenými odborníky v oblasti ergonomie, protetiky a užitého designu. TARTA je modulární systém, a proto je schopen řešit širokou škálu individuálních potřeb.

Jednou z nejdůležitějších vlastností systému TARTA je extrémní flexibilita a schopnost přizpůsobit se. S každým „obratlem“ můžeme nastavit zakřivení jak v předozadním směru (kyfotické či lordotické), tak v bočním směru, a jsme proto schopni přizpůsobit zádovou opěru například i různým úrovním skoliózy.

Anatomická zádová opěrka TARTA je v základu tvořena z jednotlivých „obratlů“ spojených mezi sebou tvarovatelnými ocelovými plátky. Na každý „obratel“ takto sestavené páteře můžeme připevnit lamely různých typů a velikostí a individuálně nastavit jejich sklon. Každou z lamel můžeme navíc doplnit různými typy prodyšného čalounění. Dokážeme Vám proto sestavit zádovou opěru přesně podle Vašich potřeb.

Zádový systém TARTA je možné uchytit na téměř jakýkoli invalidní vozík s pevným nebo skládacím rámem.



reddot award
product design

Více informací a produktová videa najdete na našich webových stránkách www.meyra.cz/tarta



Anatomická zádová opěrka TARTA Standard

TARTA-4S (varianta 4V), TARTA-5S (varianta 5V), TARTA-6S (varianta 6V)

- Univerzální systém z otevřených nekonturovaných lamel.
- Vhodný pro uživatele, kteří nevyžadují boční vedení trupu, ale přesto ocení flexibilitu zádové opěry umožňující dynamický sed na vozíku.
- Varianty 4V, 5V a 6V definují výšku zádové opěry, tedy počet pater „obratlů a žeber“.

Velikost: S, M, L, XL

Max. hmotnost
uživatele: 100 kg



Kód ZP: 07-5010971 (varianta 4V)
cena 24 990 Kč (spoluúčast 2 499 Kč)

Kód ZP: 07-5010972 (varianta 5V)
cena 26 490 Kč (spoluúčast 2 649 Kč)

Kód ZP: 07-5010973 (varianta 6V)
cena 27 990 Kč (spoluúčast 2 799 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem



Anatomická zádová opěrka TARTA Contour

TARTA-4A (varianta 4V), TARTA-5A (varianta 5V), TARTA-6A (varianta 6V)

- Univerzální systém s větší podporou trupu a vyšším stupněm vedení a držení postury.
- Vhodný pro uživatele, kteří ocení kromě flexibility a dynamického sedu i boční vedení, které však taktéž není fixní a i přes podporu vedení trupu zachovává volnost v protažení do stran a do rotací.
- Varianty 4V, 5V a 6V definují výšku zádové opěry, tedy počet pater „obratlů a žeber“.

Velikost: S, M, L, XL

Max. hmotnost
uživatele: 100 kg



Kód ZP: 07-5010974 (varianta 4V)
cena 25 670 Kč (spoluúčast 2 567 Kč)

Kód ZP: 07-5010975 (varianta 5V)
cena 27 260 Kč (spoluúčast 2 726 Kč)

Kód ZP: 07-5010976 (varianta 6V)
cena 28 750 Kč (spoluúčast 2 875 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem



Anatomická zádová opěrka TARTA Individual

TARTA-4I (varianta 4V), TARTA-5I (varianta 5V), TARTA-6I (varianta 6V)

- Systém s možností maximálního přizpůsobení individuálním potřebám.
- Vhodný pro uživatele, kteří uvítají řešení „šité na míru“.
- Nutnost přesného zaměření.
- Varianty 4V, 5V a 6V definují výšku zádové opěry, tedy počet pater „obratlů a žeber“.

Velikost: S, M, L, XL

Max. hmotnost
uživatele: 100 kg



Kód ZP: 07-5010977 (varianta 4V)
cena 26 490 Kč (spoluúčast 2 649 Kč)

Kód ZP: 07-5010979 (varianta 5V)
cena 27 990 Kč (spoluúčast 2 799 Kč)

Kód ZP: 07-5010980 (varianta 6V)
cena 29 490 Kč (spoluúčast 2 949 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem

ZÁDOVÉ SYSTÉMY RIDE DESIGNS



Anatomická zádová opěra JAVA Back REGULAR

JB-xx14 / JB-xx14DP

- Anatomická biomechanická zádová opěra.
- Patentovaný biomechanický design Java Back poskytuje flexibilitu pro snadnou a nezávislou optimalizaci podpory pánve a vyvážení trupu, čímž podporuje přirozený pohyb těla.
- K dispozici ve dvou variantách konturace:
REGULAR (standard): 8 cm
DEEP: 15 cm



Kód ZP: 07-5014294 (Regular)

cena 17 900 Kč
(doplatek 1 790 Kč)

Kód ZP: 07-5014295 (Deep)
podléhá schválení revizním lékařem

cena 18 900 Kč
(doplatek 1 890 Kč)

Výška: 36 cm
Šířka: 36–51 cm
Max. hmotnost uživatele: 136 kg



Anatomická zádová opěra JAVA Back TALL

JB-xx18 / JB-xx18DP

- Anatomická biomechanická zádová opěra.
- Patentovaný biomechanický design Java Back poskytuje flexibilitu pro snadnou a nezávislou optimalizaci podpory pánve a vyvážení trupu, čímž podporuje přirozený pohyb těla.
- K dispozici ve dvou variantách konturace:
REGULAR (standard): 8 cm
DEEP: 15 cm



Kód ZP: 07-5014294 (Regular)

cena 17 900 Kč
(doplatek 1 790 Kč)

Kód ZP: 07-5014295 (Deep)
podléhá schválení revizním lékařem

cena 18 900 Kč
(doplatek 1 890 Kč)

Výška: 46 cm
Šířka: 36–51 cm
Max. hmotnost uživatele: 136 kg



Anatomická zádová opěra JAVA Back GRANDE

JB-xx22 / JB-xx22DP

- Anatomická biomechanická zádová opěra.
- Patentovaný biomechanický design Java Back poskytuje flexibilitu pro snadnou a nezávislou optimalizaci podpory pánve a vyvážení trupu, čímž podporuje přirozený pohyb těla.
- K dispozici ve dvou variantách konturace:
REGULAR (standard): 8 cm
DEEP: 15 cm



Kód ZP: 07-5014294 (Regular)

cena 17 900 Kč
(doplatek 1 790 Kč)

Kód ZP: 07-5014295 (Deep)
podléhá schválení revizním lékařem

cena 18 900 Kč
(doplatek 1 890 Kč)

Výška: 56 cm
Šířka: 36–51 cm
Max. hmotnost uživatele: 136 kg



ZÁDOVÉ SYSTÉMY VARILITE



Zádová opěrka Varilite ICON LOW

ORTO-46010

- Nízká zádová opěrka vhodná pro aktivní uživatele.
- Pevná opora pro spodní část trupu v kombinaci s mírnou boční oporou.
- Zachován plný rozsah pohybu v horní části trupu.
- V nabídce různé velikosti.

Hmotnost: 1,5 kg (při šíři 43 cm)

Nosnost: 136 kg



Kód ZP: 07-5003886
podléhá schválení revizním lékařem

cena **11 350 Kč**
(spoluúčast 1 135 Kč)



Zádová opěrka Varilite ICON MID

ORTO-46020

- Zádová opěrka střední výšky s podporou těsně pod lopatky.
- Pevná opora pro spodní a střední část trupu v kombinaci s mírnou boční oporou.
- Zachován plný rozsah pohybu paží.
- V nabídce různé velikosti.

Hmotnost: 1,9 kg (při šíři 43 cm)

Nosnost: 136 kg



Kód ZP: 07-5003887
podléhá schválení revizním lékařem

cena **11 930 Kč**
(spoluúčast 1 193 Kč)



Zádová opěrka Varilite JUNIOR MID

ORTO-46021

- Zádová opěrka určená k instalaci na mechanický vozík o šíři sedu 23 až 28 cm.
- Šíře duralového korpusu je 22 cm a výška 23,5 cm. Přesah polstrovaní 2,5 cm.
- Polstr s vzduchovou komorou.

Hmotnost: 1,1 kg

Nosnost: 45 kg



Kód ZP: 07-5003897
podléhá schválení revizním lékařem

cena **11 550 Kč**
(spoluúčast 1 155 Kč)



Zádová opěrka Varilite ICON TALL

ORTO-46030

- Vysoká zádová opěrka s podporou po ramena.
- Vhodná pro uživatele, kteří potřebují anatomická záda s bočním vedením.
- Možnost hlubšího provedení nebo přidání opěrek pro zvýšení boční fixace.
- V nabídce různé velikosti.

Hmotnost: 2,9 kg (při šíři 43 cm)

Nosnost: 136 kg / 45 kg (Junior)



Kód ZP: 07-5003888
podléhá schválení revizním lékařem

cena **12 510 Kč**
(spoluúčast 1 251 Kč)

ZÁDOVÉ SYSTÉMY VARILITE



Zádová opěrka Varilite ICON TALL DEEP

ORTO-46220

- Zádová opěrka s oporou po ramena.
- Hluboké boční vedení zajišťující vyšší stabilitu trupu.
- Vhodné použití i pro vozíky s polohou „relax“ nebo jako zádová opěrka do elektrických vozíků.
- V nabídce různé velikosti.

Hmotnost: 3,3 kg
Nosnost: 136 kg



Kód ZP: 5003889
podléhá schválení revizním lékařem

cena **14 780 Kč**
(spoluúčast 1 478 Kč)



Zádová opěrka Varilite JUNIOR DEEP

ORTO-46221

- Zádová opěrka s výrazným bočním vedením určená k instalaci na mechanický vozík o šíři sedu 23 až 28 cm.
- Boční vedení poskytuje výraznou stabilizaci trupu dítěte.
- Šíře duralového korpusu je 25 cm a výška 23,5 cm. Přesah polstrovaní 2,5 cm.
- Polstr s vzduchovou komorou.

Hmotnost: 1,3 kg
Nosnost: 45 kg



Kód ZP: 5003898
podléhá schválení revizním lékařem

cena **12 080 Kč**
(spoluúčast 1 208 Kč)



Pevné hrudní peloty Varilite LSS (PAL)

ORTO-46040

- Pevné hrudní peloty pro zvýšení laterální fixace trupu.
- Možnost instalace na jakoukoli pevnou zádovou opěrku díky univerzálnímu držáku.
- Možnost nastavení šířky nebo šířky a úhlu v rozsahu 20°.
- Možnost zakoupení páru či jen levé nebo pravé peloty.
- Možnost volby rovných nebo konturovaných polstrů.

Rozměry polstru: 8 x 10 cm
10 x 13 cm
13 x 15 cm



Kód ZP: 5003908
podléhá schválení revizním lékařem

cena **3 407 Kč**
(spoluúčast 341 Kč)



Odklopné hrudní peloty Varilite LSS (PAL)

ORTO-46050

- Odklopné hrudní peloty pro neomezující dosedání do vozíku.
- Zvýšení laterální fixace trupu.
- Možnost instalace na jakoukoli pevnou zádovou opěrku díky univerzálnímu držáku.
- Možnost nastavení šířky nebo šířky a úhlu v rozsahu 20°.
- Možnost zakoupení páru či jen levé nebo pravé peloty.
- Možnost volby rovných nebo konturovaných polstrů.

Rozměry polstru: 8 x 10 cm
10 x 13 cm
13 x 15 cm



Kód ZP: 5003907
podléhá schválení revizním lékařem

cena **7 990 Kč**
(spoluúčast 799 Kč)

ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY



Antidekubitní sedák ALOVA

WNC-VCAG

- Antidekubitní polštáře ALOVA představují novou řadu produktů s pěnovou výplní Visco Elastic.
- Tvarovaný antidekubitní polštář ALOVA zvyšuje kontaktní plochu, tím zlepšuje rozložení tlaku a pomáhá tak v prevenci vzniku dekubitů středního až vysokého rizika.
- Anatomické tvarování.
- Nepromokavý a prodyšný potah.
- Náhradní potah v základní výbavě.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 6–12 cm (dle typu)

Nosnost: až 200 kg (dle typu)

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5010805
podléhá schválení revizním lékařem



cena 3 384 Kč
(doplatek 0 Kč)



Antidekubitní sedák ALOVA s abdukčním klínem

WNC-VCAG BP

- Varianta s odnímatelným abdukčním klínem.
- Antidekubitní polštáře ALOVA představují novou řadu produktů s pěnovou výplní Visco Elastic.
- Tvarovaný antidekubitní polštář ALOVA zvyšuje kontaktní plochu, tím zlepšuje rozložení tlaku a pomáhá tak v prevenci vzniku dekubitů středního až vysokého rizika.
- Anatomické tvarování.
- Nepromokavý a prodyšný potah.
- V základní výbavě potah pro použití sedáku bez abdukčního klínu.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 6–9 cm

Nosnost: až 135 kg (dle typu)

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5010804
podléhá schválení revizním lékařem



cena 4 497 Kč
(doplatek 0 Kč)

ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY

Antidekubitní sedák Ride FORWARD

FCD-xxxx

Ergonomicky tvarovaný antidekubitní sedák, který svým provedením a netypickou konturací dokáže velmi efektivně odlehčit kritické partie (hrboly sedacích kostí a kostrč) a předcházet tak dekubitům. Zároveň svou konstrukcí pomáhá zlepšit stabilitu sedu a kontrolu držení trupu.

- Patentovaná konturovaná základna.
- Polštář neabsorbuje vlhkost a uchovává kůži chlazenou a suchou.
- Polštář lze rozebrat a vyprat nebo dezinfikovat.
- Sedák je vhodný pro osoby se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- V nabídce různé velikosti pro dospělé i děti.

Výška sedáku: 5–7 cm (dle typu)

Nosnost: 160 kg



Kód ZP: 07-5014296
podléhá schválení revizním lékařem



cena **9 990 Kč**
(doplatek 2 490 Kč)



Antidekubitní sedák Ride JAVA CUSHION

JC-xxxx

Ergonomický antidekubitní sedák Java® Cushion svou patentovanou konstrukcí a konturací snižuje tlakové a střížné síly v rizikových oblastech (kostrč a hrboly sedacích kostí) a tlak naopak přenáší na oblasti, které jsou tolerantnější. Konstrukce pomáhá snižovat dlouhodobé riziko ohrožení kůže a působí tak preventivně proti vzniku dekubitů a napomáhá lepší stabilitě sezení pro lepší funkční sed.

- Patentovaná konturovaná základna.
- Polštář neabsorbuje vlhkost a uchovává kůži chlazenou a suchou.
- Polštář lze rozebrat a vyprat nebo dezinfikovat.
- Sedák je vhodný pro osoby se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- V nabídce různé velikosti pro dospělé i děti.

Výška sedáku: 8 / 15 cm

Nosnost: 160 kg



Kód ZP: 07-5014298
podléhá schválení revizním lékařem



cena **12 490 Kč**
(doplatek 4 990 Kč)



ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY



Jednokomorový antidekubitní sedák KINÉRIS

WNC-V 1EL

- Antidekubitní polštáře KINÉRIS jsou složeny ze vzduchových buněk, které jsou navzájem propojené.
- **Jednokomorový systém pro uživatele bez poruch stability sedu.**
- Zaručeno plynulé rozložení tlaku a individuální přizpůsobení.
- Sedáky jsou vhodné pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- Pumpička s manometrem v základní výbavě.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 7 nebo 10 cm

Nosnost: až 150 kg
(dle velikosti)



Kód ZP: 07-5010807
podléhá schválení revizním lékařem



cena **9 576 Kč**
(doplatek 2 076 Kč)



Dvoukomorový antidekubitní sedák KINÉRIS

WNC-V 2EL

- Antidekubitní polštáře KINÉRIS jsou složeny ze vzduchových buněk, které jsou navzájem propojené.
- **Dvoukomorový systém pro uživatele s poruchou stability sedu.**
- Zaručeno plynulé rozložení tlaku a individuální přizpůsobení.
- Sedáky jsou vhodné pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- Pumpička s manometrem v základní výbavě.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 7 nebo 10 cm

Nosnost: až 150 kg
(dle velikosti)



Kód ZP: 07-5010807
podléhá schválení revizním lékařem



cena **9 886 Kč**
(doplatek 2 386 Kč)

ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY



Antidekubitní sedák Varilite REFLEX

ORTO-46060

- Antidekubitní sedák s pěnovým jádrem a automatickým ventilem.
- Vhodný pro osoby se středním rizikem vzniku dekubitů vyžadující pouze základní stabilizaci sedu.
- Automatický ventil bez nutnosti nastavování.
- Pěnové jádro se zabudovaným abdukčním klínem.
- Díky nízké hmotnosti je sedák vhodný pro uživatele aktivních vozíků.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 8 cm

Hmotnost: 865 g

Nosnost: 280 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5003890
podléhá schválení revizním lékařem



cena 3 895 Kč
(doplatek 0 Kč)



Antidekubitní sedák Varilite ZOID

ORTO-46070

- Antidekubitní sedák s pěnovým jádrem a PSV ventilem.
- Vhodný pro osoby se středním rizikem vzniku dekubitů.
- Vhodný pro osoby bez potřeby výrazné stabilizace sedu.
- Ventil PSV pro jednoduché nastavení požadovaného tlaku.
- Díky nízké hmotnosti je sedák vhodný pro uživatele aktivních vozíků.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 6 cm

Hmotnost: 567 g

Nosnost: 280 kg



částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5003891
podléhá schválení revizním lékařem

cena 7 810 Kč
(doplatek 310 Kč)



Antidekubitní sedák Varilite JUNIOR

ORTO-46071

- Antidekubitní sedák s pěnovým jádrem a PSV ventilem.
- Pěnové jádro s integrovaným abdukčním klínem poskytuje částečnou mediální stabilizaci trupu dítěte.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 7,4 cm

Nosnost: 261 kg



částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5003899
podléhá schválení revizním lékařem

cena 8 090 Kč
(doplatek 590 Kč)

ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY



Antidekubitní sedák Varilite EVOLUTION PSV

ORTO-46080 / ORTO-46090 (vel. 55 x 50 cm / 60 x 45 cm)

- Antidekubitní sedák s pěnovým jádrem a PSV ventilem.
- Vhodný pro uživatele s požadavkem na zvýšenou symetrickou stabilizaci sedu.
- Vyšší pěnové jádro s integrovaným abdukčním klínem pro střední mediální stabilizaci.
- Ventil PSV pro jednoduché nastavení požadovaného tlaku.
- V nabídce různé velikosti.



Výška sedáku: 9,7 cm

Nosnost: 280 kg



Kód ZP: 07-5003892 (ORTO-46080)
podléhá schválení revizním lékařem

cena **7 810 Kč**
(doplatek 310 Kč)



Kód ZP: 07-5003893 (ORTO-46090)
podléhá schválení revizním lékařem

cena **9 350 Kč**
(doplatek 1 850 Kč)



Antidekubitní sedák Varilite MERIDIAN

ORTO-46100

- Antidekubitní sedák vhodný pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- Vhodný pro osoby s požadavky na výraznou mediální a symetrickou laterální stabilizaci sedu.
- Dvě samostatné vzduchové komory.
- Rozdílným nastavením tlaku v komorách lze zamezit nežádoucímu sklonu pánve.
- V nabídce různé velikosti.



Výška sedáku: 9,7 cm

Nosnost: 280 kg



Kód ZP: 07-5003894
podléhá schválení revizním lékařem

cena **8 005 Kč**
(doplatek 505 Kč)



Sedací systém Varilite MERIDIAN WAVE

ORTO-46200

- Antidekubitní sedák Varilite Meridian podložený konturovanou deskou z tvrdé pěny v provedení LPB.
- Deska s výraznou laterální oporou (LPB) a dvě samostatné komory pro maximální stabilizaci sedu.
- Vhodný pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- Konturovanou desku LPB lze na přání v rámci ceny zaměnit za provedení CPB nebo CPW (CPB = deska s laterální oporou a abdukčním klínem; CPW = klín s laterální oporou a abdukčním klínem).
- V nabídce různé velikosti.



Výška sedáku: 13 cm

Hmotnost: 1 320 g

Nosnost: 280 kg



Kód ZP: 07-5003895
podléhá schválení revizním lékařem

cena **9 760 Kč**
(doplatek 2 260 Kč)



Sedací systém Varilite PROFORM NX

ORTO-46210

- Antidekubitní sedák nabízející maximální možnosti pro individuální přizpůsobení.
- Kompenzace různé délky nohou, polohy pánve a skoliózy páteře.
- Vhodný pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- Výrazná symetrická i asymetrická laterální stabilizace sedu.
- Klín, vzduchové a pěnové komory pro mediální stabilizaci sedu.
- Desku a klín je možné individuálně upravit seříznutím.
- V nabídce různé velikosti.



Výška sedáku: 12 cm

Hmotnost: 1 450 g

Nosnost: 280 kg



Kód ZP: 07-5003896
podléhá schválení revizním lékařem

cena **9 480 Kč**
(doplatek 1 980 Kč)

ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY



Antidekubitní sedák Vitea Care

DRVCT

- Prodyšný sedák s patentovaným systémem rozložení tlaku při sezení.
- Snadné čištění povlaku.
- Protiskluzová podložka.
- Regulace tlaku umožňující změnu výšky sedáku a tvrdost.
- V nabídce různé velikosti.



Rozměry: 38 x 40 x 8 cm
40 x 40 x 8 cm
45 x 40 x 8 cm

Nosnost: 180 kg



Kód ZP: 07-5008593
podléhá schválení revizním lékařem

cena 2 719 Kč
(doplatek 520 Kč)



Antidekubitní sedák Qmed

DRQE3E1CDXUXP

není ZP

- Paměťová pěna napomáhá zmírnit tlak na spodní část sedací kosti a kostrč.
- Anatomický design a dvojitá vrstva s různou hustotou paměťové pěny.
- Vhodné k užití na kancelářskou židli, invalidní vozík, k domácímu užití i v automobilu.
- Pomocný pásek pro fixaci požadované polohy, protiskluzová spodní část.



Hustota: 80 / 110 kg/m³

Rozměry: 46 x 41 x 7,5 cm

cena 998 Kč



Qmed Comfort Seat

DRQE3K1NCXUXP

- Univerzální profilovaný sedák Qmed Comfort Seat je dokonalým řešením pro lidi, kteří hledají pohodlí a správnou polohu těla při sezení.
- Pěna s tvarovou pamětí se přizpůsobuje hmotnosti uživatele a umožňuje rovnoměrné rozložení tělesné hmotnosti.
- Dodatečné profilování pod stehny pomáhá zaujmout správnou polohu.
- Prevence vzniku dekubitů.
- Prevence přetížení bederní páteře.
- Vhodné pro dlouhodobé sezení.



Hustota: 45 kg/m³

Rozměry: 45 x 37 x 9 cm

novinka

cena 949 Kč



Otočný sedák Qmed

DRQE3MOBBXXP

- Měkký otočný sedák z paměťové pěny, s bambusovým vláknem a přídatkem chladivého gelu je ideální pro osoby, které tráví hodně času vsedě, na různých typech křesel a židlí.
- Rozsah pohybu 360° umožňuje snadné otáčení v požadovaném směru.
- Ideální při práci v kanceláři.
- Snadnější změna polohy.
- Chladivý gel pro větší pohodlí.



Hustota: 40 kg/m³

Rozměry: 39 x 5 cm

novinka

cena 849 Kč

» SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH KONFIGURACÍ

Uživatelé zpravidla potřebují čas, aby si zvykli na jízdní vlastnosti. Kromě rozdílných poloh těžiště má každý z typů pohonu své jedinečné vlastnosti a výhody.



Pohon na zadní kola

Pohon na zadní kola je standardní, pokud jde o elektrické invalidní vozíky. Velmi dobré a stabilní jízdní vlastnosti zaručují dobré manévrování, zejména při použití v exteriéru.



Pohon na přední kola

Elektrický vozík s pohonem předních kol posouvá osu poloměru otáčení do přední části vozíku, což vozíku předurčuje lepší manévrovací schopnosti ve stísněných prostorech. Tato konstrukce navíc umožňuje zajet blíže ke stolu a podobným objektům. Náhon na přední kola a volně otáčecí zadní kolečka umožňují použít kromě standardních stupaček i centrální stupačku, která může být mechanicky či elektricky polohovatelná do 90°.



Pohon na přední kola + servo řízení zadních kol

Vozík Optimus je vybaven silným motorem, který pohání přední velká kola. Manévrování a otáčení vozíku je prováděno servo řízením zadních kol (obdobně jako např. vysokozdvizný vozík). Vozík tak potřebuje mnohem větší poloměr otáčení, ale tato konstrukce mu dává jedinečné jízdní vlastnosti v exteriéru, zejména v terénu. V interiéru je manévrování s tímto typem pohonu složitější a vyžaduje více prostoru, než u vozíku s klasickým pohonem zadních či předních kol.

PŘÍKLADY POUŽITÍ DLE DIAGNÓZ
(doporučené, nikoli striktní)



ALS = Amyotrofická laterální skleróza Vysoká míšní léze Duchennova svalová dystrofie SMA = Spinální svalová atrofie									
Kraniocerebrální trauma									
Roztroušená skleróza									
Poškození mozku v raném dětství ICP = intrakraniální tlak									
Nízká míšní léze									
Obezita									
Parkinsonova nemoc CMP = Cévní mozková příhoda									
Amputace nohy/nohou									
Geriatrická léčba									

ELEKTRICKÉ VOZÍKY



CLOU

9.500

- Kompaktní a snadno ovladatelný skládací elektrický vozík vhodný především do interiéru.
- Snadný transport.
- **Skládací rám.**
- Určený pro uživatele se zachovanou stabilitou trupu.
- Díky možnosti složení umožňuje snadný transport i v osobním voze.

Šíře sedu:	38–50 / 43–55 cm
Celková šíře:	59–70 cm
Nosnost:	120 kg
Motory:	2x 180 W
Baterie:	2x 45 Ah
Hmotnost:	69 kg
Hmotnost bez baterií:	38 kg



Kód ZP: 07-5005972
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 76 998 Kč
(doplatek od 1 998 Kč)



iChair MC Basic

1.609

- Dobře ovladatelný elektrický vozík pro použití v interiéru i exteriéru.
- Dobré odpružení poháněcích kol usnadňuje pohyb v exteriéru.
- Integrovaná stabilizační kolečka.
- **Nejlevnější vozík ve své třídě a kvalitě.**

Šíře sedu:	43–55 cm
Celková šíře:	max. 59 cm
Nosnost:	120 kg
Motory:	2x 180 W
Baterie:	2x 50 Ah



Kód ZP: 07-5009652
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 89 900 Kč
(doplatek od 0 Kč)

ELEKTRICKÉ VOZÍKY



iChair MC1 Light

1.610

- Výborný elektrický vozík pro použití v interiéru i exteriéru.
- Plynulé elektrické polohování sedu a zádové opěry součástí základní výbavy vozíku.
- Kompaktní podvozek s integrovanými kolečky proti překlopení.
- Elegantní design.

Šíře sedu: 38–48 cm
Celková šíře: max. 75 cm
Nosnost: 120 kg
Motory: 2x 180 W
Baterie: 2x 50 Ah

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 07-5014587
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 115 000 Kč
(doplatek od 0 Kč)



iChair MC2

1.611

- Vysoce pohyblivý elektrický vozík pro použití v interiéru i exteriéru s promyšlenými funkcemi a moderním designem.
- Dobré odpružení poháněcích kol ulehčuje dlouhý čas strávený na vozíku.
- Integrovaná stabilizační kolečka.
- Široká nabídka nadstandardního příslušenství v základní sestavě.
- Nový elegantní design.

Šíře sedu: 38–65 cm
Celková šíře: max. 62 cm
Nosnost: 160 kg
Motory: 2x 220 W
Baterie: 2x 50 Ah (80 Ah)

částečná úhrada ZP

Kód ZP: 07-5009650
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 126 999 Kč
(doplatek od 1 999 Kč)

ELEKTRICKÉ VOZÍKY



iChair MC2 RS

1.615

- Osvědčený model elektrického invalidního vozíku MC2 pro vnitřní i venkovní použití ve sportovním vybavení RS.
- Kompaktní podvozek s integrovanými kolečky proti překlopení, usnadňující použití i ve stísněných prostorech.
- Zesílené motory.
- Rychlost jízdy až 13 km/h.
- Výborné odpružení zadních kol.
- Elegantní černo-červený design.

Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: 58–63,5 cm

Nosnost: 160 kg

Motory: 2x 300 W / 2x 350 W

Baterie: 2x 80 Ah



cena od 164 980 Kč



iChair MC S

1.616

- Dětská varianta osvědčeného el. vozíku iChair MC2.
- Vhodné použití v interiéru i exteriéru.
- Uzpůsobený pro děti nebo uživatele malého věku.
- Široká nabídka základního i nadstandardního příslušenství.
- Vozíky iChair jsou od letošního roku v novém elegantním designu.

Šíře sedu: 30–44 cm

Celková šíře: 58 cm

Nosnost: 75 kg

Motory: 2x 180 W

Baterie: 2x 50 Ah (80 Ah)



cena 126 979 Kč

ELEKTRICKÉ VOZÍKY

iChair MC3

1.612

- Vysoce pohyblivý elektrický vozík pro použití v interiéru i exteriéru.
- Dělený odpružený rám zajišťuje komfortní jízdu i na nepevných cestách.
- Integrovaná stabilizační kolečka.
- Široká nabídka „nadstandardního“ příslušenství v základní sestavě.
- Elegantní design.

Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: max. 63 cm

Nosnost: 160 kg

Motory: 2x 220 W

Baterie: 2x 50 Ah (80 Ah)



Kód ZP: 07-5009648
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **126 999 Kč**
(doplatek od 1 999 Kč)



iChair MC3 Lift

1.612-27

- Vysoce pohyblivý elektrický vozík pro použití v interiéru i exteriéru.
- Dělený odpružený rám zajišťuje komfortní jízdu i na nepevných cestách.
- Integrovaná stabilizační kolečka.
- Široká nabídka „nadstandardního“ příslušenství v základní sestavě.
- **Součástí modelu MC3 Lift je teleskopické zvedání sedačky o 30 cm.**
- Elegantní design.

Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: max. 63 cm

Nosnost: 160 kg

Motory: 2x 220 W

Baterie: 2x 80 Ah



Kód ZP: 07-5009647
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **143 998 Kč**
(doplatek od 1 999 Kč)



ELEKTRICKÉ VOZÍKY



iChair ORBIT

1.618

- Nový elektrický vozík se středovým pohonem.
- **Vynikající jízdní vlastnosti v exteriéru a zároveň výborné manévrovací možnosti v interiéru.**
- Velké množství příslušenství.
- Možnosti individuálního nastavení.

Šíře sedu:	38–65 cm
Celková šíře:	60–69 cm
Nosnost:	120 / 160 kg
Motory:	2x 180 W / 2x 350 W
Baterie:	2x 80 Ah

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5011169
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 141 980 Kč
(doplatek od 0 Kč)



iChair MC FRONT

1.613

- Elektrický invalidní vozík s pohonem předních kol.
- **Díky velkým pneumatikám a pohonu předních kol je snadno ovladatelný v interiéru i exteriéru.**
- Kompaktní rám a odpružení poháněcích kol je standardem, který zajišťuje bezpečné a pohodlné cestování.
- Nový elegantní design.

Šíře sedu:	38–65 cm
Celková šíře:	62–80 cm
Nosnost:	160 kg
Motory:	2x 220 W
Baterie:	2x 50 Ah (80 Ah)

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5005958
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 126 999 Kč
(doplatek od 1 999 Kč)

ELEKTRICKÉ VOZÍKY



OPTIMUS 2

2.322

- Exteriérový elektrický vozík vhodný především do náročnějšího terénu.
- **Silný, robustní a snadno ovladatelný i na neupravených cestách.**
- Odpružení kol.
- Vhodný při potřebě překonávání obrubníků.
- Dojezd až 70 km.
- Stoupání až 18 %.

Šíře sedu: 38–56 cm

Celková šíře: 68 cm

Nosnost: 150 kg

Motor: 950 W

Baterie: 2 x 80 Ah



Kód ZP: 07-5005959
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **143 998 Kč**
(doplatek od 1 999 Kč)



iChair XXL

1.614

- Elektrický vozík iChair XXL s nosností až 200 kg.
- **I přes zvýšenou nosnost vyniká vozík iChair XXL vynikajícími jízdními vlastnostmi, stabilitou a komfortní jízdou.**
- Široká nabídka nadstandardního vybavení.

Šíře sedu: 53–70 cm

Celková šíře: 68–85 cm

Nosnost: 160 / 200 kg

Motory: 2x 300 W / 2x 350 W

Baterie: 2x 80 Ah




Kód ZP: 07-5014027
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **164 900 Kč**
(doplatek od 22 901 Kč)

ELEKTRICKÉ VOZÍKY



iChair SKY

1.620

- Elektrický vertikalizační vozík je zvláště vhodný pro uživatele s měnícím se klinickým obrazem a závažnými funkčními poruchami.
- Díky své důmyslné konstrukci umožňuje iChair SKY nezávislou mobilitu s velmi dobrou ergonomií pro trvalé, celodenní použití v interiéru i v exteriéru.
- Zvláště vhodný pro pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS), svalovou dystrofií, spinální svalovou atrofií (SMA) a podobným onemocněním.
- Veškeré el. polohovatelné prvky vozíku jsou obsaženy již v jeho základní výbavě.

Šíře sedu:	40–53 cm
Celková šíře:	min. 64 cm
Nosnost:	140 kg
Motory:	2x 350 W
Baterie:	2x 60 Ah (80 Ah)



Kód ZP: 07-5014488
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 359 800 Kč
(doplatek od 219 801 Kč)

1.650

iChair MEYLIFE

Již brzy!

- Stylový a moderní design.
- Ekonomické napájení.
- Biomechanické nastavení zad a loketních opěr.
- Modulární systém sedadla pro jemné nastavení šířky a hloubky.
- Plné odpružení a nezávislé zavěšení všech kol.
- Plné opláštění.
- LED osvětlení.



MEYRA®

TECHNICKÉ PARAMETRY

	CLOU 9.500	iChair MC Basic 1.609
Typ náhonu	zadní	zadní
Nosnost (kg)	120	120
Rychlost (km/h)	6	6
Výkon motoru (W)	2x 180	2x 180
Celková max. šíře vozíku (cm)	70	59
Poloměr otáčení (cm)	100	84
Šíře sedu (cm)	38–55	43–55
Hloubka sedu (cm)	43	40–53
Výška sedu (cm)	51	44–51
Baterie (Ah)	2x 45	2x 45
Max. dojezd (km)	30	28
Polohování sedu – mechanické	x	0°–10°
Polohování sedu – elektrické	x	x
Polohování zádové opěry – mechanické	30°	(–)10°–30°
Polohování zádové opěry – elektrické	x	x
Zdvih (cm)	x	x

	iChair MC1 Light 1.610	iChair MC2 1.611
Typ náhonu	zadní	zadní
Nosnost (kg)	120	160
Rychlost (km/h)	6 / 10*	6 / 10*
Výkon motoru (W)	2x 180 / 2x 300	2x 220 / 2x 300
Celková max. šíře vozíku (cm)	63	62
Poloměr otáčení (cm)	84	84
Šíře sedu (cm)	38–60	38–65
Hloubka sedu (cm)	40–53	40–56
Výška sedu (cm)	44–51	44–60
Baterie (Ah)	2x 50 / 2x 80	2x 50 / 2x 80
Max. dojezd (km)	30 / 40	30 / 40
Polohování sedu – mechanické	0°–10°	0°–10°
Polohování sedu – elektrické	(–)4°–24°	(–)2°–26° / 0°–50°
Polohování zádové opěry – mechanické	(–)10°–30°	(–)10°–30°
Polohování zádové opěry – elektrické	(–)10°–50°	(–)10°–50°
Zdvih (cm)	x	30

* Rychlost 10 / 15 km/h nelze v případě úhrady vozíku zdravotními pojišťovnamí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

iChair MC2 RS 1.615	iChair MC S 1.616	iChair MC3 / MC3 Lift 1.612 / 1.612-27	iChair ORBIT 1.618
zadní	zadní	zadní	středový
160	75	160	130 / 160
6 / 13,5*	6 / 10*	6 / 10*	6 / 10*
2x 300 / 2x 350	2x 180 / 2x 300	2x 220 / 2x 300	2x 180 / 2x 350
63,5	58	63	69
84	84	90	63
38–65	30–44	38–65	38–65
40–53	30–40	40–56	40–56
53–60	42–47	46–59	43–51
2x 80	2x 50 / 2x 80	2x 50 / 2x 80	2x 50 / 2x 80
40	30 / 40	30 / 40	35 / 40
0°–10°	0°–10°	0°–10°	0°–10°
(-)2°–26°	0°–22° / 0°–30°	(-)2°–26°	0°–30° / 0°–50°
(-)10°–30°	(-)10°–30°	(-)10°–30°	(-)10°–30°
(-)10°–50°	0°–30°	(-)10°–50°	(-)10°–50°
x	20	30	30

iChair MC FRONT 1.613	OPTIMUS 2 2.322	iChair XXL 1.614	iChair SKY 1.620
přední	přední	zadní	středový
160	150 / 170	160 / 200	140
6 / 10*	6 / 10* / 15*	6 / 10*	6
2x 220 / 2x 300	950	2x 300 / 2x 350	2x 350
80	68	80	64
65	120	95	64
38–65	38–53	53–70	40–53
40–53	50	43–60	40–52,5
44–51	61	46–63	45–52
2x 50 / 2x 80	2x 80	2x 80	2x 60
30 / 40	70 / 60 / 50	35	35
0°–10°	0°–10°	0°–10°	x
(-)2°–26° / 0°–50°	(-)2°–26°	0°–18°	40°
(-)10°–30°	(-)10°–30°	(-)10°–30°	x
(-)10°–50°	(-)10°–50°	(-)10°–50°	90°
30	x	x	20

* Rychlost 10 / 15 km/h nelze v případě úhrady vozíku zdravotními pojišťovnami!

ELEKTRICKÉ VOZÍKY

Cestovní el. vozík iTRAVEL

1.054

- iTravel je nový skládací elektrický vozík s hmotností pouhých 23 kg.
- Ideální společník při nakupování, práci a cestování.
- Komfortní, ergonomicky tvarovaný sedací systém.
- Nastavitelný sklon zádové opěry.
- Výklopné područky.
- **Velmi snadné skládání bez potřeby odnímání stupačky a područek.**
- Automatický stabilizační program (ESP) pro lepší výkon a stabilitu v zatáčkách.



cena 68 900 Kč



Celková délka v mm	970
Celková šířka v mm	560
Výška sedu v mm	520
Hloubka sedu v mm	380
Výška zádové opěrky v mm	450
Šířka sedu v mm	450
Transportní výška v mm	300
Počet kol	4
Průměr předního kola v mm	170
Průměr zadního kola v mm	200
„Světlná výška“ v mm	70
Maximální výška překážky v mm	60

Poloměr otáčení v mm	970
Dlouhodobý výkon motoru	200 W
Nejvyšší výkon motoru	800 W
Baterie	10,4 Ah Li-Ion
Nabíječka	2 Ah
Elektronika	50 A
Maximální dojezd (při testovacích podmínkách) v km	10
Přípustné stoupání / sklon trati ve stupních (procentech)	3° (6 %)
Hmotnost prázdného mikroskútru včetně baterie v kg	23
Přípustná hmotnost uživatele v kg	120
Přípustná celková hmotnost v kg	150
Maximální rychlost v km/h	6



Mikroskútr Mikroskútr UP

1.064 / 1.064-24

- Unikátní řešení pro Váš svobodný pohyb.
- Díky malému poloměru otáčení je velmi vhodný do malých prostor.
- Otočná a výškově nastavitelné sedadlo s nastavitelnými područkami.
- Snadné rozkládání do tří dílů velmi usnadňuje případný transport.
- Intuitivní ovládání.
- I přesto, že je mikroskútr navržen pro jízdu v interiéru, je možné jej využít i při projíždkách po zpevněných cestách v okolí Vašeho bydliště.

Mikroskútr ve variantě UP je vybaven elektrickým zdvihem sedu o 10 cm.

Mikroskútr cena **39 800 Kč**
Mikroskútr Up cena **44 900 Kč**



Celková délka v mm	760
Celková šířka v mm	580
Výška sedu v mm, nastavitelná	400–550
Hloubka sedu v mm	400
Výška zádové opěrky v mm	400
Šířka sedu v mm, nastavitelná	550
Transportní výška (při složeném řídicím sloupku a bez sedáku) v mm	470
Počet kol	5
Průměr předního kola v mm	110
Průměr zadního kola v mm	220
„Světla výška“ v mm	50
Maximální výška překážky v mm	15

Poloměr otáčení v mm	500
Dlouhodobý výkon motoru	200 W
Nejvyšší výkon motoru	800 W
Baterie	18 Ah
Nabíječka	2 Ah
Elektronika	50 A
Maximální dojezd (při testovacích podmínkách) v km	17
Přípustné stoupání / sklon trati ve stupních (procentech)	3° (6 %)
Hmotnost prázdného mikroskútru včetně baterie v kg	47
Přípustná hmotnost uživatele v kg	120
Přípustná celková hmotnost v kg	170
Maximální rychlost v km/h	6

ELEKTRICKÉ SKÚTRY



EL-GO

1273-3

- Tříkolový elektrický skútr určený především pro jízdu na zpevněných cestách a v mírném terénu.
- Nastavitelná šíře područek.
- V základu nákupní košík s nosností 15 kg.
- Možnost vybavení skútru bateriemi s větší kapacitou 2x 50 Ah umožňující delší dojezd.

Rychlost:	10 km/h
Dojezd:	cca 30 km
Nosnost:	120 kg
Motor:	500 W
Baterie:	2 x 36 Ah (2 x 50 Ah)
Rozměry:	136,5 / 61 cm
Světlá výška:	11 cm
Stoupání:	max. 15 %



cena 54 900 Kč



EL-GO/M

1273-4

- Čtyřkolový elektrický skútr určený především pro jízdu na zpevněných cestách a v mírném terénu.
- Nastavitelná šíře područek.
- V základu nákupní košík s nosností 15 kg.
- Možnost vybavení skútru bateriemi s větší kapacitou 2 x 50 Ah umožňující delší dojezd.

Rychlost:	10 km/h
Dojezd:	cca 30 km
Nosnost:	120 kg
Motor:	500 W
Baterie:	2 x 36 Ah (2 x 50 Ah)
Rozměry:	130,5 / 62 cm
Světlá výška:	11 cm
Stoupání:	max. 15 %



cena 54 900 Kč

ELEKTRICKÉ SKÚTRY



CITYLINER 409

1.254

- Kompaktní čtyřkolový el. skútr s výbornou manévrovatelností.
- Velmi snadná obsluha
- Výškově nastavitelná, posuvná a otočná sedačka s bezpečnostním pásem.
- Hliníkové ráfky.
- Odpružení.
- Úsporné LED osvětlení.
- Barva: oranžová nebo modrá.

Rychlost:	10 km/h
Dojezd:	cca 30 km
Nosnost:	136 kg
Motor:	210 W
Baterie:	2x 35 Ah
Rozměry:	120 / 61 cm
Světlá výška:	10 cm
Stoupání:	max. 16 %



cena 62 900 Kč



CITYLINER 510

1.264

- Nový kompaktní čtyřkolový el. skútr se silnějšími motory, vyšší nosností a výbornou manévrovatelností.
- Velmi snadná obsluha.
- Výškově nastavitelná, posuvná a otočná sedačka s bezpečnostním pásem.
- Hliníkové ráfky.
- Odpružení.
- Úsporné LED osvětlení.
- Barva: šedá metalíza.

Rychlost:	10 km/h
Dojezd:	cca 35 km
Nosnost:	165 kg
Motor:	400 W
Baterie:	2x 50 Ah
Rozměry:	120 / 61 cm
Světlá výška:	10 cm
Stoupání:	max. 16 %



cena 72 900 Kč

ELEKTRICKÉ SKÚTRY



EL-GO/M XXL

1273-4 XXL

- Čtyřkolový elektrický skútr s vyšší nosností vhodný i do těžšího terénu.
- Nastavitelná šíře područek.
- V základu nákupní košík s nosností 15 kg.
- Možnost vybavení skútru bateriemi s větší kapacitou 2x 75 Ah umožňující delší dojezd.

Rychlost:	15 km/h
Dojezd:	cca 30 (45) km
Nosnost:	200 kg
Motor:	700 W
Baterie:	2x 50 Ah (2x 75 Ah)
Rozměry:	153 / 68,5 cm
Světlá výška:	8,5 cm
Stoupání:	max. 17,6 %



XXL
velikost

cena 99 800 Kč



Ochranný kryt

WRG-XL

není ZP

WRG-XXL

- Univerzální ochranný kryt pro tříkolové a čtyřkolové elektrické skútry.
- Ideální ochrana proti povětrnostním vlivům a prachu.
- Vodotěsná, mrazuvzdorná a UV ochrana.
- Šňůrky na stažení a popruhy pro optimální fixaci.
- Poutka pro snazší manipulaci a sušení.
- Reflexní páska po celé délce krytu.
- Barva: modrá.

Délka: vel. XL 145 cm
vel. XXL 155 cm

Šířka: 70 cm

Výška: 110 cm

cena 1 480 Kč

NÁJEZDOVÉ RAMPY



Dvoudílné teleskopické nájezdové rampy PONDUS T2

PT202030

- Délku lze nastavit vysouváním a zasouváním teleskopické části.
- Vyrobeno z hliníkových profilů odolných proti korozi.
- Speciálně rýhovaný povrch s protiskluzovými vlastnostmi.
- Ochranné bočnice proti bočnímu sklouznutí.
- Součástí ramp je zámek a madla pro snadný a bezpečný transport.

Celková délka:	203 cm
Šířka tratě:	19,5 cm
Max. převýšení:	40 cm
Hmotnost (pár):	cca 12 kg
Max. zatížení na pár:	300 kg



cena (pár) **8 980 Kč**



Trojdílné teleskopické nájezdové rampy PONDUS T3

PT302890

- Délku lze nastavit vysouváním a zasouváním teleskopické části.
- Vyrobeno z hliníkových profilů odolných proti korozi.
- Speciálně rýhovaný povrch s protiskluzovými vlastnostmi.
- Ochranné bočnice proti bočnímu sklouznutí.
- Součástí ramp je zámek a madla pro snadný a bezpečný transport.

Celková délka:	289 cm
Šířka tratě:	18 cm
Max. převýšení:	58 cm
Hmotnost (pár):	cca 16 kg
Max. zatížení na pár:	250 kg



cena (pár) **11 690 Kč**



Nájezdové rampy RFM Ricmar

09287724 (pro výšku překážky 3-7 cm)

09287730 (pro výšku překážky 5-15 cm)

není ZP

- Mobilní rampy nejen pro invalidní vozíky.
- Extrémně robustní a odolné.
- Protiskluzový povrch.
- Snadná manipulace.

Výška překážky:	3–7 cm / 5–15 cm
Délka:	6 + 34 cm / 6 + 54 cm
Šířka:	72 cm (97 cm s krycí hranou)
Nosnost:	250 kg



09287724 cena **3 490 Kč**

09287730 cena **4 990 Kč**



Dvoudílné přechodové rampy PONDUS

PFD04225

- Sada 2 ks sklopných přechodových ramp.
- Rýhovaný povrch s protiskluzovými vlastnostmi.
- Protiskluzové podložky na spodní straně ramp.
- Madla pro snazší manipulaci.

Výška překážky:	3–7 cm
Velikost:	2x 40 x 25 cm
Hmotnost:	2 kg (set)
Nosnost:	350 kg (set)



novinka

cena **2 490 Kč**

DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY



PIPER Comfort

PIC34PYYY

- Rehabilitační kočárek typu buggy, určený pro transport dětí se speciálními potřebami.
- Plně a kompaktně složitelný podvozek.
- Úhlově nastavitelná zádová opěra.
- Velmi vhodný pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro transport mimo město.
- Široká škála speciálního příslušenství.
- Odpovídá nejnovějším normám EU, jakož i hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.

Šíře sedu: 24–35 cm

Celková šíře: 59 cm

Nosnost: 50 kg



Kód ZP: 07-5003239
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **18 732 Kč**
(doplatek od 2 733 Kč)



DIXIE Plus

D4PWKPYYY

- Rehabilitační kočárek s lehkým hliníkovým rámem vyrobeným za použití technologie ALUX.
- Nový, důmyslný systém uchycení sedačky v požadovaném směru pomocí adaptéru „clip-A-go“.
- Kočárek lze složit do kompaktní velikosti.
- Produkt je určen pro menší děti s lehkým postižením.
- Široká škála speciálního příslušenství.
- Splňuje nejnovější EC standardy, jakož i hygienické, technické a bezpečnostní požadavky.

Šíře sedu: 34 cm

Celková šíře: 59,5 cm

Nosnost: 30 kg



Kód ZP: 07-5003238
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **18 618 Kč**
(doplatek od 2 619 Kč)

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOČÁRKŮM



Stříška

- Sklopná a odnímatelná stříška.

DIXIE Plus cena 2 225 Kč

PIPER Comfort cena 2 996 Kč



Pláštěnka

- Pláštěnka do nepříznivého počasí.
- Okénko pro přívod vzduchu

DIXIE Plus cena 725 Kč

PIPER Comfort cena 645 Kč



Flexi sada

- Flexi sada s bočními výplněmi pro úpravu šířky sedu.



Kód ZP: 07-5004427 (DIXIE Plus)
Kód ZP: 07-5004429 (PIPER Comfort)

cena 1 965 Kč
(spoluúčast 196 Kč)



Pásky nožní poutací

- Poutací pásky na nohy.



Kód ZP: 07-5004423 (DIXIE Plus)
Kód ZP: 07-5004445 (PIPER Comfort)

cena 807 Kč
(spoluúčast 81 Kč)



Nánožník letní

- Nánožník nejen do nepříznivého počasí.
- Letní provedení.

DIXIE Plus cena 1 332 Kč

PIPER Comfort cena 1 480 Kč



Nánožník zimní

- Nánožník nejen do nepříznivého počasí.
- Zimní, vyteplené provedení.

DIXIE Plus cena od 3 455 Kč

PIPER Comfort cena 3 988 Kč



Brašna STYLE

- Závěsná praktická brašna na doplňky.
- Cena provedení dle typu kočárku.

cena od 1 269 Kč



Zimní návleky

- Zimní návleky vodítka – rukavice.
- Praktické příslušenství do nepříznivého a mrazivého počasí.

cena 629 Kč

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo zkontaktujte naše odborné prodejce.

DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY



FLASH

1.135

- Dětský skládací invalidní vozík s maximální variabilitou.
- Pro aktivní děti a mládež.
- Rám midi a maxi.
- Standardní madla pro doprovod.
- **Otevřená koncepce předního rámu ponechává dostatečný prostor pro dolní končetiny a usnadňuje přesuny.**

Šíře sedu: 24–40 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 75 kg



Kód ZP: 07-5005950
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **52 532 Kč**
(doplatek od 12 532 Kč)



Avanti AKTIV Junior

1736-AJ

- **Dětská varianta aktivního mechanického vozíku AVANTI.**
- Lehký vozík z hliníkové slitiny.
- Snadné nastavení dle individuálních potřeb uživatele.
- Široký výběr příslušenství.

Šíře sedu: 30–36 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 75 kg



Kód ZP: 07-5005976
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **42 826 Kč**
(doplatek od 2 826 Kč)

DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY



iChair MC S

1.616

- Dětská varianta osvědčeného el. vozíku iChair MC2.
- Vhodné použití v interiéru i exteriéru.
- **Uzpůsobený pro děti nebo uživatele malého věku.**
- Široká nabídka základního i nadstandardního příslušenství.

Šíře sedu: 30–44 cm

Celková šíře: 58 cm

Motory: 2x 180 W

Baterie: 2x 45 Ah / 2x 73 Ah

Nosnost: 75 kg



cena od 126 979 Kč



Netti S

1.245

- **Speciální multifunkční polohovací vozík Netti S je určen pro částečně nebo plně imobilní děti a mládež s tělesným a/nebo mentálním postižením.**
- Vhodný pro kvalitní dlouhodobé sezení.
- Jeho konstrukce podporuje růst dítěte možným nastavením hloubky a šířky sedu, délky podnožek a výšky zádové opěrky.
- Umožňuje časté polohování dítěte nebo mladistvého s rozsahem náklonu optimalizovaným jak pro činnost (-3°), tak pro relaxaci (35°).

- Součástí vozíku jsou mimo jiné výškově nastavitelné a jednou rukou snadno odnímatelné područky, bubnové brzdy, výškově nastavitelná madla pro doprovod, bezpečnostní pás a otočná stabilizační kolečka.



Šíře sedu: 25–35 cm

Celková šíře: max. 51,5 cm

Nosnost: 75 kg

novinka částečná úhrada ZP

Kód ZP: 07-5014045
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 68 890 Kč
(doplatek od 3 890 Kč)



Netti 4U CES Plus

1.215-S

- **Dětská, zkrácená verze vozíku Netti 4U CE Plus.**
- Speciální polohovací mechanický vozík s pevným rámem, bubnovými brzdami pro doprovod a poháněcími koly 22".
- Ergonomicky tvarovaný sedák a zádová opěra.
- Možnost polohování sedu od -5° do 20° a zad od 90° do 135°.
- Nastavitelná hloubka sedu.
- Mechanicky polohovatelné podnožky.

Šíře sedu: 35 / 40 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 135 kg



plná úhrada ZP

Kód ZP: 07-5011219
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 58 960 Kč
(doplatek od 0 Kč)

TECHNICKÉ PARAMETRY

	PIPER Comfort PIC34PYYY	DIXIE Plus D4PWKPYYY
Šíře sedu (cm)	35	34
Hloubka sedu (cm)	29	28
Výška zádové opěry (cm)	68	53
Náklon sedu	26°	5°
Polohování zádové opěry	90°–135°	115°–170°
Délka stupaček (cm)	25–37,5	20–30
Brzda	nožní	nožní
Celková šíře kočárku (cm)	59	59,5
Celková délka kočárku (cm)	108	83
Celková výška kočárku (cm)	100	91-108
Rozměr kočárku ve složeném stavu (cm)	102 x 31 x 30	120 x 59,5 x 39
Hmotnost od (kg)	14,5	15
Nosnost (kg)	50	30

	FLASH 1.135	Avanti AKTIV Junior 1.736-AJ
Šíře sedu (cm)	24–40 (po 2 cm)	30–36 (po 2 cm)
Hloubka sedu (cm)	24–40 (po 2 cm)	33–38
Výška zádové opěry (cm)	25–40	34–44
Celková šíře vozíku (cm)	šíře sedu + 18 cm*	šíře sedu + 18 cm*
Celková délka vozíku (cm)	67–93	88
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	×	28
Přední výška sedu (cm)	39–48	42–50
Zadní výška sedu (cm)	36–47	40–47
Velikost poháněcích kol (palce)	22" / 24"	22"
Hmotnost od (kg)	10	12
Transportní hmotnost od (kg)	8	8
Nosnost (kg)	75	75

* Platí pro negativní odklon kol 0°.

Technické parametry elektrického vozíku **iChair MC S** najdete na str. 63.

Technické parametry multifunkčních polohovacích vozíků **Netti S** a **Netti 4U CES Plus** najdete na str. 25.

POLOHOVACÍ ŽIDLE A ZAŘÍZENÍ

Dětská autosedačka FUN BABY

DRVROB

Fun Baby je moderní, funkční a bezpečná dětská rehabilitační autosedačka určená k přepravě dětí především se svalovými poruchami, dětskou mozkovou obrnou či rozštěpem páteře.

Možnost použití speciální autosedačky ve třech hmotnostních třídách je jedinečným řešením na trhu autosedaček, které ji umožňuje využívat pro děti od narození do přibližně 12 let.

- Výškově nastavitelná opěrka hlavy s vystýlkami pro stabilizaci hlavy.
- Nastavitelná výška zádové opěrky pro přizpůsobení autosedačky měnící se výšce dítěte.
- Boční podpěry pro stabilizaci trupu a pánve.
- Nastavitelný 5-bodový bezpečnostní pás.
- Autosedačka je vybavena upevňovacími prvky ISOFIX.
- Autosedačku lze instalovat po směru i proti směru jízdy.
- Snadné vkládání a vyjímání dítěte díky otočné desce o 360°.
- Nastavitelný sklon autosedačky „kolébka“.
- Odnímatelné čalounění z prodyšné distanční látky.
- K dispozici ve dvou barevných variantách: červeno-černá nebo šedo-černá.

Autosedačku lze dále dovybavit např. abdukčním klínem, páskem pro fixaci hlavy a dalšími nadstandardními doplňky.

cena 11 980 Kč



Max. šířka sedáku (cm)	35
Max. hloubka sedáku (cm)	33
Celková šířka (cm)	49
Celková výška (cm)	61
Délka základny (cm)	39 (+ 18)

Úhel sklonu opěradla	165°
Výška opěrky hlavy (cm)	20
Hmotnost autosedačky (kg)	11
Hmotnost dítěte (kg)	0–36 kg
Výška dítěte (cm)	50–140

POLOHOVACÍ ŽIDLE A ZAŘÍZENÍ

Tarta KID PRO



Tarta KID PRO je inovativní ergonomický sedací systém dodávaný ve dvou velikostech pro děti ve věku 3–6 a 5–8 let.

Díky své inovativní konstrukci je sedací systém Tarta KID PRO velmi dobře nastavitelný a tvarovatelný. Dokáže tak dítěti zajistit správnou polohu sedu i držení těla. S dítětem dokáže růst.

Zádová opěra má mechanismus určený k nastavení pružnosti. Je možné mít opěradlo zcela tuhé nebo flexibilní podle Vašich potřeb.

Systém Tarta KID PRO umožňuje provádět veškeré úpravy a nastavení jednoduše a rychle.

Základní model lze na základě specifických potřeb dítěte dovybavit množstvím podpůrného a doplňkového příslušenství.

Pomocí speciálních platform je možné sedací systém Tarta KID PRO uchytit k různým typům interiérových i exteriérových podvozků, ke kočárkům či invalidním vozíkům. Tyto platformy nejsou součástí základní výbavy.



cena 37 900 Kč



	vel. 1	vel. 2
Věk dítěte	3–6 let	5–8 let
Max. nosnost (kg)	30	35
Hloubka sedadla (cm)	27–35	33–41
Šířka sedadla (cm)	18–29	22–33
Šířka kolena (cm)	6–9	6–9
Úhel abdukce	+20°	+20°
Úhel addukce	–10°	–10°

	vel. 1	vel. 2
Výška zádové opěry (cm)	30–38	36–44
Výška hrudních pelot (cm)	25–36	31–42
Hloubka hrudních pelot (cm)	14–17	16–19
Šířka zádové opěry (cm)	16–26	22–30
Šířka bederní opěrky (cm)	18–26	18–28
Polohování zádové opěry	–5°/+25°	–5°/+25°
Výška loketních opěrek (cm)	13–19	13–19

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Opěrka hlavy

- Výškově a úhlově nastavitelná.
- Mělká varianta.
- Nadstandardně lze opěrku dovybavit mandibulární oporou (3 380 Kč).

cena 5 980 Kč



Loketní opěry

- Výškově, hloubkově vertikálně i horizontálně nastavitelné.
- Měkké polstrování.
- Možnost dodání i pouze levé nebo pravé opěrky.
- Možnost doplnění o loketní záračky (nadstandard).

cena 9 360 Kč / pár



Hrudní podpora

- Silná, ale pohodlná opora v oblasti hrudníku.
- Zajišťuje stabilitu trupu a zachovává volný pohyb ramenních kloubů.

cena 2 780 Kč



Čtyřbodový fixační kurt

- Kurt určený uživatelům s potřebou výrazné fixace v oblasti hrudníku.
- Možnost doplnění o uchycení s podporou ramen.

cena 4 680 Kč



Pánevní pás

- Určený k fixaci pánve a upevnění pozice v sedu.
- Zabraňuje posunu pánve vpřed (tzv. sklouzávání).

cena 4 160 Kč



Dvoudílná stupáčka

- Výškově a úhlově nastavitelná.
- Umožňuje individuální nastavení pro levou a pravou nohu zvlášť.
- Možnost doplnění o fixační sandálky (nadstandard).

cena 8 580 Kč



Terapeutický stolek

- Nastavitelný stolek s okraji.
- Pohotově odklopení do vnější strany nebo vyjmutí.
- Nutná kombinace s loketními opěrkami.

cena 6 760 Kč



Interiérová stolička

- Skládací interiérová stolička pro Tarta KID PRO vel. 1 včetně adaptérů k uchycení.
- Nastavení výšky 55–80 cm.
- Nastavení úhlu sedu 8°–22°.
- Přední kolečka pro snazší přesun.

cena 20 540 Kč

POLOHOVACÍ ŽIDLE A ZAŘÍZENÍ

Polohovací zařízení MADITA

7300000 (vel. 0),

7301000 (vel. 1),

7302000 (vel. 2)

- Dětská terapeutická polohovací židle podporující uvolněné, aktivní sezení dodávaná ve třech velikostech.
- Volitelné nastavení úhlu sedu a fixace pánve uvolňuje svalové napětí.
- Individuálně nastavitelná sedačka a podpůrné peloty pro stabilní a vzpřímenou polohu v sedě.
- Snadné nastavení sklonu sedadla pomocí plynového pístu.
- Možnost nastavení uvolňovací relaxační polohy.
- Všestranné možnosti úprav a nastavení.
- Vhodné pro všechny věkové kategorie od nejmenších po dospívající, doma i ve škole.

plná úhrada
ZP



Madita vel. 0

Kód ZP: 07-5005700

podléhá schválení revizním lékařem

cena od **59 214 Kč**

(doplatek od 0 Kč)



Madita vel. 1

Kód ZP: 07-5005702

podléhá schválení revizním lékařem

cena od **59 832 Kč**

(doplatek od 0 Kč)



Madita vel. 2

Kód ZP: 07-5005704

podléhá schválení revizním lékařem

cena od **65 899 Kč**

(doplatek od 0 Kč)



	vel. 0	vel. 1	vel. 2
Hloubka sedu (cm)	15–25	21–30	30–42
Šíře sedu (cm)	16–26	20–30	28–38
Výška krátké zádové opěry (cm)	35–43	35–43	42–52
Výška dlouhé zádové opěry (cm)	42–52	42–52	53–62
Výška sedu (cm)	46–58	46–58	46–58
Délka stupačky (cm)	17–24	22–32	30–48
Celková šíře rámu (cm)	45	45	53
Celková délka rámu (cm)	66	66	77
Úhel sedu	(–5)–37°	(–5)–37°	(–5)–37°
Úhel zádové opěry	(–5)–25°	(–5)–25°	(–5)–25°
Hmotnost od (kg)	16	17	19
Max. nosnost (kg)	30	30	50

POLOHOVACÍ ŽIDLE A ZAŘÍZENÍ

Polohovací zařízení MADITA Maxi

3003000

- Varianta polohovacího zařízení Madita vhodná pro dospělé uživatele.
- Volitelné nastavení úhlu sedu a fixace pánve uvolňuje svalové napětí.
- Individuálně nastavitelná sedačka a podpůrné peloty pro stabilní a vzpřímenou polohu v sedě.
- Snadné nastavení sklonu sedadla pomocí dvojitýho plynového pístu.
- Možnost nastavení uvolňovací relaxační polohy.
- Všestranné možnosti úprav a nastavení.
- Madita Maxi je vhodná i pro využití v geriatrické oblasti.



Kód ZP: 07-5005708
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **81 890 Kč**
(doplatek od 11 890 Kč)



Hloubka sedu (cm)	36-47
Šíře sedu (cm)	34-44
Výška krátké zádové opěry (cm)	40
Výška dlouhé zádové opěry (cm)	48
Výška krátké zesílené zádové opěry (cm)	48
Výška dlouhé zesílené zádové opěry (cm)	56
Výška sedu (cm)	48-60

Délka stupačky (cm)	18-45
Celková šíře rámu (cm)	64
Celková délka rámu (cm)	80
Úhel sedu	(-5)-30°
Úhel zádové opěry	(-5)-25°
Hmotnost od (kg)	26
Max. nosnost (kg)	120

VERTIKALIZAČNÍ POMŮCKY



Parapodium Dynamic

PD

- Rehabilitační vertikalizační pomůcka vhodná pro pacienty s paraplegií, rozštěpem páteře a mozkovou obrnou.
- Vlastnosti dynamické ortézy pro horní a dolní polovinu těla.
- Optimální stabilizace těla ve frontálním a laterálním směru.
- Prodloužené rukojeti připomínající berle při revmatu.
- Protiskluzové zabezpečení se stupačkami na nohy.
- Obloukové kolenní opěrky.
- Možnost přizpůsobení pacientovým potřebám.
- Široké příslušenství.

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008599
podléhá schválení revizním lékařem

cena 56 877 Kč
(doplatek 0 Kč)



Parapodium Dynamic Junior

PD

- Dětská rehabilitační vertikalizační pomůcka vhodná pro pacienty s paraplegií, rozštěpem páteře a mozkovou obrnou.
- Vlastnosti dynamické ortézy pro horní a dolní polovinu těla.
- Optimální stabilizace těla ve frontálním a laterálním směru.
- Prodloužené rukojeti připomínající berle při revmatu.
- Protiskluzové zabezpečení se stupačkami na nohy.
- Obloukové kolenní opěrky.
- Možnost přizpůsobení pacientovým potřebám.
- Široké příslušenství.

Dětská velikost: 125 cm

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008599
podléhá schválení revizním lékařem

cena 56 877 Kč
(doplatek 0 Kč)



Velikost	100	125	150	180	200
Šířka korzetu (cm)	21–29	25–35	29–43	37–61,5	37–61,5
Hloubka korzetu (cm)	16,5–23	20–28	23–34	26–38	29–41
Celková šířka (cm)	42,5–58	48–68	52–79	62–99	62–99
Celková délka (cm)	58–61	64–70	83–88	83–88	83–88
Celková výška (cm)	66–86	77–96	93–120	118–155	128–165
Výška uživatele (cm)	85–105	105–125	125–155	155–185	185–205
Nosnost (kg)	30	50	70	90	110

VERTIKALIZAČNÍ POMŮCKY



Vertikalizační stojan VISION

VS-1000

- Elektrická vertikalizační pomůcka.
- Účinný rehabilitační prostředek pro zlepšení tělesných funkcí.
- Prevence zhoršení zdravotního stavu.
- Snadné samostatné ovládání uživatelem.
- 4 kolečka vybavená brzdami pro ochranu proti posunutí.
- Polohovatelné opěrky kolen, univerzální zvedací kurt, polohovací stolek.

Výška stolku*:	93–120 cm
Výška kolenních opěr*:	38–56 cm
Výška madel*:	80–104 cm
Celková délka:	110 cm
Vnitřní šířka:	61,5 cm
Celková šířka:	78,8 cm
Rozměr stolku:	75 x 60 cm
Hmotnost:	62 kg
Nosnost:	150 kg

* výška od stupačky



cena 79 980 Kč



Zvedací sedák Uplift

3801300 (Standard),

3801301 (XXL)

není ZP

- Podpora při vstávání z pozice vsedě.
- Zdvih 80 % hmotnosti.
- Protiskluzová vrstva na spodní straně.
- Nastavitelný dle hmotnostních tříd.

Hmotnostní třídy	
Standard:	43, 55, 68, 82, 100 kg
Hmotnostní třídy	
XXL:	90, 115, 130, 160 kg
Max. nosnost:	100 / 160 kg

XXL
velikost

Standard cena 3 980 Kč

XXL cena 4 980 Kč



POLOHOVACÍ LŮŽKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Ecofit Plus

27000001

- Pojízdné, plně elektricky polohovatelné lůžko.
- Snadné ovládání s možností uzamknutí funkcí.
- Součástí hrazda s rukojetí.

Ložná plocha: 90 x 200 cm

Nosnost: 185 kg



Kód ZP: 07-5006609
podléhá schválení revizním lékařem

cena **26 999 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Prodloužení ložné plochy
o 20 cm



Kód ZP: 07-4100011
podléhá schválení revizním lékařem

Pro tuto úpravu lůžka je nutná kalkulace!

cena **6 900 Kč**
(spoluúčast 69 Kč)



Ecofit S

27000003

- Plně elektricky polohovatelné pojízdné lůžko.
- Oproti modelu Ecofit Plus méně robustní.
- Bez dřevěného obložení čel.
- Hrazda s rukojetí je součástí základního vybavení.

Ložná plocha: 90 x 200 cm

Nosnost: 185 kg

cena **19 998 Kč**



Prodloužení ložné plochy o 20 cm
cena **6 900 Kč**



Ecofit XTRA

- Plně elektricky polohovatelná pojízdná lůžka Ecofit XTRA jsou určena pro klienty s hmotností až 500 kg.
- Lůžko se vyznačuje zvláště vysokou stabilitou.
- Hrazda s rukojetí je součástí základního vybavení.
- Matrace k lůžku pouze na individuální poptávku/objednávku.



plocha 120 x 200 cm (300 kg)

Kód ZP: 07-5013935
podléhá schválení revizním lékařem

cena **69 890 Kč** (doplatek 42 891 Kč)

plocha 140 x 200 cm (300 kg)

Kód ZP: 07-5013934
podléhá schválení revizním lékařem

cena **79 890 Kč** (doplatek 52 891 Kč)

prodloužení ložné plochy o 20 cm

Kód ZP: 07-4100011
podléhá schválení revizním lékařem

cena **9 900 Kč** (doplatek 99 Kč)

POLOHOVACÍ LŮŽKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pojízdný stolek RFM

01689593 (bílá), 07748658 (hnědá)

- Stolek k lůžku s nastavitelnou výškou.
- Ocelový skládací rám.
- Snadné manipulování.
- 2 kolečka vybavena brzdou.

Celková šířka: 61 cm
Celková hloubka: 45 cm
Výška: 65–94 cm
Hmotnost: 7,5 kg
Rozměry desky: 62 x 41 cm
Nosnost: 10 kg
Barva: bílá, hnědá

není ZP



cena 2 690 Kč



Volně stojící hrazda RFM

03429465

- Ramenová hrazda pro podporu aktivního pohybu na lůžku.

Výška: 176 cm
Hmotnost: cca 11 kg
Rozměry základny: 82,5 x 75,5 x 5,0 cm
Nosnost: 100 kg
Barva: světle šedá



cena 3 490 Kč



Rehabilitační madlo - žebřík

DRQM3GOAAXXP

- Praktické rehabilitační madlo usnadňující zvedání na lůžku.
- Osoba ležící na lůžku má s pomocí žebříku více motivace pracovat na zvyšování svých fyzických schopností a tím posiluje svaly rukou a paží.
- 4-stupňový žebřík.
- Fosforeskující konce madel.

Délka: 3 m
Zatížení: max. 90 kg



cena 289 Kč



Opěrka do lůžka

DRVF01

- Zádová opěrka pro snadné provedení hygienických úkonů a jiných denních aktivit (např. stravování) u ležících pacientů.
- Snadné ovládání s možností nastavení napůl vzpřímené pozice pro prevenci nežádoucích účinků způsobených dlouhým ležením.
- Zlepšení pohodlí v každodenním životě.
- Odolný hliníkový rám s netoxickým lakem.
- 5 polohovacích pozic.

Šířka: 62 cm
Barva: kostkovaný modrý vzor



cena 1 090 Kč

ANTIDEKUBITNÍ MATRACE



Bohemia Clinic 14 NEO

- Matrace pro uživatele se středním rizikem vzniku dekubitů.
 - Výborná cirkulace vzduchu a par, tvarová stálost a pružnost.
 - Na spodní straně prořezy pro lepší polohování matrace na lůžku.
 - Patentovaný a chráněný vzor průřezu, lepší rozložení tlaku na matraci.
 - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm
Výška: 14 cm
Nosnost: 170 kg

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5010788
podléhá schválení revizním lékařem



cena **3 213 Kč**
(doplatek 213 Kč)



Bohemia Prevent 14 NEO

- Matrace pro uživatele se středním rizikem vzniku dekubitů.
 - Kombinace základové HR pěny (10 cm) a vrchní visco pěny (4 cm).
 - Profilace do 7 zón.
 - Na spodní straně prořezy pro lepší polohování matrace na lůžku.
 - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm
Výška: 14 cm
Nosnost: 170 kg

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5010789
podléhá schválení revizním lékařem



cena **5 197 Kč**
(doplatek 2 197 Kč)



Bohemia Ergonomic 14 NEO

- Matrace pro uživatele s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
 - Kombinace základové studené pěny (8 cm) a vrchní líné, viscoelastické paměťové pěny (6 cm).
 - Profilace do 3 anatomických zón.
 - Profilace vrchní vrstvy napomáhá k správnému prokrvení tkání a provzdušnění matrace.
 - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm
Výška: 14 cm
Nosnost: 180 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5010790
podléhá schválení revizním lékařem



cena **6 508 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Bohemia Luxura 14 NEO


- Matrace pro uživatele s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
 - Kombinace HR pěny a speciální 4G kontaktní pěny s výbornou elasticitou, vzdušností a flexibilitou.
 - Profilace do 5 anatomických zón.
 - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm
Výška: 14 cm
Nosnost: 180 kg

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5010791
podléhá schválení revizním lékařem



cena **8 384 Kč**
(doplatek 384 Kč)



Bohemia Orthopedic 17 NEO

- Matrace pro uživatele s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
 - Unikátní jádro matrace tvořené z buněk různých tuhostí zasazených do mřížek.
 - Jádro matrace je zasazeno do FLEX rámu, nabízející oporu při vstávání a lepší orientaci pacienta na lůžku.
 - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm
Výška: 17 cm
Nosnost: 180 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5010792
podléhá schválení revizním lékařem



cena **11 010 Kč**
(doplatek 0 Kč)

ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

Antidekubitní matrace se střídavým tlakem vč. kompresoru

VCM202-SET

- Sada vzduchové antidekubitní matrace s kompresorem pro uživatele se středním rizikem vzniku dekubitů.
- Používá se nejen jako prevence vzniku proleženin, ale i při jejich léčbě.
- Kompresor zajišťuje optimální střídání tlaku ve všech částech antidekubitní matrace.
- Snadné manuální nastavení požadovaného tlaku.
- Možnost upnutí na obyčejnou matraci.
- Snadná instalace a údržba.
- Na poptávku lze dodat matraci či kompresor samostatně.

Materiál:	PVC
Rozměry:	200 x 90 x 6,5 cm
Nosnost:	120 kg
Barva:	tělová
Trvání jednoho cyklu:	10–12 min



cena 1 980 Kč

Antidekubitní tubulární matrace se střídavým tlakem vč. kompresoru

VCM502-SET

- Sada tubulární vzduchové antidekubitní matrace s kompresorem pro uživatele se středním rizikem vzniku dekubitů.
- Používá se nejen jako prevence vzniku proleženin, ale i při jejich léčbě.
- Kompresor zajišťuje optimální střídání tlaku ve všech částech antidekubitní matrace.
- Snadné manuální nastavení požadovaného tlaku.
- Možnost upnutí na obyčejnou matraci.
- Snadná instalace a údržba.
- Součástí balení i jeden náhradní tubus.
- Na poptávku lze dodat matraci či kompresor samostatně.

Materiál:	odolné PVC
Povrch:	tubulární
Šířka:	85 cm
Délka:	190 cm
Výška:	12 cm
Nosnost:	140 kg
Barva:	modrá

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008691

pomůcka podléhá schválení revizním lékařem



cena 3 000 Kč
(doplatek 0 Kč)

KRYTÍ MATRACE / ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE



Krycí matrace Qmed PREMIUM

DRQN3C3XAA04P

- Tenká profilovaná matrace je ideální jako ortopedická podložka na standardní matraci, která rovnoměrně rozloží tělesnou hmotnost na matraci a zajišťuje vyváženou podporu ke zlepšení pohodlí při spánku a odpočinku.
- Je vyrobena z paměťové pěny, která reaguje na tělesnou teplotu a váhu.
- Matrace má příjemný potah, který zlepšuje pocit měkkosti a pohodlí.

Rozměry: 90 x 200 x 4 cm
Materiál: 100% LRPV
Hustota: 45 kg / m³ – měkké
Barva: bílá



cena 2 490 Kč



Matracový chránič PU

DAD-050002

- Paropropustný matracový chránič s polyuretanovým zátěrem.
- Výborná ochrana matrace zamezující průsaku tekutin a mechanickému poškození.
- Praktická, hygienická a užitečná pomůcka.

Rozměry: 90 x 200 cm
Materiál: 80 % bavlny, 20 % polyester
Zátěr: 100% PU (polyuretan)
Barva: bílá

není ZP



cena 490 Kč



POLŠTÁŘEK BABY

DRQE3C1AAXUXP

- Anatomicky tvarovaný polštářek určený novorozencům (0–6 měsíců).
- Ergonomický tvar polštářku zajišťuje dítěti optimální podporu hlavy.
- Zabraňuje prohloubení deformací a napomáhá k jejich odstranění.
- Přizpůsobuje se kojenci, poskytuje optimální podporu a umístění hlavičky.

Hustota: 35 kg/m³ – měkký
Rozměry: Ø 25 cm



cena 389 Kč



POLŠTÁŘEK KID

DRQE3LOPAXXP

- Dětský prodyšný polštář z paměťové pěny.
- Měkký a ergonomický polštář chrání přirozený kulatý tvar hlavičky dítěte během spánku nebo podřimování.
- Je vyroben z prodyšného, hypoalergenního, certifikovaného materiálu s odvětrávaným systémem průduchů, který odvádí vlhkost a zvyšuje cirkulaci vzduchu.
- Doporučeno pro děti starší 2 let.

Hustota: 45 kg/m³ – měkký
Rozměry: 50 x 30 x 5,5 cm



novinka

cena 598 Kč

ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE



POLŠTÁŘ STANDARD

MDQ001105

- Univerzální anatomicky tvarovaný polštář z paměťové pěny.
- Předchází bolesti zad, problémům s nespavostí, chrápání a nervovému napětí.
- Doporučený pro spánek na zádech.
- Univerzální velikost.

Hustota: 55 kg/m³ – měkký
Rozměry: 52 x 32 x 11,5/9,5 cm



cena 898 Kč



POLŠTÁŘ STANDARD PLUS

MDQ001106

- Univerzální anatomicky tvarovaný polštář z paměťové pěny s profilováním pro šíji.
- Předchází bolesti zad, problémům s nespavostí, chrápání a nervovému napětí.
- Doporučený pro spánek na zádech i na boku.
- Vnitřní povlak = bavlna, vnější povlak = froté.
- Univerzální velikost.

Hustota: 55 kg/m³ – měkký
Rozměry: 54 x 33 x 12/6 cm



cena 979 Kč



POLŠTÁŘ PREMIUM

MDQ001108

- Anatomicky tvarovaný polštář z paměťové pěny s oboustranným profilováním pro šíji.
- Díky oboustrannému profilování lze zvolit preferovanou výšku.
- Vysoce kvalitní „líná“ pěna zajistí komfort a dostatečnou podporu hlavy a krku.
- Doporučený pro spánek na zádech i na boku.
- Vnitřní povlak = bavlna, vnější povlak = froté.

Hustota: 80 kg/m³ – tvrdý
Rozměry: 60 x 35 x 12/10 cm



cena 1 269 Kč



POLŠTÁŘ BAMBOO

MDQ001109

- Anatomicky tvarovaný polštář z paměťové pěny z bambusového uhlí.
- Přírodní vlastnosti bambusového uhlí regulují vlhkost a tlumí zápachy.
- Kvalitní „líná“ pěna zajistí komfort a dostatečnou podporu hlavy a krku.
- Doporučený pro spánek na zádech.

Hustota: 55 kg/m³ – měkký
Rozměry: 52 x 32 x 11,5/9,5 cm



cena 898 Kč

ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE



POLŠTÁŘ ANTI SNORING

DRQR3COAXUXP

- Anatomický polštář má za cíl umístit hlavu a krk do polohy pro spaní tak, aby pomohl omezit ucpávání dýchacích cest a tudíž omezil chrápání.
- Centrální oblast polštáře je tenčí než boční části.
- Pro snadnější a tišší dýchání při spánku.
- Vhodný pro spaní v jakékoliv poloze.

Hustota: 55 kg/m³ – měkký
Rozměry: 57 x 36 x 11,5 cm



cena **1 169 Kč**



POLŠTÁŘ ERGO

DRQE3H03PAUXP

- Anatomický polštář s jedinečným ergonomickým tvarem.
- Jedinečný tvar podporuje volné dýchání během spánku.
- Pohodlný a zdravý spánek lidem spícím na boku a na zádech.
- Paměťová pěna se v reakci na tělesnou teplotu přizpůsobuje anatomickým křivkám a její použití zefektivňuje rovnoměrné rozložení tělesné hmotnosti.

Hustota: 50 kg/m³ – měkký
Rozměry: 61 x 35,5 x 10 / 5 cm



cena **1 098 Kč**



POLŠTÁŘ VARIO

DRQE3FOAAXXP

- Jemně zakřivená strana polštáře poskytuje vhodnou oporu pro krk a hlavu během spánku na zádech.
- Druhá, rovná strana polštáře, poskytuje optimální oporu pro krk a hlavu při spánku na straně.
- Měkká a hladká pěna předchází bolesti krční páteře.
- Vhodný pro spaní na zádech a boku.

Hustota: 45 kg/m³ – měkký
Rozměry: 60 x 40 x 13 cm



cena **1 098 Kč**



POLŠTÁŘ COMFORT GEL

MDQ001114WU

- Speciální kombinace paměťové pěny a vrstvy gelu zlepšující proudění vzduchu během spánku.
- Obě strany polštáře jsou pokryté tenkou gelovou vrstvou s chladičným efektem.
- Měkká a hladká pěna předchází bolesti krční páteře.
- Vhodné pro spaní na zádech, boku i břiše.

Hustota: 55 kg/m³ – měkký
Rozměry: 60 x 40 x 13 cm



cena **1 199 Kč**

ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE



POLŠTÁŘ SLIM


MDQ001113C (měkkčí), **MDQ001113** (tvrdší)

- Anatomický polštář vhodný pro jakoukoli pozici při spánku.
- Speciální tvar usnadňuje dýchání.
- Doporučený pro spánek na břiše.

Rozměry: 56 x 48 x 13 cm (měkkčí)
56 x 48 x 10 cm (tvrdší)



cena **989 Kč**



POLŠTÁŘ ARCH

DRQE3G1AAXXP

- Anatomický polštář s jedinečným ergonomickým tvarem.
- Jedinečný tvar ve formě oblouku umožňující pohodlné odlehčení horní končetiny ve fyziologicky přirozené poloze.
- Pohodlný a zdravý spánek lidem spícím na boku či na břiše.
- Paměťová pěna se v reakci na tělesnou teplotu přizpůsobuje anatomickým křivkám a její použití zefektivňuje rovnoměrné rozložení tělesné hmotnosti.

Hustota: 45 kg/m³ – měkký
Rozměry: 36 x 30 x 13 / 14,7 cm



cena **589 Kč**



POLŠTÁŘ HEAD

MDQ001110C

- Polštář s unikátním tvarem pro všestranné použití.
- Vhodný pro podporu krční páteře, bederní oblasti páteře či pro podepření nohou.
- Praktický pružný fixační pásek pro možnost uchycení na opěrku sedadla.

Hustota: 55 kg/m³ – měkký
Rozměry: 12 x 27 cm



cena **398 Kč**



KNEE & LEG

DRQM3J0CDXXXP

- Anatomický polštář KNEE & LEG je převážně určen k používání v uzavřené formě (plná krychle).
- Polštář zajišťuje správnou anatomickou polohu boků a pánve při ležení na boku.
- Velmi vhodné pro pohodlné spaní například v těhotenství nebo po operaci náhrady kyčelního kloubu.
- Lze použít i v rozložené formě, kdy poskytuje oporu pro spodní část nohou.
- Zabraňuje otlakům.

Hustota: 35 kg/m³ – měkký
Rozměry: 25 x 20 x 17 cm



cena **489 Kč**

ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE



POLŠTÁŘ FLEX

DRQE3F1CDXUXP

- Multifunkční polštář Flex ve tvaru válce vyrobený z líné pěny a dovybaven ohýbacím modulem, díky kterému se snadno tvaruje.
- Poskytuje vynikající oporu pro hlavu, záda nebo unavené nohy.
- Je vhodný pro použití při rehabilitaci dolních končetin a páteře.
- Zklidňuje bolesti zad a hlavy. Poskytuje pohodlnou polohu během odpočinku.

Hustota: 35 kg/m³ – měkký
Rozměry: 10 x 63,5 cm



cena 429 Kč



LUMBAR HALF ROLL


DRQE3A1CDXUXP

- Univerzální tvar polštáře umožňuje jeho všestranné použití.
- Je ideální pro krk, bederní páteř, kolena, chodidla i pro použití mezi kolena jako oddělovač.
- Polštář je vyroben z paměťové pěny a dokonale odpovídá anatomickým křivkám těla.
- Polštář je vybaven nastavitelným popruhem, který umožňuje správné umístění polštáře na opěradlo židle nebo křesla.

Hustota: 35 kg/m³ – měkký
Rozměry: 42 x 18 x 10 cm



cena 389 Kč



POLŠTÁŘ LUMBAR SUPPORT

DRQE3D0DAXUXP

- Podložka z paměťové pěny pro podporu bederní oblasti páteře při sezení.
- Optimální tvar pro zajištění správného držení trupu.
- Minimalizace možných negativních následků způsobených každodenním dlouhým sezením.
- Praktický upínací popruh na suchý zip.

Hustota: 55 kg/m³ – měkký
Rozměry: 40 x 33 x 12 cm



cena 569 Kč



Cestovní polštář PROFILED TRAVELING

DRQE3J1CDXUXP

- Anatomický polštář Profiled Traveling je ideální pro dlouhé cesty autem, letadlem nebo vlakem.
- Použití polštáře zajišťuje stabilizaci krční páteře a výrazně zlepšuje komfort nejen při cestování.
- Polštář je vyroben z viskoelastické paměťové pěny, která díky svým vlastnostem reaguje na tělesnou teplotu a váhu uživatele a dokonale se přizpůsobí křivce krku.
- Polštář lze snadno složit a uložit do zavazadla.

Hustota: 45 kg/m³ – měkký
Rozměry: 24 x 23 x 12,5 cm



novinka

cena 449 Kč



LOKOMOČNÍ PROGRAM



Čtyřkolové chodítko Rehasense SERVER

SRxxL600

- Vysoce kvalitní odlehčené čtyřkolové chodítko.
- Stylové, nadčasové a vkusné, přičemž hlavními prioritami jsou bezpečnost, pohodlí a funkčnost.
- Uživatelsky přívětivá a snadno nastavitelná výška ergonomických rukojetí.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Bezpečnostní odrazky na rámu, rukojetích i nákupní tašce.
- Velká nákupní taška s nosností až 5 kg.
- Snadné a pohodlné skládání a rozkládání.
- Možnost dovybavení zádomou opěrou.
- V nabídce více barevných provedení.

Šířka: 61 cm

Hloubka: 66 cm

Výška madel: 74–102 cm

Šíře sedu: 46 cm

Hmotnost: 7,2 kg

Nosnost: 150 kg



novinka

cena 7 990 Kč



Čtyřkolové chodítko IDEAL Rollator

3061982

- Stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiér i exteriér.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko, odnímatelný podnos a košík.
- Držák hole (berle).
- Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka: 59 cm

Hloubka: 68 cm

Výška madel: 79–99 cm

Šíře sedu: 42 cm

Výška sedátka: 61 cm

Hmotnost: 11 kg

Nosnost: 130 kg

Barva: šedostříbrná



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5005963

cena 2 934 Kč

(doplatek 0 Kč)



Čtyřkolové chodítko ROLLATOR 2

3061982-R

- Stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiér i exteriér.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko, odnímatelný podnos a košík.
- Držák hole (berle).
- Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka: 59 cm

Hloubka: 65 cm

Výška madel: 79–95 cm

Šíře sedu: 42 cm

Výška sedátka: 60 cm

Hmotnost: 9,5 kg

Nosnost: 130 kg

Barva: šedostříbrná



LOKOMOČNÍ PROGRAM



Čtyřkolové chodítko ROCKY

VCBK23231

- Čtyřkolové chodítko se skládacím hliníkovým rámem.
- Měkký sedák pokrytý koženkou.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Odnímatelný úložný prostor.
- Odklopná zádová opěra.
- Držák hole (berle).

Šířka:	60 cm
Hloubka:	70 cm
Výška madel:	75,5–95 cm
Šíře sedu:	44 cm
Výška sedátka:	51,5–57 cm
Hmotnost:	7,3 kg
Nosnost:	120 kg



Kód ZP: 07-5008554



cena 3 950 Kč
(doplatek 451 Kč)



Čtyřkolové chodítko se stupačkou ROSE

VCBK222T

- Čtyřkolové chodítko s integrovanou odklopnou stupačkou umožňující i transport uživatele doprovodnou osobou.
- Skládací hliníkový rám.
- Měkký sedák pokrytý koženkou.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Odnímatelný úložný prostor.
- Nastavitelná zádová opěra.

Šířka:	61 cm
Výška madel:	77–88 cm
Šíře sedu:	45 cm
Výška sedátka:	54 cm
Hloubka se stupačkou:	92 cm
Hmotnost:	8,5 kg
Nosnost:	120 kg



Kód ZP: 07-5013541

cena 4 139 Kč
(doplatek 640 Kč)



Tříkolové chodítko BILLY

VCBK5221

- Tříkolové skládací chodítko.
- Skládací hliníkový rám.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Vpředu nákupní košík s podnosem.
- Uzavíratelná nákupní taška.

Šířka:	62 cm
Hloubka:	58 cm
Výška madel:	82–97 cm
Hmotnost:	5,6 kg
Nosnost:	110 kg



Kód ZP: 07-5008611

cena 2 900 Kč
(doplatek 0 Kč)

LOKOMOČNÍ PROGRAM



Čtyřkolové chodítko MOBILUS Lite

VCBK222B

- Odlehčené stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiéry i exteriéry.
- Jednoduše nastavitelná výška ergonomicky tvarovaných madel.
- Integrovaná zádožová opěra.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Textilní sedátko.
- Odnímatelná taška.
- Držák hole (berle).

Šířka:	67 cm
Hloubka:	70 cm
Výška madel:	80–92 cm
Šíře sedu:	46 cm
Hmotnost:	7 kg
Nosnost:	136 kg
Barva:	šedostříbrná



Kód ZP: 07-5011692



cena 3 941 Kč
(doplatek 442 Kč)



Čtyřkolové chodítko Gentleman LC XXL

3066002-R

- Odlehčené stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiéry i exteriéry.
- Jednoduše nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko se zádožovou opěrou.
- Nákupní taška.
- Držák hole (berle).
- Bezúdržbová gumová kolečka.
- Skládací křížový hliníkový rám (snadné přenášení a transport).

Šířka:	74 cm
Hloubka:	66 cm
Výška madel:	79–92 cm
Šíře sedu:	58 cm
Hmotnost:	9,5 kg
Nosnost:	225 kg
Barva:	eloxovaná šedostříbrná

není ZP



cena 8 490 Kč



Čtyřkolové předloketní chodítko EDI

VCBK223

- Stabilní předloketní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiéry i exteriéry.
- Skládací rám.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Hloubkově a úhlově nastavitelná madla.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko, držák hole, odnímatelný podnos a košík.
- Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka:	59 cm
Výška područek:	98–120 cm
Výška sedátka:	61 cm
Šíře sedu:	42 cm
Hloubka:	68 cm
Hmotnost:	11,8 kg
Nosnost:	130 kg



Kód ZP: 07-5008624

cena 6 972 Kč
(doplatek 1 772 Kč)



Čtyřkolové chodítko AMBONA

VCBK2A

- Čtyřkolové chodítko s podpůrnou deskou.
- Ocelový rám.
- Snadno nastavitelná výška polstrované podpůrné desky (područek).
- Snadno nastavitelná výška a úhel madel.
- Zadní kolečka s brzdami.

Šířka: 64 cm
 Výška madel: 109–152 cm
 Hmotnost: 10 kg
 Nosnost: 120 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008572

cena 4 530 Kč
 (doplatek 0 Kč)



Čtyřkolové chodítko AMBONA Maxi

VCBK2A-5

- Čtyřkolové chodítko s podpůrnou deskou.
- Zúžená verze chodítka Ambona (59 cm) a většími kolečky 5" pro snazší překonávání prahů.
- Snadno nastavitelná výška polstrované podpůrné desky.
- Snadno nastavitelná výška a úhel madel.
- Zadní kolečka s brzdami.

Šířka: 59 cm
 Výška madel: 103–149 cm
 Hmotnost: 12 kg
 Nosnost: 120 kg



částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5011693

cena 5 334 Kč
 (doplatek 134 Kč)



Čtyřbodové chodítko dvouúrovňové WAVE

VCBP0032-2U

- Čtyřbodové pevné skládací chodítko.
- Hliníkový vyztužený rám.
- Navrženo pro snadné vstávání ze sedu.
- Gumové zakončení.
- Ergonomické úchyty.
- Snadné nastavení výšky po 2,5 cm.

Šířka: 62 cm
 Hloubka: 54 cm
 Výška horních madel: 81–91 cm
 Výška dolních madel: 55–65 cm
 Hmotnost: 2,5 kg
 Nosnost: 110 kg



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008568

cena 1 916 Kč
 (doplatek 0 Kč)

LOKOMOČNÍ PROGRAM



Chodítka trojfunkční TRIPLA

VCBP0031-3F

- Trojfunkční chodítka, které může být použito jako pevné, kloubové nebo dvoukolové.
- Lehký hliníkový rám s možností složení.
- Pevná a stabilní konstrukce.
- Nastavitelná výška madel.

Šířka:	56 cm
Hloubka:	47 cm
Výška madel:	81–100 cm
Hmotnost:	2,5 kg
Hmotnost s kolečky:	2,3 kg
Nosnost:	110 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008564

cena 1 998 Kč
(doplatek 0 Kč)



Čtyřbodové chodítka dvojfunkční DUAL

VCBP0031-2F

- Dvojfunkční chodítka, které může být použito jako pevné nebo kloubové.
- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Skládací, lehké provedení.
- Ergonomické úchyty.

Šířka:	56 cm
Hloubka:	47 cm
Výška madel:	81–98 cm
Výška:	82–99 cm
Hmotnost:	2,5 kg
Nosnost:	110 kg



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008559

cena 1 998 Kč
(doplatek 0 Kč)



Čtyřbodové chodítka FIX

VCBP0032

- Stabilní čtyřbodové skládací chodítka.
- Lehká hliníková konstrukce.
- Pevné, skládací provedení.
- Nastavitelná výška madel.

Šířka:	57 cm
Hloubka:	48 cm
Výška madel:	81–98 cm
Hmotnost:	2,5 kg
Nosnost:	110 kg




plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008627

cena 1 399 Kč
(doplatek 0 Kč)

LOKOMOČNÍ PROGRAM



Francouzská berle s dvojm nastavením

VCBP0042PU

- Výškově nastavitelná francouzská hůl (berle).
- Nízká hmotnost, výborná stabilita.
- Nastavitelná výška rukojeti.
- Nastavitelná výška opory předloktí.
- Moderní estetický vzhled.

Výška rukojeti: 62–86 cm

Výška opory předloktí od rukojeti: 21–30 cm

Hmotnost: 0,6 kg

Nosnost: 100 kg

Barva: černá



Kód ZP: 07-5008586 (1 ks)



cena 254 Kč (1 ks)
(doplatek 5 Kč)



Francouzská berle

VCBP0042C (černá), VCBP0042B (modrá)

- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Reflexní prvky pro zajištění bezpečnosti.
- Nízká hmotnost díky hliníkové konstrukci.

Výška rukojeti: 97–117 cm

Hmotnost: 0,4 kg

Nosnost: 140 kg

Barva: modrá, černá



Kód ZP: 07-5008582 (1 ks)

cena 187 Kč (1 ks)
(doplatek 7 Kč)



Dětská francouzská berle

B-4373

- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Nízká hmotnost díky hliníkové konstrukci.
- Veselé barevné provedení.

Výška rukojeti: 55–76 cm

Nosnost: 100 kg

není ZP



cena 390 Kč (1 ks)

LOKOMOČNÍ PROGRAM



Podpažní berle

VCBP0041

- Duralové, výškově nastavitelné podpažní berle s podpažní a dlaňovou vložkou z hřejivé polyuretanové pěny.
- Velikosti S, M, L.

Výška madla: 93–113 cm (vel. S)
113–133 cm (vel. M)
133–153 cm (vel. L)

Hmotnost: 1,6 kg
1,7 kg
1,8 kg

Nosnost: 100 kg



Kód ZP: 07-5008579 (1 pár)

cena **428 Kč** (1 pár)
(doplatek 28 Kč)



Tříbodová hůl

VCBP0024

- Tříbodová opěrná kozička.
- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Anatomicky tvarovaná rukojeť.
- Protiskluzové gumové násadce.

Výška: 73,5–96 cm

Hmotnost: 0,7 kg

Nosnost: 100 kg



Kód ZP: 07-5008620

cena **650 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Čtyřbodová hůl

VCBP0021

- Čtyřbodová opěrná kozička.
- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Anatomicky tvarovaná rukojeť.
- Vysoká stabilita díky širokému rozestupu nožek.
- Protiskluzové gumové násadce.

Výška: 73,5–96 cm

Hmotnost: 0,8 kg

Nosnost: 100 kg



Kód ZP: 07-5008616

cena **539 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Skládací hůl

VCBP0022

- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Nízká hmotnost.
- Anatomicky tvarovaná rukojeť.
- Protiskluzový gumový násadec.

Výška: 80–90 cm

Hmotnost: 0,35 kg

Nosnost: 100 kg

Barva: bronz/černá



cena **369 Kč**

LOKOMOČNÍ PROGRAM



Protiskluzový kovový nástavec s bodcem

PAT001

není ZP

- Protiskluzový kovový nástavec s jedním bodcem.
- Doplněk k lokomočním pomůckám zabraňující uklouznutí na sněhu či ledu.
- Po stlačení plastových koncovek se protiskluzový nástavec sklopí do funkční polohy.
- Hodí se na všechny typy holí a berlí.

Materiál: ocel



cena **169 Kč**



Protiskluzový kovový nástavec s hroty

ERI002

není ZP

- Protiskluzový kovový nástavec s pěti hroty.
- Doplněk k lokomočním pomůckám zabraňující uklouznutí na sněhu či ledu.
- Po stlačení plastových koncovek se protiskluzový nástavec sklopí do funkční polohy.
- Hodí se na všechny typy holí a berlí.

Materiál: ocel



cena **119 Kč**



Univerzální držák holí a berlí - klips

3060582

není ZP

- Univerzální, velmi praktický držák holí a berlí.
- Klips je opatřen polštářkem z protiskluzové pěnové pryže.
- Držák je vhodný pro průměry holí a berlí až 25 mm.

cena **119 Kč**



Držák lahve

U-FL-H (bez lahve), U-FL-H750 (s lahví)

není ZP

- Držák lahve použitelný pro téměř všechny typy chodítek.
- Možné použití i u mechanických vozíků.
- Úchyt pro průměr trubek 16–32 mm.
- Úchyt otočný o 360°.
- Lahev o objemu 750 ml.
- Lahev lze umývat v myčce na nádobí na max. 80 °C.

U-FL-H cena **290 Kč**

U-FL-H750 cena **490 Kč**

KOUPELNOVÁ MADLA



Modulární madlo ETAC FLEX

81707110 30 cm (1 x 30 cm)

81707120 60 cm (2 x 30 cm)

81707130 90 cm (3 x 30 cm)

81706110 rozšíření o 30 cm

- Speciální tvar a povrch madla zajistí pevné uchopení.
- Díky stavebnicovému systému můžete lehce sestavit délku a tvar (počet spojených madel není omezen).
- Uchycení pomocí šroubů.

Nosnost: 100 kg

Délka: 30 / 60 / 90 cm

5let
záruka

81707110 cena **890 Kč**

81707120 cena **1 290 Kč**

81707130 cena **1 890 Kč**

81706110 cena **890 Kč**



Madlo rovné ETAC HANDY

80210040 (délka: 30 cm)

80210042 (délka: 40 cm)

80210044 (délka: 60 cm)

- Plastové madlo s hliníkovou výztuhou pro větší pevnost.
- Protiskluzové gumové kroužky na povrchu madla.
- Universální použití: horizontální, vertikální i diagonální.

Nosnost: 160 kg

Délka: 30 / 40 / 60 cm

není ZP



80210040 cena **498 Kč**

80210042 cena **539 Kč**

80210044 cena **749 Kč**



Madlo lomené ETAC HANDY

80210046

- Plastové madlo s hliníkovou výztuhou pro větší pevnost.
- Protiskluzové gumové kroužky na povrchu madla.

Nosnost: 160 kg

Délka: 40 cm

není ZP



5let
záruka

cena **749 Kč**

KOUPELNOVÁ MADLA



Nerezové rovné madlo DUBASAFE 5179X

není ZP

- Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel.
- Žlábkovaný povrch umožňuje bezpečné držení i v mokřém prostředí.
- Universální použití: horizontální, vertikální i diagonální.

Délka: 30–150 cm

292512002 (30 cm)	cena 620 Kč
292512092 (40 cm)	cena 690 Kč
292512012 (45 cm)	cena 690 Kč
292512022 (50 cm)	cena 740 Kč
292512032 (60 cm)	cena 740 Kč
292512042 (70 cm)	cena 980 Kč
292512052 (80 cm)	cena 980 Kč
292512062 (90 cm)	cena 980 Kč
292512072 (110 cm)	cena 1 090 Kč
292512082 (150 cm)	cena 1 590 Kč



Madlo na vanu 4290

8092247

- Madlo na vanu pro zvýšení soběstačnosti a bezpečnosti při vstupu a výstupu z vany.
- Vhodné pro standardní typ vestavěných van.
- Ergonomicky tvarovaný úchop.
- Masivní kovová konstrukce s práškově lakovanou povrchovou úpravou.
- Tři upínací šrouby s ochrannými plastovými krytkami
- Jednoduchá instalace.

Šíře svorek: 7–12 cm

Barva: bílá slonová kost

není ZP



novinka

cena 1 490 Kč



Nerezové sklopné madlo DUBASAFE 5120

292512532 (délka: 60 cm)

292512522 (délka: 85 cm)

- Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel.
- Žlábkovaný povrch umožňuje bezpečné držení i v mokřém prostředí.
- Univerzální použití na levou i pravou stranu.

Délka: 60 / 85 cm

není ZP



292512532 cena 2 890 Kč

292512522 cena 3 390 Kč

KOUPELNOVÁ MADLA



Madlo k WC sklopné Etac Optimal

80303006 (1 ks)

80303006-P (1 pár)

- Sklopné, prostorově úsporné madlo s podpůrnou nohou pro zajištění větší stability.
- Výjimečné řešení zajišťující stabilitu madla v odklopené poloze.
- Rukojeť pro pohodlnější sklápění.

Délka: 73,5 cm

Výška: 80 cm

Nosnost: 150 kg

5let
záruka

80303006 (1 ks) cena 1 890 Kč

80303006-P (1 pár) cena 3 690 Kč



Madlo k WC sklopné, otočné a výškově nastavitelné

3011572

není ZP

- Výškově nastavitelné madlo k WC montované do podlahy.
- Jedinečné řešení, při nemožnosti montáže madel do zdi.
- Individuálně nastavitelná výška madel s možností aretace.
- Možnost otáčení madla kolem své osy po krocích.

Výška: 93 cm

Výška madel: 49–94 cm

Délka madel: 57,5 cm

Základna: 20 x 15 cm

Nosnost: 150 kg



cena 7 990 Kč

KOUPELNOVÁ MADLA



Sklopné madlo Etac REX

81705010 (délka 60 cm)

81705020 (délka 70 cm)

81705040 (délka 85 cm)

- Sklopná, prostorově úsporná madla pro Vaši spolehlivou podporu.
- Inteligentní konstrukce zajišťuje, že madla zabírají ve složeném stavu velmi malý prostor.
- Madla jsou navržena tak, aby bylo jejich sklápění vždy jemné a plynulé.
- Atraktivní design.

Délka: 60 / 70 / 85 cm

Hmotnost: 2,7 / 2,9 / 3,3 kg

Nosnost: 135 / 135 / 100 kg

5let
záruka

60 cm cena **4 980 Kč**

70 cm cena **5 290 Kč**



85 cm cena **5 490 Kč**



Sklopné madlo Etac REX s podporou

81705030 (délka 70 cm)

81705050 (délka 85 cm)

- Sklopná, prostorově úsporná madla pro Vaši spolehlivou podporu ve variantě s podpůrnou nohou.
- Inteligentní konstrukce zajišťuje, že madla zabírají ve složeném stavu velmi malý prostor.
- Madla jsou navržena tak, aby bylo jejich sklápění vždy jemné a plynulé.
- Atraktivní design.

Délka: 70 / 85 cm

Hmotnost: 3,6 / 4 kg

Nosnost: 150 / 150 kg

5let
záruka

70 cm cena **7 690 Kč**



85 cm cena **7 890 Kč**

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Toaletní nástavec MOLETT

3011522 (bez poklopu), **3011532** (s poklopem)

- Univerzální nástavce na WC určené k zvýšení dosedací plochy.
- Použitím nástavce zvýšíte WC o 10 cm a usnadníte tak vstávání z toalety osobám se zhoršenou pohyblivostí.
- Snadná fixace pomocí přítlačných šroubů bez použití nářadí.
- V nabídce provedení bez poklopu nebo s poklopem.

Výška: 10 cm
Nosnost: 150 kg



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5005969
3011522 cena **873 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 07-5005970
3011532 cena **949 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Toaletní nástavec VITEA CARE

VCTP0031 (bez poklopu), **VCTP0031-1** (s poklopem)

- Univerzální nástavce na WC určené k zvýšení dosedací plochy.
- Použitím nástavce zvýšíte WC o 12,5 cm a usnadníte tak vstávání z toalety osobám se zhoršenou pohyblivostí.
- Snadná fixace pomocí přítlačných šroubů bez použití nářadí.
- V nabídce provedení bez poklopu nebo s poklopem.

Výška: 12,5 cm
Nosnost: 100 kg



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5014364
VCTP0031 cena **898 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 07-5014363
VCTP0031-1 cena **949 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Toaletní nástavec Etac My-LOO

80301520 (výška 6 cm), **80301521** (výška 10 cm)

- Toaletní nástavec bez víka My-LOO vyniká zvýšeným komfortem a rychlou a bezpečnou instalací. Velké otvory a velkorysý výběr usnadňují přístupnost při osobní hygieně. K dispozici je ve dvou různých výškách. Toaletní nástavec Etac My-LOO má elegantní design a vynikající ergonomii.
- Snadná montáž a demontáž.
- Odolný plast.
- Jednoduchá údržba díky hladkým povrchům.
- Lze použít na většinu WC.

Výška: 6 / 10 cm
Nosnost: 190 kg



částečná úhrada
ZP 5let
záruka

Kód ZP: 07-5003051

cena **1 150 Kč**
(doplatek 201 Kč)



Toaletní nástavec Etac My-LOO s víkem

80301522 (výška 6 cm), **80301523** (výška 10 cm)

- Toaletní nástavec s víkem My-LOO vyniká zvýšeným komfortem a rychlou a bezpečnou instalací. Velké otvory a velkorysý výběr usnadňují přístupnost při osobní hygieně. K dispozici je ve dvou různých výškách. Toaletní nástavec Etac My-LOO má elegantní design a vynikající ergonomii.
- Snadná montáž a demontáž.
- Odolný plast.
- Jednoduchá údržba díky hladkým povrchům.
- Lze použít na většinu WC.

Výška: 6 / 10 cm
Nosnost: 190 kg



částečná úhrada
ZP 5let
záruka

Kód ZP: 07-5003053

cena **1 200 Kč**
(doplatek 251 Kč)

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Toaletní nástavec s madly TRILETT 2

3011492

- Snadné nastavení tří výšek sedu.
- Odklopná madla pro snazší vstávání.
- Pevné uchycení k WC.
- Sedací plocha s víkem.

Výška: 8 / 11 / 14 cm

Nosnost: 130 kg



Kód ZP: 07-5005968



cena 1 349 Kč
(doplatek 400 Kč)



Toaletní nástavec Etac My-LOO FIXED

80301513 (výška 6 cm), 80301514 (výška 10 cm)

- Toaletní nástavec s pevným upevněním k záchodové míse.
- Sedací plocha s víkem.
- Rychlá a snadná instalace.
- Mimořádně velký otvor sedadla a velkorysý hygienický prohlubně pro usnadnění osobní hygieny.
- Odolné a kvalitní materiály.

Výška: 6 / 10 cm

Nosnost: 150 kg



80301513 Kód ZP: 07-5013552

80301514 Kód ZP: 07-5013553

cena 2 980 Kč
(doplatek 2 031 Kč)



Toaletní nástavec Etac My-LOO FIXED s madly

80301511 (výška 6 cm), 80301512 (výška 10 cm)

- Toaletní nástavec s pevným upevněním k záchodové míse a patentovaným řešením odklopných madel pro snazší vstávání.
- Sedací plocha s víkem.
- Rychlá a snadná instalace.
- Mimořádně velký otvor sedadla a velkorysý hygienický prohlubně pro usnadnění osobní hygieny.
- Odolné a kvalitní materiály.

Výška: 6 / 10 cm

Nosnost: 150 kg



80301511 Kód ZP: 07-5013554

80301512 Kód ZP: 07-5013555

cena 3 790 Kč
(doplatek 2 841 Kč)

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Dětský toaletní nástavec

3010392 (vel. 1), 3010402 (vel. 2)

- Dětský toaletní nástavec s abdukčním klínem a zádovou opěrou.
- Vel. 1 pro děti do 6 let.
Vel. 2 pro děti do 12 let.
- Čtyřbodový bezpečnostní kurt.
- Hodí se na všechny typy WC.
- Snadná montáž a demontáž.

Hloubka sedu:	29 cm (vel. 1) 33 cm (vel. 2)
Šířka sedu:	27 cm (vel. 1) 33 cm (vel. 2)
Výška zad:	39,5 cm (vel. 1) 51,5 cm (vel. 2)
Vel. otvoru:	14 x 18 cm (vel. 1) 17 x 22 cm (vel. 2)
Nosnost:	50 kg

není ZP



vel. 1 cena **5 490 Kč**

vel. 2 cena **6 990 Kč**



Pěnový toaletní nástavec SOFT 4575

8451245 (bez víka), 8451240 (s víkem)

- Měkká polyuretanová pěna.
- Speciální tvarování pro intimní péči.
- Snadná fixace díky přečnívajícím okrajům.

Výška:	11 cm
Nosnost:	120 kg

není ZP



8451245 cena **1 390 Kč**

8451240 cena **1 790 Kč**



Polyuretanový toaletní nástavec MEYRA

3010502

- Snadná fixace díky přečnívajícím okrajům.
- Možná instalace přímo na toaletní prkénko.

Výška:	3,5 cm
Nosnost:	130 kg



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5005967

cena **794 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Sedačka do vany / Schůdek k vaně MOBALUX

3013942

- Sedátko do vany použitelné alternativně i jako pomocný schůdek k vaně.
- Ergonomická, protiskluzová sedací (nášlapná) plocha s perforací pro odtok vody.
- Protiskluzové gumové nástavce.

Rozměry:	39 x 39 x 18 cm
Nosnost:	130 kg

není ZP



novinka

cena **1 380 Kč**

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Sedačka na vanu ETAC FRESH

81600014 (69 cm),

81600024 (74 cm)

- Snadno nastavitelná fixace.
- Odnímatelné podpůrné madlo.
- Odolný a snadno čistitelný povrch.
- Povrch sedačky s protiskluzovou úpravou a perforací pro snazší odtok vody.

Délka: 69 / 74 cm

Nosnost: 150 kg

5let
záruka



cena 1 298 Kč



Sedačka na vanu MEYRA

3012902 (69 cm),

3012912 (74 cm)

- Snadno nastavitelná fixace.
- Integrované podpůrné madlo.
- Odolný a snadno čistitelný povrch.
- Povrch sedačky s protiskluzovou úpravou a perforací pro snazší odtok vody.

Délka: 69 / 74 cm

Nosnost: 130 kg



cena 890 Kč

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Sedačka na vanu ETAC RUFUS

81202001 (68 cm),

81202002 (73 cm),

81302023 (madlo)

- Snadno nastavitelná fixace.
- Podpůrné madlo není součástí základní výbavy.
- Odolný a snadno čistitelný povrch.

Délka: 68 / 73 cm

Nosnost: 200 kg



68 cm cena **1 198 Kč**

73 cm cena **1 198 Kč**

madlo cena **690 Kč**



Sedačka do vany se zádivou opěrou DUBASTAR

3016752

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Šířka: 71–89 cm

Sedací plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg



cena **2 290 Kč**



Sedačka do vany DUBASTAR

3016742

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Šířka: 71–89 cm

Sedací plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg



cena **1 890 Kč**

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Sklopná sedačka MOBALUX

3013972

- Sedací plocha s protiskluzovou úpravou.
- Perforace sedací plochy pro snazší odtok vody.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Sedací plocha: 25 x 32 cm
Nosnost: 130 kg



cena 2 690 Kč



Sklopná sedačka DUBASTAR

3016732

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Výškově nastavitelné podpůrné nohy.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Šířka / hloubka: 47,5 / 48,5 cm
Hloubka v zaklopeném stavu: 11,5 cm
Nosnost: 120 kg



cena 1 890 Kč



Sklopná sedačka ETAC RELAX

81703010, 81703030 (varianta s podpůrnými nohama)

- Atraktivní design.
- Maximální úspora místa.
- Vysoce kvalitní a odolný plast.
- Upevňovací šrouby nejsou součástí balení.

Šířka / hloubka: 40 / 45 cm
Hloubka v zaklopeném stavu: 8 / 9 cm
Výška sedu: 45–55 cm
Nosnost: 125 / 150 kg



5let
záruka

81703010 cena 3 490 Kč

81703030 cena 4 590 Kč



Sklopná sedačka ETAC RELAX s područkami

81703020, 81703040 (varianta s podpůrnými nohama)

- Atraktivní design.
- Odklopné područky pro snazší vstávání.
- Maximální úspora místa.
- Vysoce kvalitní a odolný plast.
- Upevňovací šrouby nejsou součástí balení.

Šířka / hloubka: 53 / 45 cm
Hloubka v zaklopeném stavu: 11,5 cm
Výška sedu: 45–55 cm
Nosnost: 125 / 150 kg



5let
záruka

81703020 cena 4 890 Kč

81703040 cena 5 890 Kč

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Stolička do sprchy ETAC EDGE

81801010

- Praktická trojnožka umožňuje použití i v malých sprchových koutech.
- Trojúhelníkové sedátko z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Perforovaný protiskluzný povrch pro snazší odtok vody.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití nářadí.

Rozměr sedu: 45 x 40,5 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 130 kg



cena 1 980 Kč



Stolička do sprchy ETAC SMART

81951010

- Obdélníkové sedátko z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Perforovaný protiskluzný povrch pro snazší odtok vody.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití nářadí.

Rozměr sedu: 43 x 38 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 150 kg



cena 1 980 Kč



Stolička do sprchy ETAC EASY

81901010

- Kulaté sedátko z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Perforovaný protiskluzný povrch pro snazší odtok vody.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití nářadí.

Průměr sedu: 40 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 150 kg



cena 1 980 Kč



Polstrování sedu

81801132 (Etac Edge), 80209502 (Etac Smart), 80209501 (Etac Easy)

80209503 (otočné polstrování sedu)

- Hřejivé polstrování sedu.
- Odolné proti vodě.
- Neklouzávavý povrch.
- Snadná montáž a demontáž.
- V nabídce též otočná polstrovaná podložka umožňující snadné otáčení bez tření.

Materiál: Polypropylen

cena 1 290 Kč

otočná podložka

cena 2 490 Kč

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Stolička do sprchy Vitea Care

VCTP0011-R

- Kulaté plastové sedátko.
- Snadno nastavitelná výška sedu.
- Hliníková konstrukce.

Průměr sedu: 32 cm
Výška sedu: 35–53 cm
Nosnost: 100 kg



cena 980 Kč



Stolička do sprchy Vitea Care BLU

VCTP0011-RB

- Kulaté plastové sedátko s otočným polstrovaním sedu umožňující snadné otáčení bez potřeby vstávat.
- Snadno nastavitelná výška sedu.
- Hliníková konstrukce.

Průměr sedu: 28 cm
Výška sedu: 43–53 cm
Nosnost: 110 kg



cena 1 590 Kč



Stolička do sprchy Vitea Care

VCTP0011

- Plastové sedátko s protiskluzovou úpravou.
- Integrované úchyty pro pohodlnější dosedání a vstávání.
- Perforovaný povrch pro snazší odtok vody.
- Snadno nastavitelná výška sedu.
- Hliníková konstrukce.

Šíře: 49 cm
Výška sedu: 35–54 cm
Nosnost: 100 kg



cena 1 190 Kč



Stolička do sprchy se zádovkou opěrou Vitea Care

VCTP0021

- Plastové sedátko s protiskluzovou úpravou.
- Integrované úchyty pro pohodlnější dosedání a vstávání.
- Perforovaný povrch pro snazší odtok vody.
- Snadno nastavitelná výška sedu.
- Hliníková konstrukce.

Šíře: 51 cm
Výška sedu: 45–56 cm
Nosnost: 100 kg



cena 1 690 Kč

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Stolička do sprchy MOBALUX

3013952-SET

- Sedací plocha s protiskluzovou úpravou.
- Perforovaný povrch pro snazší odtok vody.
- Teleskopicky nastavitelná výška sedu.
- Stolička do sprchy včetně zádové opěry a područek.

Sedací plocha: 39 x 39 cm

Výška sedu: 46–53 cm

Nosnost: 130 kg



cena za komplet
1 980 Kč



Stolička do sprchy DUBASTAR

3016702

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Integrovaná madla pro snazší vstávání.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Rozměry: 53 / 44 / 65–72 cm

Výška sedu: 46–53 cm

Sedací plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg



cena **2 390 Kč**



Stolička do sprchy DUBASTAR se zádovou opěrou

3016712

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Integrovaná madla pro snazší vstávání.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Rozměry: 53 / 53 / 82–89 cm

Výška sedu: 46–53 cm

Sedací plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg



cena **2 890 Kč**

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Toaletní nástavec Etac SWIFT

81702020

- Volně stojící toaletní nástavec.
- Stabilní opora.
- Možnost nastavení s mírným předním náklonem pro odlehčení kyčelním kloubům a snazší vstávání.
- Snadná montáž a demontáž.
- Možnost použití i jako sprchovou židli.

Šířka sedu: 54 cm

Šíře mezi
područkami: 45 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 130 kg



Kód 07-5003055

cena za komplet

1 916 Kč

(doplatek 967 Kč)



Toaletní a sprchová židle ETAC SWIFT KOMMOD

81702030

- Sedadlo z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Lze využít i jako nástavec nad WC.
- Toaletní nádoba s víkem.
- Odnímatelné polstrování sedu a zádové opěry.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití náradí.

Rozměry: 54 / 55 / 80–95 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 130 kg



cena **3 690 Kč**



TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Pojízdné toaletní křeslo HCDA

8308098

- Odklopná madla.
- Odklopné a odnímatelné podnožky.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Toaletní nádoba s víkem.
- Odnímatelné polstrování sedu.
- Otočná kolečka 5".
- Zadní kolečka vybavena nášlapnými brzdami.
- **Varianta v chromové, vysoce odolné úpravě.**

Rozměr sedu: 45 x 43 cm

Výška sedu: 49 cm

Nosnost: 120 kg



cena 5 490 Kč



Pojízdné toaletní křeslo HCDB

8309098

- Odklopná madla.
- Odklopné a odnímatelné podnožky.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Toaletní nádoba s víkem.
- Odnímatelné polstrování sedu.
- Otočná kolečka 5".
- Zadní kolečka vybavena nášlapnými brzdami.
- **Varianta v šedé barvě.**

Rozměr sedu: 45 x 43 cm

Výška sedu: 49 cm

Nosnost: 120 kg



cena 5 290 Kč



Pojízdné toaletní křeslo HCDA XXL

8308099

- Pojízdné toaletní křeslo v nadměrné velikosti, které po vyjmutí toaletní nádoby lze použít i nad pevnou mísou WC.
- 4x otočná kolečka vel. 5" (zadní kolečka vybavena nášlapnou brzdou).
- Odklopné područky.
- Odklopné a odnímatelné stupačky.
- Odnímatelné polstrování sedu.
- Včetně toaletní nádoby s víkem.

Rozměr sedu: 60 x 43 cm

Výška sedu: 49 cm

Nosnost: 160 kg



XXL
velikost

cena 7 290 Kč

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Toaletní a sprchové křeslo MC WET 24"

8013039

- Varianta s předními otočnými kolečky vel. 5" a zadními poháněcími koly 24".
- Rám včetně stupačky a područek je vyroben z vysoce pevného hliníku odolného proti korozi.
- Spojovací díly z nerezové oceli.
- Polstrovaná sedací plocha.
- Hygienický výřez v přední části sedu.
- Kryt hygienického výřezu.
- Odklopné područky a stupačka.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Toaletní nádoba s víkem.

Rozměry: 63 / 102 / 95 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 120 kg



cena 9 690 Kč



Toaletní a sprchové křeslo MC WET 5"

8013040

- Rám včetně stupačky a područek je vyroben z vysoce pevného hliníku odolného proti korozi.
- Spojovací díly z nerezové oceli.
- Polstrovaná sedací plocha.
- Hygienický výřez v přední části sedu.
- Kryt hygienického výřezu.
- Odklopné područky a stupačka.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Toaletní nádoba s víkem.
- Otočná kolečka 5".
- Zadní kolečka vybavena nášlapnými brzdami.

Rozměry: 56 / 89 / 92,5 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 120 kg



cena 7 980 Kč



Toaletní a sprchové křeslo MC WET Combi

8013041

- Kombinovaná varianta oblíbených toaletních a sprchových křesel MC WET 5" a 24".
- Čtyři kolečka 5" (zadní opatřena nášlapnou brzdou).
- Snadno odnímatelná zadní poháněcí kola 24" pomocí rychloupínacích osiček.
- Vlastnosti křesla stejná jako u výše zmíněných variant.
- Toaletní nádoba s víkem.

Rozměr sedu: 63 / 102 / 95 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 120 kg



cena 10 890 Kč

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



reddot award
product design

Toaletní a sprchové křeslo ETAC CLEAN

80229210 (v. s. 49 cm, zelené),

80229270 (v. s. 49 cm, bílé),

80229211 (v. s. 55 cm, zelené),

80229271 (v. s. 55 cm, bílé)

- Sedadlo z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Do detailu promyšlené toaletní křeslo vyvinuté s terapeutů, klientů a pečovateli, které nabízí jedinečný komfort jak uživatelů, tak osobě pečující.
- Odnímatelné područky.
- Nastavitelná a odklopná stupačka.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Čtyři brzděná kolečka v sestavě.
- Křeslo je standardně dodáváno bez toaletní nádoby.
- Jedinečná nízkoudržbová konstrukce křesla zabezpečuje dlouhou životnost i při dlouhodobém intenzivním používání.
- Široká nabídka příslušenství, která zvyšuje funkčnost a pohodlí.

5let
záruka



cena 8 990 Kč



Toaletní a sprchové křeslo ETAC CLEAN 24"

80229216 (v. s. 55 cm, zelené), **80229276** (v. s. 55 cm, bílé)

- Oblíbené toaletní a sprchové křeslo ETAC CLEAN ve variantě se zadními poháněcími koly 24" a přítlačnými brzdami.



5let
záruka

cena 19 890 Kč

Výška sedu	49 / 55 cm
Prostor pod sedadlem bez úchytů toaletní nádoby	43,5 / 49,5 cm
Prostor pod sedadlem s úchyty toaletní nádoby	42 / 48 cm
Šířka sedadla	48 cm
Šířka mezi područkami	43,5 cm
Hloubka sedadla	44 cm
Hygienický otvor	š. 21,5 x hl. 36 cm

Celková výška	103 / 107 cm
Celková šířka	50 cm
Celková délka se zasunutou podnožkou	56,5 cm
Kolečka	5" (12,5 cm), 4x brzděná
Hmotnost	14 / 14,5 kg
Nosnost	130 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Toaletní nádoba

8020 9254

- Varianta bez víka vč. lišt k uchycení.

cena 980 Kč

8020 9255

- Varianta s víkem vč. lišt k uchycení.

cena 980 Kč



Plné polstrování sedu

8020 9247

- Polyuretanové polstrování bez hygienického výřezu při potřebě plného sedu.

cena 3 790 Kč



Polstrování sedu

8020 9227

- Polyuretanové polstrování sedu s hygienickým výřezem.
- Výška 4 cm, šíře hygienického výřezu 18 cm.

cena 2 980 Kč



Hřejivé polstrování sedu

8020 9260

- Polstrování sedu s hygienickým výřezem odrážející teplo.
- Neklouzavý povrch.

cena 2 190 Kč



Hřejivé polstrování zádové opěry

8020 9261

- Polstrování zádové opěry odrážející teplo.
- Neklouzavý povrch.

cena 1 190 Kč



Textilní zádová opěra

8020 9225

- Nastavitelná zádová opěra pro zajištění komfortního sedu obzvláště při deformitách zad.

cena 2 290 Kč



Bezpečnostní pás

8020 9440

- Dvoubodový bezpečnostní pás s přezkou.

cena 1 090 Kč



Bezpečnostní pás hrudní

8020 9034

- Dvoubodový bezpečnostní pás pro větší stabilitu a pocit bezpečí.

cena 1 090 Kč



Bezpečnostní madlo

8030 3034

- Zvyšuje pocit bezpečí a umožňuje uživateli pocitově bezpečnější přidržení.

cena 1 690 Kč



Odkládací vanička

8020 9266

- Odkládací vanička na toaletní potřeby s možností uchycení sprchové hlavice.

cena 598 Kč

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Toaletní a sprchové křeslo ETAC SWIFT MOBIL 2

80229401

- Snadno ovladatelné toaletní a sprchové křeslo umožňující pečovateli nejlepší možný přístup při pomoci s osobní hygienou uživatele.
- Sedadlo z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Nastavitelná výška sedu 45–60 cm.
- Odklopné područky.
- Možnost úpravy šířky mezi područkami o ± 6 cm.
- Odklopné a odnímatelné stupačky.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Čtyři brzděná kolečka v sestavě.
- Zvýšená nosnost 160 kg.
- Křeslo je standardně dodáváno bez toaletní nádoby.



cena 14 900 Kč



Polohovací toaletní a sprchové křeslo ETAC SWIFT MOBIL TILT 2

80229410 (Standard),
80229480 (XL)

- Toaletní a sprchové křeslo Etac SWIFT MOBIL 2 doplněné o funkci polohování sedu.
- Zvýšení stability a komfortu pro uživatele.
- Uspřádání péče o klienta jeho ošetřovateli.
- Polohování sedu v rozmezí -5° až 30° / 0° až 35° .
- Hlavová opěra v základní výbavě.
- Křeslo je standardně dodáváno bez toaletní nádoby.

Verze XL

- Model s širším rámem zádové opěry, rozšiřující prostor mezi područkami o 6 cm a s adaptéry stupaček, rozšiřující prostor mezi chodidly o 12 cm (6 cm na každou stranu).



Standard cena 34 900 Kč
XL cena 37 900 Kč



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Toaletní nádoba

8020 9255

- Toaletní nádoba s víkem včetně lišt k uchycení.

cena 980 Kč



Boční podpora

8020 9509

- Individuálně nastavitelné boční vedení trupu pro větší stabilitu.

cena 2 090 Kč



Plně polstrovaní sedu

8020 9434

- Polyuretanové polstrovaní bez hygienického výřezu při potřebě plného sedu.
- Výška 4 cm.

cena 3 690 Kč



Polstrovaní sedu

8020 9519

- Polyuretanové polstrovaní sedu s hygienickým výřezem.
- Výška 4 cm.

cena 4 890 Kč



Bezpečnostní madlo

8030 3034 (délka 60,5 cm),

8020 9452 (délka 66,5 cm)

- Zvyšuje pocit bezpečí a umožňuje uživateli pocitově bezpečnější přidržení.

cena 1 690 Kč



Zámky područek

8020 9445

- Zajištění područek proti odklopení.

cena 1 090 Kč



Bezpečnostní pás

8020 9440

- Dvoubodový bezpečnostní pás s přezkou.

cena 1 090 Kč



Bezpečnostní pás břišní

8020 9442

- Dvoubodový bezpečnostní pás pro větší stabilitu a pocit bezpečí.

cena 1 090 Kč



Hlavová opěra

8020 9521

- Multifunkční opěrka hlavy s tvarovaným polštářem, výškově, hloubkově a úhlově nastavitelná.
- Komplet s uchycením.

cena 5 490 Kč



Chránič

8020 9430

- Chránič proti rozstříku moči.
- Nelze použít v kombinaci s polstrovaním sedu.

cena 1 690 Kč

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



Elektrický vanový zvedák CAPRI 3

3013622

- Vyrobeno z vysoce odolného plastu.
- Snadná obsluha, snadná údržba.
- Rychlá montáž a demontáž.
- Bezpečnost sedu díky strukturovanému povrchu.
- Nabíječka součástí.

Šířka sedačky bez postranic: 37,5 cm

Šířka sedačky s postranicemi: 71 cm

Výška sedu: 6,5–45,5 cm

Největší sklon zádové opěry: 40°

Hmotnost: 10,5 kg

Nosnost: 140 kg

Baterie: Li-Ion

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5005623
podléhá schválení revizním lékařem



cena 15 277 Kč
(doplatek 0 Kč)



Otočná sedací podložka LUNA

291360061

- Sedání do vany pomocí otáčivého pohybu.
- Protiskuzivá spodní plocha.
- Komfort při sezení.

Barva: modrá

Průměr: 32 cm

Výška: 2,2 cm

Hmotnost: 0,82 kg

Nosnost: 140 kg



částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5005635
podléhá schválení revizním lékařem

cena 2 066 Kč
(spoluúčast 207 Kč)



Otočná a posuvná sedací podložka VIA

291360062

- Sedání do vany pomocí otáčení a bočního posunu.
- Přizpůsobí se povrchu sedačky.

Barva: modrá

Průměr: 32 cm

Výška: 2,2 cm

Délka: 41,5 cm

Hmotnost: 1,06 kg

Nosnost: 140 kg



částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5005630
podléhá schválení revizním lékařem

cena 2 452 Kč
(spoluúčast 246 Kč)



ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



Závěsný elektrický zvedák SAMSON

DRV F02

Závěsný elektrický zvedák SAMSON umožňuje pohodlné zvedání a přepravu pacientů v závěsném kurtu.

Díky své kvalitě a funkčnosti je SAMSON neocenitelným pomocníkem v každodenní péči o pacienty.

Pevná konstrukce zvedáku v kombinaci s vhodně zvoleným závěsným kurtem zaručují bezpečnost a pohodlí jak pro pacienty, tak pro pečovatele.

Závěsný kurt není součástí standardního vybavení zvedáku.

- Snadné skládání a rozkládání.
- Ovládací rukojeť ve tvaru písmene „U“.
- Mechanické rozevírání nohou pojezdu pomocí pedálů.
- Ovládání zdvihu je možné nejen pomocí ovladače, ale i pomocí funkcí na řídicí jednotce.
- Řídicí jednotka vybavená bezpečnostním tlačítkem nouzového zastavení.
- Indikátor stavu baterií.
- Funkce nouzového mechanického spouštění umožňující bezpečné spuštění pacienta v případě vybití baterie.
- Otočná přední kola.
- Zadní kola s brzdou.



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008673
podléhá schválení revizním lékařem

cena **28 000 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Celková délka	120 cm
Min. šířka	65,5 cm
Min. rozteč podvozku	60 cm
Max. rozteč podvozku	100 cm
Výška závěsu	55–168 cm
Rozsah zdvihu	120 cm

Baterie	PB 5 Ah 2x 12 V
Motor	24 V / 8 000 N
Doba nabíjení	6–8 h
Rychlost zdvihu	3,1 cm/s
Hmotnost	39 kg
Max. nosnost	180 kg

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



Závěsný kurt standardní

8013121 (standardní), **8013120** (sít'ovaný)

- Textilní provedení pro běžné použití.
- Sít'ované provedení pro použití v koupelně a na WC.
- Pohodlný vzpřímený sed pacienta.



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008680 (standardní)

podléhá schválení revizním lékařem

cena **1 577 Kč**

(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 07-5008684 (sít'ovaný)

podléhá schválení revizním lékařem

cena **2 032 Kč**

(doplatek 0 Kč)



Závěsný kurt s oporou hlavy

8013150 (standardní), **8013160** (sít'ovaný)

- Prodloužená varianta s oporou hlavy.
- Textilní provedení pro běžné použití.
- Sít'ované provedení pro použití v koupelně a na WC.
- Vhodný pro pacienty s malou stabilitou trupu.



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008678 (standardní)

podléhá schválení revizním lékařem

cena **2 248 Kč**

(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 07-5008675 (sít'ovaný)

podléhá schválení revizním lékařem

cena **2 827 Kč**

(doplatek 0 Kč)



Závěsný kurt Vitea Care s oporou hlavy

DRVFO2-K

- Prodloužený závěsný kurt s oporou hlavy.
- Sít'ované provedení pro možné použití v koupelně a na WC.
- Několik alternativních smyček na ramenních a nožních popruzích, pro možné upravení úhlu sedu podle potřeb uživatele, včetně vzpřímené polohy vsedě.
- Vhodný pro pacienty s malou stabilitou trupu.
- Jedna univerzální velikost.



novinka

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5014641
podléhá schválení revizním lékařem

cena **3 000 Kč**

(doplatek 0 Kč)



Závěsný kurt dvoudílný

8013149

- Textilní provedení.
- Vhodné pro pacienty s velmi dobrou stabilitou trupu.
- Příslušenství k závěsnému zvedáku SITO, Samson.



cena **980 Kč**

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



Závěsný elektrický zvedák Molift SMART 150

M10200

Konstrukce elektrického zvedáku Molift Smart 150 je speciálně navržena tak, aby jej bylo možné co nejnadhěji přepravovat či přenášet tam, kde je ho potřeba.

Velmi snadné skládání zvedáku Molift Smart 150 bez použití jakéhokoli nářadí.

Díky své nízké hmotnosti, malým rozměrům a jedinečné konstrukci je Molift Smart 150 velmi snadno ovladatelný i v úzkých prostorech.

Velkorysý rozsah zvedání poskytuje vynikající maximální a zároveň i velmi nízkou výšku zdvihu, což umožňuje a usnadňuje zvedání pacienta z podlahy.

Standardní čtyřbodový závěs zajišťuje uživateli pohodlnou a prostornou polohu pro zvedání.

Díky svým vlastnostem je maximálně vhodný pro domácí péči, cestování a snadné skladování.

Závěsný kurt není součástí standardního vybavení zvedáku.



Částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5013051
podléhá schválení revizním lékařem

cena **89 900 Kč**
(doplatek 61 900 Kč)



Celková délka	120 cm
Min. šířka	66 cm
Min. rozchod podvozku vnitřní / vnější	54,5 / 66 cm
Max. rozchod podvozku vnitřní / vnější	92,5 / 103 cm
Výška závěsu	21,5–166,5 cm
Rozsah zdvihu	145 cm

Baterie	NiMH 14,4 V – 2,6 Ah
Doba nabíjení	3 h
Rychlost zdvihu	6 cm/s
Počet zdvihů	40 (při 75 kg)
Hmotnost	26 kg
Max. nosnost	150 kg

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



Závěsný elektrický zvedák Molift MOVER 205

M14001

Molift MOVER 205 je flexibilní všestranný mobilní závěsný elektrický zvedák vhodný pro všechny situace zvedání a přepravy nejen v domácím prostředí, ale především v ošetrovatelských, ústavních a nemocničních zařízeních.

Jedinečná konstrukce a použité materiály zajišťují zvedáku Molift MOVER 205 nejen nízkou celkovou hmotnost, vhodnou pro řízení a ovladatelnost, ale i bezpečné pracovní zatížení 205 kg.

Standardní čtyřbodový závěs lze, díky funkci rychlého uvolnění, snadno vyměnit za jiný typ závěsu bez použití nářadí. Nejčastěji se může jednat například o závěs s váhou pro snadné vážení pacientů.

Závěsný kurt není součástí standardního vybavení zvedáku.



Částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 5013052

podléhá schválení revizním lékařem

cena 98 600 Kč

(doplatek 70 600 Kč)



Celková délka	128,5 cm
Min. šířka	69 cm
Min. rozchod podvozku vnitřní / vnější	55 / 69 cm
Max. rozchod podvozku vnitřní / vnější	106,5 / 120,5 cm
Výška závěsu	35,5–180,5 cm
Rozsah zdvihu	145 cm

Baterie	NiMH 26,4 V - 2,6 Ah
Doba nabíjení	3 h
Rychlost zdvihu	4 cm/s
Počet zdvihů	50 (při 75 kg)
Hmotnost	39,3 kg
Max. nosnost	205 kg

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



Závěsný elektrický zvedák Molift PARTNER 255

M13000

Molift Partner 255 představuje ideální řešení zdvihu pacientů při složitých situacích v oblastech akutní a kritické péče v nemocnicích i pečovatelských zařízeních.

Systém přímého sloupkového zdvihu v kombinaci s pevným závěsným ramenem poskytují vynikající stabilitu a udržují uživatele v bezpečné vzdálenosti od sloupku po celou dobu zdvihu.

S vynikajícím rozsahem zvedání 39–168 cm umožňuje Molift Partner 255 snadné zvedání z podlahy i z vyšších ploch.

S celkovou hmotností 42,5 kg je Molift Partner 255 jedním z nejlehčích ve své kategorii.

Vynikající konstrukční řešení zvedáku v kombinaci s nízkou hmotností, optimálním umístěním kol a nízkým, elektricky rozevíratelným podvozkem, neuvěřitelně usnadňují manévrování a používání.

Závěsný kurt není součástí standardního vybavení zvedáku.



novinka

XXL velikost

cena 119 800 Kč



Celková délka	128,5 cm
Min. šířka	69 cm
Min. rozchod podvozku vnitřní / vnější	55 / 69 cm
Max. rozchod podvozku vnitřní / vnější	106,5 / 120,5 cm
Výška závěsu	39–168 cm
Rozsah zdvihu	129 cm

Baterie	NiMH 26,4 V – 2,6 Ah
Doba nabíjení	3 h
Rychlost zdvihu	3 cm/s
Počet zdvihů	50 (při 75 kg)
Hmotnost	42,5 kg
Max. nosnost	255 kg



molift
SMART

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



Molift RgoSling MediumBack

17201xx (standardní), 17203xx (sít'ovaný)

Závěsný kurt Molift RgoSling MediumBack je všestranný kurt, který poskytuje dostatečnou oporu těla pro použití v domácím prostředí či zdravotnickém zařízení.

Závěsný kurt Molift RgoSling MediumBack poskytuje podporu těla a umožňuje uživateli sedět v pohodlné, mírně nakloněné poloze.

- Možnost výběru standardního či sít'ovaného provedení do vlhkého prostředí.

Velikosti: XXS–XXL
Nosnost: 300 / 350 kg



Kód ZP: 07-5013053
podléhá schválení revizním lékařem

cena 8 216 Kč
(doplatek 5 216 Kč)



Molift RgoSling HighBack

17202xx (standardní), 17204xx (sít'ovaný)

Závěsný kurt Molift RgoSling HighBack je všestranný kurt, který poskytuje zvýšenou oporu těla a hlavy pro použití v domácím prostředí či zdravotnickém zařízení.

Závěsný kurt Molift RgoSling HighBack umožňuje uživateli sedět v mírně nakloněné poloze, která je pohodlná a vhodná pro uživatele se zhoršenou stabilitou trupu a hlavy.

Závěsný kurt Molift RgoSling HighBack je vhodný i pro zvedání pacienta z polohy vleže z lůžka nebo po pádu ze země.

- Možnost výběru standardního či sít'ovaného provedení do vlhkého prostředí.

Velikosti: XXS–XXL
Nosnost: 300 / 350 kg



Kód ZP: 07-5013053
podléhá schválení revizním lékařem

cena 8 216 Kč
(doplatek 5 216 Kč)



Molift RgoSling Ampu

17211xx

Závěsný kurt Molift RgoSling Ampu poskytuje podporu nezbytnou pro zvedání a převážení uživatelů se sníženým svalovým tonusem nebo amputovanými končetinami. RgoSling Ampu má anatomický střih a polstrování, které poskytuje výjimečnou podporu a bezpečí ve všech situacích zvedání a převozu.

Velikosti: XXS–XXL
Nosnost: 300 kg



Kód ZP: 07-5013054
podléhá schválení revizním lékařem

cena 9 984 Kč
(doplatek 6 984 Kč)



Molift RgoSling Toilet

17205xx

Flexibilní popruh s optimálními funkcemi pro využití na toaletě a intimní hygienu.

Závěsný kurt Molift RgoSling Toilet má několik alternativních smyček na ramenních a nožních popruzích, pro možné upravení úhlu sedu podle potřeb uživatele, včetně vzpřímené polohy vsedě.

Pomocí spon lze kurt snadno nastavit tak, aby se dosáhlo optimální polohy při zachování dobré stability a bezpečnosti.

Velikosti: XXS–XXL
Nosnost: 300 kg



cena 12 490 Kč

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



Molift RgoSling Ambulating Vest

17213xx

Ambulantní vesta je vyvinuta pro bezpečnou rehabilitaci, jako je návčik chůze, cvičení ve stoje nebo cvičení rovnováhy.

Ambulantní vesta Molift RgoSling má dvojitý přezkový široký polstrovaný pás, který rovnoměrně rozkládá tlak na větší plochu. Polstrované tříselné popruhy zabraňují sklouznutí vesty z uživatele.

Samoutahovací závěsné smyčky zabraňují uklouznutí nebo pádu uživatele.

Velikosti: XXS–XL

Nosnost: 300 kg



novinka

XXL velikost

cena 8 137 Kč



Molift Stretcher

M2150108

Molift Stretcher je flexibilní nosítka určené převážně pro nemocnice a zdravotnická zařízení.

Je určeno pro horizontální přesuny pacientů tam, kde je zvedání pomocí popruhů považováno za nevhodné z důvodu zdravotního stavu. Je optimálním řešením pro přesuny klientů v kómatu nebo pod sedativy, dále klientů s podezřením na poranění páteře a/nebo s mnohočetnými zlomeninami.

Nosítka Molift Stretcher lze podélně rozdělit na dvě části a lze je tedy snadno umístit pod klienta.

Pět rukojetí na každé straně umožňují alternativu ručního zvedání a přesunu pacienta.

Rozměr: 198 x 63 x 12,5 cm

Nosnost: 300 kg

novinka

XXL velikost

cena 43 890 Kč



Závěsná váha Molift

1430121 (váha vč. 2-bodového závěsu), 1530110 (váha vč. 4-bodového závěsu)

- Bezpečné zatížení **350 kg**.
- Váha je dodávána ve variantách s 2-bodovým nebo 4-bodovým závěsem.
- Váha splňuje všechny současné technické normy (třída III).
- Jednoduchým dotykem můžete vypočítat BMI (Body Mass Index).
- Díky funkci rychlého uvolnění lze závěs s váhou snadno nainstalovat na rameno zvedáku bez použití nářadí.
- Vhodné především pro využití v ošetrovatelských, ústavních a nemocničních zařízeních.
- Tyto varianty váhy lze použít pouze v kombinaci se zvedacím zařízením Molift Mover.

XXL velikost

1430121 cena 41 500 Kč

1530110 cena 46 500 Kč



Náhradní baterie Molift

0541000 (Molift Smart 150), 0341000 (Molift Mover 205)

- Náhradní baterie, díky kterým bude Vaše zvedací zařízení vždy připravené k použití.
- Vhodné především pro využití v ošetrovatelských, ústavních a nemocničních zařízeních.
- Externí nabíječka je součástí standardní výbavy zvedacího zařízení.

Molift Smart 150

NiMH 14,4 V – 2,6 Ah

Molift Mover 205

NiMH 26,4 V – 2,6 Ah

0541000 cena 3 000 Kč

0341000 cena 5 400 Kč



BANDÁŽE A ORTÉZY

Krk

Krční límce a ortézy jsou používány u široké škály potíží v oblasti krční páteře. Aplikují se pro omezení rozsahu pohybu a kontrolu polohy krční páteře.

Měkké límce méně omezují pohyb, stimulují propriocepci a působí myorelaxačně na svaly v oblasti krční páteře.

U ortéz semirigidních s pevnější konstrukcí je hlavním cílem zajištění stabilní polohy krční páteře. Typické použití je po úrazech, nebo po operacích. Stabilizační efekt můžeme zvýšit použitím doplňků pro fixaci hlavy, případně hrudní opěrku.



NT-BAC

DRQA0B

- Měkký krční límec Schanzova typu s antimykotickou úpravou bez výztuže pro lehké dysfunkce v oblasti krční páteře.
- Mírně omezuje pohyb krční páteře, prohřívá měkké tkáně, uvolňuje svalové napětí.
- **Indikace:** osteoartritis, diskopatie, další potíže spojené s bolestmi krční páteře.



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5006236

cena 200 Kč
(doplatek 0 Kč)

Výška límce / Obvod krku (cm)

	29,5–32,5	32,6–35,5	35,6–38,5	38,6–41,5	41,6–44,5	44,6–47,5
10	C1	C2	C3	C4	C5	C6



NT-BAC Plus

DRQA0C

- Měkký krční límec zesílený odnímatelnou výztuží pro dysfunkce v oblasti krční páteře.
- Mírně omezuje pohyb krční páteře, prohřívá měkké tkáně, uvolňuje svalové napětí.
- Po zlepšení stavu je možné odejmout výztuž a používat dále jako měkký límec s nižším stupněm stabilizace.
- **Indikace:** poúrazové stavy krční páteře, poranění měkkých tkání, whiplash syndrom, diskopatie, osteoartritis, revmatická onemocnění.



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5006237

cena 350 Kč
(doplatek 0 Kč)

Výška límce / Obvod krku (cm)

	29,5–32,5	32,6–35,5	35,6–38,5	38,6–41,5	41,6–44,5	44,6–47,5
10	C1	C2	C3	C4	C5	C6

BANDÁŽE A ORTÉZY



COLLAR STARK

MQA2D

- Krční límec z pevného materiálu typu Philadelphia k imobilizaci (znehýbnění) krční páteře.
- Stabilizuje a odlehčuje obratlové klouby.
- Ortézu je možné doplnit o prvky rozšiřující oblast fixace o hlavu „Collar Stark Halo“ a hrudní páteř „Collar Stark Stabilizer“.
- **Indikace:** pooperační a poúrazové stavy krční páteře a následná rehabilitace; první pomoci a transport pacienta s poraněnou krční páteří.



Kód ZP: 04-501323Z

cena **849 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Výška límce / Obvod krku (cm)

	25-33	33-40	40-48	48+
6	S1	M1	L1	XL1
8	S2	M2	L2	XL2
11	S3	M3	L3	XL3
13	S4	M4	L4	XL4



COLLAR STARK STABILIZER

MQA3Y

- Semi-rigidní (polotuhá) konstrukce.
- Neobsahuje kovové díly, je RTG, CT i MR kompatibilní.
- **Indikace:** stejné jako u Collar Stark s vyššími nároky na stabilizaci krční páteře.
- Nelze použít samostatně.

cena **599 Kč**

Velikost: univerzální



COLLAR STARK HALO

MQA3L

- Zlepšuje stabilizaci krční páteře prostřednictvím fixace hlavy.
- Neobsahuje kovové díly, je RTG, CT i MR kompatibilní.
- **Indikace:** stejné jako u Collar Stark s vyššími nároky na stabilizaci krční páteře.
- Nelze použít samostatně.

cena **399 Kč**

Velikost: univerzální

BANDÁŽE A ORTÉZY

Trup

Nejčastěji využívanými trupovými ortézami jsou bezesporu bederní pásy. Ty se liší výškou, tuhostí podpůrných elementů i použitými materiály. Tyto ortézy stabilizují a odlehčují bederní páteř. Využívají se u akutních potíží i u chronických problémů vzniklých v důsledku degenerativních změn.

Kromě bederních pásů najdete v této skupině i pásy břišní pro stomiky, pásy břišní pro ženy po porodu, bandáže po úrazu klíční kosti a upomínací bandáže pro korekci vadného držení těla.



LUMBO medical PRO

MY27430

- Anatomicky tvarovaný úpletový bederní pás se čtyřmi integrovanými výztuhami.
- **Indikace:** bolesti zad v bederní oblasti, symfyzeolýza – rozestup stydké spony, dráždění z meziobratlových kloubů, degenerativní změny páteře, hyperlordóza.



Kód ZP: 04-5008184

cena 1 015 Kč
(doplatek 315 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5	6
Obvod pasu (cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130



LUMBO medical LIGHT

MY27440

- Prodyšný bederní pás se čtyřmi vyjímatelnými a tvarovatelnými výztuhami.
- Při zlepšení stavu je možné kovové výztuhy vyjmout a používat bez nich.
- **Indikace:** lumbago (ústřel bederní páteře), akutní bolesti zad, bolesti v bederní oblasti různého původu, hyperlordóza.



Kód ZP: 04-5008186

cena 887 Kč
(doplatek 187 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5	6
Obvod pasu (cm)	64–72	72–80	80–90	90–100	100–110	110–120

BANDÁŽE A ORTÉZY



LS Support

QBE010

- Bederní pás s pěti kovovými výztuhami pro stabilizaci bederní páteře a se dvěma přídatnými pásky pro zvýšení komprese.
- Výška pásu 24 cm.
- **Indikace:** bolesti zad různého původu v oblasti bederní a křížové oblasti, stavy po neurochirurgických a ortopedických operacích, prevence poranění a přetížení bederní páteře.



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5013233

cena **699 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Velikost	S	M	L	XL	XXL
Obvod pasu (cm)	56–71	69–84	81–96	94–109	107–122



Abdominal Binder

DRQH6

- Břišní pás zajišťující ochranu a stabilizaci břišní stěny po operaci, nebo po porodu.
- Flexibilní materiál perfektně kopírující křivky těla.
- Zajišťuje optimální kompresi tkání.
- Výška pásu 26 cm.
- **Indikace:** stavy po břišních operacích, po porodu (diastáza břišních svalů), kýly.



částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5013279

cena **449 Kč**
(doplatek 49 Kč)

Velikost	S	M	L	XL	XXL
Obvod pasu (cm)	56–71	69–84	81–96	94–109	107–122



Support Stoma Waistband

DRQH0T

- Břišní pás zajišťující ochranu a stabilizaci břišní stěny s otvorem pro stomii.
- Flexibilní materiál perfektně kopírující křivky těla opatřený zesíleným otvorem pro stomii.
- Zajišťuje optimální kompresi tkání.
- Výška pásu 24 cm, velikost otvoru 8,5 cm.
- **Indikace:** stavy po operacích břicha spojené s vyústěním stěnou břišní (stomie); břišní kýly v kombinaci se stomií.



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 03-5013280

cena **549 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Velikost	S	M	L	XL	XXL
Obvod pasu (cm)	56–71	69–84	81–96	94–109	107–122

BANDÁŽE A ORTÉZY



Premium S

DRQHOR

- Vysoký bederní pás s vyměnitelnými výztuhami v zádové části.
- Příjemně lehký, měkký a prodyšný materiál, hypoalergenní.
- Ortéza je dodávána se dvěma variantami uživatelsky vyměnitelných bederních výztuh o různé tuhosti.
- Výška pásu 29 cm.
- **Indikace:** bolesti zad různého původu v oblasti bederní a křížové oblasti, stavy po neurochirurgických a ortopedických operacích, prevence poranění a přetížení bederní páteře.



Kód ZP: 04-5006866

cena 1 364 Kč
(doplatek 664 Kč)

Velikost	S	M	L	XL	XXL
Obvod pasu (cm)	85–95	95–105	105–115	115–125	125–135



Spincare Flex II

DRQHOB

- Vysoký bederní pás stabilizující kromě bederní a křížové oblasti i dolní hrudní páteř.
- Pasivní stabilizaci zajišťují čtyři pružné výztuhy.
- Výška ortézy 31 cm.
- **Indikace:** bolesti zad různého původu v oblasti dolní hrudní, bederní a křížové oblasti; stavy po neurochirurgických a ortopedických operacích, prevence poranění a přetížení bederní páteře.



Kód ZP: 04-5013278

cena 899 Kč
(doplatek 199 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5	6
Obvod pasu (cm)	52–62	63–74	75–89	90–105	106–120	121–140



Spincare Rigid II

DRQHOJ

- Komfortní vysoký bederní pás stabilizující kromě bederní a křížové oblasti i dolní hrudní páteř.
- Je vyroben z pružné tkaniny obsahující vlákna Lycra®.
- Materiál odvádí vlhkost a teplo z povrchu kůže.
- Výška ortézy 33 cm (velikost 1–3) a 35 cm (velikost 4–5).
- **Indikace:** bolesti zad různého původu v oblasti dolní hrudní, bederní a křížové oblasti; stavy po neurochirurgických a ortopedických operacích, prevence poranění a přetížení bederní páteře.



Kód ZP: 04-5013205

cena 2 039 Kč
(doplatek 1 339 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5
Obvod pasu (cm)	52–62	63–74	75–89	90–105	106–120

BANDÁŽE A ORTÉZY



Premium TLS

DRQHOS

- Ortéza TLS (thorako-lumbo-sakrální) stabilizující páteř od hrudní po křížovou oblast.
- Pružné výztuhy pro stabilizaci a odlehčení.
- Popruhy v horní části korigují správné držení těla (rovnač zad).
- **Indikace:** vícečetné diskopatie, nestability páteře, chronické bolesti zad různého původu, stabilizace po operacích a následná léčba.



Kód ZP: 04-5006912

cena **1 936 Kč**
(doplatek 137 Kč)

Velikost	S	M	L	XL	XXL
Obvod pasu (cm)	85–95	95–105	105–115	115–125	125–135



Klavikulární ortéza - Rovnač zad osmičkový

QSM00091

- Bandáž slouží primárně jako klavikulární po úrazech klíční kosti, nebo alternativně jako upomínací pro korekci u vadného držení těla a napřímění hrudní páteře.
- **Indikace:** úrazy, zlomeniny klíční kosti – konzervativní léčba; vadné držení těla, horní zkřížený syndrom, bolestivé syndromy hrudní páteře, hyperkyfóza hrudní páteře.



Velikost: univerzální

Kód ZP: 04-5013231

cena **466 Kč**
(doplatek 117 Kč)



Spincare Extensor

DRQHOL

- Bandáž s výztuhami zádové části slouží jako upomínací a korekční u vadného držení těla a hyperkyfózy hrudní páteře.
- Oblast hrudní páteře stabilizována čtyřmi pružnými výztuhami.
- **Indikace:** úrazy, zlomeniny klíční kosti – konzervativní léčba; vadné držení těla, horní zkřížený syndrom, bolestivé syndromy hrudní páteře, hyperkyfóza hrudní páteře.



Kód ZP: 04-5013204

cena **771 Kč**
(doplatek 422 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5	6
Obvod hrudníku (cm)	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90–100

BANDÁŽE A ORTÉZY

Horní končetiny

Ortézy a bandáže horních končetin zahrnují oblast ruky, zápěstí, prstů, dále pak lokte a ramenního kloubu.

Při potřebě stabilizace kloubu, můžeme u funkčních ortéz zápěstí volit řešení od jednoduchých bandáží až po ortézy vyztužené dlahami.

Při nutnosti imobilizace zápěstí volíme ortézy imobilizační s podporou pod prsty a komfortním vyložení. V případě loketního kloubu lze využít pooperační ortézu s pevným rámem a nastavitelným kloubem s možností imobilizace, nebo ortézu s vymezením terapeutického rozsahu pohybu.

Hmotnost končetiny po úrazech nebo operacích můžeme odlehčit pomocí závěsu ramenního kloubu. V případě potřeby polohování ramenního kloubu v abdukčním postavení (např. po operaci) volíme nastavitelnou abdukční ramenní ortézu.



Prohand

DRQFOF

- Elastická bandáž zápěstí.
- Jednoduché použití.
- Vysoce elastický, prodyšný materiál.
- **Indikace:** stavy po úrazech zápěstí, záněty zápěstí, bolesti různého původu; ochrana zápěstí při sportu a v práci po předchozím úrazu.

Velikost: stranově i velikostně univerzální



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5006238

cena 300 Kč
(doplatek 0 Kč)



MANU Universal

DRQF3C

- Univerzální ortéza zápěstí, jedna velikost, oboustranná, s odnímatelným prvkem pro fixaci palce.
- Zajišťuje imobilizaci zápěstí ve funkčním postavení s možností imobilizace palce.
- Anatomicky profilovaná hliníková tvarovatelná dlahu.
- **Indikace:** pouřazové stavy zápěstí, palce a distálního předloktí, bolesti spojené s chronickou instabilitou zápěstí; ochrana palce a zápěstí při sportu, nebo práci při činnostech, kde hrozí přetížení, nebo úraz.

Velikost: stranově i velikostně univerzální



částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5013208

cena 513 Kč
(doplatek 164 Kč)

BANDÁŽE A ORTÉZY



MANU medical

MY2762

- Lehká ortéza zápěstí s volárně uloženou hliníkovou tvarovatelnou dlahou.
- Prodyšný materiál.
- Snadné nasazení a výborná fixace.
- **Indikace:** bolesti spojené s chronickou instabilitou zápěstí, diskokace zápěstí, artritické změny, revmatoidní artritida.

Varianty: pravá / levá



Kód ZP: 04-5008189

cena **526 Kč**
(doplatek 177 Kč)

Velikost	1	2	3	4
Obvod zápěstí (cm)	13–16	16–19	19–22	22–25



Versa Fit

MQC2E

- Lehká ortéza zápěstí s volárně uloženou anatomicky profilovanou hliníkovou tvarovatelnou dlahou.
- Měkce polstrovaná pro příjemné nošení.
- **Indikace:** pouřazové stavy zápěstí a distálního předloktí, bolesti spojené s chronickou instabilitou zápěstí, ochrana zápěstí při sportu, nebo práci, kde je riziko přetížení, nebo úrazu.

Varianty: pravá / levá



Kód ZP: 04-5013165

cena **466 Kč**
(doplatek 117 Kč)

Velikost	XS	Standard	XL
Obvod zápěstí (cm)	< 9	9–25	> 22



MANU medical PLUS

MY2761

- Lehká ortéza zápěstí a palce s volárně uloženou hliníkovou tvarovatelnou dlahou.
- Prodyšný materiál.
- Snadné nasazení a výborná fixace.
- **Indikace:** pouřazové stavy zápěstí a palce, bolesti spojené s chronickou instabilitou, diskokace zápěstí, artritické změny, revmatoidní artritida.

Varianty: pravá / levá



Kód ZP: 04-5008190

cena **526 Kč**
(doplatek 177 Kč)

Velikost	1	2	3	4
Obvod zápěstí (cm)	13–16	16–19	19–22	22–25

BANDÁŽE A ORTÉZY



Thumb Versa Fit

MQC2C

- Lehká ortéza zápěstí s volárně uloženou anatomicky profilovanou hliníkovou tvarovatelnou dlahou a další samostatnou dlahou pro palec.
- Měkce polstrovaná pro příjemné nošení.
- Indikace:** poúrazové stavy palce, zápěstí a distálního předloktí, bolesti spojené s chronickou instabilitou zápěstí, ochrana zápěstí při sportu, nebo práci, kde je riziko přetížení, nebo úrazu.

Varianty: pravá / levá

Velikost	XS	Standard	XL
Obvod zápěstí (cm)	< 9	9–25	> 22



Kód ZP: 04-5013166

cena 466 Kč
(doplatek 117 Kč)



RHIZO medical

MY2763

- Lehká ortéza s tvarovatelnou hliníkovou dlahou stabilizující klouby palce ruky.
- Indikace:** úrazy a nestability kloubů palce, rhizartróza (degenerativní onemocnění postihující CMC – sedlový kloub palce), lyžařský palec.

Varianty: pravá / levá

Velikost	1	2	3
Obvod zápěstí (cm)	12,5–16	16–20	20–23

není ZP



cena 320 Kč



UNI Hand

DRQF3D

- Fixační ortéza zápěstí s oporou pod prsty.
- Lehká otevřená konstrukce potažená příjemně měkkým hypoalergenním materiálem.
- Vyjímatelná anatomicky tvarovaná kovová výztuha.
- Indikace:** stavy vyžadující imobilizaci a stabilizaci zápěstí, zápěstí, prstů např. po chirurgickém zákroku, tendinitidy, syndrom karpálního tunelu. Polohování ruky u neurologických diagnóz, např. paréza (obrná) nervus radialis, cévní mozková příhoda a další.

Stranově univerzální

Velikost	S	M	L
Obvod zápěstí (cm)	12,5–15,5	15,5–17,5	17,5–20,5
Šířka ruky (cm)	8	9	10



Kód ZP: 04-5013210

cena 462 Kč
(doplatek 113 Kč)

BANDÁŽE A ORTÉZY



SPLINT

Q42006

- Anatomicky tvarovaná ortéza ruky a předloktí s oporou pod prsty a samostatnou dlahou pro palec.
- Lze použít jako polohovací u periferních i centrálních paréz nebo jako fixační u poúrazových stavů.
- Lehká otevřená konstrukce.
- Snímatelný potah.
- **Indikace:** polohování ruky u neurologických diagnóz např. cévní mozková příhoda, periferní paréza (obrna) n. radialis a další. Pooperační stavy, revmatoidní artritida, syndrom karpálního tunelu.

Varianty: pravá / levá

Velikost	XS	S	M	L
Šířka ruky (cm)	6-7	7-8	8-9	9-10



Kód ZP: 04-5013209

cena **570 Kč**
(doplatek 221 Kč)



Stack Apparatus

DRQF3A

- Prstová dlahla pro imobilizaci kloubu prstu v extenzi (natažení).
- Lehký, pevný materiál.
- **Indikace:** poranění úponu extenzorů prstu, fraktura posledního článku prstu (distální interfalangeální kloub).



Kód ZP: 04-5013256

cena **50 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Velikost	2	3	4	5	5,5
Obvod kloubu (cm)	5,5-6	6-6,5	6,5-7	7-7,5	7,5-8



BANDÁŽE A ORTÉZY



EPI medical

MY27310

- Bandáž lokte se silikonovými výztuhami.
- Anatomický úplet pro co nejlepší přizpůsobení tvarům končetiny.
- Rozložení tlaku v oblasti epikondylů lokte díky silikonovým pelotkám.
- **Indikace:** entezopatie – úponové bolesti (tenisový, golfový, oštěpařský loket); artritické a revmatické změny, distorze lokte.

Stranově univerzální



Kód ZP: 04-5008159

cena **651 Kč**
(doplatek 251 Kč)

Velikost	0	1	2	3	4	5	6
Obvod lokte (cm)	17–19	19–21	21–23	23–25	25–27	27–29	29–31



Elbow Safe

DRQFOG

- Elastická bandáž předloktí s přidavným páskem a pelotkami.
- Vysoce elastická, prodyšná tkanina zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru těla.
- Zvýšení komprese pomocí pásku se zapínáním na suchý zip.
- **Indikace:** stavy po úrazech loketního kloubu; bolesti loketního kloubu, tenisový a golfový loket, prevence přetížení.

Stranově univerzální



Kód ZP: 04-5013227

cena **399 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5
Obvod předloktí pod loktem (cm)	20–23	23–26	26–29	29–32	32–34



Elbow Rush

DRQFOH

- Ortéza lokte pro imobilizaci loketního kloubu a pro následnou rehabilitaci s možností nastavení rozsahu pohybu.
- Přizpůsobení pro délku a obvod paže i předloktí klienta pomocí nastavitelných dlah.
- Nastavení rozsahu pohybu a omezení flexe a extenze v krocích po 10°.
- Rychlý zámek – uzamčení kloubu v poloze 0°, 15°, 30°, 45°.
- **Indikace:** stavy po úrazech a operacích v oblasti loketního kloubu vyžadující imobilizaci, případně omezení rozsahu pohybu. Rehabilitace po úrazech loketního kloubu.

Varianty: pravá / levá

Velikost: univerzální



Kód ZP: 04-5013226

cena **2 399 Kč**
(doplatek 0 Kč)

BANDÁŽE A ORTÉZY



Acromed

DRQJOB

- Ramenní bandáž stabilizuje ramenní kloub přitom významně neomezuje v pohybu.
- Stimuluje propriocepci a díky dodatečným páskovým tahům brání subluxačnímu postavení kloubu.
- **Indikace:** pooperační stavy v oblasti ramenního kloubu, dislokace, degenerativní onemocnění ramenního kloubu. Prevence subluxace a luxace ramenního kloubu u neurologických onemocnění např. cévní mozková příhoda (mozková mrtvice), parézy brachiálního plexu.

Varianty: pravá / levá



Kód ZP: 04-5013212

cena 667 Kč
(doplatek 167 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5
Obvod paže (cm)	< 26	26–29	29–33	33–36	36–39



Arm Sling

PHAGO11

- Závěs horní končetiny k odlehčení ramenního kloubu.
- Nízká hmotnost.
- Příjemný materiál.
- **Indikace:** odlehčení hmotnosti imobilizované horní končetiny (např. po frakturách, operacích), stavy po úrazech ramenního kloubu.

Stranově univerzální



Kód ZP: 04-5013258

cena 249 Kč
(doplatek 0 Kč)

Velikost	S	M	L	XL
Délka předloktí (cm)	20–25	25–30	30–35	35–40



AS-15° medical

MY27520

- Závěs horní končetiny k odlehčení ramenního kloubu v mírné abdukci 15°.
- Polstrovaný závěs paže.
- Anatomickou abdukční podušku lze oddělit od ortézy a samostatně čistit.
- **Indikace:** stavy po operaci a po TEP ramenního kloubu, luxace ramenního kloubu, fraktury pažní kosti.

Stranově univerzální



Kód ZP: 04-5008192

cena 867 Kč
(doplatek 597 Kč)

Velikost	0	1	2
Délka předloktí (cm)	30–36	36–42	42–48

BANDÁŽE A ORTÉZY



Orthopedic Vest - Dessault

DRQC

- Fixační bandáž (obdoba klasického Dessaultova obvazu) zajišťuje odlehčení horní končetiny a její postavení v addukci a vnitřní rotaci v ramenním kloubu.
- Nastavení úhlu v loketním kloubu ve flexi 90°–120°.
- **Indikace:** léčba a rekonvalescence po zhmoždění (kontuzi) a dalších úrazech ramene, paže, nebo lokte. Degenerativní změny a záněty, dislokace (subluxace a luxace) v oblasti kloubů klíční kosti.



Kód ZP: 04-5013257

Stranově univerzální

cena **924 Kč**
(doplatek 349 Kč)

Typ	Děti do 3 let	Děti 3–9 let	Děti 9–14 let	Dospělí S	Dospělí M	Dospělí L
Velikost	R0	R1	R2	R3	R4	R5
Obvod hrudníku (cm)	< 60	60–70	70–80	80–90	90–120	> 120



Arm Abduction Orthosis 15°–60°

QSM000

- Abdukční ortéza ramenního kloubu, polohování do abdukce 15°–60° pomocí polohovacích klínek.
- Otevřená konstrukce umožňuje zahájit rehabilitaci a aktivovat svaly předloktí při imobilizaci ramene.
- **Indikace:** stavy po operacích a po úrazech vyžadující polohování v abdukci, subluxace a luxace ramenního kloubu, následná léčba a rehabilitace po rekonstrukci rotátorové manžety.



Kód ZP: 04-5013211

Stranově univerzální

cena **1 377 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Velikost	S	M	L	XL
Délka předloktí (cm)	25–28	28–30	30–33	33–36



Arm Abduction Orthosis 15°–90°

DRQJOA

- Abdukční dlaho pro ramenní kloub se snadným nastavením vhodného úhlu po krocích 15° bez nutnosti vkládání polohovacích klínek díky lehkému ocelovému rámu s kloubem.
- Popruhy zajišťují stabilizaci odlehčované končetiny, rovnoměrně rozkládají její hmotnost a brání přetěžování krční páteře na opačné straně.
- **Indikace:** léčba po dislokaci ramenního kloubu, Bankartova léze, poranění a rekonstrukce rotátorové manžety, artroskopie ramenního kloubu, pooperační stabilizace ramenního kloubu, totální endoprotéza ramenního kloubu.



Kód ZP: 04-5013230

Stranově univerzální

cena **2 564 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Velikost	S	M	L
Výška postavy (cm)	150–165	165–170	> 170

BANDÁŽE A ORTÉZY

Dolní končetiny

Dolní končetiny mají u člověka nosnou funkci a výběr vhodné funkční ortézy je pro pacienta velmi důležitý. U lehkých instabilit a bolestí, používáme bandáže zpravidla při zátěži (zajistí kompresi a zlepšují senzomotorickou kontrolu). U středních instabilit a bolestech při běžné zátěži, indikujeme obvykle ortézy vyztužené dlahami (s vyšším stabilizačním efektem). U výrazných instabilit, po vazových poraněních kolenního kloubu nebo v pooperačním období, volíme rámové ortézy s možností limitace pohybu pomocí dorazů.

Kromě funkčních ortéz jsou k dispozici i ortézy imobilizační s nastavitelným rozsahem pohybu, nebo ortézy rigidní.

Kromě ortéz pro ortopedické indikace lze zvolit i peroneální dlahu či polohovací dlahy pro klienty s neurologickými diagnózami.



MALLEO medical

MY2722

- Bandáž hlezenního kloubu z elastického materiálu se silikonovými tlakovými výztuhami.
- Anatomický úplet pro co nejlepší přizpůsobení tvaru končetiny.
- Elastický okraj nezaškrcuje končetinu.
- **Indikace:** poranění vazů kotníku, distorze hlezenního kloubu, nestability hlezenního kloubu, prevence poranění.

Varianty: pravá / levá



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5008147

cena **716 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5	6
Obvod přes kotník (cm)	17–19	19–21	21–23	23–25	25–27	27–29



TALU medical

MY2721310

- Stabilizační ortéza pro zpevnění hlezenního kloubu.
- Anatomicky tvarované pevné skořepiny pro lepší stabilizaci kloubu.
- Pěnové vyložení ortézy pro optimální přizpůsobení a komfort uživatele.
- **Indikace:** distorze hlezenního kloubu (podvrtnutí, výron kotníku), ruptury vazů, nestability hlezenního kloubu, rehabilitace po operaci.

Velikost: stranově i velikostně univerzální



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5008153

cena **617 Kč**
(doplatek 0 Kč)

BANDÁŽE A ORTÉZY



ACHILLO medical

MY2721

- Bandáž hlezenního kloubu k odlehčení Achillovy šlachy z elastického materiálu se silikonovými tlakovými výztuhami a podpatěnkou.
- Boční silikonové pelotky pro odlehčení Achillovy šlachy.
- Silikonový patní klín pro snížení napětí.
- Anatomický úplet pro co nejlepší přizpůsobení tvaru končetiny.
- Elastický okraj nezaškrcuje končetinu.
- **Indikace:** stavy po poranění, ruptuře, operaci Achillovy šlachy.

Varianty: pravá / levá



Kód ZP: 04-5008142

cena 851 Kč
(doplatek 102 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5
Obvod přes kotník (cm)	17–19	19–21	21–23	23–25	25–27



AFO Soft

DRQIOH

- Stabilizační bandáž hlezenního kloubu vyrobená z prodyšného materiálu, díky otevřené konstrukci se snadno nasazuje.
- Materiál AIR-X velmi dobře prodyšný a propustný pro vlhkost.
- Vyměkčení v kritických oblastech kotníku.
- Otevřená konstrukce umožňuje použití i při menších objemových změnách kotníku – otoky.
- **Indikace:** lehká nestabilita v hlezenním kloubu, např. poúrazové stavy. Poranění kloubního pouzdra a tendinitidy, prevence poranění po předchozích úrazech.

Stranově univerzální



Kód ZP: 04-5013281

cena 590 Kč
(doplatek 0 Kč)

Velikost	S	M	L
Obvod přes kotník (cm)	19–22	23–25	26–28



AeroStab

DRQIOP

- Stabilizační ortéza hlezenního kloubu vyztužená kovovými dlahami pro prevenci poranění kotníku a při distorzích hlezenního kloubu I° a II°.
- Snadný způsob natažení ortézy na nohu za pomoci poutek po stranách, dotažení šněrováním a následně pásky na suchý zip pro zvýšení stability.
- Lze používat v běžné obuvi.
- **Indikace:** nestability, distorze hlezenního kloubu I°–II° (podvrtnutí, výron kotníku) – po úrazu i během rehabilitace. Brání extrémním pohybům do inverze a everze, prevence poranění kotníku.

Stranově univerzální



Kód ZP: 04-5013282

cena 749 Kč
(doplatek 0 Kč)

Velikost	S	M	L
Obvod přes nárt a patu (cm)	27–30	30–33	33–36

BANDÁŽE A ORTÉZY



AFO – Fit

DRQ11A

- Peroneální dlahu zajišťující postavení nohy v neutrální pozici v hlezenním kloubu u klientů se syndromem foot drop – přepadávající špička nohy.
- Uspadňuje chůzi a zabraňuje zakopávání o špičku.
- Konstrukce z pružného plastu zajistí polohu špičky nohy ve svislové fázi kroku a ve stojné fázi umožní přirozený odval nohy.
- V oblasti kotníku je volný prostor, netlačí.
- Snadná dezinfekce.
- **Indikace:** peroneální parézy centrálního i periferního původu (cévní mozkové příhody, poúrazové a pooperační stavy). Syndrom „foot drop“.

Varianty: pravá / levá

Velikost	S	M	L	XL
Velikost obuvi	35–37	37–39	39–41	41–44



Kód ZP: 04-5013167

cena 1 037 Kč
(doplatek 0 Kč)



Hybrid Night Splint

OV3001

- Vysoce komfortní nastavitelná noční polohovací dlaha AFO (Ankle Foot Orthosis) s dlahou na dorzální (hřbetní) straně nohy.
- Zajišťuje nejen během spánku korektní polohu v hlezenním kloubu.
- Jednoduché nastavení polohy nohy ve vhodném postavení za pomoci pásky se suchým zipem.
- **Indikace:** peroneální parézy (obrný, ochrnutí), foot drop syndrom, cévní mozková příhoda (ictus, mozková mrtvice), zánět plantární aponeurózy, pooperační stavy v oblasti nohy a bérce.

Stranově univerzální

Velikost	S–M	L–XL
Velikost obuvi	37,5–42,5	43–49



Kód ZP: 04-5013216

cena 1 122 Kč
(doplatek 0 Kč)



AFO – Night

DRQ13A

- Noční polohovací dlahu AFO (Ankle Foot Orthosis) zajišťující během spánku vhodnou polohu v hlezenním kloubu u neurologických i ortopedických pacientů.
- Otevřená konstrukce ortézy usnadňuje její nasazování i u ležícího pacienta.
- Lze mírně korigovat postavení nohy ve směru inverze nebo everze.
- Polohovací ortéza, kterou lze díky protiskluzné podrážce použít i k časné vertikalizaci.
- **Indikace:** peroneální parézy, cévní mozková příhoda (ictus, mozková mrtvice), dětská mozková obrna, roztroušená skleróza, lehké equinovarovní postavení nohy.

Stranově univerzální

Velikost	S	M	L
Délka chodidla (cm)	< 23	24,5	> 26



Kód ZP: 04-5013168

cena 746 Kč
(doplatek 0 Kč)

BANDÁŽE A ORTÉZY



AFO – Walker 3/4

DRQ13H

- Pooperační tříčtvrteční ortéza hlezenního kloubu typu Walker umožňující nastavení terapeutického rozsahu pohybu.
- Kloub ortézy umožňuje omezení plantární a dorzální flexe v rozsahu 0°–70° v krocích po 10°.
- Nášlapná část opatřena podrážkou a tvarovaná pro usnadnění odvalu nohy při chůzi.
- Výška ortézy 25,4 cm (všechny velikosti).
- **Indikace:** stavy po operacích a úrazech v oblasti nohy a hlezenního kloubu, úrazy měkkých tkání nohy.

Stranově univerzální

Velikost	S	M	L	XL
Velikost obuvi	34–39	39–44	44–47	47–50



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5006989

cena 1 453 Kč
(doplatek 0 Kč)



Pneumatic Short Walking Brace

OV1010

- Nízká pneumatická fixační ortéza hlezenního kloubu typu Walker s nastavitelnou kompresí pomocí integrované pumpičky s tvarovanou podrážkou pro snadnou chůzi a otáčení.
- Odolná konstrukce z nylonu vyztuženého skelnými vlákny.
- Nízká hmotnost a vysoká pevnost.
- **Indikace:** úrazy měkkých tkání kotníku, chodidla a bérce. Následná léčba stabilních zlomenin (nebo po osteosyntéze) v oblasti kotníku, metatarzů a přednoží.

Stranově univerzální

Velikost	XS	S	M	L
Velikost obuvi	34–36	37–39	40–44	45–47



částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5013234

cena 1 645 Kč
(doplatek 645 Kč)



Pneumatic Walking Brace

OV1000

- Fixační pneumatická ortéza hlezenního kloubu typu Walker s nastavitelnou kompresí pomocí integrované pumpičky s tvarovanou podrážkou pro snadnou chůzi a otáčení.
- Odolná konstrukce z nylonu vyztuženého skelnými vlákny.
- Nízká hmotnost a vysoká pevnost.
- **Indikace:** úrazy měkkých tkání kotníku, chodidla a bérce. Následná léčba stabilních zlomenin (nebo po osteosyntéze) distální části bérce, v oblasti kotníku, metatarzů a přednoží. Distorze kotníku II.–III. stupně.

Stranově univerzální

Velikost	XS	S	M	L
Velikost obuvi	34–36	37–39	40–44	45–47



částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5013213

cena 1 645 Kč
(doplatek 645 Kč)

BANDÁŽE A ORTÉZY



GENU meyra

MY27110

- Kolenní úpletová bandáž s patelárním silikonovým kroužkem a bočními pružnými výztuhami.
- Patelární (český) silikonový kroužek pro lepší rozložení tlaku. Laterální pružné výztuhy.
- Okraj elastického úpletu nezaškrcuje končetinu.
- **Indikace:** lehké nestability kolenního kloubu, poranění a insuficience vazů kolene, stavy po operacích a traumatech kolene, výpotek a otok kloubu, gonartróza.

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5008134

cena 715 Kč
(doplatek 115 Kč)

Stranově univerzální

Velikost	0	1	2	3	4	5	6
Obvod stehna (cm)	35–38	38–41	41–44	44–47	47–50	50–53	53–56
Obvod lýtky (cm)	25–28	28–31	31–34	34–37	37–40	40–43	43–46

Velikost	7	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL
Obvod stehna (cm)	56–59	47–50	50–53	53–56	56–59	59–62
Obvod lýtky (cm)	46–49	34–37	37–40	40–43	43–46	46–49



Patella Tendon Strap

QKN00091

- Infrapatelární páska.
- Vložená silikonová pelotka pro zvýšení tlaku na lig. patellae (patelární šlacha).
- **Indikace:** patellofemorální syndrom, skokanské koleno, patelární tendinitida (zánět patelárního vazů), Osgood-Schlatterova nemoc.



částečná úhrada
ZP

Velikost: stranově i velikostně univerzální

Kód ZP: 04-5013217

cena 256 Kč
(doplatek 76 Kč)



Reflex WA

MQB3K

- Funkční kolenní ortéza – otevřená varianta s kovovými dlahami a kloubem s možností limitace rozsahu pohybu.
- WA (Wrap-Around) – otevřená varianta usnadňuje nasazování.
- Postranní stabilizační dlahy z kovového materiálu lze dotvarovat a přizpůsobit.
- Jemná tkanina chrání podkolenní jamku před podrážděním a tlakem.
- **Indikace:** bolesti spojené s přetížením a mikrotraumaty svalů a vazů. Mírná nestabilita kolenního kloubu, která nevyžaduje imobilizaci kolene. Stabilizace kolenního kloubu po úraze v průběhu rehabilitace.



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5013171

cena 2 110 Kč
(doplatek 0 Kč)

Stranově univerzální

Velikost	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obvod stehna (cm)	30–36	36–44	44–50	50–57	57–64	64–72	72–78

BANDÁŽE A ORTÉZY



Reflex C

MQB3M

- Funkční kolenní ortéza s kovovými dlahami a kloubem s možností limitace rozsahu pohybu.
- C (Closed) – uzavřená varianta je vybavena stabilizační česky.
- Postranní stabilizační dlahy z kovového materiálu lze dotvarovat a přizpůsobit.
- Jemná tkanina chrání podkolenní jamku před podrážděním a tlakem.
- **Indikace:** bolesti spojené s přetížením a mikrotraumaty svalů a vazů. Stabilizace kolenního kloubu u mírné nestability, která nevyžaduje imobilizaci kolene. Stabilizace kolenního kloubu po úrazu v průběhu rehabilitace.



Kód ZP: 04-5013172

cena 2 110 Kč
(doplatek 0 Kč)

Stranově univerzální

Velikost	XS	S	M	L	XL	XXL
Obvod stehna (cm)	30–36	36–44	44–50	50–57	57–64	64–72



Reflex Long WA

MQB3N

- Funkční dlouhá otevřená kolenní ortéza s kovovými dlahami a kloubem s možností limitace rozsahu pohybu.
- Dlouhá verze ortézy Reflex má delší postranní dlahy a je vybavena dvěma pásky navíc oproti standardní, zajišťuje tím lepší stabilitu kolenního kloubu.
- WA (Wrap-Around) – otevřená varianta usnadňuje nasazování.
- Postranní stabilizační dlahy z kovového materiálu lze dotvarovat a přizpůsobit.
- **Indikace:** bolesti spojené s přetížením a mikrotraumaty svalů a vazů. Mírná nestabilita kolenního kloubu, která nevyžaduje imobilizaci kolene. Stabilizace kolenního kloubu po úrazu v průběhu rehabilitace.



Kód ZP: 04-5013173

cena 2 110 Kč
(doplatek 0 Kč)

Stranově univerzální

Velikost	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obvod stehna (cm)	30–36	36–44	44–50	50–57	57–64	64–72	72–78



Reflex Long C

MQB3O

- Funkční dlouhá kolenní ortéza s kovovými dlahami a kloubem s možností limitace rozsahu pohybu.
- Dlouhá verze ortézy Reflex má delší postranní dlahy a je vybavena dvěma pásky navíc oproti standardní, zajišťuje tím lepší stabilitu kolenního kloubu.
- C (Closed) – uzavřená varianta je vybavena stabilizační česky.
- Postranní stabilizační dlahy z kovového materiálu lze dotvarovat a přizpůsobit.
- **Indikace:** bolesti spojené s přetížením a mikrotraumaty svalů a vazů. Stabilizace kolenního kloubu u mírné nestability, která nevyžaduje imobilizaci kolene. Stabilizace kolenního kloubu po úrazu v průběhu rehabilitace.



Kód ZP: 04-5013174

cena 2 110 Kč
(doplatek 0 Kč)

Stranově univerzální

Velikost	XS	S	M	L	XL	XXL
Obvod stehna (cm)	30–36	36–44	44–50	50–57	57–64	64–72

BANDÁŽE A ORTÉZY



S-Move WA / C

DRQ101 (var. WA), DRQ10D (var. C)

- Funkční kolenní ortéza s vyjímatelnými kovovými dlahami a polycentrickým kloubem s možností limitace rozsahu pohybu do flexe i extenze.
- Varianta WA (Wrap-Around) – otevřená varianta usnadňuje nasazování.
- Varianta C (Closed) – uzavřená (natahovací) varianta.
- Prodyšná tkanina AirX® výborně odvádí vlhkost a poskytuje optimální pohodlí při používání.
- Postranní dlahy s polycentrickým kloubem stabilizují koleno a kopírují fyziologický pohyb v kloubu.
- Indikace:** mírná nestabilita kolenního kloubu, konečná fáze rehabilitace po úrazech a operacích kolene, bolesti kloubu (akutní, subakutní i chronické) různého původu. Odlehčení a stabilizace kolene při přetížení.

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5006950 (var. WA)

cena **3 223 Kč**
(doplatek 1 024 Kč)

Kód ZP: 04-5006945 (var. C)

cena **2 854 Kč**
(doplatek 655 Kč)

Stranově univerzální

Velikost	1	2	3	4	5
Obvod stehna (cm)	36–39	40–43	44–48	49–54	55–60



GENU meyra IMS

MY27120

- Kolenní pooperační imobilizační ortéza s pevnými dlahami bez kloubu.
- Ortéza je polstrována, okraje jsou měkké pro komfort uživatele.
- Anatomicky tvarované a zesílené postranní dlahy.
- Indikace:** imobilizace kolenního kloubu po operacích, stavy po úrazech kolenního kloubu a patelly (česky).



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5008138

cena **819 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Stranově univerzální

Velikost	1	2	3
Celková délka ortézy (cm)	40	48	58



Game Changer

OV 49001 (levá) / OV 49002 (pravá)

- Lehká kolenní ortéza s jednostrannou dlahou pro odlehčení vnitřního nebo zevního kompartmentu kolene při osteoartritidě.
- Vhodným stranovým nastavením ortézy můžeme odlehčit přetíženou vnitřní (varózní postavení kolene – O), nebo zevní část (valgózní postavení – X) kolene.
- Nastavení je snadné a rychlé pomocí přiloženého klíče.
- Indikace:** osteoartróza a jiné degenerativní změny kolene s potřebou stabilizace, korekce a odlehčení vnitřního nebo zevního kompartmentu kloubu.



částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5013259

cena **6 257 Kč**
(doplatek 4 658 Kč)

Velikost: univerzální

BANDÁŽE A ORTÉZY



FIRST

DRQ15A

- Čtyřbodová základní rámová kolenní ortéza po vazových poraněních kolene.
- Pevný anatomicky tvarovaný rám ze slitiny hliníku.
- Polycentrický kloub ortézy kopíruje fyziologický pohyb v kolenním kloubu uživatele, umožňuje limitovat rozsah pohybu pomocí dorazů.
- **Indikace:** nestabilita kolenního kloubu různé etiologie, používá se při poranění vazů ACL (přední zkřížený vaz), PCL (zadní zkřížený vaz) a vnitřního i zevního postranního vazů, po operaci a následné rehabilitaci i při konzervativní léčbě.



Kód ZP: 04-5006984

cena 4 171 Kč
(doplatek 1 171 Kč)

Varianty: pravá / levá

Velikost	XS	S	M	L
Obvod stehna (cm)	33-39	39-47	47-53	53-59



FOLLOW

DRQ10E

- Čtyřbodová rámová kolenní ortéza po operaci i při konzervativní léčbě při poranění kolenních vazů.
- Pevná rámová kolenní ortéza s odlehčenou konstrukcí, materiál je odolný vodě, soli, chloru a nízkým teplotám.
- Patentovaný kloub ortézy kopíruje fyziologický pohyb v kolenním kloubu a umožňuje limitovat rozsah pohybu podle potřeby.
- **Indikace:** nestabilita kolenního kloubu různé etiologie, používá se při poranění vazů ACL (přední zkřížený vaz), PCL (zadní zkřížený vaz) a vnitřního i zevního postranního vazů, po operaci a následné rehabilitaci i při konzervativní léčbě při poranění vazů a nestabilitě kolene.



Kód ZP: 04-5006965

cena 6 416 Kč
(doplatek 3 416 Kč)

Varianty: pravá / levá

Velikost	XS	S	M	L	XL
Obvod stehna (cm)	33-39	39-47	47-53	53-59	59-67
Obvod kolene (cm)	30-33	33-35	35-38	38-43	43-48
Obvod lýtka (cm)	25-30	30-35	35-40	40-47	47-50



FOLLOW FORCE

DRQ10Q

- Čtyřbodová pevná rámová kolenní ortéza s komfortním systémem pásek a polstrování vhodná po operaci i při konzervativní léčbě při poranění kolenních vazů.
- Oproti základní verzi FOLLOW disponuje FOLLOW FORCE komfortnějším systémem pásek a polstrování, které zajišťují správnou polohu ortézy a lépe brání jejímu nechtěnému pohybu.
- **Indikace:** Nestabilita kolenního kloubu různé etiologie, používá se při poranění vazů ACL (přední zkřížený vaz), PCL (zadní zkřížený vaz) a vnitřního i zevního postranního vazů, po operaci a následné rehabilitaci i při konzervativní léčbě při poranění vazů a nestabilitě kolene, snížená svalová síla čtyřhlavého stehenního svalu (m. quadriceps femoris).



Kód ZP: 04-5014380

cena 6 490 Kč
(doplatek 3 490 Kč)

Varianty: pravá / levá

Velikost	XS	S	M	L	XL
Obvod stehna (cm)	33-39	39-47	47-53	53-59	59-67
Obvod kolene (cm)	30-33	33-35	35-38	38-43	43-48
Obvod lýtka (cm)	25-30	30-35	35-40	40-47	47-50

BANDÁŽE A ORTÉZY



RUSH

DRQION

- Lehká pooperační kolenní ortéza s nastavitelným rozsahem pohybu v kolenním kloubu a délkově nastavitelnými dlahami.
- Ortéza pevné konstrukce se stabilními postranními dlahami, které lze snadno délkově přizpůsobit.
- Nastavení rozsahu pohybu v krocích po 10° v rozmezí flexe: 0°–120°, extenze 0°–90°.
- Rychlý zámek pro imobilizaci v úhlu 0°, 15°, 30°, nebo 45°.
- Nízká hmotnost.
- **Indikace:** imobilizace kolene po operacích nebo úrazech, následná rehabilitace.

Velikost: stranově i velikostně univerzální



Kód ZP: 04-5013169

cena 3 199 Kč
(doplatek 0 Kč)



Compact PRO

OV51600

- Pooperační kolenní ortéza s nastavitelným rozsahem pohybu v kolenním kloubu a délkově nastavitelnými dlahami.
- Ortéza pevné konstrukce se stabilními postranními dlahami, které lze snadno délkově přizpůsobit.
- Nastavení rozsahu pohybu v rozmezí flexe 0°–120°, extenze 0°–90°.
- Rychlý zámek pro imobilizaci v úhlu 0°, 15°, 30°, nebo 45°.
- **Indikace:** imobilizace kolene po operacích nebo úrazech, následná rehabilitace.

Velikost: stranově i velikostně univerzální



Kód ZP: 04-5013170

cena 1 809 Kč
(doplatek 0 Kč)



HIP Joint Orthosis

DRQIOB

- Zpevňující ortéza kyčelního kloubu z elastického materiálu s výztuží.
- Ortéza z elastického materiálu Lycra®, kyčelní výztuž vyrobená z polyuretanové pěny, laminovaná velurovou pleťninou.
- Stabilizuje kyčelní kloub, zajišťuje kompresi měkkých tkání a umožňuje uživateli kontrolovaný pohyb.
- **Indikace:** stavy po operacích, úrazech kyčelního kloubu, po totální endoprotéze. Bolesti a přetížení oblasti kyčelního kloubu.

Varianty: pravá / levá



Kód ZP: 04-5013283

cena 940 Kč
(doplatek 521 Kč)

Velikost	S	M	L	XL
Obvod přes boky (cm)	75–90	90–105	105–120	120–140



DĚTSKÉ BANDÁŽE A ORTÉZY



KID Prospine Clavicle Support

DRQH0W

- Dětská klavikulární bandáž – rovnač zad osmičkový.
- Bandáž slouží jako klavikulární po úrazech klíční kosti, nebo jako upomínací pro korekci u vadného držení těla a napřimění hrudní páteře.
- **Indikace:** úrazy, zlomeniny klíční kosti – konzervativní léčba. Vadné držení těla, horní zkřížený syndrom, bolestivé syndromy hrudní páteře, hyperkyfóza hrudní páteře.

Velikost: univerzální



Kód ZP: 04-5013223

cena **504 Kč**
(doplatek 155 Kč)



KID Manu Universal

DRQF3F (standard) / DRQF3G (long)

- Univerzální dětská ortéza zápěstí, jedna velikost, oboustranná, s odnímatelným prvkem pro fixaci palce.
- Zajišťuje imobilizaci zápěstí ve funkčním postavení s možností imobilizace palce.
- Anatomicky profilovaná hliníková tvarovatelná dlahy.
- **Indikace:** poúrazové stavy zápěstí, palce a distálního předloktí, bolesti spojené s chronickou instabilitou zápěstí. Ochrana palce a zápěstí při sportu.

Velikost: stranově i velikostně univerzální



Kód ZP: 04-5013219 (standard)



Kód ZP: 04-5013220 (long)



cena **718 Kč**
(doplatek 369 Kč)



KID RUSH

DRQ10V

- Lehká dětská poúrazová a pooperační kolenní ortéza s nastavitelným rozsahem pohybu v kolenním kloubu a délkově uživatelsky nastavitelnými dlahami.
- Ortéza pevné konstrukce se stabilními postranními dlahami, které lze snadno délkově přizpůsobit dítěti.
- Intuitivně ovladatelný monocentrický kloub, umožňující nastavit rozsah pohybu v krocích po 10° v rozmezí flexe: 0°–120°, extenze 0°–90°.
- Rychlý zámek pro imobilizaci v plné extenzi nebo flexi: 15°, 30°, 45°.
- Nízká hmotnost.
- **Indikace:** stavy, které vyžadují imobilizaci nebo kontrolu rozsahu pohybu kolene po operacích nebo úrazech, rehabilitace po úrazech kolenního kloubu a jeho měkkých tkání.

Stranově i velikostně univerzální (pro dětské uživatele)

Ortéza umožňuje nastavení v rozmezí:
celková délka 41–55 cm; stehenní dlahy 20–27 cm; bércevní dlahy 21–28 cm.



Kód ZP: 04-5014379

cena **3 199 Kč**
(doplatek 0 Kč)

DĚTSKÉ BANDÁŽE A ORTÉZY



KID AFO-Soft

DRQ10U

- Dětská stabilizační bandáž hlezenního kloubu vyrobená z prodyšného materiálu. Díky otevřené konstrukci se snadno nasazuje.
- Materiál AIR-X velmi dobře prodyšný a propustný pro vlhkost.
- Vyměkčení v kritických oblastech kotníku.
- Otevřená konstrukce umožňuje použití i při menších objemových změnách kotníku – otoky.
- **Indikace:** lehká nestabilita v hlezenním kloubu, např. porúrazové stavy, Poranění kloubního pouzdra a tendinitidy, prevence poranění po předchozích úrazech.

Velikost: stranově i velikostně univerzální



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5013224

cena 549 Kč
(doplatek 0 Kč)



KID AeroStab

DRQ10T

- Dětská stabilizační ortéza hlezenního kloubu vyztužená kovovými dlahami pro prevenci poranění kotníku a při distorzi hlezenního kloubu I° a II°.
- Snadný způsob natažení ortézy na nohu za pomoci poutek po stranách, dotažení šňorováním a následně pásky na suchý zip pro zvýšení stability.
- Lze používat v běžné obuvi.
- **Indikace:** nestability, distorze hlezenního kloubu I°–II° (podvrtnutí, výron kotníku) – po úrazu i během rehabilitace. Brání extrémním pohybům do inverze a everze, prevence poranění kotníku.

Stranově univerzální



částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5013221

cena 1 027 Kč
(doplatek 278 Kč)

Velikost	1	2	3
Obvod přes nárt a patu (cm)	20–23	23–25	25–27



KID AIR Walking Boot

DRQ15G

- Dětská fixační ortéza hlezenního kloubu typu Walker s nastavitelnou kompresí pomocí integrované pumpičky.
- Ortéza je vybavena nastavitelnou ochranou prstů.
- Nášlapná část je opatřena podrážkou a tvarovaná pro usnadnění odvalu nohy při chůzi.
- **Indikace:** úrazy měkkých tkání kotníku, chodidla a bérce. Následná léčba stabilních zlomenin (nebo po osteosyntéze) distální v oblasti kotníku, metatarzů a přednoží. Distorze kotníku.

Stranově univerzální



novinka částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-5013222

cena 1 851 Kč
(doplatek 851 Kč)

Velikost	S	M	L
Velikost obuvi	23–26	27–30	31–33

KOREKTORY A FIXÁTORY

Vbočený palec (*hallux valgus*) je velmi častou deformitou, která postupně vede k přetěžování dalších částí nohy, otokům a bolestem. V rámci konzervativní terapie hraje významnou roli zejména fyzioterapie, ale také používání vhodné obuvi a korekčních pomůcek.

Korektory se používají ve fázi, kdy *valgozita* ještě není fixovaná.

K dennímu použití slouží silikonové meziprstní korektory a bandáže. *Thomsenova dlah* je vhodná pro noční aplikaci k zabránění progresu a uvolnění svalových kontraktur.



I201 - Silikonový meziprstní korektor Qmed

SLID1F2AAEMXP (vel. M), *SLID1F2AAELXP* (vel. L)

- Rovná a koriguje vbočený palec.
- Svoji mimořádnou měkkostí a přizpůsobivostí optimálně absorbuje tlaky a otřesy.
- Odstraňuje zbytečné tření a chrání tak prsty proti odřením.

Balení: 1 pár
Materiál: silikon
Velikost: M = výška 2 cm
L = výška 2,5 cm



cena 179 Kč



I205 - Silikonová podpora prstů Qmed

SLID1H2AAEMXP (vel. M), *SLID1H2AAELXP* (vel. L)

- Silikonový korektor prstů podepírá, roztahuje a rovná kladívkové a drápkovité prsty.
- Podepřením prstů zmírňuje obtíže a bolesti.
- Chrání bříška prstů před odřením a otřesy.
- Podpora je tvarovaná zvlášť pro pravou a levou nohu.

Balení: 1 pár
Materiál: silikon
Velikost: M = výška 2,5 cm
L = výška 3 cm



cena 199 Kč

KOREKTORY A FIXÁTORY



I209 - Qmed HALLUCARE - Silikonový korektor s ochranou palce

DRIE0BOXXXUP

- Spojení silikonového korektoru s chráničem palce.
- Pomůcka optimálně absorbuje tlaky, rovná vbočený palec a chrání proti otlakům na kloubu palce.

Balení: 1 pár
Materiál: silikon
Velikost: univerzální



cena 139 Kč



I208 - Qmed HALLUDUO - Silikonový korektor s dvojitým kroužkem

DRIE0COXXXUP

- Rovná a koriguje vbočený palec.
- Dvojitý kroužek navléknutý na palec a druhý prst dokonale fixuje korektor v prostoru mezi prsty.

Balení: 1 pár
Materiál: silikon
Velikost: univerzální



cena 139 Kč



I212 - Qmed HALLUTRIO - Silikonový korektor s dvojitým kroužkem a ochranou palce

DRQ53A3XXXXXP

- Spojení silikonového korektoru s dvojitým kroužkem a chráničem palce.
- Dvojitý kroužek navléknutý na palec a druhý prst dokonale fixuje korektor v prostoru mezi prsty.
- Pomůcka optimálně absorbuje tlaky, rovná vbočený palec a chrání proti otlakům na kloubu palce.

Balení: 1 pár
Materiál: silikon
Velikost: univerzální



cena 139 Kč

KOREKTORY A FIXÁTORY



I213 - Qmed HALLUCOMFORT - Pomůcka pro korekci haluxů

DRQS3B3YYXUXP

- Silikonová pomůcka pro korekci vbočeného palce.
- Podporuje správné zarovnání špiček nohy.
- Snižuje napětí způsobené chůzí, umožňuje pohodlnější chůzi při nošení obuvi.
- Lze použít v různých typech obuvi.
- Pro použití v průběhu dne i v noci.

Balení: 1 pár
Materiál: 100% TPE
Velikost: univerzální



cena 229 Kč



I206 - Elastická bandáž pro korekci haluxů Qmed

DRID1R4FAWUXP

- Elastická textilní bandáž s gelovou výplní stahuje přednoží v místě příčné klenby.
- Dokonale chrání kloub palce proti otlakům a odřeninám.

Balení: 1 ks
Velikost: univerzální



cena 198 Kč



I210 - Qmed HALLUSTOP - Bandáž pro korekci haluxů

DRIEOALAXXULP (levá), DRIEOALAXXUPP (pravá)

- Bandáž pro korekci vbočených palců.
- Díky použití odolného a zároveň velmi flexibilního elastického materiálu obnovuje přirozenou polohu špičky nohy a tím přispívá ke snížení bolesti.
- Lze použít ve většině typů obuvi.
- Součástí bandáže je odnímatelná pelota ve tvaru kapky s reflexní podpůrnou funkcí sloužící k podpoře klenby nohy, zejména při potížích s plochou nohou. Pelota zabraňuje projevům únavy chodidla a příjemně měkce podporuje klenbu.

Balení: 1 ks
Velikost: univerzální
Varianty: levá / pravá



cena 498 Kč

KOREKTORY A FIXÁTORY



I101 - Thomsenova dlaha Qmed

DRIDOU0FGFUXP

- Kombinace dlahy a měkké kožené přezky s upínacím páskem, který umožňuje stupňovat tlak na vyrovnání osy palce.
- Velmi účinný způsob korekce.
- Dlahy je tvarována zvlášť pro levou a pravou nohu.
- Používá se v klidové pozici nebo při spánku.
- Dlahy není určena pro chůzi.

Balení: 1 pár
Velikost: univerzální



cena 398 Kč



I211 - Qmed HALLUFIT - Aktivní korektor vbočených palců

DRIFOD2BEX01P

- Aktivní korektor pomocí cviků cíleně aktivuje svaly palce.
- Rovná a koriguje vbočený palec a pomáhá jej udržovat flexibilní a mobilní.
- Každodenní cviky by měly být zaměřené nejen na palcové svaly ale i na celé chodidlo.

Balení: 1 ks
Velikost: univerzální



cena 139 Kč



I017 - Metatarsální bandáž

DRIDOR1FAC1UP (vel. S), DRIDOR1FAC1DP (vel. L)

- Metatarsální bandáž pro sníženou klenbu nohy s měkkou podložkou v centrální části, která aktivně stahuje klenbu.
- Vhodná k nošení pod ponožky nebo do bot.
- **Indikace:** příčné ploché nohy, podpora příčné klenby chodidla, změna rozložení tlaku v přední části chodidla.


Balení: 1 pár
Velikost: S = obvod 18 cm
L = obvod 20 cm



cena 198 Kč

OCHRANNÝ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Ochranné helmičky RIBCAP



Helmičky Ribcap jsou světově první módní měkké ochrany hlavy před poraněním.

Kombinace ochranné funkce a módního designu helmiček je nejen vkusná, ale má za úkol chránit svého uživatele i před nechtěnou stigmatizací.

Všechny modely nabízejí jedinečnou 360° úroveň ochrany hlavy. Díky speciálně vyvinuté a patentované polyuretanové pěně, poskytují nejmodernější technologie použité pro tyto helmičky optimální ochranu.

Ochranné helmičky Ribcap jsou navrženy k ochraně Vašich blízkých před poraněními hlavy, ke kterým může dojít především důsledkem pádů při problémech s rovnováhou či záchvaty, při sebepoškození apod.

Helmičky vydrží výrazné a opakované nárazy. Jsou prodyšné a uzpůsobené pro dlouhodobé nošení.

- EPILEPSIE
- PARKINSONS
- ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
- AUTISMUS
- MOZKOVÁ OBRNA

PREVENCE PÁDŮ A ZRANĚNÍ

- PO OPERACÍCH
- PŘI REHABILITACÍCH



Velikost	MINI	MIDI	MAXI	MIDI/MAXI	S	M	S/M	L	XL	L/XL
Obvod hlavy (cm)	47-49	50-52	53-55	50-55	53-55	56-58	53-58	59-61	62-65	59-61
FOX					•	•		•		
HARDY					•	•		•		
BASEBALL Cap							•			•
BASEBALL Cap KIDS				•						
BILLIE					•	•		•		
BIEBER	•	•	•							
IGGY					•	•		•		
LENNY	•	•	•		•	•		•	•	

OCHRANNÝ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT



Ribcap FOX

- Velikosti: S, M, L.
- Barva: černá.



cena 2 980 Kč



Ribcap HARDY

- Velikosti: S, M, L.
- Výběr z více barevných provedení.



cena 2 980 Kč



Ribcap BASEBALL Cap

- Velikosti: S/M, L/XL.
- Dětské velikosti: Midi, Maxi.
- Výběr z více barevných provedení.



cena 2 980 Kč



Ribcap BASEBALL Cap KIDS

- Verze s ochranou zátylku.
- Dětské velikosti: Midi/Maxi.
- Barva: Navy Blue.



cena 3 690 Kč



Ribcap BILLIE

- Velikosti: S, M, L.
- Barva: Navy Blue.



cena 2 980 Kč



Ribcap BIEBER

- Dětské velikosti: Mini, Midi, Maxi.
- Barva: hnědá.



cena 2 980 Kč



Ribcap IGGY

- Velikosti: S, M, L.
- Výběr z více barevných provedení.



cena 2 980 Kč



Ribcap LENNY

- Velikosti: S, M, L, XL.
- Dětské velikosti: Mini, Midi, Maxi.
- Výběr z více barevných provedení.



cena 2 980 Kč

OCHRANNÝ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT



Helma Starlight Standard

5180

- Anatomicky tvarovaná helma pro ochranu celé hlavy.
- Ochranná helma je velmi účinnou prevencí úrazů hlavy převážně u osob s epilepsií či s mentálním a kombinovaným postižením.
- Uši jsou volné.
- Možnost přidání chrániče brady.
- Bavlněná podšívka.
- Dostupná v červené a modré barvě (jiné barvy za příplatek).

Obvod hlavy: 47–62 cm po 1 cm

Hmotnost: od 95 g

Barva: červená, modrá



Kód ZP: 04-5014597

cena 2 690 Kč

(doplatek 247 Kč)

Příslušenství:

Chránič brady

cena 1 390 Kč



Helma Starlight Base

C40200

- Anatomicky tvarovaná helma pro ochranu celé hlavy.
- Ochranná helma je velmi účinnou prevencí úrazů hlavy převážně u osob s epilepsií, či s mentálním a kombinovaným postižením.
- Uši jsou volné.
- Možnost přidání chráničů čela, zátylku a brady.
- Potah z čisté bavlny.

Velikost: 1 (47–49 cm)

2 (50–52 cm)

3 (53–55 cm)

4 (56–59 cm)

5 (60–65 cm)



Kód ZP: 04-5014598

cena 4 290 Kč

(doplatek 1 847 Kč)

Příslušenství:

Chránič čela nebo zátylku (1 ks)

1 890 Kč

Chránič brady

cena 1 390 Kč



Helma Starlight Secure

C40110

- Anatomicky tvarovaná helma pro ochranu celé hlavy.
- Ochranná helma je velmi účinnou prevencí úrazů hlavy převážně u osob s epilepsií, či s mentálním a kombinovaným postižením.
- Uši jsou volné.
- Možnost přidání chráničů čela, zátylku a brady.
- Potah z čisté bavlny.

Velikost: 1 (47–49 cm)

2 (50–52 cm)

3 (53–55 cm)

4 (56–59 cm)

5 (60–65 cm)



Kód ZP: 04-5014599

cena 4 490 Kč

(doplatek 2 047 Kč)

Příslušenství:

Chránič čela nebo zátylku (1 ks)

1 890 Kč

Chránič brady

cena 1 390 Kč



OCHRANNÝ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT



Ochranná bota Qmed

DRQ13ROLAX0xP

- Prodyšná ochranná bota na sádku nebo obvaz.
- Univerzálně použitelná pro pravou nebo levou nohu.
- Pevná výztuž paty.
- Protiskluzová podrážka.
- Díky odnímatelné přední části lze použít jako botu s otevřenou nebo zavřenou špičkou.

Velikosti: S = 24,6 cm
M = 26 cm
L = 27,8 cm
XL = 29,8 cm

Materiál: 100% polyester,
pěna EVA

Barva: černá



cena 690 Kč



Pooperační bota s odlehčenou špičkou Qmed

DRQ13POLAX0xP

- Určeno pro doléčení a nerušené hojení po ortopedických operacích, po operacích haluxů, a pod.
- Odlehčení a stabilizace celého přednoží.
- Univerzálně použitelná pro pravou nebo levou nohu.
- Pevná výztuž paty.
- Protiskluzová podrážka.

Velikosti: S = 23,5 cm
M = 25,5 cm
L = 27,5 cm
XL = 30 cm

Materiál: 100% polyester,
pěna EVA

Barva: černá



Kód ZP: 04-5008632



cena 690 Kč
(doplatek 190 Kč)



Gymnastický míč Peanut

DRQM310BFXUXP

- Vhodný pro všechny druhy tradiční léčby jako je fyzioterapie, ergoterapie, cvičení zádoových svalů, prenatalní cvičení, standardní rehabilitace, cvičení psychomotoriky a pro zlepšení držení těla.
- Ideální pro rehabilitaci a cvičení všech věkových skupin – je vhodný pro děti i seniory.
- Speciální tvar poskytuje velmi dobrou stabilitu.
- Během cvičení s pomůckou posilujete vnitřní svaly, které jsou důležité pro správnou koordinaci těla a rovnováhu.
- Součástí balení je pumpička.

Rožměr: 100 x 50 cm

Nosnost: 250 kg



cena **599 Kč**



Gymnastický míč ABS

DRQM3A0MA001PGP (Ø 45 cm), **DRQM3A0MA002PGP** (Ø 55 cm), **DRQM3A0MA003PGP** (Ø 65 cm), **DRQM3A0MA004PGP** (Ø 75 cm), **DRQM3A0MA005PGP** (Ø 85 cm)

- Nafukovací gymnastický míč z kvalitního materiálu.
- Vhodný pro všechny druhy tradiční léčby jako je fyzioterapie, ergoterapie, cvičení zádoových svalů, prenatalní cvičení, standardní rehabilitace, cvičení psychomotoriky a pro zlepšení držení těla.

Průměr: 45–85 cm

Výška uživatele: 116 až >200 cm

Nosnost: 150 kg




Ø 45 cm cena **429 Kč**

Ø 55 cm cena **449 Kč**

Ø 65 cm cena **499 Kč**

Ø 75 cm cena **598 Kč**

Ø 85 cm cena **789 Kč**



Overball Qmed

DRQM3AMA006PBP

- Vhodný pro všechny druhy tradiční léčby jako je fyzioterapie, ergoterapie, cvičení zádoových svalů, prenatalní cvičení, standardní rehabilitace, cvičení psychomotoriky a pro zlepšení držení těla.

Průměr: 25–30 cm

Nosnost: 100 kg



cena **99 Kč**

CVIČENÍ A REHABILITACE



Gelový míček Qmed

DRIE2A2JJAUXP (extra měkký), **DRIE2A2JCBUXP** (měkký), **DRIE2A2JKAUXP** (tvrdý)

- Navržený pro posilování rukou, prstů a předloktí.
- Vyrobený z materiálu příjemného na dotek.
- Dostupný ve třech variantách tvrdosti.

Průměr: 5 cm



extra měkký (růžový) cena 99 Kč

měkký (modrý) cena 99 Kč

tvrdý (oranžový) cena 99 Kč



Masážní míček Qmed

DRQM3H0EAX01P (zelený), **DRQM3H0MAX02P** (žlutý), **DRQM3H0HAX03P** (červený)

- Masážní míček s měkkými hroty – ježek.
- Míček je ideální pro masáže, reflexní terapii, relaxační cvičení, cvičení úchopové schopnosti a pohybu prstů.
- Koulení míčku v dlaních může mít vliv na odbourávání stresu.

Průměr zelený: 7 cm

Průměr žlutý: 8 cm

Průměr červený: 9 cm



zelený cena 99 Kč

žlutý cena 99 Kč

červený cena 99 Kč



Masážní míček Qmed Standard Ball

DRQM3N3LAXXP

- Masážní koule je perfektní pomůckou pro každodenní masáž různých oblastí těla.
- Zaručuje úplné uvolnění vašich hlubokých svalových skupin.
- Při správně zvoleném cvičení můžete léčit specifické potenciální zdroje bolesti.
- Zmírňuje bolesti a svalové napětí.

Průměr: 8 cm



cena 189 Kč



Masážní míček Qmed Lacrosse Ball

DRQM3W0KBXXXP (oranžový), **DRQM3W0LAXXP** (černý)

- Klasický masážní míček pro bodovou a přesnou samo-masáž vybraných částí těla pro hlubokou relaxaci svalů a fascií.
- Správně provedená cvičení s použitím míčku snižují svalové napětí, snižují lokální bolest a obnovují správnou funkci napjatých svalů, což přispívá k rychlejší regeneraci.
- Vyrobeno z pěny se zvýšenou tvrdostí.

Průměr: 6 cm



cena 189 Kč

CVIČENÍ A REHABILITACE



Dvojitý masážní míček Qmed Duo Ball

DRQM3KOLAXXP

- Dvojitý masážní míček je skvělá pomůcka pro masáž namožených svalů nebo relaxační masáž. Zaručuje hlubokou masáž a současně poskytuje úlevu jednotlivým strukturám svalu. Díky jeho velikosti a velmi malé hmotnosti ho můžete používat prakticky kdekoliv.
- Efektivní pomůcka s mnohostranným využitím.
- Možnost využití například i pro masáž zad a relaxaci.
- Zmírňuje bolest svalového napětí.

Rozměr: 16 x 8 cm



cena 289 Kč



Dvojitý masážní míček Qmed Lacrosse Duo Ball

DRQM3UOKBXXP (oranžový), DRQM3UOLAXXP (černý)

- Speciálně navržený masážní váleček ve tvaru dvou koulí spojených dohromady.
- Pomáhá při hluboké masáži parazpálních svalů, rozkládá napětí ve svalových pleteních, spouštěcích bodech a fascii.
- Jednoduchá a velmi užitečná pomůcka při mobilizaci páteře a zvýšení její pružnosti.
- Vyrobeno z pěny se zvýšenou tvrdostí.

Rozměr: 12 x 6 cm



cena 298 Kč



Balanční disky Qmed

DRQM3COHA2UXPBP (červený), DRQM3COCHXUXPBP (modrý), DRQM3COBEXUXP (šedý)

- Navrženy pro balanční cvičení a cvičení koordinace.
- Efektivní pomůcka pro zlepšení funkce vzpřimovacích svalů páteře.
- Možnost využití pro masáž chodidel a relaxaci.
- V nabídce tři barevné varianty.

Průměr: 35 cm

Nosnost: 200 kg



cena 399 Kč



Balanční čočky Qmed

DRQM3GCH101P

- Efektivní balanční pomůcka pro zlepšení motorických schopností a pro posílení celého těla.
- Možnost využití pro masáž chodidel a relaxaci.
- Sada 2 kusů.

Průměr: 16 cm

Nosnost: 100 kg



cena 399 Kč

CVIČENÍ A REHABILITACE



Cvičební válec Qmed Standard Roller

DRQM3L0LAXXP

- Cvičební válec je multifunkční sportovní pomůcka. Je ideální rovněž pro rehabilitační a korekční cvičení, stejně jako pro relaxaci a relaxační masáž.
- Efektivní pomůcka s mnohostranným využitím.
- Poskytuje účinnou masáž těla.
- Zvyšuje mobilitu.
- Zmírňuje bolesti a svalové napětí.
- Vhodné pro nácvik rovnováhy u dětí.

Rozměr: 45 x 15 cm
Nosnost: 120 kg



cena 559 Kč



Cvičební válec Qmed Therapy Roller

DRQM3R0KBXXXP (oranžový), DRQM3R0LAXXP (černý)

Terapeutický válec s výstupky je ideální multifunkční pomůcka pro intenzivní masáž těla, rehabilitační a korekční cvičení, relaxaci a relaxační masáže. Válec neztrácí svou tvrdost a nedeformuje se.

- Efektivní pomůcka s mnohostranným využitím.
- Poskytuje účinnou masáž těla.
- Zvyšuje mobilitu, má pozitivní vliv na celulitidu.
- Zmírňuje bolesti a svalové napětí.
- Zlepšuje schopnost svalů pracovat a regenerovat.

Rozměry: 33 x 14 cm
Nosnost: 150 kg



cena 559 Kč



Oblouk pro cvičení a protahování Qmed

DRQM6F0NBXXXP

Oblouk Qmed pro protahovací a rehabilitační cvičení podporuje záda při tréninku, umožňuje plynulé, postupné otevírání hrudníku a ramen, protahování oblasti kyčlí a prsních svalů.


Rozměry: 38 x 20,3 x 13 cm
Nosnost: 150 kg

- Intenzivnější a zajímavější trénink.
- Široké využití.
- Protiskluzová úprava.



novinka

cena 1 198 Kč



Qmed Back Stretching Support

DRQR3D2YYXXXP

Qmed Back Stretching Support je pohodlná a snadno použitelná pomůcka, která pomáhá protáhnout svaly bederní páteře a zmírnit bolesti zad způsobené svalovým napětím.

Rozměry: 38,5 x 25,4 x 3 cm

- Protážení svalů bederní páteře.
- Relaxace při protahování.
- Zmírňuje svalové napětí.
- Tři úrovně nastavení.



cena 649 Kč



Akupresurní podložka s polštářkem Qmed COCOMAT

DRQN3GONC2UXP není ZP

- Sada Qmed Cocomat je moderní tvář akupresury, ideální pro domácí použití.
- Účinně pomáhá uvolnit unavené a vystresované tělo. Pomáhá při problémech s bolestmi zad, šíje, páteře, svalového napětí a křečů.
- Sada je ideální pro osoby s pravidelnou fyzickou námahou a duševní práci a se sedavým způsobem života.
- Pravidelné používání podložky urychluje regeneraci celého těla.
- Podložka i polštář jsou pokryty rovnoměrně rozmístěnými hroty.
- Produkt je vyroben z přírodních materiálů jako jsou len, pohanka a kokosové vlákno.

Rozměr podložky: 74 x 44 x 3,5 cm

Rozměr polštářku: 40 x 27 x 9 cm

novinka



cena 1 799 Kč



Akupresurní podložka s polštářkem Qmed

DRQN3A0NAXSET

není ZP

- Akupresurní podložka s polštářkem slouží jako masážní pomůcka.
- Stimuluje vitalitu, uvolňování endorfinů a odbourává stres.
- Zmírňuje bolest, zlepšuje spánek a posiluje obranyschopnost těla.
- Snižuje stres a napětí, osvěžuje mysl.
- Balení obsahuje podložku a polštářek.

Rozměr podložky: 74 x 44 x 3,5 cm

Rozměr polštářku: 39,5 x 15 x 10 cm



cena 989 Kč



Akupresurní podložka Qmed

DRQN3A0NAXUXP

není ZP

- Akupresurní a masážní pomůcka.
- Zlepšuje vitalitu, stimuluje uvolňování endorfinů, odbourává stres.
- Může uvolnit bolest, zlepšit spánek a posílit obranyschopnost těla.

Rozměry: 74 x 32 cm



cena 698 Kč

CVIČENÍ A REHABILITACE



Podložka na cvičení Qmed Yoga Mat

DRQN3EOLKXXXP

není ZP

- Podložka na cvičení Qmed Yoga Mat je ideální pomůckou při cvičení jógy, pilates, nebo jiných protahovacích a posilovacích cvičení.
- Podložka má protiskluzový povrch z obou stran, a umožňuje tak lepší a bezpečné udržování stability.
- Ramenní popruh pro pohodlné nošení.
- Podložka je odolná vůči vlhkosti a lze ji snadno čistit.

Rozměr podložky: 183 x 61 x 0,6 cm



novinka

cena 769 Kč



Podložka na cvičení Qmed Baby Yoga

DRQN3DOYYXUXP_Z

není ZP

- Dětská podložka na cvičení Qmed Baby Yoga je ideální pomůckou při cvičení jógy, pilates, nebo jiných protahovacích a posilovacích cvičení.
- Podložka má protiskluzový povrch z obou stran, a umožňuje tak lepší a bezpečné udržování stability.
- Měkké komfortní provedení které zpříjemní cvičení nejen štíhlým dětem s citlivými, více exponovanými klouby.
- Podložka je odolná vůči vlhkosti a oděru.
- Snadné čištění.

Rozměr podložky: 145 x 61 x 0,6 cm



novinka

cena 699 Kč



Masážní podložka Qmed Bubble Mat

DRQN3H0CDXUXP

- Masážní podložka pro stimulaci chodidel.
- Chůze po bublinkové podložce je jako chůze po přírodním terénu napodobujícím kameny a šišky.
- Podložku využijete ve volném čase, při domácí relaxaci nebo přestávkách v práci.
- Skládací konstrukce umožňuje pohodlné skladování a přepravu.
- Vhodná pro nápravná cvičení.
- Podložka je vyrobena z pěny EVA, která je bezpečná pro pokožku a snadno se čistí.

Rozměr podložky: 120 x 31,5 cm



novinka

cena 989 Kč



Masážní podložka Qmed

DRQN3B0LAXUXP

není ZP

- Vhodná pro stimulaci reflexních plosek chodidel.
- Zlepšuje metabolismus a krevní oběh.
- Odstraňuje pocit únavy.
- Ideální jako pomůcka pro rehabilitační cvičení.

Rozměr: 175 x 35 cm



cena 589 Kč





Sada posilovacích gum Qmed

DRQM3MYSETP

- Sada pěti barevných posilovacích gum s různým odporem.
- Určeno pro všestranný trénink – kondiční cvičení, posilování i rehabilitaci.
- Efektivní pomůcka při rehabilitaci.
- Účinné protažení a posílení všech svalových skupin horních i dolních končetin.
- 5 různých úrovní zátěže.
- Balení obsahuje 5 kusů gum s různou úrovní zátěže odlišných barvou.



cena 299 Kč



Posilovací pásy Qmed Resistance Band

DRQM6BOHAX01P - odpor 7-16 kg (červený), DRQM6BOLAX02P - odpor 15-29 kg (černý), DRQM6BONAX03P - odpor 20-39 kg (fialový), DRQM6BOEAX04P - odpor 30-57 kg (zelený)

Posilovací pásy Qmed jsou důležitou pomůckou v rychlostním, vytrvalostním a silovém tréninku. Jsou perfektní pro posílení břišních svalů. Cvičení s odporovými pásy napomáhá budování svalové síly a zároveň podporuje stabilizaci kloubu v pohybu.

Obvod: 208 cm

- Cvičení ke zvýšení rozsahu pohybu.
- Zlepšení pružnosti svalů.
- Čtyři různé varianty odporu.



(červený) cena 219 Kč

(černý) cena 298 Kč

(fialový) cena 469 Kč

(zelený) cena 569 Kč



Posilovací guma Qmed GYM

DRQM3BOYYXUXP020 - slabý tah (červená), DRQM3BOYYXUXP025 - střední tah (zelená), DRQM3BOYYXUXP030 - silný tah (modrá)

- Posilovací guma na cvičení a procvičování.
- Tento produkt je vhodný zejména do rehabilitačních a fitness center a do větších provozoven, kde je pro klienta vhodné řešení stříhání individuální délky terapeutické gumy.
- Efektivní pomůcka při cvičení a rehabilitaci.
- Ekonomicky výhodné balení.

- V nabídce našeho e-shopu jsou tyto posilovací gumy dostupné i v délkách 1,5 m, 2 m, 2,5 m nebo 5,5 m.

Rozměr: 15 cm x 45 m



slabý tah (červená) cena 2 390 Kč

střední tah (zelená) cena 2 890 Kč

silný tah (modrá) cena 3 360 Kč

CVIČENÍ A REHABILITACE



Masážní pistole Qmed

DRQM3Z


není ZP

- Pomáhá zmírnit svalové napětí a ztuhlost, zvyšuje rozsah pohybu a současně zlepšuje cirkulaci a průtok krve.
- Vhodná pomůcka k masáži po sportovním výkonu, při které napomáhá regeneraci svalů, zmírňuje křeče, snižuje tvorbu kyseliny mléčné a přispívá k jejímu vyloučení.
- Podporuje regeneraci tkání po úrazech a operacích a podporuje relaxaci.
- Díky širokému spektru intenzity tlaku umožňuje přizpůsobit sílu masáže citlivosti uživatele.
- Bezdrátové a snadné použití.
- Šest vyměnitelných masážních koncovek.



novinka

cena 2 190 Kč



3D masážní přístroj na obličej Qmed

DRQM6J2BBXXXP

není ZP

- 3D masážní přístroj na obličej Qmed byl vytvořen s ohledem na nejlepší tradiční dotykové postupy v kombinaci s moderním designem.
- Diamantový výbrus hlav a jejich uspořádání ve tvaru V s úhlem rozteče 70° dokonale přizpůsobí pomůcku linii těla.
- Masážní vibrační pomůcka se doporučuje pro konturování obličeje, masáž lícních kostí, redukci otoků a stínů pod očima, zlepšení kontur obličeje, zpevnění pokožky krku a dekoltu.
- Určeno pro profesionální i domácí použití.



novinka

cena 399 Kč



Vibrační masážní míček Qmed

DRQR3E7LAXUXP

není ZP

- Vibrační masážní míček se třemi proměnnými stupni vibrace.
- Vibrační terapie je pokročilá metoda terapie měkkých tkání, zejména kosterních svalů, fascií a kůže, zvláště doporučena pro sportovce a fyzicky aktivní osoby.
- Stimulace lokálního a systémového krevního oběhu, zvýšení oxykličení svalů, zvýšení teploty tkání vystavených vibracím a zlepšení svalového metabolismu.
- Vibrační masážní míček by měl být používán pouze k masáži měkkých tkání.
- USB nabíjecí kabel součástí balení.



novinka

cena 1 198 Kč



Qmed Force Ball

DRQR3F2LAXUXP

není ZP

- Qmed Force Ball je perfektní pomůcka pro posílení svalů zápěstí, ruky, předloktí, bicepsu, tricepsu a paží včetně protažení prstů.
- Trénink s Qmed Force Ball zlepšuje krevní oběh a posiluje vazy.
- Pomůcka může sloužit také jako tréninkové nebo rehabilitační zařízení.
- Integrované počítadlo otáček.



novinka

cena 798 Kč

CVIČENÍ A REHABILITACE



GM Kinesiology Tape

GEM-KTR00xx

- GM Kinesiology Tape je elastická tejpovací páska vhodná pro zmírnění bolesti svalů, šlach, kloubů a jejich regeneraci. Vyniká výbornou přilnavostí a vysokou elasticitou. Umožňuje plný rozsah pohybu na rozdíl od klasických fixačních tapů. GM Kinesiology Tape je voděodolný a prodyšný, umožňuje odpařování tělesné vlhkosti.
- **Vhodné použití:** bolesti zad, svalové a úponové bolesti, skoliózy, epikondylitidy, syndrom karpálního tunelu, lymfedémy a otoky, léčba

a hojení žívej, traumata a záněty, k podpoře oběhu lymfy a krve.

- Aplikovat lze 24 hod. denně po dobu až 5 dní.
- Obsahuje speciální zdravotnické lepidlo (lékařská pryskyřice).
- 6 různých barevných provedení s identickými vlastnostmi, pásky se liší pouze barvou.

Materiál: 100% bavlna
Rozměr: 5 cm x 5 m

cena 199 Kč



Tejpovací pásky Qmed

DRQR5C4JEX5XP (růžová), DRQR5C4CHX5XP (modrá), DRQR5C4LAX5XP (černá), DRQR5C4FGX5XP (tělová)

Tejpovací pásky Qmed jsou tenké elastická kineziologické pásky potažené hypoalergenním akrylovým lepidlem. Svým provedením, tloušťkou a pružností neomezuji uživatele v jeho každodenních činnostech. Můžou být na kůži ponechány i několik dní. Jsou vhodné pro zmírnění bolesti svalů, šlach, kloubů a jejich regeneraci.

- Neobsahují latex.
- Voděodolné a prodyšné provedení.
- Vhodné použití při rehabilitaci, fyzioterapii, ortotice, revmatologii, ortopedii a sportu.
- Čtyři různá barevná provedení s identickými vlastnostmi, pásky se liší pouze barvou.

Materiál: 97 % bavlna, 3 % spandex
Rozměr: 5 cm x 5 m

cena 169 Kč



Terapeutická hmota Qmed

DRQM3M3EAXXXP – extra měkká (zelená), DRQM3M3MAXXXP – měkká (žlutá), DRQM3M3HAXXXP – střední (červená), DRQM3M3CHXXXP – silná (modrá)

- Plastová hmota pro rehabilitaci rukou a prstů.
- Pravidelné cvičení snižuje bolestivost a ztuhlost prstů, rukou a kloubů zápěstí, zlepšuje rozsah pohybu v kloubech mezi prsty a zápěstí a také zlepšuje funkci úchopu ruky.
- Pomůcka je vhodná pro rehabilitaci v případě degenerativních onemocnění rukou, po úrazech a pod.

- Vyrobeno z netoxického silikonu.
- 4 různé stupně tuhosti.

cena 249 Kč



Hřejivé / chladivé polštářky Qmed

DRQR3B5CHX01P (10 x 15 cm), DRQR3B5CHX02P (13 x 27 cm), DRQR3B5CHX03P (19 x 30 cm)

- Účinné gelové polštářky pro snižování bolesti pomocí tepla nebo chladu.
- Chladivá terapie je vhodná pro úlevu od různých druhů bolesti, poranění, zánětů, popálení či bodnutí hmyzem.
- Hřejivá terapie poskytuje úlevu při bolestech zad a svalů, revmatických bolestech, menstruačních bolestech, při sportovní terapii či relaxaci.
- Polštářky jsou určeny pro opakované použití a jsou vyrobeny z materiálů šetrných k pokožce a příjemných na dotek.

Obal: 100% polyester
Gel: vycištěná voda, polyakrylát sodný, glycerin, karboxymethylcelulóza

10 x 15 cm cena 119 Kč

13 x 27 cm cena 159 Kč

19 x 30 cm cena 199 Kč





Posilovač prstů Qmed

DRQM5A1MAX01P (žlutý),
DRQM5A1EAX02P (zelený),
DRQM5A1HAX03P (červený),
DRQM5A1CHX04P (modrý)

- Posilovač prstů je ideální pomůckou při rehabilitaci a cvičení prstů ruky, stejně jako doplněk při tréninku. Díky ergonomickému tvaru se perfektně hodí do každé ruky a můžete ho používat prakticky kdekoliv. Doporučujeme začít s mírnou zátěží, tedy s posilovačem ve žluté barvě a posléze pokračovat se střední, silnou a případně velmi silnou zátěží.
- Efektivní pomůcka při rehabilitaci prstů.
- Procvičování extenze prstů.

žlutý: mírná zátěž
zelený: střední zátěž
červený: silná zátěž
modrý: velmi silná zátěž



cena 190 Kč



Pedálový treňažér Standard

VCBP0011 není ZP

- Pedálový treňažér pro rehabilitaci dolních končetin s plynulým nastavením odporu.
- Mechanické nastavení odporu.
- Skládací rám.

Váha: 2,5 kg



cena 1 690 Kč

CVIČENÍ A REHABILITACE



Pohybový trenážer iMOVE

3085372

není ZP

Inovativní trenážer pohybu iMOVE umožňuje nekomplikovaný trénink nejen při sezení. iMOVE posiluje tělo a zvyšuje celkovou pohodu. Stimuluje metabolismus a krevní oběh, podporuje lymfatický a žilní oběh. Pohybové zařízení iMOVE je malé, lehké a navíc efektivní a všestranné.

- Stimulace krevního oběhu.
- Výrazné prokysličené tkání.
- Uvolnění svalů.
- Prevence unavených a těžkých nohou.
- Přímé ovládání na těle trenážeru nebo přes bezplatnou aplikaci iOS a Android.
- Kontraindikace:
 - křečové žíly,
 - akutní horečnatá onemocnění,
 - onkologická onemocnění,
 - lymfédém,
 - pacienti s implantáty (vč. kardiostimulátoru).



akční cena 19 840 Kč



Rozměry v mm	320 x 340 x 90
Frekvence	cca 1–12 Hz
Zdvih v mm	cca 8
Maximální rozkmit v mm	cca ± 4
Hmotnost v kg	cca 5
Maximální zátěž v kg	25

Napájení	MW model č. GST60A24-P1J
Vstup	100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,4 A
Výstup	24 V
Jednosměrné napětí	2,5 A
Příkon	max. 60 W



Bluetooth dálkové ovládání

3085373

- Nadstandardní vybavení.

cena 2 980 Kč

PODAVAČE



Podavač ETAC AKTIV

80505004 (45 cm), **80505003** (70 cm)

- Snadné zacházení díky jednoduchému tvaru rukojeti.
- Magnet v madle podavače.
- Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti uchopení.
- Kryt čelisti z kvalitní pryže.
- Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly.
- Dostupný v několika délkách.

Délka: 45 / 70 cm
Hmotnost: 111 / 128 g
Nosnost: 1 kg



cena 749 Kč



Podavač ETAC AKTIV s háčkem

80505006

- Ideální pro oblékání a svlékání kvůli schopnosti tahat a tlačit.
- Magnet v madle podavače.
- Snadné zacházení díky jednoduchému tvaru rukojeti.
- Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti uchopení.
- Kryt čelisti z kvalitní pryže.
- Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly.

Délka: 45 cm
Hmotnost: 117 g
Nosnost: 1 kg



cena 749 Kč



Podavač ETAC AKTIV s háčkem a područkou

80505005

- Praktická područka pro podporu předloktí.
- Ideální pro osoby s velmi omezenou silou v rukách.
- Háček pro možnost tahu či tlaku.
- Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti uchopení.
- Kryt čelisti z kvalitní pryže.
- Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly.

Délka: 60 cm
Hmotnost: 139 g
Nosnost: 1 kg



cena 749 Kč



Podavač HANDI GRIP

3071902 (66 cm), **3071903** (80 cm)

- Lehký podavač s vertikálně otočnou čelistí.
- Mechanika s lehkým chodem.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť.
- Protiskluzová úprava rukojeti.
- Dostupný ve dvou variantách.

Délka: 65 / 80 cm
Hmotnost: 230 / 350 g
Nosnost: 2 kg



cena 598 Kč



Univerzální pomůcka pro snazší otáčivý pohyb

80503003

- Praktická pomůcka pro otočení nejen klíče v zámku, knoflíku u sporáku, vypínače.
- Univerzální pro jakoukoli velikost otáčeného předmětu.
- Bez námahy pro zápěstí a klouby prstů.
- Odolný plast.

Hmotnost: 84 g



cena 429 Kč



Kuchyňské prkénko ETAC Fix

80501004

- Všestranné fixační prkénko pro snadné provedení úkonů při přípravě jídla.
- Možnost přípravy jídla pomocí jedné ruky či jako podpora při malé síle v obou pažích.
- Čelisti s možností uchycení potravin, struhadla či misky pro zamíchání.
- Odnímatelná ploška s hroty pro uchycení potravin pro nakrájení nebo oloupaní.
- Protiskuzové nožky s možností přiložení přísavek.
- Kvalitní materiál se snadnou údržbou.

Materiál: plast
+ nerezová ocel

Hmotnost: 1,3 kg



cena 1 769 Kč



Kuchyňské nože ETAC Relieve

80402101 (stand. provedení),

80402102 (malé provedení),

80501101 (stand. provedení
s delší čepelí)

- Kuchyňské nože s ergonomickou rukojetí s možností držení v přirozené poloze ruky.
- Zahnutí rukojeti umožňuje optimální a pohodlnou pozici zápěstí a palce.
- Vroubkovaná velmi ostrá čepel pro snadné řezání.
- Varianta s delším ostřím pro porcování a krájení větších potravin.

Materiál: plast + nerezová ocel

Hmotnost: 72 / 37 / 72 / 75 g

80402101 cena 339 Kč

80402102 cena 339 Kč

80501101 cena 489 Kč



STRAVOVÁNÍ



Ergonomický kuchyňský nůž

3050872

není ZP

- Ergonomický kuchyňský nůž se širokým ostřím.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

DOPRODEJ

cena 50 Kč



Ergonomický kuchyňský nůž

3050862

není ZP

- Ergonomický kuchyňský nůž s tenkým ostřím.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

DOPRODEJ

cena 50 Kč



Ergonomická škrabka

3040072

není ZP

- Ergonomická škrabka na sýr a zeleninu.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť vhodná pro všechny velikosti rukou.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

DOPRODEJ

cena 50 Kč



Ergonomická kuchyňská vidlička

3040082

není ZP

- Ergonomická kuchyňská vidlička (dvojjzubec).
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť vhodná pro všechny velikosti rukou.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

DOPRODEJ

cena 50 Kč



Ergonomická kuchyňská obracečka

3040062

není ZP

- Ergonomicky tvarovaná obracečka.
- Ergonomická rukojeť vhodná pro všechny velikosti rukou.
- Ergonomická rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

DOPRODEJ

cena 50 Kč



Ergonomické příbory ETAC se silnou rukojetí

80402002 (vidlička),
80402004 (lžíce),
80402006 (nůž),
80402007 (dezertní lžička)

- Lehké ergonomicky tvarované příbory se silnou rukojetí.
- Speciálně určené pro osoby s kloubními problémy.
- Díky nepatrné hmotnosti a silné rukojeti sníží příbory tlak na prsty a odlehčí kloubům.

Materiál: plast
+ nerezová ocel
Délka: 18–22 cm
Hmotnost: 23–37 g



vidlička cena 349 Kč

lžíce cena 349 Kč

nůž cena 349 Kč

dezertní lžička cena 349 Kč



Ergonomické příbory ETAC se štíhlou rukojetí

80401003 (vidlička), **80401005** (lžíce), **80401001** (nůž), **80401007** (dezertní lžička)

- Lehké ergonomicky tvarované příbory se štíhlou prodlouženou rukojetí.
- Speciálně určené pro osoby, které si při jídle potřebují opřít ruce v předloktí o stůl.
- Příbory a jejich těžiště jsou navrženy tak, aby byl jejich uživatel ušetřen zbytečných pohybů rukou a předloktí.

Materiál: plast + nerezová ocel
Délka: 20–22 cm
Hmotnost: 21–34 g



vidlička cena 349 Kč

lžíce cena 349 Kč

nůž cena 349 Kč

dezertní lžička cena 349 Kč



Příbory ETAC pro dopomoc

80403101 (lžíce), **80403102** (lžička), **80403103** (vidlička)

- Příbory navrženy pro stravování za asistence druhé osoby.
- Plochý a hladký design usnadňuje stravování osob s omezenou schopností otevřít ústa.
- Vhodné pro osoby se slabým svalstvem horních končetin.
- Vršek rukojeti uzpůsoben pro přidržování asistující osobou.

Materiál: plast
Délka: 31–37 cm
Hmotnost: 20–22 g



lžíce cena 349 Kč

lžička cena 349 Kč

vidlička cena 349 Kč



Příbory ETAC kombinované

80403003

(vidlička/nůž, levá ruka),

80403002

(vidlička/nůž, pravá ruka),

80403001

(lžice/nůž)

- Kombinovaný příbor určený osobám, které mohou používat pouze jednu ruku.
- Zakulacená rukojeť pro pohodlné a bezpečné držení při nabírání i krájení jídla.

Materiál: plast + nerezová ocel

Délka: 18 cm (vidlička/nůž), 20 cm (lžice/nůž)

Hmotnost: 25 g (vidlička/nůž), 35 g (lžice/nůž)



vidlička/nůž
cena 349 Kč



lžice/nůž
cena 349 Kč



Zakřivená ergonomická lžice ETAC

80403202 (levá ruka), **80403201** (pravá ruka)

- Lehká ergonomická zakřivená lžice se silnou rukojetí.
- Vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí paží a zápěstí.
- Dostupné ve 2 variantách.

Materiál: plast + nerezová ocel

Délka: 19 cm

Hmotnost: 35 g



80403202 cena 349 Kč

80403201 cena 349 Kč



Dětská zalomená lžice ETAC

80403302 (levá ruka), **80403301** (pravá ruka)

- Lehká zakřivená lžice navržena pro děti.
- Cílem je usnadnit dětem samostatné stravování.
- Speciální tvar a podpora palce zabraňují sklouznutí.
- Úhel zakřivení lze nastavit pomocí malého šroubku.
- Díky pružnému poutku je vhodná i pro děti s nízkou schopností uchopení.
- Levá a pravá varianta.

Materiál: plast

Délka: 16 cm

Hmotnost: 40 g



80403302 cena 749 Kč

80403301 cena 749 Kč



Talířová obruba

147500

- Univerzální talířová obruba.
- Uspodňuje nabrání jídla na vidličku či lžici.
- Vhodná do myčky a mikrovlnné trouby.
- Snadné nasazení.
- Maximální průměr talíře 28 cm.

Materiál: plast
Barva: bílá

není ZP



cena 129 Kč



Hrnek s náustkem ETAC

80404042

- Hrnek složený z plastového pohárku, podšálku s držadlem a víka s náustkem.
- Rozšířené dno podšálku zabraňuje převrhnutí.
- Velké držadlo pro snazší uchopení.
- Díky izolujícímu podšálku lze držet hrnek i s horkou tekutinou.
- Lze mýt v myčce.

Materiál: plast
Hmotnost: 125 g
Objem: 3 dl



cena 529 Kč



Pohár ETAC

80404001

- Lehký plastový pohár inspirovaný sklenicí na víno.
- Pohár má silnou nohu pro snadné uchopení palcem a ukazováčkem.
- Vhodný pro osoby s kloubními problémy.

Materiál: plast
Hmotnost: 75 g
Objem: 2,5 dl



cena 249 Kč



Pítko ETAC

80404101

- Speciální pítko navržené pro usnadnění pití.
- Hubička pro lepší kontakt se rty.
- Snižuje nutnost zaklání hlavy.
- Pítko je transparentní.
- Vyznačené rysky 0,5 dl a 1 dl.

Materiál: plast
Hmotnost: 40 g



cena 249 Kč



Sada Beauty

80210066

- Sada Beauty obsahuje:
 - Mycí houbu s ergonomickou rukojetí, délka: 38 cm.
 - Hřeben na vlasy s ergonomickou rukojetí, délka: 37 cm.
 - Univerzální ergonomický úchyt s pilníkem na nehty, který lze použít i jako úchyt např. pro kartáček na zuby nebo holicí strojek, délka: 11 cm.



cena 749 Kč



Mycí houba zahnutá

80210080

- Zahnutá mycí houba s ergonomickou rukojetí.
- Navržena pro usnadnění každodenního umývání.
- Houba neabsorbuje vodu, tudíž je lehká po celou dobu používání.
- Rukojeť s protiskluzovým povrchem pro snadné a bezpečné používání.
- Mycí houba je odnímatelná a lze ji prát v pračce.

Délka: 77 cm

Hmotnost: 203 g



cena 599 Kč



Mycí houba

80210076

- Mycí houba s ergonomickou rukojetí.
- Navržena pro usnadnění každodenního umývání.
- Houba neabsorbuje vodu, tudíž je lehká po celou dobu používání.
- Rukojeť s protiskluzovým povrchem pro snadné a bezpečné používání.
- Mycí houba je odnímatelná a lze ji prát v pračce.

Délka: 38 cm

Hmotnost: 112 g



cena 459 Kč



Kartáč na vlasy

80210072 (délka 29 cm),

80210074 (délka 37 cm)

- Kartáč na vlasy s prodlouženou ergonomickou rukojetí.
- Ergonomická rukojeť s protiskluzovým povrchem pro pohodlné a bezpečné používání.
- Kratší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k uším.
- Delší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k ramenům.

Délka: 29 / 37 cm

Hmotnost: 102 / 112 g

80210072 cena 429 Kč

80210074 cena 549 Kč



Hřeben na vlasy

80210068 (délka 30 cm), **80210070** (délka 37 cm)

- Hřeben na vlasy s prodlouženou ergonomickou rukojetí.
- Ergonomická rukojeť s protiskluzovým povrchem pro pohodlné a bezpečné používání.
- Kratší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k uším.
- Delší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k ramenům.

Délka: 30 / 37 cm

Hmotnost: 80 / 90 g



80210068 cena 389 Kč

80210070 cena 429 Kč



Pomůcka k mytí vlasů

80210078

- Speciální pomůcka (kartáč) k mytí vlasů s ergonomickou rukojetí.
- Navrženo pro usnadnění umývání vlasů.
- Rukojeť s protiskluzovým povrchem pro snadné a bezpečné používání.

Délka: 36 cm

Hmotnost: 112 g



cena 459 Kč



Mycí sandál


DEAV001

není ZP

- Mycí sandál usnadňující péči o nohy osobám se sníženou pohyblivostí.
- Přísavky na spodní straně zajišťující bezpečné používání.
- Dlouhá životnost štětín.
- Otvory usnadňující odtok vody.



cena 770 Kč



Univerzální úchyt s pilníkem na nehty

80210082

- Univerzální ergonomický úchyt s pilníkem na nehty.
- Úchyt je standardně dodáván s pilníkem na nehty (3 ks).
- Větší otvor na opačné straně slouží pro uchycení např. kartáčku na zuby nebo holicího strojeku.

Délka: 11 cm

Hmotnost: 45 g



cena 229 Kč



Pomůcka pro osobní hygienu ETAC Torkel

80304001

- Praktický pomocník pro osobní hygienu na WC pro osoby se sníženou pohyblivostí.
- Vyrobeno z lehkého materiálu pro snadné použití.
- Do kleští může být umístěn toaletní papír, žínka či menší ručník.
- Pomůcku lze dezinfikovat chemicky nebo varem.

Délka: 33 cm

Hmotnost: 100 g



cena 649 Kč



Navlékač ETAC Socky

80601002-2 (krátký),
80601003-2 (standard),
80601001-2 (dlouhý)

- Pomůcka pro usnadnění navlékání nejen punčoch a ponožek.
- Krátký navlékač je vhodný pro navlékání ponožek, podkolenek a kompresních podkolenek.
- Dlouhá varianta pomůže při značné slabosti v rukách a snížené pohyblivosti trupu, navíc sníží tření ponožky o podlahu.
- Pomocí dlouhého navlékače lze snadno obléci ponožky, podkolenky a punčochy.
- Varianta Standard je navržena pro navlékání různých typů a délek samodržících a kompresních punčoch.

krátký cena **589 Kč**

standard cena **1 899 Kč**



dlouhý cena **1 389 Kč**



Zapínač knoflíků ETAC Butler

80602001

- Praktický pomocník pro zapínání knoflíků.
- Zapínač je vhodný pro malé i velké knoflíky a pro zapínání a rozepínání zipů.

Délka: 13 cm



cena **449 Kč**



Zapínač knoflíků ETAC Butler

80602004

- Praktický pomocník pro zapínání knoflíků.
- Zapínač je vhodný pro knoflíky všech typů.

Délka: 22 cm



cena **319 Kč**

POMŮCKY PRO PŘESUN

ETAC Immedia SupportBelt

IM8009009 (XXS),
IM8010509 (XS),
IM8010513 (S),
IM8013013 (M),
IM8015013 (L),
IM8017015 (XL)



XXS cena 2 190 Kč

XS cena 2 190 Kč

S cena 2 190 Kč

M cena 2 290 Kč

L cena 2 490 Kč

XL cena 2 590 Kč

- Transportní pás s úchyty pro podporu druhou osobou.
- Možnost podpory při vstávání, sedání, přesunu pacienta nebo při nácvičku chůze.
- Vnitřní strana pásu je z neklouzavého materiálu pro maximální bezpečnost.
- Délkově nastavitelný obvod pasu přezkou.
- Dostupný ve velikostech XXS–XL.

Rozměry:

XXS	45–90 x 9 cm, 4 úchyty
XS	60–110 x 9 cm, 4 úchyty
S	60–110 x 13 cm, 5 úchyty
M	85–130 x 13 cm, 6 úchyty
L	110–160 x 13 cm, 8 úchyty
XL	145–170 x 15 cm, 11 úchyty



ETAC Immedia OneWayGlide Long

IM33/8

- Dlouhá otevřená transportní podložka s úchyty.
- Praktické pásky pro přivázání podložky k rámu vozíku.
- Vnější část z neklouzavého materiálu.
- Měkké a komfortní sezení.

Rozměry: 40 x 130 cm

Nosnost: 150 kg



cena 3 390 Kč

ETAC Immedia OneWayGlide Tube Velour

IM45/8 (43 x 37 cm), **IM50/8** (50 x 42 cm)

- Transportní tubulární podložka pro snadný přesun.
- Podložka usnadňuje přesun jedním směrem a zároveň zabraňuje sklouznutí do stran.
- Vnější část z neklouzavého materiálu.
- Nutnost použití na textilním povrchu.
- Měkké a komfortní sezení.

Rozměry: 43 x 37 cm, 50 x 42 cm

Nosnost: 150 kg



IM45/8 cena 2 590 Kč

IM50/8 cena 2 690 Kč

POMŮCKY PRO PŘESUN



ETAC Immedia SmartMove

IM426

- Otevřená transportní podložka s držadly pro podporu druhou osobou.
- Podpora nejen pro vstávání, sedání či polohování pacienta na lůžku.
- Usnadní správnou a bezpečnou pozici pečovatele při provádění úkonů.
- Vnitřní plocha z neklouzavého materiálu.
- Součástí jsou čtyři držadla, která umožňují pevný úchop.

Rozměry: 21 x 60 cm

Nosnost: 150 kg



cena 2 090 Kč



ETAC Immedia GlideCushion

IM60/25N (60 x 25 cm), **IM60/50** (60 x 50 cm), **IM60/90** (60 x 90 cm), **IM69/70** (69 x 70 cm), **IM90/90** (90 x 90 cm)

- Pohodlná přesuvná podložka.
- Pomůcka usnadní polohování pacienta na lůžku či jeho přesun na vozík.
- Pomůcka usnadní i pohyb bez asistence druhou osobou.
- Dostupná ve dvou variantách: nylon / polyester + bavlna.

Rozměry: 60 x 25 cm,
60 x 50 cm,
60 x 90 cm,
69 x 70 cm,
90 x 90 cm

Nosnost: 200 kg

IM60/25N cena 2 190 Kč

IM60/50 cena 2 390 Kč

IM60/90 cena 4 590 Kč

IM69/70 cena 3 090 Kč

IM90/90 cena 5 190 Kč



ETAC Immedia TransferMattress

IM60/195 (60 x 195 cm), **IM70/195** (70 x 195 cm), **IM4304** (úzký set), **IM4305** (široký set)

- Měkká podložka pro horizontální přesun.
- Pomůcka usnadní přesun pacienta např. mezi lůžky či z nosítek na lůžko.
- K dispozici ve dvou šířkách.
- Dostupné také jako set s voděodolným potahem.

Rozměry: 60 x 195 cm,
70 x 195 cm

Nosnost: 200 kg

IM60/195 cena 7 390 Kč

IM70/195 cena 7 790 Kč

IM4304 cena 8 890 Kč

IM4305 cena 10 990 Kč



POMŮCKY PRO PŘESUN



ETAC Immedia Sling

IM428 (dlouhá), **IM428K** (krátká)

- Multifunkční pomůcka pro přesun pacienta druhou osobou.
- Díky vhodnému tvaru a celkem osmi úchytům může sloužit pro přesun mezi vozíkem a postelí, polohování na lůžku ve všech směrech atd.
- Čtyři úchyty na každé straně.
- Vnitřní strana z neklouzavého materiálu.
- Vnější strana z materiálu, který zabraňuje velkému tření.

Rozměry: 16 x 190 cm, 16 x 120 cm
Nosnost: 150 kg



IM428 cena **2 190 Kč**

IM428K cena **2 490 Kč**



ETAC Immedia E-Board

IM404 (krátká), **IM405** (dlouhá)

- Flexibilní přesuvná deska s bočním vedením.
- Jedna boční strana má tvarovatelné "křídlo", které lze ohnout nahoru i dolů.
- "Křídlo" zajistí lepší stabilitu během přesunu.
- Dostupná ve dvou velikostech.

Rozměry: 33 x 60 x 0,5 cm,
33 x 75 x 0,6 cm
Nosnost: 150 kg



IM404 cena **2 990 Kč**

IM405 cena **3 690 Kč**



ETAC Immedia E-Board Compact

IM410 (malá), **IM408** (střední)

- Kompaktní přesuvná deska.
- Pro menší rozměry a nižší hmotnost je vhodná především pro aktivnější a nezávislé uživatele.
- Dostupná ve dvou velikostech.

Rozměry: 20 x 45 x 0,5 cm,
25 x 60 x 0,5 cm
Nosnost: 150 kg



IM410 cena **2 590 Kč**

IM408 cena **2 890 Kč**



ETAC Immedia AutoTurn

IM99999

- Otočná podložka určená na sedadlo auta.
- Usnadňuje nastupování/vystupování do/z auta.
- Malé tření umožňuje sklouznutí a snadné dosažení požadované pozice na sedadle.
- Minimální zátěž boků, kolenní a kotníků rotačním pohybem.
- Podložku lze upevnit kolem sedadla.
- Držadla po stranách usnadní použití.

Rozměry: Ø 45 cm
Nosnost: 150 kg



cena **5 890 Kč**

POMŮCKY PRO PŘESUN



ETAC Turner PRO

16090106

- Pomůcka pro snadné a bezpečné otočení pacienta vestoje.
- Minimální zátěž pro profesionální ošetrovatelský personál nebo pečující osoby při domácím použití.
- Kontrastní madlo a měkké výškově nastavitelné kolenní opěry pro pohodlí pacienta.
- Lehké provedení, snadné na převoz.

Celková hmotnost: 8 kg
Výška madla: 78–120 cm
Průměr talíře: 40 cm
Nosnost: 200 kg



cena 13 690 Kč



ETAC Immedia EasyTurn

IM999405 (Ø 40 cm), IM990454 (Ø 45 cm), IM999505 (Ø 50 cm)

- Měkká otočná podložka.
- Vhodná pro usnadnění vystupování/nastupování z/do auta či pro vstávání z postele.
- Velmi snadné použití.
- Dostupná ve třech velikostech.

Nosnost: 150 kg



Ø 40 cm cena 1 990 Kč

Ø 45 cm cena 2 090 Kč

Ø 50 cm cena 2 390 Kč



ETAC Immedia PediTurn

IM99836GT (SOFT), IM99700 (HARD)

- Otočná podložka vhodná např. pro přesun z vozíku na postel.
- Určená pro osoby, které nemohou během přesunu hýbat nohama.
- Varianta SOFT pro použití bez obuvi (obě strany podložky z neklouzavého materiálu).
- Varianta HARD pro použití s obuví.

Průměr: 40 cm (SOFT)
38 cm (HARD)

Nosnost: 150 kg



SOFT cena 2 390 Kč

HARD cena 5 790 Kč

POMŮCKY PRO PŘESUN



ETAC Molift Raiser

16090202

- „Rudlík“ pro pohodlný přesun osob s omezenou pohyblivostí.
- Minimální zátěž pro profesionální ošetrovatelský personál nebo pečující osoby při domácím použití.
- Snadný přesun osob z pozice v sedě do pozice ve stoje a následný převoz.
- Polstrovaná kolenní opěrka.
- Možnost stabilizace pozice ve stoje bezpečnostním upínacím pásem.
- Upínací pás není součástí rudlíku.

Rozměry: 58 x 63 x 120 cm

Nosnost: 150 kg



cena 23 990 Kč



ETAC Molift Raiser Strap

82508 (S/M), 82509 (L/XL)

- Bezpečnostní upínací pás k rudlíku ETAC Molift Raiser.
- Vhodný při přesunu osob, které se mohou samy postavit.
- Pás zajistí podporu zad a boků během vstávání.

Rozměry: 171 cm (S/M)
205 cm (L/XL)

Nosnost: 150 kg



cena 3 290 Kč



ETAC Molift Raiser Strap+

82528 (S/M), 82529 (L/XL)

- Bezpečnostní upínací pás k rudlíku ETAC Molift Raiser.
- Vhodný při přesunu osob, které při vstávání potřebují pomoc ošetřovatele.

Rozměry: 171 cm (S/M)
205 cm (L/XL)

Nosnost: 150 kg



cena 4 490 Kč





POLAR WHITE
CODE 212



SIGNAL WHITE
CODE 4023



SIGNAL WHITE MATT
CODE 4045



**ALUMINIUM NATURAL,
UNCOATED**
CODE 176



CHROME SILVER
CODE 4925



SILVER METALLIC
CODE 183




SILVERLINE
CODE 4919



TITANIUM GREY
CODE 130



GREYSTAR
CODE 187



DOWNTOWN GREY
CODE 4040



BURGUNDY
CODE 230



RED METALLIC
CODE 132



RED METALLIC MATT
CODE 4044



TORNADO RED
CODE 4066



PAPRIKA REFLEX
CODE 178



SIGNAL RED
CODE 215



CROSS RED
CODE 4910



ORANGE METALLIC
CODE 4923



ORANGE REFLEX
CODE 179



CROSS ORANGE
CODE 4913



SUN YELLOW
CODE 214



CROSS YELLOW
CODE 4912



GOLD
CODE 4915



LEMON REFLEX
CODE 180



GREEN METALLIC
CODE 4922



GREEN METALLIC MATT
CODE 4046



GRASS GREEN
CODE 192



MOSS GREEN
CODE 4013



BLUE METALLIC
CODE 224




BLUE METALLIC MATT
CODE 4042



MAGIC BLUE
CODE 186



MAGIC BLUE MATT
CODE 4041



VIOLETSTAR
CODE 189



PURPLE METALLIC MATT
CODE 4047



NAVY BLUE
CODE 229



BLUESTAR
CODE 184



DARK VIOLET
CODE 203



**BORDEAUX
WITH CLEAR COAT**
CODE 4914



AUBERGINE
CODE 210



BROWN METALLIC MATT
CODE 4043



COPPER METALLIC MATT
CODE 4048



BLACKSTAR
CODE 188



JET BLACK
CODE 216



MATT BLACK
CODE 206



**MATT BLACK
STRUCTURE**
CODE 207

Barva vytištěná v katalogu nemusí odpovídat skutečnému odstínu barvy na konkrétním konstrukčním materiálu.

Barvy uvedené v katalogu slouží pro inspiraci a jejich nabídka pro konkrétní typ invalidního vozíku se může lišit. Pro aktuální informace kontaktujte naše prodejce.

PRAHA

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 - Spořilov
tel.: 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz

BRNO

Cejl 107
602 00 Brno - Zábřovice
tel.: 545 216 748
e-mail: brno@meyra.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Matice školské 192/14
370 01 České Budějovice
tel.: 386 356 838
e-mail: ceskebudejovice@meyra.cz

JANSKÉ LÁZNĚ

nám. Svobody 38 - Janský Dvůr
542 25 Janské Lázně
tel.: 499 875 494
e-mail: janskelazne@meyra.cz

LIBEREC

Generála Svobody 185/16
460 01 Liberec XIII - Nové Pavlovice
tel.: 488 577 793
e-mail: liberec@meyra.cz

OSTRAVA

Bendlova 377/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel.: 595 626 012
e-mail: ostrava@meyra.cz

PLZEŇ

vchod: Lochotínská 29
Keřová 343/13
301 00 Plzeň
tel.: 377 520 010
e-mail: plzen@meyra.cz

PODĚBRADY – Expediční sklad

Stavební 57
290 01 Poděbrady
tel.: 325 626 503
e-mail: s-sklad@meyra.cz

www.meyra.cz
www.pomucky.cz



QR kód ke stažení či sdílení
elektronické verze
tohoto katalogu.

