

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY  
**MECHANICKÉ VOZÍKY**  
**2024/2025**





# OBSAH

<b>Mechanické vozíky základní</b> .....	<b>5</b>	<b>Mechanické vozíky multifunkční</b> .....	<b>17</b>
TITANUM .....	5	9.072 SOLERO Light .....	17
3.600 SERVICE .....	5	1.210 Netti 4U CE .....	17
9.050 BUDGET .....	6	1.245 Netti S .....	18
<b>Mechanické vozíky odlehčené</b> .....	<b>6</b>	1.215-S Netti 4U CES Plus .....	18
CAMELEON .....	6	1.215 Netti 4U CE Plus .....	19
3.940 FORMAT .....	7	1.225 Netti 4U CED .....	19
1.750 EUROCHAIR .....	7	<b>Výběr z příslušenství NETTI</b> .....	<b>20</b>
1.850 EUROCHAIR .....	8	<b>Technické tabulky</b> .....	<b>22</b>
2.750 EUROCHAIR .....	9		
1.736 AVANTI UNI .....	10		
1.735 AVANTI PRO .....	10		
<b>Mechanické vozíky dvouobručové</b> .....	<b>8</b>		
1.750-HEMI EUROCHAIR 2 HEMI .....	8		
<b>Mechanické vozíky nadměrné "XXL"</b> .....	<b>11</b>		
2.850 EUROCHAIR 2 XXL .....	11		
REHAB XXL .....	11		
REHAB XXXL .....	11		
<b>Technické tabulky</b> .....	<b>13</b>		



## Použité značky v katalogu



Plná úhrada všemi zdravotními pojišťovnami



Částečná úhrada všemi zdravotními pojišťovnami



XXL velikost / nosnost



Novinka

Ceny u produktů hrazených zdravotními pojišťovnami a výše doplatků či spoluúčástí jsou pro přehlednost zaokrouhlené na celé koruny.

Všechny ceny v tomto katalogu jsou uváděny včetně DPH.

**Změna cen vyhrazena.**



Všechny výrobky prezentované v tomto materiálu jsou zdravotnickými prostředky, pokud není uvedeno jinak.\* Před jejich použitím si přečtěte návod k použití.\*\*

\* Výrobky označené „není ZP“ nejsou zdravotnickými prostředky. Netýká se uvedeného příslušenství k invalidním vozíkům.

\*\* Pokud byl výrobcem zdravotnického prostředku vydán.



Naskenujte QR kód pomocí telefonu a získáte okamžitý přístup k aktuálním informacím o daném produktu - aktuální cena, úhrada ZP, detailní technické informace, návod k použití a jiné.



U produktů s volitelnou konfigurací mají použité fotografie pouze ilustrační charakter. Mohou zobrazovat i volitelné příslušenství, které není součástí základní výbavy.



# MECHANICKÉ VOZÍKY ZÁKLADNÍ

## TITANUM

### VCWK9AT

- Základní mechanický invalidní vozík pro použití doma i venku.
- Lehký hliníkový skládací rám.
- **Velmi nízká váha vozíku.**
- Možnost nastavení výšky sedu.
- Odnímatelné podnožky.
- Rychloupínací zadní kola.
- Sedací polštář 3 cm, stabilizační kolečka proti přepadnutí a bezpečnostní dvoubodový pás v základní výbavě.

Šíře sedu: 40–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 125 kg



**Kód ZP: 07-5008513**  
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **8 979 Kč**  
(doplatek od 1 188 Kč)



## SERVICE

### 3.600

- Standardní skládací mechanický vozík se stabilní a pevnou konstrukcí z tenkostěnných ocelových trubek vhodný pro celodenní využití v interiéru i exteriéru.
- **Možnost volby snadno čistitelných koženkových potahů.**
- Vhodný pro klienty s inkontinencí.
- Vhodný pro nemocniční a jiná zařízení.
- S použitím stabilizační vzpěry nosnost až 150 kg.

Šíře sedu: 38–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 22 cm

Nosnost: 120 kg



**Kód ZP: 07-5005934**  
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **9 979 Kč**  
(doplatek od 1 214 Kč)



# MECHANICKÉ VOZÍKY ZÁKLADNÍ / ODLEHČENÉ



## BUDGET

9.050

- Standardní skládací mechanický vozík se stabilní a pevnou konstrukcí z tenkostěnných ocelových trubek vhodný pro celodenní využití v interiéru i exteriéru.
- **Nejužší vozík ve své třídě.**
- Možnost nastavení přední i zadní výšky sedu bez použití náhradních dílů.
- Změnou polohy variobloku (uchycení hnacích kol) lze vozík snadno přizpůsobit potřebám klientů s nízkou nebo střední amputací dolních končetin.

Šíře sedu: 38–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg



**Kód ZP: 07-5005935**  
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **9 979 Kč**  
(doplatek od 1 214 Kč)



## CAMELEON

VCWK9AC

- Odlehčený mechanický invalidní vozík.
- **Velmi dobře vybavený lehký vozík v elegantním designu.**
- Lehký hliníkový skládací rám.
- Nízká váha vozíku.
- Výškově nastavitelné područky.
- Odnímatelné, úhlově nastavitelné podnožky.
- Potah z hypoalergenního a prodyšného materiálu.
- Sedací polštář 3 cm, stabilizační kolečka proti přepadnutí a bezpečnostní dvoubodový pás v základní výbavě.
- Nově také v šíři sedu 50 cm.

Šíře sedu: 40, 45, 50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 19 cm

Nosnost: 125 kg



**Kód ZP: 07-5008606**  
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **11 686 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)

# MECHANICKÉ VOZÍKY ODLEHČENÉ



## FORMAT

3.940

- Standardní odlehčený mechanický vozík.
- Možnost nastavení přední i zadní výšky sedu bez použití náhradních dílů.
- **Možnost volby bubnových brzd pro doprovod v základní výbavě.**
- Změnou polohy variobloku (uchycení hnacích kol) lze vozík snadno přizpůsobit potřebám klientů s nízkou nebo střední amputací dolních končetin.

Šíře sedu: 38–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005971  
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 11 686 Kč  
(doplatek od 0 Kč)



## EUROCHAIR

1.750

- Variabilní skládací vozík vhodný pro uživatele s různým postižením.
- **Vhodný pro mnoho typů postižení díky rozsáhlým možnostem úprav.**
- Možnost odejmutí poháněcích kol, bočních opěrek a podnožek.

Šíře sedu: 38–53 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005936  
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 19 477 Kč  
(doplatek od 0 Kč)

# MECHANICKÉ VOZÍKY DVOUOBRUČOVÉ

## EUROCHAIR HEMI

### 1.750-HEMI

- Variabilní skládací vozík s dvouobručí a spřaženou brzdou pro jednoruční ovládání.
- Ovládání pro pravou nebo levou ruku.
- Díky speciálnímu pohonu pro jednu ruku je vozík ideální pro pacienty po cévní mozkové příhodě (CMP, Ictus) nebo při jednostranných amputacích horní končetiny.

Šíře sedu: 38–48 cm

Celková šíře: šíře sedu + 23 cm

Nosnost: 130 kg



Kód ZP: 07-5012647  
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 27 674 Kč  
(doplatek od 4 300 Kč)



## EUROCHAIR

### 1.850

- Odlehčený skládací vozík z hliníkové slitiny vhodný pro pohyb v místnosti i exteriéru.
- Změnou polohy variobloku (uchycení hnacích kol) lze vozík snadno přizpůsobit potřebám klientů s nízkou nebo střední amputací dolních končetin.
- Možnost odejmutí poháněcích kol, bočních opěrek a podnožek.
- S použitím stabilizační vzpěry nosnost až 150 kg.
- Vozík je možno upravit pro jednoruční ovládání pomocí dvojobruče a spřažené brzdy (varianta HEMI), případně snížením výšky sedu pro ovládání „cupitáním“.

Šíře sedu: 38–50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 120 / 150 kg



Kód ZP: 07-5005939  
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 23 077 Kč  
(doplatek od 3 600 Kč)





# MECHANICKÉ VOZÍKY ODLEHČENÉ

## EUROCHAIR 2

2.750

- Odlehčený vozík vhodný pro dlouhodobé každodenní využití.
- Široké možnosti nastavení pro různé typy postižení.
- **Výškově nastavitelné područky, sedací polštář, bezpečnostní kurt, kolečka proti přepadnutí a držák hole** ve standardní výbavě vozíku.

Šíře sedu: 38–53 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5005937**  
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **18 228 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



## Eurochair 2 POLARO

- **Varianta odlehčeného vozíku Eurochair 2 ve variantě s plynulým polohováním zádové opěry, odnímatelným prodloužením zádové opěry o 30 cm a posunem těžiště.**
- Zádová opěra v řemínkové variantě s prodloužením za hlavu nebo v pevné variantě s ergonomickou zádovou opěrou.

Šíře sedu: 43, 48 cm

Celková šíře: šíře sedu + 22 cm

Nosnost: 130 kg



Pro bližší informace  
ohledně možnosti  
konfigurace a úprav  
kontaktujte naše  
odborné prodejce.



# MECHANICKÉ VOZÍKY ODLEHČENÉ



## Avanti UNI

1.736

- Skládací mechanický vozík z hliníkové slitiny, který svým inovativním konstrukčním pojetím vyplňuje mezeru mezi vozíky odlehčenými a aktivními.
- Náš nejoblíbenější a nejvariabilnější vozík ve své kategorii.
- Tři varianty délky rámu včetně provedení Junior vhodné pro děti a osoby malého vzrůstu.
- Nízká hmotnost.
- Rozšířené možnosti úprav oproti klasickým odlehčeným vozíkům.

Šíře sedu: 30–58 cm  
Celková šíře: šíře sedu + 20 cm  
Nosnost: 75 / 135 / 160 kg



Kód ZP: 07-5005942  
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 26 480 Kč  
(doplatek od 7 003 Kč)



## AVANTI PRO

1.735

- Odlehčený mechanický vozík z hliníkové slitiny se skládacím rámem pro každodenní používání.
- Vozík vychází z populárního modelu Avanti 1736.
- Dvě varianty délky rámu.
- Integrované podnožky v rámu vozíku.

Šíře sedu: 36–58 cm  
Celková šíře: šíře sedu + 19 cm  
Nosnost: 135 kg



Kód ZP: 07-5005940  
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 26 480 Kč  
(doplatek od 7 003 Kč)

# MECHANICKÉ VOZÍKY NADMĚRNÉ "XXL"

## EUROCHAIR 2 XXL

2.850

- Variabilní vozík určený pro uživatele s vyšší hmotností se zachováním všech výhod lehkých skládacích vozíků.
- **Speciální zesílený rám s dvojitým křížem.**
- **Možnost zvýšení nosnosti vozíku až na 200 kg.**
- Široká nabídka nadstandardního vybavení.

Šíře sedu: 48–65 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 160 / 200 kg



**Kód ZP: 07-5005943**  
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **23 629 Kč**  
(doplatek od 9 021 Kč)



## REHAB 4200 XXL

B-4200/XXL

- **Skládací mechanický vozík určený pro uživatele s vyšší hmotností.**
- Zesílený rám.
- Odnímatelné područky.
- Odklopné a odnímatelné podnožky.
- Pevné uchycení zadních kol.
- Koženkové potahy.

Šíře sedu: 56, 61 cm

Celková šíře: šíře sedu + 21 cm

Nosnost: 200 kg



**ZP: 07-5016573**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **19 690 Kč**  
(doplatek od 5 082 Kč)



## REHAB 4200 XXXL

B-4200/XXXL

- Skládací mechanický vozík určený pro uživatele s vysokou hmotností.
- **Výrazně zesílená konstrukce vozíku.**
- Odnímatelné područky.
- Odklopné a odnímatelné podnožky.
- Pevné uchycení zadních kol.
- Textilní potahy.

Šíře sedu: 66 cm

Celková šíře: šíře sedu + 23 cm

Nosnost: 295 kg



**ZP: 07-5016574**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **42 980 Kč**  
(doplatek od 28 372 Kč)





# TECHNICKÉ PARAMETRY

	<b>TITANUM</b> <b>VCWK9AT</b>	<b>SERVICE</b> <b>3.600</b>
Šíře sedu (cm)	40 / 43 / 45 / 51	38 / 40 / 43 / 45 / 48 / 51
Hloubka sedu (cm)	40	44
Výška zadové opěry (cm)	43	40
Polohování zadové opěry	×	×
Celková šíře vozíku od (cm)	62,5 / 65 / 67,6 / 70,1	šíře sedu + 22 cm
Celková délka vozíku (cm)	102	108
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	31	31
Přední výška sedu (cm)	51	52
Zadní výška sedu (cm)	44–49	49
Velikost poháněcích kol (palce)	24"	24"
Obutí kol	PU	PU
Hmotnost od (kg)	13	19
Nosnost (kg)	125	120
Sedací polštář	◆	●
Bubnové brzdy pro doprovod	×	×
Stabilizační kolečka proti přepadnutí	◆	●
Dvoubodový bezpečnostní kurt	◆	●
Barva rámu	šedostříbrná	šedostříbrná

	<b>BUDGET</b> <b>9.050</b>	<b>CAMELEON</b> <b>VCWK9AC</b>
Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 51	40 / 45 / 50
Hloubka sedu (cm)	43	40,5
Výška zadové opěry (cm)	42	43
Polohování zadové opěry	×	×
Celková šíře vozíku od (cm)	šíře sedu + 18 cm	59 / 64 / 70
Celková délka vozíku (cm)	104	101,5
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28	37
Přední výška sedu (cm)	47–51	49
Zadní výška sedu (cm)	44–49	44–49
Velikost poháněcích kol (palce)	24"	24"
Obutí kol	PU	PU
Hmotnost od (kg)	19	16
Nosnost (kg)	130	125
Sedací polštář	●	◆
Bubnové brzdy pro doprovod	●	×
Stabilizační kolečka proti přepadnutí	●	◆
Dvoubodový bezpečnostní kurt	●	◆
Barva rámu	šedostříbrná	černá

- ◆ Standardní výbava nebo ve standardní výbavě volitelné příslušenství
- Nadstandardní příslušenství
- × Nenabízí se

# TECHNICKÉ PARAMETRY

	<b>FORMAT</b> <b>3.940</b>	<b>EUROCHAIR</b> <b>1.750</b>
Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 51	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53
Hloubka sedu (cm)	40 / 43	40 / 43 / 46
Výška zadové opěry (cm)	42	40 / 42 / 44
Polohování zadové opěry	×	×
Celková šíře vozíku od (cm)	šíře sedu + 18 cm	šíře sedu + 18 cm
Celková délka vozíku (cm)	104	104
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28	28
Přední výška sedu (cm)	47–51	43,5–51,5
Zadní výška sedu (cm)	44–49	39–43
Velikost poháněcích kol (palce)	24"	24"
Obutí kol	PU	PU / PNEU
Hmotnost od (kg)	17,5	16
Nosnost (kg)	130	130
Sedací polštář	◆	●
Bubnové brzdy pro doprovod	◆	●
Stabilizační kolečka proti přepadnutí	●	●
Dvoubodový bezpečnostní kurt	●	●
Barva rámu	šedostříbrná	šedostříbrná

	<b>EUROCHAIR HEMI</b> <b>1.750-HEMI</b>	<b>EUROCHAIR</b> <b>1.850</b>
Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50
Hloubka sedu (cm)	40 / 43 / 46	40 / 43 / 46
Výška zadové opěry (cm)	40 / 42 / 44	35 / 38 / 42 / 45
Polohování zadové opěry	×	×
Celková šíře vozíku od (cm)	šíře sedu + 23 cm	šíře sedu + 18 cm
Celková délka vozíku (cm)	105	102
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	35	28
Přední výška sedu (cm)	43,5-51,5	42-52
Zadní výška sedu (cm)	39-43	42-49,5
Velikost poháněcích kol (palce)	24"	22" / 24"
Obutí kol	PU	PU / PNEU
Hmotnost od (kg)	19	15
Nosnost (kg)	130	120 / 150
Sedací polštář	●	●
Bubnové brzdy pro doprovod	●	●
Stabilizační kolečka proti přepadnutí	●	●
Dvoubodový bezpečnostní kurt	●	●
Barva rámu	šedostříbrná	dle výběru

- ◆ Standardní výbava nebo ve standardní výbavě volitelné příslušenství
- Nadstandardní příslušenství
- × Nenabízí se

# TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>EUROCHAIR 2</b> <b>2.750</b>	<b>EUROCHAIR 2 POLARO</b>	<b>Avanti UNI</b> <b>1.736</b>	<b>Avanti PRO</b> <b>1.735</b>
38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53	43 / 48	30-58 (po 2 cm)	36-58 (po 2 cm)
40 / 43	43 / 46	33-53	35-50
40 / 42 / 44	50 (+30)	34-50	34-50
×	30°	(30°)	×
šíře sedu + 20 cm	šíře sedu + 22 cm	šíře sedu + 18 cm	šíře sedu + 18 cm
105	109	88-112	87-101,5
28	32	28	28
47-52	44-52	42-56	44-52
47-52	44-52	40-52	42-52
24"	24"	22" / 24"	24"
PU	PU	dle výběru	dle výběru
17,5	20	14	11
130	130	75 / 135 / 160	135
◆	◆	●	●
●	●	●	●
◆	◆	●	●
◆	◆	●	●
šedostříbrná	šedostříbrná	dle výběru	dle výběru

<b>EUROCHAIR 2 XXL</b> <b>2.850</b>	<b>REHAB 4200 XXL</b> <b>B-4200/XXL</b>	<b>REHAB 4200 XXXL</b> <b>B-4200/XXXL</b>
48 / 50 / 53 / 58 / 65	56 / 61	66
43 / 46 / 49	46	51
40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50	44	47
×	×	×
šíře sedu + 20 cm	šíře sedu + 21 cm	89
107	120	124
31	31	35
47,5-56	54	50
47,5-56	51	48
24"	24"	24"
PU	PU	PU
19	27,5 / 30	45
160 / 200	200	295
●	×	×
●	×	×
●	×	×
●	×	×
šedostříbrná	chrom	šedočerná

- ◆ Standardní výbava nebo ve standardní výbavě volitelné příslušenství
- Nadstandardní příslušenství
- × Nenabízí se





# MECHANICKÉ VOZÍKY MULTIFUNKČNÍ

## SOLERO Light

9.072

- Speciální mechanický vozík s pevným rámem a polohováním sedu.
- **Součástí základní výbavy vozíku jsou bubnové brzdy pro doprovod, hlavová opěrka, polohovací podnožky s úhlově nastavitelnými stupačkami a stabilizační kolečka.**
- Vhodný pro osoby s potřebou podpory sedu.
- Možnost volby textilních nebo inkontinentních potahů.

Šíře sedu: 43–46 / 48–51 cm

Celková šíře: min. 62–69 cm

Nosnost: 130 / 160 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5005948**  
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **41 708 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



## Netti 4U CE

1.210

- Netti 4U CE je ekonomická verze modelu CE PLUS se stejnou nosností a minimálními vnějšími rozměry.
- Vozík je dodáván s hygienickými a snadno čistitelnými potahy Easy Care.
- **Multifunkční vozík Netti 4U CE je vhodný zejména pro použití v nemocnicích, zdravotnických a sociálních zařízeních, kde se uživatelé vozíku často mění.**
- Flexibilní sedadlo vozíku umožňuje snadné nastavení hloubky sedu bez nutnosti výměny jakýchkoli komponentů.
- Ergonomicky tvarované polstrování zádové opěry s integrovaným bočním vedením trupu.
- Polohování zádové opěry v rozmezí od 92° do 137° a záklonu sedu od -5° do 20° umožňuje ergonomický sed s vysokou mírou přizpůsobitelnosti individuálním potřebám konkrétního uživatele.
- Možnost volby ze tří typů hlavových opěr v základní výbavě.
- Ideální volba při neurologických onemocněních či pro geriatrické pacienty.



cena **34 980 Kč**



# MECHANICKÉ VOZÍKY MULTIFUNKČNÍ



## Netti S

1.245

- Speciální multifunkční polohovací vozík Netti S je určen pro částečně nebo plně imobilní děti a mládež s tělesným a/nebo mentálním postižením.
- Jeho konstrukce podporuje růst dítěte možným nastavením hloubky a šířky sedu, délky podnožek a výšky záďové opěrky.
- Umožňuje časté polohování s rozsahem náklonu optimalizovaným jak pro činnost (-3°), tak pro relaxaci (35°).
- Součástí vozíku jsou mimo jiné výškově nastavitelné područky, bubnové brzdy, výškově nastavitelná madla pro doprovod, bezpečnostní pás a otočná stabilizační kolečka.

Šíře sedu: 25–35 cm

Celková šíře: max. 51,5 cm

Nosnost: 75 kg



Kód ZP: 07-5014045  
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 66 979 Kč  
(doplatek od 3 675 Kč)



## Netti 4U CES Plus

1.215-S

- Dětská, zkrácená verze vozíku Netti 4U CE Plus.
- Speciální polohovací mechanický vozík s pevným rámem, bubnovými brzdami pro doprovod a poháněcími koly 22".
- Ergonomicky tvarovaný sedák a záďová opěra.
- Možnost polohování sedu od -5° do 20° a zad od 90° do 135°.
- Nastavitelná hloubka sedu.
- Mechanicky polohovatelné podnožky.

Šíře sedu: 35 / 40 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 135 kg



Kód ZP: 07-5011219  
podléhá schválení revizním lékařem



cena od 61 833 Kč  
(doplatek od 0 Kč)

# MECHANICKÉ VOZÍKY MULTIFUNKČNÍ



## Netti 4U CE Plus

1.215

- Velmi dobře nastavitelný speciální invalidní vozík s bubnovými brzdami pro doprovod v základní výbavě.
- **Vynikající manévrovatelnost a jízdní vlastnosti.**
- Polohování zádové opěry od 90° do 135° a základnu sedu od -5° do 20° umožňuje ergonomický sed s vysokou mírou přizpůsobitelnosti individuálním potřebám konkrétního uživatele a zároveň usnadňuje přesuny z vozíku.
- V individuálních případech je možné rozsah polohování zádové opěry přizpůsobit.
- Anatomicky tvarovaná zádová opěra s bočním vedením.

Šíře sedu: 40 / 45 / 50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 135 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5011218**  
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **48 695 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



## Netti 4U CED

1.225

- **Nejvyšší model řady Netti v naší nabídce, nabízí nejvíce možností kompenzace různých asymetrií a vyniká i svou manévrovatelností a jízdními vlastnostmi.**
- Premiové zpracování, nadstandardní provedení - přední vidlice z lehkých slitin, zesílené postranice, spojené, polohovatelné madlo pro doprovod, řemínková záda.
- Nastavitelné uchycení stupaček pro kompenzaci délky nohou při asymetrii kyčlí nebo rotaci pánve.
- Ergonomicky tvarovaný sedák a zádová opěra s bočním vedením.

Šíře sedu: 35, 40, 43, 45, 50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 160 kg

novinka částečná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5014238**  
podléhá schválení revizním lékařem



cena od **58 294 Kč**  
(doplatek od 9 599 Kč)

# VÝBĚR Z PŘÍSLUŠENSTVÍ NETTI



## Netti Uno Seat

- Standardní třívrstvý sedák uzpůsobený pro dobré rozložení tlaku.
- Prodyšné 3D nebo otíratelné potahy Easy Care.



## Netti Sit

- Vícevrstvý sedák s integrovanou boční oporou s dobrým rozložením tlaku a kvalitní stabilitou.
- Voděodolná a paropropustná vložka.
- Prodyšné 3D nebo otíratelné potahy Easy Care.



## Netti Uno Back

- Standardní jednoduchá pěnová zádová opěra s ergonomickým tvarováním.
- Integrované boční vedení 10 cm.



## Netti Smart

- Ergonomicky tvarovaná vícevrstvá zádová opěra.
- Přesně umístěná bederní opěra.
- Integrované boční vedení 12 cm pro větší stabilitu trupu.



## Netti Stabil

- Ergonomicky tvarovaná zádová opěra.
- Více pěnových vrstev umožňuje lepší vnoření těla.
- Integrované boční vedení 17 cm pro maximální stabilitu trupu.



## Netti Super Stabil

- Vícevrstvá, ergonomicky tvarovaná zádová opěra pro lepší vnoření těla.
- Vytužené integrované boční vedení 17 cm pro maximální stabilitu trupu.
- Dvě ergonomické bederní opěrky lze individuálně nastavit nebo odstranit podle potřeby.



## Netti Kyphotic

- Ergonomicky tvarované vícevrstvé pěnové jádro zádové opěry s vlastnostmi uvolňujícími tlak ve střední části podél distorze páteře.
- Nízká boční podpora s ventilovanými 3D kryty.



## HEMI polštářek

- HEMI polštářek pro pohodlné a bezpečné uložení ruky v klíně.
- Výplň z měkké pěny Cospoflex.

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

# VÝBĚR Z PŘÍSLUŠENSTVÍ NETTI



## Hlavová opěra typ A

- Měkká polstrovaná hlavová opěra s hlubokým bočním vedením pro stabilizaci hlavy.
- Volitelná v základní výbavě.



## Hlavová opěra typ B

- Oválná opěra hlavy s polstrovaným hlavovým polštářem, určena pro uživatele s dobrou stabilitou hlavy.
- Volitelná v základní výbavě.



## Hlavová opěra typ C

- Velká polstrovaná hlavová opěra s širokou kontaktní plochou.
- Určeno pro uživatele s potřebou zvětšeného prostoru pro pohyb a menší boční podporou.
- Volitelná v základní výbavě.



## Hlavová opěra typ D

- Hlavová opěra s ergonomickým tvarem, který kopíruje přirozené zakřivení krku.
- Vhodné zejména pro uživatele, kteří potřebují získat oporu v cervikální oblasti C2 až po hlavu.



## Hlavová opěra typ A+

- Měkká polstrovaná hlavová opěra s hlubokým bočním vedením a fixačním páskem.
- Vhodné pro uživatele s nízkou stabilitou hlavy a problémy s rovnováhou nebo pro osoby, vyžadující vzpřímené držení hlavy, např. pro lepší dýchání.



## Hlavová opěra typ E

- Měkká polstrovaná hlavová opěra s možností individuálního úhlového nastavení bočního vedení.
- Snadné řešení specifických potřeb uživatele.



## Hlavová opěra typ F

- Měkká polstrovaná hlavová opěra s nastavitelnou mandibulární podporou.



## Abdukční klín

- Pro zabránění dislokace kyčlí a stlačení kolen (v důsledku svalového napětí), může být používán abdukční klín, který tlačí stehenní kosti od sebe.
- Dostupné v různých velikostech.

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

# TECHNICKÉ PARAMETRY

	<b>SOLERO Light</b> <b>9.072</b>	<b>Netti 4U CE</b> <b>1.210</b>
Šíře sedu (cm)	43 / 48	40 / 45 / 50
Možnost zúžení sedu (cm)	5 (2x 2,5)	4 (2x 2)
Možnost rozšíření sedu (cm)	3	×
Hloubka sedu (cm)	42–48	42,5 / 45 / 47,5 / 50
Výška zádové opěry (cm)	53–56	50
Rozsah výšky sedu měřený na desku sedadla (cm)	44 (52)	44–50
Hmotnost vozíku od (kg)	38	<b>28</b>
Max. nosnost (kg)	130 / 150	125
Max. nosnost při přepravě v automobilu (kg)	136	125
Polohování sedu	–2°–25°	–5°–20°
Polohování zádové opěry	90°–135°	92°–137°
Celková šíře vozíku (cm)	min. 62	š. s. + 18
Délka standardních polohovacích podnožek (cm)	35–50	32–68
Výška opěrky ruky od sedlové desky k loketní opěrce (cm)	21–27	26–35,5
Velikost poháněcích kol (palce)	24"	24"
Velikost řídicích koleček (palce)	8"	7"
Obutí kol	polyuretan	polyuretan
Volba z více typů anatomických sedáků	×	●
Volba z více typů anatomických zádových opěr	×	×
Abdukční klín	●	●
Hlavová opěra	◆	◆
Nabídka atypických hlavových opěr	●	×
Nabídka hrudních stabilizačních prvků	●	×
Nabídka atypických loketních opěrek	×	● 16" / 12 ½"
Nabídka atypických zadních kol	×	●
Přítlačné brzdy pro jezdce	◆	◆
Bubnové brzdy pro doprovod	◆	×
Polohovací podnožky	◆	◆
Box pro nohy	×	×
Voděodolné paropropustné potahy	◆	◆
Textilní potahy	◆	×
Prodyšné 3D potahy	×	×
Barva rámu – standard	šedostříbrná	modrá

## Stručná charakteristika

Pohodlný a plně polohovatelný invalidní vozík. Velmi dobře nastavitelný speciální invalidní vozík. Nízká váha, dobrá manévrovatelnost a výborné jízdní vlastnosti. **Omezená nabídka volitelného příslušenství. Model bez bubnových brzd. Vhodný zejména pro použití v nemocnicích, zdravotnických a sociálních zařízeních, kde se uživatelé vozíku často mění.**

### Výhodný poměr ceny a kvality.

Brzdy pro doprovod již v základní konfiguraci.

- ◆ Standardní výbava nebo ve standardní výbavě volitelné příslušenství
- Nadstandardní příslušenství
- ×

# TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Netti 4U CE Plus</b> 1.215	<b>Netti 4U CED</b> 1.225	<b>Netti 4U CES Plus</b> 1.215-S	<b>Netti S</b> 1.245
35 / 40 / 45 / 50	35 / 40 / 43 / 45 / 50	35 / 40	25 / 30 / 35
4 (2x 2)	3 (2x 1,5)	4 (2x 2)	0-7 (2x 0 - 3,5)
2 / 4 (2x 1 / 2)	2,4 (2x 1,2)	2 / 4 (2x 1 / 2)	×
42,5 / 45 / 47,5 / 50	42,5 / 45 / 47,5 / 50	37,5 / 40 / 42,5 / 45	25 / 27,5 / 30 / 32,5 / 35 / 39,5 / 44
50-60	50-60	50-60	40
44-50	44-50	44-50	44 (47)
<b>28,5</b>	<b>29</b>	<b>28,5</b>	<b>25</b>
135	<b>160</b>	135	75
135	136	135	75
-5°-20°	-5°-20°	-5°-20°	-3°-35°
90°-135°	92°-137°	90°-135°	90°-125°
š. s. + 18	š. s. + 18	š. s. + 18	22" š. s. + 34,5 (16" š. s. + 15,5)
32-68	32-68	32-68	22-32
27-36	26,5-35,5	27-36	12-29
24"	24"	22"	22"
7"	7"	6"	6"
polyuretan	polyuretan	polyuretan	polyuretan
●	●	●	×
●	●	●	●
●	●	●	●
◆	◆	◆	◆
●	●	●	●
●	●	●	●
● 22" / 16" / 12 1/2"	● 22" / 16" / 12 1/2"	● 16" / 12 1/2"	● 16"
●	●	●	●
◆	◆	◆	◆
◆	◆	◆	◆
◆	◆	◆	◆
×	●	×	●
◆	●	×	×
×	×	×	×
●	◆	●	◆
šedostříbrná	šedá	šedostříbrná	bílá

Velmi dobře nastavitelný speciální invalidní vozík. Nízká váha, dobrá manévrovatelnost a výborné jízdní vlastnosti.

**Mnoho možností nastavení, bohatá nabídka příslušenství.** Brzdy pro doprovod již v základní konfiguraci.

**Nejvyšší model řady Netti** v naší nabídce. **Premiové zpracování, nadstandardní provedení** – přední vidlice z lehkých slitin, zesílené postranice, spojené, polohovatelné madlo pro doprovod, řemínková záda, **nastavitelné uchycení stupaček pro kompenzaci délky nohou při asymetrii kyčlí nebo rotaci pánve.**

Velmi dobře nastavitelný speciální invalidní **vozík se zkráceným rámem.** Nízká váha, dobrá manévrovatelnost a výborné jízdní vlastnosti.

**Mnoho možností nastavení, bohatá nabídka příslušenství.** Brzdy pro doprovod již v základní konfiguraci.

Dětský speciální **vozík v atraktivním designu kombinovaném s vysokou funkčností.** Vysoká flexibilita nastavení pro měnící se potřeby rostoucího dítěte. Bohatá nabídka příslušenství. **Snadné skládání a výborné ovládání.**

- ◆ Standardní výbava nebo ve standardní výbavě volitelné příslušenství
- Nadstandardní příslušenství
- × Nenabízí se

## **PRAHA**

Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4 - Spořilov  
tel.: 272 761 102  
e-mail: meyracr@meyragroup.com

## **ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Matice školské 192/14  
370 01 České Budějovice  
tel.: 386 356 838  
e-mail: ceskebudejovice@meyragroup.com

## **LIBEREC**

Generála Svobody 185/16  
460 01 Liberec XIII - Nové Pavlovice  
tel.: 488 577 793  
e-mail: liberec@meyragroup.com

## **PLZEŇ**

Keřová 343/13  
vchod: Lochotínská 29  
301 00 Plzeň  
tel.: 377 520 010  
e-mail: plzen@meyragroup.com

## **BRNO**

Cejl 107  
602 00 Brno - Zábrdovice  
tel.: 545 216 748  
e-mail: brno@meyragroup.com

## **JANSKÉ LÁZNĚ**

nám. Svobody 38 - Janský Dvůr  
542 25 Janské Lázně  
tel.: 499 875 494  
e-mail: janskelazne@meyragroup.com

## **OSTRAVA**

Bendlova 377/8  
709 00 Ostrava - Mariánské Hory  
tel.: 595 626 012  
e-mail: ostrava@meyragroup.com

## **PODĚBRADY – Expediční sklad**

Stavební 57  
290 01 Poděbrady  
tel.: 325 626 503  
e-mail: sklad@meyragroup.com



QR kód ke stažení či sdílení  
elektronické verze  
tohoto katalogu.

**[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)**  
**[www.pomucky.cz](http://www.pomucky.cz)**

MEYRA