

MEYRA



ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
TOALETNÍ POMŮCKY
SOBĚSTAČNOST
2024/2025





OBSAH

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Koupelnová madla | 4 | HCDB | 18 |
| Etac FLEX | 4 | HCDA XXL | 18 |
| Etac HANDY | 4 | Pojízdná toaletní a sprchová křesla | 19 |
| DUBASAFE 5179 | 5 | MC WET 24" | 19 |
| Madlo na vanu 4290 | 5 | MC WET 5" | 19 |
| DUBASAFE 5120 | 5 | MC WET Combi | 19 |
| Etac Optimal | 6 | Etac CLEAN | 20 |
| 3011572 | 6 | Etac CLEAN 24" | 20 |
| Etac REX | 7 | Etac SWIFT MOBIL 2 | 22 |
| Toaletní nástavce | 8 | Etac SWIFT MOBIL TILT 2 | 22 |
| MOLETT | 8 | Etac SWIFT MOBIL TILT 2 XL | 22 |
| VITEA CARE | 8 | Zvedací zařízení | 24 |
| Etac MY-LOO | 8 | CAPRI 3 | 24 |
| TRILETT 2 | 9 | Luna | 24 |
| Etac MY-LOO Fixed | 9 | Via | 24 |
| Dětské toaletní nástavce | 10 | SAMSON | 26 |
| SOFT 4575 | 10 | WinnMotion 175 | 27 |
| MEYRA | 10 | Solar 185 | 28 |
| Etac SWIFT | 17 | Závěsné kurty pro zvedací zařízení | 29 |
| Etac SWIFT KOMMOD | 17 | Pomůcky pro sebeobsluhu | 30 |
| Vanové sedačky | 11 | Hygiena | 30 |
| Etac FRESH | 11 | Podavače | 32 |
| MEYRA | 11 | Stravování | 33 |
| Etac RUFUS | 12 | Oblékání | 38 |
| Sedačky DUBASTAR | 12 | Polohovací lůžka a příslušenství | 40 |
| Vanová sedačka / schůdek k vaně MOBALUX | 10 | Ecofit S | 40 |
| Sklopné sedačky na zeď | 13 | Ecofit PLUS | 40 |
| MOBALUX | 13 | Ecofit XTRA | 40 |
| DUBASTAR | 13 | Příslušenství | 41 |
| Etac RELAX | 13 | Antidekubitní matrace | 42 |
| Sprchové a koupelnové stoličky | 14 | Bohemia CLINIC 14 NEO | 42 |
| Etac EDGE | 14 | Bohemia PREVENT 14 NEO | 42 |
| Etac SMART | 14 | Bohemia ERGONOMIC 14 NEO | 42 |
| Etac EASY | 14 | Bohemia LUXURA 14 NEO | 42 |
| Stoličky VITEA CARE | 15 | Bohemia ORTHOPEDIC 17 NEO | 42 |
| Stoličky DUBASTAR | 16 | VCM202 | 43 |
| Etac SWIFT | 17 | VCM502 | 43 |
| Etac SWIFT KOMMOD | 17 | Toaletní křesla | 18 |
| Toaletní křesla | 18 | Etac SWIFT KOMMOD | 17 |
| Etac SWIFT KOMMOD | 17 | HCDA | 18 |
| HCDA | 18 | | |

Použité značky v katalogu



Plná úhrada všemi zdravotními pojišťovnami



Částečná úhrada všemi zdravotními pojišťovnami



XXL velikost



Novinka



5 let záruka

Ceny u produktů hrazených zdravotními pojišťovnami a výše doplatků či spoluúčastí jsou pro přehlednost zaokrouhlené na celé koruny.

Všechny ceny v tomto katalogu jsou uváděny včetně DPH.

Změna cen vyhrazena.



Všechny výrobky prezentované v tomto materiálu jsou zdravotnickými prostředky, pokud není uvedeno jinak.*
Před jejich použitím si přečtěte návod k použití.**

* Výrobky označené „není ZP“ nejsou zdravotnickými prostředky.
Netýká se uvedeného příslušenství k invalidním vozíkům.
** Pokud byl výrobcem zdravotnického prostředku vydán.



Naskenujte QR kód pomocí telefonu a získáte okamžitý přístup k aktuálním informacím o daném produktu - aktuální cena, úhrada ZP, detailní technické informace, návod k použití a jiné.



U produktů s volitelnou konfigurací mají použité fotografie pouze ilustrační charakter. Mohou zobrazovat i volitelné příslušenství, které není součástí základní výbavy.

KOUPELNOVÁ MADLA

Modulární madlo ETAC FLEX

není ZP

81707110 30 cm (1 x 30 cm)

81707120 60 cm (2 x 30 cm)

81707130 90 cm (3 x 30 cm)

81706110 rozšíření o 30 cm

- Speciální tvar a povrch madla zajistí pevné uchopení.
- Díky stavebnicovému systému můžete lehce sestavit délku a tvar (počet spojených madel není omezen).
- Uchycení pomocí šroubů.

Nosnost: 100 kg

Délka: 30 / 60 / 90 cm

5let
záruka

81707110 cena **998 Kč**

81707120 cena **1 490 Kč**

81707130 cena **2 290 Kč**

81706110 cena **998 Kč**



Madlo rovné ETAC HANDY

80210040 (délka: 30 cm)

80210042 (délka: 40 cm)

80210044 (délka: 60 cm)

- Plastové madlo s hliníkovou výtuhou pro větší pevnost.
- Protiskluzové gumové kroužky na povrchu madla.
- Universální použití: horizontální, vertikální i diagonální.

Nosnost: 160 kg

Délka: 30 / 40 / 60 cm

není ZP



80210040 cena **598 Kč**

80210042 cena **649 Kč**

80210044 cena **898 Kč**

Madlo lomené ETAC HANDY

80210046

- Plastové madlo s hliníkovou výtuhou pro větší pevnost.
- Protiskluzové gumové kroužky na povrchu madla.

Nosnost: 160 kg

Délka: 40 cm

není ZP



5let
záruka

cena **898 Kč**

KOUPELNOVÁ MADLA



Nerezové rovné madlo DUBASAFE 5179X

není ZP

- Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel.
- Žlábkovaný povrch umožňuje bezpečné držení i v mokřém prostředí.
- Universální použití: horizontální, vertikální i diagonální.

Délka: 30–150 cm

| | | |
|-----------|----------|---------------|
| 292512002 | (30 cm) | cena 698 Kč |
| 292512092 | (40 cm) | cena 769 Kč |
| 292512012 | (45 cm) | cena 769 Kč |
| 292512022 | (50 cm) | cena 798 Kč |
| 292512032 | (60 cm) | cena 849 Kč |
| 292512042 | (70 cm) | cena 1 069 Kč |
| 292512052 | (80 cm) | cena 1 089 Kč |
| 292512062 | (90 cm) | cena 1 098 Kč |
| 292512072 | (110 cm) | cena 1 249 Kč |
| 292512082 | (150 cm) | cena 1 690 Kč |



Madlo na vanu 4290

8092247

není ZP

- Madlo na vanu pro zvýšení soběstačnosti a bezpečnosti při vstupu a výstupu z vany.
- Vhodné pro standardní typ vestavěných van.
- Ergonomicky tvarovaný úchop.
- Masivní kovová konstrukce s práškově lakovanou povrchovou úpravou.
- Tři upínací šrouby s ochrannými plastovými krytkami
- Jednoduchá instalace.

Šíře svorek: 7–12 cm

Barva: bílá slonová kost



cena 1 490 Kč



Nerezové sklopné madlo DUBASAFE 5120

292512522 (délka: 85 cm)

není ZP

- Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel.
- Žlábkovaný povrch umožňuje bezpečné držení i v mokřém prostředí.
- Univerzální použití na levou i pravou stranu.

Délka: 60 / 85 cm



292512522 cena 3 590 Kč

KOUPELNOVÁ MADLA



Madlo k WC sklopné Etac Optimal

80303006 (1 ks)

není ZP

80303006-P (1 pár)

- Sklopné, prostorově úsporné madlo s podpůrnou nohou pro zajištění větší stability.
- Výjimečné řešení zajišťující stabilitu madla v odklopené poloze.
- Rukojeť pro pohodlnější sklápění.

Délka: 73,5 cm

Výška: 80 cm

Nosnost: 150 kg

5let
záruka

80303006 (1 ks) cena 2 190 Kč

80303006-P (1 pár) cena 3 990 Kč



Madlo k WC sklopné, otočné a výškově nastavitelné

3011572

není ZP

- Výškově nastavitelné madlo k WC montované do podlahy.
- Jedinečné řešení, při nemožnosti montáže madel do zdi.
- Individuálně nastavitelná výška madel s možností aretace.
- Možnost otáčení madla kolem své osy po krocích.

Výška: 93 cm

Výška madel: 49–94 cm

Délka madel: 57,5 cm

Základna: 20 x 15 cm

Nosnost: 150 kg



cena 8 980 Kč

KOUPELNOVÁ MADLA



Sklopné madlo Etac REX

81705010 (délka 60 cm) není ZP

81705020 (délka 70 cm)

81705040 (délka 85 cm)

- Sklopná, prostorově úsporná madla pro Vaši spolehlivou podporu.
- Inteligentní konstrukce zajišťuje, že madla zabírají ve složeném stavu velmi malý prostor.
- Madla jsou navržena tak, aby bylo jejich sklápění vždy jemné a plynulé.
- Atraktivní design.

Délka: 60 / 70 / 85 cm

Hmotnost: 2,7 / 2,9 / 3,3 kg

Nosnost: 135 / 135 / 100 kg

5let
záruka

60 cm cena **5 980 Kč**

70 cm cena **6 290 Kč**



85 cm cena **6 390 Kč**



Sklopné madlo Etac REX s podporou

81705030 (délka 70 cm) není ZP

81705050 (délka 85 cm)

- Sklopná, prostorově úsporná madla pro Vaši spolehlivou podporu ve variantě s podpůrnou nohou.
- Inteligentní konstrukce zajišťuje, že madla zabírají ve složeném stavu velmi malý prostor.
- Madla jsou navržena tak, aby bylo jejich sklápění vždy jemné a plynulé.
- Atraktivní design.

Délka: 70 / 85 cm

Hmotnost: 3,6 / 4 kg

Nosnost: 150 / 150 kg

5let
záruka

70 cm cena **8 980 Kč**



85 cm cena **9 290 Kč**

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Toaletní nástavce MOLETT

3011522 (bez poklopu), **3011532** (s poklopem)

- Univerzální nástavce na WC určené k zvýšení dosedací plochy.
- Použitím nástavce zvýšíte WC o 10 cm a usnadníte tak vstávání z toalety osobám se zhoršenou pohyblivostí.
- Snadná fixace pomocí přítláčných šroubů bez použití nářadí.
- V nabídce provedení bez poklopu nebo s poklopem.

Výška: 10 cm
Nosnost: 150 kg



Kód ZP: 07-5005969
3011522 cena **924 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 07-5005970
3011532 cena **1 093 Kč**
(doplatek 168 Kč)



Toaletní nástavce VITEA CARE

VCTP0031 (bez poklopu), **VCTP0031-1** (s poklopem)

- Univerzální nástavce na WC určené k zvýšení dosedací plochy.
- Použitím nástavce zvýšíte WC o 12,5 cm a usnadníte tak vstávání z toalety osobám se zhoršenou pohyblivostí.
- Snadná fixace pomocí přítláčných šroubů bez použití nářadí.
- V nabídce provedení bez poklopu nebo s poklopem.

Výška: 12,5 cm
Nosnost: 100 kg



Kód ZP: 07-5014364
VCTP0031 cena **924 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 07-5014363
VCTP0031-1 cena **1 052 Kč**
(doplatek 127 Kč)



Toaletní nástavec Etac My-LOO

80301520 (výška 6 cm), **80301521** (výška 10 cm)

- Toaletní nástavec bez víka My-LOO vyniká zvýšeným komfortem a rychlou a bezpečnou instalací. Velké otvory a velkorysý výběr usnadňují přístupnost při osobní hygieně. K dispozici je ve dvou různých výškách. Toaletní nástavec Etac My-LOO má elegantní design a vynikající ergonomii.
- Snadná montáž a demontáž.
- Odolný plast.
- Jednoduchá údržba díky hladkým povrchům.
- Lze použít na většinu WC.

Výška: 6 / 10 cm
Nosnost: 190 kg



Kód ZP: 07-5003051

cena **1 325 Kč**
(doplatek 400 Kč)



Toaletní nástavec Etac My-LOO s víkem

80301522 (výška 6 cm), **80301523** (výška 10 cm)

- Toaletní nástavec s víkem My-LOO vyniká zvýšeným komfortem a rychlou a bezpečnou instalací. Velké otvory a velkorysý výběr usnadňují přístupnost při osobní hygieně. K dispozici je ve dvou různých výškách. Toaletní nástavec Etac My-LOO má elegantní design a vynikající ergonomii.
- Snadná montáž a demontáž.
- Odolný plast.
- Jednoduchá údržba díky hladkým povrchům.
- Lze použít na většinu WC.

Výška: 6 / 10 cm
Nosnost: 190 kg



Kód ZP: 07-5003053

cena **1 376 Kč**
(doplatek 451 Kč)

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Toaletní nástavec s madly TRILETT 2

3011492

- Snadné nastavení tří výšek sedu.
- Odklopná madla pro snazší vstávání.
- Pevné uchycení k WC.
- Sedací plocha s víkem.

Výška: 8 / 11 / 14 cm

Nosnost: 130 kg



Kód ZP: 07-5005968



cena 1 495 Kč
(doplatek 570 Kč)



Toaletní nástavec Etac My-LOO FIXED

80301513 (výška 6 cm), 80301514 (výška 10 cm)

- Toaletní nástavec s pevným upevněním k záchodové míse.
- Sedací plocha s víkem.
- Rychlá a snadná instalace.
- Mimořádně velký otvor sedadla a velkorysý hygienický prohlubně pro usnadnění osobní hygieny.
- Odolné a kvalitní materiály.

Výška: 6 / 10 cm

Nosnost: 150 kg



80301513 Kód ZP: 07-5013552

80301514 Kód ZP: 07-5013553

cena 3 431 Kč
(doplatek 2 506 Kč)



Toaletní nástavec Etac My-LOO FIXED s madly

80301511 (výška 6 cm), 80301512 (výška 10 cm)

- Toaletní nástavec s pevným upevněním k záchodové míse a patentovaným řešením odklopných madel pro snazší vstávání.
- Sedací plocha s víkem.
- Rychlá a snadná instalace.
- Mimořádně velký otvor sedadla a velkorysý hygienický prohlubně pro usnadnění osobní hygieny.
- Odolné a kvalitní materiály.

Výška: 6 / 10 cm

Nosnost: 150 kg



80301511 Kód ZP: 07-5013554

80301512 Kód ZP: 07-5013555

cena 4 089 Kč
(doplatek 3 164 Kč)

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Dětský toaletní nástavec

3010392 (vel. 1), 3010402 (vel. 2)

- Dětský toaletní nástavec s abdukčním klínem a zádovou opěrou.
- Vel. 1 pro děti do 6 let.
Vel. 2 pro děti do 12 let.
- Čtyřbodový bezpečnostní kurt.
- Hodí se na všechny typy WC.
- Snadná montáž a demontáž.

| | |
|---------------|--|
| Hloubka sedu: | 29 cm (vel. 1) 33 cm (vel. 2) |
| Šířka sedu: | 27 cm (vel. 1) 33 cm (vel. 2) |
| Výška zad: | 39,5 cm (vel. 1) 51,5 cm (vel. 2) |
| Vel. otvoru: | 14 x 18 cm (vel. 1) 17 x 22 cm (vel. 2) |
| Nosnost: | 50 kg |



vel. 1 cena **5 490 Kč**

vel. 2 cena **6 990 Kč**



Pěnový toaletní nástavec SOFT 4575

8451245 (bez víka), 8451240 (s víkem)

- Měkká polyuretanová pěna.
- Speciální tvarování pro intimní péči.
- Snadná fixace díky přečnívajícím okrajům.

| | |
|----------|--------|
| Výška: | 11 cm |
| Nosnost: | 120 kg |



8451245 cena **1 490 Kč**

8451240 cena **1 890 Kč**



Polyuretanový toaletní nástavec MEYRA

3010502

- Snadná fixace díky přečnívajícím okrajům.
- Možná instalace přímo na toaletní prkénko.

| | |
|----------|--------|
| Výška: | 3,5 cm |
| Nosnost: | 130 kg |



plná úhrada
ZP

Kód ZP: **07-5005967**

cena **880 Kč**

(doplatek 0 Kč)



Sedačka do vany / Schůdek k vaně MOBALUX

3013942

- Sedátko do vany použitelné alternativně i jako pomocný schůdek k vaně.
- Ergonomická, protiskluzová sedací (nášlapná) plocha s perforací pro odtok vody.
- Protiskluzové gumové nástavce.

| | |
|----------|-----------------|
| Rozměry: | 39 x 39 x 18 cm |
| Nosnost: | 130 kg |

není ZP



cena **1 390 Kč**

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Sedačka na vanu ETAC FRESH

81600014 (69 cm),

81600024 (74 cm)

- Snadno nastavitelná fixace.
- Odnímatelné podpůrné madlo.
- Odolný a snadno čistitelný povrch.
- Povrch sedačky s protiskluzovou úpravou a perforací pro snazší odtok vody.

Délka: 69 / 74 cm

Nosnost: 150 kg

5let
záruka



cena 1 498 Kč



Sedačka na vanu MEYRA

3012902 (69 cm),

3012912 (74 cm)

- Snadno nastavitelná fixace.
- Integrované podpůrné madlo.
- Odolný a snadno čistitelný povrch.
- Povrch sedačky s protiskluzovou úpravou a perforací pro snazší odtok vody.

Délka: 69 / 74 cm

Nosnost: 130 kg



69 cm cena 890 Kč

74 cm cena 930 Kč

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Sedačka na vanu ETAC RUFUS

81202001 (68 cm),

81202002 (73 cm),

81302023 (madlo)

- Snadno nastavitelná fixace.
- Podpůrné madlo není součástí základní výbavy.
- Odolný a snadno čistitelný povrch.

Délka: 68 / 73 cm

Nosnost: 200 kg

XXL
velikost

5let
záruka

68 cm

cena **1 298 Kč**

73 cm

cena **1 298 Kč**

madlo

cena **769 Kč**



Sedačka do vany se zádivou opěrou DUBASTAR

3016752

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Šířka: 71–89 cm

Sedací
plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg



cena **2 390 Kč**



Sedačka do vany DUBASTAR

3016742

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Šířka: 71–89 cm

Sedací
plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg



cena **1 990 Kč**

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Sklopná sedačka MOBALUX

3013972

- Sedací plocha s protiskluzovou úpravou.
- Perforace sedací plochy pro snazší odtok vody.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Sedací plocha: 25 x 32 cm
Nosnost: 130 kg



cena 2 790 Kč



Sklopná sedačka DUBASTAR

3016732

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Výškově nastavitelné podpůrné nohy.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Šířka / hloubka: 47,5 / 48,5 cm
Hloubka v zaklopeném stavu: 11,5 cm
Nosnost: 120 kg



cena 1 980 Kč



Sklopná sedačka ETAC RELAX

81703010, 81703030 (varianta s podpůrnými nohami)

- Atraktivní design.
- Maximální úspora místa.
- Vysoce kvalitní a odolný plast.
- Upevňovací šrouby nejsou součástí balení.

Šířka / hloubka: 40 / 45 cm
Hloubka v zaklopeném stavu: 8 / 9 cm
Výška sedu: 45–55 cm
Nosnost: 125 / 150 kg



5let
záruka

81703010 cena 4 190 Kč

81703030 cena 5 690 Kč



Sklopná sedačka ETAC RELAX s područkami

81703020, 81703040 (varianta s podpůrnými nohami)

- Atraktivní design.
- Odklopné područky pro snazší vstávání.
- Maximální úspora místa.
- Vysoce kvalitní a odolný plast.
- Upevňovací šrouby nejsou součástí balení.

Šířka / hloubka: 53 / 45 cm
Hloubka v zaklopeném stavu: 11,5 cm
Výška sedu: 45–55 cm
Nosnost: 125 / 150 kg



5let
záruka

81703020 cena 5 980 Kč

81703040 cena 7 390 Kč

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Stolička do sprchy ETAC EDGE

81801010

- Praktická trojnožka umožňuje použití i v malých sprchových koutech.
- Trojúhelníkové sedátko z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Perforovaný protiskluzný povrch pro snazší odtok vody.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití nářadí.

Rozměr sedu: 45 x 40,5 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 130 kg



5let
záruka

cena 2 390 Kč



Stolička do sprchy ETAC SMART

81951010

- Obdélníkové sedátko z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Perforovaný protiskluzný povrch pro snazší odtok vody.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití nářadí.

Rozměr sedu: 43 x 38 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 150 kg



5let
záruka

cena 2 390 Kč



Stolička do sprchy ETAC EASY

81901010

- Kulaté sedátko z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Perforovaný protiskluzný povrch pro snazší odtok vody.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití nářadí.

Průměr sedu: 40 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 150 kg



5let
záruka

cena 2 390 Kč



Polstrování sedu

81801132 (Etac Edge), 80209502 (Etac Smart), 80209501 (Etac Easy)

není ZP

80209503 (otočné polstrování sedu)

- Hřejivé polstrování sedu.
- Odolné proti vodě.
- Neklouzávavý povrch.
- Snadná montáž a demontáž.
- V nabídce též otočná polstrovaná podložka umožňující snadné otáčení bez tření.

Materiál: Polypropylen

cena 1 498 Kč

otočná podložka

cena 2 980 Kč

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Stolička do sprchy Vitea Care

VCTP0011-R

- Kulaté plastové sedátko.
- Snadno nastavitelná výška sedu.
- Hliníková konstrukce.

Průměr sedu: 32 cm
Výška sedu: 35–53 cm
Nosnost: 100 kg



cena 1 069 Kč



Stolička do sprchy Vitea Care BLU

VCTP0011-RB

- Kulaté plastové sedátko s otočným polstrovaním sedu umožňující snadné otáčení bez potřeby vstávat.
- Snadno nastavitelná výška sedu.
- Hliníková konstrukce.

Průměr sedu: 28 cm
Výška sedu: 43–53 cm
Nosnost: 110 kg



cena 1 698 Kč



Stolička do sprchy Vitea Care

VCTP0011

- Plastové sedátko s protiskluzovou úpravou.
- Integrované úchyty pro pohodlnější dosedání a vstávání.
- Perforovaný povrch pro snazší odtok vody.
- Snadno nastavitelná výška sedu.
- Hliníková konstrukce.

Šíře: 49 cm
Výška sedu: 35–54 cm
Nosnost: 100 kg



cena 1 290 Kč



Stolička do sprchy se zádovou opěrou Vitea Care

VCTP0021

- Plastové sedátko s protiskluzovou úpravou.
- Integrované úchyty pro pohodlnější dosedání a vstávání.
- Perforovaný povrch pro snazší odtok vody.
- Snadno nastavitelná výška sedu.
- Hliníková konstrukce.

Šíře: 51 cm
Výška sedu: 45–56 cm
Nosnost: 100 kg



cena 1 790 Kč

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Stolička do sprchy DUBASTAR

3016702

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Integrovaná madla pro snazší vstávání.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Rozměry: 53 / 44 / 65–72 cm

Výška sedu: 46–53 cm

Sedací plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg



cena 2 490 Kč



Stolička do sprchy DUBASTAR se zádovou opěrou

3016712

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Integrovaná madla pro snazší vstávání.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Rozměry: 53 / 53 / 82–89 cm

Výška sedu: 46–53 cm

Sedací plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg



cena 2 980 Kč

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Toaletní nástavec Etac SWIFT

81702020

- Volně stojící toaletní nástavec.
- Stabilní opora.
- Možnost nastavení s mírným předním náklonem pro odlehčení kyčelním kloubům a snazší vstávání.
- Snadná montáž a demontáž.
- Možnost použití i jako sprchovou židli.

Šířka sedu: 54 cm

Šíře mezi
područkami: 45 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 130 kg



Kód 07-5003055

2 125 Kč

(doplatek 1 200 Kč)



Toaletní a sprchová židle ETAC SWIFT KOMMOD

81702030

- Sedadlo z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Lze využít i jako nástavec nad WC.
- Toaletní nádoba s víkem.
- Odnímatelné polstrování sedu a zádové opěry.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití náradí.

Rozměry: 54 / 55 / 80–95 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 130 kg



cena 4 390 Kč



TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Pojížděné toaletní křeslo HCDA

8308098

- Odklopná madla.
- Odklopné a odnímatelné podnožky.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Toaletní nádoba s víkem.
- Odnímatelné polstrování sedu.
- Otočná kolečka 5".
- Zadní kolečka vybavena nášlapnými brzdami.
- **Varianta v chromové, vysoce odolné úpravě.**

Rozměr sedu: 45 x 43 cm

Výška sedu: 49 cm

Nosnost: 120 kg



cena **5 890 Kč**



Pojížděné toaletní křeslo HCDB

8309098

- Odklopná madla.
- Odklopné a odnímatelné podnožky.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Toaletní nádoba s víkem.
- Odnímatelné polstrování sedu.
- Otočná kolečka 5".
- Zadní kolečka vybavena nášlapnými brzdami.
- **Varianta v šedé barvě.**

Rozměr sedu: 45 x 43 cm

Výška sedu: 49 cm

Nosnost: 120 kg



cena **5 690 Kč**



Pojížděné toaletní křeslo HCDA XXL

8308099

- Pojížděné toaletní křeslo v nadměrné velikosti, které po vyjmutí toaletní nádoby lze použít i nad pevnou mísou WC.
- 4x otočná kolečka vel. 5" (zadní kolečka vybavena nášlapnou brzdou).
- Odklopné područky.
- Odklopné a odnímatelné stupačky.
- Odnímatelné polstrování sedu.
- Včetně toaletní nádoby s víkem.

Rozměr sedu: 60 x 43 cm

Výška sedu: 49 cm

Nosnost: 160 kg



XXL
velikost

cena **7 690 Kč**

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY

Toaletní a sprchové křeslo MC WET 24"

8013039

- Varianta s předními otočnými kolečky vel. 5" a zadními poháněcími koly 24".
- Rám včetně stupačky a područek je vyroben z vysoce pevného hliníku odolného proti korozi.
- Spojovací díly z nerezové oceli.
- Polstrovaná sedací plocha.
- Hygienický výřez v přední části sedu.
- Kryt hygienického výřezu.
- Odklopné područky a stupačka.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Toaletní nádoba s víkem.

Rozměry: 63 / 102 / 95 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 120 kg



cena 9 980 Kč



Toaletní a sprchové křeslo MC WET 5"

8013040

- Rám včetně stupačky a područek je vyroben z vysoce pevného hliníku odolného proti korozi.
- Spojovací díly z nerezové oceli.
- Polstrovaná sedací plocha.
- Hygienický výřez v přední části sedu.
- Kryt hygienického výřezu.
- Odklopné područky a stupačka.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Toaletní nádoba s víkem.
- Otočná kolečka 5".
- Zadní kolečka vybavena nášlapnými brzdami.

Rozměry: 56 / 89 / 92,5 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 120 kg



cena 8 390 Kč



Toaletní a sprchové křeslo MC WET Combi

8013041

- Kombinovaná varianta oblíbených toaletních a sprchových křesel MC WET 5" a 24".
- Čtyři kolečka 5" (zadní opatřena nášlapnou brzdou).
- Snadno odnímatelná zadní poháněcí kola 24" pomocí rychloupínacích osiček.
- Vlastnosti křesla stejná jako u výše zmíněných variant.
- Toaletní nádoba s víkem.

Rozměr sedu: 63 / 102 / 95 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 120 kg



cena 11 690 Kč



TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



reddot award
product design

Toaletní a sprchové křeslo ETAC CLEAN

80229210 (v. s. 49 cm, zelené),

80229270 (v. s. 49 cm, bílé),

80229211 (v. s. 55 cm, zelené),

80229271 (v. s. 55 cm, bílé)

- Sedadlo z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Do detailu promyšlené toaletní křeslo vyvinuté s terapeutů, klientů a pečovateli, které nabízí jedinečný komfort jak uživateli, tak osobě pečující.
- Odnímatelné područky.
- Nastavitelná a odklopná stupačka.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Čtyři brzděná kolečka v sestavě.
- Křeslo je standardně dodáváno bez toaletní nádoby.
- Jedinečná nízkoudržbová konstrukce křesla zabezpečuje dlouhou životnost i při dlouhodobém intenzivním používání.
- Široká nabídka příslušenství, která zvyšuje funkčnost a pohodlí.

5let
záruka



cena 10 890 Kč



Toaletní a sprchové křeslo ETAC CLEAN 24"

80229216 (v. s. 55 cm, zelené), **80229276** (v. s. 55 cm, bílé)

- Oblíbené toaletní a sprchové křeslo ETAC CLEAN ve variantě se zadními poháněcími koly 24" a přítlačnými brzdami.



5let
záruka

cena 22 890 Kč

| | |
|---|---------------------|
| Výška sedu | 49 / 55 cm |
| Prostor pod sedadlem bez úchytů toaletní nádoby | 43,5 / 49,5 cm |
| Prostor pod sedadlem s úchyty toaletní nádoby | 42 / 48 cm |
| Šířka sedadla | 48 cm |
| Šířka mezi područkami | 43,5 cm |
| Hloubka sedadla | 44 cm |
| Hygienický otvor | š. 21,5 x hl. 36 cm |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Celková výška | 103 / 107 cm |
| Celková šířka | 50 cm |
| Celková délka se zasunutou podnožkou | 56,5 cm |
| Kolečka | 5" (12,5 cm), 4x brzděná |
| Hmotnost | 14 / 14,5 kg |
| Nosnost | 130 kg |

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Toaletní nádoba

8020 9255

- Varianta s víkem vč. lišt k uchycení.

cena 1 190 Kč



Plné polstrování sedu

8020 9247

- Polyuretanové polstrování bez hygienického výřezu při potřebě plného sedu.

cena 4 390 Kč



Polstrování sedu

8020 9227

- Polyuretanové polstrování sedu s hygienickým výřezem.
- Výška 4 cm, šíře hygienického výřezu 18 cm.

cena 3 390 Kč



Hřejivé polstrování sedu

8020 9260

- Polstrování sedu s hygienickým výřezem odrážející teplo.
- Neklouzavý povrch.

cena 2 590 Kč



Hřejivé polstrování zádové opěry

8020 9261

- Polstrování zádové opěry odrážející teplo.
- Neklouzavý povrch.

cena 1 390 Kč



Textilní zádová opěra

8020 9225

- Nastavitelná zádová opěra pro zajištění komfortního sedu obzvláště při deformitách zad.

cena 2 590 Kč



Bezpečnostní pás

8020 9440

- Dvoubodový bezpečnostní pás s přezkou.

cena 1 290 Kč



Bezpečnostní pás hrudní

8020 9034

- Dvoubodový bezpečnostní pás pro větší stabilitu a pocit bezpečí.

cena 1 290 Kč



Bezpečnostní madlo

8030 3034

- Zvyšuje pocit bezpečí a umožňuje uživateli pocitově bezpečnější přidržení.

cena 1 990 Kč



Odkládací vanička

8020 9266

- Odkládací vanička na toaletní potřeby s možností uchycení sprchové hlavice.

cena 698 Kč

TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



Toaletní a sprchové křeslo ETAC SWIFT MOBIL 2

80229401

- Snadno ovladatelné toaletní a sprchové křeslo umožňující pečovateli nejlepší možný přístup při pomoci s osobní hygienou uživatele.
- Sedadlo z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Nastavitelná výška sedu 45–60 cm.
- Odklopné područky.
- Možnost úpravy šířky mezi područkami o ± 6 cm.
- Odklopné a odnímatelné stupačky.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Čtyři brzděná kolečka v sestavě.
- Zvýšená nosnost 160 kg.
- Křeslo je standardně dodáváno bez toaletní nádoby.



cena 17 980 Kč



Polohovací toaletní a sprchové křeslo ETAC SWIFT MOBIL TILT 2

80229410 (Standard),
80229480 (XL)

- Toaletní a sprchové křeslo Etac SWIFT MOBIL 2 doplněné o funkci polohování sedu.
- Zvýšení stability a komfortu pro uživatele.
- Uspřádání péče o klienta jeho ošetřovateli.
- Polohování sedu v rozmezí -5° až 30° / 0° až 35° .
- Hlavová opěra v základní výbavě.
- Křeslo je standardně dodáváno bez toaletní nádoby.

Verze XL

- Model s širším rámem zádové opěry, rozšiřující prostor mezi područkami o 6 cm a s adaptéry stupaček, rozšiřující prostor mezi chodidly o 12 cm (6 cm na každou stranu).



Standard cena 39 980 Kč
XL cena 43 980 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Toaletní nádoba

8020 9255

- Toaletní nádoba s víkem včetně lišt k uchycení.

cena 1 190 Kč



Boční podpora

8020 9509

- Individuálně nastavitelné boční vedení trupu pro větší stabilitu.

cena 2 490 Kč



Plně polstrovaní sedu

8020 9434

- Polyuretanové polstrovaní bez hygienického výřezu při potřebě plného sedu.
- Výška 4 cm.

cena 4 290 Kč



Polstrovaní sedu

8020 9519

- Polyuretanové polstrovaní sedu s hygienickým výřezem.
- Výška 4 cm.

cena 4 980 Kč



Bezpečnostní madlo

8030 3034 (délka 60,5 cm),

8020 9452 (délka 66,5 cm)

- Zvyšuje pocit bezpečí a umožňuje uživateli pocitově bezpečnější přidržení.

cena 1 990 Kč



Zámky područek

8020 9445

- Zajištění područek proti odklopení.

cena 1 260 Kč



Bezpečnostní pás

8020 9440

- Dvoubodový bezpečnostní pás s přezkou.

cena 1 290 Kč



Bezpečnostní pás břišní

8020 9442

- Dvoubodový bezpečnostní pás pro větší stabilitu a pocit bezpečí.

cena 1 290 Kč



Hlavová opěra

8020 9521

- Multifunkční opěrka hlavy s tvarovaným polštářem, výškově, hloubkově a úhlově nastavitelná.
- Komplet s uchycením.

cena 5 590 Kč



Chránič

8020 9430

- Chránič proti rozstříku moči.
- Nelze použít v kombinaci s polstrovaním sedu.

cena 1 990 Kč

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



Elektrický vanový zvedák CAPRI 3

3013622

- Vysoce odolný plast.
- Snadná obsluha, snadná údržba.
- Rychlá montáž a demontáž.
- Bezpečnost sedu díky strukturovanému povrchu.
- Nabíječka součástí.

Šířka sedačky bez postranic: 37,5 cm

Šířka sedačky s postranicemi: 71 cm

Výška sedu: 6,5–45,5 cm

Největší sklon zádové opěry: 40°

Hmotnost: 10,5 kg

Nosnost: 140 kg

Baterie: Li-Ion

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5005623
podléhá schválení revizním lékařem



cena 16 059 Kč
(doplatek 0 Kč)



Otočná sedací podložka LUNA

291360061

- Sedání do vany pomocí otáčivého pohybu.
- Protiskuzová spodní plocha.
- Komfort při sezení.

Barva: modrá

Průměr: 32 cm

Výška: 2,2 cm

Hmotnost: 0,82 kg

Nosnost: 140 kg



částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5005635
podléhá schválení revizním lékařem

cena 2 172 Kč
(spoluúčast 217 Kč)



Otočná a posuvná sedací podložka VIA

291360062

- Sedání do vany pomocí otáčení a bočního posunu.
- Přizpůsobí se povrchu sedačky.

Barva: modrá

Průměr: 32 cm

Výška: 2,2 cm

Délka: 41,5 cm

Hmotnost: 1,06 kg

Nosnost: 140 kg



částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5005630
podléhá schválení revizním lékařem

cena 2 578 Kč
(spoluúčast 257 Kč)



ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



Závěsný elektrický zvedák SAMSON

DRV F02

Závěsný elektrický zvedák SAMSON umožňuje pohodlné zvedání a přepravu pacientů v závěsném kurtu.

Díky své kvalitě a funkčnosti je SAMSON neocenitelným pomocníkem v každodenní péči o pacienty.

Pevná konstrukce zvedáku v kombinaci s vhodně zvoleným závěsným kurtem zaručují bezpečnost a pohodlí jak pro pacienty, tak pro pečovatele.

Závěsný kurt není součástí standardního vybavení zvedáku.

- Snadné skládání a rozkládání.
- Ovládací rukojeť ve tvaru písmene „U“.
- Mechanické rozevírání nohou pojezdu pomocí pedálů.
- Ovládání zdvihu je možné nejen pomocí ovladače, ale i pomocí funkcí na řídicí jednotce.
- Řídicí jednotka vybavená bezpečnostním tlačítkem nouzového zastavení.
- Indikátor stavu baterií.
- Funkce nouzového mechanického spouštění umožňující bezpečné spuštění pacienta v případě vybití baterie.
- Otočná přední kola.
- Zadní kola s brzdou.



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008673
podléhá schválení revizním lékařem

cena 27 269 Kč
(doplatek 0 Kč)



| | |
|----------------------|-----------|
| Celková délka | 120 cm |
| Min. šířka | 65,5 cm |
| Min. rozteč podvozku | 60 cm |
| Max. rozteč podvozku | 100 cm |
| Výška závěsu | 55–168 cm |
| Rozsah zdvihu | 120 cm |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Baterie | PB 5 Ah 2x 12 V |
| Motor | 24 V / 8 000 N |
| Doba nabíjení | 6–8 h |
| Rychlost zdvihu | 3,1 cm/s |
| Hmotnost | 39 kg |
| Max. nosnost | 180 kg |

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



Závěsný elektrický zvedák WinnMotion 175

L0900

Pojízdný závěsný elektrický zvedák WinnMotion 175 umožňuje pohodlné zvedání a přepravu pacientů v závěsném kurtu.

WinnMotion 175 je lehký a kompaktní pro použití v domácím prostředí nebo v pečovatelských domech a jiných lékařských zařízeních. Pevná konstrukce zvedáku v kombinaci s vhodně zvoleným závěsným kurtem zaručují bezpečnost a pohodlí jak pro pacienty, tak pro pečovatele.

Závěsný kurt není součástí standardního vybavení zvedáku.

- Snadné skládání a rozkládání.
- Ovládací rukojeť ve tvaru písmene „U“.
- Mechanické rozevírání nohou pojezdu pomocí pedálů.
- Ovládání zdvihu je možné nejen pomocí ovladače, ale i pomocí funkcí na řídicí jednotce.
- Řídicí jednotka vybavená bezpečnostním tlačítkem nouzového zastavení.
- Indikátor stavu baterií.
- Funkce nouzového mechanického spouštění umožňující bezpečné spuštění pacienta v případě vybití baterie.
- Otočná přední kola.
- Zadní kola s brzdou.



Kód ZP: 07-5014931
podléhá schválení revizním lékařem

cena **37 885 Kč**
(doplatek 10 616 Kč)



| | |
|----------------------|----------------|
| Celková délka | 133 cm |
| Min. šířka | 66,5 cm |
| Min. rozteč podvozku | 53,5 / 66,5 cm |
| Max. rozteč podvozku | 80 / 94 cm |
| Výška závěsu | 51,5–173,5 cm |
| Rozsah zdvihu | 122 cm |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Baterie | 2,9 Ah 12 V |
| Motor | Linak IP 54 |
| Doba nabíjení | 8–10 h |
| Počet zdvihů (při 80 kg) | 40–60 |
| Hmotnost | 36 kg |
| Max. nosnost | 175 kg |

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



Závěsný elektrický zvedák SOLAR 185

010-01403

Pojízdný závěsný elektrický zvedák SOLAR 185 umožňuje pohodlné zvedání a přepravu pacientů v závěsném kurtu. SOLAR 185 je vhodný pro použití v domácím prostředí nebo v pečovatelských domech a jiných lékařských zařízeních. Pevná a robustní konstrukce zvedáku v kombinaci s vhodně zvoleným závěsným kurtem zaručují bezpečnost a pohodlí jak pro pacienty, tak pro pečovatele.

Závěsný kurt není součástí standardního vybavení zvedáku.

- Snadné skládání a rozkládání.
- Praktická ovládací rukojeť.
- Elektrické rozevírání nohou pojezdu.
- Ovládání pomocí ovladače.
- Řídicí jednotka vybavená bezpečnostním tlačítkem nouzového zastavení.
- Indikátor stavu baterií.
- Funkce nouzového mechanického spouštění umožňující bezpečné spuštění pacienta v případě vybití baterie.
- Otočná přední kola.
- Zadní kola s brzdou.
- Základní dvoubodový závěs lze v rámci nadstandardního vybavení nahradit speciálním třibodovým závěsem.

novinka 

Kód ZP: 07-5016095
podléhá schválení revizním lékařem

cena **87 554 Kč**
(doplatek 60 285 Kč)



| | |
|----------------------|-------------|
| Celková délka | 135 cm |
| Min. šířka | 70 cm |
| Min. rozteč podvozku | 55 / 69 cm |
| Max. rozteč podvozku | 92 / 107 cm |
| Výška závěsu | 68–198 cm |
| Rozsah zdvihu | 130 cm |

| | |
|--------------------------|---------|
| Baterie | 2,9 Ah |
| Motor | Linak |
| Doba nabíjení | ca. 8 h |
| Počet zdvihů (při 80 kg) | 40–60 |
| Hmotnost | 45 kg |
| Max. nosnost | 185 kg |

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



Závěsný kurt standardní

8013121 (standardní), **8013120** (sít'ovaný)

- Textilní provedení pro běžné použití.
- Sít'ované provedení pro použití v koupelně a na WC.
- Pohodlný vzpřímený sed pacienta.



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008680 (standardní)

podléhá schválení revizním lékařem

cena **1 749 Kč**

(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 07-5008684 (sít'ovaný)

podléhá schválení revizním lékařem

cena **2 254 Kč**

(doplatek 0 Kč)



Závěsný kurt s oporou hlavy

8013150 (standardní), **8013160** (sít'ovaný)

- Prodloužená varianta s oporou hlavy.
- Textilní provedení pro běžné použití.
- Sít'ované provedení pro použití v koupelně a na WC.
- Vhodný pro pacienty s malou stabilitou trupu.



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008678 (standardní)

podléhá schválení revizním lékařem

cena **2 493 Kč**

(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 07-5008675 (sít'ovaný)

podléhá schválení revizním lékařem

cena **2 921 Kč**

(doplatek 0 Kč)



Závěsný kurt Vitea Care s oporou hlavy

DRVFO2-K

- Prodloužený závěsný kurt s oporou hlavy.
- Sít'ované provedení pro možné použití v koupelně a na WC.
- Několik alternativních smyček na ramenních a nožních popruzích, pro možné upravení úhlu sedu podle potřeb uživatele, včetně vzpřímené polohy vsedě.
- Vhodný pro pacienty s malou stabilitou trupu.
- Jedna univerzální velikost.



novinka

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5014641

podléhá schválení revizním lékařem

cena **2 921 Kč**

(doplatek 0 Kč)



Závěsný kurt dvoudílný

8013149

- Textilní provedení.
- Vhodné pro pacienty s velmi dobrou stabilitou trupu.
- Příslušenství k závěsnému zvedáku SITO, Samson.



cena **980 Kč**



Sada Beauty

80210066

není ZP

- Sada Beauty obsahuje:
 - Mycí houbu s ergonomickou rukojetí, délka: 38 cm.
 - Hřeben na vlasy s ergonomickou rukojetí, délka: 37 cm.
 - Univerzální ergonomický úchyt s pilníkem na nehty, který lze použít i jako úchyt např. pro kartáček na zuby nebo holicí strojek, délka: 11 cm.



cena 890 Kč



Mycí houbu zahnutá

80210080

není ZP

- Zahnutá mycí houbu s ergonomickou rukojetí.
- Navržena pro usnadnění každodenního umývání.
- Houbu neabsorbuje vodu, tudíž je lehká po celou dobu používání.
- Rukojeť s protiskluzovým povrchem pro snadné a bezpečné používání.
- Mycí houbu je odnímatelná a lze ji prát v pračce.

Délka: 77 cm
Hmotnost: 203 g



cena 739 Kč



Mycí houbu

80210076

není ZP

- Mycí houbu s ergonomickou rukojetí.
- Navržena pro usnadnění každodenního umývání.
- Houbu neabsorbuje vodu, tudíž je lehká po celou dobu používání.
- Rukojeť s protiskluzovým povrchem pro snadné a bezpečné používání.
- Mycí houbu je odnímatelná a lze ji prát v pračce.

Délka: 38 cm
Hmotnost: 112 g



cena 569 Kč



Kartáč na vlasy

80210072 (délka 29 cm), 80210074 (délka 37 cm)

není ZP

- Kartáč na vlasy s prodlouženou ergonomickou rukojetí.
- Ergonomická rukojeť s protiskluzovým povrchem pro pohodlné a bezpečné používání.
- Kratší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k uším.
- Delší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k ramenům.

Délka: 29 / 37 cm
Hmotnost: 102 / 112 g



80210072 cena 529 Kč

80210074 cena 649 Kč



Hřeben na vlasy

80210068 (délka 30 cm), **80210070** (délka 37 cm)

není ZP

- Hřeben na vlasy s prodlouženou ergonomickou rukojetí.
- Ergonomická rukojeť s protiskluzovým povrchem pro pohodlné a bezpečné používání.
- Kratší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k uším.
- Dejší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k ramenům.

Délka: 30 / 37 cm
Hmotnost: 80 / 90 g



80210068 cena **469 Kč**

80210070 cena **499 Kč**



Pomůcka k mytí vlasů

80210078

není ZP

- Speciální pomůcka (kartáč) k mytí vlasů s ergonomickou rukojetí.
- Navrženo pro usnadnění umývání vlasů.
- Rukojeť s protiskluzovým povrchem pro snadné a bezpečné používání.

Délka: 36 cm
Hmotnost: 112 g



cena **549 Kč**



Univerzální úchyt s pilníkem na nehty

80210082

není ZP

- Univerzální ergonomický úchyt s pilníkem na nehty.
- Úchyt je standardně dodáván s pilníkem na nehty (3 ks).
- Větší otvor na opačné straně slouží pro uchycení např. kartáčku na zuby nebo holicího strojků.

Délka: 11 cm
Hmotnost: 45 g



cena **279 Kč**



Pomůcka pro osobní hygienu ETAC Torkel

80304001

není ZP

- Praktický pomocník pro osobní hygienu na WC pro osoby se sníženou pohyblivostí.
- Vyrobeno z lehkého materiálu pro snadné použití.
- Do kleští může být umístěn toaletní papír, žínka či menší ručník.
- Pomůcku lze dezinfikovat chemicky nebo varem.

Délka: 33 cm
Hmotnost: 100 g



cena **769 Kč**

PODAVAČE



Podavač ETAC AKTIV

80505004 (45 cm), **80505003** (70 cm)

- Snadné zacházení díky jednoduchému tvaru rukojeti.
- Magnet v madle podavače.
- Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti uchopení.
- Kryt čelisti z kvalitní pryže.
- Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly.
- Dostupný v několika délkách.

Délka: 45 / 70 cm
Hmotnost: 111 / 128 g
Nosnost: 1 kg

není ZP



cena 898 Kč



Podavač ETAC AKTIV s háčkem

80505006

- Ideální pro oblékání a svlékání kvůli schopnosti tahat a tlačít.
- Magnet v madle podavače.
- Snadné zacházení díky jednoduchému tvaru rukojeti.
- Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti uchopení.
- Kryt čelisti z kvalitní pryže.
- Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly.

Délka: 45 cm
Hmotnost: 117 g
Nosnost: 1 kg

není ZP



cena 898 Kč



Podavač ETAC AKTIV s háčkem a područkou

80505005

- Praktická područka pro podporu předloktí.
- Ideální pro osoby s velmi omezenou silou v rukách.
- Háček pro možnost tahu či tlaku.
- Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti uchopení.
- Kryt čelisti z kvalitní pryže.
- Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly.

Délka: 60 cm
Hmotnost: 139 g
Nosnost: 1 kg

není ZP



cena 898 Kč



Podavač HANDI GRIP

3071902 (66 cm), **3071903** (80 cm)

- Lehký podavač s vertikálně otočnou čelistí.
- Mechanika s lehkým chodem.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť.
- Protiskluzová úprava rukojeti.
- Dostupný ve dvou variantách.

Délka: 65 / 80 cm
Hmotnost: 230 / 350 g
Nosnost: 2 kg

není ZP



cena 598 Kč



Univerzální pomůcka pro snazší otáčivý pohyb

80503003

- Praktická pomůcka pro otočení nejen klíče v zámku, knoflíku u sporáku, vypínače.
- Univerzální pro jakoukoli velikost otáčeného předmětu.
- Bez námahy pro zápěstí a klouby prstů.
- Odolný plast.

Hmotnost: 84 g

není ZP



cena 499 Kč



Kuchyňské prkénko ETAC Fix

80501004

není ZP

- Všestranné fixační prkénko pro snadné provedení úkonů při přípravě jídla.
- Možnost přípravy jídla pomocí jedné ruky či jako podpora při malé síle v obou pažích.
- Čelisti s možností uchycení potravin, struhadla či misky pro zamíchání.
- Odnímatelná ploška s hroty pro uchycení potravin pro nakrájení nebo oloupaní.
- Protiskuzové nožky s možností přiložení přísavek.
- Kvalitní materiál se snadnou údržbou.

Materiál: plast
+ nerezová ocel

Hmotnost: 1,3 kg



cena 2 090 Kč



Kuchyňské nože ETAC Relieve

80402101 (stand. provedení),

80402102 (malé provedení),

80501101 (stand. provedení

s delší čepelí) není ZP

- Kuchyňské nože s ergonomickou rukojetí s možností držení v přirozené poloze ruky.
- Zahnutí rukojeti umožňuje optimální a pohodlnou pozici zápěstí a palce.
- Vroubkovaná velmi ostrá čepel pro snadné řezání.
- Varianta s delším ostřím pro porcování a krájení větších potravin.

Materiál: plast + nerezová ocel

Hmotnost: 72 / 37 / 72 / 75 g

80402101 cena 399 Kč

80402102 cena 399 Kč

80501101 cena 569 Kč



STRAVOVÁNÍ



Ergonomický kuchyňský nůž

3050872

není ZP

- Ergonomický kuchyňský nůž se širokým ostřím.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

DOPRODEJ

cena 50 Kč



Ergonomický kuchyňský nůž

3050862

není ZP

- Ergonomický kuchyňský nůž s tenkým ostřím.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

DOPRODEJ

cena 50 Kč



Ergonomická škrabka

3040072

není ZP

- Ergonomická škrabka na sýr a zeleninu.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť vhodná pro všechny velikosti rukou.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

DOPRODEJ

cena 50 Kč



Ergonomická kuchyňská vidlička

3040082

není ZP

- Ergonomická kuchyňská vidlička (dvojjzubec).
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť vhodná pro všechny velikosti rukou.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

DOPRODEJ

cena 50 Kč



Ergonomická kuchyňská obracečka

3040062

není ZP

- Ergonomicky tvarovaná obracečka.
- Ergonomická rukojeť vhodná pro všechny velikosti rukou.
- Ergonomická rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

DOPRODEJ

cena 50 Kč



Ergonomické příbory ETAC se silnou rukojetí

80402002 (vidlička), není ZP
80402004 (lžíce),
80402006 (nůž),
80402007 (dezertní lžička)

- Lehké ergonomicky tvarované příbory se silnou rukojetí.
- Speciálně určené pro osoby s kloubními problémy.
- Díky nepatrné hmotnosti a silné rukojeti sníží příbory tlak na prsty a odlehčí kloubům.

Materiál: plast + nerezová ocel

Délka: 18–22 cm

Hmotnost: 23–37 g



vidlička cena 399 Kč

lžíce cena 399 Kč

nůž cena 399 Kč

dezertní lžička cena 399 Kč



Ergonomické příbory ETAC se štíhlou rukojetí

80401003 (vidlička), **80401005** (lžíce), **80401001** (nůž), **80401007** (dezertní lžička) není ZP

- Lehké ergonomicky tvarované příbory se štíhlou prodlouženou rukojetí.
- Speciálně určené pro osoby, které si při jídle potřebují opřít ruce v předloktí o stůl.
- Příbory a jejich těžiště jsou navrženy tak, aby byl jejich uživatel ušetřen zbytečných pohybů rukou a předloktí.

Materiál: plast + nerezová ocel

Délka: 20–22 cm

Hmotnost: 21–34 g



vidlička cena 399 Kč

lžíce cena 399 Kč

nůž cena 399 Kč

dezertní lžička cena 399 Kč



Příbory ETAC pro dopomoc

80403101 (lžíce), **80403102** (lžička), **80403103** (vidlička) není ZP

- Příbory navrženy pro stravování za asistence druhé osoby.
- Plochý a hladký design usnadňuje stravování osob s omezenou schopností otevřít ústa.
- Vhodné pro osoby se slabým svalstvem horních končetin.
- Vršek rukojeti uzpůsoben pro přidržování asistující osobou.

Materiál: plast

Délka: 31–37 cm

Hmotnost: 20–22 g



lžíce cena 399 Kč

lžička cena 399 Kč

vidlička cena 399 Kč



Příbory ETAC kombinované

80403003 není ZP

(vidlička/nůž, levá ruka),

80403002

(vidlička/nůž, pravá ruka),

80403001

(lžice/nůž)

- Kombinovaný příbor určený osobám, které mohou používat pouze jednu ruku.
- Zakulacená rukojeť pro pohodlné a bezpečné držení při nabírání i krájení jídla.

Materiál: plast + nerezová ocel

Délka: 18 cm (vidlička/nůž), 20 cm (lžice/nůž)

Hmotnost: 25 g (vidlička/nůž), 35 g (lžice/nůž)



vidlička/nůž
cena 399 Kč



lžice/nůž
cena 399 Kč



Zakřivená ergonomická lžice ETAC

80403202 (levá ruka), **80403201** (pravá ruka)

není ZP

- Lehká ergonomická zakřivená lžice se silnou rukojetí.
- Vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí paží a zápěstí.
- Dostupné ve 2 variantách.

Materiál: plast + nerezová ocel

Délka: 19 cm

Hmotnost: 35 g



80403202 cena 399 Kč

80403201 cena 399 Kč



Dětská zalomená lžice ETAC

80403302 (levá ruka), **80403301** (pravá ruka)

není ZP

- Lehká zakřivená lžice navržena pro děti.
- Cílem je usnadnit dětem samostatné stravování.
- Speciální tvar a podpora palce zabraňují sklouznutí.
- Úhel zakřivení lze nastavit pomocí malého šroubku.
- Díky pružnému poutku je vhodná i pro děti s nízkou schopností uchopení.
- Levá a pravá varianta.

Materiál: plast

Délka: 16 cm

Hmotnost: 40 g



80403302 cena 949 Kč

80403301 cena 949 Kč



Talířová obruba

147500

není ZP

- Univerzální talířová obruba.
- Uspodňuje nabrání jídla na vidličku či lžici.
- Vhodná do myčky a mikrovlnné trouby.
- Snadné nasazení.
- Maximální průměr talíře 28 cm.

Materiál: plast
Barva: bílá



cena 169 Kč



Hrnek s náustkem ETAC

80404042

není ZP

- Hrnek složený z plastového pohárku, podšálku s držadlem a víka s náustkem.
- Rozšířené dno podšálku zabraňuje převrhnutí.
- Velké držadlo pro snazší uchopení.
- Díky izolujícímu podšálku lze držet hrnek i s horkou tekutinou.
- Lze mýt v myčce.

Materiál: plast
Hmotnost: 125 g
Objem: 3 dl



cena 599 Kč



Pohár ETAC

80404001

není ZP

- Lehký plastový pohár inspirovaný sklenicí na víno.
- Pohár má silnou nohu pro snadné uchopení palcem a ukazováčkem.
- Vhodný pro osoby s kloubními problémy.

Materiál: plast
Hmotnost: 75 g
Objem: 2,5 dl



cena 299 Kč



Pítko ETAC

80404101

není ZP

- Speciální pítko navržené pro usnadnění pití.
- Hubička pro lepší kontakt se rty.
- Snižuje nutnost zaklání hlavy.
- Pítko je transparentní.
- Vyznačené rysky 0,5 dl a 1 dl.

Materiál: plast
Hmotnost: 40 g



cena 299 Kč

OBLÉKÁNÍ



Navlékač ETAC Socky

80601002-2 (krátký), není ZP
80601003-2 (standard),
80601001-2 (dlouhý)

- Pomůcka pro usnadnění navlékání nejen punčoch a ponožek.
- Krátký navlékač je vhodný pro navlékání ponožek, podkolenek a kompresních podkolenek.
- Dlouhá varianta pomůže při značné slabosti v rukách a snížené pohyblivosti trupu, navíc sníží tření ponožky o podlahu.
- Pomocí dlouhého navlékače lze snadno obléci ponožky, podkolenky a punčochy.
- Varianta Standard je navržena pro navlékání různých typů a délek samodržících a kompresních punčoch.

krátký cena **698 Kč**

standard cena **2 198 Kč**



dlouhý cena **1 629 Kč**



Zapínač knoflíků ETAC Butler

80602001

není ZP

- Praktický pomocník pro zapínání knoflíků.
- Zapínač je vhodný pro malé i velké knoflíky a pro zapínání a rozepínání zipů.

Délka: 13 cm



cena **529 Kč**



Zapínač knoflíků ETAC Butler

80602004

není ZP

- Praktický pomocník pro zapínání knoflíků.
- Zapínač je vhodný pro knoflíky všech typů.

Délka: 22 cm



cena **389 Kč**



POLOHOVACÍ LŮŽKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Ecofit Plus

27000001

- Pojízdné, plně elektricky polohovatelné lůžko.
- Snadné ovládání s možností uzamknutí funkcí.
- Součástí hrazda s rukojetí.

Ložná plocha: 90 x 200 cm

Nosnost: 185 kg



Kód ZP: 07-5006609
podléhá schválení revizním lékařem

cena **31 149 Kč**
(doplatek 4 854 Kč)

Prodloužení ložné plochy
o 20 cm



Kód ZP: 07-4100011
podléhá schválení revizním lékařem
– nutná kalkulace!

cena **9 145 Kč**
(spoluúčast 91 Kč)



Ecofit S

27000003

- Plně elektricky polohovatelné pojízdné lůžko.
- Oproti modelu Ecofit Plus méně robustní.
- Bez dřevěného obložení čel.
- Hrazda s rukojetí je součástí základního vybavení.

Ložná plocha: 90 x 200 cm

Nosnost: 185 kg



Kód ZP: 07-5015554
podléhá schválení revizním lékařem
cena **26 294 Kč** (doplatek 0 Kč)



prodloužení ložné plochy o 20 cm

Kód ZP: 07-4100011
podléhá schválení revizním lékařem
– nutná kalkulace!

cena **9 145 Kč** (spoluúčast 91 Kč)



Ecofit XTRA

- Plně elektricky polohovatelná pojízdná lůžka Ecofit XTRA jsou určena pro klienty s hmotností až 500 kg.
- Lůžko se vyznačuje zvláště vysokou stabilitou.
- Hrazda s rukojetí je součástí základního vybavení.
- Matrace k lůžku pouze na individuální poptávku/objednávku.



Ložná plocha: 120 cm x 200 cm / 140 cm x 200 cm

Nosnost: 300 kg / 400 kg / 500 kg

plocha 120 x 200 cm (300 kg)

Kód ZP: 07-5013935
podléhá schválení revizním lékařem
cena **76 442 Kč** (doplatek 50 147 Kč)

plocha 140 x 200 cm (300 kg)

Kód ZP: 07-5013934
podléhá schválení revizním lékařem
cena **87 350 Kč** (doplatek 61 055 Kč)

prodloužení ložné plochy o 20 cm

Kód ZP: 07-4100011
podléhá schválení revizním lékařem
– nutná kalkulace!

cena **13 254 Kč** (spoluúčast 132 Kč)

POLOHOVACÍ LŮŽKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pojízdny stolec RFM

01689593 (bílá), 07748658 (hnědá)

- Stolek k lůžku s nastavitelnou výškou.
- Ocelový skládací rám.
- Snadné manipulování.
- 2 kolečka vybavena brzdou.

Celková šířka: 61 cm

Celková hloubka: 45 cm

Výška: 65–94 cm

Hmotnost: 7,5 kg

Rozměry desky: 62 x 41 cm

Nosnost: 10 kg

Barva: bílá, hnědá

není ZP



cena 2 980 Kč



Volně stojící hrazda RFM

03429465

- Ramenová hrazda pro podporu aktivního pohybu na lůžku.

Výška: 176 cm

Hmotnost: cca 11 kg

Rozměry základny: 82,5 x 75,5 x 5,0 cm

Nosnost: 100 kg

Barva: světle šedá



cena 3 790 Kč



Rehabilitační madlo - žebřík

DRQM3GOAAXXP

- Praktické rehabilitační madlo usnadňující zvedání na lůžku.
- Osoba ležící na lůžku má s pomocí žebříku více motivace pracovat na zvyšování svých fyzických schopností a tím posiluje svaly rukou a paží.
- 4-stupňový žebřík.
- Fosforeskující konce madel.

Délka: 3 m

Zátžení: max. 90 kg

není ZP



cena 398 Kč



Opěrka do lůžka

DRVF01

- Zádová opěrka pro snadné provedení hygienických úkonů a jiných denních aktivit (např. stravování) u ležících pacientů.
- Snadné ovládání s možností nastavení napůl vzpřímené pozice pro prevenci nežádoucích účinků způsobených dlouhým ležením.
- Zlepšení pohodlí v každodenním životě.
- Odolný hliníkový rám s netoxickým lakem.
- 5 polohovacích pozic.

Šířka: 62 cm

Barva: kostkovaný modrý vzor

není ZP



cena 1 190 Kč



Matracový chránič PU

DAD-050002

- Paropropustný matracový chránič s polyuretanovým zátěrem.
- Výborná ochrana matrace zamezující průsaku tekutin a mechanickému poškození.
- Praktická, hygienická a užitečná pomůcka.

Rozměry: 90 x 200 cm

Materiál: 80 % bavlny, 20 % polyester

Zátěr: 100% PU (polyuretan)


Barva: bílá

není ZP



cena 498 Kč

ANTIDEKUBITNÍ MATRACE



Bohemia Clinic 14 NEO

- Matrace pro uživatele se středním rizikem vzniku dekubitů.
 - Výborná cirkulace vzduchu a par, tvarová stálost a pružnost.
 - Na spodní straně prořezy pro lepší polohování matrace na lůžku.
 - Patentovaný a chráněný vzor průřezu, lepší rozložení tlaku na matraci.
 - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm
Výška: 14 cm
Nosnost: 170 kg

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5010788
podléhá schválení revizním lékařem



cena **3 565 Kč**
(doplatek 643 Kč)



Bohemia Prevent 14 NEO

- Matrace pro uživatele se středním rizikem vzniku dekubitů.
 - Kombinace základové HR pěny (10 cm) a vrchní visco pěny (4 cm).
 - Profilace do 7 zón.
 - Na spodní straně prořezy pro lepší polohování matrace na lůžku.
 - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm
Výška: 14 cm
Nosnost: 170 kg

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5010789
podléhá schválení revizním lékařem



cena **5 997 Kč**
(doplatek 3 075 Kč)



Bohemia Ergonomic 14 NEO

- Matrace pro uživatele s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
 - Kombinace základové studené pěny (8 cm) a vrchní líné, viscoelastické paměťové pěny (6 cm).
 - Profilace do 3 anatomických zón.
 - Profilace vrchní vrstvy napomáhá k správnému prokrvení tkání a provzdušnění matrace.
 - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm
Výška: 14 cm
Nosnost: 180 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5010790
podléhá schválení revizním lékařem



cena **7 221 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Bohemia Luxura 14 NEO


- Matrace pro uživatele s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
 - Kombinace HR pěny a speciální 4G kontaktní pěny s výbornou elasticitou, vzdušností a flexibilitou.
 - Profilace do 5 anatomických zón.
 - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm
Výška: 14 cm
Nosnost: 180 kg

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5010791
podléhá schválení revizním lékařem



cena **9 302 Kč**
(doplatek 1 511 Kč)



Bohemia Orthopedic 17 NEO

- Matrace pro uživatele s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
 - Unikátní jádro matrace tvořené z buněk různých tuhostí zasazených do mřížek.
 - Jádro matrace je zasazeno do FLEX rámu, nabízející oporu při vstávání a lepší orientaci pacienta na lůžku.
 - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm
Výška: 17 cm
Nosnost: 180 kg

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5010792
podléhá schválení revizním lékařem



cena **12 216 Kč**
(doplatek 529 Kč)

ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

Antidekubitní matrace se střídavým tlakem vč. kompresoru

VCM202-SET

- Sada vzduchové antidekubitní matrace s kompresorem pro uživatele se středním rizikem vzniku dekubitů.
- Používá se nejen jako prevence vzniku proleženin, ale i při jejich léčbě.
- Kompresor zajišťuje optimální střídání tlaku ve všech částech antidekubitní matrace.
- Snadné manuální nastavení požadovaného tlaku.
- Možnost upnutí na obyčejnou matraci.
- Snadná instalace a údržba.
- Na poptávku lze dodat matraci či kompresor samostatně.

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Materiál: | PVC |
| Rozměry: | 200 x 90 x 6,5 cm |
| Nosnost: | 120 kg |
| Barva: | tělová |
| Trvání jednoho cyklu: | 10–12 min |



cena 2 290 Kč

Antidekubitní tubulární matrace se střídavým tlakem vč. kompresoru

VCM502-SET

- Sada tubulární vzduchové antidekubitní matrace s kompresorem pro uživatele se středním rizikem vzniku dekubitů.
- Používá se nejen jako prevence vzniku proleženin, ale i při jejich léčbě.
- Kompresor zajišťuje optimální střídání tlaku ve všech částech antidekubitní matrace.
- Snadné manuální nastavení požadovaného tlaku.
- Možnost upnutí na obyčejnou matraci.
- Snadná instalace a údržba.
- Součástí balení i jeden náhradní tubus.
- Na poptávku lze dodat matraci či kompresor samostatně.

| | |
|-----------|------------|
| Materiál: | odolné PVC |
| Povrch: | tubulární |
| Šířka: | 85 cm |
| Délka: | 190 cm |
| Výška: | 12 cm |
| Nosnost: | 140 kg |
| Barva: | modrá |



Kód ZP: 07-5008691

pomůcka podléhá schválení revizním lékařem



cena 3 327 Kč
(doplatek 406 Kč)

PRAHA

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 - Spořilov
tel.: 272 761 102
e-mail: meyracr@meyragroup.com

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Matice školské 192/14
370 01 České Budějovice
tel.: 386 356 838
e-mail: ceskebudejovice@meyragroup.com

LIBEREC

Generála Svobody 185/16
460 01 Liberec XIII - Nové Pavlovice
tel.: 488 577 793
e-mail: liberec@meyragroup.com

PLZEŇ

Keřová 343/13
vchod: Lochotínská 29
301 00 Plzeň
tel.: 377 520 010
e-mail: plzen@meyragroup.com

BRNO

Cejl 107
602 00 Brno - Zábrdovice
tel.: 545 216 748
e-mail: brno@meyragroup.com

JANSKÉ LÁZNĚ

nám. Svobody 38 - Janský Dvůr
542 25 Janské Lázně
tel.: 499 875 494
e-mail: janskelazne@meyragroup.com

OSTRAVA

Bendlova 377/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel.: 595 626 012
e-mail: ostrava@meyragroup.com

PODĚBRADY – Expediční sklad

Stavební 57
290 01 Poděbrady
tel.: 325 626 503
e-mail: sklad@meyragroup.com



QR kód ke stažení či sdílení
elektronické verze
tohoto katalogu.

www.meyra.cz
www.pomucky.cz

