


## Antidekubitní polštáře

# ALOVA<sup>™</sup>

Tvarované antidekubitní polštáře ALOVA představují novou řadu produktů s pěnovou výplní visco elastic. Je určen pro pacienty s hmotností až do 200 kg, podle vybraného modelu. Tvarovaný antidekubitní polštář ALOVA zvyšuje kontaktní plochu, tím zlepšuje rozložení tlaku a pomáhá tak v prevenci vzniku dekubitů středního až vysokého rizika. Díky tvarování snižuje riziko sklouznutí vpřed.



Příklad rozložení tlaku uživatele s hmotností 80 kg a výškou 172 cm:



výsledek rozložení tlaku u polštáře ALOVA

### **Terapeutický účinek**

- viskoelastický materiál antidekubitního polštáře ALOVA umožňuje snižovat maximální hodnoty tlaku

### **Bezpečnost**

- při tloušťce materiálu 6 cm snižuje riziko dekubitů v oblasti sedacích kostí
- vypínací profil na zadní straně snižuje riziko sakrokokcygeální píštěle
- polštář je tvarovaný tak, aby se zabránilo nechtěnému posunu pacienta dopředu
- integrovaná ochrana spodní strany přiléhající k podložce

### **Komfort**

- komfort zajišťuje nepromokavá a prodyšná látka, která zlepšuje termoregulaci při delším sezení


Nabízíme široký výběr velikostí polštářů ALOVA: šířka sedáku od 36 do 60 cm a hloubka sedáku od 36 do 50 cm. Většina velikostí nabízí i vybavení polštáře abdukčním klínem.



Spodní strana potahu polštáře ALOVA je protiskluzová, potah je snímatelný a prateľný na 90°C. Abdukční klín je rovněž obalen potahem.

Barva potahu: černá navrchu a šedá po stranách.

#### Údržba potahu



Pěnovou výplň nelze prát v pračce!

Při inkontinenci je třeba sedák vložit do potahu z nepropustného a zároveň vzdušného materiálu.

#### VÝROBCE

##### **ASKLÉ SANTÉ Groupe WinnCare**

200 rue Charles Tellier  
Actiparc de Grézan  
30034 Nimes Cedex 1  
France  
[www.wincare.fr](http://www.wincare.fr)

#### DISTIBUTOR v ČR

##### **MEYRA ČR s. r. o.**

Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
tel.: +420 272 761 102  
e-mail: [meyra@meyra.cz](mailto:meyra@meyra.cz)  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)

Revize 03/2018