



## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## ORTÉZA PRSTŮ HORNÍCH KONČETIN

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQF3A





Lehká, hygienická ortéza prstu ruky s náprstkovým upevněním k okamžitému použití. Účinná při léčbě úrazů prstů rukou. Tělový odstín.

### Použití:

Fixace distálních mezičlankových kloubů prstů rukou, poškození natahovače prstu, avulzní zlomeniny, zlomeniny kostí distálních článků.

### Velikost

Velikost	2	3	4	5	5,5
Obvod prstu v distálním mezičlankovém kloubu (cm)	5,5-6,0	6,0-6,5	6,5-7,0	7,5-8,0	8,5-9,0

### Čištění a údržba:

K čištění použijte teplou vodu s jemným mycím přípravkem. Uchovejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

**ZÁVĚREČNÉ ROZHODNUTÍ O APLIKACI A VÝBĚRU POMŮCKY BY MĚL UČINIT ZDRAVOTNICKÝ ODBORNÍK.**





**SPRZĘT  
MEDYCZNY**

**Výrobce:**

**mdh sp. z o.o.**  
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24  
90-349 Łódź  
tel. +48 42 674 83 84  
fax. +48 42 676 71 85  
[www.mdh.pl](http://www.mdh.pl), [www.qmedinfo.pl](http://www.qmedinfo.pl)

**Distributor:**

**MEYRA ČR s.r.o.**  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
Česká republika  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)