

Produktový list

Posilovač úchopu

Posilovač úchopu je rehabilitační a terapeutická pomůcka. Primárně se používá k posílení svalů ruky, zápěstí a předloktí a také zlepšuje rozsah pohybu prstů po operacích a úrazech ruky. Stabilní úchop zajišťuje ergonomický design rukojetí a protiskluzový potah z pěnové pryže.

Může jej používat každý, bez ohledu na věk nebo životní styl. Je perfektní volbou pro sportovce, hudebníky, administrativní pracovníky, ale lze jej použít i pro terapeutické ošetření pacientů při rehabilitaci rukou.



Jak používat: Vezměte pomůcku do ruky, jednoduše ji zmáčkněte, čímž spojíte rukojeti k sobě. Úroveň odporu můžete nastavit od 10 do 60 kg pomocí otočného regulátoru na přední straně zařízení.

Barva: černá/antracit

Rozměry: 17 x 11 x 2,5 cm

Materiálové složení: PP (polypropylen), TPR (termoplastická pryž), ocel

Hmotnost: ca 140 g

Výrobce: Rehab Zrt. 2000 SZENTENDRE, Kalászi út 3., www.rehabzrt.hu

Distribuce: MEYRA ČR s.r.o., Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4, www.meyra.cz