

Anatomický polštář LUMBAR SUPPORT

- Bederní polštář poskytuje dostatečnou ortopedickou oporu pro bederní páteř.
- Snižuje nebo předchází bolesti v kříži.

Doporučeno lékařskými specialisty všem, kteří tráví hodně času sezením. Anatomicky tvarovaná bederní opěrka vám zajistí správnou polohu sedu. Poskytuje pohodlí při sezení a minimalizuje vedlejší účinky dlouhodobého sezení. Je vyroben z kvalitní viskoelastické pěny s vysokou hustotou uvolňující tlak. Jeho paměťová pěna je citlivá na teplotu těla a uvolňuje tlakové body. Speciální popruh umožňuje správné umístění bederní opěrky k sedadlu.

Polštář je potažen snímatelným bavlněným potahem.

Indikace

- Mírná bolest v lumbosakrální oblasti spojená s nedostatečným udržováním správné polohy při sezení
- Pro uvolnění páteře při sezení

Kontraindikace

Nejsou

Údržba

Paměťovou pěnu nelze prát. Vnější potah je odnímatelný a lze jej prát do 30°C / 86°F. Před prvním použitím vyjměte polštář z obalu a nechte jej vyvětrat.

Složení

Polštář: 100% PU

Potah: 75% bavlna, 25% polyester

Rozměr: univerzální (35 x 33 x 12 cm)

Hustota: 55 kg/m³ (měkký) nebo 80 kg/m³ (tvrdý)

Základní UDI-DI: 59017804DRQE3DLR (měkký)
59017804DRQE0DLG (tvrdý)

Výrobce

mdh Sp. z o.o.
ul. Maratońska 104
94-007 Łódź
Polsko
tel.: +48 42 674 83 33
e-mail: profilaktyka@mdh.pl

Distributor

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel.: +420 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz