

## Navlékač ETAC SOCKY

Oblékání s navlékačem ETAC SOCKY je snadné. Pokud bolest nebo snížená pohyblivost omezuje vaši schopnost si obléknout ponožky nebo punčochy, bude navlékač ETAC SOCKY váš pomocník. Navlékač je dostupný ve třech modelech s mírně odlišnými funkcemi.

### Specifikace:

- Krátký navlékač je vhodný pro navlékání ponožek, podkolenek a kompresních podkolenek.
- Standardní varianta je navržena pro navlékání různých typů a délek samodržících a kompresních punčoch.
- Dlouhá varianta pomůže při značné slabosti v rukách a snížené pohyblivosti trupu, navíc sníží tření ponožky o podlahu. Pomocí dlouhého navlékače lze snadno obléci ponožky, podkolenky a punčochy.

**Dostupné délky:** krátký, standard, dlouhý

**Hmotnost:** krátký/94 g, standard/90 g, dlouhý/146 g,

**Materiál:** Polyamid, Polypropylen

### VÝROBCE

Etac Supply Center AB  
Langgatan 12  
334 24 Anderstorp  
Sweden  
[www.etac.com](http://www.etac.com)

### DISTRIBUTOR

**MEYRA ČR s. r. o.**  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
tel.: +420 272 761 102  
e-mail: [meyra@meyra.cz](mailto:meyra@meyra.cz)  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)