


Ergonomicky tvarovaný antidekubitní sedák, který svým provedením a netypickou konturací dokáže velmi efektivně odlehčit kritické partie (hrboly sedacích kostí a kostrč) a předcházet tak dekubitům. Zároveň svou konstrukcí pomáhá zlepšit stabilitu sedu a kontrolu držení trupu.

- Patentovaná konturovaná základna.
- Polštář neabsorbuje vlhkost a uchovává kůži chlazenou a suchou.
- Polštář lze rozebrat a vyprat nebo dezinfikovat.
- Sedák je vhodný pro osoby se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů.




Kód ZP:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:
07-5014296	Ride FORWARD Antidekubitní sedací polštář pro střední a vysoké riziko vzniku dekubitů	11.510,-	7.304,-	4.206,-

Přehled dodávaných velikostí

Kód:	Šířka x hloubka:	Výška:
○ FCD-1009	25 x 23 cm	6 cm
○ FCD-1010	25 x 25 cm	6 cm
○ FCD-1012	25 x 30 cm	6 cm
○ FCD-1112	28 x 30 cm	6 cm
○ FCD-1114	28 x 36 cm	6 cm
○ FCD-1116	28 x 41 cm	6 cm
○ FCD-1211	30 x 28 cm	6 cm
○ FCD-1212	30 x 30 cm	6 cm
○ FCD-1213	30 x 33 cm	6 cm
○ FCD-1214	30 x 36 cm	6 cm
○ FCD-1215	30 x 38 cm	6 cm
○ FCD-1216	30 x 41 cm	6 cm
○ FCD-1314	33 x 36 cm	6 cm
○ FCD-1316	33 x 41 cm	6 cm
○ FCD-1413	36 x 33 cm	7 cm
○ FCD-1414	36 x 36 cm	7 cm
○ FCD-1415	36 x 38 cm	7 cm
○ FCD-1416	36 x 41 cm	7 cm
○ FCD-1417	36 x 43 cm	7 cm
○ FCD-1418	36 x 46 cm	7 cm

Kód:	Šířka x hloubka:	Výška:
○ FCD-1514	38 x 36 cm	7 cm
○ FCD-1515	38 x 38 cm	7 cm
○ FCD-1516	38 x 41 cm	7 cm
○ FCD-1517	38 x 43 cm	7 cm
○ FCD-1518	38 x 46 cm	7 cm
○ FCD-1615	41 x 38 cm	7 cm
○ FCD-1616	41 x 41 cm	7 cm
○ FCD-1617	41 x 43 cm	7 cm
○ FCD-1618	41 x 46 cm	7 cm
○ FCD-1619	41 x 48 cm	7 cm
○ FCD-1620	41 x 51 cm	7 cm
○ FCD-1716	43 x 41 cm	7 cm
○ FCD-1717	43 x 43 cm	7 cm
○ FCD-1718	43 x 46 cm	7 cm
○ FCD-1720	43 x 51 cm	7 cm
○ FCD-1815	46 x 38 cm	7 cm
○ FCD-1816	46 x 41 cm	7 cm
○ FCD-1817	46 x 43 cm	7 cm
○ FCD-1818	46 x 46 cm	7 cm
○ FCD-1819	46 x 48 cm	7 cm

Kód:	Šířka x hloubka:	Výška:
○ FCD-1820	46 x 51 cm	7 cm
○ FCD-1916	48 x 41 cm	7 cm
○ FCD-1918	48 x 46 cm	7 cm
○ FCD-1920	48 x 51 cm	7 cm
○ FCD-2015	51 x 38 cm	7 cm
○ FCD-2016	51 x 41 cm	7 cm
○ FCD-2017	51 x 43 cm	7 cm
○ FCD-2018	51 x 46 cm	7 cm
○ FCD-2019	51 x 48 cm	7 cm
○ FCD-2020	51 x 51 cm	7 cm



Příslušenství

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:
Nehrazeno ZP		Ride CAM - Klíny pro korekci sedu, pár	690,-	0,-	690,-
○	FCD-WK14	- pro šíři polštáře 36 cm			
○	FCD-WK15	- pro šíři polštáře 38 cm			
○	FCD-WK16	- pro šíři polštáře 41 cm			
○	FCD-WK17	- pro šíři polštáře 43 cm			
○	FCD-WK18	- pro šíři polštáře 46 cm			
○	FCD-WK20	- pro šíři polštáře 51 cm			
Nehrazeno ZP		Podložní orientační klín, výška 3 cm	1.290,-	0,-	1.290,-
○	OW-1010	- pro šíři polštáře 25 cm			
○	OW-1212	- pro šíři polštáře 30 cm			
○	OW-1414	- pro šíři polštáře 36 cm			
○	OW-1616	- pro šíři polštáře 38 - 41 cm			
○	OW-1816	- pro šíři polštáře 43 - 46 cm			
○	OW-2016	- pro šíři polštáře 48 - 51 cm			

