

TECHNISCHE DATEN

| BEZEICHNUNG | 351 RAHMEN KURZ | 352 RAHMEN MITTEL | 353 RAHMEN LANG |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Sitzbreite | 300 - 360 | 360 - 580 | 360 - 580 |
| Breite fahrbereit | Sitzbreite + 200 (mit Seitenteil CODE 100 SB + 180) | | |
| Breite gefaltet | 280 | | |
| Sitztiefe | 330 - 380 | 350 - 460 | 480 - 530 |
| Sitzhöhe vorne | 370 - 495 | 370 - 560 | 370 - 560 |
| Sitzhöhe hinten | 400 - 465 | 385 - 520 | 385 - 520 |
| Gesamthöhe | 830 | 920 | 920 |
| Rückenhöhe | 340 - 400 | 340 - 500 | 340 - 500 |
| Armlehnenhöhe (CODE 81) | 165 - 240 | 200 - 290 | 200 - 290 |
| Länge mit Fußstütze | 880 | 1040 | 1120 |
| Personengewicht | 75 | 135 | 160 |
| Min. Leergewicht | 12 | 13 | 14 |
| Zul. Gesamtgewicht | 87 | 148 | 174 |
| Transportgewicht | 8 | 8,5 | 9 |
| Antriebsrad (22") | 560 | 560 | 560 |
| Antriebsrad (24") | | 610 | 610 |

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Geschwindigkeit in km/h, Maßtoleranzen ± 10 mm, Daten unter Vorbehalt Konstruktiver Änderungen.

RAHMENFARBEN



MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

Tel +49 5733 922 - 0
Fax +49 5733 922 - 9311

info@meyra.de

www.meyra.de

by www.bwc.gmbh

MEYRA®



MEYRA®

AVANTI

OPTIMIERT BIS INS DETAIL

ACTIVE

» ERLEBEN SIE DIE NEUEN MÖGLICHKEITEN «

AUßERDEM
NEU

- 10 Rahmenfarben ohne Aufpreis für individuelle Farbgestaltung, Varioblock und Lenkgabel in einer anderen Rahmenfarbe auf Anfrage möglich
- Rückengurthöhe in 460, 480 und 500 mm erhältlich
- Sitzgurtdurchhang nachspannbar
- 50 mm Radüberdeckung
- Alu-Doppelkreuzstrebe für Sitzbreiten 360–460 mm, empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben oder hohen Beanspruchungen
- Stützrollen abschwenkbar oder einsteckbar, als Paar oder einzeln anwählbar



Sitzbreiten in 420 mm und 440 mm



Höhenverstellbares Seitenteil mit Einhandbedienung



Teleskopier- und winkeleinstellbare Rückenhöhen von 350–410 mm bzw. 400–460 mm für die ideale Anpassung an sich verändernde Krankheitsbilder



Beinstützbereich kompakt (Vorderrahmenwinkel 78°) oder standard (Vorderrahmenwinkel 70°), abnehmbar und wegschwenkbar



Stufen oder stufenlose Einstellung der Unterschenkelhöhe an persönliche Bedürfnisse anpassbar, auch verkürzte Unterschenkelhöhe von 290–390 mm möglich



Bis zu 12° Sitzneigung für feinstufige Anpassungsmöglichkeiten



Aktiv-Rad mit Radialspeicherung, Schwalbe ONE Bereifung, Nabe, Felge, Greifreifen farblich in blau, rot, gelb für mehr Individualisierung



Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt und leicht



Einzigartige Bremse mit extrem geringen Betätigungskräften



Curve GEKKO, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummilippe, ergonomisches Greifreifenprofil, ideal für Tetraplegiker