

Přehled sedacích systémů RECARO

Model	Special S	Special F	Special M	Special W	Special L	Special X
Kód	579	567*	580	578*	581	584*
Produktové číslo	1 079 705	205 630 600	1 079 7054	205 631 000	1 079 703	205 630 800
Obrázek						
Typ polohování	Mechanické polohování zad	Elektrické polohování zad*	Mechanické polohování zad	Elektrické polohování zad*	Mechanické polohování zad	Elektrické polohování zad*
Popis sedačky RECARO						
Výška osoby	Drobná až středně vysoká		Středně vysoká až vysoká		Středně vysoká až vysoká	
Sedací plocha	Krátká		Dlouhá a rovná (plochá)		Dlouhá	
Prodloužení sedací plochy	Ne		Ano, hloubka sedu nastavitelná		Ano, hloubka sedu nastavitelná	
Boční zakončení (kyčelní peloty)	Ploché s mírným zvýrazněním		Ploché		Vysoké, výrazné	
Vhodné především pro:			Uživatel, který musí z vozíku častěji vstávat		Uživatel, který při jízdě potřebuje boční oporu (např. při jízdě do zatáček)	
Barva	Černá s decentním vzorem (dodáváno i v koženkovém provedení)		Černá s decentním vzorem (dodáváno i v koženkovém provedení)		Černá s decentním vzorem (dodáváno i v koženkovém provedení)	
Rozměry MEYRA						
Přední výška sedáku (nejvyšší bod sedáku)	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Výška osoby (m)	1,60 – 1,70	1,60 – 1,70	1,70 – 1,85	1,70 – 1,85	1,70 – 1,85	1,70 – 1,85
Výška zádové opěry (mm)**	600	600	600	600	600	600
Výška sedu (přední hrana)	přední	130	130	150	150	150
	zadní	50	50	50	50	50
Šířka sedu	přední vnitřní	330	330	360	360	360
	přední vnější	400	400	450	450	430
	zadní vnitřní	290	290	300	300	300
	zadní vnější	380	380	390	390	390
Hloubka sedu	460	460	490-530	490-530	490-530	490-530

*Pouze s ovládáním R-Net

**bez hlavové opěry