

PRODUKTOVÝ LIST

Speedy-B26



ZÁKLADNÍ MODEL

- adapter pro připojení k vozíku
- 26 palcové kolo s pláštěm typu Marathon Plus
- ergonomicky tvarovaná držadla
- 24 rychlostí s ovládáním brzd páčkami na řídítkách
- V-brzda a disková brzda
- V-řídítka
- protizlomový ochranný systém kabelů typu Bowden
- kryt řetězu
- upínání řetězu integrováno do rámu
- tachometr
- setrvačný tlumič chvění řídítek při jízdě
- zvonek
- automatický zvedací systém pro připojení
- stojan
- stříbrná barva rámu

Všechny modely Speedy jsou uchyceny k vozíku adapterem. Pokud je Váš vozík již jednou adapterem vybaven, není třeba si opatřovat další pro jiný model Speedy.

Zvolte si verzi, která Vám nejlépe vyhovuje.

VERZE

- **Systém řazení:**
 - otočení zápěstím na řídítku
 - 24 rychlostí s ovládáním brzd páčkami na řídítkách
 - 8 rychlostí s ovládáním brzd protichodem řídítek
- stisknutí knoflíku na řídítku
- 27 rychlostí s ovládáním brzd páčkami na řídítkách
- 9 rychlostí s ovládáním brzd protichodem řídítek
- **Pneumatika:**
 - typu Touring
 - typu Cross
 - typu Marathon Plus

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Váš Speedy můžete vybavit také příslušenstvím. K dispozici jsou nejen tyto možnosti:

- teflonový chránič řetězu
- podpěra nohy
- vak na Speedy
- sada LED osvětlení
- nosič zavazadel s předním světlem
- trenažér pro cvičení

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Teflonový chránič řetězu

Chránič řetězu vyrobený z teflonové trubice chrání uživatele i jeho oblečení proti ušpinění. Chránič řetězu v oblasti kolenou je vyrobený z lehké, tenkostěnné plastové trubice s extrémně nízkým odporem tření.



Podpěra nohy

Podpěra nohy poskytne pohodlné zapření v případě ztuhlosti kolenního kloubu. Noha je zajištěna suchým zipem. Vzdálenost od zařízení Speedy a přední či zadní náklon lze nastavit.



Vak na Speedy

Přepravní vak pro kompletní zařízení Speedy je vyroben z odolného nylonu (s dlouhými uchy pro chodce a krátkými pro lidi na vozíku). Přepravní vak předchází poškrábání zařízení Speedy a zároveň znečištění vozidla při přepravě na zadním sedadle.



Sada LED osvětlení

- LED přední světlo s baterkami a nabíječkou
Přední světlo je dodáváno spolu s držákem.
- LED zadní světlo s baterkami
Zadní světlo je uchyceno na levé straně opěrky vozíku.



Nosič zavazadel s předním světlem

Hliníkový nosič s možností nastavení výšky. Ideální pro přepravu menších předmětů.



Trenažér pro cvičení

Trenažér cvičení Vás udrží v kondici po celý rok.