

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
KATALOG 2019

PLATNOST KATALOGU DO 30. 11. 2019



Vážení zákazníci, vzhledem k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, která je v platnosti od 1. 1. 2019, jsou informace v tomto katalogu časově omezené.

***Pokud se v průběhu roku legislativa nezmění, budou některé zdravotnické prostředky z úhrad veřejného zdravotního pojištění od 1. 8. 2019 vyřazeny.** Jedná se zejména o „bílý program“ tedy koupelnové, sprchové a toaletní pomůcky (kromě toaletních nástavců) a rovněž o všechny ostatní zdravotní pomůcky, které nebudou v termínu od 1. 6. do 30. 6. 2019 tzv. přehlášeny u SÚKL. Zmiňované pomůcky budou ze seznamu od 1. 8. 2019 úplně vymazány a tudíž již nebude možné je nechat předepsat na poukaz lékařem. Zcela nový „Seznam cen a úhrad ZP“ vydaný SÚKL očekáváme od 1. 12. 2019. Tento bude dále aktualizován každý měsíc. Pro aktuální informace se obraťte na naše odborné prodejce, případně sledujte naše webové stránky www.meyra.cz, kde vás budeme o změnách informovat.*

Obchodní tým Meyra

OBSAH

Základní mechanické vozíky

Standardní vozíky	2
Odlehčené vozíky	3
Multifunkční a polohovací vozíky	8
Technické parametry	9

Aktivní mechanické vozíky

Aktivní vozíky se skládacím rámem	12
Aktivní vozíky s pevným rámem	14
Technické parametry	18
Příslušenství k mechanickým vozíkům	20
Přídavná zařízení Speedy	24

Dětské kočárky a vozíky

Dětské kočárky a vozíky	26
Technické parametry	30

Elektrické vozíky a skútry

Elektrické vozíky	33
Technické parametry	40
Elektrické skútry	44
Nájezdové rampy	47

Zádové a sedací systémy

Zádové systémy	48
Antidekubitní sedací systémy	52

Reha program

Polohovací lůžka a příslušenství	56
Antidekubitní matrace	58
Anatomické polštáře Qmed	59
Chodítka	64
Hole a berle	69
Koupelňová madla	72
Toaletní a koupelňový program	76
Zvedací zařízení	92
Polohovací zařízení a parapodia	96
Bandáže a ortézy	101
Korektory a fixátory	104
Ochranný a doplňkový sortiment	106
Cvičení a rehabilitace	108
Trenažery pohybu	112

Sebeobslužný program

Podavače	114
Stravování	115
Hygiena	120
Oblékání	123

Pomůcky pro přesun „Zelený program“

Informace k postupu získání poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku

Použité značky v katalogu



Plná úhrada všemi zdravotními pojišťovkami



Částečná úhrada všemi zdravotními pojišťovkami



Platnost kódů ZP pouze do 31. 7. 2019. Výdej pomůcky na poukaz ZP vystavený po tomto datu bohužel není možný.



XXL velikost



Novinka



5 let záruka

**Všechny ceny v tomto katalogu jsou uváděny včetně DPH.
Změna cen vyhrazena.**



U produktů s volitelnou konfigurací mají použité fotografie pouze ilustrační charakter.

STANDARDNÍ VOZÍKY



TITANIUM

VCWK9AT

- Základní mechanický invalidní vozík pro použití doma i venku.
- Lehký hliníkový skládací rám.
- **Velmi nízká váha vozíku.**
- Možnost nastavení výšky sedu.
- Odnímatelné podnožky.
- Rychloupínací zadní kola.
- Sedací polštář 3 cm, stabilizační kolečka proti přepadnutí a bezpečnostní dvoubodový pás v základní výbavě.

Šíře sedu: 40–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 125 kg

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 07-9990441
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **8 000 Kč**
(doplatek od 0 Kč)



SERVIS

3.600

- Standardní skládací mechanický vozík se stabilní a pevnou konstrukcí z tenkostěnných ocelových trubek vhodný pro celodenní využití v interiéru i exteriéru.
- **Možnost volby snadno čisticitelných koženkových potahů.**
- Vhodný pro klienty s inkontinencí.
- Vhodný pro nemocniční a jiná zařízení.
- S použitím stabilizační vzpěry nosnost až 150 kg.

Šíře sedu: 38–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 22 cm

Nosnost: 120 kg

plná úhrada ZP

Kód ZP: 07-0005719
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **8 684 Kč**
(doplatek od 0 Kč)

STANDARDNÍ / ODLEHČENÉ VOZÍKY



BUDGET

9.050

- Standardní skládací mechanický vozík se stabilní a pevnou konstrukcí z tenkostěnných ocelových trubek vhodný pro celodenní využití v interiéru i exteriéru.
- **Nejužší vozík ve své třídě.**
- Možnost nastavení přední i zadní výšky sedu bez použití náhradních dílů.
- Změnou polohy variobloku (uchycení hnacích kol) lze vozík snadno přizpůsobit potřebám klientů s nízkou nebo střední amputací dolních končetin.

Šíře sedu: 38–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0135437
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 8 933 Kč
(doplatek od 0 Kč)



CAMELEON

VCWK9AC

- Odlehčený mechanický invalidní vozík.
- **Velmi dobře vybavený lehký vozík v elegantním designu.**
- Lehký hliníkový skládací rám.
- Nízká váha vozíku.
- Výškově nastavitelné područky.
- Odnímatelné, úhlově nastavitelné podnožky.
- Potah z hypoalergenního a prodyšného materiálu.
- Sedací polštář 3 cm, stabilizační kolečka proti přepadnutí a bezpečnostní dvoubodový pás v základní výbavě.

Šíře sedu: 40, 45 cm

Celková šíře: šíře sedu + 19 cm

Nosnost: 125 kg

novinka plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-9990442
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 12 000 Kč
(doplatek od 0 Kč)

ODLEHČENÉ VOZÍKY



Basic FORMAT

3.940

- Standardní odlehčený mechanický vozík.
- Součástí standardní výbavy je 3 cm sedací polštář.
- Možnost nastavení přední i zadní výšky sedu bez použití náhradních dílů.
- **Možnost volby bubnových brzd pro doprovod v základní výbavě.**
- Změnou polohy variobloku (uchycení hnacích kol) lze vozík snadno přizpůsobit potřebám klientů s nízkou nebo střední amputací dolních končetin.

Šíře sedu: 38–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0016470
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **12 000 Kč**
(doplatek od 0 Kč)



EUROCHAIR 2 VARIO

2.750

- Odlehčený vozík vhodný pro dlouhodobé každodenní využití.
- Široké možnosti nastavení pro různé typy postižení.
- **Výškově nastavitelné područky, sedací polštář, bezpečnostní kurt, kolečka proti přepadnutí a držák hole ve standardní výbavě vozíku.**

Šíře sedu: 38–53 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0135450
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **17 478 Kč**
(doplatek od 0 Kč)

ODLEHČENÉ VOZÍKY



EUROCHAIR VARIO

1.750

- Variabilní skládací vozík vhodný pro uživatele s různým postižením.
- Vhodný pro mnoho typů postižení díky rozsáhlým možnostem úprav.
- Možnost odejmutí poháněcích kol, bočních opěrek a stupáčků.
- **Vozík je možno upravit pro jednoruční ovládání pomocí dvojbruce a spřažené brzdy.**

Šíře sedu: 38–53 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0016471
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **17 566 Kč**
(doplatek od 0 Kč)



EUROCHAIR

1.850

- Odlehčený skládací vozík z hliníkové slitiny vhodný pro pohyb v místnosti i exteriéru.
- Změnou polohy variobloku (uchycení hnacích kol) lze vozík snadno přizpůsobit potřebám klientů s nízkou nebo střední amputací dolních končetin.
- Možnost odejmutí poháněcích kol, bočních opěrek a stupáčků.
- S použitím stabilizační vzpěry nosnost až 150 kg.
- **Vozík je možno upravit pro jednoruční ovládání pomocí dvojbruce a spřažené brzdy, případně snížením výšky sedu pro ovládání „cupitáním“ (varianta HEMI).**

Šíře sedu: 38–50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 120 / 150 kg

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0023597
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **21 000 Kč**
(doplatek od 2 000 Kč)

ODLEHČENÉ VOZÍKY



REHAB 4200 XXL

B-4200/XXL

- Skládací mechanický vozík určený pro uživatele s vyšší hmotností.
- Zesílený rám.
- Odnímatelné područky.
- Odklopné a odnímatelné podnožky.
- Pevné uchycení zadních kol.
- Koženkové potahy.

Šíře sedu: 56,61 cm

Celková šíře: šíře sedu + 21 cm

Nosnost: 200 kg



cena od 14 900 Kč



REHAB 4200 XXXL

B-4200/XXXL

- Skládací mechanický vozík určený pro uživatele s vysokou hmotností.
- Výrazně zesílená konstrukce vozíku.
- Odnímatelné područky.
- Odklopné a odnímatelné podnožky.
- Pevné uchycení zadních kol.
- Textilní potahy.

Šíře sedu: 66 cm

Celková šíře: šíře sedu + 23 cm

Nosnost: 295 kg



cena od 36 800 Kč

ODLEHČENÉ VOZÍKY



EUROCHAIR 2 XXL

2.850

- Variabilní vozík určený pro uživatele s vyšší hmotností se zachováním všech výhod lehkých skládacích vozíků.
- **Speciální zesílený rám s dvojitým křížem, a možností zvýšení nosnosti až na 200 kg.**
- Bezpečnostní kurt, držák berlí a stabilizační kolečka proti přepadnutí v základní výbavě.

Šíře sedu: 48–65 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 160 / 200 kg

XXL
velikost

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0135449
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **20 200 Kč**
(doplatek od 0 Kč)



EUROCHAIR 2 POLARO

2.845

- **Skládací invalidní vozík s plynulým polohováním zádové opěry.**
- Remínkový sedací systém s ergonomicky tvarovaným polštářem.
- Odklopné postranice s výškově nastavitelnými područkami.

Šíře sedu: 43, 48 cm

Celková šíře: šíře sedu + 22 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0024610
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **21 000 Kč**
(doplatek od 0 Kč)

MULTIFUNKČNÍ A POLOHOVACÍ VOZÍKY



SOLERO Light

9.072

- Speciální mechanický vozík s pevným rámem a polohováním sedu.
- **Součástí základní výbavy vozíku jsou bubnové brzdy pro doprovod, hlavová opěrka, polohovací stupačky s úhlově nastavitelnými podnožkami a stabilizační kolečka.**
- Vhodný pro osoby s potřebou podpory sedu.
- Vhodný pro velmi malou celkovou šířku i do interiéru.
- Možnost volby textilních nebo inkontinentních potahů.

Šíře sedu: 43–46 / 48–51 cm

Celková šíře: min. 62–69 cm

Nosnost: 130 / 160 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0135440
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **38 862 Kč**
(doplatek od 0 Kč)



MOTIVO

2.250

- Speciální polohovací mechanický vozík s pevným rámem.
- Ergonomicky tvarovaný sedák a zádová opěra.
- Možnost polohování sedu od -8° do $+25^\circ$ a zad od -6° do $+35^\circ$.
- Nastavitelná hloubka sedu.
- **Široká nabídka příslušenství a doplňků.**

Šíře sedu: 43, 48 cm

Celková šíře: šíře sedu + 23 cm

Nosnost: 150 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0021998
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **55 000 Kč**
(doplatek od 0 Kč)

TECHNICKÉ PARAMETRY

TITANIUM

VCWK9AT

Šíře sedu (cm)	40 / 43 / 45 / 51
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	60 / 63 / 65 / 71
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	31
Hloubka sedu (cm)	40
Přední výška sedu (cm)	47–51
Zadní výška sedu (cm)	44–49
Výška zádové opěry (cm)	43

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	96
Celková délka vozíku (cm)	102
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	13
Transportní hmotnost od (kg)	7
Nosnost (kg)	125

SERVIS

3.600

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 45 / 48 / 51
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	60 / 62 / 65 / 67 / 70 / 73
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	31
Hloubka sedu (cm)	44
Přední výška sedu (cm)	52
Zadní výška sedu (cm)	49
Výška zádové opěry (cm)	40

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	92
Celková délka vozíku (cm)	108
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	19
Transportní hmotnost od (kg)	11
Nosnost (kg)	120

BUDGET

9.050

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 51
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	56 / 58 / 61 / 64 / 66 / 69
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	43
Přední výška sedu (cm)	47–51
Zadní výška sedu (cm)	44–49
Výška zádové opěry (cm)	42

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	96
Celková délka vozíku (cm)	104
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	18,5
Transportní hmotnost od (kg)	11,5
Nosnost (kg)	130

CAMELEON

VCWK9AC

Šíře sedu (cm)	40 / 45
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	59 / 64
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	37
Hloubka sedu (cm)	40,5
Přední výška sedu (cm)	47–51
Zadní výška sedu (cm)	44–49
Výška zádové opěry (cm)	43

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	96
Celková délka vozíku (cm)	101,5
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	14
Transportní hmotnost od (kg)	8
Nosnost (kg)	125

Basic FORMAT

3.940

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 51
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	56 / 58 / 61 / 64 / 66 / 69
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	40–43
Přední výška sedu (cm)	47–51
Zadní výška sedu (cm)	44–49
Výška zádové opěry (cm)	42

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	96
Celková délka vozíku (cm)	104
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	17,5
Transportní hmotnost od (kg)	10,5
Nosnost (kg)	130

TECHNICKÉ PARAMETRY

EUROCHAIR 2 VARIO

2.750

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	58 / 60 / 63 / 66 / 68 / 70 / 73
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	31
Hloubka sedu (cm)	40 / 43 / (46)
Přední výška sedu (cm)	47–52
Zadní výška sedu (cm)	47–52
Výška zádové opěry (cm)	40 / 42 / 44

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	93
Celková délka vozíku (cm)	105
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	17,5
Transportní hmotnost od (kg)	10
Nosnost (kg)	130

EUROCHAIR VARIO

1.750

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	56 / 58 / 61 / 64 / 66 / 68 / 71
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	40 / 43 / 46
Přední výška sedu (cm)	43–51,5
Zadní výška sedu (cm)	39–43
Výška zádové opěry (cm)	40 / 42 / 44

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	96
Celková délka vozíku (cm)	104
Velikost poháněcích kol	22" / 24"
Hmotnost od (kg)	16
Transportní hmotnost od (kg)	10
Nosnost (kg)	130

EUROCHAIR

1.850

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	56 / 58 / 61 / 64 / 66 / 68
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	40 / 43 / 46
Přední výška sedu (cm)	42–53
Zadní výška sedu (cm)	39–50
Výška zádové opěry (cm)	35 / 28 / 42 / 45

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	75–98
Celková délka vozíku (cm)	102
Velikost poháněcích kol	22" / 24"
Hmotnost od (kg)	15
Transportní hmotnost od (kg)	9
Nosnost (kg)	120 / 150

REHAB 4200 XXL

B-4200/XXL

Šíře sedu (cm)	56 / 61
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	77 / 82
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	31
Hloubka sedu (cm)	46
Přední výška sedu (cm)	54
Zadní výška sedu (cm)	51
Výška zádové opěry (cm)	44

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	93
Celková délka vozíku (cm)	120
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	27,5 / 30
Transportní hmotnost od (kg)	26 / 28,5
Nosnost (kg)	200

REHAB 4200 XXXL

B-4200/XXXL

Šíře sedu (cm)	66
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	89
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	35
Hloubka sedu (cm)	51
Přední výška sedu (cm)	50
Zadní výška sedu (cm)	48
Výška zádové opěry (cm)	47

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	100
Celková délka vozíku (cm)	124
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	45
Transportní hmotnost od (kg)	41
Nosnost (kg)	295

TECHNICKÉ PARAMETRY

EUROCHAIR 2 XXL

2.850

Šíře sedu (cm)	48 / 50 / 53 / 58 / 65
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	68 / 70 / 73 / 78 / 85
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	31
Hloubka sedu (cm)	43 / 46 / 49
Přední výška sedu (cm)	46–52
Zadní výška sedu (cm)	46–52
Výška zádové opěry (cm)	40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	93
Celková délka vozíku (cm)	107
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	19
Transportní hmotnost od (kg)	12
Nosnost (kg)	160 / 200

EUROCHAIR 2 POLARO

2.845

Šíře sedu (cm)	43 / 48
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	65 / 70
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	32
Hloubka sedu (cm)	43 / 46
Přední výška sedu (cm)	44–52
Zadní výška sedu (cm)	44–52
Výška zádové opěry (cm)	50

Polohování zádové opěry	0°–30°
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	105
Celková délka vozíku (cm)	109
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	20
Transportní hmotnost od (kg)	12
Nosnost (kg)	130

SOLERO Light

9.072

Šíře sedu (cm)	43–46 / 48–51
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	min. 62
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	min. 61 / 66 cm
Hloubka sedu (cm)	42–48
Přední výška sedu (cm)	44 / 52
Zadní výška sedu (cm)	–
Výška zádové opěry (cm)	53–56

Polohování zádové opěry	0°–31°
Polohování sedu	(-2°)–25°
Celková výška (cm)	104–113
Celková délka vozíku (cm)	118
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	38
Transportní hmotnost od (kg)	22
Nosnost (kg)	130 / 160

MOTIVO

2.250

Šíře sedu (cm)	43 / 48
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	66 / 71
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	min. 60 / 65 cm
Hloubka sedu (cm)	45 - 54
Přední výška sedu (cm)	48–52
Zadní výška sedu (cm)	–
Výška zádové opěry (cm)	54 / 57,5 / 61 / 64,5

Polohování zádové opěry	(-6°)–35°
Polohování sedu	(-8°)–25°
Celková výška (cm)	99–119
Celková délka vozíku (cm)	104–114
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	24,5 / 25,5
Transportní hmotnost od (kg)	24
Nosnost (kg)	150

AKTIVNÍ VOZÍKY



AVANTI

1.736

- Tento aktivní vozík z hliníkové slitiny svým konstrukčním pojetím vyplňuje mezeru mezi vozíky odlehčenými a aktivními.
- **Tři varianty délky rámu včetně provedení Junior vhodné pro děti a osoby malého vzrůstu.**
- Nízká hmotnost.
- Rozšířené možnosti úprav oproti klasickým odlehčeným vozíkům.

Šíře sedu: 30–58 cm
Celková šíře: šíře sedu + 20 cm
Nosnost: 75 / 135 / 160 kg



Kód ZP: 07-0062237
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **21 000 Kč**
(doplatek od 2 000 Kč)



AVANTI Pro

1.735

- Aktivní mechanický vozík z hliníkové slitiny se skládacím rámem pro každodenní používání.
- Vozík vychází z populárního modelu Avanti 1736.
- Dvě varianty délky rámu.
- **Integrované stupačky v rámu vozíku.**

Šíře sedu: 36–58 cm
Celková šíře: šíře sedu + 19 cm
Nosnost: 135 kg



Kód ZP: 07-0135436
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **21 000 Kč**
(doplatek od 2 000 Kč)

AKTIVNÍ VOZÍKY



SMART F

2.360

- Skládací aktivní invalidní vozík s integrovanými stupačkami.
- **Perfektní kombinace nízké váhy, stability a přesného ovládní vozíku.**
- Optimalizovaný skládací systém.
- Nová technologie trubek.
- Funkční prvky snadno ovladatelné jednou rukou a s extrémní lehkostí.

Šíře sedu: 32–52 cm

Celková šíře: 50–70 cm

Nosnost: 150 kg



Kód ZP: 07-0135491
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **42 790 Kč**
(doplatek od 21 790 Kč)



SMART S

2.370

- Skládací aktivní invalidní vozík s odklopnými stupačkami.
- **Perfektní kombinace nízké váhy, stability a přesného ovládní vozíku.**
- Optimalizovaný skládací systém.
- Nové technologie.
- **Funkční prvky snadno ovladatelné jednou rukou a s extrémní lehkostí.**

Šíře sedu: 32–52 cm

Celková šíře: 50–70 cm

Nosnost: 150 kg



Kód ZP: 07-0135492
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **42 790 Kč**
(doplatek od 21 790 Kč)

AKTIVNÍ VOZÍKY



NANO

1.155

- Nový aktivní vozík s pevným rámem.
- Díky jedinečným jízdním vlastnostem, nízké hmotnosti a optimální funkčnosti nabízí svým uživatelům nezávislost, pohodlí a snadnou ovladatelnost.
- **Individuální nastavitelnost a široká nabídka příslušenství umožňují přizpůsobit vozík specifickým potřebám uživatele.**
- Čistý, minimalistický design.
- Mnoho barevných variant rámu.

Šíře sedu: 30–50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 17 cm

Nosnost: 130 kg



Kód ZP: 07-9990493
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **49 800 Kč**
(doplatek od 28 800 Kč)





Hurricane S

1.880

Individualita v každém detailu.

- Aktivní vozík vyrobený uživateli na milimetr a úhel přesně.
- Varianta vozíku s otevřeným rámem.
- Tyto modely pro každodenní použití vychází z koncepce oblíbených a uživateli prověřených sportovních vozíků HURRICANE pro tanečnický, hráče basketbalu, ragby, tenisu a badmintonu, a ze zkušeností s jejich letitým vývojem a výrobou.
- Vysoký podíl ruční práce.

Nosnost: 100 kg

novinka

cena od 99 800 Kč



Hurricane DAILY

1.880

Individualita v každém detailu.

- Aktivní vozík vyrobený uživateli na milimetr a úhel přesně.
- Varianta vozíku s uzavřeným rámem.
- Tyto modely pro každodenní použití vychází z koncepce oblíbených a uživateli prověřených sportovních vozíků HURRICANE pro tanečnický, hráče basketbalu, ragby, tenisu a badmintonu, a ze zkušeností s jejich letitým vývojem a výrobou.
- Vysoký podíl ruční práce.

Nosnost: 150 kg

novinka

cena od 99 800 Kč

AKTIVNÍ VOZÍKY



AVIATOR

MTBWB1

- Aktivní variabilní vozík s otevřeným pevným rámem a nízkou hmotností vhodný pro aktivní uživatele.
- Moderní design.
- **Možnost přesného nastavení těžiště.**
- Snadná manipulace a jednoduchý převoz.
- Vysoce prodyšné potahy vozíku v základním vybavení.

Šíře sedu: 36–44 cm

Celková šíře: šíře sedu + 19 cm

Nosnost: 120 kg



Kód ZP: 07-0135433
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **38 841 Kč**
(doplatek od 17 841 Kč)



TORNADO

MTBWA1

- Aktivní variabilní vozík s otevřeným pevným rámem a nízkou hmotností vhodný pro aktivní uživatele.
- **Lomené sedlové trubky zvyšující stabilitu sedu.**
- Moderní design.
- Možnost přesného nastavení těžiště.
- Ergonomický sedák.
- Snadná manipulace a jednoduchý převoz.
- Vysoce prodyšné potahy vozíku v základním vybavení.

Šíře sedu: 36–44 cm

Celková šíře: šíře sedu + 19 cm

Nosnost: 120 kg



Kód ZP: 07-0135432
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **38 841 Kč**
(doplatek od 17 841 Kč)

AKTIVNÍ VOZÍKY



UNICO

DRVLOV

- Aktivní invalidní vozík s pevným rámem a integrovanými stupačkami.
- Novinka mezi aktivními vozíky.
- Moderní design.
- **Zúžení v přední části rámu.**
- Snadná manipulace.
- Vysoce prodyšné potahy vozíku, ergonomický sedák a polstrovaní přední části rámu v základní výbavě.

Šíře sedu: 34–46 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 120 kg



Kód ZP: 07-0135472
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **37 690 Kč**
(doplatek od 16 690 Kč)



ONE

DRVLOG

- Aktivní invalidní vozík s pevným rámem a integrovanými stupačkami.
- Novinka mezi aktivními vozíky.
- Moderní design.
- **Rozšíření v přední části rámu.**
- Snadná manipulace.
- Vysoce prodyšné potahy vozíku, ergonomický sedák a polstrovaní přední části rámu v základní výbavě.

Šíře sedu: 34–46 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 120 kg



Kód ZP: 07-0135471
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **37 690 Kč**
(doplatek od 16 690 Kč)

TECHNICKÉ PARAMETRY

AVANTI

1.736

Šíře sedu (cm)	30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53 / 58
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 20 cm (+ 18 cm s blatníky)
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	33 / 35 / 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53
Přední výška sedu (cm)	43–56
Zadní výška sedu (cm)	39–52
Výška zádové opěry (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50

Celková výška (cm)	83–92
Celková délka vozíku (cm)	88–112
Velikost poháněcích kol	22" / 24"
Hmotnost od (kg)	12
Transportní hmotnost od (kg)	8
Nosnost (kg)	75 / 135 / 160

AVANTI Pro

1.735

Šíře sedu (cm)	36 / 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53 / 58
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 19 cm (+ 18 cm s blatníky)
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	35 / 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50
Přední výška sedu (cm)	44–52
Zadní výška sedu (cm)	42–52
Výška zádové opěry (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 44

Celková výška (cm)	92
Celková délka vozíku (cm)	87–101,5
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	11
Transportní hmotnost od (kg)	8,5
Nosnost (kg)	135

SMART F

2.360

Šíře sedu (cm)	32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50
Přední výška sedu (cm)	44–53
Zadní výška sedu (cm)	40–53
Výška zádové opěry (cm)	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50

Celková výška (cm)	zadní výška sedu + výška zádové opěry
Celková délka vozíku (cm)	88–103
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	9,5
Transportní hmotnost od (kg)	7,4
Nosnost (kg)	150

SMART S

2.370

Šíře sedu (cm)	32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50
Přední výška sedu (cm)	40–54
Zadní výška sedu (cm)	37–53
Výška zádové opěry (cm)	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50

Celková výška (cm)	zadní výška sedu + výška zádové opěry
Celková délka vozíku (cm)	88–103
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	10,5
Transportní hmotnost od (kg)	6,5
Nosnost (kg)	150

NANO

1.155

Šíře sedu (cm)	30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 17 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	šíře sedu + 13 cm
Hloubka sedu (cm)	38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50
Přední výška sedu (cm)	45–53
Zadní výška sedu (cm)	36–51
Výška zádové opěry (cm)	variabilní 25–45 cm ± 1,5 cm

Celková výška (cm)	zadní výška sedu + výška zádové opěry
Celková délka vozíku (cm)	72–92
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	9,5
Transportní hmotnost od (kg)	6,5
Nosnost (kg)	130

TECHNICKÉ PARAMETRY

AVIATOR

MTBWB1

Šíře sedu (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	šíře sedu + 8 cm
Hloubka sedu (cm)	36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46
Přední výška sedu (cm)	41–52
Zadní výška sedu (cm)	39–45
Výška zádové opěry (cm)	25 / 28 / 31 / 35

Celková výška (cm)	zadní výška sedu + výška zádové opěry
Celková délka vozíku (cm)	dle zaměření
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	8
Transportní hmotnost od (kg)	4
Nosnost (kg)	120

TORNADO

MTBWA1

Šíře sedu (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	šíře sedu + 8 cm
Hloubka sedu (cm)	36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46
Přední výška sedu (cm)	41–52
Zadní výška sedu (cm)	39–45
Výška zádové opěry (cm)	25 / 28 / 31 / 35

Celková výška (cm)	zadní výška sedu + výška zádové opěry
Celková délka vozíku (cm)	dle zaměření
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	8
Transportní hmotnost od (kg)	4
Nosnost (kg)	120

UNICO

DRVLOV

Šíře sedu (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	šíře sedu + 8 cm
Hloubka sedu (cm)	36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46
Přední výška sedu (cm)	41–52
Zadní výška sedu (cm)	39–45
Výška zádové opěry (cm)	25 / 28 / 31 / 35

Celková výška (cm)	zadní výška sedu + výška zádové opěry
Celková délka vozíku (cm)	dle zaměření
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	8
Transportní hmotnost od (kg)	4
Nosnost (kg)	120

ONE

DRVLOG

Šíře sedu (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	šíře sedu + 8 cm
Hloubka sedu (cm)	36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46
Přední výška sedu (cm)	41–52
Zadní výška sedu (cm)	39–45
Výška zádové opěry (cm)	25 / 28 / 31 / 35

Celková výška (cm)	zadní výška sedu + výška zádové opěry
Celková délka vozíku (cm)	dle zaměření
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	8
Transportní hmotnost od (kg)	4
Nosnost (kg)	120

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kolo AKTIV WHEEL 24"

- Kompletní kolo dostupné v barevném provedení: červené, modré, bílé, černé a zlaté.
- Dvoustěnný komorový ráfek.
- Plášt Schwalbe RightRun ACTIVE – KevlarGuard.
- Obruč AL s povrchovou úpravou Hard Elox.

cena 3 960 Kč / ks



Kolo CROSS 24"

- Kompletní kolo zajišťující velmi dobrou trakci bez prokluzu, minimální valivý odpor a dostatečnou ochranu proti defektu.
- GrandRock – černý elox.
- Plášt Schwalbe Landcruiser – KevlarGuard.
- Obruč AL – černý elox.

cena 2 980 Kč / ks



Kolo SPIDER WHEEL 24"

- Kompletní snadno ovladatelné „bezdržbové“ magnesiové kolo.
- Různá barevná provedení.
- Plášt Schwalbe Marathon Plus Evolution.
- Obruč AL nebo titan.

cena od 6 500 Kč / ks



Kolo Loop Wheel

- Revoluční odpružená kola vyrovnávající většinu vibrací, otřesů a nárazů pro maximální komfort při jízdě po nebezpečných površích.
- Kola jsou dodávána bez obutí.
- Množství barevných kombinací.

cena 14 900 Kč / ks



Kolo Spinergy LX

- Legendární kola předního výrobce.
- Důraz kladen na design, nízkou hmotnost, maximální pevnost a životnost.
- V nabídce různé barevné provedení výpletu.

cena od 11 900 Kč / ks



Kolo LIGHT

- Nejlehčí kolo ve své kategorii.
- Hmotnost 1 278 g.

cena 2 960 Kč / ks



Kolečko AKTIV

- Kompletní kolečko, zajišťující vysoký komfort díky extrémně nízkému valivému odporu.
- Průměry 100, 125, 130 a 150 mm.
- Nešpinící PU obutí.
- Různá barevná provedení.

cena 1 150 Kč / ks



Kryty kol

- Kvalitní kryty kol primárně určené k ochraně uživatele před nechtěným vsunutím prstů do výpletu kol při jízdě.
- V nabídce kryty čiré i s potisky.

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Obruč nerez

- Velmi odolná obruč.
- Snadná péče.

cena 780 Kč / ks



Obruč AL

- Lehká hliníková obruč.

cena 780 Kč / ks



Obruč CURVE L

- Ergonomicky tvarovaná hliníková obruč s eloxovaným povrchem pro lepší úchop.

cena 3 990 Kč / ks



Obruč CURVE L Tetra Grip

- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná obruč vhodná zejména pro kvadruplegiky.

cena 4 740 Kč / ks



Obruč GEKKO

- Ergonomicky tvarovaná hliníková obruč s eloxovaným povrchem a šikově zabudovaným gumovým páskem na vnější straně pro snazší ovládání vozíku.

cena 4 740 Kč / ks



Pogumovaná obruč

- Obruč s pogumovanou úpravou vhodná nejen pro kvadruplegiky.
- Nešpiní ruce.
- Vhodná ke všem typům mechanických invalidních vozíků.

cena 2 495 Kč / ks



Obruč „kormidlo“

- Obruč s výstupky pro snazší ovládání vhodná zejména pro kvadruplegiky.

cena 1 850 Kč / ks



Silikonový návlek na obruč

- Silikonový návlek slouží nejen k usnadnění úchopu obruče, ale i jako zpříjemnění pohybu při nepříznivém a chladném počasí.

cena 1 250 Kč / ks

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Plášt' PU

- Plný (bezdušový) plášt' ze speciální směsi polyuretanu.
- Varianta tzv. „bezúdržbového“ obutí.

cena od 470 Kč / ks



Plášt' Standard

- Osvědčené pláště s nízkým valivým odporem.

cena od 214 Kč / ks



Plášt' Schwalbe DownTown

- Všestranný plášt' pro časté střídání povrchů.

cena od 499 Kč / ks



Plášt' Schwalbe RightRun

- Zdvojená ochrana proti defektu.
- Různé barevné varianty.

cena od 490 Kč / ks



Plášt' Schwalbe Marathon Plus Evolution 24"

- Plášt' Schwalbe Marathon Plus Evolution se díky ochranné vložce SmartGuard vyznačuje vysokou odolností proti defektu a dlouhou trvanlivostí.
- V nabídce i ve variantě s reflexním pruhem.

cena 890 Kč / ks



Plášt' Schwalbe ONE 24"

- Plášt' Schwalbe ONE má velice nízký valivý odpor, výbornou přilnavost a trvanlivost.

cena 1 390 Kč / ks



Taška na kola velká

- Taška až na 4 kola s PVC zátěrem.
- Ochrana kol před poškozením při transportu.
- Praktická vnitřní kapsa na osičky nebo jiná příslušenství.

cena 1 980 Kč



Taška na kola malá

- Taška na 2 kola s PVC zátěrem.
- Ochrana kol před poškozením při transportu.
- Praktická vnitřní kapsa na osičky nebo jiná příslušenství.

cena 1 680 Kč

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Tarta BAG

- Taška k invalidnímu vozíku s jedním velkým úložným prostorem a třemi menšími kapsami.
- Praktické umístění pod sedákem.
- Snadné připevnění a odnímání.
- Doporučeno k vozíkům s pevným rámem.

cena 1 990 Kč



Kapsa ETUE

- Příruční malá kapsa (taška) s popruhem a přezkou, jednoduše připevnitelná na invalidní vozík.
- Doporučené umístění mezi stupačkami vozíku.
- Barva šedá nebo tmavě modrá.

cena 399 Kč



Sít'ovka

- Praktický doplněk určený především pro mechanické vozíky.

cena 199 Kč



Pláštěnka PONCHO

- Pláštěnka s kapucí pro vozíčkáře chrání před deštěm a nepřízní počasí.
- Univerzální velikost.

cena 180 Kč



Hrudní pás MC DUP

- Hrudní fixační pás pro uživatele se zhoršenou stabilitou sedu.
- Tři varianty v celkové délce 150, 180 nebo 200 cm.

cena 1 390 Kč



Fusak do zimy RFM

- Fleecový fusak vhodný do chladného počasí.
- Díky kvalitnímu a odolnému materiálu, který se snadno udržuje, fusak neprofoukne a je voděodolný.
- Různé velikosti.

cena 1 990 Kč



Terapeutický stolek

- Terapeutický stolek je praktické příslušenství k mechanickým invalidním vozíkům.
- O výběru vhodného typu pro konkrétní invalidní vozík se poraďte s našimi odbornými prodejci.

cena od 4 190 Kč



Držák holí

- Univerzální držák holí a berlí pro standardní a odlehčené invalidní vozíky.
- O jeho použitelnosti u aktivních vozíků se poraďte s našimi odbornými prodejci.

cena 480 Kč

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.



PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ SPEEDY



Speedy B26

SPE-B26

- Handbike pro aktivní uživatele s možností uchycení na jakýkoli mechanický vozík.
- Zvláště vhodný pro aktivní uživatele, kteří chtějí sportovat přímo na svém vozíku.
- Velmi snadná a rychlá montáž a demontáž.
- Dynamická kvalitní konstrukce.
- Široké příslušenství ke standardnímu modelu.
- Nabízí čisté potěšení z jízdy.
- 27-stupňový převodník.
- Díky menší prostorové náročnosti oproti standardním handbikům je skladování i transport handbiku Speedy jednodušší.

Nosnost: 120 kg

cena od 99 800 Kč



Speedy DUO 2

SPE-DUO2

- Inovativní handbike s možností uchycení na jakýkoli mechanický vozík.
- Inteligentní násobení lidské síly za pomoci elektrické energie.
- Volitelná úroveň podpory.
- Pomoc při jízdě do kopce, na nerovných silnicích nebo při dosahování delších vzdáleností.
- Velmi snadná a rychlá montáž a demontáž.
- Široké příslušenství ke standardnímu modelu.

Max. rychlost: 10/14 km/h

Nosnost: 120 kg

cena od 142 900 Kč

DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY



PIPER Comfort

PIC34PYYY

- Rehabilitační kočárek typu buggy, určený pro transport dětí se speciálními potřebami.
- Plně a kompaktně složitelný podvozek.
- Úhlově nastavitelná zádová opěra.
- Velmi vhodný pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro transport mimo město.
- Široká škála speciálního příslušenství.
- Odpovídá nejnovějším normám EU, jakož i hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.

Šíře sedu: 24–35 cm

Celková šíře: 59 cm

Nosnost: 50 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0135456
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 16 485 Kč
(doplatek od 0 Kč)



DIXIE Plus

D4PWKPYYY

- Rehabilitační kočárek s lehkým hliníkovým rámem vyrobeným za použití technologie ALUX.
- Nový, důmyslný systém uchycení sedačky v požadovaném směru pomocí adaptéru „clip-A-go“.
- Kočárek lze složit do kompaktní velikosti.
- Produkt je určen pro menší děti s lehkým postižením.
- Široká škála speciálního příslušenství.
- Splňuje nejnovější EC standardy, jakož i hygienické, technické a bezpečnostní požadavky.

Šíře sedu: 34 cm

Celková šíře: 59,5 cm

Nosnost: 30 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0135386
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 16 384 Kč
(doplatek od 0 Kč)

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOČÁRKŮM



Stříška

- Sklopná a odnímatelná stříška.

DIXIE Plus cena 1 490 Kč

PIPER Comfort cena 2 430 Kč



Pláštěnka

- Pláštěnka do nepříznivého počasí.
- Okénko pro přívod vzduchu

cena 429 Kč



Flexi sada

- Flexi sada s bočními výplněmi pro úpravu šířky sedu.

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0062319 (DIXIE Plus)
Kód ZP: 07-0135457 (PIPER Comfort)

cena 1 730 Kč



Pásy nožní poutací

- Poutací pásy na nohy.

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0039508 (DIXIE Plus)
Kód ZP: 07-0062122 (PIPER Comfort)

cena 711 Kč



Nánožník letní

- Nánožník nejen do nepříznivého počasí.
- Letní provedení.

cena 995 Kč



Nánožník zimní

- Nánožník nejen do nepříznivého počasí.
- Zimní, vyteplené provedení.

cena 2 680 Kč



Brašna STYLE

- Závěsná praktická brašna na doplňky.
- Cena provedení dle typu kočárku.

cena od 999 Kč



Zimní návleky

- Zimní návleky vodítka – rukavice.
- Praktické příslušenství do nepříznivého a mrazivého počasí.

cena 495 Kč

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo zkontaktujte naše odborné prodejce.

DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY



FLASH

1.135

- Dětský skládací invalidní vozík s maximální variabilitou.
- Pro aktivní děti a mládež.
- Rám midi a maxi.
- Standardní madla pro doprovod.
- **Otevřená koncepce předního rámu ponechává dostatečný prostor pro dolní končetiny a usnadňuje přesuny.**

Šíře sedu: 24–40 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 75 kg



Kód ZP: 07-0135438
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **37 870 Kč**
(doplatek od 16 870 Kč)



AMIGO

DRVLOU

- Dětský aktivní vozík s pevným rámem a integrovanými stupačkami.
- Novinka mezi dětskými vozíky.
- Velmi lehký rám z hliníkových slitin.
- Snadná manipulace.
- **Vysoce prodyšné potahy vozíku, ergonomický sedák a polstrovaní přední části rámu v základní výbavě.**
- Široká nabídka základního i nadstandardního příslušenství.

Šíře sedu: 22–34 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 50 kg



Kód ZP: 07-0135482
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **41 700 Kč**
(doplatek od 20 700 Kč)

DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY



AVANTI Junior

1.736

- Dětská varianta aktivního mechanického vozíku AVANTI.
- Lehký vozík z hliníkové slitiny.
- Snadné nastavení dle individuálních potřeb uživatele.
- **Vhodný i pro děti s těžším postižením.**
- Široký výběr příslušenství.

Šíře sedu: 30–36 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 75 kg



Kód ZP: 07-0062237
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **21 000 Kč**
(doplatek od 2 000 Kč)



iChair MC2 S Junior

1.616

- Dětská varianta osvědčeného el. vozíku iChair MC2.
- Vhodné použití v interiéru i exteriéru.
- **Uzpůsobený pro děti nebo uživatele malého věku.**
- Široká nabídka základního i nadstandardního příslušenství.

Šíře sedu: 30–44 cm

Celková šíře: 58 cm

Motory: 2x 180 W

Baterie: 2x 45 Ah / 2x 73 Ah

Nosnost: 75 kg



Kód ZP: 07-0024183
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **132 486 Kč**
(doplatek od 0 Kč)

TECHNICKÉ PARAMETRY

FLASH

1.135

Šíře sedu (cm)	24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	29
Hloubka sedu (cm)	24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40
Přední výška sedu (cm)	39–48
Zadní výška sedu (cm)	36–47
Výška zádové opěry (cm)	25 / 30 / 35 / 40

Celková výška (cm)	v. sedu + v. zad + 4 cm
Celková délka vozíku (cm)	67–93
Velikost poháněcích kol	22" / 24"
Hmotnost od (kg)	10
Transportní hmotnost od (kg)	7
Nosnost (kg)	75

AMIGO

DRVLOU

Šíře sedu (cm)	22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	šíře sedu + 14 cm
Hloubka sedu (cm)	22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34
Přední výška sedu (cm)	dle zaměření
Zadní výška sedu (cm)	30–36,5
Výška zádové opěry (cm)	20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34

Celková výška (cm)	80–95
Celková délka vozíku (cm)	dle zaměření
Velikost poháněcích kol	20" / 22"
Hmotnost od (kg)	7
Transportní hmotnost od (kg)	4
Nosnost (kg)	50

AVANTI Junior

1.736

Šíře sedu (cm)	30 / 32 / 34 / 36
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 20 cm (+ 18 cm s blatníky)
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	33 / 35 / 38
Přední výška sedu (cm)	43–50
Zadní výška sedu (cm)	40–47
Výška zádové opěry (cm)	34 / 36 / 38 / 40

Celková výška (cm)	83
Celková délka vozíku (cm)	88
Velikost poháněcích kol	22" / (24")
Hmotnost od (kg)	12
Transportní hmotnost od (kg)	8
Nosnost (kg)	75

iChair MC2 S Junior

1.616

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	75
Rychlost (km/h)	6 / 10**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 180 / 2 x 300
Celková maximální šíře vozíku (mm)	580
Rádus otáčení (mm)	840
Šíře sedu (cm)*	30–44
Hloubka sedu (cm)	30–40

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	42–47
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	30 / 40
Náklon sedu	0°–22°
Úhel zádové opěry	0°–30°
Separátní stupačky	–
Středová podnožka	–
Zdvih	20 cm vč. polohování sedu 0°–30°

* Ve standardní verzi / ** Rychlost 10 / 15 km/h nelze při výdeji na poukaz ZP






» SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH KONFIGURACÍ

Uživatelé zpravidla potřebují čas, aby si zvykli na jízdní vlastnosti. Kromě rozdílných poloh těžiště má každý z typů pohonu své jedinečné vlastnosti a výhody.



Pohon na zadní kola

Pohon na zadní kola je standardní, pokud jde o elektrické invalidní vozíky. Velmi dobré a stabilní jízdní vlastnosti zaručují dobré manévrování, zejména při použití v exteriéru.



Pohon na přední kola

Elektrický vozík s pohonem předních kol posouvá osu poloměru otáčení do přední části vozíku, což vozíku předurčuje lepší manévrovací schopnosti ve stísněných prostorech. Tato konstrukce navíc umožňuje zajet blíže ke stolu a podobným objektům. Náhon na přední kola a volně otáčecí zadní kolečka umožňují použít kromě standardních stupaček i centrální stupačku, která může být mechanicky či elektricky polohovatelná do 90°.



Pohon na přední kola + servo řízení zadních kol

Vozík Optimus je vybaven silným motorem, který pohání přední velká kola. Manévrování a otáčení vozíku je prováděno servo řízením zadních kol (obdobně jako např. vysokozdvizný vozík). Vozík tak potřebuje mnohem větší poloměr otáčení, ale tato konstrukce mu dává jedinečné jízdní vlastnosti v exteriéru, zejména v terénu. V interiéru je manévrování s tímto typem pohonu složitější a vyžaduje více prostoru, než u vozíku s klasickým pohonem zadních či předních kol.

PŘÍKLADY POUŽITÍ DLE DIAGNÓZ
(doporučené, nikoli striktní)



ALS = Amyotrofická laterální skleróza Vysoká míšňí léze Duchennova svalová dystrofie SMA = Spinální svalová atrofie									
Kraniocerebrální trauma									
Roztroušená skleróza									
Poškození mozku v raném dětství ICP = intrakraniální tlak									
Nízká míšňí léze									
Obezita									
Parkinsonova nemoc CMP = Cévní mozková příhoda									
Amputace nohy/nohou									
Geriatrická léčba									

ELEKTRICKÉ VOZÍKY



Faster CLOU

9.500 (1.437)

- Kompaktní a snadno ovladatelný skládací elektrický vozík vhodný především do interiéru.
- Snadný transport.
- **Skládací rám.**
- Určený pro uživatele se zachovanou stabilitou trupu.
- Díky možnosti složení umožňuje snadný transport i v osobním voze.

Šíře sedu: 38–50 / 43–55 cm

Celková šíře: 59–70 cm

Nosnost: 120 kg

Motor: 2 x 180 W

Baterie: 2 x 45 Ah

Hmotnost: 69 kg

Hmotnost bez baterií: 38 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0062245
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **79 800 Kč**
(doplatek od 0 Kč)



iChair MC Basic

1.609

- Dobře ovladatelný elektrický vozík pro použití v interiéru i exteriéru.
- Dobré odpružení poháněcích kol usnadňuje pohyb v exteriéru.
- Integrovaná stabilizační kolečka.
- **Nejlevnější vozík ve své třídě a kvalitě.**

Šíře sedu: 43–55 cm

Celková šíře: max. 59 cm

Nosnost: 120 kg

Motor: 2 x 180 W

Baterie: 2 x 45 Ah

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0135390
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **89 900 Kč**
(doplatek od 0 Kč)

ELEKTRICKÉ VOZÍKY



iChair MC1

1.610

- Elektrický invalidní vozík vhodný do interiéru i exteriéru.
- **Podpora pro dlouhodobé sezení díky dobrému odpružení zadních kol.**
- Integrovaná stabilizační kolečka.
- Kompaktní rozměry a odpružení poháněcích kol zajišťuje bezpečné a pohodlné cestování.
- Vozíky iChair jsou od letošního roku v novém elegantním designu.

Šíře sedu:	43–60 cm
Celková šíře:	max. 63 cm
Nosnost:	120 kg
Motor:	2 x 180 W
Baterie:	2 x 45 Ah / 2 x 73 Ah

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0022471
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 110 452 Kč
(doplatek od 0 Kč)



iChair MC2

1.611

- Vysoce pohyblivý elektrický vozík pro použití v interiéru i exteriéru s promyšlenými funkcemi a moderním designem.
- Dobré odpružení poháněcích kol ulehčuje dlouhý čas strávený na vozíku.
- Integrovaná stabilizační kolečka.
- **Široká nabídka „nadstandardního“ příslušenství v základní sestavě.**
- Vozíky iChair jsou od letošního roku v novém elegantním designu.

Šíře sedu:	38–65 cm
Celková šíře:	max. 62 cm
Nosnost:	160 kg
Motor:	2 x 220 W
Baterie:	2 x 45 Ah / 2 x 73 Ah

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0024183
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 132 486 Kč
(doplatek od 0 Kč)

ELEKTRICKÉ VOZÍKY

iChair MC2 S Junior

1.616

- Dětská varianta osvědčeného el. vozíku iChair MC2.
- Vhodné použití v interiéru i exteriéru.
- **Uzpůsobený pro děti nebo uživatele malého věku.**
- Široká nabídka základního i nadstandardního příslušenství.
- Vozíky iChair jsou od letošního roku v novém elegantním designu.

Šíře sedu: 30–44 cm

Celková šíře: 58 cm

Motory: 2x 180 W

Baterie: 2x 45 Ah / 2x 73 Ah

Nosnost: 75 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0024183
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **132 486 Kč**
(doplatek od 0 Kč)



iChair MC3 / MC3 Lift

1.612 / 1.612-27 (model Lift)

- Vysoce pohyblivý elektrický vozík pro použití v interiéru i exteriéru.
- Dělený odpružený rám zajišťuje komfortní jízdu i na nepevných cestách.
- Integrovaná stabilizační kolečka.
- Široká nabídka „nadstandardního“ příslušenství v základní sestavě.
- **Součástí modelu MC3 Lift je teleskopické zvedání sedačky o 30 cm.**
- Vozíky iChair jsou od letošního roku v novém elegantním designu.

Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: max. 63 cm

Nosnost: 160 kg

Motor: 2 x 220 W

Baterie: 2 x 45 Ah / 2 x 73 Ah

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0012051 (model 1.612)
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **119 181 Kč**
(doplatek od 0 Kč)

Kód ZP: 07-0018936 (model Lift)
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **136 000 Kč**
(doplatek od 0 Kč)



ELEKTRICKÉ VOZÍKY



iChair ORBIT

1.618

- Nový elektrický vozík se středovým pohonem.
- Vynikající jízdní vlastnosti v exteriéru a zároveň výborné manévrovací možnosti v interiéru.
- Velké množství příslušenství.
- Možnosti individuálního nastavení.

Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: 60–69 cm

Motor: 2x 180 W / 2x 350 W

Baterie: 2x 50 Ah / 2x 73 Ah

Nosnost: 120 / 160 kg

novinka

Nový produkt v našem sortimentu.
Předpokládaná dostupnost
v polovině roku 2019.



iChair MC FRONT

1.613

- Elektrický invalidní vozík s pohonem předních kol.
- Díky velkým pneumatikám a pohonu předních kol je snadno ovladatelný v interiéru i exteriéru.
- Kompaktní rám a odpružení poháněcích kol je standardem, který zajišťuje bezpečné a pohodlné cestování.
- Vozíky iChair jsou od letošního roku v novém elegantním designu.

Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: 62–80 cm

Nosnost: 160 kg

Motor: 2 x 220 W

Baterie: 2 x 45 Ah / 2 x 73 Ah

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0135447
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 132 370 Kč
(doplatek od 0 Kč)

ELEKTRICKÉ VOZÍKY



Rehab 4220 X

B-4220/X

- **Kompaktní a komfortní elektrický vozík určený především do exteriéru.**
- Ovládání lze umístit jak na pravou tak na levou stranu.
- Sklopné polstrované sedadlo s integrovanou hlavovou opěrou.
- Odklopné područky.
- Odklápění řídicí jednotky v základní výbavě.
- Aktivní osvětlení vč. zadních blinkrů v základní výbavě.
- Středová podnožka výškově a úhlově nastavitelná.

Šíře sedu: 47–60 cm

Celková šíře: 65 cm

Motor: 420 W

Baterie: 2x 50 Ah

Nosnost: 181 kg

novinka

akční cena 69 800 Kč



OPTIMUS 2

2.322

- Exteriérový elektrický vozík vhodný především do náročnějšího terénu.
- **Silný, robustní a snadno ovladatelný i na neupravených cestách.**
- Odpružení kol.
- Vhodný při potřebě překonávání obrubníků.
- Dojezd až 70 km.
- Stoupání až 18 %.

Šíře sedu: 38–56 cm

Celková šíře: 68 cm

Nosnost: 150 kg

Motor: 950 W

Baterie: 2 x 79 Ah

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0018937
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 136 000 Kč
(doplatek od 0 Kč)

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Elektrické polohování sedu

c. 118

- -2° až $+26^{\circ}$ / -2° až $+33^{\circ}$ / 0° až 22° .
- Parametry polohování sedu se liší v závislosti na typu vozíku.
- Cena provedení dle typu vozíku.



Elektrické polohování zádové opěry

c. 25

- -10° až $+50^{\circ}$ / 0° až 30° .
- Parametry polohování zádové opěry se liší v závislosti na typu vozíku.
- Cena provedení dle typu vozíku.



Elektrické polohování stupaček

c. 86

- Dle typu ovládací jednotky lze stupačky ovládat jednotlivě nebo současně.
- Cena provedení dle typu vozíku.



Ovládání vozíku pro doprovod

c. 4789

- Externí ovládací jednotka pro ovládání vozíku doprovodnou osobou s možností určení priority.
- Cena provedení dle typu ovládací jednotky.



Elektrické zvedání sedu „Lift“

c. 27

- Zvýšení sedu o 30 cm.
- V závislosti na typu vozíku se jedná o teleskopické nebo křížové provedení.
- Cena provedení dle typu vozíku.



Ovládací jednotka R-NET Bluetooth

- 3,5" barevný LCD displej.
- Integrovaný Bluetooth modul a Infraport (IR) pro možnost ovládání počítače, televize a jiných zařízení.
- Podpora Windows, Android a iOS.
- Kovový kryt pro zvýšenou odolnost.



Různé typy joysticků TETRA

- Různé typy úchytu joysticku vhodné pro specifické potřeby uživatelů.
- Cena dle typu.



Prevence defektů Vipseal

- Speciální náplň do pneumatik zajišťující ochranu proti úniku vzduchu, způsobenému poškozením duše pneumatiky.
- Vhodné pro všechny typy dušových pneumatik.
- Cena se liší dle velikosti kol.

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Faster CLOU

9.500 (1.437)

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	120
Rychlost (km/h)	6
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 180
Celková maximální šíře vozíku (mm)	700
Rádus otáčení (mm)	1000
Šíře sedu (cm)*	38–55
Hloubka sedu (cm)	43

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	51
Baterie (kapacita 20 h)	2x 45 Ah
Max. dojezd (km)	30
Náklon sedu	–
Úhel zádové opěry	–
Separátní stupačky	–
Středová podnožka	–
Zdvih	–

iChair MC Basic

1.609

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	120
Rychlost (km/h)	6
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 180
Celková maximální šíře vozíku (mm)	590
Rádus otáčení (mm)	840
Šíře sedu (cm)*	43–55
Hloubka sedu (cm)	40–53

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	44–51
Baterie (kapacita 20 h)	2x 45 Ah
Max. dojezd (km)	28
Náklon sedu	–
Úhel zádové opěry	–
Separátní stupačky	–
Středová podnožka	–
Zdvih	–

iChair MC1

1.610

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	120
Rychlost (km/h)	6
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 180
Celková maximální šíře vozíku (mm)	630
Rádus otáčení (mm)	840
Šíře sedu (cm)*	43–60
Hloubka sedu (cm)	40–53

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	43–53
Baterie (kapacita 20 h)	2x 45 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	28 / 40
Náklon sedu	–2° až +26°
Úhel zádové opěry	–10° až +50°
Separátní stupačky	–
Středová podnožka	–
Zdvih	–

iChair MC2

1.611

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	160
Rychlost (km/h)	6 / 10**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 220 / 2 x 300
Celková maximální šíře vozíku (mm)	620
Rádus otáčení (mm)	840
Šíře sedu (cm)*	38–65
Hloubka sedu (cm)	40–56

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	44–53
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	30 / 40
Náklon sedu	–2° až +26°
Úhel zádové opěry	–10° až +50°
Separátní stupačky	ANO
Středová podnožka	–
Zdvih	30 cm vč. polohování sedu 0°–30°

iChair MC2 S Junior

1.616

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	75
Rychlost (km/h)	6 / 10**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 180 / 2 x 300
Celková maximální šíře vozíku (mm)	580
Rádus otáčení (mm)	840
Šíře sedu (cm)*	30–44
Hloubka sedu (cm)	30–40

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	42–47
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	30 / 40
Náklon sedu	0°–22°
Úhel zádové opěry	0°–30°
Separátní stupačky	–
Středová podnožka	–
Zdvih	20 cm vč. polohování sedu 0°–30°

TECHNICKÉ PARAMETRY

iChair MC3

1.612

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	160
Rychlost (km/h)	6 / 10**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 220 / 2 x 300
Celková maximální šíře vozíku (mm)	630
Rádus otáčení (mm)	900
Šíře sedu (cm)*	38–65
Hloubka sedu (cm)	40–56

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	46–52
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	30 / 40
Náklon sedu	-2° až +33°
Úhel zádové opěry	-10° až +50°
Separátní stupačky	ANO
Středová podnožka	-
Zdvih	-

iChair ORBIT

1.618

Typ náhonu	střední
Nosnost (kg)	120 / 160
Rychlost (km/h)	6 / 10**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 180 / 2 x 350
Celková maximální šíře vozíku (mm)	690
Rádus otáčení (mm)	630 / 750
Šíře sedu (cm)*	38–65
Hloubka sedu (cm)	40–53

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	43–51
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	35 / 40
Náklon sedu	-2° až +33°
Úhel zádové opěry	-10° až +50°
Separátní stupačky	ANO
Středová podnožka	ANO
Zdvih	-

iChair MC FRONT

1.613

Typ náhonu	přední
Nosnost (kg)	160
Rychlost (km/h)	6 / 10**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 220 / 2 x 300
Celková maximální šíře vozíku (mm)	620
Rádus otáčení (mm)	650
Šíře sedu (cm)*	38–65
Hloubka sedu (cm)	40–56

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	44–51
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	30 / 40
Náklon sedu	4°–26°
Úhel zádové opěry	-10° až +50°
Separátní stupačky	ANO
Středová podnožka	ANO
Zdvih	30 cm vč. polohování sedu 0°–30°

REHAB 4220 X

B-4220/X

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	181
Rychlost (km/h)	9
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	420
Celková maximální šíře vozíku (mm)	650
Rádus otáčení (mm)	-
Šíře sedu (cm)*	47–60
Hloubka sedu (cm)	51

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	55
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah
Max. dojezd (km)	30
Náklon sedu	-
Úhel zádové opěry	-
Separátní stupačky	-
Středová podnožka	ANO
Zdvih	-

OPTIMUS 2

2.322

Typ náhonu	přední
Nosnost (kg)	150
Rychlost (km/h)	6 / 10 / 15**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	950
Celková maximální šíře vozíku (mm)	680
Rádus otáčení (mm)	1200
Šíře sedu (cm)*	38–56
Hloubka sedu (cm)	42–53

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	61–65
Baterie (kapacita 20 h)	2x 79 Ah / 2x 107 Ah
Max. dojezd (km)	50 / 70
Náklon sedu	7°–22° / 5°–20° / 20°–35°
Úhel zádové opěry	-10° až +50°
Separátní stupačky	ANO
Středová podnožka	-
Zdvih	-

* Ve standardní verzi / ** Rychlost 10 / 15 km/h nelze při výdeji na poukaz ZP

ELEKTRICKÉ VOZÍKY

Cestovní el. vozík iTRAVEL

1.054

- iTravel je nový skládací elektrický vozík s hmotností pouhých 23 kg.
- Ideální společník při nakupování, práci a cestování.
- Komfortní, ergonomicky tvarovaný sedací systém.
- Nastavitelný sklon zádové opěry.
- Výklonné područky.
- **Velmi snadné skládání bez potřeby odnímání stupačky a područek.**
- Automatický stabilizační program (ESP) pro lepší výkon a stabilitu v zatáčkách.

novinka

akční cena 68 900 Kč



Celková délka v mm	970
Celková šířka v mm	560
Výška sedu v mm	520
Hloubka sedu v mm	380
Výška zádové opěrky v mm	450
Šířka sedu v mm	450
Transportní výška v mm	300
Počet kol	4
Průměr předního kola v mm	170
Průměr zadního kola v mm	200
„Světla výška“ v mm	70
Maximální výška překážky v mm	60

Poloměr otáčení v mm	970
Dlouhodobý výkon motoru	200 W
Nejvyšší výkon motoru	800 W
Baterie	10,4 Ah Li-Ion
Nabíječka	2 Ah
Elektronika	50 A
Maximální dojezd (při testovacích podmínkách) v km	10
Přípustné stoupání / sklon trati ve stupních (procentech)	3° (6 %)
Hmotnost prázdného mikroskútru včetně baterie v kg	23
Přípustná hmotnost uživatele v kg	120
Přípustná celková hmotnost v kg	150
Maximální rychlost v km/h	6



Mikroskútr iGO

1.064

- Unikátní řešení pro Váš svobodný pohyb.
- Díky malému poloměru otáčení je velmi vhodný do malých prostor.
- Otočná a výškově nastavitelné sedadlo s nastavitelnými područkami.
- Snadné rozkládání do tří dílů velmi usnadňuje případný transport.
- Intuitivní ovládání.
- I přesto, že je mikroskútr navržen pro jízdu v interiéru, je možné jej využít i při projížďkách po zpevněných cestách v okolí Vašeho bydliště.

cena 39 800 Kč



Celková délka v mm	760
Celková šířka v mm	580
Výška sedu v mm, nastavitelná	400–550
Hloubka sedu v mm	400
Výška zádové opěrky v mm	400
Šířka sedu v mm, nastavitelná	550
Transportní výška (při složeném řídicím sloupku a bez sedáku) v mm	470
Počet kol	5
Průměr předního kola v mm	110
Průměr zadního kola v mm	220
„Světla výška“ v mm	50
Maximální výška překážky v mm	15

Poloměr otáčení v mm	500
Dlouhodobý výkon motoru	200 W
Nejvyšší výkon motoru	800 W
Baterie	18 Ah
Nabíječka	2 Ah
Elektronika	50 A
Maximální dojezd (při testovacích podmínkách) v km	17
Přípustné stoupání / sklon trati ve stupních (procentech)	3° (6 %)
Hmotnost prázdného mikroskútru včetně baterie v kg	47
Přípustná hmotnost uživatele v kg	120
Přípustná celková hmotnost v kg	170
Maximální rychlost v km/h	6

ELEKTRICKÉ SKÚTRY



EL-GO

1273-3

- Tříkolový elektrický skútr určený především pro jízdu na zpevněných cestách a v mírném terénu.
- Nastavitelná šíře područek.
- V základu nákupní košík s nosností 15 kg.
- Možnost vybavení skútru bateriemi s větší kapacitou 2x 50 Ah umožňující delší dojezd.

Rychlost:	10 km/h
Dojezd:	cca 30 km
Nosnost:	120 kg
Motor:	500 W
Baterie:	2 x 36 Ah (2 x 50 Ah)
Rozměry:	136,5 / 61 cm
Světlá výška:	11 cm
Stoupání:	max. 15 %

cena 48 400 Kč



EL-GO/M

1273-4

- Čtyřkolový elektrický skútr určený především pro jízdu na zpevněných cestách a v mírném terénu.
- Nastavitelná šíře područek.
- V základu nákupní košík s nosností 15 kg.
- Možnost vybavení skútru bateriemi s větší kapacitou 2 x 50 Ah umožňující delší dojezd.

Rychlost:	10 km/h
Dojezd:	cca 30 km
Nosnost:	120 kg
Motor:	500 W
Baterie:	2 x 36 Ah (2 x 50 Ah)
Rozměry:	130,5 / 62 cm
Světlá výška:	11 cm
Stoupání:	max. 15 %

cena 48 400 Kč

ELEKTRICKÉ SKÚTRY



CITYLINER 409

1.254

- Nový kompaktní čtyřkolový el. skútr s výbornou manévrovatelností.
- Velmi snadná obsluha
- Výškově nastavitelná, posuvná a otočná sedačka s bezpečnostním pásem.
- Hliníkové ráfky.
- Odpružení.
- Úsporné LED osvětlení.
- Barva: oranžová nebo modrá.

Rychlost:	10 km/h
Dojezd:	cca 30 km
Nosnost:	136 kg
Motor:	210 W
Baterie:	2x 35 Ah
Rozměry:	120 / 61 cm
Světlá výška:	10 cm
Stoupání:	max. 16 %

novinka

cena 48 400 Kč



CITYLINER 412

2.364

- Čtyřkolový elektrický skútr vhodný i do středně těžkého terénu.
- Výškově nastavitelná, posuvná a otočná sedačka.
- Plynule polohovatelná zádová opěra s výškově nastavitelnou hlavovou opěrkou.
- Kolébkový ovladač rychlosti jízdy vpřed i vzad.
- Přehledný ovládací panel s indikací nabití akumulátorů a spínací skříňkou.
- Multifunkční podsvícený LCD displej.
- Odpružení, kompletní osvětlení.
- Přední nákupní košík, odkládací kapsa na zadní části opěradla.

Rychlost:	12 km/h
Dojezd:	cca 35 km
Nosnost:	150 kg
Motor:	400 W
Baterie:	2x 50 Ah
Rozměry:	122 / 64 cm
Světlá výška:	10 cm
Stoupání:	max. 18 %

cena 77 800 Kč

ELEKTRICKÉ SKÚTRY



CITYLINER 415

2.664

- Čtyřkolový elektrický skútr vhodný i do těžšího terénu.
- Luxusní sedák otočný o 360° s úložným prostorem a bezpečnostním pásem.
- Nastavitelná bederní podpora a zádočová opěrka s nastavitelným úhlem.
- Kolébkový ovladač rychlosti jízdy vpřed i vzad.
- Přehledný ovládací panel s indikací nabití akumulátorů a spínací skříňkou.
- Multifunkční podsvícený LCD displej.
- Odpružení, kompletní osvětlení.
- Přední nákupní košík, odkládací kapsa na zadní části opěrky.

Rychlost:	15 km/h
Dojezd:	cca 50 km
Nosnost:	180 kg
Motor:	650 W
Baterie:	2x 79 Ah
Rozměry:	138 / 68 cm
Světlá výška:	11 cm
Stoupání:	max. 18 %

cena 99 900 Kč



EL-GO/M XXL

1273-4 XXL

- Čtyřkolový elektrický skútr s vyšší nosností vhodný i do těžšího terénu.
- Nastavitelná širší područek.
- V základu nákupní košík s nosností 15 kg.
- Možnost vybavení skútru bateriemi s větší kapacitou 2x 75 Ah umožňující delší dojezd.

Rychlost:	15 km/h
Dojezd:	cca 30 (45) km
Nosnost:	200 kg
Motor:	700 W
Baterie:	2x 50 Ah (2x 75 Ah)
Rozměry:	153 / 68,5 cm
Světlá výška:	8,5 cm
Stoupání:	max. 17,6 %

XXL
velikost

cena od 75 900 Kč

NÁJEZDOVÉ RAMPY

Dvoudílné teleskopické nájezdové rampy PONDUS T2

PT202030

- Délku lze nastavit vysouváním a zasouváním teleskopické části.
- Vyrobeno z hliníkových profilů odolných proti korozi.
- Speciálně rýhovaný povrch s protiskluzovými vlastnostmi.
- Ochranné bočnice proti bočnímu sklouznutí.
- Součástí ramp je zámek a madla pro snadný a bezpečný transport.

Celková délka: 203 cm

Šířka tratě: 19,5 cm

Max. převýšení: 40 cm

Hmotnost (pár): cca 12 kg

Max. zatížení na pár: 300 kg

cena (pár) **7 890 Kč**

Trojdílné teleskopické nájezdové rampy PONDUS T3

PT302890

- Délku lze nastavit vysouváním a zasouváním teleskopické části.
- Vyrobeno z hliníkových profilů odolných proti korozi.
- Speciálně rýhovaný povrch s protiskluzovými vlastnostmi.
- Ochranné bočnice proti bočnímu sklouznutí.
- Součástí ramp je zámek a madla pro snadný a bezpečný transport.

Celková délka: 289 cm

Šířka tratě: 18 cm

Max. převýšení: 58 cm

Hmotnost (pár): cca 16 kg

Max. zatížení na pár: 250 kg

cena (pár) **9 890 Kč**

Vyzdvihněte svou individualitu!



- Anatomické zádové opěry TARTA EMYS si nyní můžete nechat vyrobit ve vlastním designu! Stačí dodat podklady, nebo si vytvořit návrh dle svých představ.
- Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní zástupce.

příplatková cena **4 190 Kč**

ZÁDOVÉ SYSTÉMY TARTA



ADI
COMPASSO D'ORO
INTERNATIONAL
AWARD
2017



Anatomická zádová opěra TARTA EMYS Standard

TARTA-E3x-S (varianta 3V), TARTA-E4x-S (varianta 4V)

- Univerzální systém z otevřených nekonturovaných lamel.
- Vhodná pro uživatele, kteří nevyžadují boční vedení trupu, ale přesto ocení flexibilitu zádové opěry umožňující dynamický sed na vozíku.
- Varianty 3V a 4V definují výšku zádové opěry, tedy počet lamel.

Velikost: M, L, XL

Max. hmotnost
uživatele: 120 kg

plná úhrada
ZP

Kód SZP: 07-9990329 (varianta 3V) cena 21 634 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód SZP: 07-9990330 (varianta 4V) cena 23 126 Kč
(doplatek 0 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem



Anatomická zádová opěra TARTA EMYS Contour

TARTA-E3x-C (varianta 3V), TARTA-E4x-C (varianta 4V), TARTA-E5x-C (varianta 5V)

- Univerzální systém s větší podporou trupu a vyšším stupněm vedení a držení postury.
- Vhodný pro uživatele, kteří ocení kromě flexibility a dynamického sedu i boční vedení, které však taktéž není fixní a i přes podporu vedení trupu zachovává volnost v protažení do stran a do rotací.
- Varianty 3V, 4V a 5V definují výšku zádové opěry, tedy počet lamel.

Velikost: M, L, XL

Max. hmotnost
uživatele: 120 kg

plná úhrada
ZP

Kód SZP: 07-9990331 (varianta 3V) cena 21 634 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód SZP: 07-9990332 (varianta 4V) cena 23 126 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód SZP: 07-9990333 (varianta 5V) cena 24 618 Kč
(doplatek 0 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem



Anatomická zádová opěra TARTA EMYS DeepContour

TARTA-E4x-D (varianta 4V), TARTA-E5x-D (varianta 5V)

- Univerzální systém s maximální podporou trupu a vysokým stupněm vedení a držení postury.
- Vhodný pro uživatele, kteří ocení kromě flexibility a dynamického sedu i boční stabilizaci (hloubka 14,5 cm). Opěra si i přes podporu vedení trupu zachovává volnost v protažení do stran a do rotací.
- Varianty 4V a 5V definují výšku zádové opěry, tedy počet lamel.

Velikost: M, L, XL

Max. hmotnost
uživatele: 120 kg

plná úhrada
ZP

Kód SZP: 07-9990334 (varianta 4V) cena 23 126 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód SZP: 07-9990335 (varianta 5V) cena 24 618 Kč
(doplatek 0 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem

ZÁDOVÉ SYSTÉMY TARTA

Hledali jsme novou myšlenku s důrazem na funkčnost, flexibilitu, odolnost, spolehlivost a design. Našli jsme adaptabilní opěrný systém TARTA vyvinutý zkušenými odborníky v oblasti ergonomie, protetiky a užitého designu. TARTA je modulární systém, a proto je schopen řešit širokou škálu individuálních potřeb.

Jednou z nejdůležitějších vlastností systému TARTA je extrémní flexibilita a schopnost přizpůsobit se. S každým „obratlem“ můžeme nastavit zakřivení jak v předozadním směru (kyfotické či lordotické), tak v bočním směru, a jsme proto schopni přizpůsobit zádovou opěru například i různým úrovním skoliózy.

Anatomická zádová opěrka TARTA je v základu tvořena z jednotlivých „obratlů“ spojených mezi sebou tvarovatelnými ocelovými plátkami. Na každý „obratel“ takto sestavené páteře můžeme připevnit lamely různých typů a velikostí a individuálně nastavit jejich sklon. Každou z lamel můžeme navíc doplnit různými typy prodyšného čalounění. Dokážeme Vám proto sestavit zádovou opěru přesně podle Vašich potřeb.

Zádový systém TARTA je možné uchytit na téměř jakýkoli invalidní vozík s pevným nebo skládacím rámem.



reddot award
product design

Více informací a produktová videa najdete na našich webových stránkách www.meyra.cz/tarta



Anatomická zádová opěrka TARTA Standard

TARTA-4S (varianta 4V), TARTA-5S (varianta 5V), TARTA-6S (varianta 6V)

plná úhrada
ZP

- Univerzální systém z otevřených nekonturovaných lamel.
- Vhodný pro uživatele, kteří nevyžadují boční vedení trupu, ale přesto ocení flexibilitu zádové opěry umožňující dynamický sed na vozíku.
- Varianty 4V, 5V a 6V definují výšku zádové opěry, tedy počet pater „obratlů a žeber“.

Velikost: S, M, L, XL

Max. hmotnost
uživatele: 100 kg

Kód SZP: 07-9990320 (varianta 4V) cena 22 209 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód SZP: 07-9990321 (varianta 5V) cena 23 567 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód SZP: 07-9990322 (varianta 6V) cena 24 928 Kč
(doplatek 0 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem



Anatomická zádová opěrka TARTA Contour

TARTA-4A (varianta 4V), TARTA-5A (varianta 5V), TARTA-6A (varianta 6V)

plná úhrada
ZP

- Univerzální systém s větší podporou trupu a vyšším stupněm vedení a držení postury.
- Vhodný pro uživatele, kteří ocení kromě flexibility a dynamického sedu i boční vedení, které však taktéž není fixní a i přes podporu vedení trupu zachovává volnost v protažení do stran a do rotací.
- Varianty 4V, 5V a 6V definují výšku zádové opěry, tedy počet pater „obratlů a žeber“.

Velikost: S, M, L, XL

Max. hmotnost
uživatele: 100 kg

Kód SZP: 07-9990323 (varianta 4V) cena 22 888 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód SZP: 07-9990324 (varianta 5V) cena 24 245 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód SZP: 07-9990325 (varianta 6V) cena 25 607 Kč
(doplatek 0 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem



Anatomická zádová opěrka TARTA Individual

TARTA-4I (varianta 4V), TARTA-5I (varianta 5V), TARTA-6I (varianta 6V)

plná úhrada
ZP

- Systém s možností maximálního přizpůsobení individuálním potřebám.
- Vhodný pro uživatele, kteří uvítají řešení „šité na míru“.
- Nutnost přesného zaměření.
- Varianty 4V, 5V a 6V definují výšku zádové opěry, tedy počet pater „obratlů a žeber“.

Velikost: S, M, L, XL

Max. hmotnost
uživatele: 100 kg

Kód SZP: 07-9990326 (varianta 4V) cena 23 567 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód SZP: 07-9990327 (varianta 5V) cena 24 928 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód SZP: 07-9990328 (varianta 6V) cena 26 286 Kč
(doplatek 0 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem

ZÁDOVÉ SYSTÉMY VARILITE



Zádová opěrka Varilite ICON LOW

ORTO-4601

- Nízká zádová opěrka vhodná pro aktivní uživatele.
- Pevná opora pro spodní část trupu v kombinaci s mírnou boční oporou.
- Zachován plný rozsah pohybu v horní části trupu.
- V nabídce různé velikosti.

Hmotnost: 1,5 kg (při šíři 43 cm)

Nosnost: 136 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0135376
podléhá schválení revizním lékařem

cena 10 017 Kč
(doplatek 0 Kč)



Zádová opěrka Varilite ICON MID

ORTO-4602/ ORTO-46021 (varianta JUNIOR)

- Zádová opěrka střední výšky s podporou těsně pod lopatky.
- Pevná opora pro spodní a střední část trupu v kombinaci s mírnou boční oporou.
- Zachován plný rozsah pohybu paží.
- V nabídce různé velikosti.

Hmotnost: 1,9 kg (při šíři 43 cm)

Nosnost: 136 kg / 45 kg (Junior)

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0135377
podléhá schválení revizním lékařem

cena 10 515 Kč
(doplatek 0 Kč)



Zádová opěrka Varilite ICON TALL

ORTO-4603 / ORTO-4622 (varianta DEEP) / ORTO-46221 (varianta DEEP JUNIOR)

- Vysoká zádová opěrka s podporou po ramena.
- Vhodná pro uživatele, kteří potřebují anatomická záda s bočním vedením.
- Možnost hlubšího provedení nebo přidání opěrek pro zvýšení boční fixace.
- V nabídce různé velikosti.

Hmotnost: 2,9 kg (při šíři 43 cm)

Nosnost: 136 kg / 45 kg (Junior)

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0135378 (ORTO-4603)
podléhá schválení revizním lékařem

cena 11 014 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 07-0135379 (ORTO-4622 a ORTO-46221)
podléhá schválení revizním lékařem

cena 13 020 Kč
(doplatek 0 Kč)



Podpažní opěrka Varilite PAL

ORTO-4604 (pevná), ORTO-4605 (odklopná)

- Zvýšení laterální fixace trupu.
- Možnost instalace na jakoukoli pevnou zádovou opěrku díky univerzálnímu držáku.
- Varianta s pevným nebo odklopným držákem (s možností nastavení šířky nebo šířky a úhlu v rozsahu 20°).
- Možnost zakoupení páru či jen levé nebo pravé opěrky.

Polstr: 10 x 13 cm

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-0135383 (pevná)
podléhá schválení revizním lékařem

cena 3 003 Kč
(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 07-0135382 (odklopná)
podléhá schválení revizním lékařem

cena 7 130 Kč
(doplatek 0 Kč)

ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY



Antidekubitní sedák ALOVA

WNC-VCAG

- Antidekubitní polštáře ALOVA představují novou řadu produktů s pěnovou výplní Visco Elastic.
- Tvarovaný antidekubitní polštář ALOVA zvyšuje kontaktní plochu, tím zlepšuje rozložení tlaku a pomáhá tak v prevenci vzniku dekubitů středního až vysokého rizika.
- Anatomické tvarování.
- Nepromokavý a prodyšný potah.
- Náhradní potah v základní výbavě.
- V nabídce různé velikosti.
- Tabulku velikostí najdete na našem webu: www.meyra.cz/alova

Výška sedáku: 9–12 cm (dle typu)

Nosnost: až 200 kg (dle typu)

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 13-0142831
podléhá schválení revizním lékařem

cena 2 980 Kč
(doplatek 0 Kč)



Antidekubitní sedák ALOVA s abdukčním klínem

WNC-VCAG BP

- Varianta s odnímatelným abdukčním klínem.
 - Antidekubitní polštáře ALOVA představují novou řadu produktů s pěnovou výplní Visco Elastic.
 - Tvarovaný antidekubitní polštář ALOVA zvyšuje kontaktní plochu, tím zlepšuje rozložení tlaku a pomáhá tak v prevenci vzniku dekubitů středního až vysokého rizika.
 - Anatomické tvarování.
 - Nepromokavý a prodyšný potah.
- V základní výbavě potah pro použití sedáku bez abdukčního klínu.
 - V nabídce různé velikosti.
 - Tabulku velikostí najdete na našem webu: www.meyra.cz/alova_s_klínem

Výška sedáku: 9 cm

Nosnost: až 135 kg (dle typu)

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 13-0142832
podléhá schválení revizním lékařem

cena 3 960 Kč
(doplatek 0 Kč)



Antidekubitní sedák Qmed

DRQE3E1CDXUXP

- Paměťová pěna napomáhá zmírnit tlak na spodní část sedací kosti a kostrč.
- Anatomický design a dvojitá vrstva s různou hustotou paměťové pěny.
- Vhodné k užití na kancelářskou židli, invalidní vozík, k domácímu užití i v automobilu.
- Pomocný pásek pro fixaci požadované polohy, protiskluzová spodní část.

Hustota: 80 / 110 kg/m³

Rozměry: 46 x 41 x 7,5 cm

cena 798 Kč

ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY

Antidekubitní sedák KINÉRIS

WNC-V 1EL / 2EL

- Antidekubitní polštáře KINÉRIS jsou složeny ze vzduchových buněk, které jsou navzájem propojené.
- V nabídce jednokomorové nebo dvoukomorové varianty.
- Zaručeno plynulé rozložení tlaku a individuální přizpůsobení.
- Sedáky jsou vhodné pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- Pumpička s manometrem v základní výbavě.
- V nabídce různé velikosti.
- Tabulku velikostí najdete na našem webu: www.meyra.cz/kineris

Výška sedáku: 7 nebo 10 cm

Nosnost: až 120 kg (dle typu)


novinka plná úhrada ZP

Jednokomorová varianta

Kód ZP: 13-0142829 cena 8 680 Kč
podléhá schválení revizním lékařem (doplatek 0 Kč)

Dvoukomorová varianta

Kód ZP: 13-0142830 cena 8 970 Kč
podléhá schválení revizním lékařem (doplatek 0 Kč)



Antidekubitní sedák COMFY

DRV T

- Prodyšný sedák s propojenými elastickými vzduchovými komorami.
- Nafouknutí dle individuální potřeby pomocí pumpy.
- Snadné čištění povlaku.
- Protiskluzová podložka.
- K dispozici verze s jedním ventilem a propojenými komorami na celé ploše nebo verze se dvěma ventily a propojenými komorami na dvě části.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 6 / 8 / 10 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada ZP

Kód ZP: 13-0136216
podléhá schválení revizním lékařem

cena 4 890 Kč
(doplatek 0 Kč)



Antidekubitní sedák Vitea Care

DRVCT

- Prodyšný sedák s patentovaným systémem rozložení tlaku při sezení.
- Snadné čištění povlaku.
- Protiskluzová podložka.
- Regulační tlak umožňující změnu výšky sedáku a tvrdost.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 8 cm

Nosnost: 180 kg

plná úhrada ZP

Kód ZP: 13-0136217
podléhá schválení revizním lékařem

cena 2 490 Kč
(doplatek 0 Kč)



ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY



Antidekubitní sedák Varilite REFLEX

ORTO-4606

- Antidekubitní sedák s pěnovým jádrem a automatickým ventilem.
- Vhodný pro osoby se středním rizikem vzniku dekubitů vyžadující pouze základní stabilizaci sedu.
- Automatický ventil bez nutnosti nastavování.
- Pěnové jádro se zabudovaným abdukčním klínem.
- Díky nízké hmotnosti je sedák vhodný pro uživatele aktivních vozíků.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 8 cm

Hmotnost: 865 g

Nosnost: 280 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 13-0140949
podléhá schválení revizním lékařem

cena **3 430 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Antidekubitní sedák Varilite ZOID PSV / JUNIOR

ORTO-4607 / ORTO-46071 (varianta JUNIOR)

- Antidekubitní sedák s pěnovým jádrem a PSV ventilem.
- Vhodný pro osoby se středním rizikem vzniku dekubitů.
- Vhodný pro osoby bez potřeby výrazné stabilizace sedu.
- Ventil PSV pro jednoduché nastavení požadovaného tlaku.
- Díky nízké hmotnosti je sedák vhodný pro uživatele aktivních vozíků.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 6 cm / 7,4 cm (Junior)

Hmotnost: 567 g

Nosnost: 280 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 13-0140950
podléhá schválení revizním lékařem

cena **6 875 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Antidekubitní sedák Varilite EVOLUTION PSV

ORTO-4608, ORTO-4609 (vel. 55 x 50 cm)

- Antidekubitní sedák s pěnovým jádrem a PSV ventilem.
- Vhodný pro uživatele s požadavkem na zvýšenou symetrickou stabilizaci sedu.
- Vyšší pěnové jádro s integrovaným abdukčním klínem pro střední mediální stabilizaci.
- Ventil PSV pro jednoduché nastavení požadovaného tlaku.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 9,7 cm

Nosnost: 280 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 13-0140951 (ORTO-4608)
podléhá schválení revizním lékařem

cena **6 875 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 13-0140952 (ORTO-4609)
podléhá schválení revizním lékařem

cena **8 280 Kč**
(doplatek 0 Kč)

ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY



Antidekubitní sedák Varilite MERIDIAN

ORTO-4610

- Antidekubitní sedák vhodný pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- Vhodný pro osoby s požadavky na výraznou mediální a symetrickou laterální stabilizaci sedu.
- Dvě samostatné vzduchové komory.
- Rozdílným nastavením tlaku v komorách lze zamezit nežádoucímu sklonu pánve.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 9,7 cm

Nosnost: 280 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 13-0140953
podléhá schválení revizním lékařem

cena 7 085 Kč
(doplatek 0 Kč)



Sedací systém Varilite MERIDIAN WAVE

ORTO-4620

- Antidekubitní sedák Varilite Meridian podložený konturovanou deskou z tvrdé pěny v provedení LPB.
- Deska s výraznou laterální oporou (LPB) a dvě samostatné komory pro maximální stabilizaci sedu.
- Vhodný pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- Konturovanou desku LPB lze na přání v rámci ceny zaměnit za provedení CPB nebo CPW (CPB = deska s laterální oporou a abdukčním klínem; CPW = klín s laterální oporou a abdukčním klínem).
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 13 cm

Hmotnost: 1 320 g

Nosnost: 280 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 13-0140954
podléhá schválení revizním lékařem

cena 8 595 Kč
(doplatek 0 Kč)



Sedací systém Varilite PROFORM NX

ORTO-4621

- Antidekubitní sedák nabízející maximální možnosti pro individuální přizpůsobení.
- Kompenzace různé délky nohou, polohy pánve a skoliózy páteře.
- Vhodný pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- Výrazná symetrická i asymetrická laterální stabilizace sedu.
- Klín, vzduchové a pěnové komory pro mediální stabilizaci sedu.
- Desku a klín je možné individuálně upravit seříznutím.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 12 cm

Hmotnost: 1 450 g

Nosnost: 280 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 13-0140955
podléhá schválení revizním lékařem

cena 8 350 Kč
(doplatek 0 Kč)

POLOHOVACÍ LŮŽKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ



MEYRA Ecofit Plus

27000001

- Pojízdné, plně elektricky polohovatelné lůžko.
- Snadné ovládání s možností uzamknutí funkcí.
- Součástí hrazda s rukojetí.

Ložná plocha: 90 x 200 cm

Nosnost: 185 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0023609
podléhá schválení revizním lékařem

cena **27 510 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Prodloužení ložné plochy
o 20 cm

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0093200

cena **6 900 Kč**
(doplatek 3 900 Kč)



Meyra Ecofit S

27000003

- Plně elektricky polohovatelné pojízdné lůžko.
- Oproti modelu Ecofit Plus méně robustní.
- Bez dřevěného obložení čel.
- Hrazda s rukojetí je součástí základního vybavení.

Ložná plocha: 90 x 200 cm

Nosnost: 185 kg

cena **19 890 Kč**

Prodloužení ložné plochy
o 20 cm

cena **6 900 Kč**



Meyra Ecofit XTRA

- Plně elektricky polohovatelná pojízdná lůžka Ecofit XTRA jsou určena pro klienty s hmotností až 500 kg.
- Lůžko se vyznačuje zvláště vysokou stabilitou.
- Hrazda s rukojetí je součástí základního vybavení.
- Matrace k lůžku pouze na individuální poptávku/objednávku.

Ložná plocha: 120 cm x 200 cm / 140 cm x 200 cm

Nosnost: 300 kg / 400 kg / 500 kg

XXL
velikost

cena od **69 890 Kč**

Prodloužení ložné plochy
o 20 cm

cena **9 800 Kč**

POLOHOVACÍ LŮŽKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pojízdný stolek RFM

01689593 (bílá), 07748658 (hnědá)

- Stolek k lůžku s nastavitelnou výškou.
- Ocelový skládací rám.
- Snadné manipulování.
- 2 kolečka vybavena brzdou.

Celková šířka: 61 cm
Celková hloubka: 45 cm
Výška: 65–94 cm
Hmotnost: 7,5 kg
Rozměry desky: 62 x 41 cm
Nosnost: 10 kg
Barva: bílá, hnědá

cena 2 690 Kč



Hrazda RFM

03429465

- Ramenová hrazda pro podporu aktivního pohybu na lůžku.

Výška: 176 cm
Hmotnost: cca 11 kg
Rozměry základny: 82,5 x 75,5 x 5,0 cm
Nosnost: 100 kg
Barva: světle šedá

cena 3 290 Kč



Rehabilitační madlo - žebřík

DRQM3GOAAXXP

- Praktické rehabilitační madlo usnadňující zvedání na lůžku.
- Osoba ležící na lůžku má s pomocí žebříku více motivace pracovat na zvyšování svých fyzických schopností a tím posiluje svaly rukou a paží.
- 4-stupňový žebřík.
- Fosforeskující konce madel.

Délka: 3 m
Zatížení: max. 90 kg

novinka

cena 289 Kč



Opěrka do lůžka

DRVF01

- Zádová opěrka pro snadné provedení hygienických úkonů a jiných denních aktivit (např. stravování) u ležících pacientů.
- Snadné ovládání s možností nastavení napůl vzpřímené pozice pro prevenci nežádoucích účinků způsobených dlouhým ležením.
- Zlepšení pohodlí v každodenním životě.
- Odolný hliníkový rám s netoxickým lakem.
- 5 polohovacích pozic.

Šířka: 62 cm
Barva: kostkovaný modrý vzor

cena 799 Kč

ANTIDEKUBITNÍ MATRACE



Antidekubitní matrace Andema SNOW nebo SAFR

30000001 (SNOW),

30000002 (SAFR)

- Podélně i příčně prořezané profilové jádro pro rovnoměrné rozložení hmotnosti pacienta.
- Matrace je navržena pro pacienty s nízkým rizikem vzniku dekubitů.
- SNOW: potah z příjemné pletené textilie.
- SAFR: nepromokavý, paropropustný potah, vhodný pro klienty trpící inkontinencí.

Rozměry: 90 x 200 x 12 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 13-0142467 (SNOW)

podléhá schválení revizním lékařem

cena **3 000 Kč**

(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 13-0142468 (SAFR)

podléhá schválení revizním lékařem

cena **3 000 Kč**

(doplatek 0 Kč)



Antidekubitní matrace se střídavým tlakem

VCM202-M (matrace), **VCM202-K** (kompresor)

plná úhrada
ZP

- Pro uživatele se zvýšeným rizikem vzniku proleženin.
- Kompresor zajišťuje optimální střídání tlaku ve všech částech matrace.
- Vhodné na všechny standardní matrace.

Materiál: PVC

Rozměry: 200 x 90 x 6,5 cm

Nosnost: 120 kg

Barva: tělová

Trvání jednoho cyklu: 10–12 min

Kód ZP: 13-0093463 (matrace)

podléhá schválení revizním lékařem

cena **985 Kč**

(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 13-0140828 (kompresor)

podléhá schválení revizním lékařem

cena **2 397 Kč**

(doplatek 0 Kč)



Antidekubitní tubulární matrace se střídavým tlakem

VCM502-M (matrace), **VCM502-K** (kompresor)

plná úhrada
ZP

- Pro uživatele s vysokým rizikem vzniku proleženin.
- Snadné manuální nastavení tlaku.
- Pracovní cyklus 10 minut.
- Tichý chod elektrické pumpy.
- Možnost upnutí na obyčejnou matraci.
- 1 náhradní tubus.
- Snadná instalace a údržba.

Materiál: odolné PVC

Povrch: tubulární

Šířka: 85 cm

Délka: 190 cm

Výška: 12 cm

Nosnost: 130 kg

Barva: modrá

Kód ZP: 13-0093464 (matrace)

podléhá schválení revizním lékařem

cena **3 000 Kč**

(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 13-0140829 (kompresor)

podléhá schválení revizním lékařem

cena **3 378 Kč**

(doplatek 0 Kč)

ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE



Krycí matrace Qmed STANDARD

DRQN3C3XAA02P (90 x 200 cm)

- Krycí matrace je ideální jako ortopedická podložka na standardní matraci, která rovnoměrně rozloží tělesnou hmotnost na matraci a zajišťuje vyváženou podporu ke zlepšení pohodlí při spánku a odpočinku.
 - Je vyrobena z paměťové pěny, která reaguje na tělesnou teplotu a váhu.
- Rozměry:** 90 x 200 x 4 cm
Materiál: 100% LRPV
Hustota: 45 kg / m³ – měkké
Barva: bílá

cena 1 980 Kč



Krycí matrace Qmed PREMIUM

DRQN3C3XAA04P

- Tenká profilovaná matrace je ideální jako ortopedická podložka na standardní matraci, která rovnoměrně rozloží tělesnou hmotnost na matraci a zajišťuje vyváženou podporu ke zlepšení pohodlí při spánku a odpočinku.
 - Je vyrobena z paměťové pěny, která reaguje na tělesnou teplotu a váhu.
 - Matrace má příjemný potah, který zlepšuje pocit měkkosti a pohodlí.
- Rozměry:** 90 x 200 x 4 cm
Materiál: 100% LRPV
Hustota: 45 kg / m³ – měkké
Barva: bílá

cena 2 390 Kč



POLŠTÁŘ STANDARD

MDQ001105

- Univerzální anatomicky tvarovaný polštář z paměťové pěny.
 - Předchází bolesti zad, problémům s nespavostí, chrápání a nervovému napětí.
 - Doporučený pro spánek na zádech.
 - Univerzální velikost.
- Hustota:** 55 kg/m³ – měkký
Rozměry: 52 x 32 x 11,5/9,5 cm

cena 649 Kč



POLŠTÁŘ STANDARD PLUS

MDQ001106

- Univerzální anatomicky tvarovaný polštář z paměťové pěny s profilováním pro šíji.
 - Předchází bolesti zad, problémům s nespavostí, chrápání a nervovému napětí.
 - Doporučený pro spánek na zádech i na boku.
 - Vnitřní povlak = bavlna, vnější povlak = froté.
 - Univerzální velikost.
- Hustota:** 55 kg/m³ – měkký
Rozměry: 54 x 33 x 12/6 cm

cena 679 Kč

ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE




POLŠTÁŘ PREMIUM

MDQ001108

- Anatomicky tvarovaný polštář z paměťové pěny s oboustranným profilováním pro šíji.
- Díky oboustrannému profilování lze zvolit preferovanou výšku.
- Vysoce kvalitní „liná“ pěna zajistí komfort a dostatečnou podporu hlavy a krku.
- Doporučený pro spánek na zádech i na boku.
- Vnitřní povlak = bavlna, vnější povlak = froté.

Hustota: 80 kg/m³ – tvrdý
Rozměry: 60 x 35 x 12/10 cm

cena 1 090 Kč



POLŠTÁŘ BAMBOO

MDQ001109

- Anatomicky tvarovaný polštář z paměťové pěny z bambusového uhlí.
- Přírodní vlastnosti bambusového uhlí regulují vlhkost a tlumí zápachy.
- Kvalitní „liná“ pěna zajistí komfort a dostatečnou podporu hlavy a krku.
- Doporučený pro spánek na zádech.

Hustota: 55 kg/m³ – měkký
Rozměry: 52 x 32 x 11,5/9,5 cm

cena 749 Kč



POLŠTÁŘ KID

MDQ001111C

- Dětský anatomicky tvarovaný polštář z paměťové pěny.
- Určený pro děti starší 4 let.
- Dokonale kopíruje přirozený tvar hlavy a krku.
- Doporučený pro spánek na zádech i na boku.

Hustota: 55 kg/m³ – měkký
Rozměry: 40 x 25 x 8/6 cm

cena 529 Kč

ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE



POLŠTÁŘ ANTI SNORING

DRQR3COAAXUXP

- Anatomický polštář má za cíl umístit hlavu a krk do polohy pro spaní tak, aby pomohl omezit ucpávání dýchacích cest a tudíž omezil chrápání.
- Centrální oblast polštáře je tenčí než boční části.
- Pro snadnější a tišší dýchání při spánku.
- Vhodný pro spaní v jakékoliv poloze.

Hustota: 55 kg/m³ – měkký

Rozměry: 57 x 36 x 11,5 cm

novinka

cena **789 Kč**



POLŠTÁŘ SLIM

MDQ001113C (měkkčí), MDQ001113 (tvrdší)

- Anatomický polštář vhodný pro jakoukoli pozici při spánku.
- Speciální tvar usnadňuje dýchání.
- Doporučený pro spánek na břiše.

Rozměry: 56 x 48 x 13 cm (měkkčí)

56 x 48 x 10 cm (tvrdší)

novinka

cena **749 Kč**



POLŠTÁŘ HEAD

MDQ001110C

- Polštář s unikátním tvarem pro všestranné použití.
- Vhodný pro podporu krční páteře, bederní oblasti páteře či pro podepření nohou.
- Praktický upínací popruh pro možnost individuálního uchycení na opěrku.

Hustota: 55 kg/m³ – měkký

Rozměry: 12 x 27 cm

cena **269 Kč**

ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE



POLŠTÁŘ VARIO

DRQE3FOAAXXP

- Jemně zakřivená strana polštáře poskytuje vhodnou oporu pro krk a hlavu během spánku na zádech.
- Druhá, rovná strana polštáře, poskytuje optimální oporu pro krk a hlavu při spánku na straně.
- Měkká a hladká pěna předchází bolesti krční páteře.
- Vhodný pro spaní na zádech a boku.

Hustota: 45 kg/m³ – měkký

Rozměry: 60 x 40 x 13 cm

novinka

cena 699 Kč



POLŠTÁŘ BUTTERFLY

MDQ001104

- Tradiční polštář naplněný mikročásticemi kvalitní paměťové pěny.
- Optimální komfort při spánku v každé pozici.
- Funkční krytí vhodné na zimu i léto.

Hustota: 40 kg/m³ – měkký

Rozměry: 60 x 40 x 13 cm

cena 599 Kč



POLŠTÁŘ COMFORT GEL

MDQ001114WU

- Speciální kombinace paměťové pěny a vrstvy gelu zlepšující proudění vzduchu během spánku.
- Obě strany polštáře jsou pokryté tenkou gelovou vrstvou s chladičným efektem.
- Měkká a hladká pěna předchází bolesti krční páteře.
- Vhodné pro spaní na zádech, boku i břiše.

Hustota: 55 kg/m³ – měkký

Rozměry: 60 x 40 x 13 cm

cena 1 090 Kč

ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE



KNEE & LEG

DRQM3JOCDXXP

- Anatomický polštář KNEE & LEG je převážně určen k používání v uzavřené formě (plná krychle).
- Polštář zajišťuje správnou anatomickou polohu boků a pánve při ležení na boku.
- Velmi vhodné pro pohodlné spaní například v těhotenství nebo po operaci náhrady kyčelního kloubu.
- Lze použít i v rozložené formě, kdy poskytuje oporu pro spodní část nohou.
- Zabraňuje otlakům.

Hustota: 35 kg/m³ – měkký
Rozměry: 25 x 20 x 17 cm

novinka

cena 419 Kč



POLŠTÁŘ LUMBAR SUPPORT

DRQE3DODAXUXP

- Podložka z paměťové pěny pro podporu bederní oblasti páteře při sezení.
- Optimální tvar pro zajištění správného držení trupu.
- Minimalizace možných negativních následků způsobených každodenním dlouhým sezením.
- Praktický upínací popruh na suchý zip.

Hustota: 55 kg/m³ – měkký
Rozměry: 40 x 33 x 12 cm

cena 529 Kč



POLŠTÁŘ TRAVELING

DRQE3COPAXUXP

- Ergonomicky tvarovaný polštář vhodný pro zajištění správného držení hlavy a krční páteře při sezení.
- Optimální tvar pro podporu krční páteře nejen při cestování.
- Snadná údržba.

Hustota: 55 kg/m³ – měkký
Rozměry: 30 x 20 x 9 cm

cena 309 Kč

LOKOMOČNÍ PROGRAM



Čtyřkolové chodítko MOBILUS

3063002 (šedostříbrné)

3065002 (fialové)

3067002 (bílé)

3068002 (černé)

- Odlehčené stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiér i exteriér.
- Jednoduše nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko a integrovaná síťová taška s nosností 5 kg.
- Držák hole (berle).
- Široká nabídka nadstandardního příslušenství.

Šířka: 57 cm

Hloubka: 65 cm

Výška madel: 79–94 cm

Šíře sedu: 42 cm

Hmotnost: 7,3 kg

Nosnost: 150 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0136215
podléhá schválení revizním lékařem

cena **5 000 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Čtyřkolové chodítko ROLLATOR

3061982

- Stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiér i exteriér.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Příkladné brzdy s možností aretace.
- Sedátko, odnímatelný podnos a košík.
- Držák hole (berle).
- Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka: 59 cm

Hloubka: 68 cm

Výška madel: 79–99 cm

Šíře sedu: 42 cm

Výška sedátka: 61 cm

Hmotnost: 11 kg

Nosnost: 130 kg

Barva: šedostříbrná

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0078337
podléhá schválení revizním lékařem

cena **2 590 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Čtyřkolové chodítko ROLLATOR 2

3061982-R

- Stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiér i exteriér.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Příkladné brzdy s možností aretace.
- Sedátko, odnímatelný podnos a košík.
- Držák hole (berle).
- Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka: 59 cm

Hloubka: 65 cm

Výška madel: 79–95 cm

Šíře sedu: 42 cm

Výška sedátka: 60 cm

Hmotnost: 9,5 kg

Nosnost: 130 kg

Barva: šedostříbrná

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0078337
podléhá schválení revizním lékařem

cena **2 590 Kč**
(doplatek 0 Kč)

LOKOMOČNÍ PROGRAM



Čtyřkolové chodítko se stupačkou

VCBK222TR

- Čtyřkolové chodítko s odklopnou stupačkou.
- Skládací hliníkový rám.
- Měkký sedák pokrytý koženkou.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Odnímatelný košík a opěra.
- Odklopné stupačky.

Šířka:	61 cm
Výška madel:	77–88 cm
Šíře sedu:	45 cm
Výška sedátka:	54 cm
Hloubka se stupačkou:	92 cm
Hmotnost:	8,5 kg
Nosnost:	110 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0136308
podléhá schválení revizním lékařem

cena 5 000 Kč
(doplatek 0 Kč)



Čtyřkolové chodítko ROCKY

VCBK23231

- Čtyřkolové chodítko se skládacím hliníkovým rámem.
- Měkký sedák pokrytý koženkou.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Odnímatelný nákupní košík.
- Nastavitelná záďová opěra.
- Držák hole (berle).

Šířka:	60 cm
Hloubka:	70 cm
Výška madel:	75,5–95 cm
Šíře sedu:	44 cm
Výška sedátka:	51,5–57 cm
Hmotnost:	7,3 kg
Nosnost:	120 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0136309
podléhá schválení revizním lékařem

cena 3 990 Kč
(doplatek 0 Kč)



Tříkolové chodítko

VCBK52211

- Tříkolové skládací chodítko.
- Skládací hliníkový rám.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Vpředu nákupní košík s podnosem.
- Uzavíratelná nákupní taška.

Šířka:	62 cm
Hloubka:	58 cm
Výška madel:	82–97 cm
Hmotnost:	5,6 kg
Nosnost:	110 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0093462
podléhá schválení revizním lékařem

cena 3 500 Kč
(doplatek 0 Kč)

LOKOMOČNÍ PROGRAM



Čtyřkolové chodítko ROLLATOR XXL

3066002

- Stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiér i exteriér. Varianta XXL.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko, odnímatelný podnos a košík.
- Držák hole (berle).
- Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka: 76,5 cm
Výška madel: 78,5–99 cm
Šíře sedu: 59 cm
Hmotnost: 14 kg
Nosnost: 200 kg



Kód ZP: 12-9990440
podléhá schválení revizním lékařem

cena 5 600 Kč
(doplatek 600 Kč)



Čtyřkolové chodítko Gentleman LC XXL

3066002-R

- Odlehčené stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiér i exteriér.
- Jednoduše nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko se zádovou opěrou.
- Nákupní taška.
- Držák hole (berle).
- Bezúdržbová gumová kolečka.
- Skládací křížový hliníkový rám (snadné přenášení a transport).

Šířka: 74 cm
Hloubka: 66 cm
Výška madel: 79–92 cm
Šíře sedu: 58 cm
Hmotnost: 9,5 kg
Nosnost: 225 kg
Barva: eloxovaná
šedostříbrná



cena 8 490 Kč



Čtyřkolové předloketní chodítko

6225

- Stabilní předloketní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiér i exteriér.
- Skládací rám.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Hloubkově a úhlově nastavitelná madla.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko, držák hole, odnímatelný podnos a košík.
- Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka: 59 cm
Výška područek: 98–120 cm
Výška sedátka: 61 cm
Šíře sedu: 42 cm
Hloubka: 68 cm
Hmotnost: 11,8 kg
Nosnost: 130 kg



Kód ZP: 12-0063713
podléhá schválení revizním lékařem

cena 6 972 Kč
(doplatek 0 Kč)

LOKOMOČNÍ PROGRAM



Čtyřkolové chodítko AMBONA

VCBK2A

- Čtyřkolové chodítko s podpůrnou deskou.
- Ocelový rám.
- Snadno nastavitelná výška polstrované podpůrné desky (područek).
- Snadno nastavitelná výška a úhel madel.
- Zadní kolečka s brzdami.

Šířka: 64 cm
Výška madel: 109–152 cm
Hmotnost: 10 kg
Nosnost: 120 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0140995
podléhá schválení revizním lékařem

cena 3 990 Kč
(doplatek 0 Kč)



Čtyřbodové chodítko dvouúrovňové

VCBP0032-2U

- Čtyřbodové pevné skládací chodítko.
- Hliníkový vyztužený rám.
- Navrženo pro snadné vstávání ze sedu.
- Gumové zakončení.
- Ergonomické úchyty.
- Snadné nastavení výšky po 2,5 cm.

Šířka: 62 cm
Hloubka: 54 cm
Výška horních madel: 81–91 cm
Výška dolních madel: 55–65 cm
Hmotnost: 2,5 kg
Nosnost: 110 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0093459
podléhá schválení revizním lékařem

cena 1 790 Kč
(doplatek 0 Kč)



Čtyřbodové chodítko pevné, neskládací

3060112-HU

- Stabilní čtyřbodové chodítko.
- Lehká hliníková konstrukce.
- Pevné, neskládací provedení.
- Nastavitelná výška madel.

Šířka: 60–62 cm
Hloubka: 52 cm
Výška madel: 83–93 cm
Hmotnost: 1,5 kg
Nosnost: 100 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0018324
podléhá schválení revizním lékařem

cena 1 300 Kč
(doplatek 0 Kč)

LOKOMOČNÍ PROGRAM



Chodítko trojfunkční

VCBP0031-3F

- Trojfunkční chodítko, které může být použito jako pevné, kloubové nebo dvoukolové.
- Lehký hliníkový rám s možností složení.
- Pevná a stabilní konstrukce.
- Nastavitelná výška madel.

Šířka: 56 cm
Hloubka: 47 cm
Výška madel: 81–100 cm
Hmotnost: 2,5 kg
Hmotnost s kolečky: 2,3 kg
Nosnost: 110 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0093460
podléhá schválení revizním lékařem

cena **1 890 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Čtyřbodové chodítko dvojfunkční

VCBP0031-2F

- Dvojfunkční chodítko, které může být použito jako pevné nebo kloubové.
- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Skládací, lehké provedení.
- Ergonomické úchyty.

Šířka: 56 cm
Hloubka: 47 cm
Výška madel: 81–98 cm
Výška: 82–99 cm
Hmotnost: 2,5 kg
Nosnost: 110 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0136485
podléhá schválení revizním lékařem

cena **1 915 Kč**



Čtyřbodové chodítko pevné, skládací

VCBP0032 (typ 3060142)

- Stabilní čtyřbodové skládací chodítko.
- Lehká hliníková konstrukce.
- Pevné, skládací provedení.
- Nastavitelná výška madel.

Šířka: 57 cm
Hloubka: 48 cm
Výška madel: 81–98 cm
Hmotnost: 2,5 kg
Nosnost: 110 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0008938
podléhá schválení revizním lékařem

cena **1 802 Kč**
(doplatek 0 Kč)

LOKOMOČNÍ PROGRAM



Francouzská berle s dvojm nastavením

VCBP0042PU

- Výškově nastavitelná francouzská hůl (berle).
- Nízká hmotnost, výborná stabilita.
- Nastavitelná výška rukojeti.
- Nastavitelná výška opory předloktí.
- Moderní estetický vzhled.

Výška rukojeti: 62–86 cm

Výška opory předloktí od rukojeti: 21–30 cm

Hmotnost: 0,6 kg

Nosnost: 100 kg

Barva: černá

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0140922

cena **226 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Francouzská berle

VCBP0042C (černá), VCBP0042B (modrá)

- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Reflexní prvky pro zajištění bezpečnosti.
- Nízká hmotnost díky hliníkové konstrukci.

Výška rukojeti: 97–117 cm

Hmotnost: 0,4 kg

Nosnost: 140 kg

Barva: modrá, černá

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0136296

cena **180 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Dětská francouzská berle

B-4373

- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Nízká hmotnost díky hliníkové konstrukci.
- Veselé barevné provedení.

Výška rukojeti: 55–76 cm

Nosnost: 100 kg

cena **390 Kč**

LOKOMOČNÍ PROGRAM

Podpažní berle

VCBP0041

- Duralové, výškově nastavitelné podpažní berle s podpažní a dlaňovou vložkou z hřejivé polyuretanové pěny.
- Velikosti S, M, L.

Výška madla: 93–113 cm (vel. S)
113–133 cm (vel. M)
133–153 cm (vel. L)

Hmotnost: 1,6 kg
1,7 kg
1,8 kg

Nosnost: 100 kg



Kód ZP: 12-0140375 / 1 ks

cena 219 Kč / 1 ks
(doplatek 19 Kč)



Skládací hůl

VCBP0022


- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Nízká hmotnost.
- Anatomicky tvarovaná rukojeť.
- Protiskluzový gumový násadec.

Výška: 80–90 cm
Hmotnost: 0,35 kg
Nosnost: 100 kg
Barva: bronz/černá



Kód ZP: 12-0136295

cena 290 Kč
(doplatek 160 Kč)



4 bodová hůl

B-4360

- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Anatomicky tvarovaná rukojeť.
- Vysoká stabilita díky širokému rozestupu nožek.
- Protiskluzové gumové násadce.

Výška: 73–96 cm
Hmotnost: 0,5 kg
Nosnost: 100 kg



cena 390 Kč

LOKOMOČNÍ PROGRAM



Protiskluzový kovový nástavec s bodcem

PAT001

- Protiskluzový kovový nástavec s jedním bodcem. **Materiál:** ocel
- Doplněk k lokomočním pomůckám zabraňující uklouznutí na sněhu či ledu.
- Po stlačení plastových koncovek se protiskluzový nástavec sklopí do funkční polohy.
- Hodí se na všechny typy holí a berlí.

cena 149 Kč



Protiskluzový kovový nástavec s hroty

ERI002

- Protiskluzový kovový nástavec s pěti hroty. **Materiál:** ocel
- Doplněk k lokomočním pomůckám zabraňující uklouznutí na sněhu či ledu.
- Po stlačení plastových koncovek se protiskluzový nástavec sklopí do funkční polohy.
- Hodí se na všechny typy holí a berlí.

cena 104 Kč



Držák holí a berlí Toolflex

3072182 (Ø 1,5–2 cm), **3072132** (Ø 2–3 cm), **3072122** (lišta)

- Jednoduché a důmyslné řešení pro uchycení holí nebo berlí.
- Držáky Toolflex nabízíme ve dvou variantách pro průměry 1,5–2 cm nebo 2–3 cm.
- Držáky Toolflex lze použít i samostatně bez hliníkové lišty.
- Hliníková lišta Toolflex se používá k uchycení několika držáků Toolflex vedle sebe na stěně a nabízí možnost volně pohybovat držáky Toolflex horizontálně na kolejnici.
- Délka lišty 50 cm.

3072182 cena 129 Kč

3072132 cena 149 Kč

3072122 cena 290 Kč



Univerzální držák holí a berlí - klips

3060582

- Univerzální, velmi praktický držák holí a berlí.
- Klips je opatřen polštářkem z protiskluzové pěnové pryže.
- Držák je vhodný pro průměry holí a berlí až 25 mm.

cena 119 Kč

KOUPELNOVÁ MADLA



Modulární madlo ETAC FLEX

81707110 30 cm (1 x 30 cm)

81707120 60 cm (2 x 30 cm)

81707130 90 cm (3 x 30 cm)

81706110 rozšíření o 30 cm

- Speciální tvar a povrch madla zajistí pevné uchopení.
- Díky stavebnicovému systému můžete lehce sestavit délku a tvar (počet spojených madel není omezen).
- Uchycení pomocí šroubů.

Nosnost: 100 kg

Délka: 30 / 60 / 90 cm

5let
záruka

81707110 cena **790 Kč**

81707120 cena **1 190 Kč**

81707130 cena **1 590 Kč**

81706110 cena **790 Kč**



Madlo rovné ETAC HANDY

80210040 (délka: 30 cm)

80210042 (délka: 40 cm)

80210044 (délka: 60 cm)

- Plastové madlo s hliníkovou výtuhou pro větší pevnost.
- Protiskluzové gumové kroužky na povrchu madla.
- Universální použití: horizontální, vertikální i diagonální.

Nosnost: 160 kg

Délka: 30 / 40 / 60 cm

5let
záruka

80210040 cena **430 Kč**

80210042 cena **460 Kč**

80210044 cena **660 Kč**



Madlo lomené ETAC HANDY

80210046

- Plastové madlo s hliníkovou výtuhou pro větší pevnost.
- Protiskluzové gumové kroužky na povrchu madla.

Nosnost: 160 kg

Délka: 40 cm

5let
záruka

cena **660 Kč**

KOUPELNOVÁ MADLA



Nerezové rovné madlo DUBASAFE 5179

- Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel.
- Žlábkovaný povrch umožňuje bezpečné držení i v mokřém prostředí.
- Universální použití: horizontální, vertikální i diagonální.

Délka: 30–150 cm

292512002	(30 cm)	cena	620 Kč
292512092	(40 cm)	cena	690 Kč
292512012	(45 cm)	cena	690 Kč
292512022	(50 cm)	cena	740 Kč
292512032	(60 cm)	cena	740 Kč
292512042	(70 cm)	cena	980 Kč
292512052	(80 cm)	cena	980 Kč
292512062	(90 cm)	cena	980 Kč
292512072	(110 cm)	cena	1 090 Kč
292512082	(150 cm)	cena	1 590 Kč



Nerezové sklopné madlo DUBASAFE 5100

292512212

- Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel. Délka: 85 cm
- Žlábkovaný povrch umožňuje bezpečné držení i v mokřém prostředí.
- Univerzální použití na levou i pravou stranu.
- Automatická aretace v horní poloze.

cena 2 490 Kč



Nerezové sklopné madlo DUBASAFE 5120

292512532 (délka: 60 cm)

292512522 (délka: 85 cm)

- Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel. Délka: 60 / 85 cm
- Žlábkovaný povrch umožňuje bezpečné držení i v mokřém prostředí.
- Univerzální použití na levou i pravou stranu.

292512532 cena 2 890 Kč

292512522 cena 3 390 Kč

KOUPELNOVÁ MADLA



Volně stojící madla k WC

3010522

- Konstrukce s výškově nastavitelnými madly k WC pevně fixovaná mezi podlahou a toaletní mísou.
- Jedinečné řešení, při nemožnosti montáže madel do zdi nebo do podlahy.
- Individuálně nastavitelná výška madel s možností aretace.
- Možnost použití i u toalety typu kombo.

Šířka: 60,5 cm

Výška: 91,5 cm

Výška madel: 50–88 cm

Délka madel: 57,5 cm

Nosnost: 150 kg

cena 19 890 Kč



Madlo k WC sklopné, výškově nastavitelné

3010572

- Výškově nastavitelné madlo k WC montované do zdi.
- Individuálně nastavitelná výška madel s možností aretace.

Výška: 88,5 cm

Rozsah výšky madel: 38 cm

Délka madel: 78 cm

Nosnost: 150 kg

cena 7 690 Kč



Madlo k WC sklopné, otočné a výškově nastavitelné

3011572

- Výškově nastavitelné madlo k WC montované do podlahy.
- Jedinečné řešení, při nemožnosti montáže madel do zdi.
- Individuálně nastavitelná výška madel s možností aretace.
- Možnost otáčení madla kolem své osy po krocích.

Výška: 93 cm

Výška madel: 49–94 cm

Délka madel: 57,5 cm

Základna: 20 x 15 cm

Nosnost: 150 kg

cena 7 990 Kč

KOUPELNOVÁ MADLA



Sklopné madlo Etac REX

81705010 (délka 60 cm)

81705020 (délka 70 cm)

81705040 (délka 85 cm)

- Sklopná, prostorově úsporná madla pro Vaši spolehlivou podporu.
- Inteligentní konstrukce zajišťuje, že madla zabírají ve složeném stavu velmi malý prostor.
- Madla jsou navržena tak, aby bylo jejich sklápění vždy jemné a plynulé.
- Atraktivní design.

Délka: 60 / 70 / 85 cm

Hmotnost: 2,7 / 2,9 / 3,3 kg

Nosnost: 135 / 135 / 100 kg

5let
záruka

60 cm cena **4 420 Kč**

70 cm cena **4 530 Kč**

85 cm cena **4 640 Kč**



Sklopné madlo Etac REX s podporou

81705030 (délka 70 cm)

81705050 (délka 85 cm)

- Sklopná, prostorově úsporná madla pro Vaši spolehlivou podporu ve variantě s podpůrnou nohou.
- Inteligentní konstrukce zajišťuje, že madla zabírají ve složeném stavu velmi malý prostor.
- Madla jsou navržena tak, aby bylo jejich sklápění vždy jemné a plynulé.
- Atraktivní design.

Délka: 70 / 85 cm

Hmotnost: 3,6 / 4 kg

Nosnost: 150 / 150 kg

5let
záruka

70 cm cena **6 680 Kč**

85 cm cena **6 900 Kč**

TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



Toaletní nástavec MOLETT

3011522

- Sedací plocha bez víka.
 - Snadná fixace přítlačnými šrouby bez použití nářadí.
- Výška: 10 cm
Nosnost: 150 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0140993

cena **793 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Toaletní nástavec MOLETT s víkem

3011532

- Sedací plocha s víkem.
 - Snadná fixace přítlačnými šrouby bez použití nářadí.
- Výška: 10 cm
Nosnost: 150 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0140994

cena **950 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Toaletní nástavec Etac My-LOO

80301520 (výška 6 cm), **80301521** (výška 10 cm)

- Toaletní nástavec bez víka My-LOO vyniká zvýšeným komfortem a rychlou a bezpečnou instalací. Velké otvory a velkorysý vybrání usnadňují přístupnost při osobní hygieně. K dispozici je ve dvou různých výškách. Toaletní nástavec Etac My-LOO má elegantní design a vynikající ergonomii.
 - Snadná montáž a demontáž.
 - Odolný plast.
 - Jednoduchá údržba díky hladkým povrchům.
 - Lze použít na většinu WC.
- Výška: 6 / 10 cm
Nosnost: 190 kg

novinka

plná úhrada
ZP

5let
záruka

Kód ZP: 12-0136486

cena **1 150 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Toaletní nástavec Etac My-LOO s víkem

80301522 (výška 6 cm), **80301523** (výška 10 cm)

- Toaletní nástavec bez víka My-LOO vyniká zvýšeným komfortem a rychlou a bezpečnou instalací. Velké otvory a velkorysý vybrání usnadňují přístupnost při osobní hygieně. K dispozici je ve dvou různých výškách. Toaletní nástavec Etac My-LOO má elegantní design a vynikající ergonomii.
 - Snadná montáž a demontáž.
 - Odolný plast.
 - Jednoduchá údržba díky hladkým povrchům.
 - Lze použít na většinu WC.
- Výška: 6 / 10 cm
Nosnost: 190 kg

novinka

plná úhrada
ZP

5let
záruka

Kód ZP: 12-0136487

cena **1 200 Kč**
(doplatek 0 Kč)

TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



Toaletní nástavec s madly TRILETT

3011492

- Snadné nastavení tří výšek sedu.
- Odklopná madla pro snazší vstávání.
- Pevné uchycení k WC.
- Sedací plocha s víkem.

Výška: 8 / 11 / 14 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0093189

cena **1 200 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Toaletní nástavec s madly ETAC CLOO

80301214

- Snadné nastavení dvou výšek sedu.
- Odklopná madla pro snazší vstávání.
- Pevné a odklopné uchycení k WC.
- Sedací plocha s víkem.

Výška: 6 / 10 cm

Nosnost: 150 kg

5let
záruka

cena **3 440 Kč**



Toaletní nástavec ETAC CLOO

80301204

- Snadné nastavení dvou výšek sedu.
- Pevné a odklopné uchycení k WC.
- Sedací plocha s víkem.

Výška: 6 / 10 cm

Nosnost: 150 kg

5let
záruka

cena **2 990 Kč**

TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



Dětský toaletní nástavec

3010392 (vel. 1),

3010402 (vel. 2)

- Dětský toaletní nástavec s abdukčním klínem a zádovou opěrou.
- Vel. 1 pro děti do 6 let.
Vel. 2 pro děti do 12 let.
- Čtyřbodový bezpečnostní kurt.
- Hodí se na všechny typy WC.
- Snadná montáž a demontáž.

Hloubka sedu: 29 cm (vel. 1)
33 cm (vel. 2)

Šířka sedu: 27 cm (vel. 1)
33 cm (vel. 2)

Výška zad: 39,5 cm (vel. 1)
51,5 cm (vel. 2)

Vel. otvoru: 14 x 18 cm (vel. 1)
17 x 22 cm (vel. 2)

Nosnost: 50 kg

vel. 1 cena **5 490 Kč**

vel. 2 cena **6 990 Kč**



Pěnový toaletní nástavec SOFT 4575

8451245 (bez víka), **8451240** (s víkem)

- Měkká polyuretanová pěna.
- Speciální tvarování pro intimní péči.
- Snadná fixace díky přečnávajícím okrajům.

Výška: 11 cm

Nosnost: 120 kg

8451245 cena **1 390 Kč**

8451240 cena **1 790 Kč**



Polyuretanový toaletní nástavec MEYRA

3010502

- Snadná fixace díky přečnávajícím okrajům.
- Možná instalace přímo na toaletní prkénko.

Výška: 3,5 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: **12-0062641**

cena **700 Kč**
(doplatek 0 Kč)

TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



Sedačka na vanu ETAC FRESH

81600014 (69 cm),

81600024 (74 cm)

- Snadno nastavitelná fixace.
- Odnímatelné podpůrné madlo.
- Odolný a snadno čistitelný povrch.
- Povrch sedačky s protiskluzovou úpravou a perforací pro snazší odtok vody.

Délka: 69 / 74 cm

Nosnost: 150 kg



Kód ZP: 12-0136218

69 cm cena **1 100 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 12-0136219

74 cm cena **1 100 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Sedačka na vanu MEYRA

3012902 (69 cm), **3012912** (74 cm)

- Snadno nastavitelná fixace.
- Integrované podpůrné madlo.
- Odolný a snadno čistitelný povrch.
- Povrch sedačky s protiskluzovou úpravou a perforací pro snazší odtok vody.

Délka: 69 / 74 cm

Nosnost: 130 kg



Kód ZP: 12-0008995

3012902 cena **951 Kč**
(doplatek 0 Kč)

3012912 cena **951 Kč**
(doplatek 0 Kč)

Sedačka na vanu XXL

3018162

- Snadno nastavitelná fixace pomocí přísavek.
- Integrované podpůrné madlo.
- Odolný a snadno čistitelný povrch.

Délka: 69 cm

Nosnost: 200 kg



cena **1 151 Kč**



Platnost kódů ZP pouze do 31. 7. 2019.
Výdej pomůcky na poukaz ZP vystavený po tomto datu bohužel není možný.

TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



Sedačka na vanu ETAC RUFUS

81202001 (68 cm),

81202002 (73 cm),

81302023 (madlo)

- Snadno nastavitelná fixace.
- Podpůrné madlo není součástí základní výbavy.
- Odolný a snadno čistitelný povrch.

Délka: 68 / 73 cm

Nosnost: 200 kg



Kód ZP: 12-0136220 (68 cm)

cena **1 300 Kč**

(doplatek 0 Kč)

Kód ZP: 12-0136221 (73 cm)

cena **1 300 Kč**

(doplatek 0 Kč)

81302023 cena **690 Kč**



Sedačka do vany se zádivou opěrou DUBASTAR

3016752 (typ 3013752)

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Šířka: 71–89 cm

Sedací plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg



Kód ZP: 12-0093000

cena **1 895 Kč**

(doplatek 0 Kč)



Sedačka do vany DUBASTAR

3016742 (typ 3013742)

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Šířka: 71–89 cm

Sedací plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg



Kód ZP: 12-0093002

cena **1 559 Kč**

(doplatek 0 Kč)



TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



Sklopná sedačka MOBALUX

3013972

- Sedací plocha s protiskluzovou úpravou.
 - Perforace sedací plochy pro snazší odtok vody.
 - Práškově lakované hliníkové díly.
- | | |
|----------------|------------|
| Sedací plocha: | 25 x 32 cm |
| Nosnost: | 130 kg |

cena 1 490 Kč



Sklopná sedačka DUBASTAR

3016732 (typ 3013732)

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
 - Výškově nastavitelné podpůrné nohy.
 - Spojovací prvky z nerezové oceli.
 - Práškově lakované hliníkové díly.
- | | |
|-----------------------------|----------------|
| Šířka / hloubka: | 47,5 / 48,5 cm |
| Hloubka v zaklopeném stavu: | 11,5 cm |
| Nosnost: | 120 kg |

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0093008

cena 1 842 Kč
(doplatek 0 Kč)



Sklopná sedačka ETAC RELAX

81703010, 81703030 (varianta s podpůrnými nohami)

- Atraktivní design.
 - Maximální úspora místa.
 - Vysoce kvalitní a odolný plast.
 - Upevňovací šrouby nejsou součástí balení.
- | | |
|-----------------------------|--------------|
| Šířka / hloubka: | 40 / 45 cm |
| Hloubka v zaklopeném stavu: | 8 / 9 cm |
| Výška sedu: | 45–55 cm |
| Nosnost: | 125 / 150 kg |

5let
záruka

81703010 cena 2 890 Kč

81703030 cena 3 790 Kč



Sklopná sedačka ETAC RELAX s područkami

81703020, 81703040 (varianta s podpůrnými nohami)

- Atraktivní design.
 - Odklopné područky pro snazší vstávání.
 - Maximální úspora místa.
 - Vysoce kvalitní a odolný plast.
 - Upevňovací šrouby nejsou součástí balení.
- | | |
|-----------------------------|--------------|
| Šířka / hloubka: | 53 / 45 cm |
| Hloubka v zaklopeném stavu: | 11,5 cm |
| Výška sedu: | 45–55 cm |
| Nosnost: | 125 / 150 kg |

5let
záruka

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0136225
(81703040)

81703040 cena 4 980 Kč
(doplatek 2 980 Kč)

81703020 cena 3 990 Kč



Platnost kódů ZP pouze do 31. 7. 2019.
Výdej pomůcky na poukaz ZP vystavený po tomto datu bohužel není možný.

TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



Stolička do sprchy ETAC EDGE

81801010

- Praktická trojnožka umožňuje použití i v malých sprchových koutech.
- Trojúhelníkové sedátko z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Perforovaný protiskluzný povrch pro snazší odtok vody.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití nářadí.

Rozměr sedu: 45 x 40,5 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 130 kg



Kód ZP: 12-0136222

cena **1 690 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Stolička do sprchy ETAC SMART

81951010

- Obdélníkové sedátko z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Perforovaný protiskluzný povrch pro snazší odtok vody.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití nářadí.

Rozměr sedu: 43 x 38 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 150 kg



Kód ZP: 12-0136223

cena **1 690 Kč**
(doplatek 0 Kč)



TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



Stolička do sprchy ETAC EASY

81901010

- Kulaté sedátko z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Perforovaný protiskluzný povrch pro snazší odtok vody.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití nářadí.

Průměr sedu: 40 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 150 kg



Kód ZP: 12-0136224

cena **1 690 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Polstrování sedu

81801132 (Etac Edge), 80209502 (Etac Smart), 80209501 (Etac Easy)

- Hřejivé polstrování sedu.
- Odolné proti vodě.
- Neklouzavý povrch.
- Snadná montáž a demontáž.

Materiál: Polypropylen

novinka

cena **980 Kč**



Otočná podložka

80209503

- Otočná podložka umožňuje snadné otáčení bez tření.
- Hřejivé polstrování sedu.
- Odolné proti vodě.
- Neklouzavý povrch.
- Snadná montáž a demontáž.

Materiál: Polypropylen

novinka

cena **1 980 Kč**



Platnost kódů ZP pouze do 31. 7. 2019.
Výdej pomůcky na poukaz ZP vystavený po tomto datu bohužel není možný.

TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



Stolička do sprchy Vitea Care

3010792-M

- Kulaté plastové sedátko.
 - Snadno nastavitelná výška sedu.
 - Hliníková konstrukce.
- Průměr sedu: 32 cm
Výška sedu: 35–53 cm
Nosnost: 100 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0011687

cena 1 185 Kč
(doplatek 0 Kč)



Stolička do sprchy se zádovou opěrou Vitea Care

VCTP0021

- Plastové sedátko s protiskluzovou úpravou.
 - Integrované úchyty pro pohodlnější dosedání a vstávání.
 - Perforovaný povrch pro snazší odtok vody.
 - Snadno nastavitelná výška sedu.
 - Hliníková konstrukce.
- Šíře: 51 cm
Výška sedu: 45–56 cm
Nosnost: 100 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0093458

cena 1 857 Kč
(doplatek 0 Kč)



Stolička do sprchy DUBASTAR

3016702 (typ 3013702)

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
 - Integrovaná madla pro snazší vstávání.
 - Spojovací prvky z nerezové oceli.
 - Práškově lakované hliníkové díly.
- Rozměry: 53 / 44 / 65–72 cm
Výška sedu: 46–53 cm
Sedací plocha: 40 x 40 cm
Nosnost: 120 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0093006

cena 1 789 Kč
(doplatek 0 Kč)



Stolička do sprchy DUBASTAR se zádovou opěrou

3016712 (typ 3013712)

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
 - Integrovaná madla pro snazší vstávání.
 - Spojovací prvky z nerezové oceli.
 - Práškově lakované hliníkové díly.
- Rozměry: 53 / 53 / 82–89 cm
Výška sedu: 46–53 cm
Sedací plocha: 40 x 40 cm
Nosnost: 120 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0093005

cena 1 984 Kč
(doplatek 0 Kč)



TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



Stolička do sprchy MOBALUX

3013952-SET

- Sedací plocha s protiskluzovou úpravou.
- Perforovaný povrch pro snazší odtok vody.
- Teleskopicky nastavitelná výška sedu.
- Stolička do sprchy včetně zádové opěry a područek.

Sedací plocha: 39 x 39 cm

Výška sedu: 46–53 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0093188

cena za komplet 1 760 Kč
(doplatek 0 Kč)



Toaletní a sprchová židle ETAC SWIFT KOMMOD

81702030

- Sedadlo z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Lze využít i jako nástavec nad WC.
- Toaletní nádoba s víkem.
- Odnímatelné polstrování sedu a zádové opěry.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití náradí.

Rozměry: 54 / 55 / 80–95 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 130 kg

5let
záruka

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0140486

cena 2 700 Kč
(doplatek 0 Kč)



Platnost kódů ZP pouze do 31. 7. 2019.
Výdej pomůcky na poukaz ZP vystavený po tomto datu bohužel není možný.

TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



Pojízdné toaletní křeslo HCDA

8308098

- Odklopná madla.
- Odklopné a odnímatelné podnožky.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Toaletní nádoba s víkem.
- Odnímatelné polstrování sedu.
- Otočná kolečka 5".
- Zadní kolečka vybavena nášlapnými brzdami.

Rozměr sedu: 45 x 43 cm

Výška sedu: 49 cm

Nosnost: 120 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0015935

cena 3 900 Kč

(doplatek 0 Kč)



Pojízdné toaletní křeslo HCDA XXL

8308099

- Pojízdné toaletní křeslo v nadměrné velikosti, které po vyjmutí toaletní nádoby lze použít i nad pevnou mísou WC.
- 4x otočná kolečka vel. 5" (zadní kolečka vybavena nášlapnou brzdou).
- Odklopné područky.
- Odklopné a odnímatelné stupačky.
- Odnímatelné polstrování sedu.
- Včetně toaletní nádoby s víkem.

Rozměr sedu: 60 x 43 cm

Výška sedu: 49 cm

Nosnost: 160 kg

XXL
velikost

cena 5 300 Kč



TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



Toaletní a sprchové křeslo MC WET 24"

8013039

- Varianta s předními otočnými kolečky vel. 5" a zadními poháněcími koly 24".
- Rám včetně stupačky a područek je vyroben z vysoce pevného hliníku odolného proti korozi.
- Spojovací díly z nerezové oceli.
- Polstrovaná sedací plocha.
- Hygienický výřez v přední části sedu.
- Kryt hygienického výřezu.
- Odklopné područky a stupačka.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Toaletní nádoba s víkem.

Rozměry: 63 / 102 / 95 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 120 kg



Kód ZP: 12-0078573

cena 9 985 Kč
(doplatek 5 985 Kč)



Toaletní a sprchové křeslo MC WET 5"

8013040

- Rám včetně stupačky a područek je vyroben z vysoce pevného hliníku odolného proti korozi.
- Spojovací díly z nerezové oceli.
- Polstrovaná sedací plocha.
- Hygienický výřez v přední části sedu.
- Kryt hygienického výřezu.
- Odklopné područky a stupačka.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Toaletní nádoba s víkem.
- Otočná kolečka 5".
- Zadní kolečka vybavena nášlapnými brzdami.

Rozměry: 56 / 89 / 92,5 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 120 kg



Kód ZP: 12-0062639

cena 6 200 Kč
(doplatek 2 200 Kč)



Toaletní a sprchové křeslo MC WET Combi

8013041

- Kombinovaná varianta oblíbených toaletních a sprchových křesel MC WET 5" a 24".
- Čtyři kolečka 5" (zadní opatřena nášlapnou brzdou).
- Snadno odnímatelná zadní poháněcí kola 24" pomocí rychloupínacích osiček.
- Vlastnosti křesla stejná jako u výše zmíněných variant.
- Toaletní nádoba s víkem.

Rozměr sedu: 63 / 102 / 95 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 120 kg

cena 11 500 Kč



Platnost kódů ZP pouze do 31. 7. 2019.
Výdej pomůcky na poukaz ZP vystavený po tomto datu bohužel není možný.

TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



reddot award
product design

Toaletní a sprchové křeslo ETAC CLEAN

80229210 (v.s. 49 cm, zelené),

80229270 (v.s. 49 cm, bílé),

80229211 (v.s. 55 cm, zelené),

80229271 (v.s. 55 cm, bílé)

- Sedadlo z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Do detailu promyšlené toaletní křeslo vyvinuté s terapeuti, klienty a pečovateli, které nabízí jedinečný komfort jak uživateli, tak osobě pečující.
- Odnímatelné područky.
- Nastavitelná a odklopná stupačka.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Čtyři brzděná kolečka v sestavě.
- Křeslo je standardně dodáváno bez toaletní nádoby.
- Jedinečná konstrukce křesla zabezpečuje dlouhou životnost i při dlouhodobém intenzivním používání.
- Široká nabídka příslušenství, která zvyšuje funkčnost a pohodlí.



Kód ZP: 12-0140488

cena od **6 990 Kč**

(doplatek od 2 990 Kč)



Výška sedu	49 / 55 cm
Prostor pod sedadlem bez úchyty toaletní nádoby	43,5 / 49,5 cm
Prostor pod sedadlem s úchyty toaletní nádoby	42 / 48 cm
Šířka sedadla	48 cm
Šířka mezi područkami	43,5 cm
Hloubka sedadla	44 cm
Hygienický otvor	š. 21,5 x hl. 36 cm

Celková výška	103 / 107 cm
Celková šířka	50 cm
Celková délka se zasunutou podnožkou	56,5 cm
Kolečka	5" (12,5 cm), 4x brzděná
Hmotnost	14 / 14,5 kg
Nosnost	130 kg



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Toaletní nádoba

8020 9254

- Varianta bez víka vč. lišt k uchycení.

cena 790 Kč

8020 9255

- Varianta s víkem vč. lišt k uchycení.

cena 980 Kč



Plné polstrování sedu

8020 9247

- Polyuretanové polstrování bez hygienického výřezu při potřebě plného sedu.

cena 2 960 Kč



Polstrování sedu

8020 9227

- Polyuretanové polstrování sedu s hygienickým výřezem.
- Výška 4 cm, šíře hygienického výřezu 18 cm.

cena 2 680 Kč



Hřejivé polstrování sedu

8020 9260

- Polstrování sedu s hygienickým výřezem odrážejícím teplo.
- Neklouzavý povrch.

cena 1 970 Kč



Hřejivé polstrování zádové opěry

8020 9261

- Polstrování zádové opěry odrážející teplo.
- Neklouzavý povrch.

cena 985 Kč



Textilní zádová opěra

8020 9225

- Nastavitelná zádová opěra pro zajištění komfortního sedu obzvláště při deformitách zad.

cena 1 490 Kč



Bezpečnostní pás

8020 9440

- Dvoubodový bezpečnostní pás s přezkou.

cena 890 Kč



Bezpečnostní pás hrudní

8020 9034

- Dvoubodový bezpečnostní pás pro větší stabilitu a pocit bezpečí.

cena 860 Kč



Bezpečnostní madlo

8030 3034

- Zvyšuje pocit bezpečí a umožňuje uživateli pocitově bezpečnější přidržení.

cena 1 590 Kč



Odkládací vanička

8020 9266

- Odkládací vanička na toaletní potřeby s možností uchycení sprchové hlavice.

cena 475 Kč

TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



Polohovací toaletní a sprchové křeslo ETAC SWIFT MOBIL TILT

80209410

- Sedadlo z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Výškově nastavitelné.
- Plynulé polohování sedu.
- Odklopné područky.
- Odklopné a odnímatelné stupačky.
- Hlavová opěra.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Čtyři brzděná kolečka v sestavě.
- Křeslo je standardně dodáváno bez toaletní nádoby.

5let
záruka

cena 34 900 Kč



Výška sedu	50–65 cm
Prostor pod sedadlem	42,7–57,5 cm
Polohování sedu	–5° až 30° / 0° až 35°
Šířka sedadla	50 cm
Šířka mezi područkami	48 cm
Hloubka sedadla	46,5 cm
Hygienický otvor	š. 21 x hl. 30 cm

Celková výška bez hlavové opěry	102–117 cm
Celková šířka	58 cm
Celková délka	104 cm
Kolečka	5" (12,5 cm), 4x bržděná
Hmotnost	19,7 kg
Nosnost	135 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Toaletní nádoba

8020 9255

- Toaletní nádoba s víkem vč. listů k uchycení.

cena 980 Kč



Boční podpora

8020 9509

- Individuálně nastavitelné boční vedení trupu pro větší stabilitu.

cena 1 790 Kč



Plně polstrovaní sedlo

8020 9434

- Polyuretanové polstrovaní bez hygienického výřezu při potřebě plného sedu.

cena 3 090 Kč



Polstrovaní sedlo

8020 9506

- Polyuretanové polstrovaní sedlo s hygienickým výřezem.
- Výška 4 cm, šíře hygienického výřezu 18 cm.

cena 3 390 Kč



Bezpečnostní madlo

8030 3034

- Zvyšuje pocit bezpečí a umožňuje uživateli pocitově bezpečnější přidržení.

cena 1 590 Kč



Zámky područek

8020 9445

- Zajištění područek proti odklápění.

cena 990 Kč



Bezpečnostní pás

8020 9440

- Dvoubodový bezpečnostní pás s přezkou.

cena 890 Kč



Bezpečnostní pás břišní

8020 9442

- Dvoubodový bezpečnostní pás pro větší stabilitu a pocit bezpečí.

cena 890 Kč



Stabilizační kolečka

8020 9459

- Stabilizační kolečka pro zvýšenou bezpečnost v případech, kdy je posunuto těžiště uživatele např. z důvodu amputace.

cena 2 690 Kč



Chránič

8020 9430

- Chránič proti rozstříku moči.
- Nelze použít v kombinaci s polstrovaním sedlo.

cena 1 480 Kč

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



Elektrický vanový zvedák CAPRI 3

3013622

- Vysoce odolný plast.
- Snadná obsluha, snadná údržba.
- Rychlá montáž a demontáž.
- Bezpečnost sedu díky strukturovanému povrchu.
- Nabíječka součástí.

Šířka sedačky bez postranic: 37,5 cm

Šířka sedačky s postranicemi: 71 cm

Výška sedu: 6,5–45,5 cm

Největší sklon zádové opěry: 40°

Hmotnost: 10,5 kg

Nosnost: 140 kg

Baterie: Li-Ion

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0011640
podléhá schválení revizním lékařem

cena 13 863 Kč
(doplatek 0 Kč)



Otočná sedací podložka LUNA

291360061

- Sedání do vany pomocí otáčivého pohybu.
- Protiskluzová spodní plocha.
- Komfort při sezení.

Barva: modrá

Průměr: 32 cm

Výška: 2,2 cm


Hmotnost: 0,82 kg

Nosnost: 140 kg

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0011996
podléhá schválení revizním lékařem

cena 1 820 Kč
(doplatek 455 Kč)



Otočná a posuvná sedací podložka VIA

291360062

- Sedání do vany pomocí otáčení a bočního posunu.
- Přizpůsobí se povrchu sedačky.

Barva: modrá

Průměr: 32 cm

Výška: 2,2 cm

Délka: 41,5 cm

Hmotnost: 1,06 kg

Nosnost: 140 kg

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0011997
podléhá schválení revizním lékařem

cena 2 180 Kč
(doplatek 545 Kč)



ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



Závěsný elektrický zvedák SAMSON

DRVF02

- Rozkládací konstrukce rámu.
- Mechanicky rozevratelná základna.
- Otočná přední kola, zadní kola vybavena brzdami.
- Dálkový ovladač zdvihu.
- Madlo pro snadnou manipulaci.
- Bezpečnostní pojistka.
- Možnost nouzového mechanického spuštění ramene.
- **Kurt není součástí zvedáku.**

Výška zdvihu:	74–177,5 cm
Délka podvozku:	110 cm
Rozvor základny:	58,5–80 cm
Kolečka:	Ø 7,5 / 10 cm
Hmotnost:	39 kg
Nosnost:	150 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0136297
podléhá schválení revizním lékařem

cena 25 000 Kč
(doplatek 0 Kč)



Závěsný elektrický zvedák SITO

8013115

- Rozkládací konstrukce rámu.
- Mechanicky rozevratelná základna.
- 2x nášlapná brzda.
- Madlo pro snadnou manipulaci.
- Dálkový ovladač zdvihu.
- Možnost nouzového mechanického spuštění ramene.
- **Kurt není součástí zvedáku.**

Výška zdvihu:	44–177 cm
Délka podvozku:	123 cm
Rozvor základny:	63,5–92 cm
Kolečka:	Ø 7,5 cm
Hmotnost:	42,5 kg
Nosnost:	160 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0093011
podléhá schválení revizním lékařem

cena 25 000 Kč
(doplatek 0 Kč)



Stavěcí elektrický zvedák SITO

8013118

- Rozkládací konstrukce rámu.
- Mechanicky rozevratelná základna.
- Odnímatelná stupačka.
- Polstrovaná kolenní opěra.
- 2x nášlapná brzda.
- Dálkový ovladač zdvihu.
- Madlo pro snadnou manipulaci.
- Bezpečnostní pojistka.
- Možnost nouzového mechanického spuštění ramene.
- **Kurt není součástí zvedáku.**

Výška zdvihu:	44–177 cm
Délka podvozku:	123 cm
Rozvor základny:	63,5–92 cm
Kolečka:	Ø 7,5 cm
Hmotnost:	49 kg
Nosnost:	160 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0093012
podléhá schválení revizním lékařem

cena 25 000 Kč
(doplatek 0 Kč)

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



Závěsný kurt standardní

121 (standardní), 120 (sít'ovaný)

- Textilní provedení pro běžné použití.
- Sít'ované provedení pro použití v koupelně a na WC.
- Pohodlný vzpřímený sed pacienta.



Kód ZP: 12-0136298 (standardní)

cena 1 390 Kč
(doplatek 347 Kč)

Kód ZP: 12-0136299 (sít'ovaný)

cena 1 790 Kč
(doplatek 448 Kč)



Závěsný kurt s oporou hlavy

150 (standardní), 160 (sít'ovaný)

- Prodloužená varianta s oporou hlavy.
- Textilní provedení pro běžné použití.
- Sít'ované provedení pro použití v koupelně a na WC.
- Vhodný pro pacienty s malou stabilitou trupu.



Kód ZP: 12-0136300 (standardní)

cena 1 980 Kč
(doplatek 495 Kč)

Kód ZP: 12-0136301 (sít'ovaný)

cena 2 490 Kč
(doplatek 623 Kč)



Závěsný kurt dvoudílný

8013149

- Textilní provedení.
- Vhodné pro pacienty s velmi dobrou stabilitou trupu.
- Příslušenství k závěsnému zvedáku SITO, Samson.

cena 960 Kč



Stavěcí kurt standardní

122

- Textilní polstrované provedení.
- Zajišťuje uživateli potřebnou oporu a pocit bezpečí.
- Fixace hrudníku.



Kód ZP: 12-0136298

cena 1 390 Kč
(doplatek 347 Kč)

POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ



Polohovací zařízení MADITA vel. 0

7300000

- Dětská terapeutická polohovací židle podporuje uvolněné, aktivní sezení.
- Volitelné nastavení úhlu sedu a fixace pánve zmírňuje svalové napětí.
- Všestranné možnosti úprav a nastavení velikosti.
- Individuálně nastavitelná sedačka a podpůrné peloty pro stabilní a vzpřímenou polohu vsedě.
- Snadné nastavení sedadla pomocí plynového pístu.
- Možnost nastavení relaxační pozice při odpočinku.

Hloubka sedu:	15–25 cm
Šířka sedu:	16–26 cm
Zádová opěra:	35–43 / 42–52 cm
Výška sedu:	46–58 cm
Délka stupačky:	17–24 cm
Celková šířka:	45 cm
Celková délka:	66 cm
Úhel sedu:	–5° až 37°
Úhel zádové opěry:	–5° až 25°
Hmotnost:	od 16 kg
Nosnost:	max. 30 kg

novinka **plná úhrada ZP**

Kód ZP: 12-9990427
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **36 290 Kč**
(doplatek od 0 Kč)



Polohovací zařízení MADITA vel. 1

7301000

- Dětská terapeutická polohovací židle podporuje uvolněné, aktivní sezení.
- Volitelné nastavení úhlu sedu a fixace pánve zmírňuje svalové napětí.
- Všestranné možnosti úprav a nastavení velikosti.
- Individuálně nastavitelná sedačka a podpůrné peloty pro stabilní a vzpřímenou polohu vsedě.
- Snadné nastavení sedadla pomocí plynového pístu.
- Možnost nastavení vodorovné pozice při odpočinku.

Hloubka sedu:	21–30 cm
Šířka sedu:	20–30 cm
Zádová opěra:	35–43 / 42–52 cm
Výška sedu:	46–58 cm
Délka stupačky:	22–32 cm
Celková šířka:	45 cm
Celková délka:	66 cm
Úhel sedu:	–5° až 37°
Úhel zádové opěry:	–5° až 25°
Hmotnost:	od 17 kg
Nosnost:	max. 30 kg

plná úhrada ZP

Kód ZP: 12-0136130
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **36 914 Kč**
(doplatek od 0 Kč)

POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ



Polohovací zařízení MADITA vel. 2

7302000

- Dětská terapeutická polohovací židle podporuje uvolněné, aktivní sezení. Volitelné nastavení úhlu sedu a fixace pánve zmírňuje svalové napětí.
- Všestranné možnosti úprav a nastavení velikosti.
- Vhodné pro všechny věkové kategorie od nejmenších po dospívající, doma i ve škole.
- Individuálně nastavitelná sedačka a podpůrné peloty pro stabilní a vzpřímenou polohu vsedě.
- Snadné nastavení sedadla pomocí plynového pístu.
- Možnost nastavení vodorovné pozice při odpočinku.

Hloubka sedu:	30–42 cm
Šířka sedu:	28–38 cm
Zádová opěra:	42–52 / 53–63 cm
Výška sedu:	46–58 cm
Délka stupačky:	30–48 cm
Celková šířka:	53 cm
Celková délka:	77 cm
Úhel sedu:	–5° až 37°
Úhel zádové opěry:	–5° až 25°
Hmotnost:	od 19 kg
Nosnost:	max. 50 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0136131
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 42 274 Kč
(doplatek od 0 Kč)



Polohovací zařízení MADITA vel. MAXI

3003000

- Varianta polohovacího zařízení MADITA vhodná pro dospělé uživatele.
- Volitelné nastavení úhlu sedu a fixace pánve zmírňuje svalové napětí.
- Všestranné možnosti úprav a nastavení velikosti.
- Individuálně nastavitelná sedačka a podpůrné peloty pro stabilní a vzpřímenou polohu vsedě.
- Snadné nastavení sedadla pomocí dvojitého plynového pístu.
- Možnost nastavení relaxační pozice při odpočinku.
- MADITA MAXI je vhodná také v geriatrické oblasti.

Hloubka sedu:	36–47 cm
Šířka sedu:	34–44 cm
Zádová opěra:	40–56 cm (dle typu)
Výška sedu:	46–60 cm
Celková šířka:	64 cm
Celková délka:	80 cm
Úhel sedu:	–5° až 30°
Úhel zádové opěry:	–5° až 25°
Hmotnost:	od 26 kg
Nosnost:	max. 120 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0136132
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 51 853 Kč
(doplatek od 0 Kč)

POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ



Parapodium Dynamic


PD

- Rehabilitační vertikalizační pomůcka vhodná pro pacienty s paraplegií, rozštěpem páteře a mozkovou obrnou.
- Vlastnosti dynamické ortézy pro horní a dolní polovinu těla.
- Optimální stabilizace těla ve frontálním a laterálním směru.
- Prodloužené rukojeti připomínající berle při revmatu.
- Protiskluzové zabezpečení se stupačkami na nohy.
- Obloukové kolenní opěrky.
- Možnost přizpůsobení pacientovým potřebám.
- Široké příslušenství.

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0093704
podléhá schválení revizním lékařem

cena 51 605 Kč
(doplatek 0 Kč)



Parapodium Dynamic Junior

PD

- Dětská rehabilitační vertikalizační pomůcka vhodná pro pacienty s paraplegií, rozštěpem páteře a mozkovou obrnou.
- Vlastnosti dynamické ortézy pro horní a dolní polovinu těla.
- Optimální stabilizace těla ve frontálním a laterálním směru.
- Prodloužené rukojeti připomínající berle při revmatu.
- Protiskluzové zabezpečení se stupačkami na nohy.
- Obloukové kolenní opěrky.
- Možnost přizpůsobení pacientovým potřebám.
- Široké příslušenství.

Dětská velikost: 125 cm



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 12-0093704
podléhá schválení revizním lékařem

cena 51 605 Kč
(doplatek 0 Kč)

Velikost	100	125	150	180	200
Šířka korzetu (cm)	21–29	25–35	29–43	37–61,5	37–61,5
Hloubka korzetu (cm)	16,5–23	20–28	23–34	26–38	29–41
Celková šířka (cm)	42,5–58	48–68	52–79	62–99	62–99
Celková délka (cm)	58–61	64–70	83–88	83–88	83–88
Celková výška (cm)	66–86	77–96	93–120	118–155	128–165
Výška uživatele (cm)	85–105	105–125	125–155	155–185	185–205
Nosnost (kg)	30	50	70	90	110

POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ



Vertikalizační stojan VISION

VS-1000

- Elektrická vertikalizační pomůcka.
- Účinný rehabilitační prostředek pro zlepšení tělesných funkcí.
- Prevence zhoršení zdravotního stavu.
- Snadné samostatné ovládání uživatelem.
- 4 kolečka vybavená brzdami pro ochranu proti posunutí.
- Polohovatelné opěrky kolen, univerzální zvedací kurt, polohovací stolek.

Výška stolku*:	93–120 cm
Výška kolenních opěr*:	38–56 cm
Výška madel*:	80–104 cm
Celková délka:	110 cm
Vnitřní šířka:	61,5 cm
Celková šířka:	78,8 cm
Rozměr stolku:	75 x 60 cm
Hmotnost:	62 kg
Nosnost:	150 kg

* výška od stupačky



Kód ZP: 12-0093996
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **69 900 Kč**
(doplatek od 20 558 Kč)

Uvedená cena se může lišit dle aktuálního kurzu a ceny dodavatele.



Zvedací sedák Uplift

3801300 (Standard), 3801301 (XXL)

- Podpora při vstávání z pozice vsedě.
- Zdvih 80 % hmotnosti.
- Protiskluzová vrstva na spodní straně.
- Nastavitelný dle hmotnostních tříd.

Hmotnostní třídy	
Standard:	43, 55, 68, 82, 100 kg
Hmotnostní třídy	
XXL:	90, 115, 130, 160 kg
Max. nosnost:	100 / 160 kg



Standard cena **3 690 Kč**

XXL cena **4 490 Kč**



BANDÁŽE A ORTÉZY



MANU medical

- Rigidní ortéza zápěstí s anatomicky upravitelnou dlahou.

typ		vel.	obvod zápěstí (cm)
LEVÁ	PRAVÁ		
27 621 11	27 622 11	1	13–16
27 621 12	27 622 12	2	16–19
27 621 13	27 622 13	3	19–22
27 621 14	27 622 14	4	22–25

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-0140481

cena **440 Kč**
(doplatek 90 Kč)



MANU medical PLUS

- Rigidní ortéza zápěstí a palce s anatomicky upravitelnou dlahou.

typ		vel.	obvod zápěstí (cm)
LEVÁ	PRAVÁ		
27 611 11	27 612 11	1	13–16
27 611 12	27 612 12	2	16–19
27 611 13	27 612 13	3	19–22
27 611 14	27 612 14	4	22–25

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-0140482

cena **492 Kč**
(doplatek 142 Kč)



RHIZO medical

- Imobilizační ortéza palce z prodyšného materiálu s dlahou.

typ		vel.	obvod zápěstí (cm)
LEVÁ	PRAVÁ		
27 631 11	27 632 11	1	12,5–16
27 631 12	27 632 12	2	16–20
27 631 13	27 632 13	3	20–23

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-0140483

cena **320 Kč**
(doplatek 70 Kč)



AS-BASIC medical

- Závěs paže pro imobilizaci ramenního kloubu.

typ	vel.	délka předloktí (cm)
27 510 11	1	30–36
27 510 12	2	36–42
27 510 13	3	42–48

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-0140484

cena **420 Kč**
(doplatek 150 Kč)



AS-15° medical

- Závěs paže s abdukční poduškou pro znehybnění ramenního kloubu.

typ	vel.	délka předloktí (cm)
27 520 11	1	30–36
27 520 12	2	36–42
27 520 13	3	42–48

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 04-0140485

cena **843 Kč**
(doplatek 343 Kč)

BANDÁŽE A ORTÉZY



EPI medical

- Bandáž lokte s tlakovými výztuhami vhodná při zánětu loketního kloubu.

typ	vel.	obvod předloktí (cm)	typ	vel.	obvod předloktí (cm)
27 310 10	0	17–19	27 310 14	4	25–27
27 310 11	1	19–21	27 310 15	5	27–29
27 310 12	2	21–23	27 310 16	6	29–31
27 310 13	3	23–25			



Kód ZP: 04-0140476

cena **550 Kč**
(doplatek 150 Kč)



LUMBO medical

- Anatomicky tvarovaná lumbální ortéza určená ke stabilizaci bederní páteře.

typ	vel.	obvod pasu (cm)
27 410 11	1	70–80
27 410 12	2	80–90
27 410 13	3	90–100
27 410 14	4	100–110
27 410 15	5	110–120
27 410 16	6	120–130



Kód ZP: 04-0140477

cena **984 Kč**
(doplatek 284 Kč)



LUMBO medical COMFORT

- Anatomicky tvarovaná lumbální ortéza určená ke stabilizaci bederní páteře.

typ	vel.	obvod pasu (cm)
27 420 11	1	70–80
27 420 12	2	80–90
27 420 13	3	90–100
27 420 14	4	100–110
27 420 15	5	110–120
27 420 16	6	120–130



Kód ZP: 04-0140478

cena **984 Kč**
(doplatek 284 Kč)



LUMBO medical PRO

- Anatomicky tvarovaná lumbální ortéza se čtyřmi výztuhami určená k maximální stabilizaci bederní páteře.

typ	vel.	obvod pasu (cm)
27 430 11	1	70–80
27 430 12	2	80–90
27 430 13	3	90–100
27 430 14	4	100–110
27 430 15	5	110–120
27 430 16	6	120–130



Kód ZP: 04-0140479

cena **931 Kč**
(doplatek 231 Kč)



LUMBO medical LIGHT

- Stabilizační lumbální ortéza se zdvojenými upínacími elastickými popruhy pro maximální stabilizaci bederní páteře.

typ	vel.	obvod pasu (cm)
27 440 11	1	64–72
27 440 12	2	72–80
27 440 13	3	80–90
27 440 14	4	90–100
27 440 15	5	100–110
27 440 16	6	110–120



Kód ZP: 04-0140480

cena **780 Kč**
(doplatek 80 Kč)

BANDÁŽE A ORTÉZY



GENU meyra

- Tlaková kolenní bandáž s patelární výztuhou a bočními spirálovými výztuhami.

plná úhrada
ZP

typ	vel.	obvod lýtka (cm)	obvod stehna (cm)	typ	vel.	obvod lýtka (cm)	obvod stehna (cm)
27 110 10	0	25–28	35–38	27 110 14	4	37–40	47–50
27 110 11	1	28–31	38–41	27 110 15	5	40–43	50–53
27 110 12	2	31–34	41–44	27 110 16	6	43–46	53–56
27 110 13	3	34–37	44–47	27 110 17	7	46–49	56–59

Kód ZP: 04-0140471

cena **600 Kč**
(doplatek 0 Kč)



GENU meyra IMS

- Kolenní ortéza pro stabilizaci kolenního kloubu v napnutém stavu.

plná úhrada
ZP

typ	vel.	provedení	délka (cm)
27 120 10	0	dětská	40
27 120 11	1	krátká	48
27 120 12	2	dlouhá	58

Kód ZP: 04-0140472

cena **773 Kč**
(doplatek 0 Kč)



ACHILLO medical

- Tlaková bandáž Achillovy šlachy se silikonovými výztuhami a přídatnými podpatěnkami.

plná úhrada
ZP

typ		vel.	obvod nad kotníkem (cm)
LEVÁ	PRAVÁ		
27 211 11	27 212 11	1	17–19
27 211 12	27 212 12	2	19–21
27 211 13	27 212 13	3	21–23
27 211 14	27 212 14	4	23–25
27 211 15	27 212 15	5	25–27

Kód ZP: 04-0140473

cena **750 Kč**
(doplatek 0 Kč)



MALLEO medical

- Tlaková bandáž hlezenního kloubu se silikonovými výztuhami.

plná úhrada
ZP

typ		vel.	obvod nad kotníkem (cm)
LEVÁ	PRAVÁ		
27 221 11	27 222 11	1	17–19
27 221 12	27 222 12	2	19–21
27 221 13	27 222 13	3	21–23
27 221 14	27 222 14	4	23–25
27 221 15	27 222 15	5	25–27
27 221 16	27 222 16	6	27–29

Kód ZP: 04-0140474

cena **633 Kč**
(doplatek 0 Kč)



TALU medical

- Rigidní ortéza pro zpevnění hlezenního kloubu.

plná úhrada
ZP

typ	vel.
27 213 10	univerzální

Kód ZP: 04-0140475

cena **545 Kč**
(doplatek 0 Kč)

KOREKTORY A FIXÁTORY



I201 - Silikonový meziprstní korektor Qmed


SLID1F2AAEMXP (vel. M), SLID1F2AAELXP (vel. L)

- Rovná a koriguje vbočený palec.
- Svojí mimořádnou měkkostí a přizpůsobivostí optimálně absorbuje tlaky a otřesy.
- Odstraňuje zbytečné tření a chrání tak prsty proti odřeninám.

Balení: 1 pár
Materiál: Silikon
Velikost: M = výška 2 cm
L = výška 2,5 cm

novinka

cena 169 Kč



I205 - Silikonová podpora prstů Qmed

SLID1H2AAEMXP (vel. M), SLID1H2AAELXP (vel. L)

- Silikonový korektor prstů podepírá, roztahuje a rovná kladívkové a drápkovité prsty.
- Podepřením prstů zmírňuje obtíže a bolesti.
- Chrání bříška prstů před odřením a otřesy.
- Podpora je tvarovaná zvláště pro pravou a levou nohu.

Balení: 1 pár
Materiál: Silikon
Velikost: M = výška 2,5 cm
L = výška 3 cm

novinka

cena 189 Kč



I209 - Qmed HALLUCARE - Silikonový korektor s ochranou palce

DRIE0B0XXXXUP

- Spojení silikonového korektoru s chráničem palce.
- Pomůcka optimálně absorbuje tlaky, rovná vbočený palec a chrání proti otlakům na kloubu palce.

Balení: 1 pár
Materiál: Silikon
Velikost: univerzální

novinka

cena 129 Kč



I208 - Qmed HALLUDUO - Silikonový korektor s dvojitým kroužkem

DRIE0C0XXXXUP

- Rovná a koriguje vbočený palec.
- Dvojitý kroužek navléknutý na palec a druhý prst dokonale fixuje korektor v prostoru mezi prsty.

Balení: 1 pár
Materiál: Silikon
Velikost: univerzální

novinka

cena 129 Kč



I212 - Qmed HALLUTRIO - Silikonový korektor s dvojitým kroužkem a ochranou palce

DRQ53A3XXXXXP

- Spojení silikonového korektoru s dvojitým kroužkem a chráničem palce.
- Dvojitý kroužek navléknutý na palec a druhý prst dokonale fixuje korektor v prostoru mezi prsty.
- Pomůcka optimálně absorbuje tlaky, rovná vbočený palec a chrání proti otlakům na kloubu palce.

Balení: 1 pár
Materiál: Silikon
Velikost: univerzální

novinka

cena 129 Kč

KOREKTORY A FIXÁTORY



I213 - Qmed HALLUCOMFORT - Pomůcka pro korekci haluxů

DRQS3B3YYXUXP

- Silikonová pomůcka pro korekci vbočeného palce.
- Podporuje správné zarovnání špiček nohy.
- Snižuje napětí způsobené chůzí, umožňuje pohodlnější chůzi při nošení obuvi.
- Lze použít v různých typech obuvi.
- Pro použití v průběhu dne i v noci.

Balení: 1 pár
Materiál: 100% TPE
Velikost: univerzální

novinka

cena 219 Kč



I206 - Elastická bandáž pro korekci haluxů Qmed

DRID1R4FAWUXP

- Elastická textilní bandáž s gelovou výplní stahuje přednoží v místě příčné klenby.
- Dokonale chrání kloub palce proti otlakům a odřeninám.

Balení: 1 ks
Velikost: univerzální

novinka

cena 198 Kč



I210 - Qmed HALLUSTOP - Bandáž pro korekci haluxů

DRIEOALAXXULP (levá), DRIEOALAXXUPP (pravá)

- Bandáž pro korekci vbočených palců.
- Díky použití odolného a zároveň velmi flexibilního elastického materiálu obnovuje přirozenou polohu špičky nohy a tím přispívá ke snížení bolesti.
- Lze použít ve většině typů obuvi.

- Součástí bandáže je odnímatelná pelota ve tvaru kapky s reflexní podpůrnou funkcí sloužící k podpoře klenby nohy, zejména při potížích s plochou nohou. Pelota zabraňuje projevům únavy chodidla a příjemně měkce podporuje klenbu.

Balení: 1 ks
Velikost: univerzální
Varianty: levá / pravá

novinka

cena 498 Kč



I101 - Thomsenova dlahy Qmed

DRIDOU0FGFUXP

- Kombinace dlahy a měkké kožené přezky s upínacím páskem, který umožňuje stupňovat tlak na vyrovnání osy palce.
- Velmi účinný způsob korekce.
- Dlahy je tvarována zvláště pro levou a pravou nohu.
- Používá se v klidové pozici nebo při spánku.
- Dlahy není určena pro chůzi.

Balení: 1 pár
Velikost: univerzální

novinka

cena 398 Kč



I211 - Qmed HALLUFIT - Aktivní korektor vbočených palců

DRIFOD2BEX01P

- Aktivní korektor pomocí cviků cíleně aktivuje svaly palce.
- Rovná a koriguje vbočený palec a pomáhá jej udržovat flexibilní a mobilní.
- Každodenní cviky by měly být zaměřené nejen na palcové svaly ale i na celé chodidlo.

Balení: 1 ks
Velikost: univerzální

novinka

cena 129 Kč

OCHRANNÝ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Ochranná obuv na sádku MAXI ARMOR

MXFK

- Ochranná obuv na sádku MAXI ARMOR je vyrobená z pěny EVA, šetrné k životnímu prostředí.
- Ochranná obuv může být použita na pravé i na levé noze.
- Integrovaná ochrana prstů.
- Snadná údržba.

Velikosti: S = 21,8 cm
M = 24,4 cm
L = 27,7 cm
XL = 28,9 cm

Materiál: pěna EVA
Barva: tmavě modrá

cena 389 Kč

Ochranná bota Qmed

DRQ13ROLAX0xP

- Prodyšná ochranná bota na sádku nebo obvaz.
- Univerzálně použitelná pro pravou nebo levou nohu.
- Pevná výztuž paty.
- Protiskluzová podrážka.
- Díky odnímatelné přední části lze použít jako botu s otevřenou nebo zavřenou špičkou

Velikosti: S = 24,6 cm
M = 26 cm
L = 27,8 cm
XL = 29,8 cm

Materiál: 100% polyester, pěna EVA
Barva: černá

novinka

cena 690 Kč

Pooperační bota s odlehčenou špičkou Qmed

DRQ13POLAX0xP

- Určeno pro doléčení a nerušené hojení po ortopedických operacích, po operacích haluxů, a pod.
- Odlehčení a stabilizace celého přednoží.
- Univerzálně použitelná pro pravou nebo levou nohu.
- Pevná výztuž paty.
- Protiskluzová podrážka.

Velikosti: S = 23,5 cm
M = 25,5 cm
L = 27,5 cm
XL = 30 cm

Materiál: 100% polyester, pěna EVA
Barva: černá

novinka

cena 690 Kč

OCHRANNÝ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT



Helma Starlight Standard

5180

- Anatomicky tvarovaná helma pro ochranu celé hlavy.
- Ochranná helma je velmi účinnou prevencí úrazů hlavy převážně u osob s epilepsií či s mentálními a kombinovaným postižením.
- Uši jsou volné.
- Možnost přidání chrániče brady.
- Bavlněná podšívka.
- Dostupná v červené a modré barvě (jiné barvy za příplatek).

Obvod hlavy: 47–62 cm po 1 cm

Hmotnost: od 95 g

Barva: červená, modrá

plná úhrada
ZP

Kód: 13-0142385
podléhá schválení revizním lékařem

cena 2 400 Kč
(doplatek 0 Kč)

částečná úhrada
ZP

Příslušenství:
Chránič brady

Kód: 13-0142387

cena 1 290 Kč
(doplatek 323 Kč)



Helma Starlight Base

C40200

- Anatomicky tvarovaná helma pro ochranu celé hlavy.
- Ochranná helma je velmi účinnou prevencí úrazů hlavy převážně u osob s epilepsií, či s mentálními a kombinovaným postižením.
- Uši jsou volné.
- Možnost přidání chráničů čela, zátylku a bradu.
- Potah z čisté bavlny.

Velikost: 1 (47–49 cm)
2 (50–52 cm)
3 (53–55 cm)
4 (56–59 cm)
5 (60–65 cm)

částečná úhrada
ZP

Kód: 13-0093523
podléhá schválení revizním lékařem

cena 3 290 Kč
(doplatek 790 Kč)

částečná úhrada
ZP

Příslušenství:

Chránič brady
Kód: 13-0142387
cena 1 290 Kč
(doplatek 323 Kč)

Chránič čela nebo zátylku (1 ks)
Kód: 13-0142386
1 770 Kč
(doplatek 443 Kč)



Helma Starlight Secure

C40110

- Anatomicky tvarovaná helma pro ochranu celé hlavy.
- Ochranná helma je velmi účinnou prevencí úrazů hlavy převážně u osob s epilepsií, či s mentálními a kombinovaným postižením.
- Uši jsou volné.
- Možnost přidání chráničů čela, zátylku a bradu.
- Potah z čisté bavlny.

Velikost: 1 (47–49 cm)
2 (50–52 cm)
3 (53–55 cm)
4 (56–59 cm)
5 (60–65 cm)

částečná úhrada
ZP

Kód: 13-0093524
podléhá schválení revizním lékařem

cena 3 290 Kč
(doplatek 790 Kč)

částečná úhrada
ZP

Příslušenství:

Chránič brady
Kód: 13-0142387
cena 1 290 Kč
(doplatek 323 Kč)

Chránič čela nebo zátylku (1 ks)
Kód: 13-0142386
1 770 Kč
(doplatek 443 Kč)

CVIČENÍ A REHABILITACE



Gymnastický míč Peanut

DRQM310BFXUXP

- Vhodný pro všechny druhy tradiční léčby jako je fyzioterapie, ergoterapie, cvičení zádových svalů, prenatalní cvičení, standardní rehabilitace, cvičení psychomotoriky a pro zlepšení držení těla.
- Ideální pro rehabilitaci a cvičení všech věkových skupin – je vhodný pro děti i seniory.
- Speciální tvar poskytuje velmi dobrou stabilitu.
- Během cvičení s pomůckou posilujete vnitřní svaly, které jsou důležité pro správnou koordinaci těla a rovnováhu.
- Součástí balení je pumpička.

Rozměr: 100 x 50 cm
Nosnost: 250 kg

cena **349 Kč**




Gymnastický míč ABS

DRQM3A0MA001PGP (Ø 45 cm), **DRQM3A0MA002PGP** (Ø 55 cm), **DRQM3A0MA003PGP** (Ø 65 cm),
DRQM3A0MA004PGP (Ø 75 cm), **DRQM3A0MA005PGP** (Ø 85 cm)

- Nafukovací gymnastický míč z kvalitního materiálu.
- Vhodný pro všechny druhy tradiční léčby jako je fyzioterapie, ergoterapie, cvičení zádových svalů, prenatalní cvičení, standardní rehabilitace, cvičení psychomotoriky a pro zlepšení držení těla.

Průměr: 45–85 cm
Výška uživatele: 116 až >200 cm
Nosnost: 150 kg

Ø 45 cm cena **259 Kč**
Ø 55 cm cena **289 Kč**
Ø 65 cm cena **319 Kč**
Ø 75 cm cena **369 Kč**
Ø 85 cm cena **419 Kč**



Overball Qmed

DRQM3AMA006PBP

- Vhodný pro všechny druhy tradiční léčby jako je fyzioterapie, ergoterapie, cvičení zádových svalů, prenatalní cvičení, standardní rehabilitace, cvičení psychomotoriky a pro zlepšení držení těla.

Průměr: 25–30 cm
Nosnost: 100 kg

cena **74 Kč**



Cvičební válec Qmed

DRQM3L0LAXXP

- Cvičební válec je multifunkční sportovní pomůcka. Je ideální rovněž pro rehabilitační a korekční cvičení, stejně jako pro relaxaci a relaxační masáž.
- Efektivní pomůcka s mnohostranným využitím.
- Poskytuje účinnou masáž těla.
- Zvyšuje mobilitu.
- Zmírňuje bolesti a svalové napětí.
- Vhodné pro nácvik rovnováhy u dětí.

Rozměr: 45 x 15 cm
Nosnost: 120 kg

novinka

cena **490 Kč**

CVIČENÍ A REHABILITACE



Balanční disky Qmed

DRQM3COHAZUXPBP (červený), **DRQM3COCHXUXPBP** (modrý), **DRQM3COBEXUXP** (šedý)

- Navrženy pro balanční cvičení a cvičení koordinace.
- Efektivní pomůcka pro zlepšení funkce vzpřimovacích svalů páteře.
- Možnost využití pro masáž chodidel a relaxaci.
- V nabídce tři barevné varianty.

Průměr: 35 cm
Nosnost: 200 kg

cena 289 Kč



Balanční čočka Qmed

DRQM3GCH101P

- Efektivní balanční pomůcka pro zlepšení motorických schopností a pro posílení celého těla.
- Možnost využití pro masáž chodidel a relaxaci.
- Sada 2 kusů.

Průměr: 16 cm
Nosnost: 100 kg

cena 289 Kč




Masážní podložka Qmed

DRQN3BOLAXUXP

- Vhodná pro stimulaci reflexních plosek chodidel.
- Zlepšuje metabolismus a krevní oběh.
- Odstraňuje pocit únavy.
- Ideální jako pomůcka pro rehabilitační cvičení.

Rozměr: 35 x 175 cm

cena 479 Kč



Akupresurní podložka Qmed

DRQN3AONAXUXP

- Akupresurní a masážní pomůcka.
- Zlepšuje vitalitu, stimuluje uvolňování endorfinů, odbourává stres.
- Může uvolnit bolest, zlepšit spánek a posílit obranyschopnost těla.

Rozměry: 74 x 32 cm

cena 669 Kč

CVIČENÍ A REHABILITACE



Gelový míček Qmed

DRIE2A2JJAUXP (extra měkký), **DRIE2A2JCBUXP** (měkký), **DRIE2A2JKAUXP** (tvrdý)

- Navržený pro posilování rukou, prstů a předloktí.
- Vyrobený z materiálu příjemného na dotek.
- Dostupný ve třech variantách tvrdosti.

Průměr: 5 cm

extra měkký (růžový) cena **89 Kč**

měkký (modrý) cena **89 Kč**

tvrdý (oranžový) cena **89 Kč**



Masážní míček Qmed

DRQM3H0EAX01P (zelený), **DRQM3H0MAX02P** (žlutý), **DRQM3H0HAX03P** (červený)

- Masážní míček s měkkými hroty – ježek.
- Míček je ideální pro masáže, reflexní terapii, relaxační cvičení, cvičení úchopové schopnosti a pohybu prstů.
- Koulení míčku v dlaních může mít vliv na odbourávání stresu.

Průměr zelený: 7 cm

Průměr žlutý: 8 cm

Průměr červený: 9 cm

zelený cena **49 Kč**

žlutý cena **54 Kč**

červený cena **59 Kč**



Masážní koule Qmed

DRQM3N3LAXXP

- Masážní koule je perfektní pomůckou pro každodenní masáž různých oblastí těla.
- Zaručuje úplné uvolnění vašich hlubokých svalových skupin.
- Při správně zvoleném cvičení můžete léčit specifické potenciální zdroje bolesti.
- Zmírňuje bolesti a svalové napětí.

Průměr: 8 cm

novinka

cena **198 Kč**



Qmed Duo Ball

DRQM3K0LAXXP

- Dvojitý masážní míček je skvělá pomůcka pro masáž namožených svalů nebo relaxační masáž. Zaručuje hlubokou masáž a současně poskytuje úlevu jednotlivým strukturám svalu. Díky jeho velikosti a velmi malé hmotnosti ho můžete používat prakticky kdekoliv.
- Efektivní pomůcka s mnohostranným využitím.
- Možnost využití například i pro masáž zad a relaxaci.
- Zmírňuje bolest svalového napětí.

Rozměr: 16 x 8 cm

novinka

cena **290 Kč**



Posilovač prstů Qmed

DRQM5A1MAX01P (žlutý),
DRQM5A1EAX02P (zelený),
DRQM5A1HAX03P (červený),
DRQM5A1CHX04P (modrý)

- Posilovač prstů je ideální pomůckou při rehabilitaci a cvičení prstů ruky, stejně jako doplněk při tréninku. Díky ergonomickému tvaru se perfektně hodí do každé ruky a můžete ho používat prakticky kdekoliv. Doporučujeme začít s mírnou zátěží, tedy s posilovačem ve žluté barvě a posléze pokračovat se střední, silnou a případně velmi silnou zátěží.
- Efektivní pomůcka při rehabilitaci prstů.
- Procvičování extenze prstů.

žlutý: mírná zátěž
 zelený: střední zátěž
 červený: silná zátěž
 modrý: velmi silná zátěž

novinka

cena 190 Kč



Hřejivé / chladivé polštářky Qmed

DRQR3B5CHX01P (10 x 15 cm), **DRQR3B5CHX02P** (13 x 27 cm), **DRQR3B5CHX03P** (19 x 30 cm)

- Účinné gelové polštářky pro snižování bolesti pomocí tepla nebo chladu.
- Chladivá terapie je vhodná pro úlevu od různých druhů bolesti, poranění, zánětů, popálení či bodnutí hmyzem.
- Hřejivá terapie poskytuje úlevu při bolestech zad a svalů, revmatických bolestech, menstruačních bolestech, při sportovní terapii či relaxaci.
- Polštářky jsou určeny pro opakované použití a jsou vyrobeny z materiálů šetrných k pokožce a příjemných na dotek.

Obal: 100% polyester
 Gel: vyčištěná voda, polyakrylát sodný, glycerin, karboxymethylcelulóza

10 x 15 cm cena 98 Kč

13 x 27 cm cena 158 Kč

19 x 30 cm cena 198 Kč



GM Kinesiology Tape

GEM-KTR00xx

- GM kinesiology tape je elastická tejpovací páska vhodná pro zmírnění bolesti svalů, šlach, kloubů a jejich regeneraci. Vyniká výbornou přilnavostí a vysokou elasticitou. Umožňuje plný rozsah pohybu na rozdíl od klasických fixačních tapů. GM kinesiology tape je voděodolný a prodyšný, umožňuje odpařování tělesné vlhkosti.
- **Vhodné použití:** bolesti zad, svalové a úponové bolesti, skoliózy, epikondylitidy, syndrom karpálního tunelu, lymfedémy a otoky, léčba

a hojení jizev, traumata a záněty, k podpoře oběhu lymfy a krve.

- Aplikovat lze 24 hod. denně po dobu až 5 dní.
- Obsahuje speciální zdravotnické lepidlo (lékařská pryskyřice).
- 6 různých barevných provedení s identickými vlastnostmi, pásy se liší pouze barvou.

Materiál: 100% bavlna
 Rozměr: 5 cm x 5 m

novinka

cena 199 Kč

TRENAŽERY POHYBU



Pedálový trenažér Deluxe

DRVF07

- Trenažér pro rehabilitaci horních či dolních končetin.
- Kvalitní elektromotor.
- Podpora zlepšení struktury a mobility svalů a kloubů.
- Vhodný pro uživatele s velmi malou silou v končetinách.
- Regulace otáček na dálkové ovládání.
- Záznam najetých otáček a doby tréninku.

cena 4 490 Kč



Pedálový trenažér Digital

DRVF06

- Pedálový trenažér pro rehabilitaci dolních končetin s plynulým nastavením odporu a multifunkčním LCD displejem.
- Mechanické nastavení odporu.
- Skládací rám.
- Digitální LCD displej s funkcemi: čas, počet otáček, frekvence otáček, spálené kalorie.

cena 1 490 Kč



Pedálový trenažér Standard

VCBP0011

- Pedálový trenažér pro rehabilitaci dolních končetin s plynulým nastavením odporu.
- Mechanické nastavení odporu.
- Skládací rám.

Váha: 2,5 kg

cena 980 Kč

TRENAŽÉRY POHYBU



Pohybový trénažér iMOVE

3085372

Inovativní trénažér pohybu iMOVE umožňuje nekomplikovaný trénink nejen při sezení. iMOVE posiluje tělo a zvyšuje celkovou pohodu. Stimuluje metabolismus a krevní oběh, podporuje lymfatický a žilní oběh. Pohybové zařízení iMOVE je malé, lehké a navíc efektivní a všestranné.

- Stimulace krevního oběhu.
- Výrazné prokysličení tkání.
- Uvolnění svalů.
- Prevence unavených a těžkých nohou.
- Přímé ovládání na těle trénažéru nebo přes bezplatnou aplikaci iOS a Android.
- Kontraindikace:
 - křečové žíly,
 - akutní horečnatá onemocnění,
 - onkologická onemocnění,
 - lymfédém,
 - pacienti s implantáty (vč. kardiostimulátoru).

novinka

akční cena 19 840 Kč



Rozměry v mm	320 x 340 x 90
Frekvence	cca 1–12 Hz
Zdvih v mm	cca 8
Maximální rozkmit v mm	cca ± 4
Hmotnost v kg	cca 5
Maximální zátěž v kg	25

Napájení	MW model č. GST60A24-P1J
Vstup	100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,4 A
Výstup	24 V
Jednosměrné napětí	2,5 A
Příkon	max. 60 W



Bluetooth dálkové ovládání

3085373

- Nadstandardní vybavení.

cena 2 980 Kč

PODAVAČE



Podavač ETAC AKTIV

80505004 (45 cm), **80505003** (70 cm)

- Snadné zacházení díky jednoduchému tvaru rukojeti.
- Magnet v madle podavače.
- Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti uchopení.
- Kryt čelisti z kvalitní pryže.
- Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly.
- Dostupný v několika délkách.

Délka: 45 / 70 cm
Hmotnost: 111 / 128 g
Nosnost: 1 kg

cena 698 Kč



Podavač ETAC AKTIV s háčkem

80505006

- Ideální pro oblékání a svlékání kvůli schopnosti tahat a tlačit.
- Magnet v madle podavače.
- Snadné zacházení díky jednoduchému tvaru rukojeti.
- Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti uchopení.
- Kryt čelisti z kvalitní pryže.
- Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly.

Délka: 45 cm
Hmotnost: 117 g
Nosnost: 1 kg

cena 698 Kč



Podavač ETAC AKTIV s háčkem a područkou

80505005

- Praktická područka pro podporu předloktí.
- Ideální pro osoby s velmi omezenou silou v rukách.
- Háček pro možnost tahu či tlaku.
- Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti uchopení.
- Kryt čelisti z kvalitní pryže.
- Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly.

Délka: 60 cm
Hmotnost: 139 g
Nosnost: 1 kg

cena 698 Kč



Podavač HANDI GRIP

3071902 (66 cm), **3071903** (80 cm)

- Lehký podavač s vertikálně otočnou čelistí.
- Mechanika s lehkým chodem.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť.
- Protiskluzová úprava rukojeti.
- Dostupný ve dvou variantách.

Délka: 65 / 80 cm
Hmotnost: 230 / 350 g
Nosnost: 2 kg

cena 598 Kč



Univerzální pomůcka pro snazší otáčivý pohyb

80503003

- Praktická pomůcka pro otočení nejen klíče v zámku, knoflíku u sporáku, vypínače.
- Univerzální pro jakoukoli velikost otáčeného předmětu.
- Bez námahy pro zápěstí a klouby prstů.
- Odolný plast.

Hmotnost: 84 g

cena 340 Kč



Kuchyňské prkénko ETAC Fix

80501004

- Všestranné fixační prkénko pro snadné provedení úkonů při přípravě jídla.
- Možnost přípravy jídla pomocí jedné ruky či jako podpora při malé síle v obou pažích.
- Čelisti s možností uchycení potraviny, struhadla či misky pro zamíchání.
- Odnímatelná ploška s hroty pro uchycení potraviny pro nakrájení nebo oloupaní.
- Protiskluzové nožky s možností přiložení přísavek.
- Kvalitní materiál se snadnou údržbou.

Materiál: plast
+ nerezová ocel

Hmotnost: 1,3 kg

cena **1 490 Kč**



Kuchyňské nože ETAC Relieve

80402101 (standardní provedení), **80402102** (malé provedení),

80402001 (skládací provedení), **80501101** (standardní provedení s delší čepelí)

- Kuchyňské nože s ergonomickou rukojetí s možností držení v přirozené poloze ruky.
- Zahnutí rukojeti umožňuje optimální a pohodlnou pozici zápěstí a palce.
- Vroubkovaná velmi ostrá čepel pro snadné řezání.
- Varianta s delším ostřím pro porcování a krájení větších potravin.

Materiál: plast + nerezová ocel

Hmotnost: 72 / 37 / 72 / 75 g

80402101 cena **290 Kč**

80402102 cena **290 Kč**

80402001 cena **360 Kč**

80501101 cena **420 Kč**



Kuchyňský nůž ETAC Relieve

80501001

- Kuchyňský nůž s ergonomickou rukojetí s možností držení v přirozené poloze ruky.
- Zahnutí rukojeti umožňuje optimální a pohodlnou pozici zápěstí a palce.
- Uzavřená rukojeť poskytuje dobré vyvážení při držení a snižuje sílu nutnou vynaložit ke krájení.
- Vroubkovaná velmi ostrá čepel pro snadné řezání.
- Dlouhé ostří pro porcování a krájení větších potravin.

Materiál: plast + nerezová ocel

Hmotnost: 161 g

cena **890 Kč**

STRAVOVÁNÍ



Ergonomický kuchyňský nůž

3050872

- Ergonomický kuchyňský nůž se širokým ostřím.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

DOPRODEJ

cena 50 Kč



Ergonomický kuchyňský nůž

3050862

- Ergonomický kuchyňský nůž s tenkým ostřím.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

DOPRODEJ

cena 50 Kč



Ergonomická škrabka

3040072

- Ergonomická škrabka na sýr a zeleninu.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť vhodná pro všechny velikosti rukou.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

DOPRODEJ

cena 50 Kč



Ergonomická kuchyňská vidlička


3040082

- Ergonomická kuchyňská vidlička (dvojjzubec).
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť vhodná pro všechny velikosti rukou.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

DOPRODEJ

cena 50 Kč



Ergonomická kuchyňská obracečka

3040062

- Ergonomicky tvarovaná obracečka.
- Ergonomická rukojeť vhodná pro všechny velikosti rukou.
- Ergonomická rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

Materiál: plast + nerezová ocel

DOPRODEJ

cena 50 Kč



Ergonomické příbory ETAC se silnou rukojetí

80402002 (vidlička),
80402004 (lžice),
80402006 (nůž),
80402007 (dezertní lžička)

- Lehké ergonomicky tvarované příbory se silnou rukojetí.
- Speciálně určené pro osoby s kloubními problémy.
- Díky nepatrné hmotnosti a silné rukojeti sníží příbory tlak na prsty a odlehčí kloubům.

Materiál: plast
+ nerezová ocel

Délka: 18–22 cm

Hmotnost: 23–37 g

vidlička cena 290 Kč

lžice cena 290 Kč

nůž cena 290 Kč

dezertní lžička cena 290 Kč



Ergonomické příbory ETAC se štíhlou rukojetí

80401003 (vidlička), **80401005** (lžice), **80401001** (nůž), **80401007** (dezertní lžička)

- Lehké ergonomicky tvarované příbory se štíhlou prodlouženou rukojetí.
- Speciálně určené pro osoby, které si při jídle potřebují opřít ruce v předloktí o stůl.
- Příbory a jejich těžiště jsou navrženy tak, aby byl jejich uživatel ušetřen zbytečných pohybů rukou a předloktí.

Materiál: plast + nerezová ocel

Délka: 20–22 cm

Hmotnost: 21–34 g

vidlička cena 290 Kč

lžice cena 290 Kč

nůž cena 290 Kč

dezertní lžička cena 290 Kč



Příbory ETAC pro dopomoc

80403101 (lžice), **80403102** (lžička), **80403103** (vidlička)

- Příbory navrženy pro stravování za asistence druhé osoby.
- Plochý a hladký design usnadňuje stravování osob s omezenou schopností otevřít ústa.
- Vhodné pro osoby se slabým svalstvem horních končetin.
- Vršek rukojeti uzpůsoben pro přidržování asistující osobou.

Materiál: plast

Délka: 31–37 cm

Hmotnost: 20–22 g

lžice cena 290 Kč

lžička cena 290 Kč

vidlička cena 290 Kč



Příbory ETAC kombinované

80403003

(vidlička/nůž, levá ruka),

80403002

(vidlička/nůž, pravá ruka),

80403001 (lžice/nůž)

- Kombinovaný příbor určený osobám, které mohou používat pouze jednu ruku.
- Zakulacená rukojeť pro pohodlné a bezpečné držení při nabírání i krájení jídla.

Materiál: plast + nerezová ocel

Délka: 18 cm (vidlička/nůž), 20 cm (lžice/nůž)

Hmotnost: 25 g (vidlička/nůž), 35 g (lžice/nůž)

vidlička/nůž cena **290 Kč**

lžice/nůž cena **290 Kč**



Zakřivená ergonomická lžice ETAC

80403202 (levá ruka), **80403201** (pravá ruka)

- Lehká ergonomická zakřivená lžice se silnou rukojetí.
- Vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí paží a zápěstí.
- Dostupné ve 2 variantách.

Materiál: plast + nerezová ocel

Délka: 19 cm

Hmotnost: 35 g

80403202 cena **290 Kč**

80403201 cena **290 Kč**



Dětská zalomená lžice ETAC

80403302 (levá ruka), **80403301** (pravá ruka)

- Lehká zakřivená lžice navržena pro děti.
- Cílem je usnadnit dětem samostatné stravování.
- Speciální tvar a podpora palce zabraňují sklouznutí.
- Úhel zakřivení lze nastavit pomocí malého šroubku.
- Díky pružnému poutku je vhodná i pro děti s nízkou schopností uchopení.
- Levá a pravá varianta.

Materiál: plast

Délka: 16 cm

Hmotnost: 40 g

80403302 cena **640 Kč**

80403301 cena **640 Kč**



Talířová obruba

147500

- Univerzální talířová obruba.
- Uspodňuje nabrání jídla na vidličku či lžici.
- Vhodná do myčky a mikrovlnné trouby.
- Snadné nasazení.
- Maximální průměr talíře 28 cm.

Materiál: plast
Barva: bílá

cena 110 Kč



Hrnek s náustkem ETAC

80404042

- Hrnek složený z plastového pohárku, podšálku s držadlem a víka s náustkem.
- Rozšířené dno podšálku zabraňuje převrhnutí.
- Velké držadlo pro snazší uchopení.
- Díky izolujícímu podšálku lze držet hrnek i s horkou tekutinou.
- Lze mýt v myčce.

Materiál: plast
Hmotnost: 125 g
Objem: 3 dl

cena 460 Kč



Pohár ETAC

80404001

- Lehký plastový pohár inspirovaný sklenicí na víno.
- Pohár má silnou nohu pro snadné uchopení palcem a ukazováčkem.
- Vhodný pro osoby s kloubními problémy.

Materiál: plast
Hmotnost: 75 g
Objem: 2,5 dl

cena 195 Kč



Pítko ETAC

80404101

- Speciální pítko navržené pro usnadnění pití.
- Hubička pro lepší kontakt se rty.
- Snižuje nutnost zaklání hlavy.
- Pítko je transparentní.
- Vyznačené rysky 0,5 dl a 1 dl.

Materiál: plast
Hmotnost: 40 g

cena 195 Kč



Sada Beauty

80210066

- Sada Beauty obsahuje:
 - Mycí houbu s ergonomickou rukojetí, délka: 38 cm.
 - Hřeben na vlasy s ergonomickou rukojetí, délka: 37 cm.
 - Univerzální ergonomický úchyt s pilníkem na nehty, který lze použít i jako úchyt např. pro kartáček na zuby nebo holicí strojek, délka: 11 cm.

cena 690 Kč



Mycí houba zahnutá

80210080

- Zahnutá mycí houba s ergonomickou rukojetí.
- Navržena pro usnadnění každodenního umývání.
- Houba neabsorbuje vodu, tudíž je lehká po celou dobu používání.
- Rukojeť s protiskluzovým povrchem pro snadné a bezpečné používání.
- Mycí houba je odnímatelná a lze ji prát v pračce.

Délka: 77 cm

Hmotnost: 203 g

cena 560 Kč



Mycí houba

80210076

- Mycí houba s ergonomickou rukojetí.
- Navržena pro usnadnění každodenního umývání.
- Houba neabsorbuje vodu, tudíž je lehká po celou dobu používání.
- Rukojeť s protiskluzovým povrchem pro snadné a bezpečné používání.
- Mycí houba je odnímatelná a lze ji prát v pračce.

Délka: 38 cm

Hmotnost: 112 g

cena 420 Kč



Kartáč na vlasy

80210072 (délka 29 cm),

80210074 (délka 37 cm)

- Kartáč na vlasy s prodlouženou ergonomickou rukojetí.
- Ergonomická rukojeť s protiskluzovým povrchem pro pohodlné a bezpečné používání.
- Kratší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k uším.
- Delší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k ramenům.

Délka: 29 / 37 cm

Hmotnost: 102 / 112 g

80210072 cena 390 Kč

80210074 cena 460 Kč



Hřeben na vlasy

80210068 (délka 30 cm), **80210070** (délka 37 cm)

- Hřeben na vlasy s prodlouženou ergonomickou rukojetí.
- Ergonomická rukojeť s protiskluzovým povrchem pro pohodlné a bezpečné používání.
- Kratší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k uším.
- Delší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k ramenům.

Délka: 30 / 37 cm

Hmotnost: 80 / 90 g

80210068 cena 390 Kč

80210070 cena 420 Kč



Pomůcka k mytí vlasů

80210078

- Speciální pomůcka (kartáč) k mytí vlasů s ergonomickou rukojetí.
- Navrženo pro usnadnění umývání vlasů.
- Rukojeť s protiskluzovým povrchem pro snadné a bezpečné používání.

Délka: 36 cm

Hmotnost: 112 g

cena 420 Kč




Mycí sandál

DEAV001

- Mycí sandál usnadňující péči o nohy osobám se sníženou pohyblivostí.
- Přísavky na spodní straně zajišťující bezpečné používání.
- Dlouhá životnost štětin.
- Otvory usnadňující odtok vody.

cena 770 Kč



Univerzální úchyt s pilníkem na nehty

80210082

- Univerzální ergonomický úchyt s pilníkem na nehty.
- Úchyt je standardně dodáván s pilníkem na nehty (3 ks).
- Větší otvor na opačné straně slouží pro uchycení např. kartáčku na zuby nebo holicího strojeku.

Délka: 11 cm

Hmotnost: 45 g

cena 190 Kč



Pomůcka pro osobní hygienu ETAC Torkel

80304001

- Praktický pomocník pro osobní hygienu na WC pro osoby se sníženou pohyblivostí.
- Vyrobeno z lehkého materiálu pro snadné použití.
- Do kleští může být umístěn toaletní papír, žínka či menší ručník.
- Pomůcku lze dezinfikovat chemicky nebo varem.

Délka: 33 cm

Hmotnost: 100 g

cena 590 Kč



Navlékač ETAC Socky

80601002-2 (krátký),
80601003-2 (standard),
80601001-2 (dlouhý)

- Pomůcka pro usnadnění navlékání nejen punčoch a ponožek.
- Krátký navlékač je vhodný pro navlékání ponožek, podkolenek a kompresních podkolenek.
- Dlouhá varianta pomůže při značné slabosti v rukách a snížené pohyblivosti trupu, navíc sníží tření ponožky o podlahu.
- Pomocí dlouhého navlékače lze snadno obléci ponožky, podkolenky a punčochy.
- Varianta Standard je navržena pro navlékání různých typů a délek samodržících a kompresních punčoch.

krátký cena **540 Kč**

standard cena **1 690 Kč**

dlouhý cena **1 190 Kč**



Zapínač knoflíků ETAC Butler

80602001

- Praktický pomocník pro zapínání knoflíků.
- Zapínač je vhodný pro malé i velké knoflíky a pro zapínání a rozepínání zipů.

Délka: 13 cm

cena **360 Kč**



Zapínač knoflíků ETAC Butler

80602004

- Praktický pomocník pro zapínání knoflíků.
- Zapínač je vhodný pro knoflíky všech typů.

Délka: 22 cm

cena **250 Kč**

POMŮCKY PRO PŘESUN

ETAC Immedia SupportBelt

IM8009009 (XXS),
IM8010509 (XS),
IM8010513 (S),
IM8013013 (M),
IM8015013 (L),
IM8017015 (XL)

- Transportní pás s úchyty pro podporu druhou osobou.
- Možnost podpory při vstávání, sedání, přesunu pacienta nebo při nácvičku chůze.
- Vnitřní strana pásu je z neklouzavého materiálu pro maximální bezpečnost.
- Délkově nastavitelný obvod pasu přezkou.
- Dostupný ve velikostech XXS–XL.

Rozměry:

XXS	45–90 x 9 cm, 4 úchyty
XS	60–110 x 9 cm, 4 úchyty
S	60–110 x 13 cm, 5 úchytů
M	85–130 x 13 cm, 6 úchytů
L	110–160 x 13 cm, 8 úchytů
XL	145–170 x 15 cm, 11 úchytů



XXS cena **2 190 Kč**

XS cena **2 190 Kč**

S cena **2 190 Kč**

M cena **2 290 Kč**

L cena **2 490 Kč**

XL cena **2 590 Kč**

ETAC Immedia OneWayGlide Long

IM33/8

- Dlouhá otevřená transportní podložka s úchyty.
- Praktické pásky pro přivázání podložky k rámu vozíku.
- Vnější část z neklouzavého materiálu.
- Měkké a komfortní sezení.

Rozměry: 40 x 130 cm

Nosnost: 150 kg

cena **3 390 Kč**



ETAC Immedia OneWayGlide Tube Velour

IM45/8 (43 x 37 cm), **IM50/8** (50 x 42 cm)

- Transportní tubulární podložka pro snadný přesun.
- Podložka usnadňuje přesun jedním směrem a zároveň zabraňuje sklouznutí do stran.
- Vnější část z neklouzavého materiálu.
- Nutnost použití na textilním povrchu.
- Měkké a komfortní sezení.

Rozměry: 43 x 37 cm, 50 x 42 cm

Nosnost: 150 kg

IM45/8 cena **2 590 Kč**

IM50/8 cena **2 690 Kč**



POMŮCKY PRO PŘESUN



ETAC Immedia SmartMove

IM426

- Otevřená transportní podložka s držadly pro podporu druhou osobou.
- Podpora nejen pro vstávání, sedání či polohování pacienta na lůžku.
- Usnadní správnou a bezpečnou pozici pečovatele při provádění úkonů.
- Vnitřní plocha z neklouzavého materiálu.
- Součástí jsou čtyři držadla, která umožňují pevný úchop.

Rozměry: 21 x 60 cm

Nosnost: 150 kg

cena 2 090 Kč



ETAC Immedia GlideCushion

IM60/25N (60 x 25 cm), **IM60/50** (60 x 50 cm), **IM60/90** (60 x 90 cm), **IM69/70** (69 x 70 cm), **IM90/90** (90 x 90 cm)

- Pohodlná přesuvná podložka.
- Pomůcka usnadní polohování pacienta na lůžku či jeho přesun na vozík.
- Pomůcka usnadní i pohyb bez asistence druhou osobou.
- Dostupná ve dvou variantách: nylon / polyester + bavlna.

Rozměry: 60 x 25 cm, 60 x 50 cm, 60 x 90 cm,
69 x 70 cm, 90 x 90 cm

Nosnost: 200 kg

IM60/25N cena 2 190 Kč

IM60/50 cena 2 390 Kč

IM60/90 cena 4 590 Kč

IM69/70 cena 3 090 Kč

IM90/90 cena 5 190 Kč



ETAC Immedia TransferMattress

IM60/195 (60 x 195 cm), **IM70/195** (70 x 195 cm), **IM4304** (úzký set), **IM4305** (široký set)

- Měkká podložka pro horizontální přesun.
- Pomůcka usnadní přesun pacienta např. mezi lůžky či z nosítek na lůžko.
- K dispozici ve dvou šířkách.
- Dostupné také jako set s voděodolným potahem.

Rozměry: 60 x 195 cm, 70 x 195 cm

Nosnost: 200 kg

IM60/195 cena 7 390 Kč

IM70/195 cena 7 790 Kč

IM4304 cena 8 890 Kč

IM4305 cena 10 990 Kč

POMŮCKY PRO PŘESUN



ETAC Immedia Sling

IM428 (dlouhá), **IM428K** (krátká)

- Multifunkční pomůcka pro přesun pacienta druhou osobou.
- Díky vhodnému tvaru a celkem osmi úchyťům může sloužit pro přesun mezi vozíkem a postelí, polohování na lůžku ve všech směrech atd.
- Čtyři úchyty na každé straně.
- Vnitřní strana z neklouzavého materiálu.
- Vnější strana z materiálu, který zabraňuje velkému tření.

Rozměry: 16 x 190 cm, 16 x 120 cm
Nosnost: 150 kg

IM428 cena **2 190 Kč**

IM428K cena **2 490 Kč**



ETAC Immedia E-Board

IM404 (krátká), **IM405** (dlouhá)

- Flexibilní přesuvná deska s bočním vedením.
- Jedna boční strana má tvarovatelné "křídlo", které lze ohnout nahoru i dolů.
- "Křídlo" zajistí lepší stabilitu během přesunu.
- Dostupná ve dvou velikostech.

Rozměry: 33 x 60 x 0,5 cm,
33 x 75 x 0,6 cm
Nosnost: 150 kg

IM404 cena **2 990 Kč**

IM405 cena **3 690 Kč**



ETAC Immedia E-Board Compact

IM410 (malá), **IM408** (střední)

- Kompaktní přesuvná deska.
- Pro menší rozměry a nižší hmotnost je vhodná především pro aktivnější a nezávislé uživatele.
- Dostupná ve dvou velikostech.

Rozměry: 20 x 45 x 0,5 cm,
25 x 60 x 0,5 cm
Nosnost: 150 kg

IM410 cena **2 590 Kč**

IM408 cena **2 890 Kč**



ETAC Immedia AutoTurn

IM99999

- Otočná podložka určená na sedadlo auta.
- Usnadňuje nastupování/vystupování do/z auta.
- Malé tření umožňuje sklouznutí a snadné dosažení požadované pozice na sedadle.
- Minimální zátěž boků, kolien a kotníků rotačním pohybem.
- Podložku lze upevnit kolem sedadla.
- Držadla po stranách usnadní použití.

Rozměry: Ø 45 cm
Nosnost: 150 kg

cena **5 890 Kč**

POMŮCKY PRO PŘESUN



ETAC Turner PRO

16090106

- Pomůcka pro snadné a bezpečné otočení pacienta vestoje.
- Minimální zátěž pro profesionální ošetrovatelský personál nebo pečující osoby při domácím použití.
- Kontrastní madlo a měkké výškově nastavitelné kolenní opěry pro pohodlí pacienta.
- Lehké provedení, snadné na převoz.

Celková hmotnost: 8 kg
Výška madla: 78–120 cm
Průměr talíře: 40 cm
Nosnost: 200 kg

cena 13 690 Kč



ETAC Immedia EasyTurn

IM999405 (Ø 40 cm), IM990454 (Ø 45 cm), IM999505 (Ø 50 cm)

- Měkká otočná podložka.
- Vhodná pro usnadnění vystupování/nastupování z/do auta či pro vstávání z postele.
- Velmi snadné použití.
- Dostupná ve třech velikostech.

Nosnost: 150 kg

Ø 40 cm cena 1 990 Kč

Ø 45 cm cena 2 090 Kč

Ø 50 cm cena 2 390 Kč



ETAC Immedia PediTurn

IM99836GT (SOFT), IM99700 (HARD)

- Otočná podložka vhodná např. pro přesun z vozíku na postel.
- Určená pro osoby, které nemohou během přesunu hýbat nohama.
- Varianta SOFT pro použití bez obuvi (obě strany podložky z neklouzavého materiálu).
- Varianta HARD pro použití s obuví.

Průměr: 40 cm (SOFT)
38 cm (HARD)

Nosnost: 150 kg

SOFT cena 2 390 Kč

HARD cena 5 790 Kč

POMŮCKY PRO PŘESUN



ETAC Molift Raiser

16090202

- „Rudlík“ pro pohodlný přesun osob s omezenou pohyblivostí.
- Minimální zátěž pro profesionální ošetrovatelský personál nebo pečující osoby při domácím použití.
- Snadný přesun osob z pozice v sedě do pozice ve stoje a následný převoz.
- Polstrovaná kolenní opěrka.
- Možnost stabilizace pozice ve stoje bezpečnostním upínacím pásem.
- Upínací pás není součástí rudlíku.

Rozměry: 58 x 63 x 120 cm

Nosnost: 150 kg

cena 23 990 Kč



ETAC Molift Raiser Strap

82508 (S/M), 82509 (L/XL)

- Bezpečnostní upínací pás k rudlíku ETAC Molift Raiser.
- Vhodný při přesunu osob, které se mohou samy postavit.
- Pás zajistí podporu zad a boků během vstávání.

Rozměry: 171 cm (S/M)
205 cm (L/XL)

Nosnost: 150 kg

cena 3 290 Kč



ETAC Molift Raiser Strap+

82528 (S/M), 82529 (L/XL)

- Bezpečnostní upínací pás k rudlíku ETAC Molift Raiser.
- Vhodný při přesunu osob, které při vstávání potřebují pomoc ošetrovatele.

Rozměry: 171 cm (S/M)
205 cm (L/XL)

Nosnost: 150 kg

cena 4 490 Kč

INFORMACE K POSTUPU ZÍSKÁNÍ POUKAZU NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU





Zdravotnické pomůcky jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění v rozsahu stanoveném zákonem. Na poukaz lze předepsat pouze zdravotnickou pomůcku, které byl přidělen kód VZP nebo SZP a tím byl zařazen do Seznamu zdravotnických prostředků SÚKL. Seznam hrazených ZP SÚKL bude nově aktualizován každý měsíc. Od 1. 8. 2019 dojde k prvním velkým změnám, kdy již například nebude hrazen „bílý program“. Další změny budou následovat na základě možnosti přehlášení stávajících kódů ZP.

CO JE POUKAZ?

Poukaz je stejně jako klasický recept na léky oficiálním tiskopisem sloužícím pro komunikaci mezi lékařem, pacientem a zdravotní pojišťovnou. Úplný název a označení je „VZP-13-Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“, z čehož vyplývá účel použití. V případě, že potřebujete nějakou léčebnou nebo ortopedickou pomůcku, Váš lékař Vám vystaví poukaz (u některých pomůcek je třeba ještě schválení revizním lékařem), se kterým následně půjdete do zdravotnických potřeb a pomůcku si vyzvednete.

Podoba poukazu – přední a zadní strana:

Kód pojišťovny	POUKAZ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU	poř. č.		
Příjmení a jméno	DRUH A OZNAČENÍ POMŮCKY	Ev. č.		
Číslo pojistěnce	oprava – úprava pomůcky	Pomůcka nová / repasovaná ^{*)} ^{*) nehodící se škrtněte!}		
Bydliště (adresa)	Sk	Kód	Počet	Cena
Dg	Cena pomůcky			
Pomůcka trvalá / dočasná ^{*)} ^{*) nehodící se škrtněte!}	Datum:			
Dne:	Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny	razítko výdejce		
razítko poskytovatele, jmenovka a podpis lékaře				

	Břichní pás pro ženu objem 1 cm pro muže objem 2 cm pro dítě objem 3 cm výška vpředu 4 cm výška vzadu 5 cm Míry se měří na nahém těle vstoje!
	Kýlní pás pravostranný — levostranný oboustranný — pro kýly: 1. tříselní 2. šourkovou 3. stehenní 4. pupoční Objemy: Velikost kýly: a) cm b) cm
	Gumové punčochy (kusů) Délky punčoch: od A do G cm od do cm od do cm od do cm Míry mějte vždy ráno před obutím nohy!
	Pažní návlek palec a-b růkořice b návlek c c-1 d d-1 e e-1 f f-1 g g-1 h (měřeno přes rameno) Obvod z ramene přes axilu zpět k rameni h-k-h
Prohlášení, že (nehodící se škrtněte!) a) pomůcku dostávám poprvé b) naposledy jsem dostal pomůcku stejného typu v roce c) naposledy jsem dostal pomůcku typu v roce	
Pomůcku převzal dne: podpis	
VZP-13/2013 podpis	

JAK MÁM POSTUPOVAT, KDYŽ POTŘEBUJI ZDRAVOTNICKOU POMŮCKU?

1. krok: Konzultace a výběr

O svých potřebách s ohledem na zdravotní stav se poradte se svým ošetřujícím lékařem, případně terapeutem, a dále s odborným pracovníkem dodavatele pomůcky na trh (např. v pobočkách MEYRA ČR). Takto si nejlépe vytvoříte představu o tom, jaké pomůcky jsou na trhu dostupné, zda jsou plně/částečně hrazené nebo nehrazené Vaší zdravotní pojišťovnou, a které konkrétně splňují všechny Vaše individuální potřeby.

Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro konkrétní pomůcku a ta je plně nebo částečně hrazená Vaší zdravotní pojišťovnou, požádejte pracovníka dodavatele o kód pomůcky. V tomto kroku se také informujte, zda pomůcku může předepsat praktický lékař nebo pouze specialista, a zda indikace a úhrada dané pomůcky podléhá následně ještě schválení revizním lékařem Vaší zdravotní pojišťovny.

2. krok: Vystavení poukazu

Na základě posouzení Vašeho zdravotního stavu Vám lékař může vystavit poukaz. Pokud předepsaná pomůcka nepodléhá schválení revizním lékařem, pak s obdrženým poukazem pokračujte na krok 4. níže. Pokud pomůcka podléhá schválení revizním lékařem, pak Váš lékař musí k poukazu vyplnit druhý formulář nazvaný „Žádanka o schválení/povolení“. Dále již záleží na individuální dohodě mezi předepisujícím lékařem a pacientem, zda předá oba formuláře reviznímu lékaři předepisující lékař nebo sám pacient.

Pozor – pokud je Vám předepsána pomůcka, která následně podléhá ještě schválení revizním lékařem, pak je nutné, aby Váš předepisující lékař do žádanky dostatečně odůvodnil předepsání takové pomůcky z ohledem na Váš zdravotní stav.

Máte-li v době žádosti o vystavení poukazu v užívání starou pomůcku skupiny 07, 12, 13, která byla hrazena zdravotní pojišťovnou, je nutné, aby ji servisní technik dodavatele této pomůcky prohlédl a vyplnil formulář „Posouzení stavu ZP“. V tomto formuláři se technik vyjádří k možnosti opravy staré pomůcky a ceně takové opravy. Vyplněný formulář předejte lékaři při předepisování poukazu na pomůcku novou (jen v případě pojištění VZP a ČPZP formulář posílá pojišťovně přímo servisní technik dodavatele pomůcky).

3. krok: Posouzení indikace a úhrady pomůcky revizním lékařem

Možná vyjádření revizního lékaře:

- a) indikace a úhrada pomůcky je schválena, přičemž:
 - potvrzený poukaz Vám předá předepisující lékař (= postup pojištěven VZP i SZP),
 - nebo potvrzený poukaz je zaslán přímo dodavateli pomůcky na trh a ten Vás následně zkontaktuje pro domluvení se na vyzvednutí pomůcky (= postup pojištěven SZP),
 - nebo potvrzený poukaz je předán přímo Vám, pokračujte krokem 4. níže (= postup pojištěven SZP).
- b) indikace a úhrada pomůcky je zamítnuta – revizní lékař o tomto vyrozumí předepisujícího lékaře a ten následně Vás,
- c) schválení indikace a úhrady se vztahuje na jinou ovšem funkčně shodnou pomůcku,
- d) dojde k výdeji repasované pomůcky (pro více informací nás neváhejte kontaktovat).

4. krok: Výdej pomůcky

S poukazem se všemi náležitostmi se obrátíte na odborného pracovníka dodavatele pomůcky (např. do pobočky MEYRA ČR), kde Vám bude pomůcka rovnou vydána nebo individuálně zhotovena a vydána v domluvené dodací lhůtě.

Postup pro vyřízení poukazu na elektrický vozík a další podrobnější informace jsou k nalezení na našich webových stránkách www.meyra.cz/poukaz

Kdo Vám může pomůcku předepsat?

ZDRAVOTNICKÁ POMŮCKA	PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKAŘ	NUTNOST SCHVÁLENÍ REVIZNÍM LÉKAŘEM
Mechanické vozíky s příslušenstvím	REH, ORT, NEU, INT	ANO
Antidekubitní pomůcky	REH, ORT, NEU	ANO
Polohovací lůžka s příslušenstvím	REH, ORT, NEU	ANO
Hole a berle	PRL, REH, ORT, NEU, CHR	NE
Chodítka	REH, NEU, ORP, ORT	ANO
Toaletní a koupelňové pomůcky	PRL, REH, ORT, NEU, GER	NE
Zvedací zařízení	REH, ORT, NEU	ANO
Bandáže a ortézy	CHR, NEU, ORP, ORT, REH, TVL, TRA	NE

Význam zkratk:

GER	Geriatr	ORT	Ortoped
INT	Internista	PRL	Praktický lékař
CHR	Chirurg	REH	Rehabilitační lékař
NEU	Neurolog	TVL	Tělovýchovný lékař
ORP	Ortopedický protetik	TRA	Traumatolog

Mohou nastat i situace, že zdravotnická pomůcka není lékařem předepsána nebo že poukaz na základě žádanky nebyl revizním lékařem schválen. V tomto případě si pomůcku musí žadatel hradit sám. Podmínky úhrad ZP a jejich vydávání se mění novelou zákona o ZP. Pokud nemá sám dostatečné finanční možnosti, existují v ČR nadace, které zdravotnické pomůcky částečně nebo zcela uhradí. Některé z nadací uvádíme na našich webových stránkách: www.meyra.cz/nadace. Dá se ovšem předpokládat, že podmínky pro úhradu zdravotnického prostředku budou u každé z nadací jiné. Je třeba se dopředu informovat.



PRAHA

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 - Spořilov
tel.: 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz

BRNO

Cejl 107
602 00 Brno - Zábrdovice
tel.: 545 216 748
e-mail: brno@meyra.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Matice školské 192/14
370 01 České Budějovice
tel.: 386 356 838
e-mail: ceskebudejovice@meyra.cz

JANSKÉ LÁZNĚ

nám. Svobody 38 - Janský Dvůr
542 25 Janské Lázně
tel.: 499 875 494
e-mail: janskelazne@meyra.cz

LIBEREC

Mrštíkova 399/2A - areál Werk
460 07 Liberec III - Jeřáb
tel.: 488 577 793
e-mail: liberec@meyra.cz

OSTRAVA

Bendlova 377/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel.: 595 626 012
e-mail: ostrava@meyra.cz

PLZEŇ

vchod: Lochotínská 29
Keřová 343/13
301 00 Plzeň
tel.: 377 520 010
e-mail: plzen@meyra.cz

PODĚBRADY – Expediční sklad

Stavební 57
290 01 Poděbrady
tel.: 325 626 503
e-mail: s-sklad@meyra.cz

www.meyra.cz
www.pomucky.cz

