

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
HOLE, BERLE, CHODÍTKA
2024/2025





OBSAH

Čtyřkolová chodítka	5	Předloketní berle	13
SERVER	5	Podpažní berle	14
IDEAL Rollator	5	Standardní a vícebodové hole	14
Rollator 2	5	Příslušenství	15
EXPLORER	6		
SERVER HD	6		
PIXEL	6		
ROCKY	7		
ROSE	7		
MOBILUS Lite	9		
Tříkolová chodítka	7		
BILLY	7		
Čtyřkolová chodítka s podpůrnými prvky	9		
EDI	9		
NAVIGATOR	9		
AMBONA	10		
AMBONA Maxi	10		
Čtyřbodová chodítka - pevná, kloubová, kombinovaná	11		
WAVE	11		
FIX	11		
DUAL	11		
TRIPLA	12		
Dvoukolová chodítka	12		
TRIPLA	12		
WHEELER	12		
ALEX	12		



Použité značky v katalogu

plná úhrada ZP Plná úhrada všemi zdravotními pojišťovnami

částečná úhrada ZP Částečná úhrada všemi zdravotními pojišťovnami

XXL velikost XXL velikost / nosnost

novinka Novinka

8 let záruka 8 let záruka na výrobní vady

Ceny u produktů hrazených zdravotními pojišťovnami a výše doplatků či spoluúčástí jsou pro přehlednost zaokrouhlené na celé koruny.

Všechny ceny v tomto katalogu jsou uváděny včetně DPH.

Změna cen vyhrazena.



Všechny výrobky prezentované v tomto materiálu jsou zdravotnickými prostředky, pokud není uvedeno jinak.* Před jejich použitím si přečtěte návod k použití.**

* Výrobky označené „není ZP“ nejsou zdravotnickými prostředky. Netýká se uvedeného příslušenství k invalidním vozíkům.

** Pokud byl výrobcem zdravotnického prostředku vydán.



Naskenujte QR kód pomocí telefonu a získáte okamžitý přístup k aktuálním informacím o daném produktu - aktuální cena, úhrada ZP, detailní technické informace, návod k použití a jiné.



ČTYŘKOLOVÁ CHODÍTKA



Čtyřkolové chodítka Rehasense SERVER

SRxxL600

- Vysoce kvalitní odlehčené čtyřkolové chodítka.
- Stylové, nadčasové a vkusné, přičemž hlavními prioritami jsou bezpečnost, pohodlí a funkčnost.
- Uživatelsky přívětivá a snadno nastavitelná výška ergonomických rukojetí.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Bezpečnostní odrazky na rámu, rukojetích i nákupní tašce.
- Velká nákupní taška s nosností až 5 kg.
- Snadné a pohodlné skládání a rozkládání.
- Možnost dovybavení zádomou opěrou.
- V nabídce více barevných provedení.

Šířka: 61 cm

Výška model: 74–102 cm

Šířka sedla: 46 cm

Hmotnost: 7,2 kg

Nosnost: 150 kg



Kód ZP: 07-5015441

cena 7 889 Kč
(doplatek 4 481 Kč)



Čtyřkolové chodítka IDEAL Rollator

3061982

- Stabilní čtyřkolové chodítka vhodné pro interiér i exteriér.
- Plynule nastavitelná výška model.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko, odnímatelný podnos a košík.
- Držák hole (berle).
- Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka: 59 cm

Výška model: 79–99 cm

Šířka sedla: 42 cm

Výška sedátka: 61 cm

Hmotnost: 11 kg

Nosnost: 130 kg

Barva: šedostříbrná



Kód ZP: 07-5005963

cena 3 255 Kč
(doplatek 0 Kč)



Čtyřkolové chodítka ROLLATOR 2

3061982-R

- Stabilní čtyřkolové chodítka vhodné pro interiér i exteriér.
- Plynule nastavitelná výška model.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko, odnímatelný podnos a košík.
- Držák hole (berle).
- Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka: 59 cm

Výška model: 79–95 cm

Šířka sedla: 42 cm

Výška sedátka: 60 cm

Hmotnost: 9,5 kg

Nosnost: 130 kg

Barva: šedostříbrná



ČTYŘKOLOVÁ CHODÍTKA

Čtyřkolové chodítko EXPLORER

ERBxL60

- Vysoce kvalitní odlehčené čtyřkolové chodítko s většími outdoorovými koly.
- Stylové, nadčasové a vkusné, přičemž hlavními prioritami jsou bezpečnost, pohodlí a funkčnost.
- Uživatelsky přívětivá a snadno nastavitelná výška ergonomických rukojetí.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Bezpečnostní odrazky na rámu, rukojetích i nákupní tašce.
- Velká nákupní taška s nosností až 5 kg.
- Snadné a pohodlné skládání a rozkládání.
- Možnost dovybavení zádovou opěrou.
- V nabídce více barevných provedení.

Šířka: 70 cm
Výška madel: 74–102 cm
Šíře sedu: 53 cm
Hmotnost: 9,2 kg
Nosnost: 200 kg

novinka

XXL velikost

8let záruka



cena 13 980 Kč



Čtyřkolové chodítko SERVER HD

HRSGL600

- Vysoce kvalitní bariatrické odlehčené čtyřkolové chodítko s nosností až 200 kg.
- Stylové, nadčasové a vkusné, přičemž hlavními prioritami jsou bezpečnost, pohodlí a funkčnost.
- Uživatelsky přívětivá a snadno nastavitelná výška ergonomických rukojetí.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Bezpečnostní odrazky na rámu, rukojetích i nákupní tašce.
- Velká nákupní taška s nosností až 5 kg.
- Snadné a pohodlné skládání a rozkládání.
- Možnost dovybavení zádovou opěrou.

Šířka: 69 cm
Výška madel: 74–102 cm
Šíře sedu: 55 cm
Hmotnost: 7,9 kg
Nosnost: 200 kg

novinka

XXL velikost

8let záruka

částečná úhrada ZP



Kód ZP: 07-5015442

cena 11 979 Kč
(doplatek 8 571 Kč)



Interiérové čtyřkolové chodítko PIXEL

PRxxL700

- Velmi praktické a stylové interiérové chodítko pro každodenní používání.
- Výškově nastavitelné spojené madlo.
- Široká přítlačná brzda s možností aretace.
- Snadné a pohodlné skládání a rozkládání.
- Prostorný odnímatelný táč.
- Odnímatelná taška s nosností až 5 kg.
- Praktická příruční síťová taštička na mobilní telefon, brýle, kosmetiku, léky, dálkové ovládání apod.

Šířka: 54 cm
Hloubka: 65 cm
Výška madel: 86–97 cm
Hmotnost: 5,2 kg
Nosnost: 110 kg

novinka

8let záruka

cena 7 980 Kč



ČTYŘKOLOVÁ CHODÍTKA, TŘÍKOLOVÁ CHODÍTKA

Čtyřkolové chodítko ROCKY

VCBK23231

- Čtyřkolové chodítko se skládacím hliníkovým rámem.
- Měkký sedák pokrytý koženkou.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Odnímatelný úložný prostor.
- Odklopná zádová opěra.
- Držák hole (berle).

Šířka: 60 cm
Výška madel: 75,5–95 cm
Šíře sedu: 44 cm
Výška sedátka: 51,5–57 cm
Hmotnost: 7,3 kg
Nosnost: 120 kg



Kód ZP: 07-5008554



cena 4 189 Kč
(doplatek 781 Kč)



Čtyřkolové chodítko se stupačkou ROSE

VCBK222T

- Čtyřkolové chodítko s integrovanou odklopnou stupačkou umožňující i transport uživatele doprovodnou osobou.
- Skládací hliníkový rám.
- Měkký sedák pokrytý koženkou.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Odnímatelný úložný prostor.
- Nastavitelná zádová opěra.

Šířka: 61 cm
Výška madel: 77–88 cm
Šíře sedu: 45 cm
Výška sedátka: 54 cm
Hloubka se stupačkou: 92 cm
Hmotnost: 8,5 kg
Nosnost: 120 kg



Kód ZP: 07-5013541

cena 4 489 Kč
(doplatek 1 081 Kč)



Tříkolové chodítko BILLY

VCBK5221

- Tříkolové skládací chodítko.
- Skládací hliníkový rám.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Vpředu nákupní košík s podnosem.
- Uzavíratelná nákupní taška.

Šířka: 62 cm
Hloubka: 58 cm
Výška madel: 82–97 cm
Hmotnost: 5,6 kg
Nosnost: 110 kg



Kód ZP: 07-5008611

cena 2 824 Kč
(doplatek 0 Kč)





ČTYŘKOLOVÁ CHODÍTKA



Čtyřkolové chodítko MOBILUS Lite

VCBK222B

- Odlehčené stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiér i exteriér.
- Jednoduše nastavitelná výška ergonomicky tvarovaných madel.
- Integrovaná zádová opěra.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Textilní sedátko.
- Odnímatelná taška.
- Držák hole (berle).

Šířka: 67 cm
Výška madel: 80–92 cm
Šíře sedu: 46 cm
Hmotnost: 7 kg
Nosnost: 136 kg
Barva: šedostříbrná



Kód ZP: 07-5011692

cena 4 369 Kč
(doplatek 961 Kč)



Čtyřkolové předloketní chodítko EDI

VCBK223

- Stabilní předloketní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiér i exteriér.
- Skládací rám.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Hloubkově a úhlově nastavitelná madla.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko, držák hole, odnímatelný podnos a košík.
- Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka: 59 cm
Výška područek: 98–120 cm
Výška sedátka: 61 cm
Šíře sedu: 42 cm
Hloubka: 68 cm
Hmotnost: 11,8 kg
Nosnost: 130 kg



Kód ZP: 07-5008624

cena 6 790 Kč
(doplatek 1 726 Kč)



Čtyřkolové předloketní chodítko NAVIGATOR

NRRxxL60UP

- Vysoce kvalitní odlehčené čtyřkolové předloketní chodítko.
- Stylové, nadčasové a vkusné, přičemž hlavními prioritami jsou bezpečnost, pohodlí a funkčnost.
- Uživatelsky přívětivá, délkově a úhlově nastavitelná madla.
- Úhlově nastavitelné předloketní opěry.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Velká nákupní taška s nosností až 5 kg.
- V nabídce více barevných provedení.

Šířka: 63 cm
Výška područek: 90–115 cm
Výška sedátka: 62 cm
Šíře sedu: 46 cm
Hmotnost: 9,6 kg
Nosnost: 150 kg



cena 15 563 Kč

ČTYŘKOLOVÁ CHODÍTKA



Čtyřkolové chodítko AMBONA

VCBK2A

- Čtyřkolové chodítko s podpůrnou deskou.
- Ocelový rám.
- Snadno nastavitelná výška polstrované podpůrné desky (područek).
- Snadno nastavitelná výška a úhel madel.
- Zadní kolečka s brzdami.

Šířka: 64 cm

Výška madel: 109–152 cm

Hmotnost: 10 kg

Nosnost: 120 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008572



cena 5 026 Kč
(doplatek 0 Kč)



Čtyřkolové chodítko AMBONA Maxi

VCBK2A-5

- Čtyřkolové chodítko s podpůrnou deskou.
- Zúžená verze chodítka Ambona (59 cm) a větší kolečky 5" pro snazší překonávání prahů.
- Snadno nastavitelná výška polstrované podpůrné desky.
- Snadno nastavitelná výška a úhel madel.
- Zadní kolečka s brzdami.

Šířka: 59 cm

Výška madel: 103–149 cm

Hmotnost: 12 kg

Nosnost: 120 kg

částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5011693



cena 5 659 Kč
(doplatek 595 Kč)

ČTYŘBODOVÁ CHODÍTKA



Čtyřbodové chodítko dvouúrovňové WAVE

VCBP0032-2U

- Čtyřbodové pevné skládací chodítko.
- Hliníkový vyztužený rám.
- Navrženo pro snadné vstávání ze sedu.
- Gumové zakončení.
- Ergonomické úchyty.
- Snadné nastavení výšky po 2,5 cm.

Šířka:	62 cm
Hloubka:	54 cm
Výška horních madel:	81–91 cm
Výška dolních madel:	55–65 cm
Hmotnost:	2,5 kg
Nosnost:	110 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008568

cena 1 946 Kč
(doplatek 0 Kč)



Čtyřbodové chodítko FIX

VCBP0032

- Stabilní čtyřbodové skládací chodítko.
- Lehká hliníková konstrukce.
- Pevné, skládací provedení.
- Nastavitelná výška madel.

Šířka:	57 cm
Hloubka:	48 cm
Výška madel:	81–98 cm
Hmotnost:	2,5 kg
Nosnost:	110 kg



částečná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008627

cena 1 589 Kč
(doplatek 226 Kč)



Čtyřbodové chodítko dvojfunkční DUAL

VCBP0031-2F

- Dvojfunkční chodítko, které může být použito jako pevné nebo kloubové.
- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Skládací, lehké provedení.
- Ergonomické úchyty.

Šířka:	56 cm
Hloubka:	47 cm
Výška madel:	81–98 cm
Výška:	82–99 cm
Hmotnost:	2,5 kg
Nosnost:	110 kg



plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008559

cena 1 946 Kč
(doplatek 0 Kč)

DVOUKOLOVÁ CHODÍTKA



Chodítka trojfunkční TRIPLA

VCBP0031-3F

- Trojfunkční chodítka, které může být použito jako pevné, kloubové nebo dvoukolové.
- Lehký hliníkový rám s možností složení.
- Pevná a stabilní konstrukce.
- Nastavitelná výška madel.

Šířka:	56 cm
Hloubka:	47 cm
Výška madel:	81–100 cm
Hmotnost:	2,5 kg
Hmotnost s kolečky:	2,3 kg
Nosnost:	110 kg

plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5008564

cena 1 946 Kč
(doplatek 0 Kč)



Dvoukolové chodítka WHEELER

VCBP0032KXSS

- Dvoukolové pevné skládací chodítka.
- Lehký hliníkový rám s výztuhou.
- Pevná a stabilní konstrukce.
- Nastavitelná výška madel v krocích po 2,5 cm.

Šířka:	66 cm
Hloubka:	47 cm
Výška madel:	78–96 cm
Hmotnost:	3 kg
Nosnost:	110 kg



novinka plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5015411

cena 1 946 Kč
(doplatek 0 Kč)



Dvoukolové chodítka ALEX

VCBK1

- Dvoukolové pevné skládací chodítka.
- Robustní rám se sedátkem.
- Pevná a stabilní konstrukce.
- Nastavitelná výška madel v krocích po 2,5 cm.
- Ergonomicky tvarovaná madla.

Šířka:	54 cm
Výška madel:	80–94 cm
Šíře sedátka:	39 cm
Hmotnost:	5 kg
Nosnost:	100 kg



novinka plná úhrada
ZP

Kód ZP: 07-5015410

cena 1 946 Kč
(doplatek 0 Kč)

PŘEDLOKETNÍ BERLE



Francouzská berle s dvojným nastavením

VCBP0042PU

- Výškově nastavitelná francouzská hůl (berle).
- Nízká hmotnost, výborná stabilita.
- Nastavitelná výška rukojeti.
- Nastavitelná výška opory předloktí.
- Moderní estetický vzhled.

Výška rukojeti: 62–86 cm

Výška opory předloktí od rukojeti: 21–30 cm

Hmotnost: 0,6 kg

Nosnost: 100 kg

Barva: černá



Kód ZP: 07-5008586 (1 ks)



cena **281 Kč** (1 ks)
(doplatek 38 Kč)



Francouzská berle

VCBP0042C (černá), VCBP0042B (modrá)

- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Reflexní prvky pro zajištění bezpečnosti.
- Nízká hmotnost díky hliníkové konstrukci.

Výška rukojeti: 97–117 cm

Hmotnost: 0,4 kg

Nosnost: 140 kg

Barva: modrá, černá



Kód ZP: 07-5008582 (1 ks)

cena **206 Kč** (1 ks)
(doplatek 31 Kč)



Dětská francouzská berle

B-4373

- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Nízká hmotnost díky hliníkové konstrukci.
- Veselé barevné provedení.

Výška rukojeti: 55–76 cm

Nosnost: 100 kg



cena **460 Kč** (1 ks)

PODPAŽNÍ BERLE, HŮL



Podpažní berle

VCBP0041

- Duralové, výškově nastavitelné podpažní berle s podpažní a dlaňovou vložkou z hřejivé polyuretanové pěny.
- Velikosti S, M, L.

Výška madla: 93–113 cm (vel. S)
113–133 cm (vel. M)
133–153 cm (vel. L)

Hmotnost: 1,6 kg
1,7 kg
1,8 kg

Nosnost: 100 kg



Kód ZP: 07-5008579 (1 pár)

cena **474 Kč** (1 pár)
(doplatek 85 Kč)



Tříbodová hůl

VCBP0024

- Tříbodová opěrná kozička.
- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Anatomicky tvarovaná rukojeť.
- Protiskluzové gumové násadce.

Výška: 73,5–96 cm

Hmotnost: 0,7 kg

Nosnost: 100 kg



Kód ZP: 07-5008620

cena **721 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Čtyřbodová hůl

VCBP0021

- Čtyřbodová opěrná kozička.
- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Anatomicky tvarovaná rukojeť.
- Vysoká stabilita díky širokému rozestupu nožek.
- Protiskluzové gumové násadce.

Výška: 73,5–96 cm

Hmotnost: 0,8 kg

Nosnost: 100 kg



Kód ZP: 07-5008616

cena **597 Kč**
(doplatek 0 Kč)



Skládací hůl

VCBP0022

- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Nízká hmotnost.
- Anatomicky tvarovaná rukojeť.
- Protiskluzový gumový násadec.

Výška: 80–90 cm

Hmotnost: 0,35 kg

Nosnost: 100 kg

Barva: bronz/černá

není ZP



cena **398 Kč**

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Protiskluzový kovový nástavec s bodcem

PAT001

není ZP

- Protiskluzový kovový nástavec s jedním bodcem.
- Doplněk k lokomočním pomůckám zabraňující uklouznutí na sněhu či ledu.
- Po stlačení plastových koncovek se protiskluzový nástavec sklopí do funkční polohy.
- Hodí se na všechny typy holí a berlí.

Materiál: ocel



cena **169 Kč**



Protiskluzový kovový nástavec s hroty

1718

není ZP

- Protiskluzový kovový nástavec s pěti hroty.
- Doplněk k lokomočním pomůckám zabraňující uklouznutí na sněhu či ledu.
- Po stlačení plastových koncovek se protiskluzový nástavec sklopí do funkční polohy.
- Hodí se na všechny typy holí a berlí.

Materiál: ocel



cena **198 Kč**



Univerzální držák holí a berlí - klips

3060582

není ZP

- Univerzální, velmi praktický držák holí a berlí.
- Klips je opatřen polštářkem z protiskluzové pěnové pryže.
- Držák je vhodný pro průměry holí a berlí až 25 mm.

cena **119 Kč**



Držák lahve

U-FL-H (bez lahve), U-FL-H750 (s lahví)

není ZP

- Držák lahve použitelný pro téměř všechny typy chodítek.
- Možné použití i u mechanických vozíků.
- Úchyt pro průměr trubek 16–32 mm.
- Úchyt otočný o 360°.
- Lahev o objemu 750 ml.
- Lahev lze umývat v myčce na nádobí na max. 80 °C.

U-FL-H cena **290 Kč**

U-FL-H750 cena **490 Kč**

PRAHA

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 - Spořilov
tel.: 272 761 102
e-mail: meyracr@meyragroup.com

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Matice školské 192/14
370 01 České Budějovice
tel.: 386 356 838
e-mail: ceskebudejovice@meyragroup.com

LIBEREC

Generála Svobody 185/16
460 01 Liberec XIII - Nové Pavlovice
tel.: 488 577 793
e-mail: liberec@meyragroup.com

PLZEŇ

Keřová 343/13
vchod: Lochotínská 29
301 00 Plzeň
tel.: 377 520 010
e-mail: plzen@meyragroup.com

BRNO

Cejl 107
602 00 Brno - Zábřdovice
tel.: 545 216 748
e-mail: brno@meyragroup.com

JANSKÉ LÁZNĚ

nám. Svobody 38 - Janský Dvůr
542 25 Janské Lázně
tel.: 499 875 494
e-mail: janskelazne@meyragroup.com

OSTRAVA

Bendlova 377/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel.: 595 626 012
e-mail: ostrava@meyragroup.com

PODĚBRADY – Expediční sklad

Stavební 57
290 01 Poděbrady
tel.: 325 626 503
e-mail: sklad@meyragroup.com

www.meyra.cz
www.pomucky.cz



QR kód ke stažení či sdílení
elektronické verze
tohoto katalogu.

