

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY  
**KATALOG 2020**

PLATNOST KATALOGU OD 1. 12. 2019



LENKWERK EINGANG



# OBSAH

## Základní mechanické vozíky

Standardní vozíky .....	2
Standardní / odlehčené vozíky .....	3
Odlehčené vozíky .....	4
Multifunkční a polohovací vozíky .....	8
Technické parametry .....	10

## Aktivní mechanické vozíky

Aktivní vozíky .....	14
Technické parametry .....	20
Příslušenství .....	22
Přídavná zařízení Speedy .....	27

## Dětské kočárky a vozíky

Dětské kočárky a vozíky .....	28
Příslušenství ke kočárkům .....	29
Dětské kočárky a vozíky .....	30
Technické parametry .....	33
Srovnání jízdních konfigurací .....	35

## Elektrické vozíky a skútry

Elektrické vozíky .....	36
Příslušenství .....	41
Technické parametry .....	42
Elektrické vozíky .....	44
Elektrické skútry .....	46
Nájezdové rampy .....	49

## Zádové a sedací systémy

Zádové systémy .....	53
Antidekubitní sedací systémy .....	54

## Reha program

Polohovací lůžka a příslušenství .....	58
Matrace .....	60
Antidekubitní matrace .....	61
Anatomické polštáře .....	62
Lokomoční program .....	66
Koupelnová madla .....	74
Toaletní a koupelnový program .....	78
Příslušenství .....	91
Toaletní a koupelnový program .....	92
Příslušenství .....	93
Toaletní a koupelnový program .....	94
Příslušenství .....	95
Zvedací zařízení .....	96
Polohovací zařízení .....	100
Bandáže a ortézy .....	105
Korektory a fixátory .....	108
Ochranný a doplňkový sortiment .....	110
Cvičení a rehabilitace .....	114
Trenažéry pohybu .....	120

## Sebeobslužný program

Podavače .....	122
Stravování .....	123
Hygiena .....	128
Oblékání .....	131

## Pomůcky pro přesun

Informace k postupu získání poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku .....	137
Poznámky .....	140

## Použité značky v katalogu

**plná úhrada ZP** Plná úhrada všemi zdravotními pojišťovnami

**částečná úhrada ZP** Částečná úhrada všemi zdravotními pojišťovnami

**XXL velikost** XXL velikost

**novinka** Novinka

**5 let záruka** 5 let záruka

**Ceny u produktů hrazených zdravotními pojišťovnami a výše doplatků či spoluúcastí jsou pro přehlednost zaokrouhlené na celé koruny.**

**Všechny ceny v tomto katalogu jsou uváděny včetně DPH.**

**Změna cen vyhrazena.**



**U produktů s volitelnou konfigurací mají použité fotografie pouze ilustrační charakter.**

# STANDARDNÍ VOZÍKY



## TITANUM

### VCWK9AT

- Základní mechanický invalidní vozík pro použití doma i venku.
- Lehký hliníkový skládací rám.
- **Velmi nízká váha vozíku.**
- Možnost nastavení výšky sedu.
- Odnímatelné podnožky.
- Rychloupínací zadní kola.
- Sedací polštář 3 cm, stabilizační kolečka proti přepadnutí a bezpečnostní dvoubodový pás v základní výbavě.

Šíře sedu: 40–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 125 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5008513**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **8 000 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



## SERVICE

### 3.600

- Standardní skládací mechanický vozík se stabilní a pevnou konstrukcí z tenkostěnných ocelových trubek vhodný pro celodenní využití v interiéru i exteriéru.
- **Možnost volby snadno čistitelných koženkových potahů.**
- Vhodný pro klienty s inkontinencí.
- Vhodný pro nemocniční a jiná zařízení.
- S použitím stabilizační vzpěry nosnost až 150 kg.

Šíře sedu: 38–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 22 cm

Nosnost: 120 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5005934**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **8 944 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)

# STANDARDNÍ / ODLEHČENÉ VOZÍKY



## BUDGET

9.050

- Standardní skládací mechanický vozík se stabilní a pevnou konstrukcí z tenkostěnných ocelových trubek vhodný pro celodenní využití v interiéru i exteriéru.
- **Nejužší vozík ve své třídě.**
- Možnost nastavení přední i zadní výšky sedu bez použití náhradních dílů.
- Změnou polohy variobloku (uchycení hnacích kol) lze vozík snadno přizpůsobit potřebám klientů s nízkou nebo střední amputací dolních končetin.

Šíře sedu: 38–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005935  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 8 944 Kč  
(doplatek od 0 Kč)



## CAMELEON

VCWK9AC

- Odlehčený mechanický invalidní vozík.
- **Velmi dobře vybavený lehký vozík v elegantním designu.**
- Lehký hliníkový skládací rám.
- Nízká váha vozíku.
- Výškově nastavitelné područky.
- Odnímatelné, úhlově nastavitelné podnožky.
- Potah z hypoalergenního a prodyšného materiálu.
- Sedací polštář 3 cm, stabilizační kolečka proti přepadnutí a bezpečnostní dvoubodový pás v základní výbavě.

Šíře sedu: 40, 45 cm

Celková šíře: šíře sedu + 19 cm

Nosnost: 125 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008606  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 12 000 Kč  
(doplatek od 0 Kč)

# ODLEHČENÉ VOZÍKY



## FORMAT

### 3.940

- Standardní odlehčený mechanický vozík.
- Součástí standardní výbavy je 3 cm sedací polštář.
- Možnost nastavení přední i zadní výšky sedu bez použití náhradních dílů.
- **Možnost volby bubnových brzd pro doprovod v základní výbavě.**
- Změnou polohy variobloku (uchycení hnacích kol) lze vozík snadno přizpůsobit potřebám klientů s nízkou nebo střední amputací dolních končetin.

Šíře sedu: 38–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5005971**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **12 000 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



## EUROCHAIR

### 1.750

- Variabilní skládací vozík vhodný pro uživatele s různým postižením.
- Vhodný pro mnoho typů postižení díky rozsáhlým možnostem úprav.
- Možnost odejmutí poháněcích kol, bočních opěrek a stupaček.
- **Vozík je možno upravit pro jednoruční ovládání pomocí dvojbruce a spřažené brzdy.**

Šíře sedu: 38–53 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5005936**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **17 998 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)

# ODLEHČENÉ VOZÍKY



## EUROCHAIR

1.850

- Odlehčený skládací vozík z hliníkové slitiny vhodný pro pohyb v místnosti i exteriéru.
- Změnou polohy variobloku (uchycení hnacích kol) lze vozík snadno přizpůsobit potřebám klientů s nízkou nebo střední amputací dolních končetin.
- Možnost odejmutí poháněcích kol, bočních opěrek a stupaček.
- S použitím stabilizační vzpěry nosnost až 150 kg.
- **Vozík je možno upravit pro jednoruční ovládání pomocí dvojbruce a spřažené brzdy, případně snížením výšky sedu pro ovládání „cupitáním“ (varianta HEMI).**

Šíře sedu: 38–50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 120 / 150 kg



**Kód ZP: 07-5005939**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **19 998 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



## Avanti UNI

1.736

- Skládací mechanický vozík z hliníkové slitiny, který svým konstrukčním pojetím vyplňuje mezeru mezi vozíky odlehčenými a aktivními.
- Tři varianty délky rámu včetně provedení Junior vhodné pro děti a osoby malého vzrůstu.
- Nízká hmotnost.
- Rozšířené možnosti úprav oproti klasickým odlehčeným vozíkům.

Šíře sedu: 30–58 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 75 / 135 / 160 kg



**Kód ZP: 07-5005942**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **21 630 Kč**  
(doplatek od 1 630 Kč)

# ODLEHČENÉ VOZÍKY



## EUROCHAIR 2

2.750

- Odlehčený vozík vhodný pro dlouhodobé každodenní využití.
- Široké možnosti nastavení pro různé typy postižení.
- **Výškově nastavitelné područky, sedací polštář, bezpečnostní kurt, kolečka proti přepadnutí a držák hole** ve standardní výbavě vozíku.

Šíře sedu: 38–53 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5005937**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **17 998 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



## EUROCHAIR 2 POLARO

- **Varianta odlehčeného vozíku Eurochair 2 ve variantě s plynulým polohováním zádové opěry.**
- Zádové opěra v řemínkové variantě s prodloužením za hlavu nebo v pevné variantě s ergonomickou zádovou opěrou.

Šíře sedu: 43, 48 cm

Celková šíře: šíře sedu + 22 cm

Nosnost: 130 kg

Pro bližší informace kontaktujte  
naše obchodní zástupce.



# ODLEHČENÉ VOZÍKY



## REHAB 4200 XXL

### B-4200/XXL

- Skládací mechanický vozík určený pro uživatele s vyšší hmotností.
- Zesílený rám.
- Odnímatelné područky.
- Odklopné a odnímatelné podnožky.
- Pevné uchycení zadních kol.
- Koženkové potahy.

Šíře sedu: 56,61 cm

Celková šíře: šíře sedu + 21 cm

Nosnost: 200 kg

XXL  
velikost

cena od 14 900 Kč



## REHAB 4200 XXXL

### B-4200/XXXL

- Skládací mechanický vozík určený pro uživatele s vysokou hmotností.
- Výrazně zesílená konstrukce vozíku.
- Odnímatelné područky.
- Odklopné a odnímatelné podnožky.
- Pevné uchycení zadních kol.
- Textilní potahy.

Šíře sedu: 66 cm

Celková šíře: šíře sedu + 23 cm

Nosnost: 295 kg

XXL  
velikost

cena od 36 800 Kč

# MULTIFUNKČNÍ A POLOHOVACÍ VOZÍKY



## EUROCHAIR 2 XXL

2.850

- Variabilní vozík určený pro uživatele s vyšší hmotností se zachováním všech výhod lehkých skládacích vozíků.
- **Speciální zesílený rám s dvojitým křížem, a možností zvýšení nosnosti až na 200 kg.**
- Bezpečnostní kurt, držák berlí a stabilizační kolečka proti přepadnutí v základní výbavě.

Šíře sedu: 48–65 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 160 / 200 kg



**Kód ZP: 07-5005943**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **19 986 Kč**  
(doplatek od 4 986 Kč)



## SOLERO Light

9.072

- Speciální mechanický vozík s pevným rámem a polohováním sedu.
- **Součástí základní výbavy vozíku jsou bubnové brzdy pro doprovod, hlavová opěrka, polohovací stupačky s úhlově nastavitelnými podnožkami a stabilizační kolečka.**
- Vhodný pro osoby s potřebou podpory sedu.
- Vhodný pro velmi malou celkovou šířku i do interiéru.
- Možnost volby textilních nebo inkontinentních potahů.

Šíře sedu: 43–46 / 48–51 cm

Celková šíře: min. 62–69 cm

Nosnost: 130 / 160 kg



**Kód ZP: 07-5005948**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **39 860 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)

# MULTIFUNKČNÍ A POLOHOVACÍ VOZÍKY

## Netti 4U CE Plus



- Velmi dobře nastavitelný speciální invalidní vozík.
- **Vynikající manévrovatelnost a jízdní vlastnosti.**
- Polohování zádové opěry od 0° do 45° a záklonu sedu od -5° do 20° umožňuje ergonomický sed s vysokou mírou přizpůsobitelnosti individuálním potřebám konkrétního uživatele a zároveň usnadňuje přesuny z vozíku.
- V individuálních případech je možné rozsah polohování zádové opěry přizpůsobit.
- Anatomicky tvarovanou zádovou opěrku s bočním vedením zajišťující komfortní a bezpečný sed lze navíc vybavit bočními peloty pro ještě větší zajištění stability sedu.
- Výškově nastavitelné a jednou rukou snadno odnímatelné područky, snadno nastavitelná hloubka sedu, bubnové brzdy, výškově nastavitelná madla pro doprovod, hygienicky snadno udržovatelný potah, otočné stabilizační opěrky, bezpečnostní pás a volba hlavové opěrky již v základní výbavě.
- Ideální volba při neurologických onemocněních či pro geriatrické pacienty.

Šíře sedu: 40 / 45 / 50 cm  
 Celková šíře: šíře sedu + 18 cm  
 Nosnost: 135 kg

novinka  plná úhrada

**Kód ZP: 07-5011218**  
 podléhá schválení revizním lékařem

cena **49 980 Kč**  
 (doplatek od 0 Kč)



Šíře sedu (cm)	40 / 45 / 50
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	53 / 58 / 63
Hloubka sedu (cm)	42,5 / 45 / 47,5 / 50
Přední výška sedu (cm)	46,5–50
Zadní výška sedu (cm)	–
Výška zádové opěry (cm)	50

Polohování zádové opěry	90–135°
Polohování sedu	(–5)–20°
Celková výška (cm)	110
Celková délka vozíku (cm)	105
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	28
Transportní hmotnost od (kg)	18,5
Nosnost (kg)	135

# TECHNICKÉ PARAMETRY

## TITANUM

### VCWK9AT

Šíře sedu (cm)	40 / 43 / 45 / 51
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	60 / 63 / 65 / 71
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	31
Hloubka sedu (cm)	40
Přední výška sedu (cm)	47–51
Zadní výška sedu (cm)	44–49
Výška zádové opěry (cm)	43

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	96
Celková délka vozíku (cm)	102
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	13
Transportní hmotnost od (kg)	7
Nosnost (kg)	125

## SERVICE

### 3.600

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 45 / 48 / 51
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	60 / 62 / 65 / 67 / 70 / 73
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	31
Hloubka sedu (cm)	44
Přední výška sedu (cm)	52
Zadní výška sedu (cm)	49
Výška zádové opěry (cm)	40

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	92
Celková délka vozíku (cm)	108
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	19
Transportní hmotnost od (kg)	11
Nosnost (kg)	120

## BUDGET

### 9.050

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 51
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	56 / 58 / 61 / 64 / 66 / 69
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	43
Přední výška sedu (cm)	47–51
Zadní výška sedu (cm)	44–49
Výška zádové opěry (cm)	42

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	96
Celková délka vozíku (cm)	104
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	18,5
Transportní hmotnost od (kg)	11,5
Nosnost (kg)	130

## CAMELEON

### VCWK9AC

Šíře sedu (cm)	40 / 45
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	59 / 64
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	37
Hloubka sedu (cm)	40,5
Přední výška sedu (cm)	47–51
Zadní výška sedu (cm)	44–49
Výška zádové opěry (cm)	43

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	96
Celková délka vozíku (cm)	101,5
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	14
Transportní hmotnost od (kg)	8
Nosnost (kg)	125

## FORMAT

### 3.940

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 51
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	56 / 58 / 61 / 64 / 66 / 69
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	40–43
Přední výška sedu (cm)	47–51
Zadní výška sedu (cm)	44–49
Výška zádové opěry (cm)	42

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	96
Celková délka vozíku (cm)	104
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	17,5
Transportní hmotnost od (kg)	10,5
Nosnost (kg)	130

# TECHNICKÉ PARAMETRY

## EUROCHAIR

### 1.750

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	56 / 58 / 61 / 64 / 66 / 68 / 71
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	40 / 43 / 46
Přední výška sedu (cm)	43–51,5
Zadní výška sedu (cm)	39–43
Výška zádové opěry (cm)	40 / 42 / 44

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	96
Celková délka vozíku (cm)	104
Velikost poháněcích kol	22" / 24"
Hmotnost od (kg)	16
Transportní hmotnost od (kg)	10
Nosnost (kg)	130

## EUROCHAIR

### 1.850

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	56 / 58 / 61 / 64 / 66 / 68
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	40 / 43 / 46
Přední výška sedu (cm)	42–53
Zadní výška sedu (cm)	39–50
Výška zádové opěry (cm)	35 / 28 / 42 / 45

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	75–98
Celková délka vozíku (cm)	102
Velikost poháněcích kol	22" / 24"
Hmotnost od (kg)	15
Transportní hmotnost od (kg)	9
Nosnost (kg)	120 / 150

## Avanti UNI

### 1.736

Šíře sedu (cm)	30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53 / 58
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 20 cm (+18 cm s blatníky)
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	33 / 35 / 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53
Přední výška sedu (cm)	43 - 56
Zadní výška sedu (cm)	39 - 52
Výška zádové opěry (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	83 - 92
Celková délka vozíku (cm)	88 - 112
Velikost poháněcích kol	22" / 24"
Hmotnost od (kg)	12
Transportní hmotnost od (kg)	8
Nosnost (kg)	75 / 135 / 160

## EUROCHAIR 2

### 2.750

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	58 / 60 / 63 / 66 / 68 / 70 / 73
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	31
Hloubka sedu (cm)	40 / 43 / (46)
Přední výška sedu (cm)	47–52
Zadní výška sedu (cm)	47–52
Výška zádové opěry (cm)	40 / 42 / 44

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	93
Celková délka vozíku (cm)	105
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	17,5
Transportní hmotnost od (kg)	10
Nosnost (kg)	130

## EUROCHAIR 2 POLARO

Šíře sedu (cm)	43 / 48
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	65 / 70
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	32
Hloubka sedu (cm)	43 / 46
Přední výška sedu (cm)	44–52
Zadní výška sedu (cm)	44–52
Výška zádové opěry (cm)	50

Polohování zádové opěry	0°–30°
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	105
Celková délka vozíku (cm)	109
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	20
Transportní hmotnost od (kg)	12
Nosnost (kg)	130

# TECHNICKÉ PARAMETRY

## REHAB 4200 XXL

### B-4200/XXL

Šíře sedu (cm)	56 / 61
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	77 / 82
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	31
Hloubka sedu (cm)	46
Přední výška sedu (cm)	54
Zadní výška sedu (cm)	51
Výška zádové opěry (cm)	44

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	93
Celková délka vozíku (cm)	120
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	27,5 / 30
Transportní hmotnost od (kg)	26 / 28,5
Nosnost (kg)	200

## REHAB 4200 XXXL

### B-4200/XXXL

Šíře sedu (cm)	66
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	89
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	35
Hloubka sedu (cm)	51
Přední výška sedu (cm)	50
Zadní výška sedu (cm)	48
Výška zádové opěry (cm)	47

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	100
Celková délka vozíku (cm)	124
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	45
Transportní hmotnost od (kg)	41
Nosnost (kg)	295

## EUROCHAIR 2 XXL

### 2.850

Šíře sedu (cm)	48 / 50 / 53 / 58 / 65
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	68 / 70 / 73 / 78 / 85
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	31
Hloubka sedu (cm)	43 / 46 / 49
Přední výška sedu (cm)	46–52
Zadní výška sedu (cm)	46–52
Výška zádové opěry (cm)	40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	93
Celková délka vozíku (cm)	107
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	19
Transportní hmotnost od (kg)	12
Nosnost (kg)	160 / 200

## SOLERO Light

### 9.072

Šíře sedu (cm)	43–46 / 48–51
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	min. 62
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	min. 61 / 66 cm
Hloubka sedu (cm)	42–48
Přední výška sedu (cm)	44 / 52
Zadní výška sedu (cm)	–
Výška zádové opěry (cm)	53–56

Polohování zádové opěry	0°–31°
Polohování sedu	(–2°)–25°
Celková výška (cm)	104–113
Celková délka vozíku (cm)	118
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	38
Transportní hmotnost od (kg)	22
Nosnost (kg)	130 / 160

## Netti 4U CE Plus

Šíře sedu (cm)	40 / 45 / 50
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	53 / 58 / 63
Hloubka sedu (cm)	42,5 / 45 / 47,5 / 50
Přední výška sedu (cm)	46,5–50
Zadní výška sedu (cm)	–
Výška zádové opěry (cm)	50

Polohování zádové opěry	90–135°
Polohování sedu	(–5)–20°
Celková výška (cm)	110
Celková délka vozíku (cm)	105
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	28
Transportní hmotnost od (kg)	18,5
Nosnost (kg)	135



# AKTIVNÍ VOZÍKY



## Avanti AKTIV

1736-A

- Aktivní mechanický vozík z hliníkové slitiny se skládacím rámem pro každodenní používání.
- Vozík vychází z populárního modelu Avanti 1736.
- Dvě varianty délky rámu.
- Odnímatelné a odklopné stupačky.

Šíře sedu: 38–50 cm

Celková šíře: + 18 cm

Nosnost: 135 kg

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 07-5005975  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 44 980 Kč  
(doplatek od 0 Kč)



## AVANTI PRO

1.735

- Odlehčený mechanický vozík z hliníkové slitiny se skládacím rámem pro každodenní používání.
- Vozík vychází z populárního modelu Avanti 1736.
- Dvě varianty délky rámu.
- Integrované stupačky v rámu vozíku.

Šíře sedu: 36–58 cm

Celková šíře: šíře sedu + 19 cm

Nosnost: 135 kg

částečná úhrada ZP

Kód ZP: 07-5005940  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 21 630 Kč  
(doplatek od 1 630 Kč)



# AKTIVNÍ VOZÍKY



## SMART F

2.360

- Skládací aktivní invalidní vozík s integrovanými stupačkami.
- **Perfektní kombinace nízké váhy, stability a přesného ovládní vozíku.**
- Optimalizovaný skládací systém.
- Nová technologie trubek.
- Funkční prvky snadno ovladatelné jednou rukou a s extrémní lehkostí.

Šíře sedu: 32–52 cm

Celková šíře: 50–70 cm

Nosnost: 150 kg



**Kód ZP: 07-5005944**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **44 073 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



## SMART S

2.370

- Skládací aktivní invalidní vozík s odklopnými stupačkami.
- Perfektní kombinace nízké váhy, stability a přesného ovládní vozíku.
- Optimalizovaný skládací systém.
- Nové technologie.
- **Funkční prvky snadno ovladatelné jednou rukou a s extrémní lehkostí.**

Šíře sedu: 32–52 cm

Celková šíře: 50–70 cm

Nosnost: 150 kg



**Kód ZP: 07-5005945**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **44 073 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)

# AKTIVNÍ VOZÍKY



## NANO

1.155

- Nový aktivní vozík s pevným rámem.
- Díky jedinečným jízdním vlastnostem, nízké hmotnosti a optimální funkčnosti nabízí svým uživatelům nezávislost, pohodlí a snadnou ovladatelnost.
- **Individuální nastavitelnost a široká nabídka příslušenství umožňují přizpůsobit vozík specifickým potřebám uživatele.**
- Čistý, minimalistický design.
- Mnoho barevných variant rámu.

Šíře sedu: 30–50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 17 cm

Nosnost: 130 kg



**Kód ZP: 07-5005946**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **49 800 Kč**  
(doplatek od 4 800 Kč)



# AKTIVNÍ VOZÍKY



## Hurricane S

1.880

### Individualita v každém detailu.

- Aktivní vozík vyrobený uživateli na milimetr a úhel přesně.
- Varianta vozíku s otevřeným rámem.
- Tyto modely pro každodenní použití vychází z koncepce oblíbených a uživateli prověřených sportovních vozíků HURRICANE pro tanečnický, hráče basketbalu, ragby, tenisu a badmintonu, a ze zkušeností s jejich letitým vývojem a výrobou.
- Vysoký podíl ruční práce.

Nosnost: 100 kg

cena od 109 800 Kč



## Hurricane DAILY

1.880

### Individualita v každém detailu.

- Aktivní vozík vyrobený uživateli na milimetr a úhel přesně.
- Varianta vozíku s uzavřeným rámem.
- Tyto modely pro každodenní použití vychází z koncepce oblíbených a uživateli prověřených sportovních vozíků HURRICANE pro tanečnický, hráče basketbalu, ragby, tenisu a badmintonu, a ze zkušeností s jejich letitým vývojem a výrobou.
- Vysoký podíl ruční práce.

Nosnost: 150 kg

cena od 109 800 Kč

# AKTIVNÍ VOZÍKY



## AVIATOR

### MTBWB1

- Aktivní variabilní vozík s otevřeným pevným rámem a nízkou hmotností vhodný pro aktivní uživatele.
- Moderní design.
- **Možnost přesného nastavení těžiště.**
- Snadná manipulace a jednoduchý převoz.
- Vysoce prodyšné potahy vozíku v základním vybavení.

Šíře sedu: 36–44 cm

Celková šíře: šíře sedu + 19 cm

Nosnost: 120 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5008534**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **39 980 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



## TORNADO

### MTBWA1

- Aktivní variabilní vozík s otevřeným pevným rámem a nízkou hmotností vhodný pro aktivní uživatele.
- **Lomené sedlové trubky zvyšující stabilitu sedu.**
- Moderní design.
- Možnost přesného nastavení těžiště.
- Ergonomický sedák.
- Snadná manipulace a jednoduchý převoz.
- Vysoce prodyšné potahy vozíku v základním vybavení.

Šíře sedu: 36–44 cm

Celková šíře: šíře sedu + 19 cm

Nosnost: 120 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5008530**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **39 980 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)

# AKTIVNÍ VOZÍKY



## UNICO

### DRVLOV

- Aktivní invalidní vozík s pevným rámem a integrovanými stupačkami.
- Novinka mezi aktivními vozíky.
- Moderní design.
- **Zúžení v přední části rámu.**
- Snadná manipulace.
- Vysoce prodyšné potahy vozíku, ergonomický sedák a polstrovaní přední části rámu v základní výbavě.

Šíře sedu: 34–46 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 120 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5008525**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **38 820 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



## ONE

### DRVLOG

- Aktivní invalidní vozík s pevným rámem a integrovanými stupačkami.
- Novinka mezi aktivními vozíky.
- Moderní design.
- **Rozšíření v přední části rámu.**
- Snadná manipulace.
- Vysoce prodyšné potahy vozíku, ergonomický sedák a polstrovaní přední části rámu v základní výbavě.

Šíře sedu: 34–46 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 120 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5008520**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **38 820 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)

# TECHNICKÉ PARAMETRY

## Avanti **AKTIV**

### 1.736-A

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu (+ 18 cm s blatníky)
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50
Přední výška sedu (cm)	43–56
Zadní výška sedu (cm)	39–52
Výška zádové opěry (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46

Celková výška (cm)	83–92
Celková délka vozíku (cm)	88–112
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	12
Transportní hmotnost od (kg)	8
Nosnost (kg)	135

## Avanti **PRO**

### 1.735

Šíře sedu (cm)	36 / 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53 / 58
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 19 cm (+ 18 cm s blatníky)
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	35 / 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50
Přední výška sedu (cm)	44–52
Zadní výška sedu (cm)	42–52
Výška zádové opěry (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 44

Celková výška (cm)	92
Celková délka vozíku (cm)	87–101,5
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	11
Transportní hmotnost od (kg)	8,5
Nosnost (kg)	135

## SMART **F**

### 2.360

Šíře sedu (cm)	32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50
Přední výška sedu (cm)	44–53
Zadní výška sedu (cm)	40–53
Výška zádové opěry (cm)	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50

Celková výška (cm)	zadní výška sedu + výška zádové opěry
Celková délka vozíku (cm)	88–103
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	9,5
Transportní hmotnost od (kg)	7,4
Nosnost (kg)	150

## SMART **S**

### 2.370

Šíře sedu (cm)	32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50
Přední výška sedu (cm)	40–54
Zadní výška sedu (cm)	37–53
Výška zádové opěry (cm)	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50

Celková výška (cm)	zadní výška sedu + výška zádové opěry
Celková délka vozíku (cm)	88–103
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	10,5
Transportní hmotnost od (kg)	6,5
Nosnost (kg)	150

## NANO

### 1.155

Šíře sedu (cm)	30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 17 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	šíře sedu + 13 cm
Hloubka sedu (cm)	38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50
Přední výška sedu (cm)	45–53
Zadní výška sedu (cm)	36–51
Výška zádové opěry (cm)	variabilní 25–45 cm ± 1,5 cm

Celková výška (cm)	zadní výška sedu + výška zádové opěry
Celková délka vozíku (cm)	72–92
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	9,5
Transportní hmotnost od (kg)	6,5
Nosnost (kg)	130

# TECHNICKÉ PARAMETRY

## AVIATOR

### MTBWB1

Šíře sedu (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	šíře sedu + 8 cm
Hloubka sedu (cm)	36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46
Přední výška sedu (cm)	41–52
Zadní výška sedu (cm)	39–45
Výška zádové opěry (cm)	25 / 28 / 31 / 35

Celková výška (cm)	zadní výška sedu + výška zádové opěry
Celková délka vozíku (cm)	dle zaměření
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	8
Transportní hmotnost od (kg)	4
Nosnost (kg)	120

## TORNADO

### MTBWA1

Šíře sedu (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	šíře sedu + 8 cm
Hloubka sedu (cm)	36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46
Přední výška sedu (cm)	41–52
Zadní výška sedu (cm)	39–45
Výška zádové opěry (cm)	25 / 28 / 31 / 35

Celková výška (cm)	zadní výška sedu + výška zádové opěry
Celková délka vozíku (cm)	dle zaměření
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	8
Transportní hmotnost od (kg)	4
Nosnost (kg)	120

## UNICO

### DRVLOV

Šíře sedu (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	šíře sedu + 8 cm
Hloubka sedu (cm)	36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46
Přední výška sedu (cm)	41–52
Zadní výška sedu (cm)	39–45
Výška zádové opěry (cm)	25 / 28 / 31 / 35

Celková výška (cm)	zadní výška sedu + výška zádové opěry
Celková délka vozíku (cm)	dle zaměření
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	8
Transportní hmotnost od (kg)	4
Nosnost (kg)	120

## ONE

### DRVLOG

Šíře sedu (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	šíře sedu + 8 cm
Hloubka sedu (cm)	36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46
Přední výška sedu (cm)	41–52
Zadní výška sedu (cm)	39–45
Výška zádové opěry (cm)	25 / 28 / 31 / 35

Celková výška (cm)	zadní výška sedu + výška zádové opěry
Celková délka vozíku (cm)	dle zaměření
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	8
Transportní hmotnost od (kg)	4
Nosnost (kg)	120

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Kolo AKTIV WHEEL 24"

- Kompletní kolo dostupné v barevném provedení: červené, modré, bílé, černé a zlaté.
- Dvoustěnný komorový ráfek.
- Plášt Schwalbe RightRun ACTIVE – KevlarGuard.
- Obruč AL s povrchovou úpravou Hard Elox.

cena 3 960 Kč / ks



## Kolo CROSS 24"

- Kompletní kolo zajišťující velmi dobrou trakci bez prokluzu, minimální valivý odpor a dostatečnou ochranu proti defektu.
- GrandRock – černý elox.
- Plášt Schwalbe Landcruiser – KevlarGuard.
- Obruč AL – černý elox.

cena 2 980 Kč / ks



## Kolo SPIDER WHEEL 24"

- Kompletní snadno ovladatelné „bezdržbové“ magnesiové kolo.
- Různá barevná provedení.
- Plášt Schwalbe Marathon Plus Evolution.
- Obruč AL nebo titan.

cena od 6 980 Kč / ks



## Kolo Loop Wheel

- Revoluční odpružená kola vyrovnávající většinu vibrací, otřesů a nárazů pro maximální komfort při jízdě po nebezpečných površích.
- Kola jsou dodávána bez obutí.
- Množství barevných kombinací.

cena 15 960 Kč / ks



## Kolo Spinergy LX

- Legendární kola předního výrobce.
- Důraz kladen na design, nízkou hmotnost, maximální pevnost a životnost.
- V nabídce různé barevné provedení výpletu.

cena od 11 960 Kč / ks



## Kolo LIGHT

- Nejlehčí kolo ve své kategorii.
- Hmotnost 1 278 g.

cena 2 960 Kč / ks



## Kolečko AKTIV

- Kompletní kolečko, zajišťující vysoký komfort díky extrémně nízkému valivému odporu.
- Průměry 100, 125, 130 a 150 mm.
- Nešpinící PU obutí.
- Různá barevná provedení.

cena 1 150 Kč / ks



## Kryty kol

- Kvalitní kryty kol primárně určené k ochraně uživatele před nechtěným vsunutím prstů do výpletu kol při jízdě.
- V nabídce kryty čiré i s potisky.

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.



# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Obruč nerez

- Velmi odolná obruč.
- Snadná péče.

cena 780 Kč / ks



## Obruč AL

- Lehká hliníková obruč.

cena 780 Kč / ks



## Obruč CURVE L

- Ergonomicky tvarovaná hliníková obruč s eloxovaným povrchem pro lepší úchop.

cena 3 990 Kč / ks



## Obruč CURVE L Tetra Grip

- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná obruč vhodná zejména pro kvadruplegiky.

cena 4 740 Kč / ks



## Obruč GEKKO

- Ergonomicky tvarovaná hliníková obruč s eloxovaným povrchem a šikově zabudovaným gumovým páskem na vnější straně pro snazší ovládání vozíku.

cena 4 740 Kč / ks



## Pogumovaná obruč

- Obruč s pogumovanou úpravou vhodná nejen pro kvadruplegiky.
- Nešpiní ruce.
- Vhodná ke všem typům mechanických invalidních vozíků.

cena 2 570 Kč / ks



## Obruč „kormidlo“

- Obruč s výstupky pro snazší ovládání vhodná zejména pro kvadruplegiky.

cena 1 906 Kč / ks



## Silikonový návlek na obruč

- Silikonový návlek sloužící nejen k usnadnění úchopu obruče, ale i jako zpříjemnění pohybu při nepříznivém a chladném počasí.

cena 1 250 Kč / ks

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Plášt' PU

- Plný (bezdušový) plášt' ze speciální směsi polyuretanu.
- Varianta tzv. „bezúdržbového“ obutí.

cena od **470 Kč / ks**



## Plášt' Standard

- Osvědčené pláště s nízkým valivým odporem.

cena od **214 Kč / ks**



## Plášt' Schwalbe DownTown

- Všestranný plášt' pro časté střídání povrchů.

cena od **690 Kč / ks**



## Plášt' Schwalbe RightRun

- Zdvojená ochrana proti defektu.
- Různé barevné varianty.

cena od **490 Kč / ks**



## Plášt' Schwalbe Marathon Plus Evolution 24"

- Plášt' Schwalbe Marathon Plus Evolution se díky ochranné vložce SmartGuard vyznačuje vysokou odolností proti defektu a dlouhou trvanlivostí.
- V nabídce i ve variantě s reflexním pruhem.

cena **890 Kč / ks**



## Plášt' Schwalbe ONE 24"

- Plášt' Schwalbe ONE má velice nízký valivý odpor, výbornou přilnavost a trvanlivost.

cena **1 390 Kč / ks**



## Taška na kola velká

- Taška až na 4 kola s PVC zátěrem.
- Ochrana kol před poškozením při transportu.
- Praktická vnitřní kapsa na osičky nebo jiná příslušenství.

cena **1 980 Kč**



## Taška na kola malá

- Taška na 2 kola s PVC zátěrem.
- Ochrana kol před poškozením při transportu.
- Praktická vnitřní kapsa na osičky nebo jiná příslušenství.

cena **1 680 Kč**

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Tarta BAG

- Taška k invalidnímu vozíku s jedním velkým úložným prostorem a třemi menšími kapsami.
- Praktické umístění pod sedákem.
- Snadné připevnění a odnímání.
- Doporučeno k vozíkům s pevným rámem.

cena 2 190 Kč



## Kapsa ETUE

- Příruční malá kapsa (taška) s popruhem a přezkou, jednoduše připevnitelná na invalidní vozík.
- Doporučené umístění mezi stupačkami vozíku.
- Barva šedá nebo tmavě modrá.

cena 399 Kč



## Síťovka

- Praktický doplněk určený především pro mechanické vozíky.


cena 199 Kč



## Pláštěnka PONCHO

- Pláštěnka s kapucí pro vozíčkáře chrání před deštěm a nepřízní počasí.
- Univerzální velikost.

cena 180 Kč



## Hrudní pás MC DUP

- Hrudní fixační pás pro uživatele se zhoršenou stabilitou sedu.
- Tři varianty v celkové délce 150, 180 nebo 200 cm.

cena 1 390 Kč



## Fusak do zimy RFM

- Fleecový fusak vhodný do chladného počasí.
- Díky kvalitnímu a odolnému materiálu, který se snadno udržuje, fusak neprofoukne a je voděodolný.
- Různé velikosti.

cena 1 990 Kč



## Terapeutický stolek

- Terapeutický stolek je praktické příslušenství k mechanickým invalidním vozíkům.
- O výběru vhodného typu pro konkrétní invalidní vozík se poraďte s našimi odbornými prodejci.

cena od 4 190 Kč



## Držák holí

- Univerzální držák holí a berlí pro standardní a odlehčené invalidní vozíky.
- O jeho použitelnosti u aktivních vozíků se poraďte s našimi odbornými prodejci.

cena 480 Kč

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.



# PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ SPEEDY



## Speedy B26

### SPE-B26

- Handbike pro aktivní uživatele s možností uchycení na jakýkoli mechanický vozík.
- Zvláště vhodný pro aktivní uživatele, kteří chtějí sportovat přímo na svém vozíku.
- Velmi snadná a rychlá montáž a demontáž.
- Dynamická kvalitní konstrukce.
- Široké příslušenství ke standardnímu modelu.
- Nabízí čisté potěšení z jízdy.
- 27-stupňový převodník.
- Díky menší prostorové náročnosti oproti standardním handbikům je skladování i transport handbiku Speedy jednodušší.

Nosnost: 120 kg

cena od 109 800 Kč



## Speedy DUO 2

### SPE-DUO2

- Inovativní handbike s možností uchycení na jakýkoli mechanický vozík.
- Inteligentní násobení lidské síly za pomoci elektrické energie.
- Volitelná úroveň podpory.
- Pomoc při jízdě do kopce, na nerovných silnicích nebo při dosahování delších vzdáleností.
- Velmi snadná a rychlá montáž a demontáž.
- Široké příslušenství ke standardnímu modelu.

Max. rychlost: 10/14 km/h

Nosnost: 120 kg

cena od 142 900 Kč

# DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY



## PIPER Comfort

PIC34PYYY

- Rehabilitační kočárek typu buggy, určený pro transport dětí se speciálními potřebami.
- Plně a kompaktně složitelný podvozek.
- Úhlově nastavitelná zádová opěra.
- Velmi vhodný pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro transport mimo město.
- Široká škála speciálního příslušenství.
- Odpovídá nejnovějším normám EU, jakož i hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.

Šíře sedu: 24–35 cm

Celková šíře: 59 cm

Nosnost: 50 kg



**Kód ZP: 07-5003239**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **16 980 Kč**  
(doplatek od 980 Kč)



## DIXIE Plus

D4PWKPYYY

- Rehabilitační kočárek s lehkým hliníkovým rámem vyrobeným za použití technologie ALUX.
- Nový, důmyslný systém uchycení sedačky v požadovaném směru pomocí adaptéru „clip-A-go“.
- Kočárek lze složit do kompaktní velikosti.
- Produkt je určen pro menší děti s lehkým postižením.
- Široká škála speciálního příslušenství.
- Splňuje nejnovější EC standardy, jakož i hygienické, technické a bezpečnostní požadavky.

Šíře sedu: 34 cm

Celková šíře: 59,5 cm

Nosnost: 30 kg



**Kód ZP: 07-5003238**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **16 876 Kč**  
(doplatek od 876 Kč)

# PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOČÁRKŮM



## Stříška

- Sklopná a odnímatelná stříška.

DIXIE Plus cena 1 690 Kč

PIPER Comfort cena 2 590 Kč



## Pláštěnka

- Pláštěnka do nepříznivého počasí.
- Okénko pro přívod vzduchu

cena 479 Kč



## Flexi sada

- Flexi sada s bočními výplněmi pro úpravu šířky sedu.



Kód ZP: 07-5004427 (DIXIE Plus)  
Kód ZP: 07-5004429 (PIPER Comfort)

cena 1 782 Kč  
(spoluúčast 178 Kč)



## Pásky nožní poutací

- Poutací pásky na nohy.



Kód ZP: 07-5004423 (DIXIE Plus)  
Kód ZP: 07-5004445 (PIPER Comfort)

cena 732 Kč  
(spoluúčast 73 Kč)



## Nánožník letní

- Nánožník nejen do nepříznivého počasí.
- Letní provedení.

DIXIE Plus cena 1 180 Kč

PIPER Comfort cena 1 085 Kč



## Nánožník zimní

- Nánožník nejen do nepříznivého počasí.
- Zimní, vyteplené provedení.

cena 2 890 Kč



## Brašna STYLE

- Závěsná praktická brašna na doplňky.
- Cena provedení dle typu kočárku.

cena od 999 Kč



## Zimní návleky

- Zimní návleky vodítka – rukavice.
- Praktické příslušenství do nepříznivého a mrazivého počasí.

cena 569 Kč

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo zkontaktujte naše odborné prodejce.

# DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY



## FLASH

### 1.135

- Dětský skládací invalidní vozík s maximální variabilitou.
- Pro aktivní děti a mládež.
- Rám midi a maxi.
- Standardní madla pro doprovod.
- **Otevřená koncepce předního rámu ponechává dostatečný prostor pro dolní končetiny a usnadňuje přesuny.**

Šíře sedu: 24–40 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 75 kg



**Kód ZP: 07-5005950**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **47 174 Kč**  
(doplatek od 7 174 Kč)



## AMIGO

### DRVLOU

- Dětský aktivní vozík s pevným rámem a integrovanými stupačkami.
- Novinka mezi dětskými vozíky.
- Velmi lehký rám z hliníkových slitin.
- Snadná manipulace.
- **Vysoce prodyšné potahy vozíku, ergonomický sedák a polstrovaní přední části rámu v základní výbavě.**
- Široká nabídka základního i nadstandardního příslušenství.

Šíře sedu: 22–34 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 50 kg



**Kód ZP: 07-5008541**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **42 940 Kč**  
(doplatek od 2 940 Kč)



# DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY

## Avanti **AKTIV Junior**

1736-AJ

- Dětská varianta aktivního mechanického vozíku AVANTI.
- Lehký vozík z hliníkové slitiny.
- Snadné nastavení dle individuálních potřeb uživatele.
- Široký výběr příslušenství.

Šíře sedu: 30–36 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 75 kg



novinka  plná úhrada ZP

Kód ZP: 07-5005976  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **39 860 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)

## Netti **4U CES Plus**

- Dětská varianta vozíku Netti 4U CE Plus.
- Speciální polohovací mechanický vozík s pevným rámem.
- Ergonomicky tvarovaný sedák a záďová opěra.
- Možnost polohování sedu od  $-5^\circ$  do  $20^\circ$  a zad od  $90^\circ$  do  $135^\circ$ .
- Nastavitelná hloubka sedu.
- Mechanicky polohovatelné podnožky.

Šíře sedu: 35 / 40 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 135 kg



novinka  plná úhrada ZP

Kód ZP: 07-5011219  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **58 960 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)

# DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY



## iChair MC S

1.616

- Dětská varianta osvědčeného el. vozíku iChair MC2.
- Vhodné použití v interiéru i exteriéru.
- **Uzpůsobený pro děti nebo uživatele malého věku.**
- Široká nabídka základního i nadstandardního příslušenství.

Šíře sedu: 30–44 cm

Celková šíře: 58 cm

Motory: 2x 180 W

Baterie: 2x 45 Ah / 2x 73 Ah

Nosnost: 75 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5005974**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **124 980 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



# TECHNICKÉ PARAMETRY

## FLASH

### 1.135

Šíře sedu (cm)	24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	29
Hloubka sedu (cm)	24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40
Přední výška sedu (cm)	39–48
Zadní výška sedu (cm)	36–47
Výška zádové opěry (cm)	25 / 30 / 35 / 40

Celková výška (cm)	v. sedu + v. zad + 4 cm
Celková délka vozíku (cm)	67–93
Velikost poháněcích kol	22" / 24"
Hmotnost od (kg)	10
Transportní hmotnost od (kg)	7
Nosnost (kg)	75

## AMIGO

### DRVLOU

Šíře sedu (cm)	22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	šíře sedu + 14 cm
Hloubka sedu (cm)	22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34
Přední výška sedu (cm)	dle zaměření
Zadní výška sedu (cm)	30–36,5
Výška zádové opěry (cm)	20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34

Celková výška (cm)	80–95
Celková délka vozíku (cm)	dle zaměření
Velikost poháněcích kol	20" / 22"
Hmotnost od (kg)	7
Transportní hmotnost od (kg)	4
Nosnost (kg)	50

## Avanti AKTIV Junior

### 1.736-AJ

Šíře sedu (cm)	30 / 32 / 34 / 36
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm (s blatníky)
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	33 / 35 / 38
Přední výška sedu (cm)	43–50
Zadní výška sedu (cm)	40–47
Výška zádové opěry (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44

Celková výška (cm)	83
Celková délka vozíku (cm)	88
Velikost poháněcích kol	22"
Hmotnost od (kg)	12
Transportní hmotnost od (kg)	8
Nosnost (kg)	75

## Netti 4U CES Plus

Šíře sedu (cm)	35 / 40
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	53 / 58
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	48 / 53
Hloubka sedu (cm)	37,5 / 40 / 42,5 / 45
Přední výška sedu (cm)	46,5–50 (bez polštáře)
Zadní výška sedu (cm)	–
Výška zádové opěry (cm)	50

Polohování zádové opěry	90–135°
Polohování sedu	(-5)–20°
Celková výška (cm)	110
Celková délka vozíku (cm)	105
Velikost poháněcích kol	22"
Hmotnost od (kg)	27,5
Transportní hmotnost od (kg)	18,5
Nosnost (kg)	135

## iChair MC S

### 1.616

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	75
Rychlost (km/h)	6 / 10**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 180 / 2 x 300
Celková maximální šíře vozíku (mm)	580
Rádus otáčení (mm)	840
Šíře sedu (cm)*	30–44
Hloubka sedu (cm)	30–40

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	42–47
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	30 / 40
Náklon sedu	0°–22°
Úhel zádové opěry	0°–30°
Separátní stupačky	–
Středová podnožka	–
Zdvih	20 cm vč. polohování sedu 0°–30°

\* Ve standardní verzi / \*\* Rychlost 10 / 15 km/h nelze při výdeji na poukaz ZP



# » SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH KONFIGURACÍ

Uživatelé zpravidla potřebují čas, aby si zvykli na jízdní vlastnosti. Kromě rozdílných poloh těžiště má každý z typů pohonu své jedinečné vlastnosti a výhody.



## Pohon na zadní kola

Pohon na zadní kola je standardní, pokud jde o elektrické invalidní vozíky. Velmi dobré a stabilní jízdní vlastnosti zaručují dobré manévrování, zejména při použití v exteriéru.



## Pohon na přední kola

Elektrický vozík s pohonem předních kol posouvá osu poloměru otáčení do přední části vozíku, což vozíku předurčuje lepší manévrovací schopnosti ve stísněných prostorech. Tato konstrukce navíc umožňuje zajet blíže ke stolu a podobným objektům. Náhon na přední kola a volně otáčecí zadní kolečka umožňují použít kromě standardních stupaček i centrální stupačku, která může být mechanicky či elektricky polohovatelná do 90°.



## Pohon na přední kola + servo řízení zadních kol

Vozík Optimus je vybaven silným motorem, který pohání přední velká kola. Manévrování a otáčení vozíku je prováděno servo řízením zadních kol (obdobně jako např. vysokozdvizný vozík). Vozík tak potřebuje mnohem větší poloměr otáčení, ale tato konstrukce mu dává jedinečné jízdní vlastnosti v exteriéru, zejména v terénu. V interiéru je manévrování s tímto typem pohonu složitější a vyžaduje více prostoru, než u vozíku s klasickým pohonem zadních či předních kol.

PŘÍKLADY POUŽITÍ DLE DIAGNÓZ  
(doporučené, nikoli striktní)



ALS = Amyotrofická laterální skleróza Vysoká míšňí léze Duchennova svalová dystrofie SMA = Spinální svalová atrofie									
Kraniocerebrální trauma									
Roztroušená skleróza									
Poškození mozku v raném dětství ICP = intrakraniální tlak									
Nízká míšňí léze									
Obezita									
Parkinsonova nemoc CMP = Cévní mozková příhoda									
Amputace nohy/nohou									
Geriatrická léčba									

# ELEKTRICKÉ VOZÍKY



## CLOU

9.500

- Kompaktní a snadno ovladatelný skládací elektrický vozík vhodný především do interiéru.
- Snadný transport.
- **Skládací rám.**
- Určený pro uživatele se zachovanou stabilitou trupu.
- Díky možnosti složení umožňuje snadný transport i v osobním voze.

Šíře sedu: 38–50 / 43–55 cm

Celková šíře: 59–70 cm

Nosnost: 120 kg

Motor: 2 x 180 W

Baterie: 2 x 45 Ah

Hmotnost: 69 kg

Hmotnost bez baterií: 38 kg



**Kód ZP: 07-5005972**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **79 800 Kč**  
(doplatek od 4 800 Kč)



## iChair MC Basic

1.609

- Dobře ovladatelný elektrický vozík pro použití v interiéru i exteriéru.
- Dobré odpružení poháněcích kol usnadňuje pohyb v exteriéru.
- Integrovaná stabilizační kolečka.
- **Nejlevnější vozík ve své třídě a kvalitě.**

Šíře sedu: 43–55 cm

Celková šíře: max. 59 cm

Nosnost: 120 kg

Motor: 2 x 180 W

Baterie: 2 x 45 Ah



**Kód ZP: 07-5009652**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **89 900 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)

# ELEKTRICKÉ VOZÍKY

## iChair MC1

1.610

- Elektrický invalidní vozík vhodný do interiéru i exteriéru.
- **Podpora pro dlouhodobé sezení díky dobrému odpružení zadních kol.**
- Integrovaná stabilizační kolečka.
- Kompaktní rozměry a odpružení poháněcích kol zajišťuje bezpečné a pohodlné cestování.
- Vozíky iChair jsou od letošního roku v novém elegantním designu.

Šíře sedu: 43–60 cm  
Celková šíře: max. 63 cm  
Nosnost: 120 kg  
Motor: 2 x 180 W  
Baterie: 2 x 45 Ah / 2 x 73 Ah

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5009651  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 113 765 Kč  
(doplatek od 0 Kč)



## iChair MC2

1.611

- Vysoce pohyblivý elektrický vozík pro použití v interiéru i exteriéru s promyšlenými funkcemi a moderním designem.
- Dobré odpružení poháněcích kol ulehčuje dlouhý čas strávený na vozíku.
- Integrovaná stabilizační kolečka.
- **Široká nabídka nadstandardního příslušenství v základní sestavě.**
- Vozíky iChair jsou od letošního roku v novém elegantním designu.

Šíře sedu: 38–65 cm  
Celková šíře: max. 62 cm  
Nosnost: 160 kg  
Motor: 2 x 220 W  
Baterie: 2 x 45 Ah / 2 x 73 Ah

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5009650  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 124 980 Kč  
(doplatek od 0 Kč)



# ELEKTRICKÉ VOZÍKY



## iChair MC S

1.616

- Dětská varianta osvědčeného el. vozíku iChair MC2.
- Vhodné použití v interiéru i exteriéru.
- **Uzpůsobený pro děti nebo uživatele malého věku.**
- Široká nabídka základního i nadstandardního příslušenství.
- Vozíky iChair jsou od letošního roku v novém elegantním designu.

Šíře sedu: 30–44 cm

Celková šíře: 58 cm

Motory: 2x 180 W

Baterie: 2x 45 Ah / 2x 73 Ah

Nosnost: 75 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5005974**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **124 980 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



## iChair MC3 / MC3 Lift

1.612 / 1.612-27 (model Lift)

- Vysoce pohyblivý elektrický vozík pro použití v interiéru i exteriéru.
- Dělený odpružený rám zajišťuje komfortní jízdu i na nepevných cestách.
- Integrovaná stabilizační kolečka.
- Široká nabídka „nadstandardního“ příslušenství v základní sestavě.
- **Součástí modelu MC3 Lift je teleskopické zvedání sedačky o 30 cm.**
- Vozíky iChair jsou od letošního roku v novém elegantním designu.

Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: max. 63 cm

Nosnost: 160 kg

Motor: 2 x 220 W

Baterie: 2 x 45 Ah / 2 x 73 Ah

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5009648 (model 1.612)**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **122 756 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)

**Kód ZP: 07-5009647 (model Lift)**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **141 290 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



# ELEKTRICKÉ VOZÍKY



## iChair ORBIT

1.618

- Nový elektrický vozík se středovým pohonem.
- Vynikající jízdní vlastnosti v exteriéru a zároveň výborné manévrovací možnosti v interiéru.
- Velké množství příslušenství.
- Možnosti individuálního nastavení.

Šíře sedu:	38–65 cm
Celková šíře:	60–69 cm
Motor:	2x 180 W / 2x 350 W
Baterie:	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Nosnost:	120 / 160 kg

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 07-5011169  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 141 980 Kč  
(doplatek od 0 Kč)



## iChair MC FRONT

1.613

- Elektrický invalidní vozík s pohonem předních kol.
- Díky velkým pneumatikám a pohonu předních kol je snadno ovladatelný v interiéru i exteriéru.
- Kompaktní rám a odpružení poháněcích kol je standardem, který zajišťuje bezpečné a pohodlné cestování.
- Vozíky iChair jsou od letošního roku v novém elegantním designu.

Šíře sedu:	38–65 cm
Celková šíře:	62–80 cm
Nosnost:	160 kg
Motor:	2 x 220 W
Baterie:	2 x 45 Ah / 2 x 73 Ah

plná úhrada ZP

Kód ZP: 07-5005958  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 124 980 Kč  
(doplatek od 0 Kč)

# ELEKTRICKÉ VOZÍKY



## Rehab 4220 X

### B-4220/X

- **Kompaktní a komfortní elektrický vozík určený především do exteriéru.**
- Ovládání lze umístit jak na pravou tak na levou stranu.
- Sklopné polstrované sedadlo s integrovanou hlavovou opěrou.
- Odklopné područky.
- Odklápění řídicí jednotky v základní výbavě.
- Aktivní osvětlení vč. zadních blinkrů v základní výbavě.
- Středová podnožka výškově a úhlově nastavitelná.

Šíře sedu: 47–60 cm

Celková šíře: 65 cm

Motor: 420 W

Baterie: 2x 50 Ah

Nosnost: 181 kg

akční cena **69 800 Kč**



## OPTIMUS 2

### 2.322

- Exteriérový elektrický vozík vhodný především do náročnějšího terénu.
- **Silný, robustní a snadno ovladatelný i na neupravených cestách.**
- Odpružení kol.
- Vhodný při potřebě překonávání obrubníků.
- Dojezd až 70 km.
- Stoupání až 18 %.

Šíře sedu: 38–56 cm

Celková šíře: 68 cm

Nosnost: 150 kg

Motor: 950 W

Baterie: 2 x 79 Ah

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5005959**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **141 290 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Elektrické polohování sedu

c. 118


- $-2^{\circ}$  až  $+26^{\circ}$  /  $-2^{\circ}$  až  $+33^{\circ}$  /  $0^{\circ}$  až  $22^{\circ}$ .
- Parametry polohování sedu se liší v závislosti na typu vozíku.
- Cena provedení dle typu vozíku.



## Elektrické polohování zádové opěry

c. 25

- $-10^{\circ}$  až  $+50^{\circ}$  /  $0^{\circ}$  až  $30^{\circ}$ .
- Parametry polohování zádové opěry se liší v závislosti na typu vozíku.
- Cena provedení dle typu vozíku.



## Elektrické polohování stupaček

c. 86

- Dle typu ovládací jednotky lze stupačky ovládat jednotlivě nebo současně.
- Cena provedení dle typu vozíku.



## Ovládání vozíku pro doprovod

c. 4789

- Externí ovládací jednotka pro ovládání vozíku doprovodnou osobou s možností určení priority.
- Cena provedení dle typu ovládací jednotky.



## Elektrické zvedání sedu „Lift“

c. 27

- Zvýšení sedu o 30 cm.
- V závislosti na typu vozíku se jedná o teleskopické nebo křížové provedení.
- Cena provedení dle typu vozíku.



## Ovládací jednotka R-NET Bluetooth

- 3,5" barevný LCD displej.
- Integrovaný Bluetooth modul a Infraport (IR) pro možnost ovládání počítače, televize a jiných zařízení.
- Podpora Windows, Android a iOS.
- Kovový kryt pro zvýšenou odolnost.



## Různé typy joysticků TETRA

- Různé typy úchytu joysticku vhodné pro specifické potřeby uživatelů.
- Cena dle typu.



## Prevence defektů Vipseal

- Speciální náplň do pneumatik zajišťující ochranu proti úniku vzduchu, způsobenému poškozením duše pneumatiky.
- Vhodné pro všechny typy dušových pneumatik.
- Cena se liší dle velikosti kol.

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

# TECHNICKÉ PARAMETRY

## CLOU

### 9.500

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	120
Rychlost (km/h)	6
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 180
Celková maximální šíře vozíku (mm)	700
Rádus otáčení (mm)	1000
Šíře sedu (cm)*	38–55
Hloubka sedu (cm)	43

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	51
Baterie (kapacita 20 h)	2x 45 Ah
Max. dojezd (km)	30
Náklon sedu	–
Úhel zádové opěry	–
Separátní stupačky	–
Středová podnožka	–
Zdvih	–

## iChair MC Basic

### 1.609

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	120
Rychlost (km/h)	6
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 180
Celková maximální šíře vozíku (mm)	590
Rádus otáčení (mm)	840
Šíře sedu (cm)*	43–55
Hloubka sedu (cm)	40–53

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	44–51
Baterie (kapacita 20 h)	2x 45 Ah
Max. dojezd (km)	28
Náklon sedu	–
Úhel zádové opěry	–
Separátní stupačky	–
Středová podnožka	–
Zdvih	–

## iChair MC1

### 1.610

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	120
Rychlost (km/h)	6
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 180
Celková maximální šíře vozíku (mm)	630
Rádus otáčení (mm)	840
Šíře sedu (cm)*	43–60
Hloubka sedu (cm)	40–53

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	43–53
Baterie (kapacita 20 h)	2x 45 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	28 / 40
Náklon sedu	–2° až +26°
Úhel zádové opěry	–10° až +50°
Separátní stupačky	–
Středová podnožka	–
Zdvih	–

## iChair MC2

### 1.611

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	160
Rychlost (km/h)	6 / 10**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 220 / 2 x 300
Celková maximální šíře vozíku (mm)	620
Rádus otáčení (mm)	840
Šíře sedu (cm)*	38–65
Hloubka sedu (cm)	40–56

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	44–53
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	30 / 40
Náklon sedu	–2° až +26°
Úhel zádové opěry	–10° až +50°
Separátní stupačky	ANO
Středová podnožka	–
Zdvih	30 cm vč. polohování sedu 0°–30°

## iChair MC S

### 1.616

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	75
Rychlost (km/h)	6 / 10**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 180 / 2 x 300
Celková maximální šíře vozíku (mm)	580
Rádus otáčení (mm)	840
Šíře sedu (cm)*	30–44
Hloubka sedu (cm)	30–40

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	42–47
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	30 / 40
Náklon sedu	0°–22°
Úhel zádové opěry	0°–30°
Separátní stupačky	–
Středová podnožka	–
Zdvih	20 cm vč. polohování sedu 0°–30°

# TECHNICKÉ PARAMETRY

## iChair MC3

1.612

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	160
Rychlost (km/h)	6 / 10**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 220 / 2 x 300
Celková maximální šíře vozíku (mm)	630
Rádus otáčení (mm)	900
Šíře sedu (cm)*	38–65
Hloubka sedu (cm)	40–56

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	46–52
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	30 / 40
Náklon sedu	-2° až +33°
Úhel zádové opěry	-10° až +50°
Separátní stupačky	ANO
Středová podnožka	-
Zdvih	-

## iChair ORBIT

1.618

Typ náhonu	střední
Nosnost (kg)	120 / 160
Rychlost (km/h)	6 / 10**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 180 / 2 x 350
Celková maximální šíře vozíku (mm)	690
Rádus otáčení (mm)	630 / 750
Šíře sedu (cm)*	38–65
Hloubka sedu (cm)	40–53

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	43–51
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	35 / 40
Náklon sedu	-2° až +33°
Úhel zádové opěry	-10° až +50°
Separátní stupačky	ANO
Středová podnožka	ANO
Zdvih	-

## iChair MC FRONT

1.613

Typ náhonu	přední
Nosnost (kg)	160
Rychlost (km/h)	6 / 10**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 220 / 2 x 300
Celková maximální šíře vozíku (mm)	620
Rádus otáčení (mm)	650
Šíře sedu (cm)*	38–65
Hloubka sedu (cm)	40–56

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	44–51
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	30 / 40
Náklon sedu	4°–26°
Úhel zádové opěry	-10° až +50°
Separátní stupačky	ANO
Středová podnožka	ANO
Zdvih	30 cm vč. polohování sedu 0°–30°

## REHAB 4220 X

B-4220/X

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	181
Rychlost (km/h)	9
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	420
Celková maximální šíře vozíku (mm)	650
Rádus otáčení (mm)	-
Šíře sedu (cm)*	47–60
Hloubka sedu (cm)	51

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	55
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah
Max. dojezd (km)	30
Náklon sedu	-
Úhel zádové opěry	-
Separátní stupačky	-
Středová podnožka	ANO
Zdvih	-

## OPTIMUS 2

2.322

Typ náhonu	přední
Nosnost (kg)	150
Rychlost (km/h)	6 / 10 / 15**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	950
Celková maximální šíře vozíku (mm)	680
Rádus otáčení (mm)	1200
Šíře sedu (cm)*	38–56
Hloubka sedu (cm)	42–53

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	61–65
Baterie (kapacita 20 h)	2x 79 Ah / 2x 107 Ah
Max. dojezd (km)	50 / 70
Náklon sedu	7°–22° / 5°–20° / 20°–35°
Úhel zádové opěry	-10° až +50°
Separátní stupačky	ANO
Středová podnožka	-
Zdvih	-

\* Ve standardní verzi / \*\* Rychlost 10 / 15 km/h nelze při výdeji na poukaz ZP

# ELEKTRICKÉ VOZÍKY

## Cestovní el. vozík iTRAVEL

1.054

- iTravel je nový skládací elektrický vozík s hmotností pouhých 23 kg.
- Ideální společník při nakupování, práci a cestování.
- Komfortní, ergonomicky tvarovaný sedací systém.
- Nastavitelný sklon zádové opěry.
- Výklopné područky.
- **Velmi snadné skládání bez potřeby odnímání stupačky a područek.**
- Automatický stabilizační program (ESP) pro lepší výkon a stabilitu v zatáčkách.

novinka

cena 68 900 Kč



Celková délka v mm	970
Celková šířka v mm	560
Výška sedu v mm	520
Hloubka sedu v mm	380
Výška zádové opěrky v mm	450
Šířka sedu v mm	450
Transportní výška v mm	300
Počet kol	4
Průměr předního kola v mm	170
Průměr zadního kola v mm	200
„Světlá výška“ v mm	70
Maximální výška překážky v mm	60

Poloměr otáčení v mm	970
Dlouhodobý výkon motoru	200 W
Nejvyšší výkon motoru	800 W
Baterie	10,4 Ah Li-Ion
Nabíječka	2 Ah
Elektronika	50 A
Maximální dojezd (při testovacích podmínkách) v km	10
Přípustné stoupání / sklon trati ve stupních (procentech)	3° (6 %)
Hmotnost prázdného mikroskútru včetně baterie v kg	23
Přípustná hmotnost uživatele v kg	120
Přípustná celková hmotnost v kg	150
Maximální rychlost v km/h	6



## Mikroskútr iGO / iGO Up

1.064 / 1.064-24

- Unikátní řešení pro Váš svobodný pohyb.
- Díky malému poloměru otáčení je velmi vhodný do malých prostor.
- Otočná a výškově nastavitelné sedadlo s nastavitelnými područkami.
- Snadné rozkládání do tří dílů velmi usnadňuje případný transport.
- Intuitivní ovládání.
- I přesto, že je mikroskútr navržen pro jízdu v interiéru, je možné jej využít i při projíždkách po zpevněných cestách v okolí Vašeho bydliště.
- V nabídce nově i verze iGO Up s elektrickým zdvihem sedu.

**novinka** iGO cena 39 800 Kč  
iGO Up cena 44 900 Kč



Celková délka v mm	760
Celková šířka v mm	580
Výška sedu v mm, nastavitelná	400–550
Hloubka sedu v mm	400
Výška zádové opěrky v mm	400
Šířka sedu v mm, nastavitelná	550
Transportní výška (při složeném řídicím sloupku a bez sedáku) v mm	470
Počet kol	5
Průměr předního kola v mm	110
Průměr zadního kola v mm	220
„Světla výška“ v mm	50
Maximální výška překážky v mm	15

Poloměr otáčení v mm	500
Dlouhodobý výkon motoru	200 W
Nejvyšší výkon motoru	800 W
Baterie	18 Ah
Nabíječka	2 Ah
Elektronika	50 A
Maximální dojezd (při testovacích podmínkách) v km	17
Přípustné stoupání / sklon trati ve stupních (procentech)	3° (6 %)
Hmotnost prázdného mikroskútru včetně baterie v kg	47
Přípustná hmotnost uživatele v kg	120
Přípustná celková hmotnost v kg	170
Maximální rychlost v km/h	6

# ELEKTRICKÉ SKÚTRY



## EL-GO

### 1273-3

- Tříkolový elektrický skútr určený především pro jízdu na zpevněných cestách a v mírném terénu.
- Nastavitelná šíře područek.
- V základu nákupní košík s nosností 15 kg.
- Možnost vybavení skútru bateriemi s větší kapacitou 2x 50 Ah umožňující delší dojezd.

Rychlost:	10 km/h
Dojezd:	cca 30 km
Nosnost:	120 kg
Motor:	500 W
Baterie:	2 x 36 Ah (2 x 50 Ah)
Rozměry:	136,5 / 61 cm
Světlá výška:	11 cm
Stoupání:	max. 15 %

cena 48 400 Kč



## EL-GO/M

### 1273-4

- Čtyřkolový elektrický skútr určený především pro jízdu na zpevněných cestách a v mírném terénu.
- Nastavitelná šíře područek.
- V základu nákupní košík s nosností 15 kg.
- Možnost vybavení skútru bateriemi s větší kapacitou 2 x 50 Ah umožňující delší dojezd.

Rychlost:	10 km/h
Dojezd:	cca 30 km
Nosnost:	120 kg
Motor:	500 W
Baterie:	2 x 36 Ah (2 x 50 Ah)
Rozměry:	130,5 / 62 cm
Světlá výška:	11 cm
Stoupání:	max. 15 %

cena 48 400 Kč



# ELEKTRICKÉ SKÚTRY



## CITYLINER 409

1.254

- Nový kompaktní čtyřkolový el. skútr s výbornou manévrovatelností.
- Velmi snadná obsluha
- Výškově nastavitelná, posuvná a otočná sedačka s bezpečnostním pásem.
- Hliníkové ráfky.
- Odpružení.
- Úsporné LED osvětlení.
- Barva: oranžová nebo modrá.

Rychlost:	10 km/h
Dojezd:	cca 30 km
Nosnost:	136 kg
Motor:	210 W
Baterie:	2x 35 Ah
Rozměry:	120 / 61 cm
Světlá výška:	10 cm
Stoupání:	max. 16 %

cena 48 400 Kč



## CITYLINER 412

2.364

- Čtyřkolový elektrický skútr vhodný i do středně těžkého terénu.
- Výškově nastavitelná, posuvná a otočná sedačka.
- Plynule polohovatelná zádová opěra s výškově nastavitelnou hlavovou opěrkou.
- Kolébkový ovladač rychlosti jízdy vpřed i vzad.
- Přehledný ovládací panel s indikací nabití akumulátorů a spínací skříňkou.
- Multifunkční podsvícený LCD displej.
- Odpružení, kompletní osvětlení.
- Přední nákupní košík, odkládací kapsa na zadní části opěradla.

Rychlost:	12 km/h
Dojezd:	cca 35 km
Nosnost:	150 kg
Motor:	400 W
Baterie:	2x 50 Ah
Rozměry:	122 / 64 cm
Světlá výška:	10 cm
Stoupání:	max. 18 %

cena 79 800 Kč

# ELEKTRICKÉ SKÚTRY



## CITYLINER 415

2.664

- Čtyřkolový elektrický skútr vhodný i do těžšího terénu.
- Luxusní sedák otočný o 360° s úložným prostorem a bezpečnostním pásem.
- Nastavitelná bederní podpora a zádočová opěrka s nastavitelným úhlem.
- Kolébkový ovladač rychlosti jízdy vpřed i vzad.
- Přehledný ovládací panel s indikací nabití akumulátorů a spínací skříňkou.
- Multifunkční podsvícený LCD displej.
- Odpružení, kompletní osvětlení.
- Přední nákupní košík, odkládací kapsa na zadní části opěrky.

Rychlost:	15 km/h
Dojezd:	cca 50 km
Nosnost:	180 kg
Motor:	650 W
Baterie:	2x 79 Ah
Rozměry:	138 / 68 cm
Světlá výška:	11 cm
Stoupání:	max. 18 %

cena 102 800 Kč



## EL-GO/M XXL

1273-4 XXL

- Čtyřkolový elektrický skútr s vyšší nosností vhodný i do těžšího terénu.
- Nastavitelná širší područek.
- V základu nákupní košík s nosností 15 kg.
- Možnost vybavení skútru bateriemi s větší kapacitou 2x 75 Ah umožňující delší dojezd.

Rychlost:	15 km/h
Dojezd:	cca 30 (45) km
Nosnost:	200 kg
Motor:	700 W
Baterie:	2x 50 Ah (2x 75 Ah)
Rozměry:	153 / 68,5 cm
Světlá výška:	8,5 cm
Stoupání:	max. 17,6 %

XXL  
velikost

cena od 75 900 Kč

# NÁJEZDOVÉ RAMPY



## Dvoudílné teleskopické nájezdové rampy PONDUS T2

PT202030

- Délku lze nastavit vysouváním a zasouváním teleskopické části.
- Vyrobeno z hliníkových profilů odolných proti korozi.
- Speciálně rýhovaný povrch s protiskluzovými vlastnostmi.
- Ochranné bočnice proti bočnímu sklouznutí.
- Součástí ramp je zámek a madla pro snadný a bezpečný transport.

Celková délka:	203 cm
Šířka tratě:	19,5 cm
Max. převýšení:	40 cm
Hmotnost (pár):	cca 12 kg
Max. zatížení na pár:	300 kg

cena (pár) **7 960 Kč**



## Trojdílné teleskopické nájezdové rampy PONDUS T3

PT302890

- Délku lze nastavit vysouváním a zasouváním teleskopické části.
- Vyrobeno z hliníkových profilů odolných proti korozi.
- Speciálně rýhovaný povrch s protiskluzovými vlastnostmi.
- Ochranné bočnice proti bočnímu sklouznutí.
- Součástí ramp je zámek a madla pro snadný a bezpečný transport.

Celková délka:	289 cm
Šířka tratě:	18 cm
Max. převýšení:	58 cm
Hmotnost (pár):	cca 16 kg
Max. zatížení na pár:	250 kg

cena (pár) **9 960 Kč**



## Nájezdové rampy RFM Ricmar

09287724 (pro výšku překážky 3-7 cm)

09287730 (pro výšku překážky 5-15 cm)

- Mobilní rampy nejen pro invalidní vozíky.
- Extrémně robustní a odolné.
- Protiskluzový povrch.
- Snadná manipulace.

Výška překážky:	3–7 cm / 5–15 cm
Délka:	6 + 34 cm / 6 + 54 cm
Šíře:	72 cm (97 cm s krycí hranou)
Nosnost:	250 kg

novinka

09287724 cena **3 490 Kč**  
09287730 cena **4 990 Kč**



## Přechodová rampa Meyra

3575012

- Mobilní přechodová rampa nejen pro invalidní vozíky.
- Extrémně robustní a odolná.
- Protiskluzový povrch.
- Snadná manipulace.

Výška překážky:	3 cm
Celková délka:	56 cm
Délka přechodu:	9,5 cm
Šíře:	70 cm
Nosnost:	400 kg

novinka

cena **3 690 Kč**

# Vyzdvihněte svou individualitu!



- Anatomické zádové opěry TARTA EMYS si nyní můžete nechat vyrobit ve vlastním designu! Stačí dodat podklady, nebo si vytvořit návrh dle svých představ.
- Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní zástupce.

příplatková cena **4 190 Kč**

# ZÁDOVÉ SYSTÉMY TARTA



ADI  
COMPASSO D'ORO  
INTERNATIONAL  
AWARD  
2017



## Anatomická zádová opěra TARTA EMYS Standard

**TARTA-E3x-S (varianta 3V), TARTA-E4x-S (varianta 4V)**

- Univerzální systém z otevřených nekonturovaných lamel.
- Vhodná pro uživatele, kteří nevyžadují boční vedení trupu, ale přesto ocení flexibilitu zádové opěry umožňující dynamický sed na vozíku.
- Varianty 3V a 4V definují výšku zádové opěry, tedy počet lamel.

Velikost: M, L, XL

Max. hmotnost  
uživatele: 120 kg

Částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5010969 (varianta 3V) cena 22 283 Kč  
(spoluúčast 2 288 Kč)

Kód ZP: 07-5010968 (varianta 4V) cena 23 819 Kč  
(spoluúčast 2 382 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem



## Anatomická zádová opěra TARTA EMYS Contour

**TARTA-E3x-C (varianta 3V), TARTA-E4x-C (varianta 4V), TARTA-E5x-C (varianta 5V)**

- Univerzální systém s větší podporou trupu a vyšším stupněm vedení a držení postury.
- Vhodný pro uživatele, kteří ocení kromě flexibility a dynamického sedu i boční vedení, které však také není fixní a i přes podporu vedení trupu zachovává volnost v protažení do stran a do rotací.
- Varianty 3V, 4V a 5V definují výšku zádové opěry, tedy počet lamel.

Velikost: M, L, XL

Max. hmotnost  
uživatele: 120 kg

Částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5010966 (varianta 3V) cena 22 283 Kč  
(spoluúčast 2 228 Kč)

Kód ZP: 07-5010967 (varianta 4V) cena 23 819 Kč  
(spoluúčast 2 382 Kč)

Kód ZP: 07-5010965 (varianta 5V) cena 25 356 Kč  
(spoluúčast 2 536 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem



## Anatomická zádová opěra TARTA EMYS DeepContour

**TARTA-E4x-D (varianta 4V), TARTA-E5x-D (varianta 5V)**

- Univerzální systém s maximální podporou trupu a vysokým stupněm vedení a držení postury.
- Vhodný pro uživatele, kteří ocení kromě flexibility a dynamického sedu i boční stabilizaci (hloubka 14,5 cm). Opěra si i přes podporu vedení trupu zachovává volnost v protažení do stran a do rotací.
- Varianty 4V a 5V definují výšku zádové opěry, tedy počet lamel.

Velikost: M, L, XL

Max. hmotnost  
uživatele: 120 kg

Částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5010964 (varianta 4V) cena 23 819 Kč  
(spoluúčast 2 382 Kč)

Kód ZP: 07-5010963 (varianta 5V) cena 25 356 Kč  
(spoluúčast 2 536 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem

# ZÁDOVÉ SYSTÉMY TARTA

Hledali jsme novou myšlenku s důrazem na funkčnost, flexibilitu, odolnost, spolehlivost a design. Našli jsme adaptabilní opěrný systém TARTA vyvinutý zkušenými odborníky v oblasti ergonomie, protetiky a užitého designu. TARTA je modulární systém, a proto je schopen řešit širokou škálu individuálních potřeb.

Jednou z nejdůležitějších vlastností systému TARTA je extrémní flexibilita a schopnost přizpůsobit se. S každým „obratlem“ můžeme nastavit zakřivení jak v předozadním směru (kyfotické či lordotické), tak v bočním směru, a jsme proto schopni přizpůsobit zádovou opěru například i různým úrovním skoliózy.

Anatomická zádová opěrka TARTA je v základu tvořena z jednotlivých „obratlů“ spojených mezi sebou tvarovatelnými ocelovými plátky. Na každý „obratel“ takto sestavené páteře můžeme připevnit lamely různých typů a velikostí a individuálně nastavit jejich sklon. Každou z lamel můžeme navíc doplnit různými typy prodyšného čalounění. Dokážeme Vám proto sestavit zádovou opěru přesně podle Vašich potřeb.

Zádový systém TARTA je možné uchytit na téměř jakýkoli invalidní vozík s pevným nebo skládacím rámem.



**reddot award**  
product design

Více informací a produktová videa najdete na našich webových stránkách [www.meyra.cz/tarta](http://www.meyra.cz/tarta)



## Anatomická zádová opěrka TARTA Standard

**TARTA-4S (varianta 4V), TARTA-5S (varianta 5V), TARTA-6S (varianta 6V)**

částečná úhrada  
ZP

- Univerzální systém z otevřených nekonturovaných lamel.
- Vhodný pro uživatele, kteří nevyžadují boční vedení trupu, ale přesto ocení flexibilitu zádové opěry umožňující dynamický sed na vozíku.
- Varianty 4V, 5V a 6V definují výšku zádové opěry, tedy počet pater „obratlů a žeber“.

Velikost: S, M, L, XL

Max. hmotnost  
uživatele: 100 kg

**Kód ZP: 07-5010971 (varianta 4V) cena 22 875 Kč**  
(spoluúčast 2 288 Kč)

**Kód ZP: 07-5010972 (varianta 5V) cena 24 274 Kč**  
(spoluúčast 2 427 Kč)

**Kód ZP: 07-5010973 (varianta 6V) cena 25 675 Kč**  
(spoluúčast 2 568 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem



## Anatomická zádová opěrka TARTA Contour

**TARTA-4A (varianta 4V), TARTA-5A (varianta 5V), TARTA-6A (varianta 6V)**

částečná úhrada  
ZP

- Univerzální systém s větší podporou trupu a vyšším stupněm vedení a držení postury.
- Vhodný pro uživatele, kteří ocení kromě flexibility a dynamického sedu i boční vedení, které však také není fixní a i přes podporu vedení trupu zachovává volnost v protažení do stran a do rotací.
- Varianty 4V, 5V a 6V definují výšku zádové opěry, tedy počet pater „obratlů a žeber“.

Velikost: S, M, L, XL

Max. hmotnost  
uživatele: 100 kg

**Kód ZP: 07-5010974 (varianta 4V) cena 23 574 Kč**  
(spoluúčast 2 357 Kč)

**Kód ZP: 07-5010975 (varianta 5V) cena 24 972 Kč**  
(spoluúčast 2 497 Kč)

**Kód ZP: 07-5010976 (varianta 6V) cena 26 375 Kč**  
(spoluúčast 2 638 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem



## Anatomická zádová opěrka TARTA Individual

**TARTA-4I (varianta 4V), TARTA-5I (varianta 5V), TARTA-6I (varianta 6V)**

částečná úhrada  
ZP

- Systém s možností maximálního přizpůsobení individuálním potřebám.
- Vhodný pro uživatele, kteří uvítají řešení „šité na míru“.
- Nutnost přesného zaměření.
- Varianty 4V, 5V a 6V definují výšku zádové opěry, tedy počet pater „obratlů a žeber“.

Velikost: S, M, L, XL

Max. hmotnost  
uživatele: 100 kg

**Kód ZP: 07-5010977 (varianta 4V) cena 24 274 Kč**  
(spoluúčast 2 427 Kč)

**Kód ZP: 07-5010979 (varianta 5V) cena 25 675 Kč**  
(spoluúčast 2 568 Kč)

**Kód ZP: 07-5010980 (varianta 6V) cena 27 074 Kč**  
(spoluúčast 2 707 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem

# ZÁDOVÉ SYSTÉMY VARILITE



## Zádová opěrka Varilite ICON LOW

### ORTO-4601

- Nízká zádová opěrka vhodná pro aktivní uživatele.
- Pevná opora pro spodní část trupu v kombinaci s mírnou boční oporou.
- Zachován plný rozsah pohybu v horní části trupu.
- V nabídce různé velikosti.

Hmotnost: 1,5 kg (při šíři 43 cm)

Nosnost: 136 kg



**Kód ZP: 07-5003886**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **10 300 Kč**  
(spoluúčast 1 030 Kč)



## Zádová opěrka Varilite ICON MID

### ORTO-4602 / ORTO-46021 (varianta JUNIOR)

- Zádová opěrka střední výšky s podporou těsně pod lopatky.
- Pevná opora pro spodní a střední část trupu v kombinaci s mírnou boční oporou.
- Zachován plný rozsah pohybu paží.
- V nabídce různé velikosti.

Hmotnost: 1,9 kg (při šíři 43 cm)

Nosnost: 136 kg / 45 kg (Junior)



**Kód ZP: 07-5003887 (ORTO-4602)** cena **10 830 Kč**  
(spoluúčast 1 083 Kč)

**Kód ZP: 07-5003897 (ORTO-46021)** cena **10 480 Kč**  
(spoluúčast 1 048 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem



## Zádová opěrka Varilite ICON TALL

### ORTO-4603 / ORTO-4622 (varianta DEEP) / ORTO-46221 (varianta DEEP JUNIOR)

- Vysoká zádová opěrka s podporou po ramena.
- Vhodná pro uživatele, kteří potřebují anatomická záda s bočním vedením.
- Možnost hlubšího provedení nebo přidání opěrek pro zvýšení boční fixace.
- V nabídce různé velikosti.

Hmotnost: 2,9 kg (při šíři 43 cm)

Nosnost: 136 kg / 45 kg (Junior)



**Kód ZP: 07-5003888 (ORTO-4603)** cena **11 340 Kč**  
(dospoluúčast 1 134 Kč)

**Kód ZP: 07-5003889 (ORTO-4622)** cena **13 400 Kč**  
(spoluúčast 1 340 Kč)

**Kód ZP: 07-5003898 (ORTO-46221)** cena **10 960 Kč**  
(spoluúčast 1 096 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem



## Podpažní opěrka Varilite PAL

### ORTO-4604 (pevná), ORTO-4605 (odklonná)

- Zvýšení laterální fixace trupu.
- Možnost instalace na jakoukoli pevnou zádovou opěrku díky univerzálnímu držáku.
- Varianta s pevným nebo odklopným držákem (s možností nastavení šířky nebo šířky a úhlu v rozsahu 20°).
- Možnost zakoupení páru či jen levé nebo pravé opěrky.

Polstr: 10 x 13 cm



**Kód ZP: 07-5003908 (ORTO-4604)** cena **3 090 Kč**  
(spoluúčast 309 Kč)

**Kód ZP: 07-5003907 (ORTO-4605)** cena **7 340 Kč**  
(spoluúčast 734 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem

# ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY



## Antidekubitní sedák ALOVA

### WNC-VCAG

- Antidekubitní polštáře ALOVA představují novou řadu produktů s pěnovou výplní Visco Elastic.
- Tvarovaný antidekubitní polštář ALOVA zvyšuje kontaktní plochu, tím zlepšuje rozložení tlaku a pomáhá tak v prevenci vzniku dekubitů středního až vysokého rizika.
- Anatomické tvarování.
- Nepromokavý a prodyšný potah.
- Náhradní potah v základní výbavě.
- V nabídce různé velikosti.
- Tabulku velikostí najdete na našem webu: [www.meyra.cz/alova](http://www.meyra.cz/alova)

Výška sedáku: 9–12 cm (dle typu)

Nosnost: až 200 kg (dle typu)

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5010805  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 3 069 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Antidekubitní sedák ALOVA s abdukčním klínem

### WNC-VCAG BP

- Varianta s odnímatelným abdukčním klínem.
- Antidekubitní polštáře ALOVA představují novou řadu produktů s pěnovou výplní Visco Elastic.
- Tvarovaný antidekubitní polštář ALOVA zvyšuje kontaktní plochu, tím zlepšuje rozložení tlaku a pomáhá tak v prevenci vzniku dekubitů středního až vysokého rizika.
- Anatomické tvarování.
- Nepromokavý a prodyšný potah.
- V základní výbavě potah pro použití sedáku bez abdukčního klínu.
- V nabídce různé velikosti.
- Tabulku velikostí najdete na našem webu: [www.meyra.cz/alova\\_s\\_klínem](http://www.meyra.cz/alova_s_klínem)

Výška sedáku: 9 cm

Nosnost: až 135 kg (dle typu)

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5010804  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 4 078 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Antidekubitní sedák Qmed

### DRQE3E1CDXUXP

- Paměťová pěna napomáhá zmírnit tlak na spodní část sedací kosti a kostrč.
- Anatomický design a dvojitá vrstva s různou hustotou paměťové pěny.
- Vhodné k užití na kancelářskou židli, invalidní vozík, k domácímu užití i v automobilu.
- Pomocný pásek pro fixaci požadované polohy, protiskluzová spodní část.


Hustota: 80 / 110 kg/m<sup>3</sup>

Rozměry: 46 x 41 x 7,5 cm

cena 980 Kč



# ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY



## Antidekubitní sedák KINÉRIS

### WNC-V 1EL / 2EL

- Antidekubitní polštáře KINÉRIS jsou složeny ze vzduchových buněk, které jsou navzájem propojené.
- V nabídce jednokomorové nebo dvoukomorové varianty.
- Zaručeno plynulé rozložení tlaku a individuální přizpůsobení.
- Sedáky jsou vhodné pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- Pumpička s manometrem v základní výbavě.
- V nabídce různé velikosti.
- Tabulku velikostí najdete na našem webu: [www.meyra.cz/kineris](http://www.meyra.cz/kineris)

Výška sedáku: 7 nebo 10 cm

Nosnost: až 120 kg (dle typu)




Jednokomorová varianta

**Kód ZP: 07-5010807** cena **8 680 Kč**  
podléhá schválení  
revizním lékařem (doplatek 1 180 Kč)

Dvoukomorová varianta

**Kód ZP: 07-5010806** cena **8 970 Kč**  
podléhá schválení  
revizním lékařem (doplatek 1 470 Kč)



## Antidekubitní sedák COMFY

### DRVVT

- Prodyšný sedák s propojenými elastickými vzduchovými komorami.
- Nafouknutí dle individuální potřeby pomocí pumpy.
- Snadné čištění povlaku.
- Protiskluzová podložka.
- K dispozici verze s jedním ventilem a propojenými komorami na celé ploše nebo verze se dvěma ventily a propojenými komorami na dvě části.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 6 / 8 / 10 cm

Nosnost: 130 kg



**Kód ZP: 07-5008591**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **4 890 Kč**  
(doplatek 0 Kč)



## Antidekubitní sedák Vitea Care

### DRVCT

- Prodyšný sedák s patentovaným systémem rozložení tlaku při sezení.
- Snadné čištění povlaku.
- Protiskluzová podložka.
- Regulační tlak umožňující změnu výšky sedáku a tvrdost.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 8 cm

Nosnost: 180 kg



**Kód ZP: 07-5008593**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **2 564 Kč**  
(doplatek 364 Kč)

# ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY



## Antidekubitní sedák Varilite REFLEX

**ORTO-4606**

- Antidekubitní sedák s pěnovým jádrem a automatickým ventilem.
- Vhodný pro osoby se středním rizikem vzniku dekubitů vyžadující pouze základní stabilizaci sedu.
- Automatický ventil bez nutnosti nastavování.
- Pěnové jádro se zabudovaným abdukčním klínem.
- Díky nízké hmotnosti je sedák vhodný pro uživatele aktivních vozíků.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 8 cm

Hmotnost: 865 g

Nosnost: 280 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5003890**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **3 532 Kč**  
(doplatek 0 Kč)



## Antidekubitní sedák Varilite ZOID PSV / JUNIOR

**ORTO-4607 / ORTO-46071** (varianta JUNIOR)

- Antidekubitní sedák s pěnovým jádrem a PSV ventilem.
- Vhodný pro osoby se středním rizikem vzniku dekubitů.
- Vhodný pro osoby bez potřeby výrazné stabilizace sedu.
- Ventil PSV pro jednoduché nastavení požadovaného tlaku.
- Díky nízké hmotnosti je sedák vhodný pro uživatele aktivních vozíků.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 6 cm / 7,4 cm (Junior)

Hmotnost: 567 g

Nosnost: 280 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5003891 (ORTO-4607)**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **7 080 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

**Kód ZP: 07-5003899 (ORTO-46071)**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **7 340 Kč**  
(doplatek 0 Kč)



## Antidekubitní sedák Varilite EVOLUTION PSV

**ORTO-4608, ORTO-4609** (vel. 55 x 50 cm)

- Antidekubitní sedák s pěnovým jádrem a PSV ventilem.
- Vhodný pro uživatele s požadavkem na zvýšenou symetrickou stabilizaci sedu.
- Vyšší pěnové jádro s integrovaným abdukčním klínem pro střední mediální stabilizaci.
- Ventil PSV pro jednoduché nastavení požadovaného tlaku.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 9,7 cm

Nosnost: 280 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5003892 (ORTO-4608)**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **7 080 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

**Kód ZP: 07-5003891 (ORTO-4609)**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **8 520 Kč**  
(doplatek 1 020 Kč)

# ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY



## Antidekubitní sedák Varilite MERIDIAN

### ORTO-4610

- Antidekubitní sedák vhodný pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- Vhodný pro osoby s požadavky na výraznou mediální a symetrickou laterální stabilizaci sedu.
- Dvě samostatné vzduchové komory.
- Rozdílným nastavením tlaku v komorách lze zamezit nežádoucímu sklonu pánve.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 9,7 cm

Nosnost: 280 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5003894  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 7 290 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Sedací systém Varilite MERIDIAN WAVE

### ORTO-4620

- Antidekubitní sedák Varilite Meridian podložený konturovanou deskou z tvrdé pěny v provedení LPB.
- Deska s výraznou laterální oporou (LPB) a dvě samostatné komory pro maximální stabilizaci sedu.
- Vhodný pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- Konturovanou desku LPB lze na přání v rámci ceny zaměnit za provedení CPB nebo CPW (CPB = deska s laterální oporou a abdukčním klínem; CPW = klín s laterální oporou a abdukčním klínem).
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 13 cm

Hmotnost: 1 320 g

Nosnost: 280 kg

částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5003895  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 8 850 Kč  
(doplatek 1 350 Kč)



## Sedací systém Varilite PROFORM NX

### ORTO-4621

- Antidekubitní sedák nabízející maximální možnosti pro individuální přizpůsobení.
- Kompenzace různé délky nohou, polohy pánve a skoliózy páteře.
- Vhodný pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- Výrazná symetrická i asymetrická laterální stabilizace sedu.
- Klín, vzduchové a pěnové komory pro mediální stabilizaci sedu.
- Desku a klín je možné individuálně upravit seříznutím.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 12 cm

Hmotnost: 1 450 g

Nosnost: 280 kg

částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5003896  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 8 600 Kč  
(doplatek 1 100 Kč)

# POLOHOVACÍ LŮŽKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Ecofit Plus

27000001

- Pojízdné, plně elektricky polohovatelné lůžko.
- Snadné ovládání s možností uzamknutí funkcí.
- Součástí hrazda s rukojetí.

Ložná plocha: 90 x 200 cm

Nosnost: 185 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5006609  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **26 999 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

Prodloužení ložné plochy  
o 20 cm

cena **6 900 Kč**



## Ecofit S

27000003

- Plně elektricky polohovatelné pojízdné lůžko.
- Oproti modelu Ecofit Plus méně robustní.
- Bez dřevěného obložení čel.
- Hrazda s rukojetí je součástí základního vybavení.

Ložná plocha: 90 x 200 cm

Nosnost: 185 kg

cena **19 890 Kč**

Prodloužení ložné plochy  
o 20 cm

cena **6 900 Kč**



## Ecofit XTRA

- Plně elektricky polohovatelná pojízdná lůžka Ecofit XTRA jsou určena pro klienty s hmotností až 500 kg.
- Lůžko se vyznačuje zvláště vysokou stabilitou.
- Hrazda s rukojetí je součástí základního vybavení.
- Matrace k lůžku pouze na individuální poptávku/objednávku.

Ložná plocha: 120 cm x 200 cm / 140 cm x 200 cm

Nosnost: 300 kg / 400 kg / 500 kg

XXL  
velikost

cena od **69 890 Kč**

Prodloužení ložné plochy  
o 20 cm

cena **9 800 Kč**

# POLOHOVACÍ LŮŽKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Pojízdný stolek RFM

01689593 (bílá), 07748658 (hnědá)

- Stolek k lůžku s nastavitelnou výškou.
- Ocelový skládací rám.
- Snadné manipulování.
- 2 kolečka vybavena brzdou.

Celková šířka: 61 cm  
Celková hloubka: 45 cm  
Výška: 65–94 cm  
Hmotnost: 7,5 kg  
Rozměry desky: 62 x 41 cm  
Nosnost: 10 kg  
Barva: bílá, hnědá

cena 2 690 Kč



## Hrazda RFM

03429465

- Ramenová hrazda pro podporu aktivního pohybu na lůžku.

Výška: 176 cm  
Hmotnost: cca 11 kg  
Rozměry základny: 82,5 x 75,5 x 5,0 cm  
Nosnost: 100 kg  
Barva: světle šedá

cena 3 290 Kč



## Rehabilitační madlo - žebřík

DRQM3GOAAXXP

- Praktické rehabilitační madlo usnadňující zvedání na lůžku.
- Osoba ležící na lůžku má s pomocí žebříku více motivace pracovat na zvyšování svých fyzických schopností a tím posiluje svaly rukou a paží.
- 4-stupňový žebřík.
- Fosforeskující konce madel.

Délka: 3 m  
Zatížení: max. 90 kg

cena 289 Kč



## Opěrka do lůžka


DRVF01

- Zádová opěrka pro snadné provedení hygienických úkonů a jiných denních aktivit (např. stravování) u ležících pacientů.
- Snadné ovládání s možností nastavení napůl vzpřímené pozice pro prevenci nežádoucích účinků způsobených dlouhým ležením.
- Zlepšení pohodlí v každodenním životě.
- Odolný hliníkový rám s netoxickým lakem.
- 5 polohovacích pozic.

Šířka: 62 cm  
Barva: kostkovaný modrý vzor

cena 799 Kč

# MATRACE



## Bohemia Clinic 14 NEO

- Matrace pro uživatele se středním rizikem vzniku dekubitů.
  - Výborná cirkulace vzduchu a par, tvarová stálost a pružnost.
  - Na spodní straně prořezy pro lepší polohování matrace na lůžku.
  - Patentovaný a chráněný vzor průřezu, lepší rozložení tlaku na matraci.
  - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm  
**Výška:** 14 cm  
**Nosnost:** 160 kg

novinka plná úhrada ZP

**Kód ZP: 07-5010788**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **3 000 Kč**  
(doplatek 0 Kč)



## Bohemia Prevent 14 NEO

- Matrace pro uživatele se středním rizikem vzniku dekubitů.
  - Kombinace základové HR pěny (10 cm) a vrchní visco pěny (4 cm).
  - Profilace do 7 zón.
  - Na spodní straně prořezy pro lepší polohování matrace na lůžku.
  - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm  
**Výška:** 14 cm  
**Nosnost:** 170 kg

novinka částečná úhrada ZP

**Kód ZP: 07-5010789**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **4 900 Kč**  
(doplatek 1 900 Kč)




## Bohemia Ergonomic 14 NEO

- Matrace pro uživatele s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
  - Kombinace základové studené pěny (8 cm) a vrchní líné, viscoelastické paměťové pěny (6 cm).
  - Profilace do 3 anatomických zón.
  - Profilace vrchní vrstvy napomáhá k správnému prokrvení tkání a provzdušnění matrace.
  - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm  
**Výška:** 14 cm  
**Nosnost:** 170 kg

novinka plná úhrada ZP

**Kód ZP: 07-5010790**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **5 900 Kč**  
(doplatek 0 Kč)




## Bohemia Luxura 14 NEO

- Matrace pro uživatele s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
  - Kombinace HR pěny a speciální 4G kontaktní pěny s výbornou elasticitou, vzdušností a flexibilitou.
  - Profilace do 5 anatomických zón.
  - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm  
**Výška:** 14 cm  
**Nosnost:** 120 kg

novinka plná úhrada ZP

**Kód ZP: 07-5010791**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **7 600 Kč**  
(doplatek 0 Kč)



## Bohemia Orthopedic 17 NEO

- Matrace pro uživatele s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
  - Unikátní jádro matrace tvořené z buněk různých tuhostí zasazených do mřížek.
  - Jádro matrace je zasazeno do FLEX rámu, nabízející oporu při vstávání a lepší orientaci pacienta na lůžku.
  - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm  
**Výška:** 17 cm  
**Nosnost:** 120 kg

novinka plná úhrada ZP

**Kód ZP: 07-5010792**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **9 980 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

# ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

## Antidekubitní matrace se střídavým tlakem

**VCM202-M** (matrace),

**VCM202-K** (kompresor),

**VCM202-SET** (set matrace s kompresorem)

- Pro uživatele se středním rizikem vzniku proleženin.
- Kompresor zajišťuje optimální střídání tlaku ve všech částech matrace.
- Vhodné na všechny standardní matrace.

Materiál:	PVC
Rozměry:	200 x 90 x 6,5 cm
Nosnost:	120 kg
Barva:	tělová
Trvání jednoho cyklu:	10–12 min

**VCM202-M**  
cena **985 Kč**

**VCM202-K**  
cena **1 490 Kč**

**VCM202-SET**  
cena **2 475 Kč**

## Antidekubitní tubulární matrace se střídavým tlakem

**VCM502-M** (matrace),

**VCM502-K** (kompresor),

**VCM502-SET** (set matrace s kompresorem)

- Pro uživatele se středním rizikem vzniku proleženin.
- Snadné manuální nastavení tlaku.
- Pracovní cyklus 10 minut.
- Tichý chod elektrické pumpy.
- Možnost upnutí na obyčejnou matraci.
- 1 náhradní tubus.
- Snadná instalace a údržba.

Materiál:	odolné PVC
Povrch:	tubulární
Šířka:	85 cm
Délka:	190 cm
Výška:	12 cm
Nosnost:	130 kg
Barva:	modrá

plná úhrada  
**ZP**

**Kód ZP: 07-5008691**  
(VCM502-M)  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **3 000 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

**VCM502-K**  
cena **2 860 Kč**

**VCM502-SET**  
cena **5 860 Kč**

# ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE



## Krycí matrace Qmed STANDARD

**DRQN3C3XAA02P** (90 x 200 cm)

- Krycí matrace je ideální jako ortopedická podložka na standardní matraci, která rovnoměrně rozloží tělesnou hmotnost na matraci a zajišťuje vyváženou podporu ke zlepšení pohodlí při spánku a odpočinku.
- Je vyrobena z paměťové pěny, která reaguje na tělesnou teplotu a váhu.

**Rozměry:** 90 x 200 x 4 cm  
**Materiál:** 100% LRPV  
**Hustota:** 45 kg / m<sup>3</sup> – měkké  
**Barva:** bílá

cena 1 980 Kč



## Krycí matrace Qmed PREMIUM

**DRQN3C3XAA04P**

- Tenká profilovaná matrace je ideální jako ortopedická podložka na standardní matraci, která rovnoměrně rozloží tělesnou hmotnost na matraci a zajišťuje vyváženou podporu ke zlepšení pohodlí při spánku a odpočinku.
- Je vyrobena z paměťové pěny, která reaguje na tělesnou teplotu a váhu.
- Matrace má příjemný potah, který zlepšuje pocit měkkosti a pohodlí.

**Rozměry:** 90 x 200 x 4 cm  
**Materiál:** 100% LRPV  
**Hustota:** 45 kg / m<sup>3</sup> – měkké  
**Barva:** bílá

cena 2 390 Kč



## POLŠTÁŘ STANDARD

**MDQ001105**

- Univerzální anatomicky tvarovaný polštář z paměťové pěny.
- Předchází bolesti zad, problémům s nespavostí, chrápání a nervovému napětí.
- Doporučený pro spánek na zádech.
- Univerzální velikost.

**Hustota:** 55 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
**Rozměry:** 52 x 32 x 11,5/9,5 cm

cena 649 Kč



## POLŠTÁŘ STANDARD PLUS

**MDQ001106**

- Univerzální anatomicky tvarovaný polštář z paměťové pěny s profilováním pro šíji.
- Předchází bolesti zad, problémům s nespavostí, chrápání a nervovému napětí.
- Doporučený pro spánek na zádech i na boku.
- Vnitřní povlak = bavlna, vnější povlak = froté.
- Univerzální velikost.

**Hustota:** 55 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
**Rozměry:** 54 x 33 x 12/6 cm

cena 679 Kč



# ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE




## POLŠTÁŘ PREMIUM

**MDQ001108**

- Anatomicky tvarovaný polštář z paměťové pěny s oboustranným profilováním pro šíji.
- Díky oboustrannému profilování lze zvolit preferovanou výšku.
- Vysoce kvalitní „líná“ pěna zajistí komfort a dostatečnou podporu hlavy a krku.
- Doporučený pro spánek na zádech i na boku.
- Vnitřní povlak = bavlna, vnější povlak = froté.

**Hustota:** 80 kg/m<sup>3</sup> – tvrdý  
**Rozměry:** 60 x 35 x 12/10 cm

cena **1 089 Kč**



## POLŠTÁŘ BAMBOO

**MDQ001109**

- Anatomicky tvarovaný polštář z paměťové pěny z bambusového uhlí.
- Přírodní vlastnosti bambusového uhlí regulují vlhkost a tlumí zápachy.
- Kvalitní „líná“ pěna zajistí komfort a dostatečnou podporu hlavy a krku.
- Doporučený pro spánek na zádech.

**Hustota:** 55 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
**Rozměry:** 52 x 32 x 11,5/9,5 cm

cena **749 Kč**



## POLŠTÁŘEK BABY

**DRQE3C1AAXXP**

- Anatomicky tvarovaný polštářek určený novorozencům (0-6 měsíců).
- Ergonomický tvar polštářku zajišťuje dítěti optimální podporu hlavy.
- Zabraňuje prohloubení deformací a napomáhá k jejich odstranění.
- Přizpůsobuje se kojenci, poskytuje optimální podporu a umístění hlavičky

**Hustota:** 35 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
**Rozměry:** Ø 25 cm

cena **389 Kč**



## POLŠTÁŘ ANTI SNORING

**DRQR3COAAXXP**

- Anatomický polštář má za cíl umístit hlavu a krk do polohy pro spaní tak, aby pomohl omezit ucpávání dýchacích cest a tudíž omezil chrápání.
- Centrální oblast polštáře je tenčí než boční části.
- Pro snadnější a tišší dýchání při spánku.
- Vhodný pro spaní v jakékoliv poloze.

**Hustota:** 55 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
**Rozměry:** 57 x 36 x 11,5 cm

cena **789 Kč**

# ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE

## POLŠTÁŘ SLIM

**MDQ001113C** (měkkčí),

**MDQ001113** (tvrdší)

- Anatomický polštář vhodný pro jakoukoli pozici při spánku.
- Speciální tvar usnadňuje dýchání.
- Doporučený pro spánek na břiše.

**Rozměry:** 56 x 48 x 13 cm  
(měkkčí)  
56 x 48 x 10 cm  
(tvrdší)



cena **749 Kč**

## POLŠTÁŘ HEAD

**MDQ001110C**

- Polštář s unikátním tvarem pro všestranné použití.
- Vhodný pro podporu krční páteře, bederní oblasti páteře či pro podepření nohou.
- Praktický upínací popruh pro možnost individuálního uchycení na opěrku.

**Hustota:** 55 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
**Rozměry:** 12 x 27 cm

cena **269 Kč**

## POLŠTÁŘ VARIO

**DRQE3FOAAXXP**

- Jemně zakřivená strana polštáře poskytuje vhodnou oporu pro krk a hlavu během spánku na zádech.
- Druhá, rovná strana polštáře, poskytuje optimální oporu pro krk a hlavu při spánku na straně.
- Měkká a hladká pěna předchází bolesti krční páteře.
- Vhodný pro spaní na zádech a boku.

**Hustota:** 45 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
**Rozměry:** 60 x 40 x 13 cm

cena **739 Kč**

# ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE



## POLŠTÁŘ COMFORT GEL

MDQ001114WU

- Speciální kombinace paměťové pěny a vrstvy gelu zlepšující proudění vzduchu během spánku.
- Obě strany polštáře jsou pokryté tenkou gelovou vrstvou s chladičným efektem.
- Měkká a hladká pěna předchází bolesti krční páteře.
- Vhodné pro spaní na zádech, boku i břiše.

Hustota: 55 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
Rozměry: 60 x 40 x 13 cm

cena 1 089 Kč




## KNEE & LEG

DRQM3JOCXXXXP

- Anatomický polštář KNEE & LEG je převážně určen k používání v uzavřené formě (plná krychle).
- Polštář zajišťuje správnou anatomickou polohu boků a pánve při ležení na boku.
- Velmi vhodné pro pohodlné spaní například v těhotenství nebo po operaci náhrady kyčelního kloubu.
- Lze použít i v rozložené formě, kdy poskytuje oporu pro spodní část nohou.
- Zabraňuje otlakům.

Hustota: 35 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
Rozměry: 25 x 20 x 17 cm

cena 419 Kč



## POLŠTÁŘ LUMBAR SUPPORT

DRQE3DODAXUXP

- Podložka z paměťové pěny pro podporu bederní oblasti páteře při sezení.
- Optimální tvar pro zajištění správného držení trupu.
- Minimalizace možných negativních následků způsobených každodenním dlouhým sezením.
- Praktický upínací popruh na suchý zip.

Hustota: 55 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
Rozměry: 40 x 33 x 12 cm

cena 529 Kč



## POLŠTÁŘ TRAVELING

DRQE3COPAXUXP

- Ergonomicky tvarovaný polštář vhodný pro zajištění správného držení hlavy a krční páteře při sezení.
- Optimální tvar pro podporu krční páteře nejen při cestování.
- Snadná údržba.

Hustota: 55 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
Rozměry: 30 x 20 x 9 cm

cena 309 Kč

# LOKOMOČNÍ PROGRAM



## Čtyřkolové chodítko MOBILUS

**3063002** (šedostříbrné)

**3065002** (fialové)

**3067002** (bílé)

**3068002** (černé)

- Odlehčené stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiér i exteriér.
- Jednoduše nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko a integrovaná síťová taška s nosností 5 kg.
- Držák hole (berle).
- Široká nabídka nadstandardního příslušenství.

Šířka: 57 cm

Hloubka: 65 cm

Výška madel: 79–94 cm

Šíře sedu: 42 cm

Hmotnost: 7,3 kg

Nosnost: 150 kg



**Kód ZP: 07-5009769**

cena **5 000 Kč**  
(doplatek 1 200 Kč)

## Čtyřkolové chodítko IDEAL Rollator

**3061982**

- Stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiér i exteriér.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Příkladné brzdy s možností aretace.
- Sedátko, odnímatelný podnos a košík.
- Držák hole (berle).
- Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka: 59 cm

Hloubka: 68 cm

Výška madel: 79–99 cm

Šíře sedu: 42 cm

Výška sedátka: 61 cm

Hmotnost: 11 kg

Nosnost: 130 kg

Barva: šedostříbrná



## Čtyřkolové chodítko ROLLATOR 2

**3061982-R**

- Stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiér i exteriér.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Příkladné brzdy s možností aretace.
- Sedátko, odnímatelný podnos a košík.
- Držák hole (berle).
- Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka: 59 cm

Hloubka: 65 cm

Výška madel: 79–95 cm

Šíře sedu: 42 cm

Výška sedátka: 60 cm

Hmotnost: 9,5 kg

Nosnost: 130 kg

Barva: šedostříbrná



**Kód ZP: 07-5005963**

cena **2 667 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

# LOKOMOČNÍ PROGRAM



## Čtyřkolové chodítko se stupačkou

VCBK222TR

- Čtyřkolové chodítko s integrovanou odklopnou stupačkou umožňující i transport uživatele doprovodnou osobou.
- Skládací hliníkový rám.
- Měkký sedák pokrytý koženkou.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Odnímatelný košík a opěra.

Šířka:	61 cm
Výška madel:	77–88 cm
Šíře sedu:	45 cm
Výška sedátka:	54 cm
Hloubka se stupačkou:	92 cm
Hmotnost:	8,5 kg
Nosnost:	110 kg



Kód ZP: 07-5008547

cena 5 000 Kč  
(doplatek 1 200 Kč)



## Čtyřkolové chodítko ROCKY

VCBK23231

- Čtyřkolové chodítko se skládacím hliníkovým rámem.
- Měkký sedák pokrytý koženkou.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Odnímatelný nákupní košík.
- Nastavitelná záďová opěra.
- Držák hole (berle).

Šířka:	60 cm
Hloubka:	70 cm
Výška madel:	75,5–95 cm
Šíře sedu:	44 cm
Výška sedátka:	51,5–57 cm
Hmotnost:	7,3 kg
Nosnost:	120 kg



Kód ZP: 07-5008554

cena 3 799 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Tříkolové chodítko BILLY

VCBK5221

- Tříkolové skládací chodítko.
- Skládací hliníkový rám.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Vpředu nákupní košík s podnosem.
- Uzavíratelná nákupní taška.

Šířka:	62 cm
Hloubka:	58 cm
Výška madel:	82–97 cm
Hmotnost:	5,6 kg
Nosnost:	110 kg



Kód ZP: 07-5008611

cena 3 500 Kč  
(doplatek 600 Kč)

# LOKOMOČNÍ PROGRAM



## Čtyřkolové chodítko MOBILUS Light

VCBK222B

- Odlehčené stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiéry i exteriéry.
- Jednoduše nastavitelná výška ergonomicky tvarovaných madel.
- Integrovaná zádová opěra.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Textilní sedátko.
- Odnímatelná taška.
- Držák hole (berle).

Šířka:	67 cm
Hloubka:	70 cm
Výška madel:	80–92 cm
Šíře sedu:	46 cm
Hmotnost:	7 kg
Nosnost:	136 kg
Barva:	šedostříbrná

novinka

cena 3 799 Kč



## Čtyřkolové chodítko Gentleman LC XXL

3066002-R

- Odlehčené stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiéry i exteriéry.
- Jednoduše nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko se zádovou opěrou.
- Nákupní taška.
- Držák hole (berle).
- Bezúdržbová gumová kolečka.
- Skládací křížový hliníkový rám (snadné přenášení a transport).

Šířka:	74 cm
Hloubka:	66 cm
Výška madel:	79–92 cm
Šíře sedu:	58 cm
Hmotnost:	9,5 kg
Nosnost:	225 kg
Barva:	eloxovaná šedostříbrná

XXL  
velikost

cena 8 490 Kč



## Čtyřkolové předloketní chodítko EDI

VCBK223

- Stabilní předloketní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiéry i exteriéry.
- Skládací rám.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Hloubkově a úhlově nastavitelná madla.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko, držák hole, odnímatelný podnos a košík.
- Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka:	59 cm
Výška područek:	98–120 cm
Výška sedátka:	61 cm
Šíře sedu:	42 cm
Hloubka:	68 cm
Hmotnost:	11,8 kg
Nosnost:	130 kg

částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008624

cena 6 972 Kč  
(doplatek 1 772 Kč)



## Čtyřkolové chodítko AMBONA

### VCBK2A

- Čtyřkolové chodítko s podpůrnou deskou.
- Ocelový rám.
- Snadno nastavitelná výška polstrované podpůrné desky (područek).
- Snadno nastavitelná výška a úhel madel.
- Zadní kolečka s brzdami.

Šířka: 64 cm

Výška madel: 109–152 cm

Hmotnost: 10 kg

Nosnost: 120 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008572

cena 4 109 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Čtyřbodové chodítko dvouúrovňové WAVE

### VCBP0032-2U

- Čtyřbodové pevné skládací chodítko.
- Hliníkový vyztužený rám.
- Navrženo pro snadné vstávání ze sedu.
- Gumové zakončení.
- Ergonomické úchyty.
- Snadné nastavení výšky po 2,5 cm.

Šířka: 62 cm

Hloubka: 54 cm

Výška horních madel: 81–91 cm

Výška dolních madel: 55–65 cm

Hmotnost: 2,5 kg

Nosnost: 110 kg

částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008568

cena 1 790 Kč  
(doplatek 390 Kč)

# LOKOMOČNÍ PROGRAM



## Chodítka trojfunkční TRIPLA

VCBP0031-3F

- Trojfunkční chodítka, které může být použito jako pevné, kloubové nebo dvoukolové.
- Lehký hliníkový rám s možností složení.
- Pevná a stabilní konstrukce.
- Nastavitelná výška madel.

Šířka:	56 cm
Hloubka:	47 cm
Výška madel:	81–100 cm
Hmotnost:	2,5 kg
Hmotnost s kolečky:	2,3 kg
Nosnost:	110 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008564

cena 1 890 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Čtyřbodové chodítka dvojfunkční DUAL

VCBP0031-2F

- Dvojfunkční chodítka, které může být použito jako pevné nebo kloubové.
- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Skládací, lehké provedení.
- Ergonomické úchyty.

Šířka:	56 cm
Hloubka:	47 cm
Výška madel:	81–98 cm
Výška:	82–99 cm
Hmotnost:	2,5 kg
Nosnost:	110 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008559

cena 1 972 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Čtyřbodové chodítka FIX

VCBP0032

- Stabilní čtyřbodové skládací chodítka.
- Lehká hliníková konstrukce.
- Pevné, skládací provedení.
- Nastavitelná výška madel.

Šířka:	57 cm
Hloubka:	48 cm
Výška madel:	81–98 cm
Hmotnost:	2,5 kg
Nosnost:	110 kg

částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008627

cena 1 802 Kč  
(doplatek 402 Kč)



# LOKOMOČNÍ PROGRAM



## Francouzská berle s dvojm nastavením

**VCBP0042PU**

- Výškově nastavitelná francouzská hůl (berle).
- Nízká hmotnost, výborná stabilita.
- Nastavitelná výška rukojeti.
- Nastavitelná výška opory předloktí.
- Moderní estetický vzhled.

Výška rukojeti: 62–86 cm

Výška opory předloktí od rukojeti: 21–30 cm

Hmotnost: 0,6 kg

Nosnost: 100 kg

Barva: černá

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5008586 (1 ks)**

cena **232 Kč** (1 ks)  
(doplatek 0 Kč)



## Francouzská berle

**VCBP0042C** (černá), **VCBP0042B** (modrá)

- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Reflexní prvky pro zajištění bezpečnosti.
- Nízká hmotnost díky hliníkové konstrukci.

Výška rukojeti: 97–117 cm

Hmotnost: 0,4 kg

Nosnost: 140 kg

Barva: modrá, černá

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5008582 (1 ks)**

cena **180 Kč** (1 ks)  
(doplatek 0 Kč)



## Dětská francouzská berle

**B-4373**

- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Nízká hmotnost díky hliníkové konstrukci.
- Veselé barevné provedení.

Výška rukojeti: 55–76 cm

Nosnost: 100 kg

cena **390 Kč** (1 ks)

# LOKOMOČNÍ PROGRAM



## Podpažní berle

**VCBP0041**

- Duralové, výškově nastavitelné podpažní berle s podpažní a dlaňovou vložkou z hřejivé polyuretanové pěny.
- Velikosti S, M, L.

**Výška madla:** 93–113 cm (vel. S)  
113–133 cm (vel. M)  
133–153 cm (vel. L)

**Hmotnost:** 1,6 kg  
1,7 kg  
1,8 kg

**Nosnost:** 100 kg



**Kód ZP: 07-5008579 (1 pár)**

cena **450 Kč** (1 pár)  
(doplatek 50 Kč)



## Tříbodová hůl

**VCBP0024**

- Tříbodová opěrná kozička.
- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Anatomicky tvarovaná rukojeť.
- Protiskluzové gumové násadce.

**Výška:** 73,5–96 cm

**Hmotnost:** 0,7 kg

**Nosnost:** 100 kg



**Kód ZP: 07-5008620**

cena **590 Kč**  
(doplatek 0 Kč)



## Čtyřbodová hůl

**VCBP0021** (typ B-4360)

- Čtyřbodová opěrná kozička.
- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Anatomicky tvarovaná rukojeť.
- Vysoká stabilita díky širokému rozestupu nožek.
- Protiskluzové gumové násadce.

**Výška:** 73,5–96 cm

**Hmotnost:** 0,8 kg

**Nosnost:** 100 kg



**Kód ZP: 07-5008616**

cena **490 Kč**  
(doplatek 0 Kč)



## Skládací hůl

**VCBP0022**

- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Nízká hmotnost.
- Anatomicky tvarovaná rukojeť.
- Protiskluzový gumový násadec.

**Výška:** 80–90 cm

**Hmotnost:** 0,35 kg

**Nosnost:** 100 kg

**Barva:** bronz/černá

cena **290 Kč**

# LOKOMOČNÍ PROGRAM



## Protiskluzový kovový nástavec s bodcem

### PAT001

- Protiskluzový kovový nástavec s jedním bodcem. **Materiál:** ocel
- Doplněk k lokomočním pomůckám zabraňující uklouznutí na sněhu či ledu.
- Po stlačení plastových koncovek se protiskluzový nástavec sklopí do funkční polohy.
- Hodí se na všechny typy holí a berlí.

cena 159 Kč



## Protiskluzový kovový nástavec s hroty

### ERI002

- Protiskluzový kovový nástavec s pěti hroty. **Materiál:** ocel
- Doplněk k lokomočním pomůckám zabraňující uklouznutí na sněhu či ledu.
- Po stlačení plastových koncovek se protiskluzový nástavec sklopí do funkční polohy.
- Hodí se na všechny typy holí a berlí.

cena 109 Kč



## Držák holí a berlí Toolflex

**3072182** (Ø 1,5–2 cm), **3072132** (Ø 2–3 cm), **3072122** (lišta)

- Jednoduché a důmyslné řešení pro uchycení holí nebo berlí.
- Držáky Toolflex nabízíme ve dvou variantách pro průměry 1,5–2 cm nebo 2–3 cm.
- Držáky Toolflex lze použít i samostatně bez hliníkové lišty.
- Hliníková lišta Toolflex se používá k uchycení několika držáků Toolflex vedle sebe na stěně a nabízí možnost volně pohybovat držáky Toolflex horizontálně na kolejnici.
- Délka lišty 50 cm.

3072182 cena 139 Kč

3072132 cena 189 Kč

3072122 cena 319 Kč



## Univerzální držák holí a berlí - klips

### 3060582

- Univerzální, velmi praktický držák holí a berlí.
- Klips je opatřen polštářkem z protiskluzové pěnové pryže.
- Držák je vhodný pro průměry holí a berlí až 25 mm.

cena 119 Kč

# KOUPELNOVÁ MADLA



## Modulární madlo ETAC FLEX

**81707110** 30 cm (1 x 30 cm)

**81707120** 60 cm (2 x 30 cm)

**81707130** 90 cm (3 x 30 cm)

**81706110** rozšíření o 30 cm

- Speciální tvar a povrch madla zajistí pevné uchopení.
- Díky stavebnicovému systému můžete lehce sestavit délku a tvar (počet spojených madel není omezen).
- Uchycení pomocí šroubů.

Nosnost: 100 kg

Délka: 30 / 60 / 90 cm

**5let**  
záruka

81707110 cena **790 Kč**

81707120 cena **1 190 Kč**

81707130 cena **1 590 Kč**

81706110 cena **790 Kč**



## Madlo rovné ETAC HANDY

**80210040** (délka: 30 cm)

**80210042** (délka: 40 cm)

**80210044** (délka: 60 cm)

- Plastové madlo s hliníkovou výtuhou pro větší pevnost.
- Protiskluzové gumové kroužky na povrchu madla.
- Universální použití: horizontální, vertikální i diagonální.

Nosnost: 160 kg

Délka: 30 / 40 / 60 cm

**5let**  
záruka

80210040 cena **430 Kč**

80210042 cena **460 Kč**

80210044 cena **660 Kč**



## Madlo lomené ETAC HANDY

**80210046**

- Plastové madlo s hliníkovou výtuhou pro větší pevnost.
- Protiskluzové gumové kroužky na povrchu madla.

Nosnost: 160 kg

Délka: 40 cm

**5let**  
záruka

cena **660 Kč**

# KOUPELNOVÁ MADLA



## Nerezové rovné madlo DUBASAFE 5179

- Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel.
- Žlábkovaný povrch umožňuje bezpečné držení i v mokřém prostředí.
- Universální použití: horizontální, vertikální i diagonální.

Délka: 30–150 cm

292512002	(30 cm)	cena	620 Kč
292512092	(40 cm)	cena	690 Kč
292512012	(45 cm)	cena	690 Kč
292512022	(50 cm)	cena	740 Kč
292512032	(60 cm)	cena	740 Kč
292512042	(70 cm)	cena	980 Kč
292512052	(80 cm)	cena	980 Kč
292512062	(90 cm)	cena	980 Kč
292512072	(110 cm)	cena	1 090 Kč
292512082	(150 cm)	cena	1 590 Kč



## Nerezové sklopné madlo DUBASAFE 5100

292512212

- Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel. Délka: 85 cm
- Žlábkovaný povrch umožňuje bezpečné držení i v mokřém prostředí.
- Univerzální použití na levou i pravou stranu.
- Automatická aretace v horní poloze.

cena 2 490 Kč



## Nerezové sklopné madlo DUBASAFE 5120

292512532 (délka: 60 cm)

292512522 (délka: 85 cm)

- Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel. Délka: 60 / 85 cm
- Žlábkovaný povrch umožňuje bezpečné držení i v mokřém prostředí.
- Univerzální použití na levou i pravou stranu.

292512532 cena 2 890 Kč

292512522 cena 3 390 Kč

# KOUPELNOVÁ MADLA



## Volně stojící madla k WC

3010522

- Konstrukce s výškově nastavitelnými madly k WC pevně fixovaná mezi podlahou a toaletní mísou.
- Jedinečné řešení, při nemožnosti montáže madel do zdi nebo do podlahy.
- Individuálně nastavitelná výška madel s možností aretace.
- Možnost použití i u toalety typu kombo.

Šířka: 60,5 cm

Výška: 91,5 cm

Výška madel: 50–88 cm

Délka madel: 57,5 cm

Nosnost: 150 kg

cena 19 890 Kč



## Madlo k WC sklopné, výškově nastavitelné

3010572

- Výškově nastavitelné madlo k WC montované do zdi.
- Individuálně nastavitelná výška madel s možností aretace.

Výška: 88,5 cm

Rozsah výšky madel: 38 cm

Délka madel: 78 cm

Nosnost: 150 kg

cena 7 690 Kč



## Madlo k WC sklopné, otočné a výškově nastavitelné

3011572

- Výškově nastavitelné madlo k WC montované do podlahy.
- Jedinečné řešení, při nemožnosti montáže madel do zdi.
- Individuálně nastavitelná výška madel s možností aretace.
- Možnost otáčení madla kolem své osy po krocích.

Výška: 93 cm

Výška madel: 49–94 cm

Délka madel: 57,5 cm

Základna: 20 x 15 cm

Nosnost: 150 kg

cena 7 990 Kč

# KOUPELNOVÁ MADLA



## Sklopné madlo Etac REX

**81705010** (délka 60 cm)

**81705020** (délka 70 cm)

**81705040** (délka 85 cm)

- Sklopná, prostorově úsporná madla pro Vaši spolehlivou podporu.
- Inteligentní konstrukce zajišťuje, že madla zabírají ve složeném stavu velmi malý prostor.
- Madla jsou navržena tak, aby bylo jejich sklápění vždy jemné a plynulé.
- Atraktivní design.

Délka: 60 / 70 / 85 cm

Hmotnost: 2,7 / 2,9 / 3,3 kg

Nosnost: 135 / 135 / 100 kg

**5let**  
záruka

60 cm cena **4 420 Kč**

70 cm cena **4 530 Kč**

85 cm cena **4 640 Kč**



## Sklopné madlo Etac REX s podporou

**81705030** (délka 70 cm)

**81705050** (délka 85 cm)

- Sklopná, prostorově úsporná madla pro Vaši spolehlivou podporu ve variantě s podpůrnou nohou.
- Inteligentní konstrukce zajišťuje, že madla zabírají ve složeném stavu velmi malý prostor.
- Madla jsou navržena tak, aby bylo jejich sklápění vždy jemné a plynulé.
- Atraktivní design.

Délka: 70 / 85 cm

Hmotnost: 3,6 / 4 kg

Nosnost: 150 / 150 kg

**5let**  
záruka

70 cm cena **6 680 Kč**

85 cm cena **6 900 Kč**

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



## Toaletní nástavec MOLETT

3011522

- Sedací plocha bez víka.
  - Snadná fixace přítlačnými šrouby bez použití nářadí.
- Výška: 10 cm  
Nosnost: 150 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005969

cena 816 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Toaletní nástavec MOLETT s víkem

3011532

- Sedací plocha s víkem.
  - Snadná fixace přítlačnými šrouby bez použití nářadí.
- Výška: 10 cm  
Nosnost: 150 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005970

cena 949 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Toaletní nástavec Etac My-LOO

80301520 (výška 6 cm), 80301521 (výška 10 cm)

- Toaletní nástavec bez víka My-LOO vyniká zvýšeným komfortem a rychlou a bezpečnou instalací. Velké otvory a velkorysý výběrání usnadňují přístupnost při osobní hygieně. K dispozici je ve dvou různých výškách. Toaletní nástavec Etac My-LOO má elegantní design a vynikající ergonomii.
  - Snadná montáž a demontáž.
  - Odolný plast.
  - Jednoduchá údržba díky hladkým povrchům.
  - Lze použít na většinu WC.
- Výška: 6 / 10 cm  
Nosnost: 190 kg

částečná úhrada  
ZP 5let  
záruka

Kód ZP: 07-5003051

cena 1 150 Kč  
(doplatek 200 Kč)



## Toaletní nástavec Etac My-LOO s víkem

80301522 (výška 6 cm), 80301523 (výška 10 cm)

- Toaletní nástavec bez víka My-LOO vyniká zvýšeným komfortem a rychlou a bezpečnou instalací. Velké otvory a velkorysý výběrání usnadňují přístupnost při osobní hygieně. K dispozici je ve dvou různých výškách. Toaletní nástavec Etac My-LOO má elegantní design a vynikající ergonomii.
  - Snadná montáž a demontáž.
  - Odolný plast.
  - Jednoduchá údržba díky hladkým povrchům.
  - Lze použít na většinu WC.
- Výška: 6 / 10 cm  
Nosnost: 190 kg

částečná úhrada  
ZP 5let  
záruka

Kód ZP: 07-5003053

cena 1 200 Kč  
(doplatek 250 Kč)



# TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



## Toaletní nástavec s madly TRILETT 2

3011492

- Snadné nastavení tří výšek sedu.
- Odklopná madla pro snazší vstávání.
- Pevné uchycení k WC.
- Sedací plocha s víkem.

Výška: 8 / 11 / 14 cm

Nosnost: 130 kg



Kód ZP: 07-5005968

cena 1 236 Kč  
(doplatek 286 Kč)



## Toaletní nástavec s madly ETAC CLOO

80301214

- Snadné nastavení dvou výšek sedu.
- Odklopná madla pro snazší vstávání.
- Pevné a odklopné uchycení k WC.
- Sedací plocha s víkem.

Výška: 6 / 10 cm

Nosnost: 150 kg



cena 3 440 Kč



## Toaletní nástavec ETAC CLOO

80301204

- Snadné nastavení dvou výšek sedu.
- Pevné a odklopné uchycení k WC.
- Sedací plocha s víkem.

Výška: 6 / 10 cm

Nosnost: 150 kg



cena 2 990 Kč

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



## Dětský toaletní nástavec

**3010392** (vel. 1),

**3010402** (vel. 2)

- Dětský toaletní nástavec s abdukčním klínem a zádovou opěrou.
- Vel. 1 pro děti do 6 let.  
Vel. 2 pro děti do 12 let.
- Čtyřbodový bezpečnostní kurt.
- Hodí se na všechny typy WC.
- Snadná montáž a demontáž.

Hloubka sedu: 29 cm (vel. 1)  
33 cm (vel. 2)

Šířka sedu: 27 cm (vel. 1)  
33 cm (vel. 2)

Výška zad: 39,5 cm (vel. 1)  
51,5 cm (vel. 2)

Vel. otvoru: 14 x 18 cm (vel. 1)  
17 x 22 cm (vel. 2)

Nosnost: 50 kg

vel. 1 cena **5 490 Kč**

vel. 2 cena **6 990 Kč**



## Pěnový toaletní nástavec SOFT 4575

**8451245** (bez víka), **8451240** (s víkem)

- Měkká polyuretanová pěna.
- Speciální tvarování pro intimní péči.
- Snadná fixace díky přečnávajícím okrajům.

Výška: 11 cm

Nosnost: 120 kg

8451245 cena **1 390 Kč**

8451240 cena **1 790 Kč**



## Polyuretanový toaletní nástavec MEYRA

**3010502**

- Snadná fixace díky přečnávajícím okrajům.
- Možná instalace přímo na toaletní prkénko.

Výška: 3,5 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada  
**ZP**

Kód ZP: **07-5005967**

cena **721 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



## Sedačka na vanu ETAC FRESH

**81600014** (69 cm),

**81600024** (74 cm)

- Snadno nastavitelná fixace.
- Odnímatelné podpůrné madlo.
- Odolný a snadno čistitelný povrch.
- Povrch sedačky s protiskluzovou úpravou a perforací pro snazší odtok vody.

Délka: 69 / 74 cm

Nosnost: 150 kg

5let  
záruka

69 cm cena 1 100 Kč

74 cm cena 1 100 Kč



## Sedačka na vanu MEYRA

**3012902** (69 cm), **3012912** (74 cm)

- Snadno nastavitelná fixace.
- Integrované podpůrné madlo.
- Odolný a snadno čistitelný povrch.
- Povrch sedačky s protiskluzovou úpravou a perforací pro snazší odtok vody.

Délka: 69 / 74 cm

Nosnost: 130 kg

3012902 cena 951 Kč

3012912 cena 951 Kč



## Sedačka na vanu XXL

**3018162**

- Snadno nastavitelná fixace pomocí přísavek.
- Integrované podpůrné madlo.
- Odolný a snadno čistitelný povrch.

Délka: 69 cm

Nosnost: 200 kg

XXL  
velikost

cena 1 249 Kč

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



## Sedačka na vanu ETAC RUFUS

**81202001** (68 cm),

**81202002** (73 cm),

**81302023** (madlo)

- Snadno nastavitelná fixace.
- Podpůrné madlo není součástí základní výbavy.
- Odolný a snadno čistitelný povrch.

Délka: 68 / 73 cm


Nosnost: 200 kg



68 cm cena **1 198 Kč**

73 cm cena **1 198 Kč**

madlo cena **690 Kč**



## Sedačka do vany se zádivou opěrou DUBASTAR

**3016752** (typ 3013752)

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Šířka: 71–89 cm

Sedací plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg

cena **1 890 Kč**



## Sedačka do vany DUBASTAR

**3016742** (typ 3013742)

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Šířka: 71–89 cm

Sedací plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg

cena **1 590 Kč**

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



## Sklopná sedačka MOBALUX

3013972

- Sedací plocha s protiskluzovou úpravou.
  - Perforace sedací plochy pro snazší odtok vody.
  - Práškově lakované hliníkové díly.
- |                |            |
|----------------|------------|
| Sedací plocha: | 25 x 32 cm |
| Nosnost:       | 130 kg     |

cena 1 490 Kč



## Sklopná sedačka DUBASTAR

3016732 (typ 3013732)

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
  - Výškově nastavitelné podpůrné nohy.
  - Spojovací prvky z nerezové oceli.
  - Práškově lakované hliníkové díly.
- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Šířka / hloubka:            | 47,5 / 48,5 cm |
| Hloubka v zaklopeném stavu: | 11,5 cm        |
| Nosnost:                    | 120 kg         |

cena 1 790 Kč



## Sklopná sedačka ETAC RELAX

81703010, 81703030 (varianta s podpůrnými nohama)

- Atraktivní design.
  - Maximální úspora místa.
  - Vysoce kvalitní a odolný plast.
  - Upevňovací šrouby nejsou součástí balení.
- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Šířka / hloubka:            | 40 / 45 cm   |
| Hloubka v zaklopeném stavu: | 8 / 9 cm     |
| Výška sedu:                 | 45–55 cm     |
| Nosnost:                    | 125 / 150 kg |

5let  
záruka

81703010 cena 2 890 Kč

81703030 cena 3 790 Kč



## Sklopná sedačka ETAC RELAX s područkami

81703020, 81703040 (varianta s podpůrnými nohama)

- Atraktivní design.
  - Odklopné područky pro snazší vstávání.
  - Maximální úspora místa.
  - Vysoce kvalitní a odolný plast.
  - Upevňovací šrouby nejsou součástí balení.
- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Šířka / hloubka:            | 53 / 45 cm   |
| Hloubka v zaklopeném stavu: | 11,5 cm      |
| Výška sedu:                 | 45–55 cm     |
| Nosnost:                    | 125 / 150 kg |

5let  
záruka

81703020 cena 3 990 Kč

81703040 cena 4 980 Kč

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



## Stolička do sprchy ETAC EDGE

**81801010**

- Praktická trojnožka umožňuje použití i v malých sprchových koutech.
- Trojúhelníkové sedátko z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Perforovaný protiskluzný povrch pro snazší odtok vody.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití nářadí.

Rozměr sedu: 45 x 40,5 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 130 kg

**5let**  
záruka

cena **1 690 Kč**



## Stolička do sprchy ETAC SMART

**81951010**

- Obdélníkové sedátko z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Perforovaný protiskluzný povrch pro snazší odtok vody.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití nářadí.

Rozměr sedu: 43 x 38 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 150 kg

**5let**  
záruka

cena **1 690 Kč**

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



## Stolička do sprchy ETAC EASY

**81901010**

- Kulaté sedátko z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Perforovaný protiskluzný povrch pro snazší odtok vody.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití nářadí.

Průměr sedu: 40 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 150 kg



cena **1 690 Kč**



## Polstrování sedu

**81801132** (Etac Edge), **80209502** (Etac Smart), **80209501** (Etac Easy)

**80209503** (otočné polstrování sedu)

- Hřejivé polstrování sedu.
- Odolné proti vodě.
- Neklouzavý povrch.
- Snadná montáž a demontáž.
- V nabídce též otočná polstrovaná podložka umožňující snadné otáčení bez tření.

Materiál: Polypropylen

cena **980 Kč**

otočná podložka cena **1 980 Kč**



## Stolička do sprchy Vitea Care

**3010792-M** (typ VCPT0011)

- Kulaté plastové sedátko.
- Snadno nastavitelná výška sedu.
- Hliníková konstrukce.

Průměr sedu: 32 cm

Výška sedu: 35–53 cm

Nosnost: 100 kg

cena **980 Kč**

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



## Stolička do sprchy MOBALUX

**3013952-SET**

- Sedací plocha s protiskluzovou úpravou.
  - Perforovaný povrch pro snazší odtok vody.
  - Teleskopicky nastavitelná výška sedu.
  - Stolička do sprchy včetně zádové opěry a područek.
- |                |            |
|----------------|------------|
| Sedací plocha: | 39 x 39 cm |
| Výška sedu:    | 46–53 cm   |
| Nosnost:       | 130 kg     |

cena za komplet **1 980 Kč**



## Stolička do sprchy se zádovou opěrou Vitea Care

**VCTP0021**

- Plastové sedátko s protiskluzovou úpravou.
  - Integrované úchyty pro pohodlnější dosedání a vstávání.
  - Perforovaný povrch pro snazší odtok vody.
  - Snadno nastavitelná výška sedu.
  - Hliníková konstrukce.
- |             |          |
|-------------|----------|
| Šíře:       | 51 cm    |
| Výška sedu: | 45–56 cm |
| Nosnost:    | 100 kg   |

cena **1 490 Kč**



## Stolička do sprchy DUBASTAR

**3016702 (typ 3013702)**

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
  - Integrovaná madla pro snazší vstávání.
  - Spojovací prvky z nerezové oceli.
  - Práškově lakované hliníkové díly.
- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| Rozměry:       | 53 / 44 / 65–72 cm |
| Výška sedu:    | 46–53 cm           |
| Sedací plocha: | 40 x 40 cm         |
| Nosnost:       | 120 kg             |

cena **1 790 Kč**



## Stolička do sprchy DUBASTAR se zádovou opěrou

**3016712 (typ 3013712)**

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
  - Integrovaná madla pro snazší vstávání.
  - Spojovací prvky z nerezové oceli.
  - Práškově lakované hliníkové díly.
- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| Rozměry:       | 53 / 53 / 82–89 cm |
| Výška sedu:    | 46–53 cm           |
| Sedací plocha: | 40 x 40 cm         |
| Nosnost:       | 120 kg             |

cena **1 990 Kč**



# TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



## Toaletní nástavec Etac SWIFT

81702020

- Volně stojící toaletní nástavec.
- Stabilní opora.
- Možnost nastavení s mírným předním náklonem pro odlehčení kyčelním kloubům a snazší vstávání.
- Snadná montáž a demontáž.
- Možnost použití i jako sprchovou židli.

Šířka sedu: 54 cm

Šíře mezi  
područkami: 45 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 130 kg



Kód 07-5003055

cena za komplet **1 790 Kč**  
(doplatek 841 Kč)



## Toaletní a sprchová židle ETAC SWIFT KOMMOD

81702030

- Sedadlo z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Lze využít i jako nástavec nad WC.
- Toaletní nádoba s víkem.
- Odnímatelné polstrování sedu a zádové opěry.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití náradí.

Rozměry: 54 / 55 / 80–95 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 130 kg



cena **2 980 Kč**

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



## Pojízdné toaletní křeslo HCDA

8308098

- Odklopná madla.
- Odklopné a odnímatelné podnožky.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Toaletní nádoba s víkem.
- Odnímatelné polstrování sedu.
- Otočná kolečka 5".
- Zadní kolečka vybavena nášlapnými brzdami.

Rozměr sedu: 45 x 43 cm

Výška sedu: 49 cm

Nosnost: 120 kg

cena 3 900 Kč



## Pojízdné toaletní křeslo HCDA XXL

8308099

- Pojízdné toaletní křeslo v nadměrné velikosti, které po vyjmutí toaletní nádoby lze použít i nad pevnou mísou WC.
- 4x otočná kolečka vel. 5" (zadní kolečka vybavena nášlapnou brzdou).
- Odklopné područky.
- Odklopné a odnímatelné stupačky.
- Odnímatelné polstrování sedu.
- Včetně toaletní nádoby s víkem.

Rozměr sedu: 60 x 43 cm

Výška sedu: 49 cm

Nosnost: 160 kg

XXL  
velikost

cena 5 300 Kč

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



## Toaletní a sprchové křeslo MC WET 24"

**8013039**

- Varianta s předními otočnými kolečky vel. 5" a zadními poháněcími koly 24".
- Rám včetně stupačky a područek je vyroben z vysoce pevného hliníku odolného proti korozi.
- Spojovací díly z nerezové oceli.
- Polstrovaná sedací plocha.
- Hygienický výřez v přední části sedu.
- Kryt hygienického výřezu.
- Odklopné područky a stupačka.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Toaletní nádoba s víkem.

Rozměry: 63 / 102 / 95 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 120 kg

cena **9 980 Kč**



## Toaletní a sprchové křeslo MC WET 5"

**8013040**

- Rám včetně stupačky a područek je vyroben z vysoce pevného hliníku odolného proti korozi.
- Spojovací díly z nerezové oceli.
- Polstrovaná sedací plocha.
- Hygienický výřez v přední části sedu.
- Kryt hygienického výřezu.
- Odklopné područky a stupačka.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Toaletní nádoba s víkem.
- Otočná kolečka 5".
- Zadní kolečka vybavena nášlapnými brzdami.

Rozměry: 56 / 89 / 92,5 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 120 kg

cena **6 290 Kč**



## Toaletní a sprchové křeslo MC WET Combi

**8013041**

- Kombinovaná varianta oblíbených toaletních a sprchových křesel MC WET 5" a 24".
- Čtyři kolečka 5" (zadní opatřena nášlapnou brzdou).
- Snadno odnímatelná zadní poháněcí kola 24" pomocí rychloupínacích osiček.
- Vlastnosti křesla stejná jako u výše zmíněných variant.
- Toaletní nádoba s víkem.

Rozměr sedu: 63 / 102 / 95 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 120 kg

cena **11 500 Kč**

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



reddot award  
product design

## Toaletní a sprchové křeslo ETAC CLEAN

**80229210** (v. s. 49 cm, zelené),

**80229270** (v. s. 49 cm, bílé),

**80229211** (v. s. 55 cm, zelené),

**80229271** (v. s. 55 cm, bílé)

- Sedadlo z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Do detailu promyšlené toaletní křeslo vyvinuté s terapeutů, klientů a pečovateli, které nabízí jedinečný komfort jak uživateli, tak osobě pečující.
- Odnímatelné područky.
- Nastavitelná a odklopná stupačka.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Čtyři brzděná kolečka v sestavě.
- Křeslo je standardně dodáváno bez toaletní nádoby.
- Jedinečná konstrukce křesla zabezpečuje dlouhou životnost i při dlouhodobém intenzivním používání.
- Široká nabídka příslušenství, která zvyšuje funkčnost a pohodlí.



cena **7 690 Kč**



## Toaletní a sprchové křeslo ETAC CLEAN 24"

**80229216** (v. s. 55 cm, zelené), **80229276** (v. s. 55 cm, bílé)

- Oblíbené toaletní a sprchové křeslo ETAC CLEAN ve variantě se zadními poháněcími koly 24" a přítlačnými brzdami.



cena **17 900 Kč**

Výška sedu	49 / 55 cm
Prostor pod sedadlem bez úchytů toaletní nádoby	43,5 / 49,5 cm
Prostor pod sedadlem s úchyty toaletní nádoby	42 / 48 cm
Šířka sedadla	48 cm
Šířka mezi područkami	43,5 cm
Hloubka sedadla	44 cm
Hygienický otvor	š. 21,5 x hl. 36 cm

Celková výška	103 / 107 cm
Celková šířka	50 cm
Celková délka se zasunutou podnožkou	56,5 cm
Kolečka	5" (12,5 cm), 4x brzděná
Hmotnost	14 / 14,5 kg
Nosnost	130 kg

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Toaletní nádoba

8020 9254

- Varianta bez víka vč. lišt k uchycení.

cena 790 Kč

8020 9255

- Varianta s víkem vč. lišt k uchycení.

cena 980 Kč



## Plné polstrování sedu

8020 9247

- Polyuretanové polstrování bez hygienického výřezu při potřebě plného sedu.

cena 2 960 Kč



## Polstrování sedu

8020 9227

- Polyuretanové polstrování sedu s hygienickým výřezem.
- Výška 4 cm, šíře hygienického výřezu 18 cm.

cena 2 680 Kč



## Hřejivé polstrování sedu

8020 9260

- Polstrování sedu s hygienickým výřezem odražející teplo.
- Neklouzavý povrch.

cena 1 970 Kč



## Hřejivé polstrování zádové opěry

8020 9261

- Polstrování zádové opěry odražející teplo.
- Neklouzavý povrch.

cena 985 Kč



## Textilní zádová opěra

8020 9225

- Nastavitelná zádová opěra pro zajištění komfortního sedu obzvláště při deformitách zad.

cena 1 490 Kč



## Bezpečnostní pás

8020 9440

- Dvoubodový bezpečnostní pás s přezkou.

cena 890 Kč



## Bezpečnostní pás hrudní

8020 9034

- Dvoubodový bezpečnostní pás pro větší stabilitu a pocit bezpečí.

cena 860 Kč



## Bezpečnostní madlo

8030 3034

- Zvyšuje pocit bezpečí a umožňuje uživateli pocitově bezpečnější přidržení.

cena 1 590 Kč



## Odkládací vanička

8020 9266

- Odkládací vanička na toaletní potřeby s možností uchycení sprchové hlavice.

cena 475 Kč

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



## Toaletní a sprchové křeslo ETAC SWIFT MOBIL 2

80229401

- Snadno ovladatelné toaletní a sprchové křeslo umožňující pečovateli nejlepší možný přístup při pomoci s osobní hygienou uživatele.
- Sedadlo z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Nastavitelná výška sedu 45–60 cm.
- Odklopné područky.
- Možnost úpravy šířky mezi područkami o  $\pm 6$  cm.
- Odklopné a odnímatelné stupačky.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Čtyři brzděná kolečka v sestavě.
- Zvýšená nosnost 160 kg.
- Křeslo je standardně dodáváno bez toaletní nádoby.

novinka

XXL velikost

5let záruka

cena 14 900 Kč



Výška sedu, nastavitelná	45–60 cm
Prostor pod sedadlem	38–53 cm
Polohování sedu	–
Šířka sedadla	50 cm
Šířka mezi područkami, nastavitelná	42 / 48 / 54 cm
Hloubka sedadla	46,5 cm
Hygienický otvor	š. 21 x hl. 30 cm

Celková výška	95–110 cm
Celková šířka	57 / 58 / 64 cm
Celková délka	93 cm
Kolečka	5" (12,5 cm), 4x brzděná
Hmotnost	16,6 kg
Nosnost	160 kg

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Toaletní nádoba

8020 9255

- Toaletní nádoba s víkem včetně lišt k uchycení.

cena 980 Kč



## Boční podpora

8020 9509

- Individuálně nastavitelné boční vedení trupu pro větší stabilitu.

cena 1 790 Kč



## Plně polstrovaní sedu

8020 9434

- Polyuretanové polstrovaní bez hygienického výřezu při potřebě plného sedu.
- Výška 4 cm.

cena 3 090 Kč



## Polstrovaní sedu

8020 9519

- Polyuretanové polstrovaní sedu s hygienickým výřezem.
- Výška 4 cm.

cena 3 390 Kč



## Bezpečnostní madlo

8030 3034 (délka 60,5 cm),

8020 9452 (délka 66,5 cm)

- Zvyšuje pocit bezpečí a umožňuje uživateli pocitově bezpečnější přidržení.

cena 1 590 Kč



## Zámky područek

8020 9445

- Zajištění područek proti odklopení.

cena 990 Kč



## Bezpečnostní pás

8020 9440

- Dvoubodový bezpečnostní pás s přezkou.

cena 890 Kč



## Bezpečnostní pás břišní

8020 9442

- Dvoubodový bezpečnostní pás pro větší stabilitu a pocit bezpečí.

cena 890 Kč



## Hlavová opěra

8020 9521

- Multifunkční opěrka hlavy s tvarovaným polštářem, výškově, hloubkově a úhlově nastavitelná.
- Komplet s uchycením.

cena 5 390 Kč



## Chránič

8020 9430

- Chránič proti rozstříku moči.
- Nelze použít v kombinaci s polstrovaním sedu.

cena 1 480 Kč

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÝ PROGRAM



## Polohovací toaletní a sprchové křeslo ETAC SWIFT MOBIL TILT

80209410

- Sedadlo z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Výškově nastavitelné.
- Plynulé polohování sedu.
- Odklopné područky.
- Odklopné a odnímatelné stupačky.
- Hlavová opěra.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Čtyři brzděná kolečka v sestavě.
- Křeslo je standardně dodáváno bez toaletní nádoby.

5let  
záruka

cena 34 900 Kč



Výška sedu	50–65 cm
Prostor pod sedadlem	42,7–57,5 cm
Polohování sedu	–5° až 30° / 0° až 35°
Šířka sedadla	50 cm
Šířka mezi područkami	48 cm
Hloubka sedadla	46,5 cm
Hygienický otvor	š. 21 x hl. 30 cm

Celková výška bez hlavové opěry	102–117 cm
Celková šířka	58 cm
Celková délka	104 cm
Kolečka	5" (12,5 cm), 4x brzděná
Hmotnost	19,7 kg
Nosnost	135 kg



# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Toaletní nádoba

8020 9255

- Toaletní nádoba s víkem vč. listů k uchycení.

cena 980 Kč



## Boční podpora

8020 9509

- Individuálně nastavitelné boční vedení trupu pro větší stabilitu.

cena 1 790 Kč



## Plné polstrování sedu

8020 9434

- Polyuretanové polstrování bez hygienického výřezu při potřebě plného sedu.

cena 3 090 Kč



## Polstrování sedu

8020 9506

- Polyuretanové polstrování sedu s hygienickým výřezem.
- Výška 4 cm, šíře hygienického výřezu 18 cm.

cena 3 390 Kč



## Bezpečnostní madlo

8030 3034

- Zvyšuje pocit bezpečí a umožňuje uživateli pocitově bezpečnější přidržení.

cena 1 590 Kč



## Zámky područek

8020 9445

- Zajištění područek proti odklápění.

cena 990 Kč



## Bezpečnostní pás

8020 9440

- Dvoubodový bezpečnostní pás s přezkou.

cena 890 Kč



## Bezpečnostní pás břišní

8020 9442

- Dvoubodový bezpečnostní pás pro větší stabilitu a pocit bezpečí.

cena 890 Kč



## Stabilizační kolečka

8020 9459

- Stabilizační kolečka pro zvýšenou bezpečnost v případech, kdy je posunuto těžiště uživatele např. z důvodu amputace.

cena 2 690 Kč



## Chránič

8020 9430

- Chránič proti rozstříku moči.
- Nelze použít v kombinaci s polstrováním sedu.

cena 1 480 Kč

# ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



## Elektrický vanový zvedák CAPRI 3

3013622

- Vysoce odolný plast.
- Snadná obsluha, snadná údržba.
- Rychlá montáž a demontáž.
- Bezpečnost sedu díky strukturovanému povrchu.
- Nabíječka součástí.

Šířka sedačky bez postranic: 37,5 cm

Šířka sedačky s postranicemi: 71 cm

Výška sedu: 6,5–45,5 cm

Největší sklon zádové opěry: 40°

Hmotnost: 10,5 kg

Nosnost: 140 kg

Baterie: Li-Ion

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005623  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 14 278 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Otočná sedací podložka LUNA

291360061

- Sedání do vany pomocí otáčivého pohybu.
- Protiskluzová spodní plocha.
- Komfort při sezení.

Barva: modrá

Průměr: 32 cm

Výška: 2,2 cm


Hmotnost: 0,82 kg

Nosnost: 140 kg

částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005635  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 1 874 Kč  
(spoluúčast 187 Kč)



## Otočná a posuvná sedací podložka VIA

291360062

- Sedání do vany pomocí otáčení a bočního posunu.
- Přizpůsobí se povrchu sedačky.

Barva: modrá

Průměr: 32 cm

Výška: 2,2 cm

Délka: 41,5 cm

Hmotnost: 1,06 kg

Nosnost: 140 kg

částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005630  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 2 245 Kč  
(spoluúčast 225 Kč)



# ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



## Závěsný elektrický zvedák SAMSON

### DRVF02

- Rozkládací konstrukce rámu.
- Mechanicky rozevratelná základna.
- Otočná přední kola, zadní kola vybavena brzdami.
- Dálkový ovladač zdvihu.
- Madlo pro snadnou manipulaci.
- Bezpečnostní pojistka.
- Možnost nouzového mechanického spuštění ramene.
- **Kurt není součástí zvedáku.**

Výška zdvihu:	74–177,5 cm
Délka podvozku:	110 cm
Rozvor základny:	58,5–80 cm
Kolečka:	Ø 7,5 / 10 cm
Hmotnost:	39 kg
Nosnost:	150 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008673  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 25 750 Kč  
(doplatek 0 Kč)

## Mobilní elektrické zvedáky MOLIFT



Do naší nabídky nově zařazujeme velmi kvalitní zvedáky a příslušenství značky Molift pro profesionální použití nejen ve zdravotnických zařízeních a institucích. Aktuální informace naleznete na našich stránkách [www.meyra.cz/molift](http://www.meyra.cz/molift).

**molift**<sup>®</sup>  
by Etac

# ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



## Závěsný kurt standardní

121 (standardní), 120 (sít'ovaný)

- Textilní provedení pro běžné použití.
- Sít'ované provedení pro použití v koupelně a na WC.
- Pohodlný vzpřímený sed pacienta.

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5008680 (standardní)**

podléhá schválení revizním lékařem

cena **1 431 Kč**

(doplatek 0 Kč)

**Kód ZP: 07-5008684 (sít'ovaný)**

podléhá schválení revizním lékařem

cena **1 843 Kč**

(doplatek 0 Kč)



## Závěsný kurt s oporou hlavy

150 (standardní), 160 (sít'ovaný)

- Prodloužená varianta s oporou hlavy.
- Textilní provedení pro běžné použití.
- Sít'ované provedení pro použití v koupelně a na WC.
- Vhodný pro pacienty s malou stabilitou trupu.

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5008678 (standardní)**

podléhá schválení revizním lékařem

cena **2 039 Kč**

(doplatek 0 Kč)

**Kód ZP: 07-5008675 (sít'ovaný)**

podléhá schválení revizním lékařem

cena **2 564 Kč**

(doplatek 0 Kč)



## Závěsný kurt dvoudílný

8013149

- Textilní provedení.
- Vhodné pro pacienty s velmi dobrou stabilitou trupu.
- Příslušenství k závěsnému zvedáku SITO, Samson.

cena **960 Kč**



## Stavěcí kurt standardní

122

- Textilní polstrované provedení.
- Zajišťuje uživateli potřebnou oporu a pocit bezpečí.
- Fixace hrudníku.

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5008680**

podléhá schválení revizním lékařem

cena **1 431 Kč**

(doplatek 0 Kč)

# POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ



## Polohovací zařízení MADITA vel. 0

7300000

- Dětská terapeutická polohovací židle podporuje uvolněné, aktivní sezení.
- Volitelné nastavení úhlu sedu a fixace pánve zmiřňuje svalové napětí.
- Všestranné možnosti úprav a nastavení velikosti.
- Individuálně nastavitelná sedačka a podpůrné peloty pro stabilní a vzpřímenou polohu vsedě.
- Snadné nastavení sedadla pomocí plynového pístu.
- Možnost nastavení relaxační pozice při odpočinku.

Hloubka sedu:	15–25 cm
Šířka sedu:	16–26 cm
Zádová opěra:	35–43 / 42–52 cm
Výška sedu:	46–58 cm
Délka stupačky:	17–24 cm
Celková šířka:	45 cm
Celková délka:	66 cm
Úhel sedu:	–5° až 37°
Úhel zádové opěry:	–5° až 25°
Hmotnost:	od 16 kg
Nosnost:	max. 30 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005700  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 54 253 Kč  
(doplatek od 0 Kč)



## Polohovací zařízení MADITA vel. 1

7301000

- Dětská terapeutická polohovací židle podporuje uvolněné, aktivní sezení.
- Volitelné nastavení úhlu sedu a fixace pánve zmiřňuje svalové napětí.
- Všestranné možnosti úprav a nastavení velikosti.
- Individuálně nastavitelná sedačka a podpůrné peloty pro stabilní a vzpřímenou polohu vsedě.
- Snadné nastavení sedadla pomocí plynového pístu.
- Možnost nastavení vodorovné pozice při odpočinku.

Hloubka sedu:	21–30 cm
Šířka sedu:	20–30 cm
Zádová opěra:	35–43 / 42–52 cm
Výška sedu:	46–58 cm
Délka stupačky:	22–32 cm
Celková šířka:	45 cm
Celková délka:	66 cm
Úhel sedu:	–5° až 37°
Úhel zádové opěry:	–5° až 25°
Hmotnost:	od 17 kg
Nosnost:	max. 30 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005702  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 54 798 Kč  
(doplatek od 0 Kč)

# POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ



## Polohovací zařízení MADITA vel. 2

7302000

- Dětská terapeutická polohovací židle podporuje uvolněné, aktivní sezení. Volitelné nastavení úhlu sedu a fixace pánve zmírňuje svalové napětí.
- Všestranné možnosti úprav a nastavení velikosti.
- Vhodné pro všechny věkové kategorie od nejmenších po dospívající, doma i ve škole.
- Individuálně nastavitelná sedačka a podpůrné peloty pro stabilní a vzpřímenou polohu vsedě.
- Snadné nastavení sedadla pomocí plynového pístu.
- Možnost nastavení vodorovné pozice při odpočinku.

Hloubka sedu:	30–42 cm
Šířka sedu:	28–38 cm
Zádová opěra:	42–52 / 53–63 cm
Výška sedu:	46–58 cm
Délka stupačky:	30–48 cm
Celková šířka:	53 cm
Celková délka:	77 cm
Úhel sedu:	–5° až 37°
Úhel zádové opěry:	–5° až 25°
Hmotnost:	od 19 kg
Nosnost:	max. 50 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005704  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 60 318 Kč  
(doplatek od 0 Kč)



## Polohovací zařízení MADITA vel. MAXI

3003000

- Varianta polohovacího zařízení MADITA vhodná pro dospělé uživatele.
- Volitelné nastavení úhlu sedu a fixace pánve zmírňuje svalové napětí.
- Všestranné možnosti úprav a nastavení velikosti.
- Individuálně nastavitelná sedačka a podpůrné peloty pro stabilní a vzpřímenou polohu vsedě.
- Snadné nastavení sedadla pomocí dvojitého plynového pístu.
- Možnost nastavení relaxační pozice při odpočinku.
- MADITA MAXI je vhodná také v geriatrické oblasti.

Hloubka sedu:	36–47 cm
Šířka sedu:	34–44 cm
Zádová opěra:	40–56 cm (dle typu)
Výška sedu:	46–60 cm
Celková šířka:	64 cm
Celková délka:	80 cm
Úhel sedu:	–5° až 30°
Úhel zádové opěry:	–5° až 25°
Hmotnost:	od 26 kg
Nosnost:	max. 120 kg

částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005708  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 78 585 Kč  
(doplatek od 8 585 Kč)

# POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ



## Parapodium Dynamic

PD

- Rehabilitační vertikalizační pomůcka vhodná pro pacienty s paraplegií, rozštěpem páteře a mozkovou obrnou.
- Vlastnosti dynamické ortézy pro horní a dolní polovinu těla.
- Optimální stabilizace těla ve frontálním a laterálním směru.
- Prodloužené rukojeti připomínající berle při revmatu.
- Protiskluzové zabezpečení se stupačkami na nohy.
- Obloukové kolenní opěrky.
- Možnost přizpůsobení pacientovým potřebám.
- Široké příslušenství.

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008599  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 53 153 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Parapodium Dynamic Junior

PD

- Dětská rehabilitační vertikalizační pomůcka vhodná pro pacienty s paraplegií, rozštěpem páteře a mozkovou obrnou.
- Vlastnosti dynamické ortézy pro horní a dolní polovinu těla.
- Optimální stabilizace těla ve frontálním a laterálním směru.
- Prodloužené rukojeti připomínající berle při revmatu.
- Protiskluzové zabezpečení se stupačkami na nohy.
- Obloukové kolenní opěrky.
- Možnost přizpůsobení pacientovým potřebám.
- Široké příslušenství.

Dětská velikost: 125 cm



plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008599  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 53 153 Kč  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	100	125	150	180	200
Šířka korzetu (cm)	21–29	25–35	29–43	37–61,5	37–61,5
Hloubka korzetu (cm)	16,5–23	20–28	23–34	26–38	29–41
Celková šířka (cm)	42,5–58	48–68	52–79	62–99	62–99
Celková délka (cm)	58–61	64–70	83–88	83–88	83–88
Celková výška (cm)	66–86	77–96	93–120	118–155	128–165
Výška uživatele (cm)	85–105	105–125	125–155	155–185	185–205
Nosnost (kg)	30	50	70	90	110



# POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ



## Vertikalizační stojan VISION

### VS-1000

- Elektrická vertikalizační pomůcka.
- Účinný rehabilitační prostředek pro zlepšení tělesných funkcí.
- Prevence zhoršení zdravotního stavu.
- Snadné samostatné ovládání uživatelem.
- 4 kolečka vybavená brzdami pro ochranu proti posunutí.
- Polohovatelné opěrky kolen, univerzální zvedací kurt, polohovací stolek.

Výška stolku*:	93–120 cm
Výška kolenních opěr*:	38–56 cm
Výška madel*:	80–104 cm
Celková délka:	110 cm
Vnitřní šířka:	61,5 cm
Celková šířka:	78,8 cm
Rozměr stolku:	75 x 60 cm
Hmotnost:	62 kg
Nosnost:	150 kg

\* výška od stupačky

cena **78 900 Kč**



## Zvedací sedák Uplift

### 3801300 (Standard), 3801301 (XXL)

- Podpora při vstávání z pozice vsedě.
- Zdvih 80 % hmotnosti.
- Protiskluzová vrstva na spodní straně.
- Nastavitelný dle hmotnostních tříd.

Hmotnostní třídy	
Standard:	43, 55, 68, 82, 100 kg
Hmotnostní třídy	
XXL:	90, 115, 130, 160 kg
Max. nosnost:	100 / 160 kg

XXL  
velikost

Standard cena **3 890 Kč**

XXL cena **4 690 Kč**



# BANDÁŽE A ORTÉZY



## Klavikulární ortéza - Rovnač zad osmičkový

- Rovnač zad je vyroben z moderních měkčených materiálů.
- Mnoho možností nastavení a regulace.
- Použití: - Úrazy klíčních kostí nevymáhající chirurgické a ortopedické zákroky.
  - Vadné držení těla.
  - Bolesti hrudní páteře.
  - Hyperkyfóza hrudní.

typ	velikost
QSM00091	univerzální

novinka

cena 390 Kč



## MANU medical

- Rigidní ortéza zápěstí s anatomicky upravitelnou dlahou.

typ		vel.	obvod zápěstí (cm)
LEVÁ	PRAVÁ		
27 621 11	27 622 11	1	13–16
27 621 12	27 622 12	2	16–19
27 621 13	27 622 13	3	19–22
27 621 14	27 622 14	4	22–25

částečná úhrada ZP

Kód 04-5008189

cena 492 Kč  
(doplatek 142 Kč)



## MANU medical PLUS

- Rigidní ortéza zápěstí a palce s anatomicky upravitelnou dlahou.

typ		vel.	obvod zápěstí (cm)
LEVÁ	PRAVÁ		
27 611 11	27 612 11	1	13–16
27 611 12	27 612 12	2	16–19
27 611 13	27 612 13	3	19–22
27 611 14	27 612 14	4	22–25

částečná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5008190

cena 492 Kč  
(doplatek 142 Kč)



## RHIZO medical

- Imobilizační ortéza palce z prodyšného materiálu s dlahou.

typ		vel.	obvod zápěstí (cm)
LEVÁ	PRAVÁ		
27 631 11	27 632 11	1	12,5–16
27 631 12	27 632 12	2	16–20
27 631 13	27 632 13	3	20–23

cena 320 Kč



## AS-15° medical

- Závěs paže s abdukční poduškou pro znehybnění ramenního kloubu.

typ	vel.	délka předloktí (cm)
27 520 11	1	30–36
27 520 12	2	36–42
27 520 13	3	42–48

částečná úhrada ZP

Kód 04-5008192

cena 843 Kč  
(doplatek 573 Kč)

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## EPI medical

- Bandáž lokte s tlakovými výztuhami vhodná při zánětu loketního kloubu.

typ	vel.	obvod předloktí (cm)	typ	vel.	obvod předloktí (cm)
27 310 10	0	17–19	27 310 14	4	25–27
27 310 11	1	19–21	27 310 15	5	27–29
27 310 12	2	21–23	27 310 16	6	29–31
27 310 13	3	23–25			



Kód ZP: 04-5008159

cena **633 Kč**  
(doplatek 233 Kč)



## LUMBO medical

- Anatomicky tvarovaná lumbální ortéza určená ke stabilizaci bederní páteře.

typ	vel.	obvod pasu (cm)
27 410 11	1	70–80
27 410 12	2	80–90
27 410 13	3	90–100
27 410 14	4	100–110
27 410 15	5	110–120
27 410 16	6	120–130



Kód ZP: 04-5008162

cena **984 Kč**  
(doplatek 284 Kč)



## LUMBO medical COMFORT

- Anatomicky tvarovaná lumbální ortéza určená ke stabilizaci bederní páteře.

typ	vel.	obvod pasu (cm)
27 420 11	1	70–80
27 420 12	2	80–90
27 420 13	3	90–100
27 420 14	4	100–110
27 420 15	5	110–120
27 420 16	6	120–130



Kód ZP: 04-5008176

cena **984 Kč**  
(doplatek 284 Kč)



## LUMBO medical PRO

- Anatomicky tvarovaná lumbální ortéza se čtyřmi výztuhami určená k maximální stabilizaci bederní páteře.

typ	vel.	obvod pasu (cm)
27 430 11	1	70–80
27 430 12	2	80–90
27 430 13	3	90–100
27 430 14	4	100–110
27 430 15	5	110–120
27 430 16	6	120–130



Kód ZP: 04-5008184

cena **931 Kč**  
(doplatek 231 Kč)



## LUMBO medical LIGHT

- Stabilizační lumbální ortéza se zdvojenými upínacími elastickými popruhy pro maximální stabilizaci bederní páteře.

typ	vel.	obvod pasu (cm)
27 440 11	1	64–72
27 440 12	2	72–80
27 440 13	3	80–90
27 440 14	4	90–100
27 440 15	5	100–110
27 440 16	6	110–120



Kód ZP: 04-5008186

cena **808 Kč**  
(doplatek 108 Kč)

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## GENU meyra

- Tlaková kolenní bandáž s patelární výztuhou a bočními spirálovými výztuhami.

typ	vel.	obvod lýtky (cm)	obvod stehna (cm)	typ	vel.	obvod lýtky (cm)	obvod stehna (cm)
27 110 10	0	25–28	35–38	27 110 14	4	37–40	47–50
27 110 11	1	28–31	38–41	27 110 15	5	40–43	50–53
27 110 12	2	31–34	41–44	27 110 16	6	43–46	53–56
27 110 13	3	34–37	44–47	27 110 17	7	46–49	56–59

částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 04-5008134

cena **668 Kč**  
(doplatek 68 Kč)



## GENU meyra IMS

- Kolenní ortéza pro stabilizaci kolenního kloubu v napnutém stavu.

typ	vel.	provedení	délka (cm)
27 120 10	0	dětská	40
27 120 11	1	krátká	48
27 120 12	2	dlouhá	58

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 04-5008138

cena **796 Kč**  
(doplatek 0 Kč)



## ACHILLO medical

- Tlaková bandáž Achillovy šlachy se silikonovými výztuhami a přidavnými podpatěnkami.

typ		vel.	obvod nad kotníkem (cm)
LEVÁ	PRAVÁ		
27 211 11	27 212 11	1	17–19
27 211 12	27 212 12	2	19–21
27 211 13	27 212 13	3	21–23
27 211 14	27 212 14	4	23–25
27 211 15	27 212 15	5	25–27

částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 04-5008142

cena **773 Kč**  
(doplatek 23 Kč)



## MALLEO medical

- Tlaková bandáž hlezenního kloubu se silikonovými výztuhami.

typ		vel.	obvod nad kotníkem (cm)
LEVÁ	PRAVÁ		
27 221 11	27 222 11	1	17–19
27 221 12	27 222 12	2	19–21
27 221 13	27 222 13	3	21–23
27 221 14	27 222 14	4	23–25
27 221 15	27 222 15	5	25–27
27 221 16	27 222 16	6	27–29

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 04-5008147

cena **651 Kč**  
(doplatek 0 Kč)



## TALU medical

- Rigidní ortéza pro zpevnění hlezenního kloubu.

typ	vel.
27 213 10	univerzální

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 04-5008153

cena **561 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

# KOREKTORY A FIXÁTORY



## I201 - Silikonový meziprstní korektor Qmed

SLID1F2AAEMXP (vel. M), SLID1F2AAELXP (vel. L)

- Rovná a koriguje vbočený palec.
- Svojí mimořádnou měkkostí a přizpůsobivostí optimálně absorbuje tlaky a otřesy.
- Odstraňuje zbytečné tření a chrání tak prsty proti odřeninám.

Balení: 1 pár  
Materiál: Silikon  
Velikost: M = výška 2 cm  
L = výška 2,5 cm

cena 169 Kč



## I205 - Silikonová podpora prstů Qmed

SLID1H2AAEMXP (vel. M), SLID1H2AAELXP (vel. L)

- Silikonový korektor prstů podepírá, roztahuje a rovná kladívkové a drápkovité prsty.
- Podepřením prstů zmírňuje obtíže a bolesti.
- Chrání bříška prstů před odřením a otřesy.
- Podpora je tvarovaná zvláště pro pravou a levou nohu.

Balení: 1 pár  
Materiál: Silikon  
Velikost: M = výška 2,5 cm  
L = výška 3 cm

cena 189 Kč



## I209 - Qmed HALLUCARE - Silikonový korektor s ochranou palce

DRIE0B0XXXXUP

- Spojení silikonového korektoru s chráničem palce.
- Pomůcka optimálně absorbuje tlaky, rovná vbočený palec a chrání proti otlakům na kloubu palce.

Balení: 1 pár  
Materiál: Silikon  
Velikost: univerzální

cena 129 Kč



## I208 - Qmed HALLUDUO - Silikonový korektor s dvojitým kroužkem

DRIE0C0XXXXUP

- Rovná a koriguje vbočený palec.
- Dvojitý kroužek navléknutý na palec a druhý prst dokonale fixuje korektor v prostoru mezi prsty.

Balení: 1 pár  
Materiál: Silikon  
Velikost: univerzální

cena 129 Kč



## I212 - Qmed HALLUTRIO - Silikonový korektor s dvojitým kroužkem a ochranou palce

DRQ53A3XXXXXP

- Spojení silikonového korektoru s dvojitým kroužkem a chráničem palce.
- Dvojitý kroužek navléknutý na palec a druhý prst dokonale fixuje korektor v prostoru mezi prsty.
- Pomůcka optimálně absorbuje tlaky, rovná vbočený palec a chrání proti otlakům na kloubu palce.

Balení: 1 pár  
Materiál: Silikon  
Velikost: univerzální

cena 129 Kč

# KOREKTORY A FIXÁTORY



## I213 - Qmed HALLUCOMFORT - Pomůcka pro korekci haluxů

DRQS3B3YYXUXP

- Silikonová pomůcka pro korekci vbočeného palce.
- Podporuje správné zarovnání špiček nohy.
- Snižuje napětí způsobené chůzí, umožňuje pohodlnější chůzi při nošení obuvi.
- Lze použít v různých typech obuvi.
- Pro použití v průběhu dne i v noci.

Balení: 1 pár  
Materiál: 100% TPE  
Velikost: univerzální

cena 219 Kč



## I206 - Elastická bandáž pro korekci haluxů Qmed

DRID1R4FAWUXP

- Elastická textilní bandáž s gelovou výplní stahuje přednoží v místě příčné klenby.
- Dokonale chrání kloub palce proti otlakům a odřeninám.

Balení: 1 ks  
Velikost: univerzální

cena 198 Kč



## I210 - Qmed HALLUSTOP - Bandáž pro korekci haluxů

DRIEOALAXXULP (levá), DRIEOALAXXUPP (pravá)

- Bandáž pro korekci vbočených palců.
- Díky použití odolného a zároveň velmi flexibilního elastického materiálu obnovuje přirozenou polohu špičky nohy a tím přispívá ke snížení bolesti.
- Lze použít ve většině typů obuvi.

- Součástí bandáže je odnímatelná pelota ve tvaru kapky s reflexní podpůrnou funkcí sloužící k podpoře klenby nohy, zejména při potížích s plochou nohou. Pelota zabraňuje projevům únavy chodidla a příjemně měkce podporuje klenbu.

Balení: 1 ks  
Velikost: univerzální  
Varianty: levá / pravá

cena 498 Kč



## I101 - Thomsenova dlahy Qmed

DRIDOU0FGFUXP

- Kombinace dlahy a měkké kožené přezky s upínacím páskem, který umožňuje stupňovat tlak na vyrovnání osy palce.
- Velmi účinný způsob korekce.
- Dlahy je tvarována zvlášť pro levou a pravou nohu.
- Používá se v klidové pozici nebo při spánku.
- Dlahy není určena pro chůzi.

Balení: 1 pár  
Velikost: univerzální

cena 398 Kč



## I211 - Qmed HALLUFIT - Aktivní korektor vbočených palců

DRIFOD2BEX01P

- Aktivní korektor pomocí cviků cíleně aktivuje svaly palce.
- Rovná a koriguje vbočený palec a pomáhá jej udržovat flexibilní a mobilní.
- Každodenní cviky by měly být zaměřené nejen na palcové svaly ale i na celé chodidlo.

Balení: 1 ks  
Velikost: univerzální

cena 129 Kč

# OCHRANNÝ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

## Ochranná obuv na sádku MAXI ARMOR

### MXFK

- Ochranná obuv na sádku MAXI ARMOR je vyrobená z pěny EVA, šetrné k životnímu prostředí.
- Ochranná obuv může být použita na pravé i na levé noze.
- Integrovaná ochrana prstů.
- Snadná údržba.

**Velikosti:** S = 21,8 cm  
M = 24,4 cm  
L = 27,7 cm  
XL = 28,9 cm

**Materiál:** pěna EVA

**Barva:** tmavě modrá

cena 398 Kč

## Ochranná bota Qmed

### DRQ13ROLAX0xP

- Prodyšná ochranná bota na sádku nebo obvaz.
- Univerzálně použitelná pro pravou nebo levou nohu.
- Pevná výztuž paty.
- Protiskluzová podrážka.
- Díky odnímatelné přední části lze použít jako botu s otevřenou nebo zavřenou špičkou.

**Velikosti:** S = 24,6 cm  
M = 26 cm  
L = 27,8 cm  
XL = 29,8 cm

**Materiál:** 100% polyester, pěna EVA

**Barva:** černá

cena 690 Kč

## Pooperační bota s odlehčenou špičkou Qmed

### DRQ13POLAX0xP

- Určeno pro doléčení a nerušené hojení po ortopedických operacích, po operacích haluxů, a pod.
- Odlehčení a stabilizace celého přednoží.
- Univerzálně použitelná pro pravou nebo levou nohu.
- Pevná výztuž paty.
- Protiskluzová podrážka.

**Velikosti:** S = 23,5 cm  
M = 25,5 cm  
L = 27,5 cm  
XL = 30 cm

**Materiál:** 100% polyester, pěna EVA

**Barva:** černá



Kód ZP: 04-5008632

cena 690 Kč  
(doplatek 190 Kč)



# OCHRANNÝ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT



## Helma Starlight Standard

5180

- Anatomicky tvarovaná helma pro ochranu celé hlavy.
- Ochranná helma je velmi účinnou prevencí úrazů hlavy převážně u osob s epilepsií či s mentálním a kombinovaným postižením.
- Uši jsou volné.
- Možnost přidání chrániče brady.
- Bavlněná podšívka.
- Dostupná v červené a modré barvě (jiné barvy za příplatek).

Obvod hlavy: 47–62 cm po 1 cm

Hmotnost: od 95 g

Barva: červená, modrá

cena 2 400 Kč

**Příslušenství:**  
Chránič brady

cena 1 290 Kč



## Helma Starlight Base

C40200

- Anatomicky tvarovaná helma pro ochranu celé hlavy.
- Ochranná helma je velmi účinnou prevencí úrazů hlavy převážně u osob s epilepsií, či s mentálním a kombinovaným postižením.
- Uši jsou volné.
- Možnost přidání chráničů čela, zátylku a bradu.
- Potah z čisté bavlny.

Velikost: 1 (47–49 cm)  
2 (50–52 cm)  
3 (53–55 cm)  
4 (56–59 cm)  
5 (60–65 cm)

cena 3 290 Kč

**Příslušenství:**  
Chránič čela nebo zátylku (1 ks)  
1 770 Kč

Chránič brady  
cena 1 290 Kč



## Helma Starlight Secure

C40110

- Anatomicky tvarovaná helma pro ochranu celé hlavy.
- Ochranná helma je velmi účinnou prevencí úrazů hlavy převážně u osob s epilepsií, či s mentálním a kombinovaným postižením.
- Uši jsou volné.
- Možnost přidání chráničů čela, zátylku a bradu.
- Potah z čisté bavlny.

Velikost: 1 (47–49 cm)  
2 (50–52 cm)  
3 (53–55 cm)  
4 (56–59 cm)  
5 (60–65 cm)

cena 3 290 Kč

**Příslušenství:**  
Chránič čela nebo zátylku (1 ks)  
1 770 Kč

Chránič brady  
cena 1 290 Kč



# OCHRANNÝ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT



## Rukavice Argon Premium Kevlar II

11216

- Elastický svršek z materiálů Lycra a Spantex.
- Dlaň s protiskluzovým aramidovým lemováním pro nejlepší odolnost proti oděru a perfektní přilnavost.
- Anatomicky tvarované gelové polstrování, navržené speciálně pro uživatele invalidních vozíků, chrání karpální tunel a ulnární nerv.
- Elastická manžeta na zápěstí s bezpečným suchým zipem.
- Zesílená oblast palce.
- Dvojitě šití pro delší životnost.
- Poutka pro snazší vysvlékání.

Velikosti: XS, S, M, L, XL a XXL

novinka

cena 898 Kč



## Rukavice Athletic

30410

- Háčkováná svrchní část.
- Dokonalé odvětrávání.
- Anatomicky tvarované polstrování dlaní.
- Módní retro design.
- Manžeta na zápěstí s bezpečným suchým zipem.

Velikosti: XS, S, M, L, XL a XXL

novinka

cena 279 Kč



## Rukavice Windstopper

11116

- Elastická svrchní část z termo textilu.
- Větruvzdorné a prodyšné.
- Velmi robustní dlaň z uhlíkové vlákna s oříznutím z mikrovlákna pro nejlepší přilnavost a nejvyšší trvanlivost.
- Hřejivé neoprenové vystýlky v oblasti zápěstí.
- Zesílená oblast palce.
- Dvojitě šití pro delší životnost.
- Poutka pro snazší vysvlékání.

Velikosti: XS, S, M, L, XL a XXL

novinka

cena 989 Kč



## Gymnastický míč Peanut

**DRQM310BFXUXP**

- Vhodný pro všechny druhy tradiční léčby jako je fyzioterapie, ergoterapie, cvičení zádových svalů, prenatální cvičení, standardní rehabilitace, cvičení psychomotoriky a pro zlepšení držení těla.
- Ideální pro rehabilitaci a cvičení všech věkových skupin – je vhodný pro děti i seniory.
- Speciální tvar poskytuje velmi dobrou stabilitu.
- Během cvičení s pomůckou posilujete vnitřní svaly, které jsou důležité pro správnou koordinaci těla a rovnováhu.
- Součástí balení je pumpička.

**Rožměr:** 100 x 50 cm

**Nosnost:** 250 kg

cena **349 Kč**



## Gymnastický míč ABS

**DRQM3A0MA001PGP** (Ø 45 cm), **DRQM3A0MA002PGP** (Ø 55 cm), **DRQM3A0MA003PGP** (Ø 65 cm), **DRQM3A0MA004PGP** (Ø 75 cm), **DRQM3A0MA005PGP** (Ø 85 cm)

- Nafukovací gymnastický míč z kvalitního materiálu.
- Vhodný pro všechny druhy tradiční léčby jako je fyzioterapie, ergoterapie, cvičení zádových svalů, prenatální cvičení, standardní rehabilitace, cvičení psychomotoriky a pro zlepšení držení těla.

**Průměr:** 45–85 cm

**Výška uživatele:** 116 až >200 cm

**Nosnost:** 150 kg


Ø 45 cm cena **259 Kč**

Ø 55 cm cena **289 Kč**

Ø 65 cm cena **329 Kč**

Ø 75 cm cena **389 Kč**

Ø 85 cm cena **459 Kč**



## Overball Qmed

**DRQM3AMA006PBP**

- Vhodný pro všechny druhy tradiční léčby jako je fyzioterapie, ergoterapie, cvičení zádových svalů, prenatální cvičení, standardní rehabilitace, cvičení psychomotoriky a pro zlepšení držení těla.

**Průměr:** 25–30 cm

**Nosnost:** 100 kg

cena **74 Kč**



## Akupresurní podložka s polštářkem Qmed

### DRQN3A0NAXSET

- Akupresurní podložka s polštářkem slouží jako masážní pomůcka.
- Stimuluje vitalitu, uvolňování endorfinů a odbourává stres.
- Zmírňuje bolest, zlepšuje spánek a posiluje obranyschopnost těla.
- Snižuje stres a napětí, osvěžuje mysl.
- Balení obsahuje podložku a polštářek.

Rozměr podložky: 64 x 40 cm

novinka

cena 898 Kč



## Akupresurní podložka Qmed

### DRQN3A0NAXUXP

- Akupresurní a masážní pomůcka.
- Zlepšuje vitalitu, stimuluje uvolňování endorfinů, odbourává stres.
- Může uvolnit bolest, zlepšit spánek a posílit obranyschopnost těla.

Rozměry: 74 x 32 cm

cena 669 Kč



## Masážní podložka Qmed

### DRQN3B0LAXUXP

- Vhodná pro stimulaci reflexních plosek chodidel.
- Zlepšuje metabolismus a krevní oběh.
- Odstraňuje pocit únavy.
- Ideální jako pomůcka pro rehabilitační cvičení.

Rozměr: 35 x 175 cm

cena 479 Kč



## Balanční disky Qmed

**DRQM3COHA2UXPBP** (červený),  
**DRQM3COCHXUXPBP** (modrý),  
**DRQM3COBEXUXP** (šedý)

- Navrženy pro balanční cvičení a cvičení koordinace.
- Efektivní pomůcka pro zlepšení funkce vzpřimovacích svalů páteře.
- Možnost využití pro masáž chodidel a relaxaci.
- V nabídce tři barevné varianty.

Průměr: 35 cm

Nosnost: 200 kg

cena 289 Kč



## Balanční čočka Qmed

**DRQM3GCH101P**

- Efektivní balanční pomůcka pro zlepšení motorických schopností a pro posílení celého těla.
- Možnost využití pro masáž chodidel a relaxaci.
- Sada 2 kusů.

Průměr: 16 cm

Nosnost: 100 kg

cena 269 Kč



## Masážní váleček Qmed

**DRQM3P4LKXXXP**

- Masážní váleček je ideální produkt nejen pro masáž nohou, ale i celého těla.
- Masáží se účinně uvolňuje stres a svalové napětí.
- Efektivní pomůcka při rehabilitaci.
- Terapeutický účinek.
- Univerzální použití.

Rozměr: 17 x 7 cm

novinka

cena 349 Kč

# CVIČENÍ A REHABILITACE



## Gelový míček Qmed

**DRIE2A2JJAUXP** (extra měkký), **DRIE2A2JCBUXP** (měkký), **DRIE2A2JKAUXP** (tvrdý)

- Navržený pro posilování rukou, prstů a předloktí.
- Vyrobený z materiálu příjemného na dotek.
- Dostupný ve třech variantách tvrdosti.

Průměr: 5 cm

extra měkký (růžový) cena **89 Kč**

měkký (modrý) cena **89 Kč**

tvrdý (oranžový) cena **89 Kč**



## Masážní míček Qmed

**DRQM3H0EAX01P** (zelený), **DRQM3H0MAX02P** (žlutý), **DRQM3H0HAX03P** (červený)

- Masážní míček s měkkými hroty – ježek.
- Míček je ideální pro masáže, reflexní terapii, relaxační cvičení, cvičení úchopové schopnosti a pohybu prstů.
- Koulení míčku v dlaních může mít vliv na odbourávání stresu.

Průměr zelený: 7 cm

Průměr žlutý: 8 cm

Průměr červený: 9 cm

zelený cena **49 Kč**

žlutý cena **54 Kč**

červený cena **59 Kč**



## Masážní koule Qmed

**DRQM3N3LAXXP**

- Masážní koule je perfektní pomůckou pro každodenní masáž různých oblastí těla.
- Zaručuje úplné uvolnění vašich hlubokých svalových skupin.
- Při správně zvoleném cvičení můžete léčit specifické potenciální zdroje bolesti.
- Zmírňuje bolesti a svalové napětí.

Průměr: 8 cm

cena **198 Kč**



## Qmed Duo Ball

**DRQM3K0LAXXP**

- Dvojitý masážní míček je skvělá pomůcka pro masáž namožených svalů nebo relaxační masáž. Zaručuje hlubokou masáž a současně poskytuje úlevu jednotlivým strukturám svalu. Díky jeho velikosti a velmi malé hmotnosti ho můžete používat prakticky kdekoliv.
- Efektivní pomůcka s mnohostranným využitím.
- Možnost využití například i pro masáž zad a relaxaci.
- Zmírňuje bolest svalového napětí.

Rozměr: 16 x 8 cm

cena **290 Kč**

# CVIČENÍ A REHABILITACE



## Terapeutická hmota Qmed

**DRQM3M3EAXXXP** – extra měkká (zelená), **DRQM3M3MAXXXP** – měkká (žlutá),  
**DRQM3M3HAXXXP** – střední (červená), **DRQM3M3CHXXP** – silná (modrá)

- Plastová hmota pro rehabilitaci rukou a prstů.
- Vyrobeno z netoxického silikonu.
- Pravidelné cvičení snižuje bolestivost a ztuhlost prstů, rukou a kloubů zápěstí, zlepšuje rozsah pohybu v kloubech mezi prsty a zápěstí a také zlepšuje funkci úchopu ruky.
- 4 různé stupně tuhosti.
- Pomůcka je vhodná pro rehabilitaci v případě degenerativních onemocnění rukou, po úrazech a pod.

novinka

cena 219 Kč



## Sada posilovacích gum Qmed

**DRQM3MYSETP**

- Sada pěti barevných posilovacích gum s různým odporem.
- Určeno pro všestranný trénink – kondiční cvičení, posilování i rehabilitaci.
- Efektivní pomůcka při rehabilitaci.
- Účinné protažení a posílení všech svalových skupin horních i dolních končetin.
- 5 různých úrovní zátěže.
- Balení obsahuje 5 kusů gum s různou úrovní zátěže odlišených barvou.

novinka

cena 298 Kč



## Posilovací guma Qmed GYM

**DRQM3B0YYXUXP020** – slabý tah (červená)

**DRQM3B0YYXUXP025** – střední tah (zelená)

**DRQM3B0YYXUXP030** – silný tah (modrá)

- Posilovací guma na cvičení a procvičování.
- Tento produkt je vhodný zejména do rehabilitačních a fitness center a do větších provozoven, kde je pro klienta vhodné řešení stříhání individuální délky terapeutické gumy.
- V nabídce našeho e-shopu jsou tyto posilovací gummy dostupné i v délkách 1,5 m, 2 m, 2,5 m nebo 5,5 m.
- Efektivní pomůcka při cvičení a rehabilitaci.
- Ekonomicky výhodné balení

Rozměr: 15 cm x 45 m

novinka

slabý tah (červená) cena 2 390 Kč

střední tah (zelená) cena 2 890 Kč

silný tah (modrá) cena 3 360 Kč



## Cvičební válec Qmed

**DRQM3L0LAXXXP**

- Cvičební válec je multifunkční sportovní pomůcka. Je ideální rovněž pro rehabilitační a korekční cvičení, stejně jako pro relaxaci a relaxační masáž.
- Efektivní pomůcka s mnohostranným využitím.
- Poskytuje účinnou masáž těla.
- Zvyšuje mobilitu.
- Zmírňuje bolesti a svalové napětí.
- Vhodné pro nácvik rovnováhy u dětí.

Rozměr: 45 x 15 cm

Nosnost: 120 kg

cena 490 Kč





## Posilovač prstů Qmed

**DRQM5A1MAX01P** (žlutý),  
**DRQM5A1EAX02P** (zelený),  
**DRQM5A1HAX03P** (červený),  
**DRQM5A1CHX04P** (modrý)

- Posilovač prstů je ideální pomůckou při rehabilitaci a cvičení prstů ruky, stejně jako doplněk při tréninku. Díky ergonomickému tvaru se perfektně hodí do každé ruky a můžete ho používat prakticky kdekoliv. Doporučujeme začít s mírnou zátěží, tedy s posilovačem ve žluté barvě a posléze pokračovat se střední, silnou a případně velmi silnou zátěží.
- Efektivní pomůcka při rehabilitaci prstů.
- Procvičování extenze prstů.

žlutý: mírná zátěž  
 zelený: střední zátěž  
 červený: silná zátěž  
 modrý: velmi silná zátěž

cena 190 Kč



## Hřejivé / chladiivé polštářky Qmed

**DRQR3B5CHX01P** (10 x 15 cm), **DRQR3B5CHX02P** (13 x 27 cm), **DRQR3B5CHX03P** (19 x 30 cm)

- Účinné gelové polštářky pro snižování bolesti pomocí tepla nebo chladu.
- Chladiivá terapie je vhodná pro úlevu od různých druhů bolesti, poranění, zánětů, popálení či bodnutí hmyzem.
- Hřejivá terapie poskytuje úlevu při bolestech zad a svalů, revmatických bolestech, menstruačních bolestech, při sportovní terapii či relaxaci.
- Polštářky jsou určeny pro opakované použití a jsou vyrobeny z materiálů šetrných k pokožce a příjemných na dotek.

Obal: 100% polyester  
 Gel: vyčištěná voda, polyakrylát sodný, glycerin, karboxymethylcelulóza

10 x 15 cm cena 98 Kč

13 x 27 cm cena 158 Kč

19 x 30 cm cena 198 Kč



## GM Kinesiology Tape

**GEM-KTR00xx**

- GM kinesiology tape je elastická tejpovací páska vhodná pro zmírnění bolesti svalů, šlach, kloubů a jejich regeneraci. Vyniká výbornou přilnavostí a vysokou elasticitou. Umožňuje plný rozsah pohybu na rozdíl od klasických fixačních tapů. GM kinesiology tape je voděodolný a prodyšný, umožňuje odpařování tělesné vlhkosti.
- **Vhodné použití:** bolesti zad, svalové a úponové bolesti, skoliózy, epikondylitidy, syndrom karpálního tunelu, lymfedémy a otoky, léčba

a hojení jizev, traumata a záněty, k podpoře oběhu lymfy a krve.

- Aplikovat lze 24 hod. denně po dobu až 5 dní.
- Obsahuje speciální zdravotnické lepidlo (lékařská pryskyřice).
- 6 různých barevných provedení s identickými vlastnostmi, pásy se liší pouze barvou.

Materiál: 100% bavlna  
 Rozměr: 5 cm x 5 m

cena 199 Kč

# TRENAŽÉRY POHYBU



## Pedálový trenažér Standard

**VCBP0011**

- Pedálový trenažér pro rehabilitaci dolních končetin s plynulým nastavením odporu.
- Mechanické nastavení odporu.
- Skládací rám.

Váha: 2,5 kg

cena 980 Kč



## Pedálový trenažér Digital

**DRVF06**

- Pedálový trenažér pro rehabilitaci dolních končetin s plynulým nastavením odporu a multifunkčním LCD displejem.
- Mechanické nastavení odporu.
- Skládací rám.
- Digitální LCD displej s funkcemi: čas, počet otáček, frekvence otáček, spálené kalorie.

cena 1 490 Kč

# TRENAŽÉRY POHYBU



## Pohybový trénažér iMOVE

3085372

Inovativní trénažér pohybu iMOVE umožňuje nekomplikovaný trénink nejen při sezení. iMOVE posiluje tělo a zvyšuje celkovou pohodu. Stimuluje metabolismus a krevní oběh, podporuje lymfatický a žilní oběh. Pohybové zařízení iMOVE je malé, lehké a navíc efektivní a všestranné.

- Stimulace krevního oběhu.
- Výrazné prokysličení tkání.
- Uvolnění svalů.
- Prevence unavených a těžkých nohou.
- Přímé ovládání na těle trénažéru nebo přes bezplatnou aplikaci iOS a Android.
- Kontraindikace:
  - křečové žíly,
  - akutní horečnatá onemocnění,
  - onkologická onemocnění,
  - lymfédém,
  - pacienti s implantáty (vč. kardiostimulátoru).

akční cena **19 840 Kč**



Rozměry v mm	320 x 340 x 90
Frekvence	cca 1–12 Hz
Zdvih v mm	cca 8
Maximální rozkmit v mm	cca ± 4
Hmotnost v kg	cca 5
Maximální zátěž v kg	25

Napájení	MW model č. GST60A24-P1J
Vstup	100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,4 A
Výstup	24 V
Jednosměrné napětí	2,5 A
Příkon	max. 60 W



## Bluetooth dálkové ovládání

3085373

- Nadstandardní vybavení.

cena **2 980 Kč**

# PODAVAČE



## Podavač ETAC AKTIV

**80505004** (45 cm), **80505003** (70 cm)

- Snadné zacházení díky jednoduchému tvaru rukojeti.
- Magnet v madle podavače.
- Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti uchopení.
- Kryt čelisti z kvalitní pryže.
- Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly.
- Dostupný v několika délkách.

Délka: 45 / 70 cm  
Hmotnost: 111 / 128 g  
Nosnost: 1 kg

cena 698 Kč



## Podavač ETAC AKTIV s háčkem

**80505006**

- Ideální pro oblékání a svlékání kvůli schopnosti tahat a tlačit.
- Magnet v madle podavače.
- Snadné zacházení díky jednoduchému tvaru rukojeti.
- Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti uchopení.
- Kryt čelisti z kvalitní pryže.
- Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly.

Délka: 45 cm  
Hmotnost: 117 g  
Nosnost: 1 kg

cena 698 Kč



## Podavač ETAC AKTIV s háčkem a područkou

**80505005**

- Praktická područka pro podporu předloktí.
- Ideální pro osoby s velmi omezenou silou v rukách.
- Háček pro možnost tahu či tlaku.
- Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti uchopení.
- Kryt čelisti z kvalitní pryže.
- Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly.

Délka: 60 cm  
Hmotnost: 139 g  
Nosnost: 1 kg

cena 698 Kč



## Podavač HANDI GRIP

**3071902** (66 cm), **3071903** (80 cm)

- Lehký podavač s vertikálně otočnou čelistí.
- Mechanika s lehkým chodem.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť.
- Protiskluzová úprava rukojeti.
- Dostupný ve dvou variantách.

Délka: 65 / 80 cm  
Hmotnost: 230 / 350 g  
Nosnost: 2 kg

cena 598 Kč



## Univerzální pomůcka pro snazší otáčivý pohyb

**80503003**

- Praktická pomůcka pro otočení nejen klíče v zámku, knoflíku u sporáku, vypínače.
- Univerzální pro jakoukoli velikost otáčeného předmětu.
- Bez námahy pro zápěstí a klouby prstů.
- Odolný plast.

Hmotnost: 84 g

cena 369 Kč



## Kuchyňské prkénko ETAC Fix

**80501004**

- Všestranné fixační prkénko pro snadné provedení úkonů při přípravě jídla.
- Možnost přípravy jídla pomocí jedné ruky či jako podpora při malé síle v obou pažích.
- Čelisti s možností uchycení potravin, struhadla či misky pro zamíchání.
- Odnímatelná ploška s hroty pro uchycení potravin pro nakrájení nebo oloupaní.
- Protiskuzové nožky s možností přiložení přísavek.
- Kvalitní materiál se snadnou údržbou.

**Materiál:** plast  
+ nerezová ocel

**Hmotnost:** 1,3 kg

cena **1 490 Kč**



## Kuchyňské nože ETAC Relieve

**80402101** (standardní provedení), **80402102** (malé provedení),

**80402001** (skládací provedení), **80501101** (standardní provedení s delší čepelí)

- Kuchyňské nože s ergonomickou rukojetí s možností držení v přirozené poloze ruky.
- Zahnutí rukojeti umožňuje optimální a pohodlnou pozici zápěstí a palce.
- Vroubkovaná velmi ostrá čepel pro snadné řezání.
- Varianta s delším ostřím pro porcování a krájení větších potravin.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**Hmotnost:** 72 / 37 / 72 / 75 g

**80402101** cena **290 Kč**

**80402102** cena **290 Kč**

**80402001** cena **360 Kč**

**80501101** cena **420 Kč**



## Kuchyňský nůž ETAC Relieve

**80501001**

- Kuchyňský nůž s ergonomickou rukojetí s možností držení v přirozené poloze ruky.
- Zahnutí rukojeti umožňuje optimální a pohodlnou pozici zápěstí a palce.
- Uzavřená rukojeť poskytuje dobré vyvážení při držení a snižuje sílu nutnou vynaložit ke krájení.
- Vroubkovaná velmi ostrá čepel pro snadné řezání.
- Dlouhé ostří pro porcování a krájení větších potravin.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**Hmotnost:** 161 g

cena **890 Kč**

# STRAVOVÁNÍ



## Ergonomický kuchyňský nůž

3050872

- Ergonomický kuchyňský nůž se širokým ostřím.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**DOPRODEJ**

cena 50 Kč



## Ergonomický kuchyňský nůž

3050862

- Ergonomický kuchyňský nůž s tenkým ostřím.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**DOPRODEJ**

cena 50 Kč



## Ergonomická škrabka

3040072

- Ergonomická škrabka na sýr a zeleninu.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť vhodná pro všechny velikosti rukou.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**DOPRODEJ**

cena 50 Kč



## Ergonomická kuchyňská vidlička

3040082

- Ergonomická kuchyňská vidlička (dvojzubec).
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť vhodná pro všechny velikosti rukou.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**DOPRODEJ**

cena 50 Kč



## Ergonomická kuchyňská obracečka

3040062

- Ergonomicky tvarovaná obracečka.
- Ergonomická rukojeť vhodná pro všechny velikosti rukou.
- Ergonomická rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**DOPRODEJ**

cena 50 Kč



## Ergonomické příbory ETAC se silnou rukojetí

**80402002** (vidlička),  
**80402004** (lžíce),  
**80402006** (nůž),  
**80402007** (dezertní lžička)

- Lehké ergonomicky tvarované příbory se silnou rukojetí.
- Speciálně určené pro osoby s kloubními problémy.
- Díky nepatrné hmotnosti a silné rukojeti sníží příbory tlak na prsty a odlehčí kloubům.

**Materiál:** plast  
+ nerezová ocel

**Délka:** 18–22 cm

**Hmotnost:** 23–37 g

vidlička cena 290 Kč

lžíce cena 290 Kč

nůž cena 290 Kč

dezertní lžička cena 290 Kč



## Ergonomické příbory ETAC se štíhlou rukojetí

**80401003** (vidlička), **80401005** (lžíce), **80401001** (nůž), **80401007** (dezertní lžička)

- Lehké ergonomicky tvarované příbory se štíhlou prodlouženou rukojetí.
- Speciálně určené pro osoby, které si při jídle potřebují opřít ruce v předloktí o stůl.
- Příbory a jejich těžiště jsou navrženy tak, aby byl jejich uživatel ušetřen zbytečných pohybů rukou a předloktí.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**Délka:** 20–22 cm

**Hmotnost:** 21–34 g

vidlička cena 290 Kč

lžíce cena 290 Kč

nůž cena 290 Kč

dezertní lžička cena 290 Kč



## Příbory ETAC pro dopomoc

**80403101** (lžíce), **80403102** (lžička), **80403103** (vidlička)

- Příbory navrženy pro stravování za asistence druhé osoby.
- Plochý a hladký design usnadňuje stravování osob s omezenou schopností otevřít ústa.
- Vhodné pro osoby se slabým svalstvem horních končetin.
- Vršek rukojeti uzpůsoben pro přidržování asistující osobou.

**Materiál:** plast

**Délka:** 31–37 cm

**Hmotnost:** 20–22 g

lžíce cena 290 Kč

lžička cena 290 Kč

vidlička cena 290 Kč



## Příbory ETAC kombinované

**80403003**

(vidlička/nůž, levá ruka),

**80403002**

(vidlička/nůž, pravá ruka),

**80403001** (lžice/nůž)

- Kombinovaný příbor určený osobám, které mohou používat pouze jednu ruku.
- Zakulacená rukojeť pro pohodlné a bezpečné držení při nabírání i krájení jídla.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**Délka:** 18 cm (vidlička/nůž), 20 cm (lžice/nůž)

**Hmotnost:** 25 g (vidlička/nůž), 35 g (lžice/nůž)

vidlička/nůž cena 290 Kč

lžice/nůž cena 290 Kč



## Zakřivená ergonomická lžice ETAC

**80403202** (levá ruka), **80403201** (pravá ruka)

- Lehká ergonomická zakřivená lžice se silnou rukojetí.
- Vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí paží a zápěstí.
- Dostupné ve 2 variantách.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**Délka:** 19 cm

**Hmotnost:** 35 g

80403202 cena 290 Kč

80403201 cena 290 Kč



## Dětská zalomená lžice ETAC

**80403302** (levá ruka), **80403301** (pravá ruka)

- Lehká zakřivená lžice navržena pro děti.
- Cílem je usnadnit dětem samostatné stravování.
- Speciální tvar a podpora palce zabraňují sklouznutí.
- Úhel zakřivení lze nastavit pomocí malého šroubku.
- Díky pružnému poutku je vhodná i pro děti s nízkou schopností uchopení.
- Levá a pravá varianta.

**Materiál:** plast

**Délka:** 16 cm

**Hmotnost:** 40 g

80403302 cena 640 Kč

80403301 cena 640 Kč



# STRAVOVÁNÍ



## Talířová obruba

147500

- Univerzální talířová obruba.
- Usnadňuje nabrání jídla na vidličku či lžici.
- Vhodná do myčky a mikrovlnné trouby.
- Snadné nasazení.
- Maximální průměr talíře 28 cm.

**Materiál:** plast  
**Barva:** bílá

cena 110 Kč



## Hrnek s náustkem ETAC

80404042

- Hrnek složený z plastového pohárku, podšálku s držadlem a víka s náustkem.
- Rozšířené dno podšálku zabraňuje převrhnutí.
- Velké držadlo pro snazší uchopení.
- Díky izolujícímu podšálku lze držet hrnek i s horkou tekutinou.
- Lze mýt v myčce.

**Materiál:** plast  
**Hmotnost:** 125 g  
**Objem:** 3 dl

cena 460 Kč



## Pohár ETAC

80404001

- Lehký plastový pohár inspirovaný sklenicí na víno.
- Pohár má silnou nohu pro snadné uchopení palcem a ukazováčkem.
- Vhodný pro osoby s kloubními problémy.

**Materiál:** plast  
**Hmotnost:** 75 g  
**Objem:** 2,5 dl

cena 195 Kč



## Pítko ETAC

80404101

- Speciální pítko navržené pro usnadnění pití.
- Hubička pro lepší kontakt se rty.
- Snižuje nutnost zaklánění hlavy.
- Pítko je transparentní.
- Vyznačené rysky 0,5 dl a 1 dl.

**Materiál:** plast  
**Hmotnost:** 40 g

cena 195 Kč



## Sada Beauty

80210066

- Sada Beauty obsahuje:
  - Mycí houbu s ergonomickou rukojetí, délka: 38 cm.
  - Hřeben na vlasy s ergonomickou rukojetí, délka: 37 cm.
  - Univerzální ergonomický úchyt s pilníkem na nehty, který lze použít i jako úchyt např. pro kartáček na zuby nebo holicí strojek, délka: 11 cm.

cena 690 Kč



### Mycí houba zahnutá

80210080

- Zahnutá mycí houba s ergonomickou rukojetí.
- Navržena pro usnadnění každodenního umývání.
- Houba neabsorbuje vodu, tudíž je lehká po celou dobu používání.
- Rukojeť s protiskluzovým povrchem pro snadné a bezpečné používání.
- Mycí houba je odnímatelná a lze ji prát v pračce.

Délka: 77 cm

Hmotnost: 203 g

cena 560 Kč



### Mycí houba

80210076

- Mycí houba s ergonomickou rukojetí.
- Navržena pro usnadnění každodenního umývání.
- Houba neabsorbuje vodu, tudíž je lehká po celou dobu používání.
- Rukojeť s protiskluzovým povrchem pro snadné a bezpečné používání.
- Mycí houba je odnímatelná a lze ji prát v pračce.

Délka: 38 cm

Hmotnost: 112 g

cena 420 Kč



## Kartáč na vlasy

**80210072** (délka 29 cm),

**80210074** (délka 37 cm)

- Kartáč na vlasy s prodlouženou ergonomickou rukojetí.
- Ergonomická rukojeť s protiskluzovým povrchem pro pohodlné a bezpečné používání.
- Kratší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k uším.
- Delší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k ramenům.

Délka: 29 / 37 cm

Hmotnost: 102 / 112 g

80210072 cena 390 Kč

80210074 cena 460 Kč



## Hřeben na vlasy

**80210068** (délka 30 cm), **80210070** (délka 37 cm)

- Hřeben na vlasy s prodlouženou ergonomickou rukojetí.
- Ergonomická rukojeť s protiskluzovým povrchem pro pohodlné a bezpečné používání.
- Kratší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k uším.
- Delší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k ramenům.

Délka: 30 / 37 cm

Hmotnost: 80 / 90 g

80210068 cena 390 Kč

80210070 cena 420 Kč



## Pomůcka k mytí vlasů

**80210078**

- Speciální pomůcka (kartáč) k mytí vlasů s ergonomickou rukojetí.
- Navrženo pro usnadnění umývání vlasů.
- Rukojeť s protiskluzovým povrchem pro snadné a bezpečné používání.

Délka: 36 cm

Hmotnost: 112 g

cena 420 Kč



## Mycí sandál

### DEAV001

- Mycí sandál usnadňující péči o nohy osobám se sníženou pohyblivostí.
- Přísavky na spodní straně zajišťující bezpečné používání.
- Dlouhá životnost štětin.
- Otvory usnadňující odtok vody.

cena 770 Kč



## Univerzální úchyt s pilníkem na nehty

### 80210082

- Univerzální ergonomický úchyt s pilníkem na nehty.
- Úchyt je standardně dodáván s pilníkem na nehty (3 ks).
- Větší otvor na opačné straně slouží pro uchycení např. kartáčku na zuby nebo holicího strojeku.

Délka: 11 cm

Hmotnost: 45 g

cena 190 Kč



## Pomůcka pro osobní hygienu ETAC Torkel

### 80304001

- Praktický pomocník pro osobní hygienu na WC pro osoby se sníženou pohyblivostí.
- Vyrobeno z lehkého materiálu pro snadné použití.
- Do kleští může být umístěn toaletní papír, žínka či menší ručník.
- Pomůcku lze dezinfikovat chemicky nebo varem.

Délka: 33 cm

Hmotnost: 100 g

cena 590 Kč

# OBLÉKÁNÍ



## Navlékač ETAC Socky

**80601002-2** (krátký),  
**80601003-2** (standard),  
**80601001-2** (dlouhý)

- Pomůcka pro usnadnění navlékání nejen punčoch a ponožek.
- Krátký navlékač je vhodný pro navlékání ponožek, podkolenek a kompresních podkolenek.
- Dlouhá varianta pomůže při značné slabosti v rukách a snížené pohyblivosti trupu, navíc sníží tření ponožky o podlahu.
- Pomocí dlouhého navlékače lze snadno obléci ponožky, podkolenky a punčochy.
- Varianta Standard je navržena pro navlékání různých typů a délek samodržících a kompresních punčoch.

krátký cena **540 Kč**

standard cena **1 690 Kč**

dlouhý cena **1 190 Kč**



## Zapínač knoflíků ETAC Butler

**80602001**

- Praktický pomocník pro zapínání knoflíků.
- Zapínač je vhodný pro malé i velké knoflíky a pro zapínání a rozepínání zipů.

Délka: 13 cm

cena **360 Kč**



## Zapínač knoflíků ETAC Butler

**80602004**

- Praktický pomocník pro zapínání knoflíků.
- Zapínač je vhodný pro knoflíky všech typů.

Délka: 22 cm

cena **250 Kč**

# POMŮCKY PRO PŘESUN

## ETAC Immedia SupportBelt

**IM8009009** (XXS),  
**IM8010509** (XS),  
**IM8010513** (S),  
**IM8013013** (M),  
**IM8015013** (L),  
**IM8017015** (XL)

- Transportní pás s úchyty pro podporu druhou osobou.
- Možnost podpory při vstávání, sedání, přesunu pacienta nebo při nácvičku chůze.
- Vnitřní strana pásu je z neklouzavého materiálu pro maximální bezpečnost.
- Délkově nastavitelný obvod pasu přezkou.
- Dostupný ve velikostech XXS–XL.

### Rozměry:

XXS	45–90 x 9 cm, 4 úchyty
XS	60–110 x 9 cm, 4 úchyty
S	60–110 x 13 cm, 5 úchyty
M	85–130 x 13 cm, 6 úchyty
L	110–160 x 13 cm, 8 úchyty
XL	145–170 x 15 cm, 11 úchyty



XXS cena **2 190 Kč**

XS cena **2 190 Kč**

S cena **2 190 Kč**

M cena **2 290 Kč**

L cena **2 490 Kč**

XL cena **2 590 Kč**

## ETAC Immedia OneWayGlide Long

**IM33/8**

- Dlouhá otevřená transportní podložka s úchyty.
- Praktické pásky pro přivázání podložky k rámu vozíku.
- Vnější část z neklouzavého materiálu.
- Měkké a komfortní sezení.

Rozměry: 40 x 130 cm

Nosnost: 150 kg

cena **3 390 Kč**



## ETAC Immedia OneWayGlide Tube Velour

**IM45/8** (43 x 37 cm), **IM50/8** (50 x 42 cm)

- Transportní tubulární podložka pro snadný přesun.
- Podložka usnadňuje přesun jedním směrem a zároveň zabraňuje sklouznutí do stran.
- Vnější část z neklouzavého materiálu.
- Nutnost použití na textilním povrchu.
- Měkké a komfortní sezení.

Rozměry: 43 x 37 cm, 50 x 42 cm

Nosnost: 150 kg

IM45/8 cena **2 590 Kč**

IM50/8 cena **2 690 Kč**



# POMŮCKY PRO PŘESUN



## ETAC Immedia SmartMove

### IM426

- Otevřená transportní podložka s držadly pro podporu druhou osobou.
- Podpora nejen pro vstávání, sedání či polohování pacienta na lůžku.
- Usnadní správnou a bezpečnou pozici pečovatele při provádění úkonů.
- Vnitřní plocha z neklouzavého materiálu.
- Součástí jsou čtyři držadla, která umožňují pevný úchop.

Rozměry: 21 x 60 cm

Nosnost: 150 kg

cena 2 090 Kč



## ETAC Immedia GlideCushion

**IM60/25N** (60 x 25 cm), **IM60/50** (60 x 50 cm), **IM60/90** (60 x 90 cm), **IM69/70** (69 x 70 cm), **IM90/90** (90 x 90 cm)

- Pohodlná přesuvná podložka.
- Pomůcka usnadní polohování pacienta na lůžku či jeho přesun na vozík.
- Pomůcka usnadní i pohyb bez asistence druhou osobou.
- Dostupná ve dvou variantách: nylon / polyester + bavlna.

Rozměry: 60 x 25 cm, 60 x 50 cm, 60 x 90 cm,  
69 x 70 cm, 90 x 90 cm

Nosnost: 200 kg

IM60/25N cena 2 190 Kč

IM60/50 cena 2 390 Kč

IM60/90 cena 4 590 Kč

IM69/70 cena 3 090 Kč

IM90/90 cena 5 190 Kč



## ETAC Immedia TransferMattress

**IM60/195** (60 x 195 cm), **IM70/195** (70 x 195 cm), **IM4304** (úzký set), **IM4305** (široký set)

- Měkká podložka pro horizontální přesun.
- Pomůcka usnadní přesun pacienta např. mezi lůžky či z nosítek na lůžko.
- K dispozici ve dvou šířkách.
- Dostupné také jako set s voděodolným potahem.

Rozměry: 60 x 195 cm, 70 x 195 cm

Nosnost: 200 kg

IM60/195 cena 7 390 Kč

IM70/195 cena 7 790 Kč

IM4304 cena 8 890 Kč

IM4305 cena 10 990 Kč

# POMŮCKY PRO PŘESUN



## ETAC Immedia Sling

**IM428** (dlouhá), **IM428K** (krátká)

- Multifunkční pomůcka pro přesun pacienta druhou osobou.
- Díky vhodnému tvaru a celkem osmi úchyťům může sloužit pro přesun mezi vozíkem a postelí, polohování na lůžku ve všech směrech atd.
- Čtyři úchyty na každé straně.
- Vnitřní strana z neklouzavého materiálu.
- Vnější strana z materiálu, který zabraňuje velkému tření.

**Rozměry:** 16 x 190 cm, 16 x 120 cm

**Nosnost:** 150 kg

**IM428** cena **2 190 Kč**

**IM428K** cena **2 490 Kč**



## ETAC Immedia E-Board

**IM404** (krátká), **IM405** (dlouhá)

- Flexibilní přesuvná deska s bočním vedením.
- Jedna boční strana má tvarovatelné "křídlo", které lze ohnout nahoru i dolů.
- "Křídlo" zajistí lepší stabilitu během přesunu.
- Dostupná ve dvou velikostech.

**Rozměry:** 33 x 60 x 0,5 cm,  
33 x 75 x 0,6 cm

**Nosnost:** 150 kg

**IM404** cena **2 990 Kč**

**IM405** cena **3 690 Kč**



## ETAC Immedia E-Board Compact

**IM410** (malá), **IM408** (střední)

- Kompaktní přesuvná deska.
- Pro menší rozměry a nižší hmotnost je vhodná především pro aktivnější a nezávislé uživatele.
- Dostupná ve dvou velikostech.

**Rozměry:** 20 x 45 x 0,5 cm,  
25 x 60 x 0,5 cm

**Nosnost:** 150 kg

**IM410** cena **2 590 Kč**

**IM408** cena **2 890 Kč**



## ETAC Immedia AutoTurn

**IM99999**

- Otočná podložka určená na sedadlo auta.
- Usnadňuje nastupování/vystupování do/z auta.
- Malé tření umožňuje sklouznutí a snadné dosažení požadované pozice na sedadle.
- Minimální zátěž boků, kolena a kotníků rotačním pohybem.
- Podložku lze upevnit kolem sedadla.
- Držadla po stranách usnadní použití.

**Rozměry:** Ø 45 cm

**Nosnost:** 150 kg

cena **5 890 Kč**



# POMŮCKY PRO PŘESUN



## ETAC Turner PRO

16090106

- Pomůcka pro snadné a bezpečné otočení pacienta vestoje.
- Minimální zátěž pro profesionální ošetrovatelský personál nebo pečující osoby při domácím použití.
- Kontrastní madlo a měkké výškově nastavitelné kolenní opěry pro pohodlí pacienta.
- Lehké provedení, snadné na převoz.

Celková hmotnost: 8 kg  
Výška madla: 78–120 cm  
Průměr talíře: 40 cm  
Nosnost: 200 kg

cena 13 690 Kč



## ETAC Immedia EasyTurn

IM999405 (Ø 40 cm), IM990454 (Ø 45 cm), IM999505 (Ø 50 cm)

- Měkká otočná podložka.
- Vhodná pro usnadnění vystupování/nastupování z/do auta či pro vstávání z postele.
- Velmi snadné použití.
- Dostupná ve třech velikostech.

Nosnost: 150 kg

Ø 40 cm cena 1 990 Kč

Ø 45 cm cena 2 090 Kč

Ø 50 cm cena 2 390 Kč



## ETAC Immedia PediTurn

IM99836GT (SOFT), IM99700 (HARD)

- Otočná podložka vhodná např. pro přesun z vozíku na postel.
- Určená pro osoby, které nemohou během přesunu hýbat nohama.
- Varianta SOFT pro použití bez obuvi (obě strany podložky z neklouzavého materiálu).
- Varianta HARD pro použití s obuví.

Průměr: 40 cm (SOFT)  
38 cm (HARD)

Nosnost: 150 kg

SOFT cena 2 390 Kč

HARD cena 5 790 Kč

# POMŮCKY PRO PŘESUN



## ETAC Molift Raiser

16090202

- „Rudlík“ pro pohodlný přesun osob s omezenou pohyblivostí.
- Minimální zátěž pro profesionální ošetrovatelský personál nebo pečující osoby při domácím použití.
- Snadný přesun osob z pozice v sedě do pozice ve stoje a následný převoz.
- Polstrovaná kolenní opěrka.
- Možnost stabilizace pozice ve stoje bezpečnostním upínacím pásem.
- Upínací pás není součástí rudlíku.

Rozměry: 58 x 63 x 120 cm

Nosnost: 150 kg

cena 23 990 Kč



## ETAC Molift Raiser Strap

82508 (S/M), 82509 (L/XL)

- Bezpečnostní upínací pás k rudlíku ETAC Molift Raiser.
- Vhodný při přesunu osob, které se mohou samy postavit.
- Pás zajistí podporu zad a boků během vstávání.

Rozměry: 171 cm (S/M)  
205 cm (L/XL)

Nosnost: 150 kg

cena 3 290 Kč



## ETAC Molift Raiser Strap+

82528 (S/M), 82529 (L/XL)

- Bezpečnostní upínací pás k rudlíku ETAC Molift Raiser.
- Vhodný při přesunu osob, které při vstávání potřebují pomoc ošetrovatele.

Rozměry: 171 cm (S/M)  
205 cm (L/XL)

Nosnost: 150 kg

cena 4 490 Kč

# INFORMACE K POSTUPU ZÍSKÁNÍ POUKAZU NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU

Zdravotnické pomůcky jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění v rozsahu stanoveném zákonem. Se změnou zákona se správcem tzv. „číselníku“ stal Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Na Poukaz lze předepsat pouze zdravotnickou pomůcku, které byl přidělen kód SÚKL a tím byl zařazen do Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz. Seznam hrazených ZP SÚKL je aktualizován a zveřejněn každý měsíc.

## CO JE POUKAZ?

Poukaz je stejně jako klasický recept na léky oficiálním tiskopisem sloužícím pro komunikaci mezi lékařem, pacientem a zdravotní pojišťovnou. Úplný název a označení je „VZP-13-Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“, z čehož vyplývá účel použití. V případě, že potřebujete nějakou léčebnou nebo ortopedickou pomůcku, Váš lékař Vám vystaví poukaz (u některých pomůcek je třeba ještě schválení revizním lékařem), se kterým následně půjdete do zdravotnických potřeb a pomůcku si objednáte nebo rovnou vyzvednete.

Nově se na poukazu musí zaškrtnout např., zda je pomůcka ve vlastnictví zdravotní pojišťovny a vyplnit datum uplatnění. Aktuální podoba poukazu – přední a zadní strana:

Kód pojišťovny	<b>POUKAZ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU</b>			poř. č.
Příjmení a jméno	DRUH A OZNAČENÍ POMŮCKY oprava – úprava pomůcky		Ev. č.	
Číslo pojistěnce	f.	Pomůcka nová / repasovaná? <small>*nehodící se škrtněte!</small>		
Bydliště (adresa)	Sk	Kód	Počet	Úhrada
Vlastnictví pojišťovny: ANO/NE? <input type="checkbox"/> Dg	Dodatek pojistěnce			
Stupeň postižení inkontinence: Pomůcka trvalá / dočasná? <small>*nehodící se škrtněte!</small>	Datum uplatnění:			
Dne: Pomůcka držaná na počet měsíců	Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny		razítko výdejce	
razítko poskytovatele, jménovka a podpis lékaře				

<p><b>Břítání pás</b></p> <p>pro ženu objem 1 ..... cm pro muže objem 2 ..... cm pro dítě objem 3 ..... cm výška vpředu 4 ..... cm výška vzadu 5 ..... cm</p> <p>Míry se měří na nahém těle vstoj!</p>	<p><b>Kýlní pás</b></p> <p>pravostranný — levostranný oboustranný — pro kýl:</p> <p>1. tříselní 2. šourkovou 3. stehenní 4. pupoční Objemy: Velikost kýly: a) ..... cm b) ..... cm</p>	<p><b>Gumové puntičky (kusů .....</b></p> <p>Délky puntiček:</p> <p>od A do G cm od a do c cm od d do e cm od f do h cm</p> <p>Míry mějte vždy ráno před obložením noh!</p>	<p><b>Pažní návlek</b></p> <p>palec ..... a-b ručnice ..... a-c návlek ..... a-d ..... a-e ..... a-f ..... a-g ..... a-h ..... a-i ..... a-j ..... a-k ..... a-l ..... a-m ..... a-n ..... a-o ..... a-p ..... a-q ..... a-r ..... a-s ..... a-t ..... a-u ..... a-v ..... a-w ..... a-x ..... a-y ..... a-z</p> <p>(měřeno přes rameno) h Obvod z ramene přes axilu zpět k rameni h-k-h</p>	<p><b>Prohlášení, že (nehodící se škrtněte!)</b></p> <p>a) pomůcku dostávám poprvé b) naposledy jsem dostal pomůcku stejného typu v roce ..... c) naposledy jsem dostal pomůcku typu ..... v roce .....</p> <p>Pomůcku převzal dne: .....</p> <p>podpis ..... podpis .....</p> <p>10P-13/2019</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## JAK MÁM POSTUPOVAT, KDYŽ POTŘEBUJI ZDRAVOTNICKOU POMŮCKU?

### 1. krok: Konzultace a výběr

O svých potřebách s ohledem na zdravotní stav se poraďte se svým ošetřujícím lékařem a dále s odborným pracovníkem dodavatele pomůcky na trh (např. v pobočkách MEYRA ČR). Takto si nejlépe vytvoříte představu o tom, jaké pomůcky jsou na trhu dostupné, zda jsou plně/částečně hrazené nebo nehrazené Vaší zdravotní pojišťovnou, a které konkrétně splňují všechny Vaše individuální potřeby.

Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro konkrétní pomůcku a ta je plně nebo částečně hrazená Vaší zdravotní pojišťovnou, požádejte pracovníka dodavatele o **kód pomůcky**. V tomto kroku se také informujte, zda pomůcku může předepsat praktický lékař nebo pouze specialista, a zda indikace a úhrada dané pomůcky podléhá následně ještě schválení revizním lékařem Vaší pojišťovny.

## 2. krok: Vystavení poukazu

Na základě posouzení Vašeho zdravotního stavu Vám lékař může vystavit poukaz. Pokud předepsaná pomůcka nepodléhá schválení revizním lékařem, pak s obdrženým poukazem pokračujte na krok 4. níže. Pokud pomůcka podléhá schválení revizním lékařem, pak Váš lékař musí k poukazu vyplnit druhý formulář nazvaný „Žádanka o schválení/povolení“. Dále již záleží na individuální dohodě mezi předepisujícím lékařem a pacientem, zda předá oba formuláře reviznímu lékaři předepisující lékař nebo sám pacient.

**Pozor** – pokud je Vám předepsána pomůcka, která následně podléhá ještě schválení revizním lékařem, pak je nutné, aby Váš předepisující lékař do žádanky **dostatečně odůvodnil předepsání takové pomůcky z ohledem na Váš zdravotní stav**.

Máte-li v době žádosti o vystavení poukazu v užívání starou cirkulovatelnou pomůcku skupiny 07, která byla hrazena zdravotní pojišťovnou, je nutné, aby ji servisní technik dodavatele této pomůcky prohlédl a vyplnil formulář „**Posouzení stavu ZP**“. V tomto formuláři se technik vyjádří k možnosti opravy staré pomůcky a ceně takové opravy. Vyplněný formulář předejte lékaři při předepisování poukazu na pomůcku novou (jen v případě pojištění VZP a ČPZP formulář posílá pojišťovně přímo servisní technik dodavatele pomůcky).

## 3. krok: Posouzení indikace a úhrady pomůcky revizním lékařem

Možná vyjádření revizního lékaře:

a) indikace a úhrada pomůcky je schválena, přičemž:

- potvrzený poukaz Vám předá předepisující lékař (= postup pojištěn VZP i SZP),
- nebo potvrzený poukaz je zaslán přímo dodavateli pomůcky na trh a ten Vás následně zkontaktuje pro domluvení se na vyzvednutí pomůcky (= postup pojištěn SZP),
- nebo potvrzený poukaz je předán přímo Vám, pokračujte krokem 4. níže (= postup pojištěn SZP).

b) indikace a úhrada pomůcky je zamítnuta – revizní lékař o tomto vyrozumí předepisujícího lékaře a ten následně Vás,

c) schválení indikace a úhrady se vztahuje na jinou ovšem funkčně shodnou pomůcku,

d) dojde k výdeji repasované pomůcky (pro více informací nás neváhejte kontaktovat).

## 4. krok: Výdej pomůcky

S poukazem se všemi náležitostmi se obrátíte na odborného pracovníka dodavatele pomůcky (např. do pobočky MEYRA ČR), kde Vám bude pomůcka rovnou vydána nebo objednána na základě individuálních potřeb žadatele a vydána v domluvené dodací lhůtě.

Nově došlo od 1. 12. 2019 k zavedení 10% spoluúčasti na medicínsky zdůvodnitelné příslušenství k vozíkům. Tuto částku je výdejna ZP povinně vybrat, má regulativní charakter.

**Postup pro vyřízení poukazu na elektrický vozík a další podrobnější informace jsou k nalezení na našich webových stránkách [www.meyra.cz/poukaz](http://www.meyra.cz/poukaz)**

### *Kdo Vám může pomůcku předepsat?*

ZDRAVOTNICKÁ POMŮCKA	PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKAŘ	NUTNOST SCHVÁLENÍ REVIZNÍM LÉKAŘEM
Základní a základní variabilní mechanické vozíky	DIA, GER, PED, PRL, REH, ORT, NEU, INT	ANO
Základní odlehčené a odlehčené částečně variabilní mechanické vozíky	INT, NEU, ORT, PED, REH	ANO
Odlehčené variabilní mechanické vozíky	INT, NEU, ORT, REH	ANO
Aktivní mechanické vozíky, dětské odlehčené i aktivní	NEU, ORT, REH	ANO
Speciální nadměrné, speciální jednopákové, speciální dvouobručové, speciální vertikalizační mechanické vozíky	NEU, ORT, REH	ANO
Speciální multifunkční mechanické vozíky	INT, NEU, ORT, REH	ANO
Speciální multifunkční dětské mechanické vozíky	INT, NEU, ORT, PED, REH	ANO
Elektrické vozíky interiérové základní	INT, NEU, ORT, REH	ANO
Elektrické vozíky interiérové variabilní, exteriérové variabilní, speciální vertikalizační	NEU, ORT, REH	ANO
Příslušenství k mechanickým vozíkům	INT, NEU, ORT, PED, REH	ANO

ZDRAVOTNICKÁ POMŮCKA	PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKAŘ	NUTNOST SCHVÁLENÍ REVIZNÍM LÉKAŘEM
Příslušenství k elektrickým vozíkům	REH, ORT, NEU	ANO
Zdravotní kočárky a příslušenství	NEU, ORT, REH	ANO
Berle podpažní a předloketní	DIA, INT, TRA, GER, CHI, NEU, ORP, ORT, PRL, REH, REV	NE
Berle předloketní speciální	GER, CHI, NEU, ORP, ORT, PRL, REH, REV	NE
Chodítka kolová a bodová	GER, CHI, NEU, ORP, ORT, PRL, REH, REV	NE
Chodítka kolová s podpůrnými prvky	GER, NEU, ORP, ORT, REH, REV	NE
Chodítka dětská	ORP, CHI, NEU, ORT, REH	NE
Opěrné kozičky	GER, NEU, ORP, ORT, REH, REV	NE
Nástavce na WC	GER, NEU, ORT, PRL, REH, REV	NE
Vanové zvedáky elektrické a příslušenství	GER, NEU, ORT, PRL, REH	ANO
Polohovací lůžka elektrická, pojízdná	GER, NEU, INT, ORT, PRL, REH	ANO
Polohovací zařízení pro sezení a příslušenství	NEU, ORT, REH	ANO
Polohovací zařízení vertikalizační	NEU, ORT, REH	ANO
Pojízdné zvedáky	GER, NEU, ORT, REH, INT	ANO
Závěsy k pojízdným zvedákům	PRL, GER, NEU, ORT, REH, INT	ANO
Antidekubitní matrace s potahem	GER, CHI, NEU, ORT, REH	ANO
Antidekubitní podložky sedací střední a vysoké riziko vzniku dekubitů	GER, NEU, ORT, REH	ANO

Význam zkratk:

<b>DIA</b>	Diabetolog a endokrinolog	<b>ORT</b>	Ortoped
<b>GER</b>	Geriatr	<b>PRL</b>	Praktický lékař
<b>CHI</b>	Chirurg	<b>REH</b>	Rehabilitační lékař
<b>INT</b>	Internista	<b>REV</b>	Revmatolog
<b>NEU</b>	Neurolog	<b>TRA</b>	Traumatolog
<b>ORP</b>	Ortopedický protetik	<b>TVL</b>	Tělovýchovný lékař

### Cirkulace ZP

Od 1. 12. 2019 se mění i podmínky cirkulace některých zdravotnických pomůcek (reparování a opětovné vydání ZP). V příloze zákona uvedené necirkulovatelné zdravotnické pomůcky přechází při výdeji automaticky do vlastnictví pojištěnce. Je-li pojištěnci předepsán zdravotnický prostředek, který je zařazen do úhradové skupiny, u níž zdravotní pojišťovna zvolila režim cirkulace, a u něhož rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady přesahuje 2 000 Kč, může pojištěnec s příslušnou zdravotní pojišťovnou uzavřít dohodu o zařazení tohoto zdravotnického prostředku do režimu cirkulace. Uzavře-li příslušná zdravotní pojišťovna s pojištěncem takovou dohodu, pojištěnec doplatí rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady.

U zdravotnické pomůcky ve vlastnictví pojištěnce zákon stanovuje maximální výši úhrad oprav zdravotnické pomůcky, které hradí zdravotní pojišťovny po dobu užívání.

### Ostatní informace

Mohou nastat i situace, že zdravotnická pomůcka není lékařem předepsána nebo že poukaz na základě žádanky nebyl revizním lékařem schválen. V tomto případě si pomůcku musí žadatel hradit sám. Pokud nemá sám dostatečné finanční možnosti, existují nadace, které mohou pomoci s úhradou zdravotnické pomůcky. Některé z nadací uvádíme na našich webových stránkách: [www.meyra.cz/nadace](http://www.meyra.cz/nadace). Dá se ovšem předpokládat, že podmínky příspěvku na úhradu zdravotnického prostředku se u jednotlivých nadací liší. Je třeba se dopředu informovat.





**POLAR WHITE**  
CODE 212



**SIGNAL WHITE**  
CODE 4023



**SIGNAL WHITE MATT**  
CODE 4045



**ALUMINIUM NATURAL,  
UNCOATED**  
CODE 176



**CHROME SILVER**  
CODE 4925



**SILVER METALLIC**  
CODE 183




**SILVERLINE**  
CODE 4919



**TITANIUM GREY**  
CODE 130



**GREYSTAR**  
CODE 187



**DOWNTOWN GREY**  
CODE 4040



**BURGUNDY**  
CODE 230



**RED METALLIC**  
CODE 132



**RED METALLIC MATT**  
CODE 4044



**TORNADO RED**  
CODE 4066



**PAPRIKA REFLEX**  
CODE 178



**SIGNAL RED**  
CODE 215



**CROSS RED**  
CODE 4910



**ORANGE METALLIC**  
CODE 4923



**ORANGE REFLEX**  
CODE 179



**CROSS ORANGE**  
CODE 4913



**SUN YELLOW**  
CODE 214



**CROSS YELLOW**  
CODE 4912



**GOLD**  
CODE 4915



Uspadnime lidem pohyby



**LEMON REFLEX**  
CODE 180



**GREEN METALLIC**  
CODE 4922



**GREEN METALLIC MATT**  
CODE 4046



**GRASS GREEN**  
CODE 192



**MOSS GREEN**  
CODE 4013



**BLUE METALLIC**  
CODE 224




**BLUE METALLIC MATT**  
CODE 4042



**MAGIC BLUE**  
CODE 186



**MAGIC BLUE MATT**  
CODE 4041




**VIOLETSTAR**  
CODE 189



**PURPLE METALLIC MATT**  
CODE 4047



**NAVY BLUE**  
CODE 229




**BLUESTAR**  
CODE 184



**DARK VIOLET**  
CODE 203



**BORDEAUX  
WITH CLEAR COAT**  
CODE 4914



**AUBERGINE**  
CODE 210



**BROWN METALLIC MATT**  
CODE 4043



**COPPER METALLIC MATT**  
CODE 4048



**BLACKSTAR**  
CODE 188



**JET BLACK**  
CODE 216



**MATT BLACK**  
CODE 206



**MATT BLACK  
STRUCTURE**  
CODE 207

*Barva vytištěná v katalogu nemusí odpovídat skutečnému odstínu barvy na konkrétním konstrukčním materiálu.*

*Barvy uvedené v katalogu slouží pro inspiraci a jejich nabídka pro konkrétní typ invalidního vozíku se může lišit. Pro aktuální informace kontaktujte naše prodejce.*

## **PRAHA**

Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4 - Spořilov  
tel.: 272 761 102  
e-mail: meyra@meyra.cz

## **BRNO**

Cejl 107  
602 00 Brno - Zábrdovice  
tel.: 545 216 748  
e-mail: brno@meyra.cz

## **ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Matice školské 192/14  
370 01 České Budějovice  
tel.: 386 356 838  
e-mail: ceskebudejovice@meyra.cz

## **JANSKÉ LÁZNĚ**

nám. Svobody 38 - Janský Dvůr  
542 25 Janské Lázně  
tel.: 499 875 494  
e-mail: janskelazne@meyra.cz

## **LIBEREC**

Mrštíkova 399/2A - areál Werk  
460 07 Liberec III - Jeřáb  
tel.: 488 577 793  
e-mail: liberec@meyra.cz

## **OSTRAVA**

Bendlova 377/8  
709 00 Ostrava - Mariánské Hory  
tel.: 595 626 012  
e-mail: ostrava@meyra.cz

## **PLZEŇ**

vchod: Lochotínská 29  
Keřová 343/13  
301 00 Plzeň  
tel.: 377 520 010  
e-mail: plzen@meyra.cz

## **PODĚBRADY – Expediční sklad**

Stavební 57  
290 01 Poděbrady  
tel.: 325 626 503  
e-mail: s-sklad@meyra.cz

[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)  
[www.pomucky.cz](http://www.pomucky.cz)

