

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY  
**KATALOG 2021**










# OBSAH

<b>Informace k postupu získání poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku</b> .....	2	<b>Anatomické polštáře</b> .....	79
<b>Základní mechanické vozíky</b>		<b>Pomůcky pro chůzi</b>	
Standardní vozíky .....	6	Chodítka .....	84
Odlehčené vozíky .....	7	Hole, berle .....	89
Multifunkční a polohovací vozíky .....	13	<b>Toaletní a koupelnové pomůcky</b>	
Technické parametry .....	16	Koupelnová madla .....	92
<b>Aktivní mechanické vozíky</b>		Pomůcky na toaletu .....	96
Aktivní vozíky .....	20	Pomůcky do koupelny .....	99
Technické parametry .....	24	<b>Zvedací zařízení</b> .....	112
Příslušenství .....	26	<b>Bandáže a ortézy</b>	
Ochranné rukavice .....	33	Hlava a krk .....	121
Přídavná zařízení Speedy .....	35	Trup .....	123
<b>Zádové a sedací systémy</b>		Horní končetiny .....	127
Zádové systémy .....	36	Dolní končetiny .....	134
Antidekubitní sedací systémy .....	41	Dětské bandáže a ortézy .....	144
<b>Elektrické vozíky a skútry</b>		<b>Korektory a fixátory</b> .....	146
Elektrické vozíky .....	46	<b>Ochranný a doplňkový sortiment</b>	
Technické parametry .....	54	Ochranná obuv .....	150
Elektrické skútry .....	58	Ochranné helmy .....	151
Nájezdové rampy .....	61	<b>Cvičení a rehabilitace</b>	
<b>Dětské kočárky a vozíky</b>		Cvičení a rehabilitace .....	152
Dětské kočárky .....	62	Trenažéry pohybu .....	164
Dětské vozíky .....	64	<b>Sebeobslužné pomůcky</b>	
Technické parametry .....	66	Podavače .....	166
<b>Polohovací židle a zařízení</b>		Stravování .....	167
Autosedáčky .....	67	Hygiena .....	172
Ergonomické sedací systémy .....	68	Oblékání .....	175
Polohovací židle .....	70	<b>Pomůcky pro přesun</b> .....	176
Vertikalizační pomůcky .....	72		
<b>Polohovací lůžka a příslušenství</b>			
Polohovací lůžka a příslušenství .....	74		
Antidekubitní matrace .....	76		
Krycí matrace .....	78		

## Použité značky v katalogu

	Plná úhrada všemi zdravotními pojišťovkami
	Částečná úhrada všemi zdravotními pojišťovkami
	XXL velikost
	Novinka
	5 let záruka

**Ceny u produktů hrazených zdravotními pojišťovkami a výše doplatků či spoluúčastí jsou pro přehlednost zaokrouhlené na celé koruny.**

**Všechny ceny v tomto katalogu jsou uváděny včetně DPH.**

**Změna cen vyhrazena.**



**U produktů s volitelnou konfigurací mají použité fotografie pouze ilustrační charakter.**

# INFORMACE K POSTUPU ZÍSKÁNÍ POUKAZU NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU





Zdravotnické pomůcky jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění v rozsahu stanoveném zákonem. Se změnou zákona se správcem tzv. „číselníku“ stal Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Na Poukaz lze předepsat pouze zdravotnickou pomůcku, které byl přidělen kód SÚKL a tím byl zařazen do Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz. Seznam hrazených ZP SÚKL je aktualizován a zveřejněn každý měsíc.

## CO JE POUKAZ?

Poukaz je stejně jako klasický recept na léky oficiálním tiskopisem sloužícím pro komunikaci mezi lékařem, pacientem a zdravotní pojišťovnou. Úplný název a označení je „VZP-13-Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“, z čehož vyplývá účel použití. V případě, že potřebujete nějakou léčebnou nebo ortopedickou pomůcku, Váš lékař Vám vystaví poukaz (u některých pomůcek je třeba ještě schválení revizním lékařem), se kterým následně půjdete do zdravotnických potřeb a pomůcku si objednáte nebo rovnou vyzvednete.

Nově se na poukazu musí zaškrtnout např., zda je pomůcka ve vlastnictví zdravotní pojišťovny a vyplnit datum uplatnění. Aktuální podoba poukazu – přední a zadní strana:

Kód pojišťovny	<b>POUKAZ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU</b>			poř. č.
Příjmení a jméno	DRUH A OZNAČENÍ POMŮCKY oprava – úprava pomůcky		Ev. č.	
Číslo pojištěnce	f.	Pomůcka nová / repasovaná <sup>*)</sup> <sup>*)</sup> nehodící se škrtněte!		
Bydliště (adresa)	Sk	Kód	Počet	Úhrada
Vlastnictví pojišťovny: ANO/NE <sup>*)</sup>	Dg.	Dodatek pojištěnce		
Stupeň postižení inkontinence:	Pomůcka trvalá / dočasná <sup>*)</sup> <sup>*)</sup> nehodící se škrtněte!			
Dne:	Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny		Datum uplatnění:	
	Pomůcka dočasná na počet měsíců			
razítko poskytovatele, jmenovka a podpis lékaře		razítko výdejce		

<p><b>Břišní pás</b></p> <p>pro ženu objem 1 ..... cm pro muže objem 2 ..... cm pro dítě objem 3 ..... cm výška vpředu 4 ..... cm výška vzadu 5 ..... cm</p> <p>Míry se měří na nahém těle vstoje!</p> 	<p><b>Kýlní pás</b></p> <p>pravostranný — levostranný oboustranný — pro kýlu:</p> <p>1. tříselní 2. šourkovou 3. stehenní 4. pupeční Objemy: Velikost kýly: a) .....cm b) .....cm</p> 	<p><b>Gumové punčochy (kusů)</b></p> <p>Délky punčoch:</p> <p>od A do G cm ..... od ..... do ..... cm ..... od ..... do ..... cm ..... od ..... do ..... cm .....</p> <p>Míry měřte vždy ráno před otokem nohy!</p> 	<p><b>Pazní návlek</b></p> <p>palec ..... a-b ruka/více ..... a-c návlek ..... a-c1 ..... c1 ..... d ..... e-f ..... e-f ..... f ..... e-g ..... e-g</p> <p>(měřeno přes rameno) Obvod z ramene přes axilu zpět k rameni h-k-h</p> 	<p><b>Prohlašuji, že (nehodící se škrtněte!)</b></p> <p>a) pomůcku dostávám poprvé ..... b) naposledy jsem dostal pomůcku stejného typu v roce ..... c) naposledy jsem dostal pomůcku typu ..... v roce .....</p> <p>Pomůcku převzal dne: ..... ..... ..... podpis ..... podpis</p> <p>VZP-13/2019</p>
--	---	---	---	--

## JAK MÁM POSTUPOVAT, KDYŽ POTŘEBUJI ZDRAVOTNICKOU POMŮCKU?

### 1. krok: Konzultace a výběr

O svých potřebách s ohledem na zdravotní stav se poradte se svým ošetřujícím lékařem a dále s odborným pracovníkem dodavatele pomůcky na trh (např. v pobočkách MEYRA ČR). Takto si nejlépe vytvoříte představu o tom, jaké pomůcky jsou na trhu dostupné, zda jsou plně/částečně hrazené nebo nehrazené Vaší zdravotní pojišťovnou, a které konkrétně splňují všechny Vaše individuální potřeby.

Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro konkrétní pomůcku a ta je plně nebo částečně hrazená Vaší zdravotní pojišťovnou, požádejte pracovníka dodavatele o **kód pomůcky**. V tomto kroku se také informujte, zda pomůcku může předepsat praktický lékař nebo pouze specialista, a zda indikace a úhrada dané pomůcky podléhá následně ještě schválení revizním lékařem Vaší pojišťovny.

### 2. krok: Vystavení poukazu

Na základě posouzení Vašeho zdravotního stavu Vám lékař může vystavit poukaz. Pokud předepsaná pomůcka nepodléhá schválení revizním lékařem, pak s obdrženým poukazem pokračujte na krok 4. níže. Pokud pomůcka podléhá schválení revizním lékařem, pak Váš lékař musí k poukazu vyplnit druhý formulář nazvaný „Žádanka o schválení/povolení“. Dále již záleží na individuální dohodě mezi předepisujícím lékařem a pacientem, zda předá oba formuláře reviznímu lékaři předepisující lékař nebo sám pacient.

**Pozor** – pokud je Vám předepsána pomůcka, která následně podléhá ještě schválení revizním lékařem, pak je nutné, aby Váš předepisující lékař do žádanky **dostatečně odůvodnil předepsání takové pomůcky z ohledem na Váš zdravotní stav**.

Máte-li v době žádosti o vystavení poukazu v užívání starou cirkulovatelnou pomůcku skupiny 07, která byla hrazena zdravotní pojišťovnou, je nutné, aby ji servisní technik dodavatele této pomůcky prohlédl a vyplnil formulář „**Posouzení stavu ZP**“. V tomto formuláři se technik vyjádří k možnosti opravy staré pomůcky a ceně takové opravy. Vyplněný formulář předejte lékaři při předepisování poukazu na pomůcku novou (jen v případě pojišťoven VZP a ČPZP formulář posílá pojišťovně přímo servisní technik dodavatele pomůcky).

### 3. krok: Posouzení indikace a úhrady pomůcky revizním lékařem

Možná vyjádření revizního lékaře:

**a)** indikace a úhrada pomůcky je schválena, přičemž:

- potvrzený poukaz Vám předá předepisující lékař (= postup pojišťoven VZP i SZP),
- nebo potvrzený poukaz je zaslán přímo dodavateli pomůcky na trh a ten Vás následně zkontaktuje pro domluvení se na vyzvednutí pomůcky (= postup pojišťoven SZP),
- nebo potvrzený poukaz je předán přímo Vám, pokračujte krokem 4. níže (= postup pojišťoven SZP).

**b)** indikace a úhrada pomůcky je zamítnuta – revizní lékař o tomto vyrozumí předepisujícího lékaře a ten následně Vás,

**c)** schválení indikace a úhrady se vztahuje na jinou ovšem funkčně shodnou pomůcku,

**d)** dojde k výdeji repasované pomůcky (pro více informací nás neváhejte kontaktovat).

### 4. krok: Výdej pomůcky

S poukazem se všemi náležitostmi se obrátíte na odborného pracovníka dodavatele pomůcky (např. do pobočky MEYRA ČR), kde Vám bude pomůcka rovnou vydána nebo objednána na základě individuálních potřeb žadatele a vydána v domluvené dodací lhůtě.

Nově došlo od 1. 12. 2019 k zavedení 10% spoluúčasti na medicínsky zdůvodnitelné příslušenství k vozíkům. Tuto částku je výdejna ZP povinně vybrat, má regulativní charakter.

**Postup pro vyřízení poukazu na elektrický vozík a další podrobnější informace jsou k nalezení na našich webových stránkách [www.meyra.cz/poukaz](http://www.meyra.cz/poukaz)**

### Cirkulace ZP

Od 1. 12. 2019 se mění i podmínky cirkulace některých zdravotnických pomůcek (repasování a opětovné vydání ZP). V příloze zákona uvedené necirkulovatelné zdravotnické pomůcky přechází při výdeji automaticky do vlastnictví pojištěnce. Je-li pojištěnci předepsán zdravotnický prostředek, který je zařazen do úhradové skupiny, u níž zdravotní pojišťovna zvolila režim cirkulace, a u něhož rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady přesahuje 2 000 Kč, může pojištěnec s příslušnou zdravotní pojišťovnou uzavřít dohodu o zařazení tohoto zdravotnického prostředku do režimu cirkulace. Uzavře-li příslušná zdravotní pojišťovna s pojištěncem takovou dohodu, pojištěnec doplatí rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady.

U zdravotnické pomůcky ve vlastnictví pojištěnce zákon stanovuje maximální výši úhrad oprav zdravotnické pomůcky, které hradí zdravotní pojišťovna po dobu užívání.

### Ostatní informace

Mohou nastat i situace, že zdravotnická pomůcka není lékařem předepsána nebo že poukaz na základě žádanky nebyl revizním lékařem schválen. V tomto případě si pomůcku musí žadatel hradit sám. Pokud nemá sám dostatečné finanční možnosti, existují nadace, které mohou pomoci s úhradou zdravotnické pomůcky. Některé z nadací uvádíme na našich webových stránkách: [www.meyra.cz/nadace](http://www.meyra.cz/nadace). Dá se ovšem předpokládat, že podmínky příspěvku na úhradu zdravotnického prostředku se u jednotlivých nadací liší. Je třeba se dopředu informovat.

## KDO VÁM MŮŽE POMŮCKU PŘEDEPSAT?

Kategorie pomůcek	Předepisující lékař	Poznámky		
<b>Mechanické vozíky</b>				
Základní a základní variabilní mechanické vozíky	NEU, ORT, REH, PRL, DIA, GER, PED, INT	RL	R	1 ks / 5 let
Základní odlehčené a odlehčené částečně variabilní	NEU, ORT, REH, INT, PED	RL	R	1 ks / 5 let
Odlehčené variabilní	NEU, ORT, REH, INT	RL	R	1 ks / 5 let
Aktivní	NEU, ORT, REH	RL		1 ks / 5 let
Dětské odlehčené variabilní	NEU, ORT, REH	RL	R	1 ks / 5 let
Dětské aktivní	NEU, ORT, REH	RL		1 ks / 5 let
Speciální nadměrné	NEU, ORT, REH	RL	R	1 ks / 5 let
Speciální dvouobručové	NEU, ORT, REH	RL		1 ks / 5 let
Speciální multifunkční	NEU, ORT, REH, INT	RL		1 ks / 5 let
Speciální multifunkční dětské	NEU, ORT, REH, INT, PED	RL	R	1 ks / 5 let
Příslušenství k mechanickým vozíkům	NEU, ORT, REH, INT, PED	RL	R	1 ks / 5 let
<b>Elektrické vozíky</b>				
Interiérové základní	NEU, ORT, REH, INT	RL	R	1 ks / 7 let
Interiérové variabilní, exteriérové variabilní	NEU, ORT, REH	RL	R	1 ks / 7 let
Příslušenství k elektrickým vozíkům	NEU, ORT, REH	RL	R	1 ks / 7 let
<b>Zdravotní kočárky a příslušenství</b>				
	NEU, ORT, REH	RL		1 ks / 3 roky
<b>Pomůcky pro chůzi</b>				
Berle podpažní a předloketní	NEU, ORT, REH, PRL, GER, CHI, ORP, REV, DIA, INT, TRA			2 ks / 2 roky
Berle předloketní speciální	NEU, ORT, REH, PRL, GER, CHI, ORP, REV			1 pár / 2 roky
Chodítka kolová a bodová	NEU, ORT, REH, PRL, GER, CHI, ORP, REV			1 ks / 5 let
Chodítka kolová s podpůrnými prvky	NEU, ORT, REH, GER, ORP, REV			1 ks / 5 let
Opěrné kozičky	NEU, ORT, REH, GER, ORP, REV			1 ks / 5 let
<b>Nástavce na WC</b>				
	NEU, ORT, REH, PRL, GER, REV			1 ks / 3 roky
<b>Zvedáky</b>				
Vanové zvedáky elektrické a příslušenství	NEU, ORT, REH, PRL, GER	RL	R	1 ks / 5 let
Pojízdné zvedáky	NEU, ORT, REH, GER, INT	RL	R	1 ks / 10 let
Závěsy k pojízdňm zvedákům	NEU, ORT, REH, PRL, GER, INT	RL		1 ks / 3 roky
<b>Polohovací pomůcky</b>				
Polohovací lůžka elektrická, pojízdná	NEU, ORT, REH, PRL, GER, INT	RL	R	1 ks / 10 let
Polohovací zařízení pro sezení a příslušenství	NEU, ORT, REH	RL	R	1 ks / 7 let
Polohovací zařízení vertikalizační	NEU, ORT, REH	RL	R	1 ks / 7 let
<b>Antidekubitní pomůcky</b>				
Antidekubitní matrace s potahem	NEU, ORT, REH, GER, CHI	RL		1 ks / 3 roky
Antidekubitní podložky sedací střední a vysoké riziko vzniku dekubitů	NEU, ORT, REH, GER	RL		1 ks / 3 roky
<b>Bandáže a ortézy</b>				
Krční ortézy a fixační límce	NEU, ORT, REH, CHI, ORP, OST, REV, TVL, TRA			1 ks / 1 rok
Ortézy pro trup a páteř	NEU, ORT, REH, CHI, ORP, REV, TVL, TRA			1 ks / 1 rok
Bederní ortézy	NEU, ORT, REH, CHI, ORP, REV, TVL, TRA			1 ks / 1 rok
Ortézy pro horní končetiny	NEU, ORT, REH, CHI, ORP, REV, TVL, TRA			1 ks / 1 rok
Ortézy pro dolní končetiny	NEU, ORT, REH, CHI, ORP, REV, TVL, TRA, DIA			1 ks / 1 rok
Pooperační bota s odlehčenou špičkou	ORT, REH, CHI, ORP, DIA, POP			1 ks / 1 rok
Pás břišní s otvorem pro stomii	GER, CHI, INT, NEF, ONK, PED, PRL, URN			1 ks / 1 rok

### Význam zkratk

<b>RL</b>	Nutné schválení revizním lékařem pojišťovny
<b>DIA</b>	Diabetolog a endokrinolog
<b>GER</b>	Geriatr
<b>CHI</b>	Chirurg
<b>INT</b>	Internista
<b>NEF</b>	Nefrolog
<b>NEU</b>	Neurolog
<b>ONK</b>	Klinický onkolog
<b>ORP</b>	Ortopedický protetik
<b>ORT</b>	Ortoped

<b>R</b>	Pomůcka je cirkulovatelná (zapůjčená zdravotní pojišťovnou)
<b>OST</b>	Klinický osteolog
<b>PED</b>	Pediatr
<b>POP</b>	Lékař popáleninové medicíny
<b>PRL</b>	Praktický lékař
<b>REH</b>	Rehabilitační lékař
<b>REV</b>	Revmatolog
<b>TRA</b>	Traumatolog
<b>TVL</b>	Tělovýchovný lékař
<b>URN</b>	Urolog

LENKWERK EINGANG



# STANDARDNÍ VOZÍKY



## TITANUM

### VCWK9AT

- Základní mechanický invalidní vozík pro použití doma i venku.
- Lehký hliníkový skládací rám.
- **Velmi nízká váha vozíku.**
- Možnost nastavení výšky sedu.
- Odnímatelné podnožky.
- Rychloupínací zadní kola.
- Sedací polštář 3 cm, stabilizační kolečka proti přepadnutí a bezpečnostní dvoubodový pás v základní výbavě.

Šíře sedu: 40–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 125 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008513  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **8 000 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



## SERVICE

### 3.600

- Standardní skládací mechanický vozík se stabilní a pevnou konstrukcí z tenkostěnných ocelových trubek vhodný pro celodenní využití v interiéru i exteriéru.
- **Možnost volby snadno čistitelných koženkových potahů.**
- Vhodný pro klienty s inkontinencí.
- Vhodný pro nemocniční a jiná zařízení.
- S použitím stabilizační vzpěry nosnost až 150 kg.

Šíře sedu: 38–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 22 cm

Nosnost: 120 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005934  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **8 998 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



# STANDARDNÍ / ODLEHČENÉ VOZÍKY



## BUDGET

9.050

- Standardní skládací mechanický vozík se stabilní a pevnou konstrukcí z tenkostěnných ocelových trubek vhodný pro celodenní využití v interiéru i exteriéru.
- **Nejužší vozík ve své třídě.**
- Možnost nastavení přední i zadní výšky sedu bez použití náhradních dílů.
- Změnou polohy variobloku (uchycení hnacích kol) lze vozík snadno přizpůsobit potřebám klientů s nízkou nebo střední amputací dolních končetin.

Šíře sedu: 38–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005935  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 8 998 Kč  
(doplatek od 0 Kč)



## CAMELEON

VCWK9AC

- Odlehčený mechanický invalidní vozík.
- **Velmi dobře vybavený lehký vozík v elegantním designu.**
- Lehký hliníkový skládací rám.
- Nízká váha vozíku.
- Výškově nastavitelné područky.
- Odnímatelné, úhlově nastavitelné podnožky.
- Potah z hypoalergenního a prodyšného materiálu.
- Sedací polštář 3 cm, stabilizační kolečka proti přepadnutí a bezpečnostní dvoubodový pás v základní výbavě.

Šíře sedu: 40, 45 cm

Celková šíře: šíře sedu + 19 cm

Nosnost: 125 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008606  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 12 000 Kč  
(doplatek od 0 Kč)

# ODLEHČENÉ VOZÍKY



## FORMAT

### 3.940

- Standardní odlehčený mechanický vozík.
- Součástí standardní výbavy je 3 cm sedací polštář.
- Možnost nastavení přední i zadní výšky sedu bez použití náhradních dílů.
- **Možnost volby bubnových brzd pro doprovod v základní výbavě.**
- Změnou polohy variobloku (uchycení hnacích kol) lze vozík snadno přizpůsobit potřebám klientů s nízkou nebo střední amputací dolních končetin.

Šíře sedu: 38–51 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5005971**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **12 000 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



## EUROCHAIR

### 1.750

- Variabilní skládací vozík vhodný pro uživatele s různým postižením.
- **Vhodný pro mnoho typů postižení díky rozsáhlým možnostem úprav.**
- Možnost odejmutí poháněcích kol, bočních opěrek a podnožek.

Šíře sedu: 38–53 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5005936**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **18 498 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)

# ODLEHČENÉ VOZÍKY



## EUROCHAIR HEMI

### 1.750-HEMI

- Variabilní skládací vozík s dvoubrucí a spřaženou brzdou pro jednoruční ovládání.
- Ovládání pro pravou nebo levou ruku.
- Díky speciálnímu pohonu pro jednu ruku je vozík ideální pro pacienty po cévní mozkové příhodě (CMP, Ictus) nebo při jednostranných amputacích horní končetiny.

Šíře sedu: 38–48 cm

Celková šíře: šíře sedu + 23 cm

Nosnost: 130 kg

novinka  plná úhrada ZP

Kód ZP: 07-5012647  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 23 980 Kč  
(doplatek od 0 Kč)



## EUROCHAIR

### 1.850

- Odlehčený skládací vozík z hliníkové slitiny vhodný pro pohyb v místnosti i exteriéru.
- Změnou polohy variobloku (uchycení hnacích kol) lze vozík snadno přizpůsobit potřebám klientů s nízkou nebo střední amputací dolních končetin.
- Možnost odejmutí poháněcích kol, bočních opěrek a podnožek.
- S použitím stabilizační vzpěry nosnost až 150 kg.
- Vozík je možno upravit pro jednoruční ovládání pomocí dvojbruce a spřažené brzdy (varianta HEMI), případně snížením výšky sedu pro ovládání „cupitáním“.

Šíře sedu: 38–50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 120 / 150 kg

 plná úhrada ZP

Kód ZP: 07-5005939  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 19 998 Kč  
(doplatek od 0 Kč)

# ODLEHČENÉ VOZÍKY

## EUROCHAIR 2

2.750

- Odlehčený vozík vhodný pro dlouhodobé každodenní využití.
- Široké možnosti nastavení pro různé typy postižení.
- **Výškově nastavitelné područky, sedací polštář, bezpečnostní kurt, kolečka proti přepadnutí a držák hole** ve standardní výbavě vozíku.

Šíře sedu: 38–53 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5005937**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **17 998 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



## EUROCHAIR 2 POLARO

- Varianta odlehčeného vozíku Eurochair 2 ve variantě s plynulým polohováním zádové opěry, odnímatelným prodloužením zádové opěry o 30 cm a posunem těžiště.
- Zádová opěra v řemínkové variantě s prodloužením za hlavu nebo v pevné variantě s ergonomickou zádovou opěrou.

Šíře sedu: 43, 48 cm

Celková šíře: šíře sedu + 22 cm

Nosnost: 130 kg



Pro bližší informace ohledně možnosti konfigurace a úprav kontaktujte naše odborné prodejce.

# ODLEHČENÉ VOZÍKY



## Avanti UNI

1.736

- Skládací mechanický vozík z hliníkové slitiny, který svým inovativním konstrukčním pojetím vyplňuje mezeru mezi vozíky odlehčenými a aktivními.
- **Náš nejoblíbenější vozík ve své kategorii.**
- Tři varianty délky rámu včetně provedení Junior vhodné pro děti a osoby malého vzrůstu.
- Nízká hmotnost.
- Rozšířené možnosti úprav oproti klasickým odlehčeným vozíkům.

Šíře sedu: 30–58 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 75 / 135 / 160 kg



**Kód ZP: 07-5005942**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **22 946 Kč**  
(doplatek od 2 947 Kč)



## AVANTI PRO

1.735

- Odlehčený mechanický vozík z hliníkové slitiny se skládacím rámem pro každodenní používání.
- Vozík vychází z populárního modelu Avanti 1736.
- Dvě varianty délky rámu.
- **Integrované podnožky v rámu vozíku.**

Šíře sedu: 36–58 cm

Celková šíře: šíře sedu + 19 cm

Nosnost: 135 kg



**Kód ZP: 07-5005940**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **22 946 Kč**  
(doplatek od 2 947 Kč)

# ODLEHČENÉ VOZÍKY



## REHAB 4200 XXL

### B-4200/XXL

- Skládací mechanický vozík určený pro uživatele s vyšší hmotností.
- Zesílený rám.
- Odnímatelné područky.
- Odklopné a odnímatelné podnožky.
- Pevné uchycení zadních kol.
- Koženkové potahy.

Šíře sedu: 56,61 cm

Celková šíře: šíře sedu + 21 cm

Nosnost: 200 kg

XXL  
velikost

cena od 14 900 Kč



## REHAB 4200 XXXL

### B-4200/XXXL

- Skládací mechanický vozík určený pro uživatele s vysokou hmotností.
- Výrazně zesílená konstrukce vozíku.
- Odnímatelné područky.
- Odklopné a odnímatelné podnožky.
- Pevné uchycení zadních kol.
- Textilní potahy.

Šíře sedu: 66 cm

Celková šíře: šíře sedu + 23 cm

Nosnost: 295 kg

XXL  
velikost

cena od 36 800 Kč

# MULTIFUNKČNÍ A POLOHOVACÍ VOZÍKY

## EUROCHAIR 2 XXL

2.850

- Variabilní vozík určený pro uživatele s vyšší hmotností se zachováním všech výhod lehkých skládacích vozíků.
- **Speciální zesílený rám s dvojitým křížem.**
- **Možnost zvýšení nosnosti vozíku až na 200 kg.**
- Široká nabídka nadstandardního vybavení.

Šíře sedu: 48–65 cm

Celková šíře: šíře sedu + 20 cm

Nosnost: 160 / 200 kg



**Kód ZP: 07-5005943**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **19 986 Kč**  
(doplatek od 4 987 Kč)



## SOLERO Light

9.072

- Speciální mechanický vozík s pevným rámem a polohováním sedu.
- **Součástí základní výbavy vozíku jsou bubnové brzdy pro doprovod, hlavová opěrka, polohovací podnožky s úhlově nastavitelnými stupačkami a stabilizační kolečka.**
- Vhodný pro osoby s potřebou podpory sedu.
- Možnost volby textilních nebo inkontinentních potahů.

Šíře sedu: 43–46 / 48–51 cm

Celková šíře: min. 62–69 cm

Nosnost: 130 / 160 kg



**Kód ZP: 07-5005948**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **39 980 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



# MULTIFUNKČNÍ A POLOHOVACÍ VOZÍKY

## Netti 4U CE Plus



- Velmi dobře nastavitelný speciální invalidní vozík s bubnovými brzdami pro doprovod v základní výbavě.
- **Vynikající manévrovatelnost a jízdní vlastnosti.**
- Polohování zádové opěry od 90° do 135° a záklonu sedu od -5° do 20° umožňuje ergonomický sed s vysokou mírou přizpůsobitelnosti individuálním potřebám konkrétního uživatele a zároveň usnadňuje přesuny z vozíku.
- V individuálních případech je možné rozsah polohování zádové opěry přizpůsobit.
- Anatomicky tvarovanou zádovou opěrku s bočním vedením zajišťující komfortní a bezpečný sed lze navíc vybavit bočními pelotami pro ještě větší zajištění stability sedu.
- Výškově nastavitelné a jednou rukou snadno odnímatelné područky, snadno nastavitelná hloubka sedu, bubnové brzdy, výškově nastavitelná madla pro doprovod, hygienicky snadno udržovatelný potah, otočné stabilizační opěrky, bezpečnostní pás a volba hlavové opěrky již v základní výbavě.
- Ideální volba při neurologických onemocněních či pro geriatrické pacienty.

Šíře sedu: 40 / 45 / 50 cm  
 Celková šíře: šíře sedu + 18 cm  
 Nosnost: 135 kg

plná úhrada  
**ZP**

**Kód ZP: 07-5011218**  
 podléhá schválení revizním lékařem

cena od **49 980 Kč**  
 (doplatek od 0 Kč)



Šíře sedu (cm)	40 / 45 / 50
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	52 / 57 / 62
Hloubka sedu (cm)	42,5 / 45 / 47,5 / 50
Přední výška sedu (cm)	46,5–50
Zadní výška sedu (cm)	–
Výška zádové opěry (cm)	50

Polohování zádové opěry	90–135°
Polohování sedu	(–5)–20°
Celková výška (cm)	110
Celková délka vozíku (cm)	105
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	28
Transportní hmotnost od (kg)	18,5
Nosnost (kg)	135



# MULTIFUNKČNÍ A POLOHOVACÍ VOZÍKY

## Netti 4U CE



- Netti 4U CE je ekonomická verze modelu CE PLUS se stejnou nosností a minimálními vnějšími rozměry.
- Vozík je dodáván s hygienickými a snadno čistitelnými potahy Easy Care.
- **Multifunkční vozík Netti 4U CE je vhodný zejména pro použití v nemocnicích, zdravotnických a sociálních zařízeních, kde se uživatelé vozíku často mění.**
- Flexibilní sedadlo vozíku umožňuje snadné nastavení hloubky sedu bez nutnosti výměny jakýchkoli komponentů.
- Ergonomicky tvarované polstrování zádové opěry s integrovaným bočním vedením trupu.
- Polohování zádové opěry v rozmezí od 92° do 137° a záklonu sedu od -5° do 20° umožňuje ergonomický sed s vysokou mírou přizpůsobitelnosti individuálním potřebám konkrétního uživatele a zároveň usnadňuje přesuny z vozíku.
- Možnost volby ze tří typů hlavových opěr v základní výbavě.
- Ideální volba při neurologických onemocněních či pro geriatrické pacienty.

novinka

cena 34 980 Kč



Šíře sedu (cm)	40 / 45 / 50
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	52 / 57 / 62
Hloubka sedu (cm)	42,5 / 45 / 47,5 / 50
Přední výška sedu (cm)	44–50
Zadní výška sedu (cm)	–
Výška zádové opěry (cm)	50

Polohování zádové opěry	92–137°
Polohování sedu	(-5)–20°
Celková výška (cm)	105
Celková délka vozíku (cm)	102
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	28
Transportní hmotnost od (kg)	18,5
Nosnost (kg)	135

# TECHNICKÉ PARAMETRY

## TITANUM

### VCWK9AT

Šíře sedu (cm)	40 / 43 / 45 / 51
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	60 / 63 / 65 / 71
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	31
Hloubka sedu (cm)	40
Přední výška sedu (cm)	47–51
Zadní výška sedu (cm)	44–49
Výška zádové opěry (cm)	43

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	96
Celková délka vozíku (cm)	102
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	13
Transportní hmotnost od (kg)	7
Nosnost (kg)	125

## SERVICE

### 3.600

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 45 / 48 / 51
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	60 / 62 / 65 / 67 / 70 / 73
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	31
Hloubka sedu (cm)	44
Přední výška sedu (cm)	52
Zadní výška sedu (cm)	49
Výška zádové opěry (cm)	40

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	92
Celková délka vozíku (cm)	108
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	19
Transportní hmotnost od (kg)	11
Nosnost (kg)	120

## BUDGET

### 9.050

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 51
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	56 / 58 / 61 / 64 / 66 / 69
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	43
Přední výška sedu (cm)	47–51
Zadní výška sedu (cm)	44–49
Výška zádové opěry (cm)	42

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	96
Celková délka vozíku (cm)	104
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	18,5
Transportní hmotnost od (kg)	11,5
Nosnost (kg)	130

## CAMELEON

### VCWK9AC

Šíře sedu (cm)	40 / 45
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	59 / 64
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	37
Hloubka sedu (cm)	40,5
Přední výška sedu (cm)	47–51
Zadní výška sedu (cm)	44–49
Výška zádové opěry (cm)	43

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	96
Celková délka vozíku (cm)	101,5
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	14
Transportní hmotnost od (kg)	8
Nosnost (kg)	125

## FORMAT

### 3.940

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 51
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	56 / 58 / 61 / 64 / 66 / 69
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	40–43
Přední výška sedu (cm)	47–51
Zadní výška sedu (cm)	44–49
Výška zádové opěry (cm)	42

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	96
Celková délka vozíku (cm)	104
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	17,5
Transportní hmotnost od (kg)	10,5
Nosnost (kg)	130

# TECHNICKÉ PARAMETRY

## EUROCHAIR

### 1.750

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	56 / 58 / 61 / 64 / 66 / 68 / 71
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	40 / 43 / 46
Přední výška sedu (cm)	43–51,5
Zadní výška sedu (cm)	39–43
Výška zádové opěry (cm)	40 / 42 / 44

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	96
Celková délka vozíku (cm)	104
Velikost poháněcích kol	22" / 24"
Hmotnost od (kg)	16
Transportní hmotnost od (kg)	10
Nosnost (kg)	130

## EUROCHAIR HEMI

### 1.750-HEMI

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	61 / 63 / 66 / 69 / 71
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	35
Hloubka sedu (cm)	40 / 43 / 46
Přední výška sedu (cm)	43,5–51,5
Zadní výška sedu (cm)	39–43
Výška zádové opěry (cm)	40 / 42 / 44

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	96
Celková délka vozíku (cm)	105
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	19
Transportní hmotnost od (kg)	10
Nosnost (kg)	130

## EUROCHAIR

### 1.850

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	56 / 58 / 61 / 64 / 66 / 68
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	40 / 43 / 46
Přední výška sedu (cm)	42–53
Zadní výška sedu (cm)	39–50
Výška zádové opěry (cm)	35 / 28 / 42 / 45

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	75–98
Celková délka vozíku (cm)	102
Velikost poháněcích kol	22" / 24"
Hmotnost od (kg)	15
Transportní hmotnost od (kg)	9
Nosnost (kg)	120 / 150

## EUROCHAIR 2

### 2.750

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	58 / 60 / 63 / 66 / 68 / 70 / 73
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	31
Hloubka sedu (cm)	40 / 43 / (46)
Přední výška sedu (cm)	47–52
Zadní výška sedu (cm)	47–52
Výška zádové opěry (cm)	40 / 42 / 44

Polohování zádové opěry	–
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	93
Celková délka vozíku (cm)	105
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	17,5
Transportní hmotnost od (kg)	10
Nosnost (kg)	130

## EUROCHAIR 2 POLARO

Šíře sedu (cm)	43 / 48
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	65 / 70
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	32
Hloubka sedu (cm)	43 / 46
Přední výška sedu (cm)	44–52
Zadní výška sedu (cm)	44–52
Výška zádové opěry (cm)	50

Polohování zádové opěry	0°–30°
Polohování sedu	–
Celková výška (cm)	105
Celková délka vozíku (cm)	109
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	20
Transportní hmotnost od (kg)	12
Nosnost (kg)	130

# TECHNICKÉ PARAMETRY

## Avanti UNI

### 1.736

Šíře sedu (cm)	30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53 / 58
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 20 cm (+18 cm s blatníky)
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	33 / 35 / 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53
Přední výška sedu (cm)	43–56
Zadní výška sedu (cm)	39–52
Výška zádové opěry (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50

Polohování zádové opěry	-
Polohování sedu	-
Celková výška (cm)	83–92
Celková délka vozíku (cm)	88–112
Velikost poháněcích kol	22" / 24"
Hmotnost od (kg)	12
Transportní hmotnost od (kg)	8
Nosnost (kg)	75 / 135 / 160

## Avanti PRO

### 1.735

Šíře sedu (cm)	36 / 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50 / 53 / 58
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 19 cm (+ 18 cm s blatníky)
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	35 / 38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50
Přední výška sedu (cm)	44–52
Zadní výška sedu (cm)	42–52
Výška zádové opěry (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 44

Celková výška (cm)	92
Celková délka vozíku (cm)	87–101,5
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	11
Transportní hmotnost od (kg)	8,5
Nosnost (kg)	135

## REHAB 4200 XXL

### B-4200/XXL

Šíře sedu (cm)	56 / 61
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	77 / 82
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	31
Hloubka sedu (cm)	46
Přední výška sedu (cm)	54
Zadní výška sedu (cm)	51
Výška zádové opěry (cm)	44

Polohování zádové opěry	-
Polohování sedu	-
Celková výška (cm)	93
Celková délka vozíku (cm)	120
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	27,5 / 30
Transportní hmotnost od (kg)	26 / 28,5
Nosnost (kg)	200

## REHAB 4200 XXXL

### B-4200/XXXL

Šíře sedu (cm)	66
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	89
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	35
Hloubka sedu (cm)	51
Přední výška sedu (cm)	50
Zadní výška sedu (cm)	48
Výška zádové opěry (cm)	47

Polohování zádové opěry	-
Polohování sedu	-
Celková výška (cm)	100
Celková délka vozíku (cm)	124
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	45
Transportní hmotnost od (kg)	41
Nosnost (kg)	295

## EUROCHAIR 2 XXL

### 2.850

Šíře sedu (cm)	48 / 50 / 53 / 58 / 65
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	68 / 70 / 73 / 78 / 85
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	31
Hloubka sedu (cm)	43 / 46 / 49
Přední výška sedu (cm)	46–52
Zadní výška sedu (cm)	46–52
Výška zádové opěry (cm)	40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50

Polohování zádové opěry	-
Polohování sedu	-
Celková výška (cm)	93
Celková délka vozíku (cm)	107
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	19
Transportní hmotnost od (kg)	12
Nosnost (kg)	160 / 200

# TECHNICKÉ PARAMETRY

## SOLERO Light

9.072

Šíře sedu (cm)	43–46 / 48–51
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	min. 62
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	min. 61 / 66 cm
Hloubka sedu (cm)	42–48
Přední výška sedu (cm)	44 / 52
Zadní výška sedu (cm)	–
Výška zádové opěry (cm)	53–56

Polohování zádové opěry	0°–31°
Polohování sedu	(–2°)–25°
Celková výška (cm)	104–113
Celková délka vozíku (cm)	118
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	38
Transportní hmotnost od (kg)	22
Nosnost (kg)	130 / 160

## Netti 4U CE Plus

Šíře sedu (cm)	40 / 45 / 50
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	52 / 57 / 62
Hloubka sedu (cm)	42,5 / 45 / 47,5 / 50
Přední výška sedu (cm)	46,5–50
Zadní výška sedu (cm)	–
Výška zádové opěry (cm)	50

Polohování zádové opěry	90°–135°
Polohování sedu	(–5°)–20°
Celková výška (cm)	110
Celková délka vozíku (cm)	105
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	28
Transportní hmotnost od (kg)	18,5
Nosnost (kg)	135

## Netti 4U CE

Šíře sedu (cm)	40 / 45 / 50
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	52 / 57 / 62
Hloubka sedu (cm)	42,5 / 45 / 47,5 / 50
Přední výška sedu (cm)	44–50
Zadní výška sedu (cm)	–
Výška zádové opěry (cm)	50

Polohování zádové opěry	92–137°
Polohování sedu	(–5)–20°
Celková výška (cm)	105
Celková délka vozíku (cm)	102
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	28
Transportní hmotnost od (kg)	18,5
Nosnost (kg)	135

# AKTIVNÍ VOZÍKY



## Avanti AKTIV

1736-A

- Aktivní mechanický vozík z hliníkové slitiny se skládacím rámem pro každodenní používání.
- Vozík vychází z populárního modelu Avanti 1736.
- Dvě varianty délky rámu.
- Odnímatelné a odklopné stupačky.

Šíře sedu: 38–50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 135 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005975  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 44 980 Kč  
(doplatek od 0 Kč)



## SMART S

2.370

- Skládací aktivní invalidní vozík s odklopnými podnožkami.
- Perfektní kombinace nízké váhy, stability a přesného ovládní vozíku.
- Optimalizovaný skládací systém.
- Nové technologie.
- Funkční prvky snadno ovladatelné jednou rukou a s extrémní lehkostí.

Šíře sedu: 32–52 cm

Celková šíře: 50–70 cm

Nosnost: 150 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005945  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 44 980 Kč  
(doplatek od 0 Kč)

# AKTIVNÍ VOZÍKY



## SMART F

2.360

- Skládací aktivní invalidní vozík s integrovanými podnožkami.
- **Perfektní kombinace nízké váhy, stability a přesného ovládání vozíku.**
- Optimalizovaný skládací systém.
- Nová technologie trubek.
- Funkční prvky snadno ovladatelné jednou rukou a s extrémní lehkostí.

Šíře sedu: 32–52 cm

Celková šíře: 50–70 cm

Nosnost: 150 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005944  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **44 980 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



## NANO X

1.156

- Skládací aktivní vozík s otevřeným kompaktním rámem a integrovanými podnožkami.
- Novinka mezi aktivními vozíky.
- Snadná manipulace.
- Nízká hmotnost.
- Čistý minimalistický design.

Šíře sedu: 32–48 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 130 kg

novinka  
částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5013363  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **57 980 Kč**  
(doplatek od 12 981 Kč)

# AKTIVNÍ VOZÍKY



## NANO

1.155

- Aktivní vozík s pevným rámem.
- Díky jedinečným jízdním vlastnostem, nízké hmotnosti a optimální funkčnosti nabízí svým uživatelům nezávislost pohodlí a snadnou ovladatelnost.
- **Individuální nastavitelnost a široká nabídka příslušenství umožňují přizpůsobit vozík specifickým potřebám uživatele.**
- Čistý, minimalistický design.
- Mnoho barevných variant rámu.

Šíře sedu: 30–50 cm

Celková šíře: šíře sedu + 17 cm

Nosnost: 130 kg



**Kód ZP: 07-5005946**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **50 998 Kč**  
(doplatek od 5 999 Kč)







## Hurricane S

1.880

### Individualita v každém detailu.

- Aktivní vozík vyrobený uživateli na milimetr a úhel přesně.
- **Varianta vozíku s otevřeným rámem.**
- Vysoce aktivní vozík pro každodenní použití, jehož koncepce vychází z modelové řady sportovních vozíků Hurricane.
- Vysoký podíl ruční práce.

Nosnost: 100 kg

cena od 119 800 Kč



## Hurricane DAILY

1.880

### Individualita v každém detailu.

- Aktivní vozík vyrobený uživateli na milimetr a úhel přesně.
- **Varianta vozíku s uzavřeným rámem.**
- Vysoce aktivní vozík pro každodenní použití, jehož koncepce vychází z modelové řady sportovních vozíků Hurricane.
- Vysoký podíl ruční práce.

Nosnost: 150 kg

cena od 119 800 Kč

# TECHNICKÉ PARAMETRY

## Avanti **AKTIV**

### 1.736-A

Šíře sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu (+ 18 cm s blatníky)
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 50
Přední výška sedu (cm)	43–56
Zadní výška sedu (cm)	39–52
Výška zádové opěry (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46

Celková výška (cm)	83–92
Celková délka vozíku (cm)	88–112
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	12
Transportní hmotnost od (kg)	8
Nosnost (kg)	135

## SMART S

### 2.370

Šíře sedu (cm)	32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50
Přední výška sedu (cm)	40–54
Zadní výška sedu (cm)	37–53
Výška zádové opěry (cm)	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50

Celková výška (cm)	zadní výška sedu + výška zádové opěry
Celková délka vozíku (cm)	88–103
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	10,5
Transportní hmotnost od (kg)	6,5
Nosnost (kg)	150

## SMART F

### 2.360

Šíře sedu (cm)	32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50
Přední výška sedu (cm)	44–53
Zadní výška sedu (cm)	40–53
Výška zádové opěry (cm)	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50

Celková výška (cm)	zadní výška sedu + výška zádové opěry
Celková délka vozíku (cm)	88–103
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	9,5
Transportní hmotnost od (kg)	7,4
Nosnost (kg)	150

## NANO

### 1.155

Šíře sedu (cm)	30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 17 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	šíře sedu + 13 cm
Hloubka sedu (cm)	38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50
Přední výška sedu (cm)	45–53
Zadní výška sedu (cm)	36–51
Výška zádové opěry (cm)	variabilní 25–45 cm ± 1,5 cm

Celková výška (cm)	zadní výška sedu + výška zádové opěry
Celková délka vozíku (cm)	72–92
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	9,5
Transportní hmotnost od (kg)	6,5
Nosnost (kg)	130

## NANO X

### 1.156

Šíře sedu (cm)	32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48
Celková šíře vozíku (cm)	50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	–
Hloubka sedu (cm)	38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50
Přední výška sedu (cm)	45–53
Zadní výška sedu (cm)	36–51
Výška zádové opěry (cm)	variabilní 25–45 cm ± 1,5 cm

Celková výška (cm)	zadní výška sedu + výška zádové opěry
Celková délka vozíku (cm)	72–92
Velikost poháněcích kol	24"
Hmotnost od (kg)	9
Transportní hmotnost od (kg)	6,5
Nosnost (kg)	130



# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Kolo AKTIV WHEEL 24''

- Kompletní kolo dostupné v barevném provedení: červené, modré, bílé, černé a zlaté.
- Dvoustěnný komorový ráfek.
- Plášt Schwalbe RightRun ACTIVE – KevlarGuard.
- Obruč AL s povrchovou úpravou Hard Elox.

cena 3 960 Kč / ks



## Kolo CROSS 24''

- Kompletní kolo zajišťující velmi dobrou trakci bez prokluzu, minimální valivý odpor a dostatečnou ochranu proti defektu.
- GrandRock – černý elox.
- Plášt Schwalbe Landcruiser – KevlarGuard.
- Obruč AL – černý elox.

cena 3 490 Kč / ks



## Kolo SPIDER WHEEL 24''

- Kompletní snadno ovladatelné „bezdržbové“ magnesiové kolo.
- Různá barevná provedení.
- Plášt Schwalbe Marathon Plus Evolution.
- Obruč AL nebo titan.

cena od 6 980 Kč / ks



## Kolo Loop Wheel

- Revoluční odpružená kola vyrovnávající většinu vibrací, otřesů a nárazů pro maximální komfort při jízdě po nebezpečných površích.
- Kola jsou dodávána bez obutí.
- Množství barevných kombinací.

cena 15 960 Kč / ks



## Kolo Spinergy LX

- Legendární kola předního výrobce.
- Důraz kladen na design, nízkou hmotnost, maximální pevnost a životnost.
- V nabídce různé barevné provedení výpletu.

cena od 11 960 Kč / ks



## Kolo LIGHT

- Nejlehčí kolo ve své kategorii.
- Hmotnost 1 278 g.

cena 2 960 Kč / ks



## Kolečko AKTIV

- Kompletní kolečko, zajišťující vysoký komfort díky extrémně nízkému valivému odporu.
- Průměry 100, 125, 130 a 150 mm.
- Nešpinící PU obutí.
- Různá barevná provedení.

cena 1 150 Kč / ks



## Kryty kol

- Kvalitní kryty kol primárně určené k ochraně uživatele před nechtěným vsunutím prstů do výpletu kol při jízdě.
- V nabídce kryty čiré i s potisky.

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Obruč nerez

- Velmi odolná obruč.
- Snadná péče.

cena 780 Kč / ks



## Pogumovaná obruč

- Obruč s pogumovanou úpravou vhodná nejen pro kvadruplegiky.
- Nešpiní ruce.
- Vhodná ke všem typům mechanických invalidních vozíků.

cena 2 726 Kč / ks



## Obruč CURVE L

- Ergonomicky tvarovaná hliníková obruč s eloxovaným povrchem pro lepší úchop.

cena 4 190 Kč / ks



## Obruč CURVE L Tetra Grip

- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná obruč vhodná zejména pro kvadruplegiky.

cena 4 990 Kč / ks



## Obruč GEKKO

- Ergonomicky tvarovaná hliníková obruč s eloxovaným povrchem a šikově zabudovaným gumovým páskem na vnější straně pro snazší ovládání vozíku.

cena 4 990 Kč / ks



## Obruč QUADRO

- Profil obruče QUADRO, je navržen s ohledem na biomechaniku tetraplegiků bez tricepsové funkce. Poskytuje podstatně větší uchopovací plochu a díky extrémně robustnímu protiskluzovému povrchu nabízí nepřekonatelnou přilnavost pro efektivní pohon i maximální kontrolu při brzdění a při korekci směru jízdy.

**novinka** cena 4 990 Kč / ks



## Obruč „kormidlo“

- Obruč s výstupky pro snazší ovládání vhodná zejména pro kvadruplegiky.

cena 2 019 Kč / ks



## Silikonový návlek na obruč

- Silikonový návlek slouží nejen k usnadnění úchopu obruče, ale i jako zpříjemnění pohybu při nepřiznivém a chladném počasí.

cena 1 326 Kč / ks

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Plášt' PU

- Plný (bezdušový) plášt' ze speciální směsi polyuretanu.
- Varianta tzv. „bezúdržbového“ obutí.

cena od **529 Kč / ks**



## Plášt' Standard

- Osvědčené pláště s nízkým valivým odporem.

cena od **269 Kč / ks**



## Plášt' Schwalbe DownTown

- Všestranný plášt' pro časté střídání povrchů.

cena od **690 Kč / ks**



## Plášt' Schwalbe RightRun

- Zdvojená ochrana proti defektu.
- Různé barevné varianty.

cena od **550 Kč / ks**



## Plášt' Schwalbe Marathon Plus Evolution 24"

- Plášt' Schwalbe Marathon Plus Evolution se díky ochranné vložce SmartGuard vyznačuje vysokou odolností proti defektu a dlouhou trvanlivostí.
- V nabídce i ve variantě s reflexním pruhem.

cena **990 Kč / ks**



## Plášt' Schwalbe ONE 24"

- Plášt' Schwalbe ONE má velice nízký valivý odpor, výbornou přilnavost a trvanlivost.

cena **1 390 Kč / ks**



## Taška na kola velká

- Taška až na 4 kola s PVC zátěrem.
- Ochrana kol před poškozením při transportu.
- Praktická vnitřní kapsa na osičky nebo jiná příslušenství.

cena **1 980 Kč**



## Taška na kola malá

- Taška na 2 kola s PVC zátěrem.
- Ochrana kol před poškozením při transportu.
- Praktická vnitřní kapsa na osičky nebo jiná příslušenství.

cena **1 680 Kč**

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Tarta BAG

- Taška k invalidnímu vozíku s jedním velkým úložným prostorem a třemi menšími kapsami.
- Praktické umístění pod sedákem.
- Snadné připevnění a odnímání.
- Doporučeno k vozíkům s pevným rámem.

cena 2 190 Kč



## Kapsa ETUE

- Příruční malá kapsa (taška) s popruhem a přezkou, jednoduše připevnitelná na invalidní vozík.
- Doporučené umístění mezi stupačkami vozíku.
- Barva šedá nebo tmavě modrá.

cena 399 Kč



## Sít'ovka

- Praktický doplněk určený především pro mechanické vozíky.

cena 199 Kč



## Sít'ovka s vložkou

- Sít'ovka doplněná o vložku pro zneviditelnění obsahu.
- Praktický doplněk především pro mechanické vozíky.

novinka

cena 249 Kč



## Rolko Messenger

- Tašku lze snadno připevnit k rámu invalidního vozíku pomocí dvou elastických poutek.
- Díky praktickému vnitřnímu řešení nabízí dostatek prostoru.
- Zip s extra velkými úchyty pro snadné každodenní použití.

novinka

cena 690 Kč



## Rolko BAG

- Variabilní připevnění k invalidnímu vozíku pomocí nastavitelných popruhů
- Díky praktickému vnitřnímu řešení nabízí dostatek prostoru.
- Zip s extra velkými úchyty pro snadné každodenní použití.

novinka

cena 1 490 Kč



## Raeda Sportbag

- Menší příruční brašna/taška pro každodenní použití.
- Tři samostatné kapsy.
- Dotyková kapsa na mobilní telefon.
- Voděodolná povrchová úprava
- Možnost připevnění nožním pásem Raeda.

novinka

cena 890 Kč



## Nožní pás Raeda

- Příslušenství k brašně Raeda Sportbag.
- Pás umožňuje připevnění brašny na nohu vozíčkáře pro usnadnění přístupu k osobním věcem.
- Chrání Vaše osobní věci před nenechavými prsty zlodějů.
- V nabídce různé velikosti.

novinka

cena od 284 Kč

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Pláštěnka PONCHO

- Pláštěnka s kapucí pro vozíčkáře chránící před deštěm a nepřízní počasí.
- Univerzální velikost.

cena 180 Kč



## Pláštěnka RFM

- Pláštěnka s rukávy, kapucí a krytím přes nohy.
- Kapuce s průzory pro lepší výhled do stran.
- Pláštěnka je vyrobena z lehké, nepromokavé a větruodolné nylonové tkaniny.
- V nabídce různé velikosti.

novinka

cena 1 280 Kč



## Fusak do zimy RFM

- Fleeceový fusak vhodný do chladného počasí.
- Díky kvalitnímu a odolnému materiálu, který se snadno udržuje, fusak neprofoukne a je voděodolný.
- Různé velikosti.

cena 1 990 Kč




## Podzimní fusak Rolko

- Podzimní fusak nabízí optimální ochranu proti vlhkosti a chladu.
- Nepromokavá a větruodolná svrchní vrstva.
- Jednoduché zapínání pomocí popruhů s patentními knoflíky.
- Univerzální velikost.

novinka

cena 980 Kč



## Hrudní pás MC DUP

- Hrudní fixační pás pro uživatele se zhoršenou stabilitou sedu.
- Tři varianty v celkové délce 150, 180 nebo 200 cm.

cena 1 431 Kč



## Kotníková fixace Rolko

- Komfortní a dynamická alternativa k pevným fixacím nohou.
- Rovnoměrné rozložení tlaku po celém kotníku.
- Fixace je určena k připevnění na stupačky mechanických či elektrických vozíků.
- Dodáváno v páru, včetně úchyťů.
- V nabídce různé velikosti.

novinka

cena 1 590 Kč



## Stehenní kurt Rolko

- Čalouněný kurt pro fixaci nohou v oblasti stehen.
- Vhodný pro každodenní použití nebo jen jako fixace nohou při sportovních aktivitách.
- Snadné zapínání pomocí spony a suchého zipu.
- V nabídce různé velikosti.

novinka

cena 590 Kč



## Lýtkový kurt Rolko

- Kurt pro fixaci nohou v oblasti lýtek.
- Vhodný pro každodenní použití nebo jen jako fixace nohou při sportovních aktivitách.
- Snadné zapínání pomocí spony a suchého zipu.
- Univerzální velikost.

novinka

cena 290 Kč

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Bezdrátový vysokotlaký kompresor



- Kompaktní bateriový vysokotlaký kompresor.
- Díky vyměnitelným koncovkám lze použít pro různé druhy ventilků.
- Digitální nastavení tlaku.
- Po dosažení nastaveného tlaku kompresor sám přestane dofukovat.
- Součástí balení je síťová nabíječka i nabíječka pro autozásuvky.
- Maximální tlak: 150 PSI / 10,3 bar.

novinka

cena 1 560 Kč



## Terapeutický stolek

- Terapeutický stolek je praktické příslušenství k mechanickým invalidním vozíkům.
- O výběru vhodného typu pro konkrétní invalidní vozík se poraďte s našimi odbornými prodejci.

cena od 4 190 Kč



## Držák holí

- Univerzální držák holí a berlí pro standardní a odlehčené invalidní vozíky.
- O jeho použitelnosti u aktivních vozíků se poraďte s našimi odbornými prodejci.

cena 390 Kč



## Dvoubodový bezpečnostní kurt

- Fixace uživatele na vozíku.
- Zajišťuje bezpečnost a zvyšuje pocit bezpečí.
- Instalace kolem pasu uživatele.
- Možnost použití k mechanickým i elektrickým vozíkům.

novinka

cena dle typu



## Čtyřbodový bezpečnostní kurt

- Fixuje trup uživatele na vozíku.
- Zajišťuje bezpečnost a zvyšuje pocit bezpečí.
- Vedení kolem pasu a přes ramena uživatele.
- Možnost použití k mechanickým i elektrickým vozíkům.

novinka

cena dle typu

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.



# OCHRANNÉ RUKAVICE



## Rukavice Argon Premium Kevlar II

11216

- Elastický svršek z materiálů Lycra a Spantex.
- Dlaň s protiskluzovým aramidovým lemováním pro nejlepší odolnost proti oděru a perfektní přilnavost.
- Anatomicky tvarované gelové polstrování, navržené speciálně pro uživatele invalidních vozíků, chrání karpální tunel a ulnární nerv.
- Elastická manžeta na zápěstí s bezpečným suchým zipem.
- Zesílená oblast palce.
- Dvojitě šití pro delší životnost.
- Poutka pro snazší vysvlékání.

Velikosti: XS, S, M, L, XL a XXL

cena 1 189 Kč



## Rukavice Athletic

30410

- Háčkováná svrchní část.
- Dokonalé odvětrávání.
- Anatomicky tvarované polstrování dlaní.
- Módní retro design.
- Manžeta na zápěstí s bezpečným suchým zipem.

Velikosti: XS, S, M, L, XL a XXL

cena 349 Kč



## Rukavice Windstopper

11116

- Elastická svrchní část z termo textilu.
- Větruvzdorné a prodyšné.
- Velmi robustní dlaň z uhlíkového vlákna s oříznutím z mikrovlákna pro nejlepší přilnavost a nejvyšší trvanlivost.
- Hřejivé neoprenové vystýlky v oblasti zápěstí.
- Zesílená oblast palce.
- Dvojitě šití pro delší životnost.
- Poutka pro snazší vysvlékání.

Velikosti: XS, S, M, L, XL a XXL

cena 1 289 Kč



# PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ SPEEDY



## Speedy B26

### SPE-B26

- Handbike pro aktivní uživatele s možností uchycení na jakýkoli mechanický vozík.
- **Zvláště vhodný pro aktivní uživatele, kteří chtějí sportovat přímo na svém vozíku.**
- Velmi snadná a rychlá montáž a demontáž.
- Dynamická kvalitní konstrukce.
- Široké příslušenství ke standardnímu modelu.
- Nabízí čisté potěšení z jízdy.
- 27-stupňový převodník.
- Díky menší prostorové náročnosti oproti standardním handbikům je skladování i transport handbiku Speedy jednodušší.

Nosnost: 120 kg

cena od 109 800 Kč



## Speedy DUO 2

### SPE-DUO2

- Inovativní handbike s možností uchycení na jakýkoli mechanický vozík.
- **Inteligentní násobení lidské síly za pomoci elektrické energie.**
- Volitelná úroveň podpory.
- Pomoc při jízdě do kopce, na nerovných silnicích nebo při dosahování delších vzdáleností.
- Velmi snadná a rychlá montáž a demontáž.
- Široké příslušenství ke standardnímu modelu.

Max. rychlost: 10/14 km/h

Nosnost: 120 kg

cena od 142 900 Kč

# Vyzdvihněte svou individualitu!



- Anatomické zádové opěry TARTA EMYS si nyní můžete nechat vyrobit ve vlastním designu! Stačí dodat podklady, nebo si vytvořit návrh dle svých představ.
- Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní zástupce.

příplatková cena **4 190 Kč**

# ZÁDOVÉ SYSTÉMY TARTA



ADI  
COMPASSO D'ORO  
INTERNATIONAL  
AWARD  
2017



## Anatomická zádová opěra TARTA EMYS Standard

**TARTA-E3x-S (varianta 3V), TARTA-E4x-S (varianta 4V)**

- Univerzální systém z otevřených nekonturovaných lamel.
- Vhodná pro uživatele, kteří nevyžadují boční vedení trupu, ale přesto ocení flexibilitu zádové opěry umožňující dynamický sed na vozíku.
- Varianty 3V a 4V definují výšku zádové opěry, tedy počet lamel.

Velikost: M, L, XL

Max. hmotnost  
uživatele: 120 kg

Částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5010969 (varianta 3V) cena **22 900 Kč**  
(spoluúčast 2 290 Kč)

Kód ZP: 07-5010968 (varianta 4V) cena **24 500 Kč**  
(spoluúčast 2 450 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem



## Anatomická zádová opěra TARTA EMYS Contour

**TARTA-E3x-C (varianta 3V), TARTA-E4x-C (varianta 4V), TARTA-E5x-C (varianta 5V)**

- Univerzální systém s větší podporou trupu a vyšším stupněm vedení a držení postury.
- Vhodný pro uživatele, kteří ocení kromě flexibility a dynamického sedu i boční vedení, které však také není fixní a i přes podporu vedení trupu zachovává volnost v protažení do stran a do rotací.
- Varianty 3V, 4V a 5V definují výšku zádové opěry, tedy počet lamel.

Velikost: M, L, XL

Max. hmotnost  
uživatele: 120 kg

Částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5010966 (varianta 3V) cena **22 900 Kč**  
(spoluúčast 2 290 Kč)

Kód ZP: 07-5010967 (varianta 4V) cena **24 500 Kč**  
(spoluúčast 2 450 Kč)

Kód ZP: 07-5010965 (varianta 5V) cena **26 100 Kč**  
(spoluúčast 2 610 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem



## Anatomická zádová opěra TARTA EMYS DeepContour

**TARTA-E4x-D (varianta 4V), TARTA-E5x-D (varianta 5V)**

- Univerzální systém s maximální podporou trupu a vysokým stupněm vedení a držení postury.
- Vhodný pro uživatele, kteří ocení kromě flexibility a dynamického sedu i boční stabilizaci (hloubka 14,5 cm). Opěra si i přes podporu vedení trupu zachovává volnost v protažení do stran a do rotací.
- Varianty 4V a 5V definují výšku zádové opěry, tedy počet lamel.

Velikost: M, L, XL

Max. hmotnost  
uživatele: 120 kg

Částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5010964 (varianta 4V) cena **24 500 Kč**  
(spoluúčast 2 450 Kč)

Kód ZP: 07-5010963 (varianta 5V) cena **26 100 Kč**  
(spoluúčast 2 610 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem

# ZÁDOVÉ SYSTÉMY TARTA

Hledali jsme novou myšlenku s důrazem na funkčnost, flexibilitu, odolnost, spolehlivost a design. Našli jsme adaptabilní opěrný systém TARTA vyvinutý zkušenými odborníky v oblasti ergonomie, protetiky a užitého designu. TARTA je modulární systém, a proto je schopen řešit širokou škálu individuálních potřeb.

Jednou z nejdůležitějších vlastností systému TARTA je extrémní flexibilita a schopnost přizpůsobit se. S každým „obratlem“ můžeme nastavit zakřivení jak v předozadním směru (kyfotické či lordotické), tak v bočním směru, a jsme proto schopni přizpůsobit zádovou opěru například i různým úrovním skoliózy.

Anatomická zádová opěrka TARTA je v základu tvořena z jednotlivých „obratlů“ spojených mezi sebou tvarovatelnými ocelovými plátky. Na každý „obratel“ takto sestavené páteře můžeme připevnit lamely různých typů a velikostí a individuálně nastavit jejich sklon. Každou z lamel můžeme navíc doplnit různými typy prodyšného čalounění. Dokážeme Vám proto sestavit zádovou opěru přesně podle Vašich potřeb.

Zádový systém TARTA je možné uchytit na téměř jakýkoli invalidní vozík s pevným nebo skládacím rámem.



reddot award  
product design

Více informací a produktová videa najdete na našich webových stránkách [www.meyra.cz/tarta](http://www.meyra.cz/tarta)



## Anatomická zádová opěrka TARTA Standard

TARTA-4S (varianta 4V), TARTA-5S (varianta 5V), TARTA-6S (varianta 6V)

částečná úhrada  
ZP

- Univerzální systém z otevřených nekonturovaných lamel.
- Vhodný pro uživatele, kteří nevyžadují boční vedení trupu, ale přesto ocení flexibilitu zádové opěry umožňující dynamický sed na vozíku.
- Varianty 4V, 5V a 6V definují výšku zádové opěry, tedy počet pater „obratlů a žeber“.

Velikost: S, M, L, XL

Max. hmotnost  
uživatele: 100 kg

Kód ZP: 07-5010971 (varianta 4V) cena 23 560 Kč  
(spoluúčast 2 356 Kč)

Kód ZP: 07-5010972 (varianta 5V) cena 25 000 Kč  
(spoluúčast 2 500 Kč)

Kód ZP: 07-5010973 (varianta 6V) cena 26 400 Kč  
(spoluúčast 2 640 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem



## Anatomická zádová opěrka TARTA Contour

TARTA-4A (varianta 4V), TARTA-5A (varianta 5V), TARTA-6A (varianta 6V)

částečná úhrada  
ZP

- Univerzální systém s větší podporou trupu a vyšším stupněm vedení a držení postury.
- Vhodný pro uživatele, kteří ocení kromě flexibility a dynamického sedu i boční vedení, které však také není fixní a i přes podporu vedení trupu zachovává volnost v protažení do stran a do rotací.
- Varianty 4V, 5V a 6V definují výšku zádové opěry, tedy počet pater „obratlů a žeber“.

Velikost: S, M, L, XL

Max. hmotnost  
uživatele: 100 kg

Kód ZP: 07-5010974 (varianta 4V) cena 24 200 Kč  
(spoluúčast 2 420 Kč)

Kód ZP: 07-5010975 (varianta 5V) cena 25 700 Kč  
(spoluúčast 2 570 Kč)

Kód ZP: 07-5010976 (varianta 6V) cena 27 100 Kč  
(spoluúčast 2 710 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem



## Anatomická zádová opěrka TARTA Individual

TARTA-4I (varianta 4V), TARTA-5I (varianta 5V), TARTA-6I (varianta 6V)

částečná úhrada  
ZP

- Systém s možností maximálního přizpůsobení individuálním potřebám.
- Vhodný pro uživatele, kteří uvítají řešení „šité na míru“.
- Nutnost přesného zaměření.
- Varianty 4V, 5V a 6V definují výšku zádové opěry, tedy počet pater „obratlů a žeber“.

Velikost: S, M, L, XL

Max. hmotnost  
uživatele: 100 kg

Kód ZP: 07-5010977 (varianta 4V) cena 25 000 Kč  
(spoluúčast 2 500 Kč)

Kód ZP: 07-5010979 (varianta 5V) cena 26 400 Kč  
(spoluúčast 2 640 Kč)

Kód ZP: 07-5010980 (varianta 6V) cena 27 800 Kč  
(spoluúčast 2 780 Kč)

podléhá schválení revizním lékařem



# ZÁDOVÉ SYSTÉMY VARILITE



## Zádová opěrka Varilite ICON LOW

### ORTO-46010

- Nízká zádová opěrka vhodná pro aktivní uživatele.
- Pevná opora pro spodní část trupu v kombinaci s mírnou boční oporou.
- Zachován plný rozsah pohybu v horní části trupu.
- V nabídce různé velikosti.

Hmotnost: 1,5 kg (při šíři 43 cm)

Nosnost: 136 kg



**Kód ZP: 07-5003886**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **10 608 Kč**  
(spoluúčast 1 060 Kč)



## Zádová opěrka Varilite ICON MID

### ORTO-46020

- Zádová opěrka střední výšky s podporou těsně pod lopatky.
- Pevná opora pro spodní a střední část trupu v kombinaci s mírnou boční oporou.
- Zachován plný rozsah pohybu paží.
- V nabídce různé velikosti.

Hmotnost: 1,9 kg (při šíři 43 cm)

Nosnost: 136 kg



**Kód ZP: 07-5003887**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **11 153 Kč**  
(spoluúčast 1 115 Kč)



## Zádová opěrka Varilite JUNIOR MID

### ORTO-46021

- Zádová opěrka určená k instalaci na mechanický vozík o šíři sedu 23 až 28 cm.
- Šíře duralového korpusu je 22 cm a výška 23,5 cm. Přesah polstrování 2,5 cm.
- Polstr s vzduchovou komorou.

Hmotnost: 1,1 kg

Nosnost: 45 kg



**Kód ZP: 07-5003897**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **10 794 Kč**  
(spoluúčast 1 080 Kč)



## Zádová opěrka Varilite ICON TALL

### ORTO-46030

- Vysoká zádová opěrka s podporou po ramena.
- Vhodná pro uživatele, kteří potřebují anatomická záda s bočním vedením.
- Možnost hlubšího provedení nebo přidání opěrek pro zvýšení boční fixace.
- V nabídce různé velikosti.

Hmotnost: 2,9 kg (při šíři 43 cm)

Nosnost: 136 kg / 45 kg (Junior)



**Kód ZP: 07-5003888**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **11 680 Kč**  
(spoluúčast 1 168 Kč)

# ZÁDOVÉ SYSTÉMY VARILITE



## Zádová opěrka Varilite ICON TALL DEEP

**ORTO-46220**

- Zádová opěrka s oporou po ramena.
- Hluboké boční vedení zajišťující vyšší stabilitu trupu.
- Vhodné použití i pro vozíky s polohou „relax“ nebo jako zádová opěrka do elektrických vozíků.
- V nabídce různé velikosti.

Hmotnost: 3,3 kg  
Nosnost: 136 kg

novinka částečná úhrada ZP

Kód ZP: 5003889  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **13 801 Kč**  
(spoluúčast 1 380 Kč)



## Zádová opěrka Varilite JUNIOR DEEP

**ORTO-46221**

- Zádová opěrka s výrazným bočním vedením určená k instalaci na mechanický vozík o šíři sedu 23 až 28 cm.
- Boční vedení poskytuje výraznou stabilizaci trupu dítěte.
- Šíře duralového korpusu je 25 cm a výška 23,5 cm. Přesah polstrovaní 2,5 cm.
- Polstr s vzduchovou komorou.

Hmotnost: 1,3 kg  
Nosnost: 45 kg

novinka částečná úhrada ZP

Kód ZP: 5003898  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **11 287 Kč**  
(spoluúčast 1 128 Kč)



## Pevné hrudní peloty Varilite LSS (PAL)

**ORTO-46040**

- Pevné hrudní peloty pro zvýšení laterální fixace trupu.
- Možnost instalace na jakoukoli pevnou zádovou opěrku díky univerzálnímu držáku.
- Možnost nastavení šířky nebo šířky a úhlu v rozsahu 20°.
- Možnost zakoupení páru či jen levé nebo pravé peloty.
- Možnost volby rovných nebo konturovaných polstrů.

Rozměry polstru: 8 x 10 cm  
10 x 13 cm  
13 x 15 cm

novinka částečná úhrada ZP

Kód ZP: 5003908  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **3 182 Kč**  
(spoluúčast 319 Kč)



## Odklopné hrudní peloty Varilite LSS (PAL)

**ORTO-46050**

- Odklopné hrudní peloty pro neomezující dosedání do vozíku.
- Zvýšení laterální fixace trupu.
- Možnost instalace na jakoukoli pevnou zádovou opěrku díky univerzálnímu držáku.
- Možnost nastavení šířky nebo šířky a úhlu v rozsahu 20°.
- Možnost zakoupení páru či jen levé nebo pravé peloty.
- Možnost volby rovných nebo konturovaných polstrů.

Rozměry polstru: 8 x 10 cm  
10 x 13 cm  
13 x 15 cm

částečná úhrada ZP

Kód ZP: 5003907  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **7 559 Kč**  
(spoluúčast 756 Kč)

# ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY



## Antidekubitní sedák ALOVA

### WNC-VCAG

- Antidekubitní polštáře ALOVA představují novou řadu produktů s pěnovou výplní Visco Elastic.
- Tvarovaný antidekubitní polštář ALOVA zvyšuje kontaktní plochu, tím zlepšuje rozložení tlaku a pomáhá tak v prevenci vzniku dekubitů středního až vysokého rizika.
- Anatomické tvarování.
- Nepromokavý a prodyšný potah.
- Náhradní potah v základní výbavě.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 6–12 cm (dle typu)

Nosnost: až 200 kg (dle typu)

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5010805  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 3 160 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Antidekubitní sedák ALOVA s abdukčním klínem

### WNC-VCAG BP

- Varianta s odnímatelným abdukčním klínem.
- Antidekubitní polštáře ALOVA představují novou řadu produktů s pěnovou výplní Visco Elastic.
- Tvarovaný antidekubitní polštář ALOVA zvyšuje kontaktní plochu, tím zlepšuje rozložení tlaku a pomáhá tak v prevenci vzniku dekubitů středního až vysokého rizika.
- Anatomické tvarování.
- Nepromokavý a prodyšný potah.
- V základní výbavě potah pro použití sedáku bez abdukčního klínu.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 6–9 cm


Nosnost: až 135 kg (dle typu)

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5010804  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 4 200 Kč  
(doplatek 0 Kč)

# ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY



## Antidekubitní sedák KINÉRIS

### WNC-V 1EL / 2EL

- Antidekubitní polštáře KINÉRIS jsou složeny ze vzduchových buněk, které jsou navzájem propojené.
- V nabídce jednokomorové nebo dvoukomorové varianty.
- Zaručeno plynulé rozložení tlaku a individuální přizpůsobení.
- Sedáky jsou vhodné pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- Pumpička s manometrem v základní výbavě.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 7 nebo 10 cm

Nosnost: až 120 kg (dle typu)



Jednokomorová varianta

**Kód ZP: 07-5010807** cena **8 940 Kč**  
podléhá schválení revizním lékařem (doplatek 1 440 Kč)

Dvoukomorová varianta

**Kód ZP: 07-5010806** cena **9 230 Kč**  
podléhá schválení revizním lékařem (doplatek 1 730 Kč)



## Antidekubitní sedák Vitea Care

### DRVCT

- Prodyšný sedák s patentovaným systémem rozložení tlaku při sezení.
- Snadné čištění povlaku.
- Protiskluzová podložka.
- Regulace tlaku umožňující změnu výšky sedáku a tvrdost.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 8 cm

Nosnost: 180 kg



**Kód ZP: 07-5008593**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **2 564 Kč**  
(doplatek 365 Kč)



## Antidekubitní sedák Qmed

### DRQE3E1CDXUXP

- Paměťová pěna napomáhá zmírnit tlak na spodní část sedací kosti a kostrč.
- Anatomický design a dvojitá vrstva s různou hustotou paměťové pěny.
- Vhodné k užití na kancelářskou židli, invalidní vozík, k domácímu užití i v automobilu.
- Pomocný pásek pro fixaci požadované polohy, protiskluzová spodní část.

Hustota: 80 / 110 kg/m<sup>3</sup>

Rozměry: 46 x 41 x 7,5 cm

cena **980 Kč**

# ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY



## Antidekubitní sedák Varilite REFLEX

**ORTO-46060**

- Antidekubitní sedák s pěnovým jádrem a automatickým ventilem.
- Vhodný pro osoby se středním rizikem vzniku dekubitů vyžadující pouze základní stabilizaci sedu.
- Automatický ventil bez nutnosti nastavování.
- Pěnové jádro se zabudovaným abdukčním klínem.
- Díky nízké hmotnosti je sedák vhodný pro uživatele aktivních vozíků.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 8 cm

Hmotnost: 865 g

Nosnost: 280 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5003890  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **3 637 Kč**  
(doplatek 0 Kč)



## Antidekubitní sedák Varilite ZOID

**ORTO-46070**

- Antidekubitní sedák s pěnovým jádrem a PSV ventilem.
- Vhodný pro osoby se středním rizikem vzniku dekubitů.
- Vhodný pro osoby bez potřeby výrazné stabilizace sedu.
- Ventil PSV pro jednoduché nastavení požadovaného tlaku.
- Díky nízké hmotnosti je sedák vhodný pro uživatele aktivních vozíků.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 6 cm

Hmotnost: 567 g

Nosnost: 280 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5003891  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **7 292 Kč**  
(doplatek 0 Kč)



## Antidekubitní sedák Varilite JUNIOR

**ORTO-46071**

- Antidekubitní sedák s pěnovým jádrem a PSV ventilem.
- Pěnové jádro s integrovaným abdukčním klínem poskytuje částečnou mediální stabilizaci trupu dítěte.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 7,4 cm

Nosnost: 261 kg

novinka  
částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5003899  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **7 559 Kč**  
(doplatek 59 Kč)

# ANTIDEKUBITNÍ SEDACÍ SYSTÉMY



## Antidekubitní sedák Varilite EVOLUTION PSV

**ORTO-46080 / ORTO-46090** (vel. 55 x 50 cm / 60 x 45 cm)

- Antidekubitní sedák s pěnovým jádrem a PSV ventilem.
- Vhodný pro uživatele s požadavkem na zvýšenou symetrickou stabilizaci sedu.
- Vyšší pěnové jádro s integrovaným abdukčním klínem pro střední mediální stabilizaci.
- Ventil PSV pro jednoduché nastavení požadovaného tlaku.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 9,7 cm  
Nosnost: 280 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5003892 (ORTO-46080)**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **7 292 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

částečná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5003893 (ORTO-46090)**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **8 775 Kč**  
(doplatek 1 275 Kč)



## Antidekubitní sedák Varilite MERIDIAN

**ORTO-46100**

- Antidekubitní sedák vhodný pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- Vhodný pro osoby s požadavky na výraznou mediální a symetrickou laterální stabilizaci sedu.
- Dvě samostatné vzduchové komory.
- Rozdílným nastavením tlaku v komorách lze zamezit nežádoucímu sklonu pánve.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 9,7 cm  
Nosnost: 280 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5003894**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **7 499 Kč**  
(doplatek 0 Kč)



## Sedací systém Varilite MERIDIAN WAVE

**ORTO-46200**

- Antidekubitní sedák Varilite Meridian podložený konturovanou deskou z tvrdé pěny v provedení LPB.
- Deska s výraznou laterální oporou (LPB) a dvě samostatné komory pro maximální stabilizaci sedu.
- Vhodný pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- Konturovanou desku LPB lze na přání v rámci ceny zaměnit za provedení CPB nebo CPW (CPB = deska s laterální oporou a abdukčním klínem; CPW = klín s laterální oporou a abdukčním klínem).
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 13 cm  
Hmotnost: 1 320 g  
Nosnost: 280 kg

částečná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5003895**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **9 115 Kč**  
(doplatek 1 615 Kč)



## Sedací systém Varilite PROFORM NX

**ORTO-46210**

- Antidekubitní sedák nabízející maximální možnosti pro individuální přizpůsobení.
- Kompenzace různé délky nohou, polohy pánve a skoliózy páteře.
- Vhodný pro osoby s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
- Výrazná symetrická i asymetrická laterální stabilizace sedu.
- Klín, vzduchové a pěnové komory pro mediální stabilizaci sedu.
- Desku a klín je možné individuálně upravit seříznutím.
- V nabídce různé velikosti.

Výška sedáku: 12 cm  
Hmotnost: 1 450 g  
Nosnost: 280 kg

částečná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5003896**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **8 857 Kč**  
(doplatek 1 357 Kč)



# » SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH KONFIGURACÍ

Uživatelé zpravidla potřebují čas, aby si zvykli na jízdní vlastnosti. Kromě rozdílných poloh těžiště má každý z typů pohonu své jedinečné vlastnosti a výhody.



## Pohon na zadní kola

Pohon na zadní kola je standardní, pokud jde o elektrické invalidní vozíky. Velmi dobré a stabilní jízdní vlastnosti zaručují dobré manévrování, zejména při použití v exteriéru.



## Pohon na přední kola

Elektrický vozík s pohonem předních kol posouvá osu poloměru otáčení do přední části vozíku, což vozíku předurčuje lepší manévrovací schopnosti ve stísněných prostorech. Tato konstrukce navíc umožňuje zajet blíže ke stolu a podobným objektům. Náhon na přední kola a volně otáčecí zadní kolečka umožňují použít kromě standardních stupaček i centrální stupačku, která může být mechanicky či elektricky polohovatelná do 90°.



## Pohon na přední kola + servo řízení zadních kol

Vozík Optimus je vybaven silným motorem, který pohání přední velká kola. Manévrování a otáčení vozíku je prováděno servo řízením zadních kol (obdobně jako např. vysokozdvizný vozík). Vozík tak potřebuje mnohem větší poloměr otáčení, ale tato konstrukce mu dává jedinečné jízdní vlastnosti v exteriéru, zejména v terénu. V interiéru je manévrování s tímto typem pohonu složitější a vyžaduje více prostoru, než u vozíku s klasickým pohonem zadních či předních kol.

PŘÍKLADY POUŽITÍ DLE DIAGNÓZ  
(doporučené, nikoli striktní)



ALS = Amyotrofická laterální skleróza Vysoká míšní léze Duchennova svalová dystrofie SMA = Spinální svalová atrofie									
Kraniocerebrální trauma									
Roztroušená skleróza									
Poškození mozku v raném dětství ICP = intrakraniální tlak									
Nízká míšní léze									
Obezita									
Parkinsonova nemoc CMP = Cévní mozková příhoda									
Amputace nohy/nohou									
Geriatrická léčba									



# ELEKTRICKÉ VOZÍKY



## CLOU

9.500

- Kompaktní a snadno ovladatelný skládací elektrický vozík vhodný především do interiéru.
- Snadný transport.
- **Skládací rám.**
- Určený pro uživatele se zachovanou stabilitou trupu.
- Díky možnosti složení umožňuje snadný transport i v osobním voze.

Šíře sedu: 38–50 / 43–55 cm

Celková šíře: 59–70 cm

Nosnost: 120 kg

Motory: 2 x 180 W

Baterie: 2 x 45 Ah

Hmotnost: 69 kg

Hmotnost bez baterií: 38 kg



**Kód ZP: 07-5005972**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **76 998 Kč**  
(doplatek od 1 998 Kč)



## iChair MC Basic

1.609

- Dobře ovladatelný elektrický vozík pro použití v interiéru i exteriéru.
- Dobré odpružení poháněcích kol usnadňuje pohyb v exteriéru.
- Integrovaná stabilizační kolečka.
- **Nejlevnější vozík ve své třídě a kvalitě.**

Šíře sedu: 43–55 cm

Celková šíře: max. 59 cm

Nosnost: 120 kg

Motory: 2 x 180 W

Baterie: 2 x 45 Ah



**Kód ZP: 07-5009652**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **89 900 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)

# ELEKTRICKÉ VOZÍKY



## iChair MC1

1.610

- Elektrický invalidní vozík vhodný do interiéru i exteriéru.
- Integrovaná stabilizační kolečka.
- **Kompaktní rozměry a odpružení poháněcích kol zajišťuje bezpečné a pohodlné cestování.**
- Nový elegantní design.

Šíře sedu: 43–60 cm

Celková šíře: max. 63 cm

Nosnost: 120 kg

Motory: 2 x 180 W

Baterie: 2 x 45 Ah / 2 x 73 Ah

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5009651**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **114 980 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



## iChair MC2

1.611

- Vysoce pohyblivý elektrický vozík pro použití v interiéru i exteriéru s promyšlenými funkcemi a moderním designem.
- Dobré odpružení poháněcích kol ulehčuje dlouhý čas strávený na vozíku.
- Integrovaná stabilizační kolečka.
- **Široká nabídka nadstandardního příslušenství v základní sestavě.**
- Nový elegantní design.

Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: max. 62 cm

Nosnost: 160 kg

Motory: 2 x 220 W

Baterie: 2 x 45 Ah / 2 x 73 Ah

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5009650**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **124 980 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)

# ELEKTRICKÉ VOZÍKY



## iChair MC2 RS

1.615

- Osvědčený model elektrického invalidního vozíku MC2 pro vnitřní i venkovní použití ve sportovním vybavení RS.
- Kompaktní podvozek s integrovanými kolečky proti překlopení, usnadňující použití i ve stísněných prostorech.
- Zesílené motory.
- Rychlost jízdy až 13 km/h.
- Výborné odpružení zadních kol.
- Elegantní černo-červený design.

Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: 58–63,5 cm

Nosnost: 160 kg

Motory: 2x 300 W / 2x 350 W

Baterie: 2x 80 Ah

novinka

cena od 159 980 Kč



## iChair MC S

1.616

- Dětská varianta osvědčeného el. vozíku iChair MC2.
- Vhodné použití v interiéru i exteriéru.
- Uzpůsobený pro děti nebo uživatele malého vzrůstu.
- Široká nabídka základního i nadstandardního příslušenství.
- Vozíky iChair jsou od letošního roku v novém elegantním designu.

Šíře sedu: 30–44 cm

Celková šíře: 58 cm

Nosnost: 75 kg

Motory: 2x 180 W

Baterie: 2x 45 Ah / 2x 73 Ah

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005974  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 124 980 Kč  
(doplatek od 0 Kč)

# ELEKTRICKÉ VOZÍKY



## iChair MC3 / MC3 Lift

1.612 / 1.612-27 (model Lift)

- Vysoce pohyblivý elektrický vozík pro použití v interiéru i exteriéru.
- Dělený odpružený rám zajišťuje komfortní jízdu i na nepevných cestách.
- Integrovaná stabilizační kolečka.
- Široká nabídka „nadstandardního“ příslušenství v základní sestavě.
- **Součástí modelu MC3 Lift je teleskopické zvedání sedačky o 30 cm.**
- Elegantní design.

Šíře sedu: 38–65 cm

Celková šíře: max. 63 cm

Nosnost: 160 kg

Motory: 2 x 220 W

Baterie: 2 x 45 Ah / 2 x 73 Ah

plhá úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5009648 (model 1.612)**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **124 980 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)

**Kód ZP: 07-5009647 (model Lift)**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **141 980 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



## iChair XXL

1.614

- Elektrický vozík iChair XXL s nosností až 200 kg.
- **I přes zvýšenou nosnost vyniká vozík iChair XXL vynikajícími jízdními vlastnostmi, stabilitou a komfortní jízdou.**
- Široká nabídka nadstandardního vybavení.

Šíře sedu: 53–70 cm

Celková šíře: 68–85 cm

Nosnost: 160 / 200 kg

Motory: 2x 300 W / 2x 350 W

Baterie: 2 x 80 Ah

novinka

cena od **158 600 Kč**

# ELEKTRICKÉ VOZÍKY



## iChair ORBIT

1.618

- Nový elektrický vozík se středovým pohonem.
- Vynikající jízdní vlastnosti v exteriéru a zároveň výborné manévrovací možnosti v interiéru.
- Velké množství příslušenství.
- Možnosti individuálního nastavení.

Šíře sedu:	38–65 cm
Celková šíře:	60–69 cm
Nosnost:	120 / 160 kg
Motory:	2x 180 W / 2x 350 W
Baterie:	2x 50 Ah / 2x 73 Ah

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5011169  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 141 980 Kč  
(doplatek od 0 Kč)



## iChair MC FRONT

1.613

- Elektrický invalidní vozík s pohonem předních kol.
- Díky velkým pneumatikám a pohonu předních kol je snadno ovladatelný v interiéru i exteriéru.
- Kompaktní rám a odpružení poháněcích kol je standardem, který zajišťuje bezpečné a pohodlné cestování.
- Nový elegantní design.

Šíře sedu:	38–65 cm
Celková šíře:	62–80 cm
Nosnost:	160 kg
Motory:	2 x 220 W
Baterie:	2 x 45 Ah / 2 x 73 Ah

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005958  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 124 980 Kč  
(doplatek od 0 Kč)

# ELEKTRICKÉ VOZÍKY

## OPTIMUS 2

2.322

- Exteriérový elektrický vozík vhodný především do náročnějšího terénu.
- **Silný, robustní a snadno ovladatelný i na neupravených cestách.**
- Odpružení kol.
- Vhodný při potřebě překonávání obrubníků.
- Dojezd až 70 km.
- Stoupání až 18 %.

Šíře sedu: 38–56 cm

Celková šíře: 68 cm

Nosnost: 150 kg

Motor: 950 W

Baterie: 2 x 79 Ah

plná úbrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005959  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od 141 980 Kč  
(doplatek od 0 Kč)



## 1.650 iChair MEYLIFE

*Již brzy!*

- Stylový a moderní design.
- Ekonomické napájení.
- Biomechanické nastavení zad a loketních opěr.
- Modulární systém sedadla pro jemné nastavení šířky a hloubky.
- Plné odpružení a nezávislé zavěšení všech kol.
- Plné opláštění.
- LED osvětlení.



# MEYRA®



**MEYRA®**

**TA®**  
**SERVICE**

Součástí skupiny Meyra Group se v loňském roce stala i společnost TA Service, inovativní dánský výrobce elektrických invalidních vozíků. Těšíme se na vzájemnou spolupráci!



# TECHNICKÉ PARAMETRY

## CLOU

### 9.500

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	120
Rychlost (km/h)	6
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 180
Celková maximální šíře vozíku (mm)	700
Rádus otáčení (mm)	1000
Šíře sedu (cm)*	38–55
Hloubka sedu (cm)	43

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	51
Baterie (kapacita 20 h)	2x 45 Ah
Max. dojezd (km)	30
Náklon sedu	–
Úhel zádové opěry	–
Separátní podnožky	–
Středová podnožka	–
Zdvih	–

## iChair MC Basic

### 1.609

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	120
Rychlost (km/h)	6
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 180
Celková maximální šíře vozíku (mm)	590
Rádus otáčení (mm)	840
Šíře sedu (cm)*	43–55
Hloubka sedu (cm)	40–53

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	44–51
Baterie (kapacita 20 h)	2x 45 Ah
Max. dojezd (km)	28
Náklon sedu	–
Úhel zádové opěry	–
Separátní podnožky	–
Středová podnožka	–
Zdvih	–

## iChair MC1

### 1.610

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	120
Rychlost (km/h)	6
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 180
Celková maximální šíře vozíku (mm)	630
Rádus otáčení (mm)	840
Šíře sedu (cm)*	43–60
Hloubka sedu (cm)	40–53

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	43–53
Baterie (kapacita 20 h)	2x 45 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	28 / 40
Náklon sedu	–2° až +26°
Úhel zádové opěry	–10° až +50°
Separátní podnožky	–
Středová podnožka	–
Zdvih	–

## iChair MC2

### 1.611

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	160
Rychlost (km/h)	6 / 10**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 220 / 2 x 300
Celková maximální šíře vozíku (mm)	620
Rádus otáčení (mm)	840
Šíře sedu (cm)*	38–65
Hloubka sedu (cm)	40–56

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	44–53
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	30 / 40
Náklon sedu	–2° až +26°
Úhel zádové opěry	–10° až +50°
Separátní podnožky	ANO
Středová podnožka	–
Zdvih	30 cm vč. polohování sedu 0°–30°

## iChair MC2 RS

### 1.615

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	160
Rychlost (km/h)	6 / 13,5
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 300 / 2 x 350
Celková maximální šíře vozíku (mm)	635
Rádus otáčení (mm)	840
Šíře sedu (cm)*	38–65
Hloubka sedu (cm)	40–56

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	53–60
Baterie (kapacita 20 h)	2x 80 Ah
Max. dojezd (km)	35 / 40
Náklon sedu	–2° až +26°
Úhel zádové opěry	–10° až +50°
Separátní podnožky	ANO
Středová podnožka	–
Zdvih	30 cm vč. polohování sedu 0°–30°

\* Ve standardní verzi



# TECHNICKÉ PARAMETRY

## iChair MC S

1.616

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	75
Rychlost (km/h)	6 / 10**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 180 / 2 x 300
Celková maximální šíře vozíku (mm)	580
Rádus otáčení (mm)	840
Šíře sedu (cm)*	30–44
Hloubka sedu (cm)	30–40

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	42–47
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	30 / 40
Náklon sedu	0°–22°
Úhel zádové opěry	0°–30°
Separátní podnožky	–
Středová podnožka	–
Zdvih	20 cm vč. polohování sedu 0°–30°

## iChair MC3 / MC3 Lift

1.612 / 1.612-27 (model Lift)

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	160
Rychlost (km/h)	6 / 10**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 220 / 2 x 300
Celková maximální šíře vozíku (mm)	630
Rádus otáčení (mm)	900
Šíře sedu (cm)*	38–65
Hloubka sedu (cm)	40–56

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	46–52
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	30 / 40
Náklon sedu	–2° až +33°
Úhel zádové opěry	–10° až +50°
Separátní podnožky	ANO
Středová podnožka	–
Zdvih	30

## iChair ORBIT

1.618

Typ náhonu	střední
Nosnost (kg)	120 / 160
Rychlost (km/h)	6 / 10**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 180 / 2 x 350
Celková maximální šíře vozíku (mm)	690
Rádus otáčení (mm)	630 / 750
Šíře sedu (cm)*	38–65
Hloubka sedu (cm)	40–53

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	43–51
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	35 / 40
Náklon sedu	–2° až +33°
Úhel zádové opěry	–10° až +50°
Separátní podnožky	ANO
Středová podnožka	ANO
Zdvih	–

## iChair MC FRONT

1.613

Typ náhonu	přední
Nosnost (kg)	160
Rychlost (km/h)	6 / 10**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 220 / 2 x 300
Celková maximální šíře vozíku (mm)	620
Rádus otáčení (mm)	650
Šíře sedu (cm)*	38–65
Hloubka sedu (cm)	40–56

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	44–51
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	30 / 40
Náklon sedu	4°–26°
Úhel zádové opěry	–10° až +50°
Separátní podnožky	ANO
Středová podnožka	ANO
Zdvih	30 cm vč. polohování sedu 0°–30°

## OPTIMUS 2

2.322

Typ náhonu	přední
Nosnost (kg)	150
Rychlost (km/h)	6 / 10 / 15**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	950
Celková maximální šíře vozíku (mm)	680
Rádus otáčení (mm)	1200
Šíře sedu (cm)*	38–56
Hloubka sedu (cm)	42–53

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	61–65
Baterie (kapacita 20 h)	2x 79 Ah / 2x 107 Ah
Max. dojezd (km)	50 / 70
Náklon sedu	7°–22° / 5°–20° / 20°–35°
Úhel zádové opěry	–10° až +50°
Separátní podnožky	ANO
Středová podnožka	–
Zdvih	–

\*\* Rychlost 10 / 15 km/h nelze při výdeji na poukaz ZP

# ELEKTRICKÉ VOZÍKY

## Cestovní el. vozík iTRAVEL

1.054

- iTravel je nový skládací elektrický vozík s hmotností pouhých 23 kg.
- Ideální společník při nakupování, práci a cestování.
- Komfortní, ergonomicky tvarovaný sedací systém.
- Nastavitelný sklon zádové opěry.
- Výklopné područky.
- **Velmi snadné skládání bez potřeby odnímání stupačky a područek.**
- Automatický stabilizační program (ESP) pro lepší výkon a stabilitu v zatáčkách.



cena 68 900 Kč



Celková délka v mm	970
Celková šířka v mm	560
Výška sedu v mm	520
Hloubka sedu v mm	380
Výška zádové opěrky v mm	450
Šířka sedu v mm	450
Transportní výška v mm	300
Počet kol	4
Průměr předního kola v mm	170
Průměr zadního kola v mm	200
„Světlá výška“ v mm	70
Maximální výška překážky v mm	60

Poloměr otáčení v mm	970
Dlouhodobý výkon motoru	200 W
Nejvyšší výkon motoru	800 W
Baterie	10,4 Ah Li-Ion
Nabíječka	2 Ah
Elektronika	50 A
Maximální dojezd (při testovacích podmínkách) v km	10
Přípustné stoupání / sklon trati ve stupních (procentech)	3° (6 %)
Hmotnost prázdného mikroskútru včetně baterie v kg	23
Přípustná hmotnost uživatele v kg	120
Přípustná celková hmotnost v kg	150
Maximální rychlost v km/h	6



## Mikroskútr Mikroskútr UP

1.064 / 1.064-24

- Unikátní řešení pro Váš svobodný pohyb.
- Díky malému poloměru otáčení je velmi vhodný do malých prostor.
- Otočná a výškově nastavitelné sedadlo s nastavitelnými područkami.
- Snadné rozkládání do tří dílů velmi usnadňuje případný transport.
- Intuitivní ovládání.
- I přesto, že je mikroskútr navržen pro jízdu v interiéru, je možné jej využít i při projíždkách po zpevněných cestách v okolí Vašeho bydliště.

Mikroskútr ve variantě UP je vybaven elektrickým zdvihem sedu o 10 cm.

Mikroskútr cena **39 800 Kč**  
Mikroskútr Up cena **44 900 Kč**



Celková délka v mm	760
Celková šířka v mm	580
Výška sedu v mm, nastavitelná	400–550
Hloubka sedu v mm	400
Výška zádové opěrky v mm	400
Šířka sedu v mm, nastavitelná	550
Transportní výška (při složeném řídicím sloupku a bez sedáku) v mm	470
Počet kol	5
Průměr předního kola v mm	110
Průměr zadního kola v mm	220
„Světla výška“ v mm	50
Maximální výška překážky v mm	15

Poloměr otáčení v mm	500
Dlouhodobý výkon motoru	200 W
Nejvyšší výkon motoru	800 W
Baterie	18 Ah
Nabíječka	2 Ah
Elektronika	50 A
Maximální dojezd (při testovacích podmínkách) v km	17
Přípustné stoupání / sklon trati ve stupních (procentech)	3° (6 %)
Hmotnost prázdného mikroskútru včetně baterie v kg	47
Přípustná hmotnost uživatele v kg	120
Přípustná celková hmotnost v kg	170
Maximální rychlost v km/h	6

# ELEKTRICKÉ SKÚTRY



## EL-GO

### 1273-3

- Tříkolový elektrický skútr určený především pro jízdu na zpevněných cestách a v mírném terénu.
- Nastavitelná šíře područek.
- V základu nákupní košík s nosností 15 kg.
- Možnost vybavení skútru bateriemi s větší kapacitou 2x 50 Ah umožňující delší dojezd.

Rychlost:	10 km/h
Dojezd:	cca 30 km
Nosnost:	120 kg
Motor:	500 W
Baterie:	2 x 36 Ah (2 x 50 Ah)
Rozměry:	136,5 / 61 cm
Světlá výška:	11 cm
Stoupání:	max. 15 %

cena 48 400 Kč



## EL-GO/M

### 1273-4

- Čtyřkolový elektrický skútr určený především pro jízdu na zpevněných cestách a v mírném terénu.
- Nastavitelná šíře područek.
- V základu nákupní košík s nosností 15 kg.
- Možnost vybavení skútru bateriemi s větší kapacitou 2 x 50 Ah umožňující delší dojezd.

Rychlost:	10 km/h
Dojezd:	cca 30 km
Nosnost:	120 kg
Motor:	500 W
Baterie:	2 x 36 Ah (2 x 50 Ah)
Rozměry:	130,5 / 62 cm
Světlá výška:	11 cm
Stoupání:	max. 15 %

cena 48 400 Kč

# ELEKTRICKÉ SKÚTRY



## CITYLINER 409

1.254

- Kompaktní čtyřkolový el. skútr s výbornou manévrovatelností.
- Velmi snadná obsluha
- Výškově nastavitelná, posuvná a otočná sedačka s bezpečnostním pásem.
- Hliníkové ráfky.
- Odpružení.
- Úsporné LED osvětlení.
- Barva: oranžová nebo modrá.

Rychlost:	10 km/h
Dojezd:	cca 30 km
Nosnost:	136 kg
Motor:	210 W
Baterie:	2x 35 Ah
Rozměry:	120 / 61 cm
Světlá výška:	10 cm
Stoupání:	max. 16 %

cena 48 400 Kč



## CITYLINER 510

1.264

- Nový kompaktní čtyřkolový el. skútr se silnějšími motory, vyšší nosností a výbornou manévrovatelností.
- Velmi snadná obsluha.
- Výškově nastavitelná, posuvná a otočná sedačka s bezpečnostním pásem.
- Hliníkové ráfky.
- Odpružení.
- Úsporné LED osvětlení.
- Barva: šedá metalíza.

Rychlost:	10 km/h
Dojezd:	cca 35 km
Nosnost:	165 kg
Motor:	400 W
Baterie:	2x 50 Ah
Rozměry:	120 / 61 cm
Světlá výška:	10 cm
Stoupání:	max. 16 %

novinka

cena 59 990 Kč

# ELEKTRICKÉ SKÚTRY



## EL-GO/M XXL

### 1273-4 XXL

- Čtyřkolový elektrický skútr s vyšší nosností vhodný i do těžšího terénu.
- Nastavitelná šíře područek.
- V základu nákupní košík s nosností 15 kg.
- Možnost vybavení skútru bateriemi s větší kapacitou 2x 75 Ah umožňující delší dojezd.

Rychlost:	15 km/h
Dojezd:	cca 30 (45) km
Nosnost:	200 kg
Motor:	700 W
Baterie:	2x 50 Ah (2x 75 Ah)
Rozměry:	153 / 68,5 cm
Světla výška:	8,5 cm
Stoupání:	max. 17,6 %

XXL  
velikost

cena 75 900 Kč



## Ochranný kryt

### WRG-XL / WRG-XXL

- Univerzální ochranný kryt pro tříkolové a čtyřkolové elektrické skútry.
- Ideální ochrana proti povětrnostním vlivům a prachu.
- Vodotěsná, mrazuvzdorná a UV ochrana.
- Šňůrky na stažení a popruhy pro optimální fixaci.
- Poutka pro snazší manipulaci a sušení.
- Reflexní páska po celé délce krytu.
- Barva: modrá.

Délka:	vel. XL 145 cm
	vel. XXL 155 cm
Šířka:	70 cm
Výška:	110 cm

novinka

cena 1 480 Kč

# NÁJEZDOVÉ RAMPY



## Dvoudílné teleskopické nájezdové rampy PONDUS T2

**PT202030**

- Délku lze nastavit vysouváním a zasouváním teleskopické části.
- Vyrobeno z hliníkových profilů odolných proti korozi.
- Speciálně rýhovaný povrch s protiskluzovými vlastnostmi.
- Ochranné bočnice proti bočnímu sklouznutí.
- Součástí ramp je zámek a madla pro snadný a bezpečný transport.

Celková délka:	203 cm
Šířka tratě:	19,5 cm
Max. převýšení:	40 cm
Hmotnost (pár):	cca 12 kg
Max. zatížení na pár:	300 kg

cena (pár) **7 960 Kč**



## Trojdílné teleskopické nájezdové rampy PONDUS T3

**PT302890**

- Délku lze nastavit vysouváním a zasouváním teleskopické části.
- Vyrobeno z hliníkových profilů odolných proti korozi.
- Speciálně rýhovaný povrch s protiskluzovými vlastnostmi.
- Ochranné bočnice proti bočnímu sklouznutí.
- Součástí ramp je zámek a madla pro snadný a bezpečný transport.

Celková délka:	289 cm
Šířka tratě:	18 cm
Max. převýšení:	58 cm
Hmotnost (pár):	cca 16 kg
Max. zatížení na pár:	250 kg

cena (pár) **9 960 Kč**



## Nájezdové rampy RFM Ricmar

**09287724 (pro výšku překážky 3-7 cm)**

**09287730 (pro výšku překážky 5-15 cm)**

- Mobilní rampy nejen pro invalidní vozíky.
- Extrémně robustní a odolné.
- Protiskluzový povrch.
- Snadná manipulace.

Výška překážky:	3–7 cm / 5–15 cm
Délka:	6 + 34 cm / 6 + 54 cm
Šíře:	72 cm (97 cm s krycí hranou)
Nosnost:	250 kg

09287724 cena **3 490 Kč**  
09287730 cena **4 990 Kč**



## Přechodová rampa Meyra

**3575012**

- Mobilní přechodová rampa nejen pro invalidní vozíky.
- Extrémně robustní a odolná.
- Protiskluzový povrch.
- Snadná manipulace.

Výška překážky:	3 cm
Celková délka:	56 cm
Délka přechodu:	9,5 cm
Šíře:	70 cm
Nosnost:	400 kg

cena **2 980 Kč**

# DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY



## PIPER Comfort

PIC34PYYY

- Rehabilitační kočárek typu buggy, určený pro transport dětí se speciálními potřebami.
- Plně a kompaktně složitelný podvozek.
- Úhlově nastavitelná zádová opěra.
- Velmi vhodný pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro transport mimo město.
- Široká škála speciálního příslušenství.
- Odpovídá nejnovějším normám EU, jakož i hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.

Šíře sedu: 24–35 cm

Celková šíře: 59 cm

Nosnost: 50 kg



**Kód ZP: 07-5003239**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **17 488 Kč**  
(doplatek od 1 489 Kč)



## DIXIE Plus

D4PWKPYYY

- Rehabilitační kočárek s lehkým hliníkovým rámem vyrobeným za použití technologie ALUX.
- Nový, důmyslný systém uchycení sedačky v požadovaném směru pomocí adaptéru „clip-A-go“.
- Kočárek lze složit do kompaktní velikosti.
- Produkt je určen pro menší děti s lehkým postižením.
- Široká škála speciálního příslušenství.
- Splňuje nejnovější EC standardy, jakož i hygienické, technické a bezpečnostní požadavky.

Šíře sedu: 34 cm

Celková šíře: 59,5 cm

Nosnost: 30 kg



**Kód ZP: 07-5003238**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **17 381 Kč**  
(doplatek od 1 382 Kč)



# PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOČÁRKŮM



## Stříška

- Sklopná a odnímatelná stříška.

DIXIE Plus cena 1 690 Kč

PIPER Comfort cena 2 590 Kč



## Pláštěnka

- Pláštěnka do nepříznivého počasí.
- Okénko pro přívod vzduchu

cena 479 Kč



## Flexi sada

- Flexi sada s bočními výplněmi pro úpravu šířky sedu.



Kód ZP: 07-5004427 (DIXIE Plus)  
Kód ZP: 07-5004429 (PIPER Comfort)

cena 1 835 Kč  
(spoluúčast 184 Kč)



## Pásky nožní poutací

- Poutací pásky na nohy.



Kód ZP: 07-5004423 (DIXIE Plus)  
Kód ZP: 07-5004445 (PIPER Comfort)

cena 754 Kč  
(spoluúčast 76 Kč)



## Nánožník letní

- Nánožník nejen do nepříznivého počasí.
- Letní provedení.

DIXIE Plus cena 1 180 Kč

PIPER Comfort cena 1 085 Kč



## Nánožník zimní

- Nánožník nejen do nepříznivého počasí.
- Zimní, vyteplené provedení.

cena 2 890 Kč



## Brašna STYLE

- Závěsná praktická brašna na doplňky.
- Cena provedení dle typu kočárku.

cena od 999 Kč



## Zimní návleky

- Zimní návleky vodítka – rukavice.
- Praktické příslušenství do nepříznivého a mrazivého počasí.

cena 569 Kč

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo zkontaktujte naše odborné prodejce.

# DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY



## FLASH

1.135

- Dětský skládací invalidní vozík s maximální variabilitou.
- Pro aktivní děti a mládež.
- Rám midi a maxi.
- Standardní madla pro doprovod.
- **Otevřená koncepce předního rámu ponechává dostatečný prostor pro dolní končetiny a usnadňuje přesuny.**

Šíře sedu: 24–40 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 75 kg



**Kód ZP: 07-5005950**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **47 174 Kč**  
(doplatek od 7 174 Kč)



## Avanti AKTIV Junior

1736-AJ

- **Dětská varianta aktivního mechanického vozíku AVANTI.**
- Lehký vozík z hliníkové slitiny.
- Snadné nastavení dle individuálních potřeb uživatele.
- Široký výběr příslušenství.

Šíře sedu: 30–36 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 75 kg



**Kód ZP: 07-5005976**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **39 980 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)

# DĚTSKÉ KOČÁRKY A VOZÍKY



## Netti 4U CES Plus

- Dětská, zkrácená verze vozíku Netti 4U CE Plus.
- Speciální polohovací mechanický vozík s pevným rámem, bubnovými brzdami pro doprovod a poháněcími koly 22".
- Ergonomicky tvarovaný sedák a zádová opěra.
- Možnost polohování sedu od -5° do 20° a zad od 90° do 135°.
- Nastavitelná hloubka sedu.
- Mechanicky polohovatelné podnožky.

Šíře sedu: 35 / 40 cm

Celková šíře: šíře sedu + 18 cm

Nosnost: 135 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5011219**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **58 960 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)



## iChair MC S

1.616

- Dětská varianta osvědčeného el. vozíku iChair MC2.
- Vhodné použití v interiéru i exteriéru.
- Uzpůsobený pro děti nebo uživatele malého vzrůstu.
- Široká nabídka základního i nadstandardního příslušenství.

Šíře sedu: 30–44 cm

Celková šíře: 58 cm

Motory: 2x 180 W

Baterie: 2x 45 Ah / 2x 73 Ah

Nosnost: 75 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5005974**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **124 980 Kč**  
(doplatek od 0 Kč)

# TECHNICKÉ PARAMETRY

## FLASH

### 1.135

Šíře sedu (cm)	24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	29
Hloubka sedu (cm)	24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40
Přední výška sedu (cm)	39–48
Zadní výška sedu (cm)	36–47
Výška zádové opěry (cm)	25 / 30 / 35 / 40

Celková výška (cm)	v. sedu + v. zad + 4 cm
Celková délka vozíku (cm)	67–93
Velikost poháněcích kol	22" / 24"
Hmotnost od (kg)	10
Transportní hmotnost od (kg)	7
Nosnost (kg)	75

## Avanti AKTIV Junior

### 1.736-AJ

Šíře sedu (cm)	30 / 32 / 34 / 36
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	šíře sedu + 18 cm (s blatníky)
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	28
Hloubka sedu (cm)	33 / 35 / 38
Přední výška sedu (cm)	43–50
Zadní výška sedu (cm)	40–47
Výška zádové opěry (cm)	34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44

Celková výška (cm)	83
Celková délka vozíku (cm)	88
Velikost poháněcích kol	22"
Hmotnost od (kg)	12
Transportní hmotnost od (kg)	8
Nosnost (kg)	75

## Netti 4U CES Plus

Šíře sedu (cm)	35 / 40
Celková šíře vozíku se stand. brzdami (cm)	53 / 58
Šíře vozíku ve složeném stavu (cm)	47 / 52
Hloubka sedu (cm)	37,5 / 40 / 42,5 / 45
Přední výška sedu (cm)	46,5–50 (bez polštáře)
Zadní výška sedu (cm)	–
Výška zádové opěry (cm)	50

Polohování zádové opěry	90–135°
Polohování sedu	(-)-20°
Celková výška (cm)	110
Celková délka vozíku (cm)	105
Velikost poháněcích kol	22"
Hmotnost od (kg)	27,5
Transportní hmotnost od (kg)	18,5
Nosnost (kg)	135

## iChair MC S

### 1.616

Typ náhonu	zadní
Nosnost (kg)	75
Rychlost (km/h)	6 / 10**
Výkon motoru (W) 6 km/h / 10 km/h / (15 km/h)	2 x 180 / 2 x 300
Celková maximální šíře vozíku (mm)	580
Rádus otáčení (mm)	840
Šíře sedu (cm)*	30–44
Hloubka sedu (cm)	30–40

Výška sedu vpředu (cm) s náklonem 4° *	42–47
Baterie (kapacita 20 h)	2x 50 Ah / 2x 73 Ah
Max. dojezd (km)	30 / 40
Náklon sedu	0°–22°
Úhel zádové opěry	0°–30°
Separátní stupačky	–
Středová podnožka	–
Zdvih	20 cm vč. polohování sedu 0°–30°

\* Ve standardní verzi / \*\* Rychlost 10 / 15 km/h nelze při výdeji na poukaz ZP

# POLOHOVACÍ ŽIDLE A ZAŘÍZENÍ

## Dětská autosedačka FUN BABY

### DRVROB

Fun Baby je moderní, funkční a bezpečná dětská rehabilitační autosedačka určená k přepravě dětí se speciálními potřebami. Především se svalovými poruchami, dětskou mozkovou obrnou či rozštěpem páteře.

Možnost použití speciální autosedačky ve třech hmotnostních třídách je jedinečným řešením na trhu autosedaček, které ji umožňuje využívat pro děti od narození do přibližně 12 let.

- Výškově nastavitelná opěrka hlavy s vystýlkami pro stabilizaci hlavy.
- Nastavitelná výška zádové opěrky pro přizpůsobení autosedačky měnící se výšce dítěte.
- Boční podpěry pro stabilizaci trupu a pánve.
- Nastavitelný 5-bodový bezpečnostní pás.
- Autosedačka je vybavena upevňovacími prvky ISOFIX.
- Autosedačku lze instalovat po směru i proti směru jízdy.
- Snadné vkládání a vyjímání dítěte díky otočné desce o 360°.
- Nastavitelný sklon autosedačky „kolébka“.
- Odnímatelné čalounění z prodyšné distanční látky.
- K dispozici ve dvou barevných variantách: červeno-černá nebo šedo-černá.

Autosedačku lze dále dovybavit např. abdukčním klínem, páskem pro fixaci hlavy a dalšími nadstandardními doplňky.

**novinka**

cena **9 980 Kč**




Max. šířka sedáku (cm)	35
Max. hloubka sedáku (cm)	33
Celková šířka (cm)	49
Celková výška (cm)	61
Délka základny (cm)	39 (+ 18)

Úhel sklonu opěradla	165°
Výška opěrky hlavy (cm)	20
Hmotnost autosedačky (kg)	11
Hmotnost dítěte (kg)	0–36 kg
Výška dítěte (cm)	50–140

# POLOHOVACÍ ŽIDLE A ZAŘÍZENÍ

## Tarta KID PRO



Tarta KID PRO je inovativní ergonomický sedací systém dodávaný ve dvou velikostech pro děti ve věku 3–6 a 5–8 let.

Díky své inovativní konstrukci je sedací systém Tarta KID PRO velmi dobře nastavitelný a tvarovatelný. Dokáže tak dítěti zajistit správnou polohu sedu i držení těla. S dítětem dokáže růst.

Zádová opěra má mechanismus určený k nastavení pružnosti. Je možné mít opěradlo zcela tuhé nebo flexibilní podle Vašich potřeb.

Systém Tarta KID PRO umožňuje provádět veškeré úpravy a nastavení jednoduše a rychle.

Základní model lze na základě specifických potřeb dítěte dovybavit množstvím podpůrného a doplňkového příslušenství.

Pomocí speciálních platform je možné sedací systém Tarta KID PRO uchytit k různým typům interiérových i exteriérových podvozků, ke kočárkům či invalidním vozíkům. Tyto platformy nejsou součástí základní výbavy.

**novinka**

cena **37 900 Kč**



	vel. 1	vel. 2
Věk dítěte	3–6 let	5–8 let
Max. nosnost (kg)	30	35
Hloubka sedadla (cm)	27–35	33–41
Šířka sedadla (cm)	18–29	22–33
Šířka kolena (cm)	6–9	6–9
Úhel abdukce	+20°	+20°
Úhel addukce	–10°	–10°

	vel. 1	vel. 2
Výška zádové opěry (cm)	30–38	36–44
Výška hrudních pelot (cm)	25–36	31–42
Hloubka hrudních pelot (cm)	14–17	16–19
Šířka zádové opěry (cm)	16–26	22–30
Šířka bederní opěrky (cm)	18–26	18–28
Polohování zádové opěry	–5°/+25°	–5°/+25°
Výška loketních opěrek (cm)	13–19	13–19

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Opěrka hlavy

- Výškově a úhlově nastavitelná.
- Mělká varianta.
- Nadstandardně lze opěrku dovybavit mandibulární oporou (3 380 Kč).

**novinka** cena 5 980 Kč



## Loketní opěry

- Výškově, hloubkově vertikálně i horizontálně nastavitelné.
- Měkké polstrování.
- Možnost dodání i pouze levé nebo pravé opěrky.
- Možnost doplnění o loketní záračky (nadstandard).

**novinka** cena 9 360 Kč / pár



## Hrudní podpora

- Silná, ale pohodlná opora v oblasti hrudníku.
- Zajišťuje stabilitu trupu a zachovává volný pohyb ramenních kloubů.

**novinka** cena 2 780 Kč



## Čtyřbodový fixační kurt

- Kurt určený uživatelům s potřebou výrazné fixace v oblasti hrudníku.
- Možnost doplnění o uchycení s podporou ramen.

**novinka** cena 4 680 Kč



## Pánevní pás

- Určený k fixaci pánve a upevnění pozice v sedu.
- Zabraňuje posunu pánve vpřed (tzv. sklouzávání).

**novinka** cena 4 160 Kč



## Dvoudílná stupačka

- Výškově a úhlově nastavitelná.
- Umožňuje individuální nastavení pro levou a pravou nohu zvlášť.
- Možnost doplnění o fixační sandálky (nadstandard).

**novinka** cena 8 580 Kč



## Terapeutický stolek

- Nastavitelný stolek s okraji.
- Pohotově odklopení do vnější strany nebo vyjmutí.
- Nutná kombinace s loketními opěrkami.

**novinka** cena 6 760 Kč



## Interiérová stolička

- Skládací interiérová stolička pro Tarta KID PRO vel. 1 včetně adaptérů k uchycení.
- Nastavení výšky 55–80 cm.
- Nastavení úhlu sedu 8°–22°.
- Přední kolečka pro snazší přesun.

**novinka** cena 20 540 Kč

Pro širší nabídku příslušenství a více informací navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše odborné prodejce.

# POLOHOVACÍ ŽIDLE A ZAŘÍZENÍ



## Polohovací zařízení MADITA

**7300000** (vel. 0),

**7301000** (vel. 1),

**7302000** (vel. 2)

- Dětská terapeutická polohovací židle podporující uvolněné, aktivní sezení dodávaná ve třech velikostech.
- Volitelné nastavení úhlu sedu a fixace pánve uvolňuje svalové napětí.
- Individuálně nastavitelná sedačka a podpůrné peloty pro stabilní a vzpřímenou polohu v sedě.
- Snadné nastavení sklonu sedadla pomocí plynového pístu.
- Možnost nastavení uvolňovací relaxační polohy.
- Všestranné možnosti úprav a nastavení.
- Vhodné pro všechny věkové kategorie od nejmenších po dospívající, doma i ve škole.

plná úhrada  
ZP

Madita vel. 0

**Kód ZP: 07-5005700** cena od **57 490 Kč**  
podléhá schválení  
revizním lékařem (doplatek od 0 Kč)

Madita vel. 1

**Kód ZP: 07-5005702** cena od **58 090 Kč**  
podléhá schválení  
revizním lékařem (doplatek od 0 Kč)

Madita vel. 2

**Kód ZP: 07-5005704** cena od **63 980 Kč**  
podléhá schválení  
revizním lékařem (doplatek od 0 Kč)



	vel. 0	vel. 1	vel. 2
Hloubka sedu (cm)	15–25	21–30	30–42
Šíře sedu (cm)	16–26	20–30	28–38
Výška krátké zádové opěry (cm)	35–43	35–43	42–52
Výška dlouhé zádové opěry (cm)	42–52	42–52	53–62
Výška sedu (cm)	46–58	46–58	46–58
Délka stupačky (cm)	17–24	22–32	30–48
Celková šíře rámu (cm)	45	45	53
Celková délka rámu (cm)	66	66	77
Úhel sedu	(–5)–37°	(–5)–37°	(–5)–37°
Úhel zádové opěry	(–5)–25°	(–5)–25°	(–5)–25°
Hmotnost od (kg)	16	17	19
Max. nosnost (kg)	30	30	50



# POLOHOVACÍ ŽIDLE A ZAŘÍZENÍ

## Polohovací zařízení MADITA Maxi

3003000

- Varianta polohovacího zařízení Madita vhodná pro dospělé uživatele.
- Volitelné nastavení úhlu sedu a fixace pánve uvolňuje svalové napětí.
- Individuálně nastavitelná sedačka a podpůrné peloty pro stabilní a vzpřímenou polohu v sedě.
- Snadné nastavení sklonu sedadla pomocí dvojitého plynového pístu.
- Možnost nastavení uvolňovací relaxační polohy.
- Všestranné možnosti úprav a nastavení.
- Madita Maxi je vhodná i pro využití v geriatrické oblasti.



**Kód ZP: 07-5005708**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena od **78 890 Kč**  
(doplatek od 8 890 Kč)



Hloubka sedu (cm)	36-47
Šíře sedu (cm)	34-44
Výška krátké zádové opěry (cm)	40
Výška dlouhé zádové opěry (cm)	48
Výška krátké zesílené zádové opěry (cm)	48
Výška dlouhé zesílené zádové opěry (cm)	56
Výška sedu (cm)	48-60

Délka stupačky (cm)	18-45
Celková šíře rámu (cm)	64
Celková délka rámu (cm)	80
Úhel sedu	(-5)-30°
Úhel zádové opěry	(-5)-25°
Hmotnost od (kg)	26
Max. nosnost (kg)	120

# VERTIKALIZAČNÍ POMŮCKY



## Parapodium Dynamic


PD

- Rehabilitační vertikalizační pomůcka vhodná pro pacienty s paraplegií, rozštěpem páteře a mozkovou obrnou.
- Vlastnosti dynamické ortézy pro horní a dolní polovinu těla.
- Optimální stabilizace těla ve frontálním a laterálním směru.
- Prodloužené rukojeti připomínající berle při revmatu.
- Protiskluzové zabezpečení se stupačkami na nohy.
- Obloukové kolenní opěrky.
- Možnost přizpůsobení pacientovým potřebám.
- Široké příslušenství.

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008599  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 54 690 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Parapodium Dynamic Junior

PD

- Dětská rehabilitační vertikalizační pomůcka vhodná pro pacienty s paraplegií, rozštěpem páteře a mozkovou obrnou.
- Vlastnosti dynamické ortézy pro horní a dolní polovinu těla.
- Optimální stabilizace těla ve frontálním a laterálním směru.
- Prodloužené rukojeti připomínající berle při revmatu.
- Protiskluzové zabezpečení se stupačkami na nohy.
- Obloukové kolenní opěrky.
- Možnost přizpůsobení pacientovým potřebám.
- Široké příslušenství.

Dětská velikost: 125 cm



plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008599  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 54 690 Kč  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	100	125	150	180	200
Šířka korzetu (cm)	21–29	25–35	29–43	37–61,5	37–61,5
Hloubka korzetu (cm)	16,5–23	20–28	23–34	26–38	29–41
Celková šířka (cm)	42,5–58	48–68	52–79	62–99	62–99
Celková délka (cm)	58–61	64–70	83–88	83–88	83–88
Celková výška (cm)	66–86	77–96	93–120	118–155	128–165
Výška uživatele (cm)	85–105	105–125	125–155	155–185	185–205
Nosnost (kg)	30	50	70	90	110

# VERTIKALIZAČNÍ POMŮCKY



## Vertikalizační stojan VISION

### VS-1000

- Elektrická vertikalizační pomůcka.
- Účinný rehabilitační prostředek pro zlepšení tělesných funkcí.
- Prevence zhoršení zdravotního stavu.
- Snadné samostatné ovládání uživatelem.
- 4 kolečka vybavená brzdami pro ochranu proti posunutí.
- Polohovatelné opěrky kolen, univerzální zvedací kurt, polohovací stolek.

Výška stolku*:	93–120 cm
Výška kolenních opěr*:	38–56 cm
Výška madel*:	80–104 cm
Celková délka:	110 cm
Vnitřní šířka:	61,5 cm
Celková šířka:	78,8 cm
Rozměr stolku:	75 x 60 cm
Hmotnost:	62 kg
Nosnost:	150 kg

\* výška od stupačky

cena **79 980 Kč**



## Zvedací sedák Uplift

### 3801300 (Standard), 3801301 (XXL)

- Podpora při vstávání z pozice vsedě.
- Zdvih 80 % hmotnosti.
- Protiskluzová vrstva na spodní straně.
- Nastavitelný dle hmotnostních tříd.

Hmotnostní třídy	
Standard:	43, 55, 68, 82, 100 kg
Hmotnostní třídy	
XXL:	90, 115, 130, 160 kg
Max. nosnost:	100 / 160 kg

XXL  
velikost

Standard cena **3 980 Kč**

XXL cena **4 980 Kč**

# POLOHOVACÍ LŮŽKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Ecofit Plus

27000001

- Pojízdné, plně elektricky polohovatelné lůžko.
- Snadné ovládání s možností uzamknutí funkcí.
- Součástí hrazda s rukojetí.

Ložná plocha: 90 x 200 cm

Nosnost: 185 kg



**Kód ZP: 07-5006609**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **26 999 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

Prodloužení ložné plochy  
o 20 cm



**Kód ZP: 07-4100011**  
podléhá schválení revizním lékařem  
Pro tuto úpravu lůžka je nutná kalkulace!  
cena **6 900 Kč**  
(spoluúčast 69 Kč)



## Ecofit S

27000003

- Plně elektricky polohovatelné pojízdné lůžko.
- Oproti modelu Ecofit Plus méně robustní.
- Bez dřevěného obložení čel.
- Hrazda s rukojetí je součástí základního vybavení.

Ložná plocha: 90 x 200 cm

Nosnost: 185 kg

cena **19 890 Kč**

Prodloužení ložné plochy  
o 20 cm      cena **6 900 Kč**



## Ecofit XTRA

- Plně elektricky polohovatelná pojízdná lůžka Ecofit XTRA jsou určena pro klienty s hmotností až 500 kg.
- Lůžko se vyznačuje zvláště vysokou stabilitou.
- Hrazda s rukojetí je součástí základního vybavení.
- Matrace k lůžku pouze na individuální poptávku/objednávku.

Ložná plocha: 120 cm x 200 cm / 140 cm x 200 cm

Nosnost: 300 kg / 400 kg / 500 kg



cena od **69 890 Kč**

Prodloužení ložné plochy  
o 20 cm      cena **9 800 Kč**

# POLOHOVACÍ LŮŽKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Pojízdný stolek RFM

01689593 (bílá), 07748658 (hnědá)

- Stolek k lůžku s nastavitelnou výškou.
- Ocelový skládací rám.
- Snadné manipulování.
- 2 kolečka vybavena brzdou.

Celková šířka: 61 cm  
Celková hloubka: 45 cm  
Výška: 65–94 cm  
Hmotnost: 7,5 kg  
Rozměry desky: 62 x 41 cm  
Nosnost: 10 kg  
Barva: bílá, hnědá

cena 2 690 Kč



## Hrazda RFM

03429465

- Ramenová hrazda pro podporu aktivního pohybu na lůžku.

Výška: 176 cm  
Hmotnost: cca 11 kg  
Rozměry základny: 82,5 x 75,5 x 5,0 cm  
Nosnost: 100 kg  
Barva: světle šedá

cena 3 290 Kč



## Rehabilitační madlo - žebřík

DRQM3GOAAXXP

- Praktické rehabilitační madlo usnadňující zvedání na lůžku.
- Osoba ležící na lůžku má s pomocí žebříku více motivace pracovat na zvyšování svých fyzických schopností a tím posiluje svaly rukou a paží.
- 4-stupňový žebřík.
- Fosforeskující konce madel.

Délka: 3 m  
Zatížení: max. 90 kg

cena 289 Kč



## Opěrka do lůžka


DRVF01

- Zádová opěrka pro snadné provedení hygienických úkonů a jiných denních aktivit (např. stravování) u ležících pacientů.
- Snadné ovládání s možností nastavení napůl vzpřímené pozice pro prevenci nežádoucích účinků způsobených dlouhým ležením.
- Zlepšení pohodlí v každodenním životě.
- Odolný hliníkový rám s netoxickým lakem.
- 5 polohovacích pozic.

Šířka: 62 cm  
Barva: kostkovaný modrý vzor

cena 799 Kč

# ANTIDEKUBITNÍ MATRACE



## Bohemia Clinic 14 NEO

- Matrace pro uživatele se středním rizikem vzniku dekubitů.
  - Výborná cirkulace vzduchu a par, tvarová stálost a pružnost.
  - Na spodní straně prořezy pro lepší polohování matrace na lůžku.
  - Patentovaný a chráněný vzor průřezu, lepší rozložení tlaku na matraci.
  - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm  
**Výška:** 14 cm  
**Nosnost:** 160 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5010788**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **3 000 Kč**  
(doplatek 0 Kč)




## Bohemia Prevent 14 NEO

- Matrace pro uživatele se středním rizikem vzniku dekubitů.
  - Kombinace základové HR pěny (10 cm) a vrchní visco pěny (4 cm).
  - Profilace do 7 zón.
  - Na spodní straně prořezy pro lepší polohování matrace na lůžku.
  - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm  
**Výška:** 14 cm  
**Nosnost:** 170 kg

částečná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5010789**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **5 197 Kč**  
(doplatek 2 197 Kč)



## Bohemia Ergonomic 14 NEO

- Matrace pro uživatele s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
  - Kombinace základové studené pěny (8 cm) a vrchní líné, viscoelastické paměťové pěny (6 cm).
  - Profilace do 3 anatomických zón.
  - Profilace vrchní vrstvy napomáhá k správnému prokrvení tkání a provzdušnění matrace.
  - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm  
**Výška:** 14 cm  
**Nosnost:** 170 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5010790**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **6 258 Kč**  
(doplatek 0 Kč)




## Bohemia Luxura 14 NEO

- Matrace pro uživatele s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
  - Kombinace HR pěny a speciální 4G kontaktní pěny s výbornou elasticitou, vzdušností a flexibilitou.
  - Profilace do 5 anatomických zón.
  - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm  
**Výška:** 14 cm  
**Nosnost:** 120 kg

částečná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5010791**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **8 061 Kč**  
(doplatek 61 Kč)



## Bohemia Orthopedic 17 NEO

- Matrace pro uživatele s vysokým rizikem vzniku dekubitů.
  - Unikátní jádro matrace tvořené z buněk různých tuhostí zasazených do mřížek.
  - Jádro matrace je zasazeno do FLEX rámu, nabízející oporu při vstávání a lepší orientaci pacienta na lůžku.
  - Snímatelný potah SAFR nebo PES.
- Rozměr:** 200 x 90 cm  
**Výška:** 17 cm  
**Nosnost:** 120 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5010792**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **10 587 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

# ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

## Antidekubitní matrace se střídavým tlakem vč. kompresoru

### VCM202-SET

- Sada vzduchové antidekubitní matrace s kompresorem pro uživatele se středním rizikem vzniku dekubitů.
- Používá se nejen jako prevence vzniku proleženin, ale i při jejich léčbě.
- Kompresor zajišťuje optimální střídání tlaku ve všech částech antidekubitní matrace.
- Snadné manuální nastavení požadovaného tlaku.
- Možnost upnutí na obyčejnou matraci.
- Snadná instalace a údržba.
- Na poptávku lze dodat matraci či kompresor samostatně.

Materiál:	PVC
Rozměry:	200 x 90 x 6,5 cm
Nosnost:	120 kg
Barva:	tělová
Trvání jednoho cyklu:	10–12 min

cena 1 980 Kč

## Antidekubitní tubulární matrace se střídavým tlakem vč. kompresoru

### VCM502-SET

- Sada tubulární vzduchové antidekubitní matrace s kompresorem pro uživatele se středním rizikem vzniku dekubitů.
- Používá se nejen jako prevence vzniku proleženin, ale i při jejich léčbě.
- Kompresor zajišťuje optimální střídání tlaku ve všech částech antidekubitní matrace.
- Snadné manuální nastavení požadovaného tlaku.
- Možnost upnutí na obyčejnou matraci.
- Snadná instalace a údržba.
- Součástí balení i jeden náhradní tubus.
- Na poptávku lze dodat matraci či kompresor samostatně.

Materiál:	odolné PVC
Povrch:	tubulární
Šířka:	85 cm
Délka:	190 cm
Výška:	12 cm
Nosnost:	130 kg
Barva:	modrá

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008691

pomůcka podléhá schválení revizním lékařem

cena 3 000 Kč  
(doplatek 0 Kč)

# KRYCÍ MATRACE



## Krycí matrace Qmed STANDARD

**DRQN3C3XAA02P**

- Krycí matrace je ideální jako ortopedická podložka na standardní matraci, která rovnoměrně rozloží tělesnou hmotnost na matraci a zajišťuje vyváženou podporu ke zlepšení pohodlí při spánku a odpočinku.
- Je vyrobena z paměťové pěny, která reaguje na tělesnou teplotu a váhu.

**Rozměry:** 90 x 200 x 4 cm  
**Materiál:** 100% LRPV  
**Hustota:** 45 kg / m<sup>3</sup> – měkké  
**Barva:** bílá

cena **1 980 Kč**



## Krycí matrace Qmed PREMIUM

**DRQN3C3XAA04P**

- Tenká profilovaná matrace je ideální jako ortopedická podložka na standardní matraci, která rovnoměrně rozloží tělesnou hmotnost na matraci a zajišťuje vyváženou podporu ke zlepšení pohodlí při spánku a odpočinku.
- Je vyrobena z paměťové pěny, která reaguje na tělesnou teplotu a váhu.
- Matrace má příjemný potah, který zlepšuje pocit měkkosti a pohodlí.

**Rozměry:** 90 x 200 x 4 cm  
**Materiál:** 100% LRPV  
**Hustota:** 45 kg / m<sup>3</sup> – měkké  
**Barva:** bílá

cena **2 390 Kč**



## Matracový chránič PU

**DAD-050002**

- Paropropustný matracový chránič s polyuretanovým zátěrem.
- Výborná ochrana matrace zamezující průsaku tekutin a mechanickému poškození.
- Praktická, hygienická a užitečná pomůcka.

**Rozměry:** 90 x 200 cm  
**Materiál:** 80 % bavlny, 20 % polyester  
**Zátěr:** 100% PU (polyuretan)  
**Barva:** bílá

cena **390 Kč**



# ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE



## POLŠTÁŘ STANDARD

**MDQ001105**

- Univerzální anatomicky tvarovaný polštář z paměťové pěny.
- Předchází bolesti zad, problémům s nespavostí, chrápání a nervovému napětí.
- Doporučený pro spánek na zádech.
- Univerzální velikost.

Hustota: 55 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
Rozměry: 52 x 32 x 11,5/9,5 cm

cena 699 Kč



## POLŠTÁŘ STANDARD PLUS

**MDQ001106**

- Univerzální anatomicky tvarovaný polštář z paměťové pěny s profilováním pro šíji.
- Předchází bolesti zad, problémům s nespavostí, chrápání a nervovému napětí.
- Doporučený pro spánek na zádech i na boku.
- Vnitřní povlak = bavlna, vnější povlak = froté.
- Univerzální velikost.

Hustota: 55 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
Rozměry: 54 x 33 x 12/6 cm

cena 749 Kč



## POLŠTÁŘ PREMIUM


**MDQ001108**

- Anatomicky tvarovaný polštář z paměťové pěny s oboustranným profilováním pro šíji.
- Díky oboustrannému profilování lze zvolit preferovanou výšku.
- Vysoce kvalitní „líná“ pěna zajistí komfort a dostatečnou podporu hlavy a krku.
- Doporučený pro spánek na zádech i na boku.
- Vnitřní povlak = bavlna, vnější povlak = froté.

Hustota: 80 kg/m<sup>3</sup> – tvrdý  
Rozměry: 60 x 35 x 12/10 cm

cena 1 089 Kč

# ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE



## POLŠTÁŘ BAMBOO


MDQ001109

- Anatomicky tvarovaný polštář z paměťové pěny z bambusového uhlí.
- Přírodní vlastnosti bambusového uhlí regulují vlhkost a tlumí zápachy.
- Kvalitní „líná“ pěna zajistí komfort a dostatečnou podporu hlavy a krku.
- Doporučený pro spánek na zádech.

Hustota: 55 kg/m<sup>3</sup> – měkký

Rozměry: 52 x 32 x 11,5/9,5 cm

cena 749 Kč



## POLŠTÁŘ ARCH

DRQE3G1AAXUXP

- Anatomický polštář s jedinečným ergonomickým tvarem.
- Jedinečný tvar ve formě oblouku umožňující pohodlné odlehčení horní končetiny ve fyziologicky přirozené poloze.
- Pohodlný a zdravý spánek lidem spícím na boku či na břiše.
- Paměťová pěna se v reakci na tělesnou teplotu přizpůsobuje anatomickým křivkám a její použití zefektivňuje rovnoměrné rozložení tělesné hmotnosti.

Hustota: 45 kg/m<sup>3</sup> – měkký

Rozměry: 36 x 30 x 13 / 14,7 cm

novinka

cena 589 Kč



## POLŠTÁŘ ANTI SNORING

DRQR3COAAXUXP

- Anatomický polštář má za cíl umístit hlavu a krk do polohy pro spaní tak, aby pomohl omezit ucpávání dýchacích cest a tudíž omezil chrápání.
- Centrální oblast polštáře je tenčí než boční části.
- Pro snadnější a tišší dýchání při spánku.
- Vhodný pro spaní v jakékoliv poloze.

Hustota: 55 kg/m<sup>3</sup> – měkký

Rozměry: 57 x 36 x 11,5 cm

cena 869 Kč

# ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE



## POLŠTÁŘ SLIM

**MDQ001113C** (měkkčí), **MDQ001113** (tvrdší)

- Anatomický polštář vhodný pro jakoukoli pozici při spánku.
- Speciální tvar usnadňuje dýchání.
- Doporučený pro spánek na břiše.

**Rozměry:** 56 x 48 x 13 cm (měkkčí)  
56 x 48 x 10 cm (tvrdší)

cena **769 Kč**



## POLŠTÁŘ HEAD

**MDQ001110C**

- Polštář s unikátním tvarem pro všestranné použití.
- Vhodný pro podporu krční páteře, bederní oblasti páteře či pro podepření nohou.
- Praktický upínací popruh pro možnost individuálního uchycení na opěrku.

**Hustota:** 55 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
**Rozměry:** 12 x 27 cm

cena **289 Kč**



## POLŠTÁŘ VARIO

**DRQE3FOAAXXP**

- Jemně zakřivená strana polštáře poskytuje vhodnou oporu pro krk a hlavu během spánku na zádech.
- Druhá, rovná strana polštáře, poskytuje optimální oporu pro krk a hlavu při spánku na straně.
- Měkká a hladká pěna předchází bolesti krční páteře.
- Vhodný pro spaní na zádech a boku.

**Hustota:** 45 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
**Rozměry:** 60 x 40 x 13 cm

cena **799 Kč**



## POLŠTÁŘ COMFORT GEL

**MDQ001114WU**

- Speciální kombinace paměťové pěny a vrstvy gelu zlepšující proudění vzduchu během spánku.
- Obě strany polštáře jsou pokryté tenkou gelovou vrstvou s chladičným efektem.
- Měkká a hladká pěna předchází bolesti krční páteře.
- Vhodné pro spaní na zádech, boku i břiše.

**Hustota:** 55 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
**Rozměry:** 60 x 40 x 13 cm

cena **1 089 Kč**

# ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE



## POLŠTÁŘ ERGO

DRQE3H03PAUXP

- Anatomický polštář s jedinečným ergonomickým tvarem.
- Jedinečný tvar podporuje volné dýchání během spánku.
- Pohodlný a zdravý spánek lidem spícím na boku a na zádech.
- Paměťová pěna se v reakci na tělesnou teplotu přizpůsobuje anatomickým křivkám a její použití zefektivňuje rovnoměrné rozložení tělesné hmotnosti.

Hustota: 50 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
Rozměry: 61 x 35,5 x 10 / 5 cm

novinka

cena 989 Kč



## POLŠTÁŘEK BABY

DRQE3C1AAXUXP

- Anatomicky tvarovaný polštářek určený novorozencům (0–6 měsíců).
- Ergonomický tvar polštářku zajišťuje dítěti optimální podporu hlavy.
- Zabraňuje prohloubení deformací a napomáhá k jejich odstranění.
- Přizpůsobuje se kojenci, poskytuje optimální podporu a umístění hlavičky.

Hustota: 35 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
Rozměry: Ø 25 cm

cena 389 Kč



## POLŠTÁŘ FLEX

DRQE3F1CDXUXP

- Multifunkční polštář Flex ve tvaru válce vyrobený z líné pěny a dovybaven ohýbacím modulem, díky kterému se snadno tvaruje.
- Poskytuje vynikající oporu pro hlavu, záda nebo unavené nohy.
- Je vhodný pro použití při rehabilitaci dolních končetin a páteře.
- Zklidňuje bolesti zad a hlavy. Poskytuje pohodlnou polohu během odpočinku.

Hustota: 35 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
Rozměry: 10 x 63,5 cm

novinka

cena 429 Kč



## LUMBAR HALF ROLL

DRQE3A1CDXUXP

- Univerzální tvar polštáře umožňuje jeho všestranné použití.
- Je ideální pro krk, bederní páteř, kolena, chodidla i pro použití mezi kolena jako oddělovač.
- Polštář je vyroben z paměťové pěny a dokonale odpovídá anatomickým křivkám těla.
- Polštář je vybaven nastavitelným popruhem, který umožňuje správné umístění polštáře na opěradlo židle nebo křesla.

Hustota: 35 kg/m<sup>3</sup> – měkký  
Rozměry: 42 x 18 x 10 cm

novinka

cena 389 Kč

# ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE



## KNEE & LEG

### DRQM3JOCDXXP

- Anatomický polštář KNEE & LEG je převážně určen k používání v uzavřené formě (plná krychle).
- Polštář zajišťuje správnou anatomickou polohu boků a pánve při ležení na boku.
- Velmi vhodné pro pohodlné spaní například v těhotenství nebo po operaci náhrady kyčelního kloubu.
- Lze použít i v rozložené formě, kdy poskytuje oporu pro spodní část nohou.
- Zabraňuje otlakům.

Hustota: 35 kg/m<sup>3</sup> – měkký

Rozměry: 25 x 20 x 17 cm

cena 419 Kč



## POLŠTÁŘ LUMBAR SUPPORT

### DRQE3DODAXUXP

- Podložka z paměťové pěny pro podporu bederní oblasti páteře při sezení.
- Optimální tvar pro zajištění správného držení trupu.
- Minimalizace možných negativních následků způsobených každodenním dlouhým sezením.
- Praktický upínací popruh na suchý zip.

Hustota: 55 kg/m<sup>3</sup> – měkký

Rozměry: 40 x 33 x 12 cm

cena 529 Kč



## POLŠTÁŘ TRAVELING

### DRQE3COPAXUXP

- Ergonomicky tvarovaný polštář vhodný pro zajištění správného držení hlavy a krční páteře při sezení.
- Optimální tvar pro podporu krční páteře nejen při cestování.
- Snadná údržba.

Hustota: 55 kg/m<sup>3</sup> – měkký

Rozměry: 30 x 20 x 9 cm

cena 349 Kč

# LOKOMOČNÍ PROGRAM



## Čtyřkolové chodítko MOBILUS

**3063002** (šedostříbrné)

**3065002** (fialové)

**3067002** (bílé)

**3068002** (černé)

Nabídka barev se může v průběhu roku změnit.

- Odlehčené stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiéry i exteriéry.
- Jednoduše nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko, integrovaná síťová taška s nosností 5 kg a držák hole (berle).
- Široká nabídka nadstandardního příslušenství.

Šířka: 57 cm

Hloubka: 65 cm

Výška madel: 79–94 cm

Šíře sedu: 42 cm

Hmotnost: 7,3 kg

Nosnost: 150 kg



**Kód ZP: 07-5009769**

cena **5 000 Kč**  
(doplatek 1 201 Kč)

## Čtyřkolové chodítko IDEAL Rollator

**3061982**

- Stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiéry i exteriéry.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko, odnímatelný podnos a košík.
- Držák hole (berle).
- Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka: 59 cm

Hloubka: 68 cm

Výška madel: 79–99 cm

Šíře sedu: 42 cm

Výška sedátka: 61 cm

Hmotnost: 11 kg

Nosnost: 130 kg

Barva: šedostříbrná



## Čtyřkolové chodítko ROLLATOR 2

**3061982-R**

- Stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiéry i exteriéry.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko, odnímatelný podnos a košík.
- Držák hole (berle).
- Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka: 59 cm

Hloubka: 65 cm

Výška madel: 79–95 cm

Šíře sedu: 42 cm

Výška sedátka: 60 cm

Hmotnost: 9,5 kg

Nosnost: 130 kg

Barva: šedostříbrná

**Kód ZP: 07-5005963**

cena **2 740 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

# LOKOMOČNÍ PROGRAM



## Čtyřkolové chodítko ROCKY

VCBK23231

- Čtyřkolové chodítko se skládacím hliníkovým rámem.
- Měkký sedák pokrytý koženkou.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Odnímatelný úložný prostor.
- Odklopná zádová opěra.
- Držák hole (berle).

Šířka:	60 cm
Hloubka:	70 cm
Výška madel:	75,5–95 cm
Šíře sedu:	44 cm
Výška sedátka:	51,5–57 cm
Hmotnost:	7,3 kg
Nosnost:	120 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008554

cena 3 799 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Čtyřkolové chodítko se stupačkou ROSE

VCBK222TR

- Čtyřkolové chodítko s integrovanou odklopnou stupačkou umožňující i transport uživatele doprovodnou osobou.
- Skládací hliníkový rám.
- Měkký sedák pokrytý koženkou.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Odnímatelný úložný prostor.
- Nastavitelná zádová opěra.

Šířka:	61 cm
Výška madel:	77–88 cm
Šíře sedu:	45 cm
Výška sedátka:	54 cm
Hloubka se stupačkou:	92 cm
Hmotnost:	8,5 kg
Nosnost:	120 kg

částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5013541

Předpokládaná úhrada od 1. 5. 2021

3 980 Kč  
(doplatek 181 Kč)



## Tříkolové chodítko BILLY

VCBK5221

- Tříkolové skládací chodítko.
- Skládací hliníkový rám.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Vpředu nákupní košík s podnosem.
- Uzavíratelná nákupní taška.

Šířka:	62 cm
Hloubka:	58 cm
Výška madel:	82–97 cm
Hmotnost:	5,6 kg
Nosnost:	110 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008611

cena 2 900 Kč  
(doplatek 0 Kč)

# LOKOMOČNÍ PROGRAM



## Čtyřkolové chodítko MOBILUS Lite

VCBK222B

- Odlehčené stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiér i exteriér.
- Jednoduše nastavitelná výška ergonomicky tvarovaných madel.
- Integrovaná zádová opěra.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Textilní sedátko.
- Odnímatelná taška.
- Držák hole (berle).

Šířka:	67 cm
Hloubka:	70 cm
Výška madel:	80–92 cm
Šíře sedu:	46 cm
Hmotnost:	7 kg
Nosnost:	136 kg
Barva:	šedostříbrná

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5011692

cena 3 790 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Čtyřkolové chodítko Gentleman LC XXL

3066002-R

- Odlehčené stabilní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiér i exteriér.
- Jednoduše nastavitelná výška madel.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko se zádovou opěrou.
- Nákupní taška.
- Držák hole (berle).
- Bezúdržbová gumová kolečka.
- Skládací křížový hliníkový rám (snadné přenášení a transport).

Šířka:	74 cm
Hloubka:	66 cm
Výška madel:	79–92 cm
Šíře sedu:	58 cm
Hmotnost:	9,5 kg
Nosnost:	225 kg
Barva:	eloxovaná šedostříbrná

XXL  
velikost

cena 8 490 Kč



## Čtyřkolové předloketní chodítko EDI

VCBK223

- Stabilní předloketní čtyřkolové chodítko vhodné pro interiér i exteriér.
- Skládací rám.
- Plynule nastavitelná výška madel.
- Hloubkově a úhlově nastavitelná madla.
- Přítlačné brzdy s možností aretace.
- Sedátko, držák hole, odnímatelný podnos a košík.
- Bezúdržbová polyuretanová kolečka.

Šířka:	59 cm
Výška područek:	98–120 cm
Výška sedátka:	61 cm
Šíře sedu:	42 cm
Hloubka:	68 cm
Hmotnost:	11,8 kg
Nosnost:	130 kg

částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008624

cena 6 972 Kč  
(doplatek 1 772 Kč)



# LOKOMOČNÍ PROGRAM



## Čtyřkolové chodítko AMBONA

### VCBK2A

- Čtyřkolové chodítko s podpůrnou deskou.
- Ocelový rám.
- Snadno nastavitelná výška polstrované podpůrné desky (područek).
- Snadno nastavitelná výška a úhel madel.
- Zadní kolečka s brzdami.

Šířka: 64 cm  
Výška madel: 109–152 cm  
Hmotnost: 10 kg  
Nosnost: 120 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008572

cena 4 230 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Čtyřkolové chodítko AMBONA Maxi

### VCBK2A-5

- Čtyřkolové chodítko s podpůrnou deskou.
- Zúžená verze chodítka Ambona (59 cm) a většími kolečky 5" pro snazší překonávání prahů.
- Snadno nastavitelná výška polstrované podpůrné desky.
- Snadno nastavitelná výška a úhel madel.
- Zadní kolečka s brzdami.

Šířka: 59 cm  
Výška madel: 103–149 cm  
Hmotnost: 12 kg  
Nosnost: 120 kg

novinka plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5011693

cena 4 980 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Čtyřbodové chodítko dvouúrovňové WAVE

### VCBP0032-2U

- Čtyřbodové pevné skládací chodítko.
- Hliníkový vyztužený rám.
- Navrženo pro snadné vstávání ze sedu.
- Gumové zakončení.
- Ergonomické úchyty.
- Snadné nastavení výšky po 2,5 cm.

Šířka: 62 cm  
Hloubka: 54 cm  
Výška horních madel: 81–91 cm  
Výška dolních madel: 55–65 cm  
Hmotnost: 2,5 kg  
Nosnost: 110 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008568

cena 1 790 Kč  
(doplatek 0 Kč)

# LOKOMOČNÍ PROGRAM



## Chodítka trojfunkční TRIPLA

VCBP0031-3F

- Trojfunkční chodítka, které může být použito jako pevné, kloubové nebo dvoukolové.
- Lehký hliníkový rám s možností složení.
- Pevná a stabilní konstrukce.
- Nastavitelná výška madel.

Šířka:	56 cm
Hloubka:	47 cm
Výška madel:	81–100 cm
Hmotnost:	2,5 kg
Hmotnost s kolečky:	2,3 kg
Nosnost:	110 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008564

cena 1 940 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Čtyřbodové chodítka dvojfunkční DUAL

VCBP0031-2F

- Dvojfunkční chodítka, které může být použito jako pevné nebo kloubové.
- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Skládací, lehké provedení.
- Ergonomické úchyty.

Šířka:	56 cm
Hloubka:	47 cm
Výška madel:	81–98 cm
Výška:	82–99 cm
Hmotnost:	2,5 kg
Nosnost:	110 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008559

cena 1 940 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Čtyřbodové chodítka FIX

VCBP0032

- Stabilní čtyřbodové skládací chodítka.
- Lehká hliníková konstrukce.
- Pevné, skládací provedení.
- Nastavitelná výška madel.

Šířka:	57 cm
Hloubka:	48 cm
Výška madel:	81–98 cm
Hmotnost:	2,5 kg
Nosnost:	110 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008627

cena 1 399 Kč  
(doplatek 0 Kč)

# LOKOMOČNÍ PROGRAM



## Francouzská berle s dvojm nastavením

VCBP0042PU

- Výškově nastavitelná francouzská hůl (berle).
- Nízká hmotnost, výborná stabilita.
- Nastavitelná výška rukojeti.
- Nastavitelná výška opory předloktí.
- Moderní estetický vzhled.

Výška rukojeti: 62–86 cm

Výška opory předloktí od rukojeti: 21–30 cm

Hmotnost: 0,6 kg

Nosnost: 100 kg

Barva: černá

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008586 (1 ks)

cena 238 Kč (1 ks)  
(doplatek 0 Kč)



## Francouzská berle

VCBP0042C (černá), VCBP0042B (modrá)

- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Reflexní prvky pro zajištění bezpečnosti.
- Nízká hmotnost díky hliníkové konstrukci.

Výška rukojeti: 97–117 cm

Hmotnost: 0,4 kg

Nosnost: 140 kg

Barva: modrá, černá

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008582 (1 ks)

cena 180 Kč (1 ks)  
(doplatek 0 Kč)



## Dětská francouzská berle

B-4373

- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Nízká hmotnost díky hliníkové konstrukci.
- Veselé barevné provedení.

Výška rukojeti: 55–76 cm

Nosnost: 100 kg

cena 390 Kč (1 ks)

# LOKOMOČNÍ PROGRAM



## Podpažní berle

**VCBP0041**

- Duralové, výškově nastavitelné podpažní berle s podpažní a dlaňovou vložkou z hřejivé polyuretanové pěny.
- Velikosti S, M, L.

**Výška madla:** 93–113 cm (vel. S)  
113–133 cm (vel. M)  
133–153 cm (vel. L)

**Hmotnost:** 1,6 kg  
1,7 kg  
1,8 kg

**Nosnost:** 100 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5008579 (1 pár)**

cena **400 Kč** (1 pár)  
(doplatek 0 Kč)



## Tříbodová hůl

**VCBP0024**

- Tříbodová opěrná kozička.
- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Anatomicky tvarovaná rukojeť.
- Protiskluzové gumové násadce.

**Výška:** 73,5–96 cm

**Hmotnost:** 0,7 kg

**Nosnost:** 100 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5008620**

cena **607 Kč**  
(doplatek 0 Kč)



## Čtyřbodová hůl

**VCBP0021**

- Čtyřbodová opěrná kozička.
- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Anatomicky tvarovaná rukojeť.
- Vysoká stabilita díky širokému rozestupu nožek.
- Protiskluzové gumové násadce.

**Výška:** 73,5–96 cm

**Hmotnost:** 0,8 kg

**Nosnost:** 100 kg

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5008616**

cena **504 Kč**  
(doplatek 0 Kč)



## Skládací hůl

**VCBP0022**

- Možnost nastavení výšky v krocích po 2,5 cm.
- Nízká hmotnost.
- Anatomicky tvarovaná rukojeť.
- Protiskluzový gumový násadec.

**Výška:** 80–90 cm

**Hmotnost:** 0,35 kg

**Nosnost:** 100 kg

**Barva:** bronz/černá

cena **290 Kč**

# LOKOMOČNÍ PROGRAM



## Protiskluzový kovový nástavec s bodcem

### PAT001

- Protiskluzový kovový nástavec s jedním bodcem. **Materiál:** ocel
- Doplněk k lokomočním pomůckám zabraňující uklouznutí na sněhu či ledu.
- Po stlačení plastových koncovek se protiskluzový nástavec sklopí do funkční polohy.
- Hodí se na všechny typy holí a berlí.

cena 169 Kč



## Protiskluzový kovový nástavec s hroty

### ERI002

- Protiskluzový kovový nástavec s pěti hroty. **Materiál:** ocel
- Doplněk k lokomočním pomůckám zabraňující uklouznutí na sněhu či ledu.
- Po stlačení plastových koncovek se protiskluzový nástavec sklopí do funkční polohy.
- Hodí se na všechny typy holí a berlí.

cena 119 Kč



## Univerzální držák holí a berlí - klips

### 3060582

- Univerzální, velmi praktický držák holí a berlí.
- Klips je opatřen polštářkem z protiskluzové pěnové pryže.
- Držák je vhodný pro průměry holí a berlí až 25 mm.

cena 119 Kč



## Držák lahve

### U-FL-H (bez lahve), U-FL-H750 (s lahví)

- Držák lahve použitelný pro téměř všechny typy chodítek.
- Možné použití i u mechanických vozíků.
- Úchyt pro průměr trubek 16–32 mm.
- Úchyt otočný o 360°.
- Lahev o objemu 750 ml.
- Lahev lze umývat v myčce na nádobí na max. 80 °C.

novinka

U-FL-H cena 290 Kč

U-FL-H750 cena 490 Kč

# KOUPELNOVÁ MADLA



## Modulární madlo ETAC FLEX

**81707110** 30 cm (1 x 30 cm)

**81707120** 60 cm (2 x 30 cm)

**81707130** 90 cm (3 x 30 cm)

**81706110** rozšíření o 30 cm

- Speciální tvar a povrch madla zajistí pevné uchopení.
- Díky stavebnicovému systému můžete lehce sestavit délku a tvar (počet spojených madel není omezen).
- Uchycení pomocí šroubů.

Nosnost: 100 kg

Délka: 30 / 60 / 90 cm

**5let**  
záruka

81707110 cena **790 Kč**

81707120 cena **1 190 Kč**

81707130 cena **1 590 Kč**

81706110 cena **790 Kč**



## Madlo rovné ETAC HANDY

**80210040** (délka: 30 cm)

**80210042** (délka: 40 cm)

**80210044** (délka: 60 cm)

- Plastové madlo s hliníkovou výtuhou pro větší pevnost.
- Protiskluzové gumové kroužky na povrchu madla.
- Universální použití: horizontální, vertikální i diagonální.

Nosnost: 160 kg

Délka: 30 / 40 / 60 cm

**5let**  
záruka

80210040 cena **430 Kč**

80210042 cena **460 Kč**

80210044 cena **660 Kč**



## Madlo lomené ETAC HANDY

**80210046**

- Plastové madlo s hliníkovou výtuhou pro větší pevnost.
- Protiskluzové gumové kroužky na povrchu madla.

Nosnost: 160 kg

Délka: 40 cm

**5let**  
záruka

cena **660 Kč**

# KOUPELNOVÁ MADLA



## Nerezové rovné madlo DUBASAFE 5179

- Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel.
- Žlábkovaný povrch umožňuje bezpečné držení i v mokřém prostředí.
- Universální použití: horizontální, vertikální i diagonální.

Délka: 30–150 cm

292512002	(30 cm)	cena	620 Kč
292512092	(40 cm)	cena	690 Kč
292512012	(45 cm)	cena	690 Kč
292512022	(50 cm)	cena	740 Kč
292512032	(60 cm)	cena	740 Kč
292512042	(70 cm)	cena	980 Kč
292512052	(80 cm)	cena	980 Kč
292512062	(90 cm)	cena	980 Kč
292512072	(110 cm)	cena	1 090 Kč
292512082	(150 cm)	cena	1 590 Kč



## Nerezové sklopné madlo DUBASAFE 5100

292512212

- Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel. Délka: 85 cm
- Žlábkovaný povrch umožňuje bezpečné držení i v mokřém prostředí.
- Univerzální použití na levou i pravou stranu.
- Automatická aretace v horní poloze.

cena 2 490 Kč



## Nerezové sklopné madlo DUBASAFE 5120

292512532 (délka: 60 cm)

292512522 (délka: 85 cm)

- Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel. Délka: 60 / 85 cm
- Žlábkovaný povrch umožňuje bezpečné držení i v mokřém prostředí.
- Univerzální použití na levou i pravou stranu.

292512532 cena 2 890 Kč

292512522 cena 3 390 Kč

# KOUPELNOVÁ MADLA



## Madlo k WC sklopné Etac Optimal

80303006 (1 ks)

80303006-P (1 pár)

- Sklopné, prostorově úsporné madlo s podpůrnou nohou pro zajištění větší stability.
- Výjimečné řešení zajišťující stabilitu madla v odklopené poloze.
- Rukojeť pro pohodlnější sklápění.

Délka: 73,5 cm

Výška: 80 cm

Nosnost: 150 kg



80303006 (1 ks) cena 1 890 Kč

80303006-P (1 pár) cena 3 290 Kč



## Madlo k WC sklopné, výškově nastavitelné

3010572

- Výškově nastavitelné madlo k WC montované do zdi.
- Individuálně nastavitelná výška madel s možností aretace.

Výška: 88,5 cm

Rozsah  
výšky madel: 38 cm

Délka madel: 78 cm

Nosnost: 150 kg

cena 7 690 Kč



## Madlo k WC sklopné, otočné a výškově nastavitelné

3011572

- Výškově nastavitelné madlo k WC montované do podlahy.
- Jedinečné řešení, při nemožnosti montáže madel do zdi.
- Individuálně nastavitelná výška madel s možností aretace.
- Možnost otáčení madla kolem své osy po krocích.

Výška: 93 cm

Výška madel: 49–94 cm

Délka madel: 57,5 cm

Základna: 20 x 15 cm

Nosnost: 150 kg

cena 7 990 Kč



# KOUPELNOVÁ MADLA



## Sklopné madlo Etac REX

**81705010** (délka 60 cm)

**81705020** (délka 70 cm)

**81705040** (délka 85 cm)

- Sklopná, prostorově úsporná madla pro Vaši spolehlivou podporu.
- Inteligentní konstrukce zajišťuje, že madla zabírají ve složeném stavu velmi malý prostor.
- Madla jsou navržena tak, aby bylo jejich sklápění vždy jemné a plynulé.
- Atraktivní design.

Délka: 60 / 70 / 85 cm

Hmotnost: 2,7 / 2,9 / 3,3 kg

Nosnost: 135 / 135 / 100 kg

**5let**  
záruka

60 cm cena **4 420 Kč**

70 cm cena **4 530 Kč**

85 cm cena **4 640 Kč**



## Sklopné madlo Etac REX s podporou

**81705030** (délka 70 cm)

**81705050** (délka 85 cm)

- Sklopná, prostorově úsporná madla pro Vaši spolehlivou podporu ve variantě s podpůrnou nohou.
- Inteligentní konstrukce zajišťuje, že madla zabírají ve složeném stavu velmi malý prostor.
- Madla jsou navržena tak, aby bylo jejich sklápění vždy jemné a plynulé.
- Atraktivní design.

Délka: 70 / 85 cm

Hmotnost: 3,6 / 4 kg

Nosnost: 150 / 150 kg

**5let**  
záruka

70 cm cena **6 680 Kč**

85 cm cena **6 900 Kč**

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



## Toaletní nástavec MOLETT

**3011522**

- Sedací plocha bez víka.
  - Snadná fixace přítlačnými šrouby bez použití nářadí.
- Výška: 10 cm  
Nosnost: 150 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005969

cena **816 Kč**  
(doplatek 0 Kč)



## Toaletní nástavec MOLETT s víkem

**3011532**

- Sedací plocha s víkem.
  - Snadná fixace přítlačnými šrouby bez použití nářadí.
- Výška: 10 cm  
Nosnost: 150 kg

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005970

cena **949 Kč**  
(doplatek 0 Kč)



## Toaletní nástavec Etac My-LOO

**80301520** (výška 6 cm), **80301521** (výška 10 cm)

- Toaletní nástavec bez víka My-LOO vyniká zvýšeným komfortem a rychlou a bezpečnou instalací. Velké otvory a velkorysý výběrání usnadňují přístupnost při osobní hygieně. K dispozici je ve dvou různých výškách. Toaletní nástavec Etac My-LOO má elegantní design a vynikající ergonomii.
  - Snadná montáž a demontáž.
  - Odolný plast.
  - Jednoduchá údržba díky hladkým povrchům.
  - Lze použít na většinu WC.
- Výška: 6 / 10 cm  
Nosnost: 190 kg

částečná úhrada  
ZP

5let  
záruka

Kód ZP: 07-5003051

cena **1 150 Kč**  
(doplatek 201 Kč)



## Toaletní nástavec Etac My-LOO s víkem

**80301522** (výška 6 cm), **80301523** (výška 10 cm)

- Toaletní nástavec s víkem My-LOO vyniká zvýšeným komfortem a rychlou a bezpečnou instalací. Velké otvory a velkorysý výběrání usnadňují přístupnost při osobní hygieně. K dispozici je ve dvou různých výškách. Toaletní nástavec Etac My-LOO má elegantní design a vynikající ergonomii.
  - Snadná montáž a demontáž.
  - Odolný plast.
  - Jednoduchá údržba díky hladkým povrchům.
  - Lze použít na většinu WC.
- Výška: 6 / 10 cm  
Nosnost: 190 kg

částečná úhrada  
ZP

5let  
záruka

Kód ZP: 07-5003053

cena **1 200 Kč**  
(doplatek 251 Kč)

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



## Toaletní nástavec s madly TRILETT 2

3011492

- Snadné nastavení tří výšek sedu.
- Odklopná madla pro snazší vstávání.
- Pevné uchycení k WC.
- Sedací plocha s víkem.

Výška: 8 / 11 / 14 cm

Nosnost: 130 kg



Kód ZP: 07-5005968

cena 1 298 Kč  
(doplatek 349 Kč)



## Toaletní nástavec Etac My-LOO FIXED

80301513 (výška 6 cm), 80301514 (výška 10 cm)

- Toaletní nástavec s pevným upevněním k záchodové míse.
- Sedací plocha s víkem.
- Rychlá a snadná instalace.
- Mimořádně velký otvor sedadla a velkorysý hygienický prohlubně pro usnadnění osobní hygieny.
- Odolné a kvalitní materiály.

Výška: 6 / 10 cm

Nosnost: 150 kg



80301513 Kód ZP: 07-5013552

80301514 Kód ZP: 07-5013553

Předpokládaná úhrada od 1. 5. 2021

cena 2 980 Kč  
(doplatek 2 031 Kč)



## Toaletní nástavec Etac My-LOO FIXED s madly

80301511 (výška 6 cm), 80301512 (výška 10 cm)

- Toaletní nástavec s pevným upevněním k záchodové míse a patentovaným řešením odklopných madel pro snazší vstávání.
- Sedací plocha s víkem.
- Rychlá a snadná instalace.
- Mimořádně velký otvor sedadla a velkorysý hygienický prohlubně pro usnadnění osobní hygieny.
- Odolné a kvalitní materiály.

Výška: 6 / 10 cm

Nosnost: 150 kg



80301511 Kód ZP: 07-5013554

80301512 Kód ZP: 07-5013555

Předpokládaná úhrada od 1. 5. 2021

cena 3 790 Kč  
(doplatek 2 841 Kč)

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



## Dětský toaletní nástavec

**3010392** (vel. 1),

**3010402** (vel. 2)

- Dětský toaletní nástavec s abdukčním klínem a zádovou opěrou.
- Vel. 1 pro děti do 6 let.  
Vel. 2 pro děti do 12 let.
- Čtyřbodový bezpečnostní kurt.
- Hodí se na všechny typy WC.
- Snadná montáž a demontáž.

Hloubka

sedu: 29 cm (vel. 1)

33 cm (vel. 2)

Šířka sedu: 27 cm (vel. 1)

33 cm (vel. 2)

Výška zad: 39,5 cm (vel. 1)

51,5 cm (vel. 2)

Vel. otvoru: 14 x 18 cm (vel. 1)

17 x 22 cm (vel. 2)

Nosnost: 50 kg

vel. 1 cena **5 490 Kč**

vel. 2 cena **6 990 Kč**



## Pěnový toaletní nástavec SOFT 4575

**8451245** (bez víka), **8451240** (s víkem)

- Měkká polyuretanová pěna.
- Speciální tvarování pro intimní péči.
- Snadná fixace díky přečnávajícím okrajům.

Výška: 11 cm

Nosnost: 120 kg

8451245 cena **1 390 Kč**

8451240 cena **1 790 Kč**



## Polyuretanový toaletní nástavec MEYRA

**3010502**

- Snadná fixace díky přečnávajícím okrajům.
- Možná instalace přímo na toaletní prkénko.

Výška: 3,5 cm

Nosnost: 130 kg

plná úhrada  
**ZP**

Kód ZP: **07-5005967**

cena **764 Kč**

(doplatek 0 Kč)

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



## Sedačka na vanu ETAC FRESH

**81600014** (69 cm),

**81600024** (74 cm)

- Snadno nastavitelná fixace.
- Odnímatelné podpůrné madlo.
- Odolný a snadno čistitelný povrch.
- Povrch sedačky s protiskluzovou úpravou a perforací pro snazší odtok vody.

Délka: 69 / 74 cm

Nosnost: 150 kg



cena **1 098 Kč**



## Sedačka na vanu MEYRA

**3012902** (69 cm),

**3012912** (74 cm)

- Snadno nastavitelná fixace.
- Integrované podpůrné madlo.
- Odolný a snadno čistitelný povrch.
- Povrch sedačky s protiskluzovou úpravou a perforací pro snazší odtok vody.

Délka: 69 / 74 cm

Nosnost: 130 kg

cena **890 Kč**

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



## Sedačka na vanu ETAC RUFUS

**81202001** (68 cm),

**81202002** (73 cm),

**81302023** (madlo)

- Snadno nastavitelná fixace.
- Podpůrné madlo není součástí základní výbavy.
- Odolný a snadno čistitelný povrch.

Délka: 68 / 73 cm

Nosnost: 200 kg



68 cm cena **1 198 Kč**

73 cm cena **1 198 Kč**

madlo cena **690 Kč**



## Sedačka do vany se zádivou opěrou DUBASTAR

**3016752**

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Šířka: 71–89 cm

Sedací plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg

cena **1 690 Kč**



## Sedačka do vany DUBASTAR

**3016742**

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Šířka: 71–89 cm

Sedací plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg

cena **1 490 Kč**

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



## Sklopná sedačka MOBALUX

3013972

- Sedací plocha s protiskluzovou úpravou.
- Perforace sedací plochy pro snazší odtok vody.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Sedací plocha: 25 x 32 cm  
Nosnost: 130 kg

cena 1 590 Kč



## Sklopná sedačka DUBASTAR

3016732

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Výškově nastavitelné podpůrné nohy.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Šířka / hloubka: 47,5 / 48,5 cm  
Hloubka v zaklopeném stavu: 11,5 cm  
Nosnost: 120 kg

cena 1 690 Kč



## Sklopná sedačka ETAC RELAX

81703010, 81703030 (varianta s podpůrnými nohama)

- Atraktivní design.
- Maximální úspora místa.
- Vysoce kvalitní a odolný plast.
- Upevňovací šrouby nejsou součástí balení.

Šířka / hloubka: 40 / 45 cm  
Hloubka v zaklopeném stavu: 8 / 9 cm  
Výška sedu: 45–55 cm  
Nosnost: 125 / 150 kg

5let  
záruka

81703010 cena 2 890 Kč

81703030 cena 3 790 Kč



## Sklopná sedačka ETAC RELAX s područkami

81703020, 81703040 (varianta s podpůrnými nohama)

- Atraktivní design.
- Odklopné područky pro snazší vstávání.
- Maximální úspora místa.
- Vysoce kvalitní a odolný plast.
- Upevňovací šrouby nejsou součástí balení.

Šířka / hloubka: 53 / 45 cm  
Hloubka v zaklopeném stavu: 11,5 cm  
Výška sedu: 45–55 cm  
Nosnost: 125 / 150 kg

5let  
záruka

81703020 cena 3 990 Kč

81703040 cena 4 980 Kč

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



## Stolička do sprchy ETAC EDGE

81801010

- Praktická trojnožka umožňuje použití i v malých sprchových koutech.
- Trojúhelníkové sedátko z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Perforovaný protiskluzný povrch pro snazší odtok vody.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití nářadí.

Rozměr sedu: 45 x 40,5 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 130 kg

5let  
záruka

cena 1 690 Kč



## Stolička do sprchy ETAC SMART

81951010

- Obdélníkové sedátko z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Perforovaný protiskluzný povrch pro snazší odtok vody.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití nářadí.

Rozměr sedu: 43 x 38 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 150 kg

5let  
záruka

cena 1 690 Kč



## Stolička do sprchy ETAC EASY

81901010

- Kulaté sedátko z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Perforovaný protiskluzný povrch pro snazší odtok vody.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití nářadí.

Průměr sedu: 40 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 150 kg

5let  
záruka

cena 1 690 Kč



## Polstrování sedu

81801132 (Etac Edge), 80209502 (Etac Smart), 80209501 (Etac Easy)

80209503 (otočné polstrování sedu)

- Hřejivé polstrování sedu.
- Odolné proti vodě.
- Neklouzává povrch.
- Snadná montáž a demontáž.
- V nabídce též otočná polstrovaná podložka umožňující snadné otáčení bez tření.

Materiál: Polypropylen

cena 980 Kč

otočná podložka

cena 1 980 Kč



# TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



## Stolička do sprchy Vitea Care

VCTP0011-R

- Kulaté plastové sedátko.
  - Snadno nastavitelná výška sedu.
  - Hliníková konstrukce.
- Průměr sedu: 32 cm  
Výška sedu: 35–53 cm  
Nosnost: 100 kg

cena 790 Kč



## Stolička do sprchy Vitea Care BLU

VCTP0011-RB

- Kulaté plastové sedátko s otočným polstrovaním sedu umožňující snadné otáčení bez potřeby vstávat.
  - Snadno nastavitelná výška sedu.
  - Hliníková konstrukce.
- Průměr sedu: 28 cm  
Výška sedu: 43–53 cm  
Nosnost: 110 kg

novinka

cena 1 260 Kč



## Stolička do sprchy Vitea Care

VCTP0011

- Plastové sedátko s protiskluzovou úpravou.
  - Integrované úchyty pro pohodlnější dosedání a vstávání.
  - Perforovaný povrch pro snazší odtok vody.
  - Snadno nastavitelná výška sedu.
  - Hliníková konstrukce.
- Šíře: 49 cm  
Výška sedu: 35–54 cm  
Nosnost: 100 kg

cena 980 Kč



## Stolička do sprchy se zádovou opěrou Vitea Care

VCTP0021

- Plastové sedátko s protiskluzovou úpravou.
  - Integrované úchyty pro pohodlnější dosedání a vstávání.
  - Perforovaný povrch pro snazší odtok vody.
  - Snadno nastavitelná výška sedu.
  - Hliníková konstrukce.
- Šíře: 51 cm  
Výška sedu: 45–56 cm  
Nosnost: 100 kg

cena 1 280 Kč

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



## Stolička do sprchy MOBALUX

**3013952-SET**

- Sedací plocha s protiskluzovou úpravou.
- Perforovaný povrch pro snazší odtok vody.
- Teleskopicky nastavitelná výška sedu.
- Stolička do sprchy včetně zádové opěry a područek.

Sedací plocha: 39 x 39 cm

Výška sedu: 46–53 cm

Nosnost: 130 kg

cena za komplet **1 980 Kč**



## Stolička do sprchy DUBASTAR

**3016702**

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Integrovaná madla pro snazší vstávání.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Rozměry: 53 / 44 / 65–72 cm

Výška sedu: 46–53 cm

Sedací plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg

cena **1 790 Kč**



## Stolička do sprchy DUBASTAR se zádovou opěrou

**3016712**

- Sedací plocha s hygienickým výřezem.
- Integrovaná madla pro snazší vstávání.
- Spojovací prvky z nerezové oceli.
- Práškově lakované hliníkové díly.

Rozměry: 53 / 53 / 82–89 cm

Výška sedu: 46–53 cm

Sedací plocha: 40 x 40 cm

Nosnost: 120 kg

cena **1 990 Kč**

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



## Toaletní nástavec Etac SWIFT

81702020

- Volně stojící toaletní nástavec.
- Stabilní opora.
- Možnost nastavení s mírným předním náklonem pro odlehčení kyčelním kloubům a snazší vstávání.
- Snadná montáž a demontáž.
- Možnost použití i jako sprchovou židli.

Šířka sedu: 54 cm

Šíře mezi  
područkami: 45 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 130 kg



Kód 07-5003055

cena za komplet **1 790 Kč**  
(doplatek 841 Kč)



## Toaletní a sprchová židle ETAC SWIFT KOMMOD

81702030

- Sedadlo z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Lze využít i jako nástavec nad WC.
- Toaletní nádoba s víkem.
- Odnímatelné polstrování sedu a zádové opěry.
- Výškově nastavitelné hliníkové nohy s patentovanými protiskluznými nástavci.
- Snadná montáž i demontáž bez použití náradí.

Rozměry: 54 / 55 / 80–95 cm

Výška sedu: 42–57 cm

Nosnost: 130 kg



cena **3 290 Kč**

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



## Pojížděné toaletní křeslo HCDA

**8308098**

- Odklopná madla.
- Odklopné a odnímatelné podnožky.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Toaletní nádoba s víkem.
- Odnímatelné polstrování sedu.
- Otočná kolečka 5".
- Zadní kolečka vybavena nášlapnými brzdami.
- **Varianta v chromové, vysoce odolné úpravě.**

Rozměr sedu: 45 x 43 cm

Výška sedu: 49 cm

Nosnost: 120 kg

cena **3 490 Kč**



## Pojížděné toaletní křeslo HCDB

**8309098**

- Odklopná madla.
- Odklopné a odnímatelné podnožky.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Toaletní nádoba s víkem.
- Odnímatelné polstrování sedu.
- Otočná kolečka 5".
- Zadní kolečka vybavena nášlapnými brzdami.
- **Varianta v šedé barvě.**

Rozměr sedu: 45 x 43 cm

Výška sedu: 49 cm

Nosnost: 120 kg

**novinka**

cena **3 290 Kč**



## Pojížděné toaletní křeslo HCDA XXL

**8308099**

- Pojížděné toaletní křeslo v nadměrné velikosti, které po vyjmutí toaletní nádoby lze použít i nad pevnou mísou WC.
- 4x otočná kolečka vel. 5" (zadní kolečka vybavena nášlapnou brzdou).
- Odklopné područky.
- Odklopné a odnímatelné stupačky.
- Odnímatelné polstrování sedu.
- Včetně toaletní nádoby s víkem.

Rozměr sedu: 60 x 43 cm

Výška sedu: 49 cm

Nosnost: 160 kg

**XXL**  
velikost

cena **5 290 Kč**

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



## Toaletní a sprchové křeslo MC WET 24"

8013039

- Varianta s předními otočnými kolečky vel. 5" a zadními poháněcími koly 24".
- Rám včetně stupačky a područek je vyroben z vysoce pevného hliníku odolného proti korozi.
- Spojovací díly z nerezové oceli.
- Polstrovaná sedací plocha.
- Hygienický výřez v přední části sedu.
- Kryt hygienického výřezu.
- Odklopné područky a stupačka.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Toaletní nádoba s víkem.

Rozměry: 63 / 102 / 95 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 120 kg

cena 8 980 Kč



## Toaletní a sprchové křeslo MC WET 5"

8013040

- Rám včetně stupačky a područek je vyroben z vysoce pevného hliníku odolného proti korozi.
- Spojovací díly z nerezové oceli.
- Polstrovaná sedací plocha.
- Hygienický výřez v přední části sedu.
- Kryt hygienického výřezu.
- Odklopné područky a stupačka.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Toaletní nádoba s víkem.
- Otočná kolečka 5".
- Zadní kolečka vybavena nášlapnými brzdami.

Rozměry: 56 / 89 / 92,5 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 120 kg

cena 6 290 Kč



## Toaletní a sprchové křeslo MC WET Combi

8013041

- Kombinovaná varianta oblíbených toaletních a sprchových křesel MC WET 5" a 24".
- Čtyři kolečka 5" (zadní opatřena nášlapnou brzdou).
- Snadno odnímatelná zadní poháněcí kola 24" pomocí rychloupínacích osiček.
- Vlastnosti křesla stejná jako u výše zmíněných variant.
- Toaletní nádoba s víkem.

Rozměr sedu: 63 / 102 / 95 cm

Výška sedu: 53 cm

Nosnost: 120 kg

cena 9 980 Kč

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



reddot award  
product design

## Toaletní a sprchové křeslo ETAC CLEAN

**80229210** (v. s. 49 cm, zelené),

**80229270** (v. s. 49 cm, bílé),

**80229211** (v. s. 55 cm, zelené),

**80229271** (v. s. 55 cm, bílé)

- Sedadlo z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Do detailu promyšlené toaletní křeslo vyvinuté s terapeutky, klienty a pečovateli, které nabízí jedinečný komfort jak uživateli, tak osobě pečující.
- Odnímatelné područky.
- Nastavitelná a odklopná stupačka.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Čtyři brzděná kolečka v sestavě.
- Křeslo je standardně dodáváno bez toaletní nádoby.
- Jedinečná nízkoúdržbová konstrukce křesla zabezpečuje dlouhou životnost i při dlouhodobém intenzivním používání.
- Široká nabídka příslušenství, která zvyšuje funkčnost a pohodlí.

5let  
záruka

cena 7 990 Kč



## Toaletní a sprchové křeslo ETAC CLEAN 24"

**80229216** (v. s. 55 cm, zelené), **80229276** (v. s. 55 cm, bílé)

- Oblíbené toaletní a sprchové křeslo ETAC CLEAN ve variantě se zadními poháněcími koly 24" a přítlačnými brzdami.

5let  
záruka

cena 17 900 Kč

Výška sedu	49 / 55 cm
Prostor pod sedadlem bez úchytů toaletní nádoby	43,5 / 49,5 cm
Prostor pod sedadlem s úchyty toaletní nádoby	42 / 48 cm
Šířka sedadla	48 cm
Šířka mezi područkami	43,5 cm
Hloubka sedadla	44 cm
Hygienický otvor	š. 21,5 x hl. 36 cm

Celková výška	103 / 107 cm
Celková šířka	50 cm
Celková délka se zasunutou podnožkou	56,5 cm
Kolečka	5" (12,5 cm), 4x brzděná
Hmotnost	14 / 14,5 kg
Nosnost	130 kg

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Toaletní nádoba

8020 9254

- Varianta bez víka vč. lišt k uchycení.

cena 790 Kč

8020 9255

- Varianta s víkem vč. lišt k uchycení.

cena 980 Kč



## Plné polstrování sedu

8020 9247

- Polyuretanové polstrování bez hygienického výřezu při potřebě plného sedu.

cena 2 960 Kč



## Polstrování sedu

8020 9227

- Polyuretanové polstrování sedu s hygienickým výřezem.
- Výška 4 cm, šíře hygienického výřezu 18 cm.

cena 2 680 Kč



## Hřejivé polstrování sedu

8020 9260

- Polstrování sedu s hygienickým výřezem odrážející teplo.
- Neklouzavý povrch.

cena 1 970 Kč



## Hřejivé polstrování zádové opěry

8020 9261

- Polstrování zádové opěry odrážející teplo.
- Neklouzavý povrch.

cena 985 Kč



## Textilní zádová opěra

8020 9225

- Nastavitelná zádová opěra pro zajištění komfortního sedu obzvláště při deformitách zad.

cena 1 490 Kč



## Bezpečnostní pás

8020 9440

- Dvoubodový bezpečnostní pás s přezkou.

cena 890 Kč



## Bezpečnostní pás hrudní

8020 9034

- Dvoubodový bezpečnostní pás pro větší stabilitu a pocit bezpečí.

cena 860 Kč



## Bezpečnostní madlo

8030 3034

- Zvyšuje pocit bezpečí a umožňuje uživateli pocitově bezpečnější přidržení.

cena 1 590 Kč



## Odkládací vanička

8020 9266

- Odkládací vanička na toaletní potřeby s možností uchycení sprchové hlavice.

cena 475 Kč

# TOALETNÍ A KOUPELNOVÉ POMŮCKY



## Toaletní a sprchové křeslo ETAC SWIFT MOBIL 2

80229401

- Snadno ovladatelné toaletní a sprchové křeslo umožňující pečovateli nejlepší možný přístup při pomoci s osobní hygienou uživatele.
- Sedadlo z vysoce kvalitního a odolného plastu.
- Nastavitelná výška sedu 45–60 cm.
- Odklopné područky.
- Možnost úpravy šířky mezi područkami o  $\pm 6$  cm.
- Odklopné a odnímatelné stupačky.
- Možnost umístění nad běžná WC.
- Čtyři brzděná kolečka v sestavě.
- Zvýšená nosnost 160 kg.
- Křeslo je standardně dodáváno bez toaletní nádoby.



cena 14 900 Kč



## Polohovací toaletní a sprchové křeslo ETAC SWIFT MOBIL TILT 2

80229410 (Standard),  
80229480 (XL)

- Toaletní a sprchové křeslo Etac SWIFT MOBIL 2 doplněné o funkci polohování sedu.
- Zvýšení stability a komfortu pro uživatele.
- Uspřádání péče o klienta jeho ošetřovateli.
- Polohování sedu v rozmezí  $-5^\circ$  až  $30^\circ$  /  $0^\circ$  až  $35^\circ$ .
- Hlavová opěra v základní výbavě.
- Křeslo je standardně dodáváno bez toaletní nádoby.

### Verze XL

- Model s širším rámem zádové opěry, rozšiřující prostor mezi područkami o 6 cm a s adaptéry stupaček, rozšiřující prostor mezi chodidly o 12 cm (6 cm na každou stranu).



Standard cena 34 900 Kč  
XL cena 37 900 Kč



# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## Toaletní nádoba

8020 9255

- Toaletní nádoba s víkem včetně lišt k uchycení.

cena 980 Kč



## Boční podpora

8020 9509

- Individuálně nastavitelné boční vedení trupu pro větší stabilitu.

cena 1 790 Kč



## Plné polstrování sedu

8020 9434

- Polyuretanové polstrování bez hygienického výřezu při potřebě plného sedu.
- Výška 4 cm.

cena 3 090 Kč



## Polstrování sedu

8020 9519

- Polyuretanové polstrování sedu s hygienickým výřezem.
- Výška 4 cm.

cena 3 390 Kč



## Bezpečnostní madlo

8030 3034 (délka 60,5 cm),

8020 9452 (délka 66,5 cm)

- Zvyšuje pocit bezpečí a umožňuje uživateli pocitově bezpečnější přidržení.

cena 1 590 Kč



## Zámky područek

8020 9445

- Zajištění područek proti odklopení.

cena 990 Kč



## Bezpečnostní pás

8020 9440

- Dvoubodový bezpečnostní pás s přezkou.

cena 890 Kč



## Bezpečnostní pás břišní

8020 9442

- Dvoubodový bezpečnostní pás pro větší stabilitu a pocit bezpečí.

cena 890 Kč



## Hlavová opěra

8020 9521

- Multifunkční opěrka hlavy s tvarovaným polštářem, výškově, hloubkově a úhlově nastavitelná.
- Komplet s uchycením.

cena 5 390 Kč



## Chránič

8020 9430

- Chránič proti rozstříku moči.
- Nelze použít v kombinaci s polstrováním sedu.

cena 1 480 Kč

# ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



## Elektrický vanový zvedák CAPRI 3

3013622

- Vysoce odolný plast.
- Snadná obsluha, snadná údržba.
- Rychlá montáž a demontáž.
- Bezpečnost sedu díky strukturovanému povrchu.
- Nabíječka součástí.

Šířka sedačky bez postranic: 37,5 cm

Šířka sedačky s postranicemi: 71 cm

Výška sedu: 6,5–45,5 cm

Největší sklon zádové opěry: 40°

Hmotnost: 10,5 kg

Nosnost: 140 kg

Baterie: Li-Ion

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005623  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 14 690 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Otočná sedací podložka LUNA

291360061

- Sedání do vany pomocí otáčivého pohybu.
- Protiskluzová spodní plocha.
- Komfort při sezení.

Barva: modrá

Průměr: 32 cm

Výška: 2,2 cm

Hmotnost: 0,82 kg

Nosnost: 140 kg

částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005635  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 1 930 Kč  
(spoluúčast 193 Kč)



## Otočná a posuvná sedací podložka VIA

291360062

- Sedání do vany pomocí otáčení a bočního posunu.
- Přizpůsobí se povrchu sedačky.

Barva: modrá

Průměr: 32 cm

Výška: 2,2 cm

Délka: 41,5 cm

Hmotnost: 1,06 kg

Nosnost: 140 kg

částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5005630  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 2 290 Kč  
(spoluúčast 229 Kč)



# ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



## Závěsný elektrický zvedák SAMSON

### DRV F02

Závěsný elektrický zvedák SAMSON umožňuje pohodlné zvedání a přepravu pacientů v závěsném kurtu.

Díky své kvalitě a funkčnosti je SAMSON neocenitelným pomocníkem v každodenní péči o pacienty.

Pevná konstrukce zvedáku v kombinaci s vhodně zvoleným závěsným kurtem zaručují bezpečnost a pohodlí jak pro pacienty, tak pro pečovatele.

**Závěsný kurt není součástí standardního vybavení zvedáku.**

- Snadné skládání a rozkládání.
- Ovládací rukojeť ve tvaru písmene „U“.
- Mechanické rozevírání nohou pojezdu pomocí pedálů.
- Ovládání zdvihu je možné nejen pomocí ovladače, ale i pomocí funkcí na řídicí jednotce.
- Řídicí jednotka vybavená bezpečnostním tlačítkem nouzového zastavení.
- Indikátor stavu baterií.
- Funkce nouzového mechanického spouštění umožňující bezpečné spuštění pacienta v případě vybití baterie.
- Otočná přední kola.
- Zadní kola s brzdou.

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 07-5008673  
podléhá schválení revizním lékařem

cena 26 980 Kč  
(doplatek 0 Kč)



Celková délka	120 cm
Min. šířka	65,5 cm
Min. rozteč podvozku	60 cm
Max. rozteč podvozku	76,5 cm
Výška závěsu	55–168 cm
Rozsah zdvihu	113 cm

Baterie	PB 5 Ah 2x 12 V
Motor	24 V / 8 000 N
Doba nabíjení	6–8 h
Rychlost zdvihu	3,1 cm/s
Hmotnost	39 kg
Max. nosnost	180 kg

# ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



## Závěsný kurt standardní

**8013121** (standardní), **8013120** (sít'ovaný)

- Textilní provedení pro běžné použití.
- Sít'ované provedení pro použití v koupelně a na WC.
- Pohodlný vzpřímený sed pacienta.

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5008680 (standardní)**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **1 517 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

**Kód ZP: 07-5008684 (sít'ovaný)**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **1 954 Kč**  
(doplatek 0 Kč)



## Závěsný kurt s oporou hlavy

**8013150** (standardní), **8013160** (sít'ovaný)

- Prodloužená varianta s oporou hlavy.
- Textilní provedení pro běžné použití.
- Sít'ované provedení pro použití v koupelně a na WC.
- Vhodný pro pacienty s malou stabilitou trupu.

plná úhrada  
ZP

**Kód ZP: 07-5008678 (standardní)**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **2 162 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

**Kód ZP: 07-5008675 (sít'ovaný)**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **2 719 Kč**  
(doplatek 0 Kč)



## Závěsný kurt dvoudílný

**8013149**

- Textilní provedení.
- Vhodné pro pacienty s velmi dobrou stabilitou trupu.
- Příslušenství k závěsnému zvedáku SITO, Samson.

cena **980 Kč**

# ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



## Závěsný elektrický zvedák Molift SMART 150

**M10200**

Konstrukce elektrického zvedáku Molift Smart 150 je speciálně navržena tak, aby jej bylo možné co nejnadhěji přepřavovat či přenášet tam, kde je ho potřeba.

Velmi snadné skládání zvedáku Molift Smart 150 bez použití jakéhokoli nářadí.

Díky své nízké hmotnosti, malým rozměrům a jedinečné konstrukci je Molift Smart 150 velmi snadno ovladatelný i v úzkých prostorech.

Velkorysý rozsah zvedání poskytuje vynikající maximální a zároveň i velmi nízkou výšku zdvihu, což umožňuje a usnadňuje zvedání pacienta z podlahy.

Standardní čtyřbodový závěs zajišťuje uživateli pohodlnou a prostornou polohu pro zvedání.

Díky svým vlastnostem je maximálně vhodný pro domácí péči, cestování a snadné skladování.

Závěsný kurt není součástí standardního vybavení zvedáku.



**Kód ZP: 07-5013051**

podléhá schválení revizním lékařem

cena **89 900 Kč**

(doplatek 61 900 Kč)



Celková délka	120 cm
Min. šířka	66 cm
Min. rozchod podvozku vnitřní / vnější	54,5 / 66 cm
Max. rozchod podvozku vnitřní / vnější	92,5 / 103 cm
Výška závěsu	21,5–166,5 cm
Rozsah zdvihu	145 cm

Baterie	NiMH 14,4 V – 2,6 Ah
Doba nabíjení	3 h
Rychlost zdvihu	6 cm/s
Počet zdvihů	40 (při 75 kg)
Hmotnost	26 kg
Max. nosnost	150 kg

# ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



## Závěsný elektrický zvedák Molift MOVER 205

**M14001**

Molift MOVER 205 je flexibilní všestranný mobilní závěsný elektrický zvedák vhodný pro všechny situace zvedání a přepravy nejen v domácím prostředí, ale především v ošetrovatelských, ústavních a nemocničních zařízeních.

Jedinečná konstrukce a použité materiály zajišťují zvedáku Molift MOVER 205 nejen nízkou celkovou hmotnost, vhodnou pro řízení a ovladatelnost, ale i bezpečné pracovní zatížení 205 kg.

Standardní čtyřbodový závěs lze, díky funkci rychlého uvolnění, snadno vyměnit za jiný typ závěsu bez použití nářadí. Nejčastěji se může jednat například o závěs s váhou pro snadné vážení pacientů.

Závěsný kurt není součástí standardního vybavení zvedáku.



**Kód ZP: 5013052**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **98 600 Kč**  
(doplatek 70 600 Kč)



Celková délka	128,5 cm
Min. šířka	69 cm
Min. rozchod podvozku vnitřní / vnější	55 / 69 cm
Max. rozchod podvozku vnitřní / vnější	106,5 / 120,5 cm
Výška závěsu	35,5–180,5 cm
Rozsah zdvihu	145 cm

Baterie	NiMH 26,4 V - 2,6 Ah
Doba nabíjení	3 h
Rychlost zdvihu	4 cm/s
Počet zdvihů	50 (při 75 kg)
Hmotnost	39,3 kg
Max. nosnost	205 kg

# ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



## Molift RgoSling MediumBack

**17201xx** (standardní), **17203xx** (sít'ovaný)

Závěsný kurt Molift RgoSling MediumBack je všestranný kurt, který poskytuje dostatečnou oporu těla pro použití v domácím prostředí či zdravotnickém zařízení.

Závěsný kurt Molift RgoSling MediumBack poskytuje podporu těla a umožňuje uživateli sedět v pohodlné, mírně nakloněné poloze.

- Možnost výběru standardního či sít'ovaného provedení do vlhkého prostředí.

Rozměry: XXS–XXL

Nosnost: 300 / 350 kg

novinka

částečná úhrada  
ZP

XXL  
velikost

**Kód ZP: 07-5013053**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **7 900 Kč**  
(doplatek 4 900 Kč)



## Molift RgoSling HighBack

**17202xx** (standardní), **17204xx** (sít'ovaný)

Závěsný kurt Molift RgoSling HighBack je všestranný kurt, který poskytuje zvýšenou oporu těla a hlavy pro použití v domácím prostředí či zdravotnickém zařízení.

Závěsný kurt Molift RgoSling HighBack umožňuje uživateli sedět v mírně nakloněné poloze, která je pohodlná a vhodná pro uživatele se zhoršenou stabilitou trupu a hlavy.

Závěsný kurt Molift RgoSling HighBack je vhodný i pro zvedání pacienta z polohy vleže z lůžka nebo po pádu ze země.

- Možnost výběru standardního či sít'ovaného provedení do vlhkého prostředí.

Rozměry: XXS–XXL

Nosnost: 300 / 350 kg

novinka

částečná úhrada  
ZP

XXL  
velikost

**Kód ZP: 07-5013053**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **7 900 Kč**  
(doplatek 4 900 Kč)



## Molift RgoSling Ampu

**17211xx**

Závěsný kurt Molift RgoSling Ampu poskytuje podporu nezbytnou pro zvedání a převážení uživatelů se sníženým svalovým tonusem nebo amputovanými končetinami. RgoSling Ampu má anatomický střih a polstrování, které poskytuje výjimečnou podporu a bezpečí ve všech situacích zvedání a převozu.

Rozměry: XXS–XXL

Nosnost: 300 kg

novinka

částečná úhrada  
ZP

XXL  
velikost

**Kód ZP: 07-5013054**  
podléhá schválení revizním lékařem

cena **9 600 Kč**  
(doplatek 6 600 Kč)



# ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ



## Molift RgoSling Toilet

17205xx

Flexibilní popruh s optimálními funkcemi pro využití na toaletě a intimní hygienu.

Závěsný kurt Molift RgoSling Toilet má několik alternativních smyček na ramenních a nožních popruzích, pro možné upravení úhlu sedu podle potřeb uživatele, včetně vzpřímené polohy vsedě.

Pomocí spon lze kurt snadno nastavit tak, aby se dosáhlo optimální polohy při zachování dobré stability a bezpečnosti.

Rozměry: XXS–XXL

Nosnost: 300 kg



cena 10 500 Kč



## Závěsná váha Molift

1430121 (váha vč. 2-bodového závěsu), 1530110 (váha vč. 4-bodového závěsu)

- Bezpečné zatížení **350 kg**.
- Váha je dodávána ve variantách s 2-bodovým nebo 4-bodovým závěsem.
- Váha splňuje všechny současné technické normy (třída III).
- Jednoduchým dotykem můžete vypočítat BMI (Body Mass Index).
- Díky funkci rychlého uvolnění lze závěs s váhou snadno nainstalovat na rameno zvedáku bez použití nářadí.
- Vhodné především pro využití v ošetrovatelských, ústavních a nemocničních zařízeních.
- Tyto varianty váhy lze použít pouze v kombinaci se zvedacím zařízením Molift Mover.



1430121 cena 33 700 Kč

1530110 cena 38 000 Kč



## Náhradní baterie Molift

0541000 (Molift Smart 150), 0341000 (Molift Mover 205)

- Náhradní baterie, díky kterým bude Vaše zvedací zařízení vždy připravené k použití.
- Vhodné především pro využití v ošetrovatelských, ústavních a nemocničních zařízeních.
- Externí nabíječka je součástí standardní výbavy zvedacího zařízení.

### Molift Smart 150

NiMH 14,4 V – 2,6 Ah

### Molift Mover 205

NiMH 26,4 V – 2,6 Ah



0541000 cena 3 000 Kč

0341000 cena 5 400 Kč



# BANDÁŽE A ORTÉZY

## Krk

Krční límce a ortézy jsou používány u široké škály potíží v oblasti krční páteře. Aplikují se pro omezení rozsahu pohybu a kontrolu polohy krční páteře.

Měkké límce méně omezují pohyb, stimulují propriocepci a působí myorelaxačně na svaly v oblasti krční páteře.

U ortéz semirigidních s pevnější konstrukcí je hlavním cílem zajištění stabilní polohy krční páteře. Typické použití je po úrazech, nebo po operacích. Stabilizační efekt můžeme zvýšit použitím doplňků pro fixaci hlavy, případně hrudní opěrku.



### NT-BAC

#### DRQA0B

- Měkký krční límec Schanzova typu bez výztuže pro lehké dysfunkce v oblasti krční páteře s antimykotickou úpravou.
- Mírně omezuje pohyb krční páteře, prohřívá měkké tkáně, uvolňuje svalové napětí.
- **Indikace:** osteoartritis, diskopatie, další potíže spojené s bolestmi krční páteře.

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5006236

cena 200 Kč  
(doplatek 0 Kč)

#### Výška límce / Obvod krku

	29,5–32,5	32,6–35,5	35,6–38,5	38,6–41,5	41,6–44,5	44,6–47,5
10	C1	C2	C3	C4	C5	C6



### NT-BAC Plus

#### DRQA0C

- Měkký krční límec zesílený odnímatelnou výztuží pro dysfunkce v oblasti krční páteře.
- Mírně omezuje pohyb krční páteře, prohřívá měkké tkáně, uvolňuje svalové napětí.
- Po zlepšení stavu je možné odejmout výztuhu a používat dále jako měkký límec s nižším stupněm stabilizace.
- **Indikace:** poúrazové stavy krční páteře, poranění měkkých tkání, whiplash syndrom, diskopatie, osteoartritis, revmatická onemocnění.

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5006237

cena 350 Kč  
(doplatek 0 Kč)

#### Výška límce / Obvod krku

	29,5–32,5	32,6–35,5	35,6–38,5	38,6–41,5	41,6–44,5	44,6–47,5
10	C1	C2	C3	C4	C5	C6

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## COLLAR STARK

### MQA2D

- Krční límec z pevného materiálu typu Philadelphia k imobilizaci (znehýbnění) krční páteře.
- Stabilizuje a odlehčuje obratlové klouby.
- Ortézu je možné doplnit o prvky rozšiřující oblast fixace o hlavu „Collar Stark Halo“ a hrudní páteř „Collar Stark Stabilizer“.
- **Indikace:** pooperační a poúrazové stavy krční páteře a následná rehabilitace; první pomoci a transport pacienta s poraněnou krční páteří.

novinka 

Kód ZP: 04-5013232

cena 849 Kč  
(doplatek 0 Kč)

#### Výška límce / Obvod krku

	25-33	33-40	40-48	48+
11	S3	M3	L3	XL3



## COLLAR STARK STABILIZER

### MQA3Y

- Semi-rigidní (polotuhá) konstrukce.
- Neobsahuje kovové díly, je RTG, CT i MR kompatibilní.
- **Indikace:** stejné jako u Collar Stark s vyššími nároky na stabilizaci krční páteře.
- Nelze použít samostatně.

novinka

cena 599 Kč

Velikost: univerzální



## COLLAR STARK HALO

### MQA3L

- Zlepšuje stabilizaci krční páteře prostřednictvím fixace hlavy.
- Neobsahuje kovové díly, je RTG, CT i MR kompatibilní.
- **Indikace:** stejné jako u Collar Stark s vyššími nároky na stabilizaci krční páteře.
- Nelze použít samostatně.

novinka

cena 399 Kč

Velikost: univerzální

# BANDÁŽE A ORTÉZY

## Trup

Nejčastěji využívanými trupovými ortézami jsou bezesporu bederní pásy. Ty se liší výškou, tuhostí podpůrných elementů i použitými materiály. Tyto ortézy stabilizují a odlehčují bederní páteř. Využívají se u akutních potíží i u chronických problémů vzniklých v důsledku degenerativních změn.

Kromě bederních pásů najdete v této skupině i pásy břišní pro stomiky, pásy břišní pro ženy po porodu, bandáže po úrazu klíční kosti a upomínací bandáže pro korekci vadného držení těla.



### LUMBO medical PRO

MY27430

- Anatomicky tvarovaný úpletový bederní pás se čtyřmi integrovanými výztuhami.
- Indikace:** bolesti zad v bederní oblasti, symfyzeolýza – rozestup stydké spony, dráždění z meziobratlových kloubů, degenerativní změny páteře, hyperlordóza.



Kód ZP: 04-5008184

cena 958 Kč  
(doplatek 258 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5	6
Obvod pasu (cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130



### LUMBO medical LIGHT

MY27440

- Prodyšný bederní pás se čtyřmi vyjímatelnými a tvarovatelnými výztuhami.
- Při zlepšení stavu je možné kovové výztuhy vyjmout a používat bez nich.
- Indikace:** lumbago (ústřel bederní páteře), akutní bolesti zad, bolesti v bederní oblasti různého původu, hyperlordóza.



Kód ZP: 04-5008186

cena 829 Kč  
(doplatek 129 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5	6
Obvod pasu (cm)	64–72	72–80	80–90	90–100	100–110	110–120

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## LS Support

### QBE010

- Bederní pás s pěti kovovými výztuhami pro stabilizaci bederní páteře a se dvěma přídatnými pásky pro zvýšení komprese.
- **Indikace:** bolesti zad různého původu v oblasti bederní a křížové oblasti, stavy po neurochirurgických a ortopedických operacích, prevence poranění a přetížení bederní páteře.

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5013233

cena 699 Kč  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	S	M	L	XL	XXL
Obvod pasu (cm)	56–71	69–84	81–96	94–109	107–122



## Abdominal Binder

### DRQH6

- Břišní pás zajišťující ochranu a stabilizaci břišní stěny po operaci, nebo po porodu.
- Flexibilní materiál perfektně kopírující křivky těla.
- Zajišťuje optimální kompresi tkání.
- Výška pásu 26 cm.
- **Indikace:** stavy po břišních operacích, po porodu (diastáza břišních svalů), kýly.

novinka částečná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5013279

cena 449 Kč  
(doplatek 49 Kč)

Velikost	S	M	L	XL	XXL
Obvod pasu (cm)	56–71	69–84	81–96	94–109	107–122



## Support Stoma Waistband

### DRQH7

- Břišní pás zajišťující ochranu a stabilizaci břišní stěny s otvorem pro stomii.
- Flexibilní materiál perfektně kopírující křivky těla opatřený zesíleným otvorem pro stomii.
- Zajišťuje optimální kompresi tkání.
- Výška pásu 24 cm, velikost otvoru 8,5 cm.
- **Indikace:** stavy po operacích břicha spojené s vyústěním stěnou břišní (stomie); břišní kýly v kombinaci se stomií.

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 03-5013280

cena 549 Kč  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	S	M	L	XL	XXL
Obvod pasu (cm)	56–71	69–84	81–96	94–109	107–122

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## Premium S

### DRQHOR

- Lehký a prodyšný bederní pás s vyměnitelnými výztuhami v zádové části.
- Příjemně lehký, měkký a prodyšný materiál, hypoalergenní.
- Ortéza je dodávána se dvěma variantami uživatelsky vyměnitelných bederních výztuh o různé tuhosti.
- **Indikace:** bolesti zad různého původu v oblasti bederní a křížové oblasti, stavy po neurochirurgických a ortopedických operacích, prevence poranění a přetížení bederní páteře.

novinka částečná uhrada

Kód ZP: 04-5006866

cena **1 325 Kč**  
(doplatek 625 Kč)

Velikost	S	M	L	XL	XXL
Obvod pasu (cm)	85–95	95–105	105–115	115–125	125–135



## Spincare Flex II

### DRQHOB

- Vysoký bederní pás stabilizující kromě bederní a křížové oblasti i dolní hrudní páteř.
- Pasivní stabilizaci zajišťují čtyři pružné výztuhy.
- Výška ortézy 31 cm.
- **Indikace:** bolesti zad různého původu v oblasti dolní hrudní, bederní a křížové oblasti; stavy po neurochirurgických a ortopedických operacích, prevence poranění a přetížení bederní páteře.

novinka částečná uhrada

Kód ZP: 04-5013278

cena **899 Kč**  
(doplatek 199 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5	6
Obvod pasu (cm)	52–62	63–74	75–89	90–105	106–120	121–140



## Spincare Rigid II

### DRQHOJ

- Komfortní vysoký bederní pás stabilizující kromě bederní a křížové oblasti i dolní hrudní páteř.
- Je vyroben z pružné tkaniny obsahující vlákna Lycra®.
- Materiál odvádí vlhkost a teplo z povrchu kůže.
- Výška ortézy 33 cm (velikost 1–3) a 35 cm (velikost 4–5).
- **Indikace:** bolesti zad různého původu v oblasti dolní hrudní, bederní a křížové oblasti; stavy po neurochirurgických a ortopedických operacích, prevence poranění a přetížení bederní páteře.

novinka částečná uhrada

Kód ZP: 04-5013205

cena **1 980 Kč**  
(doplatek 1 280 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5
Obvod pasu (cm)	52–62	63–74	75–89	90–105	106–120

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## Premium TLS

### DRQHOS

- Ortéza TLS (thorako-lumbo-sakrální) stabilizující páteř od hrudní po křížovou oblast.
- Pružné výztuhy pro stabilizaci a odlehčení.
- Popruhy v horní části korigují správné držení těla (rovnač zad).
- **Indikace:** vícečetné diskopatie, nestability páteře, chronické bolesti zad různého původu, stabilizace po operacích a následná léčba.

novinka  částečná uhrada

Kód ZP: 04-5006912

cena **1 880 Kč**  
(doplatek 81 Kč)

Velikost	S	M	L	XL	XXL
Obvod pasu (cm)	85–95	95–105	105–115	115–125	125–135



## Klavikulární ortéza - Rovnač zad osmičkový

### QSM00091


- Bandáž slouží jako klavikulární po úrazech klíční kosti, nebo jako upomínací pro korekci u vadného držení těla a napřímění hrudní páteře.
- **Indikace:** úrazy, zlomeniny klíční kosti – konzervativní léčba; vadné držení těla, horní zkřížený syndrom, bolestivé syndromy hrudní páteře, hyperkyfóza hrudní páteře.

novinka  částečná uhrada

Kód ZP: 04-5013231

cena **449 Kč**  
(doplatek 99 Kč)

Velikost: univerzální



## Spincare Extensor

### DRQHOL

- Bandáž s výztuhami slouží jako klavikulární po úrazech klíční kosti, nebo ke korekci vadného držení těla a napřímění hrudní páteře.
- Oblast hrudní páteře stabilizována čtyřmi pružnými výztuhami.
- **Indikace:** úrazy, zlomeniny klíční kosti – konzervativní léčba; vadné držení těla, horní zkřížený syndrom, bolestivé syndromy hrudní páteře, hyperkyfóza hrudní páteře.

novinka  částečná uhrada

Kód ZP: 04-5013204

cena **749 Kč**  
(doplatek 399 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5	6
Obvod hrudníku (cm)	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90–100



# BANDÁŽE A ORTÉZY

## Horní končetiny

Ortézy a bandáže horních končetin zahrnují oblast ruky, zápěstí, prstů, dále pak lokte a ramenního kloubu.

Při potřebě stabilizace kloubu, můžeme u funkčních ortéz zápěstí volit řešení od jednoduchých bandáží až po ortézy vyztužené dlahami.

Při nutnosti imobilizace zápěstí volíme ortézy imobilizační s podporou pod prsty a komfortním vyložení. V případě loketního kloubu lze využít pooperační ortézu s pevným rámem a nastavitelným kloubem s možností imobilizace, nebo ortézu s vymezením terapeutického rozsahu pohybu.

Hmotnost končetiny po úrazech nebo operacích můžeme odlehčit pomocí závěsu ramenního kloubu. V případě potřeby polohování ramenního kloubu v abdukčním postavení (např. po operaci) volíme nastavitelnou abdukční ramenní ortézu.



### Prohand

DRQFOF

- Elastická bandáž zápěstí.
- Jednoduché použití.
- Vysoce elastický, prodyšný materiál.
- **Indikace:** stavy po úrazech zápěstí, záněty zápěstí, bolesti různého původu; ochrana zápěstí při sportu a v práci po předchozím úrazu.

Velikost: univerzální



Kód ZP: 04-5006238

cena 300 Kč  
(doplatek 0 Kč)



### MANU Universal

DRQF3C

- Univerzální ortéza zápěstí, jedna velikost, oboustranná, s odnímatelným prvkem pro fixaci palce.
- Zajišťuje imobilizaci zápěstí ve funkčním postavení s možností imobilizace palce.
- Anatomicky profilovaná hliníková tvarovatelná dlahu.
- **Indikace:** poúrazové stavy zápěstí, palce a distálního předloktí, bolesti spojené s chronickou instabilitou zápěstí; ochrana palce a zápěstí při sportu, nebo práci při činnostech, kde hrozí přetížení, nebo úraz.

Velikost: univerzální



Kód ZP: 04-5013208

cena 499 Kč  
(doplatek 149 Kč)

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## MANU medical

### MY2762

- Lehká ortéza zápěstí s volárně uloženou hliníkovou tvarovatelnou dlahou.
- Prodyšný materiál.
- Snadné nasazení a výborná fixace.
- **Indikace:** bolesti spojené s chronickou instabilitou zápěstí, diskokace zápěstí, artritické změny, revmatoidní artritida.

částečná uhrada  
ZP

Kód ZP: 04-5008189

cena 492 Kč  
(doplatek 143 Kč)

Velikost	1	2	3	4
Obvod zápěstí (cm)	13–16	16–19	19–22	22–25



## Versa Fit

### MQC2E

- Lehká ortéza zápěstí s volárně uloženou anatomicky profilovanou hliníkovou tvarovatelnou dlahou.
- Měkce polstrovaná pro příjemné nošení.
- **Indikace:** pourazové stavy zápěstí a distálního předloktí, bolesti spojené s chronickou instabilitou zápěstí, ochrana zápěstí při sportu, nebo práci, kde je riziko přetížení, nebo úrazu.

novinka částečná uhrada  
ZP

Kód ZP: 04-5013165

cena 449 Kč  
(doplatek 99 Kč)

Velikost	Malá	Střední	Velká
Obvod zápěstí (cm)	< 9	9–25	> 22



## MANU medical PLUS

### MY2761

- Lehká ortéza zápěstí a palce s volárně uloženou hliníkovou tvarovatelnou dlahou.
- Prodyšný materiál.
- Snadné nasazení a výborná fixace.
- **Indikace:** pourazové stavy zápěstí a palce, bolesti spojené s chronickou instabilitou, diskokace zápěstí, artritické změny, revmatoidní artritida.

částečná uhrada  
ZP

Kód ZP: 04-5008190

cena 492 Kč  
(doplatek 143 Kč)

Velikost	1	2	3	4
Obvod zápěstí (cm)	13–16	16–19	19–22	22–25

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## Thumb Versa Fit

### MQC2C

- Lehká ortéza zápěstí s volárně uloženou anatomicky profilovanou hliníkovou tvarovatelnou dlahou a další samostatnou dlahou pro palec.
- Měkce polstrovaná pro příjemné nošení.
- **Indikace:** poúrazové stavy palce, zápěstí a distálního předloktí, bolesti spojené s chronickou instabilitou zápěstí, ochrana zápěstí při sportu, nebo práci, kde je riziko přetížení, nebo úrazu.



Kód ZP: 04-5013166

cena 449 Kč  
(doplatek 99 Kč)

Velikost	Malá	Střední	Velká
Obvod zápěstí (cm)	< 9	9–25	> 22



## RHIZO medical

### MY2763

- Lehká ortéza s tvarovatelnou hliníkovou dlahou stabilizující klouby palce ruky.
- **Indikace:** úrazy a nestability kloubů palce, rhizartróza (degenerativní onemocnění postihující CMC – sedlový kloub palce), lyžařský palec.

cena 320 Kč

Velikost	1	2	3
Obvod zápěstí (cm)	12,5–16	16–20	20–23



## UNI Hand

### DRQF3D

- Fixační ortéza zápěstí s oporou pod prsty.
- Lehká otevřená konstrukce potažená příjemně měkkým hypoalergenním materiálem.
- Vyjímatelná anatomicky tvarovaná kovová výztuha.
- **Indikace:** stavy vyžadující imobilizaci a stabilizaci zápěstí, zápěstí, prstů např. po chirurgickém zákroku, tendinitidy, syndrom karpálního tunelu. Polohování ruky u neurologických diagnóz, např. paréza (obrná) nervus radialis, cévní mozková příhoda a další.



Kód ZP: 04-5013210

cena 449 Kč  
(doplatek 99 Kč)

Velikost	S	M	L
Obvod zápěstí (cm)	12,5–15,5	15,5–17,5	17,5–20,5
Šířka ruky (cm)	8	9	10

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## Fixační ortéza zápěstí s podporou prstů a dlahou pro palec

Q42006

- Anatomicky tvarovaná fixační ortéza zápěstí s oporou pod prsty a se samostatnou dlahou pro palec.
- Lehká otevřená konstrukce.
- **Indikace:** pooperační stavy, syndrom karpálního tunelu, revmatoidní artritida. Polohování ruky u neurologických diagnóz, např. paréza (obrná) n. radialis, cévní mozková příhoda a další.

novinka 

Kód ZP: 04-5013209

cena 549 Kč  
(doplatek 199 Kč)

Velikost	XS	S	M	L
Šířka ruky (cm)	6-7	7-8	8-9	9-10



## Stack Apparatus

DRQF3A

- Prstová dlahá pro imobilizaci kloubu prstu v extenzi (natažení).
- Lehký, pevný materiál.
- **Indikace:** poranění úponu extenzorů prstu, fraktura posledního článku prstu (distální interfalangeální kloub).

novinka 

Kód ZP: 04-5013256

cena 49 Kč  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	2	3	4	5	5,5
Obvod kloubu (cm)	5,5-6	6-6,5	6,5-7	7-7,5	7,5-8



# BANDÁŽE A ORTÉZY



## EPI medical

### MY27310

- Bandáž lokte se silikonovými výztuhami.
- Anatomický úplet pro co nejlepší přizpůsobení tvarům končetiny.
- Rozložení tlaku v oblasti epikondylů lokte díky silikonovým pelotkám.
- **Indikace:** entezopatie – úponové bolesti (tenisový, golfový, oštěpařský loket); artritické a revmatické změny, distorze lokte.



Kód ZP: 04-5008159

cena **633 Kč**  
(doplatek 233 Kč)

Velikost	0	1	2	3	4	5	6
Obvod lokte (cm)	17–19	19–21	21–23	23–25	25–27	27–29	29–31



## Elbow Safe

### DRQFOG

- Elastická bandáž předloktí s přidavným páskem a pelotkami.
- Vysoce elastická, prodyšná tkanina zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru těla.
- Zvýšení komprese pomocí pásku se zapínáním na suchý zip.
- **Indikace:** stavy po úrazech loketního kloubu; bolesti loketního kloubu, tenisový a golfový loket, prevence přetížení.



Kód ZP: 04-5013227

cena **399 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5
Obvod předloktí pod loktem (cm)	20–23	23–26	26–29	29–32	32–34



## Elbow Rush

### DRQFOH

- Ortéza lokte pro imobilizaci loketního kloubu a pro následnou rehabilitaci s možností nastavení rozsahu pohybu.
- Přizpůsobení pro délku a obvod paže i předloktí klienta pomocí nastavitelných dlah.
- Nastavení rozsahu pohybu a omezení flexe a extenze v krocích po 10°.
- Rychlý zámek – uzamčení kloubu v poloze 0°, 15°, 30°, 45°.
- **Indikace:** stavy po úrazech a operacích v oblasti loketního kloubu vyžadující imobilizaci, případně omezení rozsahu pohybu. Rehabilitace po úrazech loketního kloubu.



Kód ZP: 04-5013226

cena **2 399 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

Varianty: pravá / levá  
Velikost: univerzální

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## Acromed

### DRQJOB

- Ramenní bandáž stabilizuje ramenní kloub přitom významně neomezuje v pohybu.
- Stimuluje propriocepci a díky dodatečným páskovým tahům brání subluxačnímu postavení kloubu.
- **Indikace:** pooperační stavy v oblasti ramenního kloubu, dislokace, degenerativní onemocnění ramenního kloubu. Prevence subluxace a luxace ramenního kloubu u neurologických onemocnění např. cévní mozková příhoda (mozková mrtvice), parézy brachiálního plexu.

novinka částečná úhrada

Kód ZP: 04-5013212

cena 648 Kč  
(doplatek 148 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5
Obvod paže (cm)	< 26	26–29	29–33	33–36	36–39



## Arm Sling

### PHAGO11

- Závěs horní končetiny k odlehčení ramenního kloubu.
- Nízká hmotnost.
- Příjemný materiál.
- **Indikace:** odlehčení hmotnosti imobilizované horní končetiny (např. po frakturách, operacích), stavy po úrazech ramenního kloubu.

novinka plná úhrada

Kód ZP: 04-5013258

cena 249 Kč  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	S	M	L	XL
Délka předloktí (cm)	20–25	25–30	30–35	35–40



## AS-15° medical

### MY27520

- Závěs horní končetiny k odlehčení ramenního kloubu v mírné abdukci 15°.
- Polstrovaný závěs paže.
- Anatomickou abdukční podušku lze oddělit od ortézy a samostatně čistit.
- **Indikace:** stavy po operaci a po TEP ramenního kloubu, luxace ramenního kloubu, fraktury pažní kosti.

částečná úhrada

Kód ZP: 04-5008192

cena 867 Kč  
(doplatek 597 Kč)

Velikost	0	1	2
Délka předloktí (cm)	30–36	36–42	42–48

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## Orthopaedic Vest

### DRQC

- Fixační bandáž (obdoba klasického Dessaultova obvazu) zajišťuje odlehčení horní končetiny a její postavení v addukci a vnitřní rotaci v ramenním kloubu.
- Nastavení úhlu v loketním kloubu ve flexi 90°–120°.
- **Indikace:** léčba a rekonvalescence po zhmoždění (kontuzi) a dalších úrazech ramene, paže, nebo lokte. Degenerativní změny a záněty, dislokace (subluxace a luxace) v oblasti kloubů klíční kosti.

novinka 

Kód ZP: 04-5013257

cena 898 Kč  
(doplatek 323 Kč)

Typ	Děti do 3 let	Děti 3–9 let	Děti 9–14 let	Dospělí S	Dospělí M	Dospělí L
Velikost	R0	R1	R2	R3	R4	R5
Obvod hrudníku (cm)	< 60	60–70	70–80	80–90	90–120	> 120



## Arm Abduction Orthosis 15°–60°

### QSM000

- Abdukční ortéza ramenního kloubu, polohování do abdukce 15°–60° pomocí polohovacích klínků.
- Otevřená konstrukce umožňuje zahájit rehabilitaci a aktivovat svaly předloktí při imobilizaci ramene.
- **Indikace:** stavy po operacích a po úrazech vyžadující polohování v abdukci, subluxace a luxace ramenního kloubu, následná léčba a rehabilitace po rekonstrukci rotátorové manžety.

novinka 

Kód ZP: 04-5013211

cena 1 299 Kč  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	S	M	L	XL
Délka předloktí (cm)	25–28	28–30	30–33	33–36



## Arm Abduction Orthosis 15°–90°

### DRQJOA

- Abdukční dlaho pro ramenní kloub se snadným nastavením vhodného úhlu po krocích 15° bez nutnosti vkládání polohovacích klínků díky lehkému ocelovému rámu s kloubem.
- Popruhy zajišťují stabilizaci odlehčované končetiny, rovnoměrně rozkládají její hmotnost a brání přetěžování krční páteře na opačné straně.
- **Indikace:** léčba po dislokaci ramenního kloubu, Bankartova léze, poranění a rekonstrukce rotátorové manžety, artroskopie ramenního kloubu, pooperační stabilizace ramenního kloubu, totální endoprotéza ramenního kloubu.

novinka 

Kód ZP: 04-5013230

cena 2 490 Kč  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	S	M	L
Výška postavy (cm)	150–165	165–170	> 170

# BANDÁŽE A ORTÉZY

## Dolní končetiny

Dolní končetiny mají u člověka nosnou funkci a výběr vhodné funkční ortézy je pro pacienta velmi důležitý. U lehkých instabilit a bolestí, používáme bandáže zpravidla při zátěži (zajistí kompresi a zlepšují senzomotorickou kontrolu). U středních instabilit a bolestech při běžné zátěži, indikujeme obvykle ortézy vyztužené dlahami (s vyšším stabilizačním efektem). U výrazných instabilit, po vazových poraněních kolenního kloubu nebo v pooperačním období, volíme rámové ortézy s možností limitace pohybu pomocí dorazů.

Kromě funkčních ortéz jsou k dispozici i ortézy imobilizační s nastavitelným rozsahem pohybu, nebo ortézy rigidní.

Kromě ortéz pro ortopedické indikace lze zvolit i peroneální dlahu či polohovací dlahy pro klienty s neurologickými diagnózami.



### MALLEO medical

#### MY2722

- Bandáž hlezenního kloubu z elastického materiálu se silikonovými tlakovými výztuhami.
- Anatomický úplet pro co nejlepší přizpůsobení tvaru končetiny.
- Elastický okraj nezaškrcuje končetinu.
- **Indikace:** poranění vazů kotníku, distorze hlezenního kloubu, nestability hlezenního kloubu, prevence poranění.

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 04-5008147

cena 669 Kč  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5	6
Obvod přes kotník (cm)	17–19	19–21	21–23	23–25	25–27	27–29



### TALU medical

#### MY2721310

- Stabilizační ortéza pro zpevnění hlezenního kloubu.
- Anatomicky tvarované pevné skořepiny pro lepší stabilizaci kloubu.
- Pěnové vyložení ortézy pro optimální přizpůsobení a komfort uživatele.
- **Indikace:** distorze hlezenního kloubu (podvrtnutí, výron kotníku), ruptury vazů, nestability hlezenního kloubu, rehabilitace po operaci.

plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 04-5008153

cena 577 Kč  
(doplatek 0 Kč)

Velikost: univerzální



# BANDÁŽE A ORTÉZY



## ACHILLO medical

### MY2721

- Bandáž hlezenního kloubu k odlehčení Achillovy šlachy z elastického materiálu se silikonovými tlakovými výztuhami a podpatěnkou.
- Boční silikonové pelotky pro odlehčení Achillovy šlachy.
- Silikonový patní klín pro snížení napětí.
- Anatomický úplet pro co nejlepší přizpůsobení tvaru končetiny.
- Elastický okraj nezaškrcuje končetinu.
- **Indikace:** stavy po poranění, ruptuře, operaci Achillovy šlachy.

částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 04-5008142

cena **796 Kč**  
(doplatek 47 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5
Obvod přes kotník (cm)	17–19	19–21	21–23	23–25	25–27



## AFO Soft

### DRQIOH

- Stabilizační bandáž hlezenního kloubu vyrobená z prodyšného materiálu, díky otevřené konstrukci se snadno nasazuje.
- Materiál AIR-X velmi dobře prodyšný a propustný pro vlhkost.
- Vyměkčení v kritických oblastech kotníku.
- Otevřená konstrukce umožňuje použití i při menších objemových změnách kotníku – otoky.
- **Indikace:** lehká nestabilita v hlezenním kloubu, např. poúrazové stavy. Poranění kloubního pouzdra a tendinitidy, prevence poranění po předchozích úrazech.

novinka plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 04-5013281

cena **590 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	S	M	L
Obvod přes kotník (cm)	19–22	23–25	26–28



## AeroStab

### DRQIOP

- Stabilizační ortéza hlezenního kloubu vyztužená kovovými dlahami pro prevenci poranění kotníku a při distorzí hlezenního kloubu I° a II°.
- Snadný způsob natažení ortézy na nohu za pomoci poutek po stranách, dotažení šněrováním a následně pásky na suchý zip pro zvýšení stability.
- Lze používat v běžné obuvi.
- **Indikace:** nestability, distorze hlezenního kloubu I°–II° (podvrtnutí, výron kotníku) – po úrazu i během rehabilitace. Brání extrémním pohybům do inverze a everze, prevence poranění kotníku.

novinka plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 04-5013282

cena **749 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	S	M	L
Obvod přes nárt a patu (cm)	27–30	30–33	33–36

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## AFO – Fit

### DRQ11A

- Peroneální dlahu zajišťující postavení nohy v neutrální pozici v hlezenním kloubu u klientů se syndromem foot drop – přepadávající špička nohy.
- Usnadňuje chůzi a zabraňuje zakopávání o špičku.
- Konstrukce z pružného plastu zajistí polohu špičky nohy ve švihové fázi kroku a ve stojné fázi umožní přirozený odval nohy.
- V oblasti kotníku je volný prostor, netlačí.
- Snadná desinfekce.
- **Indikace:** peroneální parézy centrálního i periferního původu (cévní mozkové příhody, poúrazové a pooperační stavy). Syndrom „foot drop“.

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5013167

cena 998 Kč  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	S	M	L	XL
Obvod přes nárt a patu (cm)	35–37	37–39	39–41	41–44



## Hybrid Night Splint

### OV3001

- Vysoce komfortní nastavitelná noční polohovací dlahu AFO (Ankle Foot Orthosis) s dlahou na dorzální (hřbetní) straně nohy.
- Zajišťuje nejen během spánku korektní polohu v hlezenním kloubu.
- Jednoduché nastavení polohy nohy ve vhodném postavení za pomoci pásky se suchým zipem.
- **Indikace:** peroneální parézy (obrný, ochrnutí), foot drop syndrom, cévní mozková příhoda (ictus, mozková mrtvice), zánět plantární aponeurózy, pooperační stavy v oblasti nohy a bérce.

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5013216

cena 1 048 Kč  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	S–M	L–XL
Velikost obuvi	37,5–42,5	43–49



## AFO – Night

### DRQ13A

- Noční polohovací dlahu AFO (Ankle Foot Orthosis) zajišťující během spánku vhodnou polohu v hlezenním kloubu u neurologických i ortopedických pacientů.
- Otevřená konstrukce ortézy usnadňuje její nasazování i u ležícího pacienta.
- Lze mírně korigovat postavení nohy ve směru inverze nebo everze.
- Ortéza je vybavena protiskluzovou podrážkou, ale primárně je určena pro noční polohování.
- **Indikace:** peroneální parézy, cévní mozková příhoda (ictus, mozková mrtvice), dětská mozková obrna, roztroušená skleróza, lehké equinovarovní postavení nohy.

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5013168

cena 698 Kč  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	S	M	L
Délka chodidla (cm)	< 23	24,5	> 26

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## AFO – Walker 3/4

### DRQ13H

- Pooperační tříčtvrteční ortéza hlezenního kloubu typu Walker umožňující nastavení terapeutického rozsahu pohybu.
- Kloub ortézy umožňuje omezení plantární a dorzální flexe v rozsahu 0°–70° v krocích po 10°.
- Nášlapná část opatřena podrážkou a tvarovaná pro usnadnění odvalu nohy při chůzi.
- Výška ortézy 25,4 cm (všechny velikosti).
- **Indikace:** stavy po operacích a úrazech v oblasti nohy a hlezenního kloubu, úrazy měkkých tkání nohy.

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5006989

cena **1 411 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	S	M	L	XL
Velikost obuvi	34–39	39–44	44–47	47–50



## Pneumatic Short Walking Brace

### OV1010

- Nízká pneumatická fixační ortéza hlezenního kloubu typu Walker s nastavitelnou kompresí pomocí integrované pumpičky s tvarovanou podrážkou pro snadnou chůzi a otáčení.
- Odolná konstrukce z nylonu vyztuženého skelnými vlákny.
- Nízká hmotnost a vysoká pevnost.
- **Indikace:** úrazy měkkých tkání kotníku, chodidla a bérce. Následná léčba stabilních zlomenin (nebo po osteosyntéze) v oblasti kotníku, metatarzů a přednoží.

novinka částečná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5013234

cena **1 598 Kč**  
(doplatek 598 Kč)

Velikost	S	M	L	XL
Velikost obuvi	34–36	37–39	40–44	45–47



## Pneumatic Walking Brace

### OV1000

- Fixační pneumatická ortéza hlezenního kloubu typu Walker s nastavitelnou kompresí pomocí integrované pumpičky s tvarovanou podrážkou pro snadnou chůzi a otáčení.
- Odolná konstrukce z nylonu vyztuženého skelnými vlákny.
- Nízká hmotnost a vysoká pevnost.
- **Indikace:** úrazy měkkých tkání kotníku, chodidla a bérce. Následná léčba stabilních zlomenin (nebo po osteosyntéze) distální části bérce, v oblasti kotníku, metatarzů a přednoží. Distorze kotníku II.–III. stupně.

novinka částečná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5013213

cena **1 598 Kč**  
(doplatek 598 Kč)

Velikost	S	M	L	XL
Velikost obuvi	34–36	37–39	40–44	45–47

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## GENU meyra

MY27110

- Kolenní úpletová bandáž s patelárním silikonovým kroužkem a bočními pružnými výztuhami.
- Patelární (českový) silikonový kroužek pro lepší rozložení tlaku.
- Laterální pružné výztuhy.
- Okraj elastického úpletu nezaškrucuje končetinu.
- **Indikace:** lehké nestability kolenního kloubu, poranění a insuficience vazů kolene, stavy po operacích a traumatech kolene, výpotek a otok kloubu, gonartróza.

částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 04-5008134

cena **668 Kč**  
(doplatek 68 Kč)

Velikost	0	1	2	3	4	5	6
Obvod stehna (cm)	35–38	38–41	41–44	44–47	47–50	50–53	53–56
Obvod lýtka (cm)	25–28	28–31	31–34	34–37	37–40	40–43	43–46

Velikost	7	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL
Obvod stehna (cm)	56–59	47–50	50–53	53–56	56–59	59–62
Obvod lýtka (cm)	46–49	34–37	37–40	40–43	43–46	46–49



## Patella Tendon Strap

QKN00091

- Infrapatelární páska.
- Vložená silikonová pelotka pro zvýšení tlaku na lig. patellae (patelární šlacha).
- **Indikace:** patellofemorální syndrom, skokanské koleno, patelární tendinitida (zánět patelárního vazů), Osgood-Schlatterova nemoc.

novinka částečná úhrada  
ZP

Kód ZP: 04-5013217

cena **249 Kč**  
(doplatek 68 Kč)

Velikost: univerzální



## Reflex WA

MQB3K

- Funkční kolenní ortéza – otevřená varianta s kovovými dlahami a kloubem s možností limitace rozsahu pohybu.
- WA (Wrap-Around) – otevřená varianta usnadňuje nasazování.
- Postranní stabilizační dlahy z kovového materiálu lze dotvarovat a přizpůsobit.
- Jemná tkanina chrání podkolenní jamku před podrážděním a tlakem.
- **Indikace:** bolesti spojené s přetížením a mikrotraumaty svalů a vazů. Mírná nestabilita kolenního kloubu, která nevyžaduje imobilizaci kolene. Stabilizace kolenního kloubu po úrazu v průběhu rehabilitace.

novinka plná úhrada  
ZP

Kód ZP: 04-5013171

cena **1 990 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obvod stehna (cm)	30–36	36–44	44–50	50–57	57–64	64–72	72–78

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## Reflex C

### MQB3M

- Funkční kolenní ortéza s kovovými dlahami a kloubem s možností limitace rozsahu pohybu.
- C (closed) – uzavřená varianta je vybavena stabilizací česky.
- Postranní stabilizační dlahy z kovového materiálu lze dotvarovat a přizpůsobit.
- Jemná tkanina chrání podkolenní jamku před podrážděním a tlakem.
- **Indikace:** bolesti spojené s přetížením a mikrotraumaty svalů a vazů. Stabilizace kolenního kloubu u mírné nestability, která nevyžaduje imobilizaci kolene. Stabilizace kolenního kloubu po úrazu v průběhu rehabilitace.

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5013172

cena 1 990 Kč  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	XS	S	M	L	XL	XXL
Obvod stehna (cm)	30–36	36–44	44–50	50–57	57–64	64–72



## Reflex Long WA

### MQB3N

- Funkční dlouhá otevřená kolenní ortéza s kovovými dlahami a kloubem s možností limitace rozsahu pohybu.
- Dlouhá verze ortézy Reflex má delší postranní dlahy a je vybavena dvěma pásky navíc oproti standardní, zajišťuje tím lepší stabilitu kolenního kloubu.
- WA (Wrap-Around) – otevřená varianta usnadňuje nasazování.
- Postranní stabilizační dlahy z kovového materiálu lze dotvarovat a přizpůsobit.
- Jemná tkanina chrání podkolenní jamku před podrážděním a tlakem.
- **Indikace:** bolesti spojené s přetížením a mikrotraumaty svalů a vazů. Mírná nestabilita kolenního kloubu, která nevyžaduje imobilizaci kolene. Stabilizace kolenního kloubu po úrazu v průběhu rehabilitace.

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5013173

cena 1 990 Kč  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obvod stehna (cm)	30–36	36–44	44–50	50–57	57–64	64–72	72–78



## Reflex Long C

### MQB3O

- Funkční dlouhá kolenní ortéza s kovovými dlahami a kloubem s možností limitace rozsahu pohybu.
- Dlouhá verze ortézy Reflex má delší postranní dlahy a je vybavena dvěma pásky navíc oproti standardní, zajišťuje tím lepší stabilitu kolenního kloubu.
- C (closed) – uzavřená varianta je vybavena stabilizací česky.
- Postranní stabilizační dlahy z kovového materiálu lze dotvarovat a přizpůsobit.
- Jemná tkanina chrání podkolenní jamku před podrážděním a tlakem.
- **Indikace:** bolesti spojené s přetížením a mikrotraumaty svalů a vazů. Stabilizace kolenního kloubu u mírné nestability, která nevyžaduje imobilizaci kolene. Stabilizace kolenního kloubu po úrazu v průběhu rehabilitace.

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5013174

cena 1 990 Kč  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	XS	S	M	L	XL	XXL
Obvod stehna (cm)	30–36	36–44	44–50	50–57	57–64	64–72

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## S-Move WA

### DRQ101

- Funkční otevřená kolenní ortéza s vyjímatelnými kovovými dlahami a polycentrickým kloubem s možností limitace rozsahu pohybu do flexe i extenze.
- WA (Wrap-Around) – otevřená varianta usnadňuje nasazování.
- Prodyšná tkanina AirX® výborně odvádí vlhkost a poskytuje optimální pohodlí při používání.
- Postranní dlahy s polycentrickým kloubem stabilizují koleno a kopírují fyziologický pohyb v kloubu.
- **Indikace:** mírná nestabilita kolenního kloubu, konečná fáze rehabilitace po úrazech a operacích kolene, bolesti kloubu (akutní, subakutní i chronické) různého původu. Odlehčení a stabilizace kolene při přetížení.

novinka částečná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5006950

cena **3 130 Kč**  
(doplatek 931 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5
Obvod stehna (cm)	36–39	40–43	44–48	49–54	55–60



## S-Move C

### DRQ10D

- Funkční zavřená kolenní ortéza s vyjímatelnými kovovými dlahami a polycentrickým kloubem s možností limitace rozsahu pohybu do flexe i extenze.
- Prodyšná tkanina AirX® výborně odvádí vlhkost a poskytuje optimální pohodlí při používání.
- Postranní dlahy s polycentrickým kloubem stabilizují koleno a kopírují fyziologický pohyb v kloubu.
- **Indikace:** mírná nestabilita kolenního kloubu, konečná fáze rehabilitace po úrazech a operacích kolene, bolesti kloubu (akutní, subakutní i chronické) různého původu. Odlehčení a stabilizace kolene při přetížení.

novinka částečná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5006945

cena **2 745 Kč**  
(doplatek 546 Kč)

Velikost	1	2	3	4	5
Obvod stehna (cm)	36–39	40–43	44–48	49–54	55–60



## GENU meyra IMS

### MY27120

- Kolenní pooperační imobilizační ortéza s pevnými dlahami bez kloubu.
- Ortéza je polstrovaná, okraje jsou měkké pro komfort uživatele.
- Anatomicky tvarované a zesílené postranní dlahy.
- **Indikace:** imobilizace kolenního kloubu po operacích, stavy po úrazech kolenního kloubu a patelly (česky).

plná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5008138

cena **819 Kč**  
(doplatek 0 Kč)

Velikost	1	2	3
Celková délka ortézy (cm)	40	48	58

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## Game Changer

OV 49001 (levá) / OV 49002 (pravá)

- Lehká kolenní ortéza s jednostrannou dlahou pro odlehčení vnitřního nebo zevního kompartmentu kolene při osteoartritidě.
- Vhodným stranovým nastavením ortézy můžeme odlehčit přetíženou vnitřní (varózní postavení kolene – O), nebo zevní část (valgózní postavení – X) kolene.
- Nastavení je snadné a rychlé pomocí přiloženého klíče.
- **Indikace:** osteoartróza a jiné degenerativní změny kolene s potřebou stabilizace, korekce a odlehčení vnitřního nebo zevního kompartmentu kloubu.

Velikost: univerzální

novinka 

Kód ZP: 04-5013259

cena **5 899 Kč**  
(doplatek 4 299 Kč)



## FIRST

DRQ15A

- Čtyřbodová základní rámová kolenní ortéza po vazových poraněních kolene.
- Pevný anatomicky tvarovaný rám ze slitiny hliníku.
- Polycentrický kloub ortézy kopíruje fyziologický pohyb v kolenním kloubu uživatele, umožňuje limitovat rozsah pohybu pomocí dorazů.
- **Indikace:** nestabilita kolenního kloubu různé etiologie, používá se při poranění vazů ACL (přední zkřížený vaz), PCL (zadní zkřížený vaz) a vnitřního i zevního postranního vazy, po operaci a následné rehabilitaci i při konzervativní léčbě.

novinka 

Kód ZP: 04-5006984

cena **4 050 Kč**  
(doplatek 1 050 Kč)

Velikost	XS	S	M	L
Obvod stehna (cm)	33–39	39–47	47–53	53–59



## FOLLOW

DRQ10E

- Čtyřbodová rámová kolenní ortéza po operaci i při konzervativní léčbě při poranění kolenních vazů.
- Pevná rámová kolenní ortéza s odlehčenou konstrukcí, materiál je odolný vodě, soli, chloru a nízkým teplotám.
- Dokonale anatomicky tvarovaná, snadné přizpůsobení.
- Patentovaný kloub ortézy kopíruje fyziologický pohyb v kolenním kloubu a umožňuje limitovat rozsah pohybu podle potřeby.
- **Indikace:** nestabilita kolenního kloubu různé etiologie, používá se při poranění vazů ACL (přední zkřížený vaz), PCL (zadní zkřížený vaz) a vnitřního i zevního postranního vazy, po operaci a následné rehabilitaci i při konzervativní léčbě při poranění vazů a nestabilitě kolene.

novinka 

Kód ZP: 04-5006965

cena **6 170 Kč**  
(doplatek 3 170 Kč)

Velikost	XS	S	M	L	XL
Obvod stehna (cm)	33–39	39–47	47–53	53–59	59–67
Obvod kolene (cm)	30–33	33–35	35–38	38–43	43–48
Obvod lýtky (cm)	25–30	30–35	35–40	40–47	47–50

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## RUSH

### DRQION

- Lehká pooperační kolenní ortéza s nastavitelným rozsahem pohybu v kolenním kloubu a délkově nastavitelnými dlahami.
- Ortéza pevné konstrukce se stabilními postranními dlahami, které lze snadno délkově přizpůsobit.
- Nastavení rozsahu pohybu v krocích po 10° v rozmezí flexe: 0°–120°, extenze 0°–90°.
- Rychlý zámek pro imobilizaci v úhlu 0°, 15°, 30°, nebo 45°.
- Nízká hmotnost.
- **Indikace:** imobilizace kolene po operacích nebo úrazech, následná rehabilitace.

Velikost: univerzální

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5013169

cena 2 990 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## Compact PRO

### OV51600

- Pooperační kolenní ortéza s nastavitelným rozsahem pohybu v kolenním kloubu a délkově nastavitelnými dlahami.
- Ortéza pevné konstrukce se stabilními postranními dlahami, které lze snadno délkově přizpůsobit.
- Nastavení rozsahu pohybu v rozmezí flexe 0°–120°, extenze 0°–90°.
- Rychlý zámek pro imobilizaci v úhlu 0°, 15°, 30°, nebo 45°.
- **Indikace:** imobilizace kolene po operacích nebo úrazech, následná rehabilitace.

Velikost: univerzální

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5013170

cena 1 690 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## HIP Joint Orthosis

### DRQIOB

- Zpevňující ortéza kyčelního kloubu z elastického materiálu s výztuží.
- Ortéza z elastického materiálu Lycra®, kyčelní výztuž vyrobená z polyuretanové pěny, laminovaná velurovou pleteninou.
- Stabilizuje kyčelní kloub, zajišťuje kompresi měkkých tkání a umožňuje uživateli kontrolovaný pohyb.
- **Indikace:** stavy po operacích, úrazech kyčelního kloubu, po totální endoprotéze. Bolesti a přetížení oblasti kyčelního kloubu.

novinka částečná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5013283

cena 940 Kč  
(doplatek 520 Kč)

Velikost	S	M	L	XL
Obvod přes boky (cm)	75–90	90–105	105–120	120–140





# BANDÁŽE A ORTÉZY

## Dětské bandáže a ortézy

V této sekci naleznete osvědčené bandáže a ortézy uzpůsobené svou velikostí i provedením potřebám dětských uživatelů.

Klavikulární ortéza najde uplatnění jak po úrazech klíční kosti, tak jako upomínací bandáž u dětí s vadným držením těla. Ortéza zápěstí je nabízena jak ve standardní, tak prodloužené verzi.

Funkční stabilizační ortézy indikované po úrazech a při nestabilitách kotníku jsou k dispozici v otevřené i uzavřené verzi. Ortéza typu Walker je vhodná po úrazech kotníku a bérce.



### KID Prospine Clavicle Support

DRQH0W

- Dětská klavikulární bandáž – rovnač zad osmičkový.
- Bandáž slouží jako klavikulární po úrazech klíční kosti, nebo jako upomínací pro korekci u vadného držení těla a napřimění hrudní páteře.
- **Indikace:** úrazy, zlomeniny klíční kosti – konzervativní léčba. Vadné držení těla, horní zkřížený syndrom, bolestivé syndromy hrudní páteře, hyperkyfóza hrudní páteře.

Velikost: univerzální



Kód ZP: 04-5013223

cena 490 Kč  
(doplatek 140 Kč)



### KID Manu Universal

DRQF3F (standard) / DRQF3G (long)

- Univerzální dětská ortéza zápěstí, jedna velikost, oboustranná, s odnímatelným prvkem pro fixaci palce.
- Zajišťuje imobilizaci zápěstí ve funkčním postavení s možností imobilizace palce.
- Anatomicky profilovaná hliníková tvarovatelná dlahá.
- **Indikace:** pouřazové stavy zápěstí, palce a distálního předloktí, bolesti spojené s chronickou instabilitou zápěstí. Ochrana palce a zápěstí při sportu.

Velikost: univerzální



Kód ZP: 04-5013219 (standard)  
Kód ZP: 04-5013220 (long)

cena 698 Kč  
(doplatek 348 Kč)

# BANDÁŽE A ORTÉZY



## KID AFO-Soft

### DRQ10U

- Dětská stabilizační bandáž hlezenního kloubu vyrobená z prodyšného materiálu. Díky otevřené konstrukci se snadno nasazuje.
- Materiál AIR-X velmi dobře prodyšný a propustný pro vlhkost.
- Vyměkčení v kritických oblastech kotníku.
- Otevřená konstrukce umožňuje použití i při menších objemových změnách kotníku – otoky.
- **Indikace:** lehká nestabilita v hlezenním kloubu, např. porúrazové stavy, Poranění kloubního pouzdra a tendinitidy, prevence poranění po předchozích úrazech.

Velikost: univerzální

novinka plná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5013224

cena 549 Kč  
(doplatek 0 Kč)



## KID AeroStab

### DRQ10T

- Dětská stabilizační ortéza hlezenního kloubu vyztužená kovovými dlahami pro prevenci poranění kotníku a při distorzi hlezenního kloubu I° a II°.
- Snadný způsob natažení ortézy na nohu za pomoci poutek po stranách, dotažení šněrováním a následně pásky na suchý zip pro zvýšení stability.
- Lze používat v běžné obuvi.
- **Indikace:** nestability, distorze hlezenního kloubu I°–II° (podvrtnutí, výron kotníku) – po úrazu i během rehabilitace. Brání extrémním pohybům do inverze a everze, prevence poranění kotníku.

novinka částečná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5013221

cena 998 Kč  
(doplatek 248 Kč)

Velikost	1	2	3
Obvod přes nárt a patu (cm)	20–23	23–25	25–27



## KID AIR Walking Boot

### DRQ15G

- Dětská fixační ortéza hlezenního kloubu typu Walker s nastavitelnou kompresí pomocí integrované pumpičky.
- Ortéza je vybavena nastavitelnou ochranou prstů.
- Nášlapná část je opatřena podrážkou a tvarovaná pro usnadnění odvalu nohy při chůzi.
- **Indikace:** úrazy měkkých tkání kotníku, chodidla a bérce. Následná léčba stabilních zlomenin (nebo po osteosyntéze) distální v oblasti kotníku, metatarzů a přednoží. Distorze kotníku.

novinka částečná úhrada ZP

Kód ZP: 04-5013222

cena 1 798 Kč  
(doplatek 798 Kč)

Velikost	S	M	L
Velikost obuvi	23–26	27–30	31–33

# KOREKTORY A FIXÁTORY

Vbočený palec (*hallux valgus*) je velmi častou deformitou, která postupně vede k přetěžování dalších částí nohy, otokům a bolestem. V rámci konzervativní terapie hraje významnou roli zejména fyzioterapie, ale také používání vhodné obuvi a korekčních pomůcek.

Korektory se používají ve fázi, kdy valgozita ještě není fixovaná.

K dennímu použití slouží silikonové meziprstní korektory a bandáže. Thomsenova dlaha je vhodná pro noční aplikaci k zabránění progresu a uvolnění svalových kontraktur.



## I201 - Silikonový meziprstní korektor Qmed

SLID1F2AAEMXP (vel. M), SLID1F2AAELXP (vel. L)

- Rovná a koriguje vbočený palec.
- Svoji mimořádnou měkkostí a přizpůsobivostí optimálně absorbuje tlaky a otřesy.
- Odstraňuje zbytečné tření a chrání tak prsty proti odřeninám.

Balení: 1 pár  
Materiál: silikon  
Velikost: M = výška 2 cm  
L = výška 2,5 cm

cena 169 Kč



## I205 - Silikonová podpora prstů Qmed

SLID1H2AAEMXP (vel. M), SLID1H2AAELXP (vel. L)

- Silikonový korektor prstů podepírá, roztahuje a rovná kladívkové a drápovité prsty.
- Podepřením prstů zmírňuje obtíže a bolesti.
- Chrání bříška prstů před odřením a otřesy.
- Podpora je tvarovaná zvlášť pro pravou a levou nohu.

Balení: 1 pár  
Materiál: silikon  
Velikost: M = výška 2,5 cm  
L = výška 3 cm

cena 189 Kč

# KOREKTORY A FIXÁTORY



## **I209 - Qmed HALLUCARE - Silikonový korektor s ochranou palce**

**DRIE0BOXXXUP**

- Spojení silikonového korektoru s chráničem palce.
- Pomůcka optimálně absorbuje tlaky, rovná vbočený palec a chrání proti otlakům na kloubu palce.

Balení: 1 pár  
Materiál: silikon  
Velikost: univerzální

cena 129 Kč



## **I208 - Qmed HALLUDUO - Silikonový korektor s dvojitým kroužkem**

**DRIE0COXXXUP**

- Rovná a koriguje vbočený palec.
- Dvojitý kroužek navléknutý na palec a druhý prst dokonale fixuje korektor v prostoru mezi prsty.

Balení: 1 pár  
Materiál: silikon  
Velikost: univerzální

cena 129 Kč



## **I212 - Qmed HALLUTRIO - Silikonový korektor s dvojitým kroužkem a ochranou palce**

**DRQS3A3XXXXXP**

- Spojení silikonového korektoru s dvojitým kroužkem a chráničem palce.
- Dvojitý kroužek navléknutý na palec a druhý prst dokonale fixuje korektor v prostoru mezi prsty.
- Pomůcka optimálně absorbuje tlaky, rovná vbočený palec a chrání proti otlakům na kloubu palce.

Balení: 1 pár  
Materiál: silikon  
Velikost: univerzální

cena 129 Kč

# KOREKTORY A FIXÁTORY



## I213 - Qmed HALLUCOMFORT - Pomůcka pro korekci haluxů

DRQS3B3YYXUXP

- Silikonová pomůcka pro korekci vbočeného palce.
- Podporuje správné zarovnání špiček nohy.
- Snižuje napětí způsobené chůzí, umožňuje pohodlnější chůzi při nošení obuvi.
- Lze použít v různých typech obuvi.
- Pro použití v průběhu dne i v noci.

Balení: 1 pár  
Materiál: 100% TPE  
Velikost: univerzální

cena 219 Kč



## I206 - Elastická bandáž pro korekci haluxů Qmed

DRID1R4FAWUXP

- Elastická textilní bandáž s gelovou výplní stahuje přednoží v místě příčné klenby.
- Dokonale chrání kloub palce proti otlakům a odřeninám.

Balení: 1 ks  
Velikost: univerzální

cena 198 Kč



## I210 - Qmed HALLUSTOP - Bandáž pro korekci haluxů

DRIEOALAXXULP (levá), DRIEOALAXXUPP (pravá)

- Bandáž pro korekci vbočených palců.
- Díky použití odolného a zároveň velmi flexibilního elastického materiálu obnovuje přirozenou polohu špičky nohy a tím přispívá ke snížení bolesti.
- Lze použít ve většině typů obuvi.
- Součástí bandáže je odnímatelná pelota ve tvaru kapky s reflexní podpůrnou funkcí sloužící k podpoře klenby nohy, zejména při potížích s plochou nohou. Pelota zabraňuje projevům únavy chodidla a příjemně měkce podporuje klenbu.

Balení: 1 ks  
Velikost: univerzální  
Varianty: levá / pravá

cena 498 Kč

# KOREKTORY A FIXÁTORY



## I101 - Thomsenova dlaha Qmed

DRIDOU0FGFUXP

- Kombinace dlahy a měkké kožené přezky s upínacím páskem, který umožňuje stupňovat tlak na vyrovnání osy palce.
- Velmi účinný způsob korekce.
- Dlahy je tvarována zvlášť pro levou a pravou nohu.
- Používá se v klidové pozici nebo při spánku.
- Dlahy není určena pro chůzi.

Balení: 1 pár  
Velikost: univerzální

cena 398 Kč



## I211 - Qmed HALLUFIT - Aktivní korektor vbočených palců

DRIFOD2BEX01P

- Aktivní korektor pomocí cviků cíleně aktivuje svaly palce.
- Rovná a koriguje vbočený palec a pomáhá jej udržovat flexibilní a mobilní.
- Každodenní cviky by měly být zaměřené nejen na palcové svaly ale i na celé chodidlo.

Balení: 1 ks  
Velikost: univerzální

cena 129 Kč



## I017 - Metatarsální bandáž

DRIDOR1FAC1UP (vel. S), DRIDOR1FAC1DP (vel. L)

- Metatarsální bandáž pro sníženou klenbu nohy s měkkou podložkou v centrální části, která aktivně stahuje klenbu.
- Vhodná k nošení pod ponožky nebo do bot.
- **Indikace:** příčné ploché nohy, podpora příčné klenby chodidla, změna rozložení tlaku v přední části chodidla.

Balení: 1 pár  
Velikost: S = obvod 18 cm  
L = obvod 20 cm

novinka

cena 198 Kč

# OCHRANNÝ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

## Ochranná obuv na sádku MAXI ARMOR

### MXFK

- Ochranná obuv na sádku MAXI ARMOR je vyrobená z pěny EVA, šetrné k životnímu prostředí.
- Ochranná obuv může být použita na pravé i na levé noze.
- Integrovaná ochrana prstů.
- Snadná údržba.

**Velikosti:** S = 21,8 cm  
M = 24,4 cm  
L = 27,7 cm  
XL = 28,9 cm

**Materiál:** pěna EVA

**Barva:** tmavě modrá

cena 398 Kč

## Ochranná bota Qmed

### DRQ13ROLAX0xP

- Prodyšná ochranná bota na sádku nebo obvaz.
- Univerzálně použitelná pro pravou nebo levou nohu.
- Pevná výztuž paty.
- Protiskluzová podrážka.
- Díky odnímatelné přední části lze použít jako botu s otevřenou nebo zavřenou špičkou.

**Velikosti:** S = 24,6 cm  
M = 26 cm  
L = 27,8 cm  
XL = 29,8 cm

**Materiál:** 100% polyester, pěna EVA

**Barva:** černá

cena 690 Kč

## Pooperační bota s odlehčenou špičkou Qmed

### DRQ13POLAX0xP

- Určeno pro doléčení a nerušené hojení po ortopedických operacích, po operacích haluxů, a pod.
- Odlehčení a stabilizace celého přednoží.
- Univerzálně použitelná pro pravou nebo levou nohu.
- Pevná výztuž paty.
- Protiskluzová podrážka.

**Velikosti:** S = 23,5 cm  
M = 25,5 cm  
L = 27,5 cm  
XL = 30 cm

**Materiál:** 100% polyester, pěna EVA

**Barva:** černá



Kód ZP: 04-5008632

cena 690 Kč  
(doplatek 190 Kč)



# OCHRANNÝ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT



## Helma Starlight Standard

5180

- Anatomicky tvarovaná helma pro ochranu celé hlavy.
- Ochranná helma je velmi účinnou prevencí úrazů hlavy převážně u osob s epilepsií či s mentálním a kombinovaným postižením.
- Uši jsou volné.
- Možnost přidání chrániče brady.
- Bavlněná podšívka.
- Dostupná v červené a modré barvě (jiné barvy za příplatek).

Obvod hlavy: 47–62 cm po 1 cm

Hmotnost: od 95 g

Barva: červená, modrá

cena **2 400 Kč**

**Příslušenství:**  
Chránič brady

cena **1 390 Kč**



## Helma Starlight Base

C40200

- Anatomicky tvarovaná helma pro ochranu celé hlavy.
- Ochranná helma je velmi účinnou prevencí úrazů hlavy převážně u osob s epilepsií, či s mentálním a kombinovaným postižením.
- Uši jsou volné.
- Možnost přidání chráničů čela, zátylku a bradu.
- Potah z čisté bavlny.

Velikost: 1 (47–49 cm)  
2 (50–52 cm)  
3 (53–55 cm)  
4 (56–59 cm)  
5 (60–65 cm)

cena **3 490 Kč**

**Příslušenství:**  
Chránič čela nebo zátylku (1 ks)  
**1 890 Kč**

Chránič brady  
cena **1 390 Kč**



## Helma Starlight Secure

C40110

- Anatomicky tvarovaná helma pro ochranu celé hlavy.
- Ochranná helma je velmi účinnou prevencí úrazů hlavy převážně u osob s epilepsií, či s mentálním a kombinovaným postižením.
- Uši jsou volné.
- Možnost přidání chráničů čela, zátylku a bradu.
- Potah z čisté bavlny.

Velikost: 1 (47–49 cm)  
2 (50–52 cm)  
3 (53–55 cm)  
4 (56–59 cm)  
5 (60–65 cm)

cena **3 490 Kč**

**Příslušenství:**  
Chránič čela nebo zátylku (1 ks)  
**1 890 Kč**

Chránič brady  
cena **1 390 Kč**



## Gymnastický míč Peanut

**DRQM310BFXUXP**

- Vhodný pro všechny druhy tradiční léčby jako je fyzioterapie, ergoterapie, cvičení zádových svalů, prenatální cvičení, standardní rehabilitace, cvičení psychomotoriky a pro zlepšení držení těla.
- Ideální pro rehabilitaci a cvičení všech věkových skupin – je vhodný pro děti i seniory.
- Speciální tvar poskytuje velmi dobrou stabilitu.
- Během cvičení s pomůckou posilujete vnitřní svaly, které jsou důležité pro správnou koordinaci těla a rovnováhu.
- Součástí balení je pumpička.

**Rozeř:** 100 x 50 cm

**Nosnost:** 250 kg

cena 499 Kč



## Gymnastický míč ABS

**DRQM3A0MA001PGP** (Ø 45 cm), **DRQM3A0MA002PGP** (Ø 55 cm), **DRQM3A0MA003PGP** (Ø 65 cm), **DRQM3A0MA004PGP** (Ø 75 cm), **DRQM3A0MA005PGP** (Ø 85 cm)

- Nafukovací gymnastický míč z kvalitního materiálu.
- Vhodný pro všechny druhy tradiční léčby jako je fyzioterapie, ergoterapie, cvičení zádových svalů, prenatální cvičení, standardní rehabilitace, cvičení psychomotoriky a pro zlepšení držení těla.

**Průměr:** 45–85 cm

**Výška uživatele:** 116 až >200 cm

**Nosnost:** 150 kg


Ø 45 cm cena 299 Kč

Ø 55 cm cena 329 Kč

Ø 65 cm cena 369 Kč

Ø 75 cm cena 449 Kč

Ø 85 cm cena 549 Kč



## Overball Qmed


**DRQM3AMA006PBP**

- Vhodný pro všechny druhy tradiční léčby jako je fyzioterapie, ergoterapie, cvičení zádových svalů, prenatální cvičení, standardní rehabilitace, cvičení psychomotoriky a pro zlepšení držení těla.

**Průměr:** 25–30 cm

**Nosnost:** 100 kg

cena 99 Kč




## Akupresurní podložka s polštářkem Qmed

### DRQN3A0NAXSET

- Akupresurní podložka s polštářkem slouží jako masážní pomůcka.
- Stimuluje vitalitu, uvolňování endorfinů a odbourává stres.
- Zmírňuje bolest, zlepšuje spánek a posiluje obranyschopnost těla.
- Snižuje stres a napětí, osvěžuje mysl.
- Balení obsahuje podložku a polštářek.

Rozměr podložky: 64 x 40 cm

cena 898 Kč



## Akupresurní podložka Qmed

### DRQN3A0NAXUXP

- Akupresurní a masážní pomůcka.
- Zlepšuje vitalitu, stimuluje uvolňování endorfinů, odbourává stres.
- Může uvolnit bolest, zlepšit spánek a posílit obranyschopnost těla.

Rozměry: 74 x 32 cm

cena 689 Kč



## Masážní podložka Qmed

### DRQN3B0LAXUXP

- Vhodná pro stimulaci reflexních plosek chodidel.
- Zlepšuje metabolismus a krevní oběh.
- Odstraňuje pocit únavy.
- Ideální jako pomůcka pro rehabilitační cvičení.

Rozměr: 35 x 175 cm

cena 549 Kč



## Balanční disky Qmed

**DRQM3COHA2UXPBP** (červený),  
**DRQM3COCHXUXPBP** (modrý),  
**DRQM3COBEXUXP** (šedý)

- Navrženy pro balanční cvičení a cvičení koordinace.
- Efektivní pomůcka pro zlepšení funkce vzpřimovacích svalů páteře.
- Možnost využití pro masáž chodidel a relaxaci.
- V nabídce tři barevné varianty.

Průměr: 35 cm

Nosnost: 200 kg

cena 299 Kč



## Balanční čočka Qmed

**DRQM3GCH101P**

- Efektivní balanční pomůcka pro zlepšení motorických schopností a pro posílení celého těla.
- Možnost využití pro masáž chodidel a relaxaci.
- Sada 2 kusů.

Průměr: 16 cm

Nosnost: 100 kg

cena 349 Kč



## Masážní váleček Qmed

**DRQM3P4LKXXXP**

- Masážní váleček je ideální produkt nejen pro masáž nohou, ale i celého těla.
- Masáží se účinně uvolňuje stres a svalové napětí.
- Efektivní pomůcka při rehabilitaci.
- Terapeutický účinek.
- Univerzální použití.

Rozměr: 17 x 7 cm

cena 349 Kč

# CVIČENÍ A REHABILITACE



## Gelový míček Qmed

**DRIE2A2JJAUXP** (extra měkký),

**DRIE2A2JCBUXP** (měkký),

**DRIE2A2JKAUXP** (tvrdý)

- Navržený pro posilování rukou, prstů a předloktí.
- Vyrobený z materiálu příjemného na dotek.
- Dostupný ve třech variantách tvrdosti.

Průměr: 5 cm

extra měkký (růžový) cena 99 Kč

měkký (modrý) cena 99 Kč

tvrdý (oranžový) cena 99 Kč



## Masážní míček Qmed

**DRQM3HOEAX01P** (zelený),

**DRQM3HOMAX02P** (žlutý),

**DRQM3HOHAX03P** (červený)

- Masážní míček s měkkými hroty – ježek.
- Míček je ideální pro masáže, reflexní terapii, relaxační cvičení, cvičení úchopové schopnosti a pohybu prstů.
- Koulení míčku v dlaních může mít vliv na odbourávání stresu.

Průměr zelený: 7 cm

Průměr žlutý: 8 cm

Průměr červený: 9 cm

zelený cena 54 Kč

žlutý cena 59 Kč

červený cena 69 Kč



## Masážní míček Qmed Standard Ball

**DRQM3N3LAXXP**

- Masážní koule je perfektní pomůckou pro každodenní masáž různých oblastí těla.
- Zaručuje úplné uvolnění vašich hlubokých svalových skupin.
- Při správně zvoleném cvičení můžete léčit specifické potenciální zdroje bolesti.
- Zmírňuje bolesti a svalové napětí.

Průměr: 8 cm

cena 199 Kč



## Masážní míček Qmed Lacrosse Ball

**DRQM3W0KBXXXP** (oranžový),

**DRQM3W0LAXXXP** (černý)

- Klasický masážní míček pro bodovou a přesnou samo-masáž vybraných částí těla pro hlubokou relaxaci svalů a fascií.
- Správně provedená cvičení s použitím míčku snižují svalové napětí, snižují lokální bolest a obnovují správnou funkci napjatých svalů, což přispívá k rychlejší regeneraci.
- Vyrobeno z pěny se zvýšenou tvrdostí.

Průměr: 6 cm

novinka

cena 139 Kč



## Dvojitý masážní míček Qmed Duo Ball

**DRQM3K0LAXXXP**

- Dvojitý masážní míček je skvělá pomůcka pro masáž namožených svalů nebo relaxační masáž. Zaručuje hlubokou masáž a současně poskytuje úlevu jednotlivým strukturám svalů. Díky jeho velikosti a velmi malé hmotnosti ho můžete používat prakticky kdekoliv.
- Efektivní pomůcka s mnohostranným využitím.
- Možnost využití například i pro masáž zad a relaxaci.
- Zmírňuje bolest svalového napětí.

Rozměr: 16 x 8 cm

cena 289 Kč



## Dvojitý masážní míček Qmed Lacrosse Duo Ball

**DRQM3U0KBXXXP** (oranžový),

**DRQM3U0LAXXXP** (černý)

- Speciálně navržený masážní váleček ve tvaru dvou koulí spojených dohromady.
- Pomáhá při hluboké masáži paraspálních svalů, rozkládá napětí ve svalových pleteních, spouštěcích bodech a fascií.
- Jednoduchá a velmi užitečná pomůcka při mobilizaci páteře a zvýšení její pružnosti.
- Vyrobeno z pěny se zvýšenou tvrdostí.

Rozměr: 12 x 6 cm

novinka

cena 269 Kč



## Qmed Neck Flexer

**DRQM6CBBXXXXP**


Masážní pomůcka Neck Flexer je určena pro osoby náchylné k časté ztuhlosti a napětí v krční oblasti. Masáž s kompresí a relaxací svalů pomáhá snížit bolestivost krku a šíje a zároveň zvyšuje rozsah pohybu v horní části těla.

- Masážní pomůcka na krk a krční obratle.
- Úleva od bolesti krku a hlavy.
- Okamžitá relaxace.
- Zmírňuje svalové napětí.

Rozměry: 24 x 21 x 13 cm

novinka

cena 749 Kč



## Qmed Back Stretching Support

**DRQR3D2YYXXXXP**

Qmed Back Stretching Support je pohodlná a snadno použitelná pomůcka, která pomáhá protáhnout svaly bederní páteře a zmírnit bolesti zad způsobené svalovým napětím.

- Protahování svalů bederní páteře.
- Relaxace při protahování.
- Zmírňuje svalové napětí.
- Tři úrovně nastavení.

Rozměry: 38,5 x 25,4 x 3 cm

novinka

cena 649 Kč





# CVIČENÍ A REHABILITACE



## Posilovací pásy Qmed Resistance Band

**DRQM6B0HAX01P** - odpor 7-16 kg (červený),

**DRQM6B0LAX02P** - odpor 15-29 kg (černý),

**DRQM6B0NAX03P** - odpor 20-39 kg (fialový),

**DRQM6B0EAX04P** - odpor 30-57 kg (zelený)

Posilovací pásy Qmed jsou důležitou pomůckou v rychlostním, vytrvalostním a silovém tréninku. Jsou perfektní pro posílení břišních svalů. Cvičení s odporovými pásy napomáhá budování svalové síly a zároveň podporuje stabilizaci kloubu v pohybu.

- Cvičení ke zvýšení rozsahu pohybu.
- Zlepšení pružnosti svalů.
- Čtyři různé varianty odporu.

Obvod: 208 cm

novinka

(červený) cena 219 Kč

(černý) cena 298 Kč

(fialový) cena 398 Kč

(zelený) cena 498 Kč



## Sada posilovacích gum Qmed

**DRQM3MYSETP**

- Sada pěti barevných posilovacích gum s různým odporem.
- Určeno pro všestranný trénink – kondiční cvičení, posilování i rehabilitaci.
- Efektivní pomůcka při rehabilitaci.
- Účinné protažení a posílení všech svalových skupin horních i dolních končetin.
- 5 různých úrovní zátěže.
- Balení obsahuje 5 kusů gum s různou úrovní zátěže odlišených barvou.

cena 299 Kč



## Posilovací guma Qmed GYM

**DRQM3B0YYXUXP020** – slabý tah (červená)

**DRQM3B0YYXUXP025** – střední tah (zelená)

**DRQM3B0YYXUXP030** – silný tah (modrá)

- Posilovací guma na cvičení a procvičování.
- Tento produkt je vhodný zejména do rehabilitačních a fitness center a do větších provozoven, kde je pro klienta vhodné řešení stříhání individuální délky terapeutické gumy.
- Efektivní pomůcka při cvičení a rehabilitaci.
- Ekonomicky výhodné balení.
- **V nabídce našeho e-shopu jsou tyto posilovací gummy dostupné i v délkách 1,5 m, 2 m, 2,5 m nebo 5,5 m.**

Rozměr: 15 cm x 45 m

slabý tah (červená) cena 2 390 Kč

střední tah (zelená) cena 2 890 Kč

silný tah (modrá) cena 3 360 Kč





## Cvičební válec Qmed Standard Roller

**DRQM3L0LAXXP**

- Cvičební válec je multifunkční sportovní pomůcka. Je ideální rovněž pro rehabilitační a korekční cvičení, stejně jako pro relaxaci a relaxační masáž.
- Efektivní pomůcka s mnohostranným využitím.
- Poskytuje účinnou masáž těla.
- Zvyšuje mobilitu.
- Zmírňuje bolesti a svalové napětí.
- Vhodné pro nácik rovnováhy u dětí.

Rozměr: 45 x 15 cm

Nosnost: 120 kg

cena 549 Kč



## Cvičební válec Qmed Therapy Roller

**DRQM3ROKBXXXP** (oranžový),

**DRQM3ROLAXXP** (černý)

Terapeutický válec s výstupky je ideální multifunkční pomůcka pro intenzivní masáž těla, rehabilitační a korekční cvičení, relaxaci a relaxační masáže. Válec neztrácí svou tvrdost a nedeformuje se.

- Efektivní pomůcka s mnohostranným využitím.
- Poskytuje účinnou masáž těla.
- Zvyšuje mobilitu, má pozitivní vliv na celulitidu.
- Zmírňuje bolesti a svalové napětí.
- Zlepšuje schopnost svalů pracovat a regenerovat.

Rozměry: 33 x 14 cm

Nosnost: 150 kg

**novinka**

cena 549 Kč



## Posilovač prstů Qmed

**DRQM5A1MAX01P** (žlutý),  
**DRQM5A1EAX02P** (zelený),  
**DRQM5A1HAX03P** (červený),  
**DRQM5A1CHX04P** (modrý)

- Posilovač prstů je ideální pomůckou při rehabilitaci a cvičení prstů ruky, stejně jako doplněk při tréninku. Díky ergonomickému tvaru se perfektně hodí do každé ruky a můžete ho používat prakticky kdekoliv. Doporučujeme začít s mírnou zátěží, tedy s posilovačem ve žluté barvě a posléze pokračovat se střední, silnou a případně velmi silnou zátěží.
- Efektivní pomůcka při rehabilitaci prstů.
- Procvičování extenze prstů.

žlutý:	mírná zátěž
zelený:	střední zátěž
červený:	silná zátěž
modrý:	velmi silná zátěž

cena 190 Kč



## Hřejivé / chladivé polštářky Qmed

**DRQR3B5CHX01P** (10 x 15 cm),  
**DRQR3B5CHX02P** (13 x 27 cm),  
**DRQR3B5CHX03P** (19 x 30 cm)

- Účinné gelové polštářky pro snižování bolesti pomocí tepla nebo chladu.
- Chladivá terapie je vhodná pro úlevu od různých druhů bolesti, poranění, zánětů, popálení či bodnutí hmyzem.
- Hřejivá terapie poskytuje úlevu při bolestech zad a svalů, revmatických bolestech, menstruačních bolestech, při sportovní terapii či relaxaci.
- Polštářky jsou určeny pro opakované použití a jsou vyrobeny z materiálů šetrných k pokožce a příjemných na dotek.

Obal: 100% polyester

Gel: vyčištěná voda, polyakrylát sodný, glycerin, karboxymethylcelulóza

10 x 15 cm cena 99 Kč

13 x 27 cm cena 159 Kč

19 x 30 cm cena 199 Kč

# CVIČENÍ A REHABILITACE



## GM Kinesiology Tape

### GEM-KTR00xx

- GM Kinesiology Tape je elastická tejpovací páska vhodná pro zmírnění bolestí svalů, šlach, kloubů a jejich regeneraci. Vyniká výbornou přilnavostí a vysokou elasticitou. Umožňuje plný rozsah pohybu na rozdíl od klasických fixačních tapů. GM Kinesiology Tape je voděodolný a prodyšný, umožňuje odpařování tělesné vlhkosti.
- **Vhodné použití:** bolesti zad, svalové a úponové bolesti, skoliózy, epikondylitidy, syndrom karpálního tunelu, lymfedémy a otoky, léčba a hojení jizev, traumata a záněty, k podpoře oběhu lymfy a krve.
- Aplikovat lze 24 hod. denně po dobu až 5 dní.
- Obsahuje speciální zdravotnické lepidlo (lékařská pryskyřice).
- 6 různých barevných provedení s identickými vlastnostmi, pásky se liší pouze barvou.

Materiál: 100% bavlna

Rozměr: 5 cm x 5 m

cena 199 Kč



## Tejpovací pásky Qmed

**DRQR5C4JEX5XP** (růžová), **DRQR5C4CHX5XP** (modrá),  
**DRQR5C4LAX5XP** (černá), **DRQR5C4FGX5XP** (tělová),  
**DRQR5D4YYXP** (sada 16 ks: 4x 4 barvy)

Tejpovací pásky Qmed jsou tenké elastické kineziologické pásky potažené hypoalergenním akrylovým lepidlem. Svým provedením, tloušťkou a pružností neomezují uživatele v jeho každodenních činnostech. Můžou být na kůži ponechány i několik dní. Jsou vhodné pro zmírnění bolestí svalů, šlach, kloubů a jejich regeneraci.

- Neobsahují latex.
- Voděodolné a prodyšné provedení.
- Vhodné použití při rehabilitaci, fyzioterapii, ortotice, revmatologii, ortopedii a sportu.
- Čtyři různá barevná provedení s identickými vlastnostmi, pásky se liší pouze barvou.

Materiál: 97 % bavlna, 3 % spandex

Rozměr: 5 cm x 5 m

novinka

1 ks cena 169 Kč

sada 16 ks cena 2 490 Kč



## Terapeutická hmota Qmed

**DRQM3M3EAXXXP** – extra měkká (zelená),  
**DRQM3M3MAXXXP** – měkká (žlutá),  
**DRQM3M3HAXXXP** – střední (červená),  
**DRQM3M3CHXXXP** – silná (modrá)

- Plastová hmota pro rehabilitaci rukou a prstů.
- Pravidelné cvičení snižuje bolestivost a ztuhlost prstů, rukou a kloubů zápěstí, zlepšuje rozsah pohybu v kloubech mezi prsty a zápěstí a také zlepšuje funkci úchopu ruky.
- Pomůcka je vhodná pro rehabilitaci v případě degenerativních onemocnění rukou, po úrazech a pod.
- Vyrobeno z netoxického silikonu.
- 4 různé stupně tuhosti.

cena 249 Kč

# TRENAŽÉRY POHYBU



## Pedálový trenažér Standard

**VCBP0011**

- Pedálový trenažér pro rehabilitaci dolních končetin s plynulým nastavením odporu.
- Mechanické nastavení odporu.
- Skládací rám.

Váha: 2,5 kg

cena 990 Kč



## Pedálový trenažér Digital

**DRVF06**

- Pedálový trenažér pro rehabilitaci dolních končetin s plynulým nastavením odporu a multifunkčním LCD displejem.
- Mechanické nastavení odporu.
- Skládací rám.
- Digitální LCD displej s funkcemi: čas, počet otáček, frekvence otáček, spálené kalorie.

cena 1 490 Kč

# TRENAŽÉRY POHYBU



## Pohybový trénažér iMOVE

3085372

Inovativní trénažér pohybu iMOVE umožňuje nekomplikovaný trénink nejen při sezení. iMOVE posiluje tělo a zvyšuje celkovou pohodu. Stimuluje metabolismus a krevní oběh, podporuje lymfatický a žilní oběh. Pohybové zařízení iMOVE je malé, lehké a navíc efektivní a všestranné.

- Stimulace krevního oběhu.
- Výrazné prokysličení tkání.
- Uvolnění svalů.
- Prevence unavených a těžkých nohou.
- Přímé ovládání na těle trénažéru nebo přes bezplatnou aplikaci iOS a Android.
- Kontraindikace:
  - křečové žíly,
  - akutní horečnatá onemocnění,
  - onkologická onemocnění,
  - lymfedém,
  - pacienti s implantáty (vč. kardiostimulátoru).

akční cena **19 840 Kč**



Rozměry v mm	320 x 340 x 90
Frekvence	cca 1–12 Hz
Zdvih v mm	cca 8
Maximální rozkmit v mm	cca ± 4
Hmotnost v kg	cca 5
Maximální zátěž v kg	25

Napájení	MW model č. GST60A24-P1J
Vstup	100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,4 A
Výstup	24 V
Jednosměrné napětí	2,5 A
Příkon	max. 60 W



## Bluetooth dálkové ovládání

3085373

- Nadstandardní vybavení.

cena **2 980 Kč**

# PODAVAČE



## Podavač ETAC AKTIV

**80505004** (45 cm), **80505003** (70 cm)

- Snadné zacházení díky jednoduchému tvaru rukojeti.
- Magnet v madle podavače.
- Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti uchopení.
- Kryt čelisti z kvalitní pryže.
- Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly.
- Dostupný v několika délkách.

Délka: 45 / 70 cm  
Hmotnost: 111 / 128 g  
Nosnost: 1 kg

cena 698 Kč



## Podavač ETAC AKTIV s háčkem

**80505006**

- Ideální pro oblékání a svlékání kvůli schopnosti tahat a tlačít.
- Magnet v madle podavače.
- Snadné zacházení díky jednoduchému tvaru rukojeti.
- Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti uchopení.
- Kryt čelisti z kvalitní pryže.
- Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly.

Délka: 45 cm  
Hmotnost: 117 g  
Nosnost: 1 kg

cena 698 Kč



## Podavač ETAC AKTIV s háčkem a područkou

**80505005**

- Praktická područka pro podporu předloktí.
- Ideální pro osoby s velmi omezenou silou v rukách.
- Háček pro možnost tahu či tlaku.
- Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti uchopení.
- Kryt čelisti z kvalitní pryže.
- Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly.

Délka: 60 cm  
Hmotnost: 139 g  
Nosnost: 1 kg

cena 698 Kč



## Podavač HANDI GRIP

**3071902** (66 cm), **3071903** (80 cm)

- Lehký podavač s vertikálně otočnou čelistí.
- Mechanika s lehkým chodem.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť.
- Protiskluzová úprava rukojeti.
- Dostupný ve dvou variantách.

Délka: 65 / 80 cm  
Hmotnost: 230 / 350 g  
Nosnost: 2 kg

cena 598 Kč



## Univerzální pomůcka pro snazší otáčivý pohyb

**80503003**

- Praktická pomůcka pro otočení nejen klíče v zámku, knoflíku u sporáku, vypínače.
- Univerzální pro jakoukoli velikost otáčeného předmětu.
- Bez námahy pro zápěstí a klouby prstů.
- Odolný plast.

Hmotnost: 84 g

cena 369 Kč





## Kuchyňské prkénko ETAC Fix

**80501004**

- Všestranné fixační prkénko pro snadné provedení úkonů při přípravě jídla.
- Možnost přípravy jídla pomocí jedné ruky či jako podpora při malé síle v obou pažích.
- Čelisti s možností uchycení potravin, struhadla či misky pro zamíchání.
- Odnímatelná ploška s hroty pro uchycení potravin pro nakrájení nebo oloupaní.
- Protiskuzové nožky s možností přiložení přísavek.
- Kvalitní materiál se snadnou údržbou.

**Materiál:** plast  
+ nerezová ocel

**Hmotnost:** 1,3 kg

cena **1 490 Kč**



## Kuchyňské nože ETAC Relieve

**80402101** (standardní provedení), **80402102** (malé provedení),

**80402001** (skládací provedení), **80501101** (standardní provedení s delší čepelí)

- Kuchyňské nože s ergonomickou rukojetí s možností držení v přirozené poloze ruky.
- Zahnutí rukojeti umožňuje optimální a pohodlnou pozici zápěstí a palce.
- Vroubkovaná velmi ostrá čepel pro snadné řezání.
- Varianta s delším ostřím pro porcování a krájení větších potravin.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**Hmotnost:** 72 / 37 / 72 / 75 g

**80402101** cena **290 Kč**

**80402102** cena **290 Kč**

**80402001** cena **360 Kč**

**80501101** cena **420 Kč**



## Kuchyňský nůž ETAC Relieve

**80501001**

- Kuchyňský nůž s ergonomickou rukojetí s možností držení v přirozené poloze ruky.
- Zahnutí rukojeti umožňuje optimální a pohodlnou pozici zápěstí a palce.
- Uzavřená rukojeť poskytuje dobré vyvážení při držení a snižuje sílu nutnou vynaložit ke krájení.
- Vroubkovaná velmi ostrá čepel pro snadné řezání.
- Dlouhé ostří pro porcování a krájení větších potravin.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**Hmotnost:** 161 g

cena **890 Kč**



## Ergonomický kuchyňský nůž

3050872

- Ergonomický kuchyňský nůž se širokým ostřím.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**DOPRODEJ**

cena 50 Kč



## Ergonomický kuchyňský nůž

3050862

- Ergonomický kuchyňský nůž s tenkým ostřím.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**DOPRODEJ**

cena 50 Kč



## Ergonomická škrabka

3040072

- Ergonomická škrabka na sýr a zeleninu.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť vhodná pro všechny velikosti rukou.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**DOPRODEJ**

cena 50 Kč



## Ergonomická kuchyňská vidlička

3040082

- Ergonomická kuchyňská vidlička (dvojzubec).
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť vhodná pro všechny velikosti rukou.
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**DOPRODEJ**

cena 50 Kč



## Ergonomická kuchyňská obracečka

3040062

- Ergonomicky tvarovaná obracečka.
- Ergonomická rukojeť vhodná pro všechny velikosti rukou.
- Ergonomická rukojeť pro bezpečné uchopení a menší zátěž na paže a ramena.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**DOPRODEJ**

cena 50 Kč



## Ergonomické příbory ETAC se silnou rukojetí

**80402002** (vidlička),  
**80402004** (lžíce),  
**80402006** (nůž),  
**80402007** (dezertní lžička)

- Lehké ergonomicky tvarované příbory se silnou rukojetí.
- Speciálně určené pro osoby s kloubními problémy.
- Díky nepatrné hmotnosti a silné rukojeti sníží příbory tlak na prsty a odlehčí kloubům.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**Délka:** 18–22 cm

**Hmotnost:** 23–37 g

vidlička cena 290 Kč

lžíce cena 290 Kč

nůž cena 290 Kč

dezertní lžička cena 290 Kč



## Ergonomické příbory ETAC se štíhlou rukojetí

**80401003** (vidlička), **80401005** (lžíce), **80401001** (nůž), **80401007** (dezertní lžička)

- Lehké ergonomicky tvarované příbory se štíhlou prodlouženou rukojetí.
- Speciálně určené pro osoby, které si při jídle potřebují opřít ruce v předloktí o stůl.
- Příbory a jejich těžiště jsou navrženy tak, aby byl jejich uživatel ušetřen zbytečných pohybů rukou a předloktí.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**Délka:** 20–22 cm

**Hmotnost:** 21–34 g

vidlička cena 290 Kč

lžíce cena 290 Kč

nůž cena 290 Kč

dezertní lžička cena 290 Kč



## Příbory ETAC pro dopomoc

**80403101** (lžíce), **80403102** (lžička), **80403103** (vidlička)

- Příbory navrženy pro stravování za asistence druhé osoby.
- Plochý a hladký design usnadňuje stravování osob s omezenou schopností otevřít ústa.
- Vhodné pro osoby se slabým svalstvem horních končetin.
- Vršek rukojeti uzpůsoben pro přidržování asistující osobou.

**Materiál:** plast

**Délka:** 31–37 cm

**Hmotnost:** 20–22 g

lžíce cena 290 Kč

lžička cena 290 Kč

vidlička cena 290 Kč



## Příbory ETAC kombinované

**80403003**

(vidlička/nůž, levá ruka),

**80403002**

(vidlička/nůž, pravá ruka),

**80403001** (lžice/nůž)

- Kombinovaný příbor určený osobám, které mohou používat pouze jednu ruku.
- Zakulacená rukojeť pro pohodlné a bezpečné držení při nabírání i krájení jídla.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**Délka:** 18 cm (vidlička/nůž), 20 cm (lžice/nůž)

**Hmotnost:** 25 g (vidlička/nůž), 35 g (lžice/nůž)

vidlička/nůž cena **290 Kč**

lžice/nůž cena **290 Kč**



## Zakřivená ergonomická lžice ETAC

**80403202** (levá ruka), **80403201** (pravá ruka)

- Lehká ergonomická zakřivená lžice se silnou rukojetí.
- Vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí paží a zápěstí.
- Dostupné ve 2 variantách.

**Materiál:** plast + nerezová ocel

**Délka:** 19 cm

**Hmotnost:** 35 g

80403202 cena **290 Kč**

80403201 cena **290 Kč**



## Dětská zalomená lžice ETAC

**80403302** (levá ruka), **80403301** (pravá ruka)

- Lehká zakřivená lžice navržena pro děti.
- Cílem je usnadnit dětem samostatné stravování.
- Speciální tvar a podpora palce zabraňují sklouznutí.
- Úhel zakřivení lze nastavit pomocí malého šroubku.
- Díky pružnému poutku je vhodná i pro děti s nízkou schopností uchopení.
- Levá a pravá varianta.

**Materiál:** plast

**Délka:** 16 cm

**Hmotnost:** 40 g

80403302 cena **640 Kč**

80403301 cena **640 Kč**



## Talířová obruba

147500

- Univerzální talířová obruba.
- Uspodňuje nabrání jídla na vidličku či lžici.
- Vhodná do myčky a mikrovlnné trouby.
- Snadné nasazení.
- Maximální průměr talíře 28 cm.

**Materiál:** plast  
**Barva:** bílá

cena 110 Kč



## Hrnek s náustkem ETAC

80404042

- Hrnek složený z plastového pohárku, podšálku s držadlem a víka s náustkem.
- Rozšířené dno podšálku zabraňuje převrhnutí.
- Velké držadlo pro snazší uchopení.
- Díky izolujícímu podšálku lze držet hrnek i s horkou tekutinou.
- Lze mýt v myčce.

**Materiál:** plast  
**Hmotnost:** 125 g  
**Objem:** 3 dl

cena 460 Kč



## Pohár ETAC

80404001

- Lehký plastový pohár inspirovaný sklenicí na víno.
- Pohár má silnou nohu pro snadné uchopení palcem a ukazováčkem.
- Vhodný pro osoby s kloubními problémy.

**Materiál:** plast  
**Hmotnost:** 75 g  
**Objem:** 2,5 dl

cena 195 Kč



## Pítko ETAC

80404101

- Speciální pítko navržené pro usnadnění pití.
- Hubička pro lepší kontakt se rty.
- Snižuje nutnost zaklání hlavy.
- Pítko je transparentní.
- Vyznačené rysky 0,5 dl a 1 dl.

**Materiál:** plast  
**Hmotnost:** 40 g

cena 195 Kč



## Sada Beauty

80210066

- Sada Beauty obsahuje:
  - Mycí houbu s ergonomickou rukojetí, délka: 38 cm.
  - Hřeben na vlasy s ergonomickou rukojetí, délka: 37 cm.
  - Univerzální ergonomický úchyt s pilníkem na nehty, který lze použít i jako úchyt např. pro kartáček na zuby nebo holicí strojek, délka: 11 cm.

cena 690 Kč



### Mycí houba zahnutá

80210080

- Zahnutá mycí houba s ergonomickou rukojetí.
- Navržena pro usnadnění každodenního umývání.
- Houba neabsorbuje vodu, tudíž je lehká po celou dobu používání.
- Rukojeť s protiskluzovým povrchem pro snadné a bezpečné používání.
- Mycí houba je odnímatelná a lze ji prát v pračce.

Délka: 77 cm

Hmotnost: 203 g

cena 560 Kč



### Mycí houba

80210076

- Mycí houba s ergonomickou rukojetí.
- Navržena pro usnadnění každodenního umývání.
- Houba neabsorbuje vodu, tudíž je lehká po celou dobu používání.
- Rukojeť s protiskluzovým povrchem pro snadné a bezpečné používání.
- Mycí houba je odnímatelná a lze ji prát v pračce.

Délka: 38 cm

Hmotnost: 112 g

cena 420 Kč



## Kartáč na vlasy

**80210072** (délka 29 cm),

**80210074** (délka 37 cm)

- Kartáč na vlasy s prodlouženou ergonomickou rukojetí.
- Ergonomická rukojeť s protiskluzovým povrchem pro pohodlné a bezpečné používání.
- Kratší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k uším.
- Delší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k ramenům.

Délka: 29 / 37 cm

Hmotnost: 102 / 112 g

80210072 cena 390 Kč

80210074 cena 460 Kč



## Hřeben na vlasy

**80210068** (délka 30 cm), **80210070** (délka 37 cm)

- Hřeben na vlasy s prodlouženou ergonomickou rukojetí.
- Ergonomická rukojeť s protiskluzovým povrchem pro pohodlné a bezpečné používání.
- Kratší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k uším.
- Delší varianta vhodná pro uživatele, kteří dosáhnou k ramenům.

Délka: 30 / 37 cm

Hmotnost: 80 / 90 g

80210068 cena 390 Kč

80210070 cena 420 Kč



## Pomůcka k mytí vlasů

**80210078**

- Speciální pomůcka (kartáč) k mytí vlasů s ergonomickou rukojetí.
- Navrženo pro usnadnění umývání vlasů.
- Rukojeť s protiskluzovým povrchem pro snadné a bezpečné používání.

Délka: 36 cm

Hmotnost: 112 g

cena 420 Kč



## Mycí sandál

DEAV001

- Mycí sandál usnadňující péči o nohy osobám se sníženou pohyblivostí.
- Přísavky na spodní straně zajišťující bezpečné používání.
- Dlouhá životnost štětin.
- Otvory usnadňující odtok vody.

cena 770 Kč



## Univerzální úchyt s pilníkem na nehty

80210082

- Univerzální ergonomický úchyt s pilníkem na nehty.
- Úchyt je standardně dodáván s pilníkem na nehty (3 ks).
- Větší otvor na opačné straně slouží pro uchycení např. kartáčku na zuby nebo holicího strojku.

Délka: 11 cm

Hmotnost: 45 g

cena 190 Kč



## Pomůcka pro osobní hygienu ETAC Torkel

80304001

- Praktický pomocník pro osobní hygienu na WC pro osoby se sníženou pohyblivostí.
- Vyrobeno z lehkého materiálu pro snadné použití.
- Do kleští může být umístěn toaletní papír, žínka či menší ručník.
- Pomůcku lze dezinfikovat chemicky nebo varem.

Délka: 33 cm

Hmotnost: 100 g

cena 590 Kč



# OBLÉKÁNÍ



## Navlékač ETAC Socky

**80601002-2** (krátký),  
**80601003-2** (standard),  
**80601001-2** (dlouhý)

- Pomůcka pro usnadnění navlékání nejen punčoch a ponožek.
- Krátký navlékač je vhodný pro navlékání ponožek, podkolenek a kompresních podkolenek.
- Dlouhá varianta pomůže při značné slabosti v rukách a snížené pohyblivosti trupu, navíc sníží tření ponožky o podlahu.
- Pomocí dlouhého navlékače lze snadno obléci ponožky, podkolenky a punčochy.
- Varianta Standard je navržena pro navlékání různých typů a délek samodržících a kompresních punčoch.

krátký cena **540 Kč**

standard cena **1 690 Kč**

dlouhý cena **1 190 Kč**



## Zapínač knoflíků ETAC Butler

**80602001**

- Praktický pomocník pro zapínání knoflíků.
- Zapínač je vhodný pro malé i velké knoflíky a pro zapínání a rozepínání zipů.

Délka: 13 cm

cena **360 Kč**



## Zapínač knoflíků ETAC Butler

**80602004**

- Praktický pomocník pro zapínání knoflíků.
- Zapínač je vhodný pro knoflíky všech typů.

Délka: 22 cm

cena **250 Kč**

# POMŮCKY PRO PŘESUN

## ETAC Immedia SupportBelt

**IM8009009** (XXS),  
**IM8010509** (XS),  
**IM8010513** (S),  
**IM8013013** (M),  
**IM8015013** (L),  
**IM8017015** (XL)

- Transportní pás s úchyty pro podporu druhou osobou.
- Možnost podpory při vstávání, sedání, přesunu pacienta nebo při nácvičku chůze.
- Vnitřní strana pásu je z neklouzavého materiálu pro maximální bezpečnost.
- Délkově nastavitelný obvod pasu přezkou.
- Dostupný ve velikostech XXS–XL.

### Rozměry:

XXS	45–90 x 9 cm, 4 úchyty
XS	60–110 x 9 cm, 4 úchyty
S	60–110 x 13 cm, 5 úchytů
M	85–130 x 13 cm, 6 úchytů
L	110–160 x 13 cm, 8 úchytů
XL	145–170 x 15 cm, 11 úchytů



XXS cena **2 190 Kč**

XS cena **2 190 Kč**

S cena **2 190 Kč**

M cena **2 290 Kč**

L cena **2 490 Kč**

XL cena **2 590 Kč**

## ETAC Immedia OneWayGlide Long

**IM33/8**

- Dlouhá otevřená transportní podložka s úchyty.
- Praktické pásky pro přivázání podložky k rámu vozíku.
- Vnější část z neklouzavého materiálu.
- Měkké a komfortní sezení.

Rozměry: 40 x 130 cm

Nosnost: 150 kg

cena **3 390 Kč**



## ETAC Immedia OneWayGlide Tube Velour

**IM45/8** (43 x 37 cm), **IM50/8** (50 x 42 cm)

- Transportní tubulární podložka pro snadný přesun.
- Podložka usnadňuje přesun jedním směrem a zároveň zabraňuje sklouznutí do stran.
- Vnější část z neklouzavého materiálu.
- Nutnost použití na textilním povrchu.
- Měkké a komfortní sezení.

Rozměry: 43 x 37 cm, 50 x 42 cm

Nosnost: 150 kg

IM45/8 cena **2 590 Kč**

IM50/8 cena **2 690 Kč**



# POMŮCKY PRO PŘESUN



## ETAC Immedia SmartMove

### IM426

- Otevřená transportní podložka s držadly pro podporu druhou osobou.
- Podpora nejen pro vstávání, sedání či polohování pacienta na lůžku.
- Usnadní správnou a bezpečnou pozici pečovatele při provádění úkonů.
- Vnitřní plocha z neklouzavého materiálu.
- Součástí jsou čtyři držadla, která umožňují pevný úchop.

Rozměry: 21 x 60 cm

Nosnost: 150 kg

cena 2 090 Kč



## ETAC Immedia GlideCushion

**IM60/25N** (60 x 25 cm), **IM60/50** (60 x 50 cm), **IM60/90** (60 x 90 cm), **IM69/70** (69 x 70 cm), **IM90/90** (90 x 90 cm)

- Pohodlná přesuvná podložka.
- Pomůcka usnadní polohování pacienta na lůžku či jeho přesun na vozík.
- Pomůcka usnadní i pohyb bez asistence druhou osobou.
- Dostupná ve dvou variantách: nylon / polyester + bavlna.

Rozměry: 60 x 25 cm, 60 x 50 cm, 60 x 90 cm,  
69 x 70 cm, 90 x 90 cm

Nosnost: 200 kg

IM60/25N cena 2 190 Kč

IM60/50 cena 2 390 Kč

IM60/90 cena 4 590 Kč

IM69/70 cena 3 090 Kč

IM90/90 cena 5 190 Kč



## ETAC Immedia TransferMattress

**IM60/195** (60 x 195 cm), **IM70/195** (70 x 195 cm), **IM4304** (úzký set), **IM4305** (široký set)

- Měkká podložka pro horizontální přesun.
- Pomůcka usnadní přesun pacienta např. mezi lůžky či z nosítek na lůžko.
- K dispozici ve dvou šířkách.
- Dostupné také jako set s voděodolným potahem.

Rozměry: 60 x 195 cm, 70 x 195 cm

Nosnost: 200 kg

IM60/195 cena 7 390 Kč

IM70/195 cena 7 790 Kč

IM4304 cena 8 890 Kč

IM4305 cena 10 990 Kč

# POMŮCKY PRO PŘESUN



## ETAC Immedia Sling

**IM428** (dlouhá), **IM428K** (krátká)

- Multifunkční pomůcka pro přesun pacienta druhou osobou.
- Díky vhodnému tvaru a celkem osmi úchyťům může sloužit pro přesun mezi vozíkem a postelí, polohování na lůžku ve všech směrech atd.
- Čtyři úchyty na každé straně.
- Vnitřní strana z neklouzavého materiálu.
- Vnější strana z materiálu, který zabraňuje velkému tření.

**Rozměry:** 16 x 190 cm, 16 x 120 cm  
**Nosnost:** 150 kg

**IM428** cena **2 190 Kč**

**IM428K** cena **2 490 Kč**



## ETAC Immedia E-Board

**IM404** (krátká), **IM405** (dlouhá)

- Flexibilní přesuvná deska s bočním vedením.
- Jedna boční strana má tvarovatelné "křídlo", které lze ohnout nahoru i dolů.
- "Křídlo" zajistí lepší stabilitu během přesunu.
- Dostupná ve dvou velikostech.

**Rozměry:** 33 x 60 x 0,5 cm,  
33 x 75 x 0,6 cm  
**Nosnost:** 150 kg

**IM404** cena **2 990 Kč**

**IM405** cena **3 690 Kč**



## ETAC Immedia E-Board Compact

**IM410** (malá), **IM408** (střední)

- Kompaktní přesuvná deska.
- Pro menší rozměry a nižší hmotnost je vhodná především pro aktivnější a nezávislé uživatele.
- Dostupná ve dvou velikostech.

**Rozměry:** 20 x 45 x 0,5 cm,  
25 x 60 x 0,5 cm  
**Nosnost:** 150 kg

**IM410** cena **2 590 Kč**

**IM408** cena **2 890 Kč**



## ETAC Immedia AutoTurn

**IM99999**

- Otočná podložka určená na sedadlo auta.
- Usnadňuje nastupování/vystupování do/z auta.
- Malé tření umožňuje sklouznutí a snadné dosažení požadované pozice na sedadle.
- Minimální zátěž boků, kolena a kotníků rotačním pohybem.
- Podložku lze upevnit kolem sedadla.
- Držadla po stranách usnadní použití.

**Rozměry:** Ø 45 cm  
**Nosnost:** 150 kg

cena **5 890 Kč**

# POMŮCKY PRO PŘESUN



## ETAC Turner PRO

16090106

- Pomůcka pro snadné a bezpečné otočení pacienta vestoje.
- Minimální zátěž pro profesionální ošetrovatelský personál nebo pečující osoby při domácím použití.
- Kontrastní madlo a měkké výškově nastavitelné kolenní opěry pro pohodlí pacienta.
- Lehké provedení, snadné na převoz.

Celková hmotnost: 8 kg  
Výška madla: 78–120 cm  
Průměr talíře: 40 cm  
Nosnost: 200 kg

cena 13 690 Kč



## ETAC Immedia EasyTurn

IM999405 (Ø 40 cm), IM990454 (Ø 45 cm), IM999505 (Ø 50 cm)

- Měkká otočná podložka.
- Vhodná pro usnadnění vystupování/nastupování z/do auta či pro vstávání z postele.
- Velmi snadné použití.
- Dostupná ve třech velikostech.

Nosnost: 150 kg

Ø 40 cm cena 1 990 Kč

Ø 45 cm cena 2 090 Kč

Ø 50 cm cena 2 390 Kč



## ETAC Immedia PediTurn

IM99836GT (SOFT), IM99700 (HARD)

- Otočná podložka vhodná např. pro přesun z vozíku na postel.
- Určená pro osoby, které nemohou během přesunu hýbat nohama.
- Varianta SOFT pro použití bez obuvi (obě strany podložky z neklouzavého materiálu).
- Varianta HARD pro použití s obuví.

Průměr: 40 cm (SOFT)  
38 cm (HARD)

Nosnost: 150 kg

SOFT cena 2 390 Kč

HARD cena 5 790 Kč

# POMŮCKY PRO PŘESUN



## ETAC Molift Raiser

16090202

- „Rudlík“ pro pohodlný přesun osob s omezenou pohyblivostí.
- Minimální zátěž pro profesionální ošetrovatelský personál nebo pečující osoby při domácím použití.
- Snadný přesun osob z pozice v sedě do pozice ve stoje a následný převoz.
- Polstrovaná kolenní opěrka.
- Možnost stabilizace pozice ve stoje bezpečnostním upínacím pásem.
- Upínací pás není součástí rudlíku.

Rozměry: 58 x 63 x 120 cm

Nosnost: 150 kg

cena 23 990 Kč



## ETAC Molift Raiser Strap

82508 (S/M), 82509 (L/XL)

- Bezpečnostní upínací pás k rudlíku ETAC Molift Raiser.
- Vhodný při přesunu osob, které se mohou samy postavit.
- Pás zajistí podporu zad a boků během vstávání.

Rozměry: 171 cm (S/M)  
205 cm (L/XL)

Nosnost: 150 kg

cena 3 290 Kč



## ETAC Molift Raiser Strap+

82528 (S/M), 82529 (L/XL)

- Bezpečnostní upínací pás k rudlíku ETAC Molift Raiser.
- Vhodný při přesunu osob, které při vstávání potřebují pomoc ošetrovatele.

Rozměry: 171 cm (S/M)  
205 cm (L/XL)

Nosnost: 150 kg

cena 4 490 Kč




**POLAR WHITE**  
CODE 212



**SIGNAL WHITE**  
CODE 4023



**SIGNAL WHITE MATT**  
CODE 4045



**ALUMINIUM NATURAL,  
UNCOATED**  
CODE 176



**CHROME SILVER**  
CODE 4925




**SILVER METALLIC**  
CODE 183




**SILVERLINE**  
CODE 4919



**TITANIUM GREY**  
CODE 130



**GREYSTAR**  
CODE 187



**DOWNTOWN GREY**  
CODE 4040



**BURGUNDY**  
CODE 230



**RED METALLIC**  
CODE 132



**RED METALLIC MATT**  
CODE 4044



**TORNADO RED**  
CODE 4066



**PAPRIKA REFLEX**  
CODE 178



**SIGNAL RED**  
CODE 215



**CROSS RED**  
CODE 4910



**ORANGE METALLIC**  
CODE 4923



**ORANGE REFLEX**  
CODE 179



**CROSS ORANGE**  
CODE 4913



**SUN YELLOW**  
CODE 214



**CROSS YELLOW**  
CODE 4912



**GOLD**  
CODE 4915



**LEMON REFLEX**  
CODE 180



**GREEN METALLIC**  
CODE 4922



**GREEN METALLIC MATT**  
CODE 4046



**GRASS GREEN**  
CODE 192



**MOSS GREEN**  
CODE 4013



**BLUE METALLIC**  
CODE 224



**BLUE METALLIC MATT**  
CODE 4042



**MAGIC BLUE**  
CODE 186



**MAGIC BLUE MATT**  
CODE 4041




**VIOLETSTAR**  
CODE 189



**PURPLE METALLIC MATT**  
CODE 4047



**NAVY BLUE**  
CODE 229



**BLUESTAR**  
CODE 184




**DARK VIOLET**  
CODE 203



**BORDEAUX  
WITH CLEAR COAT**  
CODE 4914



**AUBERGINE**  
CODE 210



**BROWN METALLIC MATT**  
CODE 4043



**COPPER METALLIC MATT**  
CODE 4048



**BLACKSTAR**  
CODE 188



**JET BLACK**  
CODE 216



**MATT BLACK**  
CODE 206



**MATT BLACK  
STRUCTURE**  
CODE 207

*Barva vytištěná v katalogu nemusí odpovídat skutečnému odstínu barvy na konkrétním konstrukčním materiálu.*

*Barvy uvedené v katalogu slouží pro inspiraci a jejich nabídka pro konkrétní typ invalidního vozíku se může lišit. Pro aktuální informace kontaktujte naše prodejce.*

## **PRAHA**

Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4 - Spořilov  
tel.: 272 761 102  
e-mail: meyra@meyra.cz

## **ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Malice školské 192/14  
370 01 České Budějovice  
tel.: 386 356 838  
e-mail: ceskebudejovice@meyra.cz

## **LIBEREC**

Generála Svobody 185/16  
460 01 Liberec XIII - Nové Pavlovice  
tel.: 488 577 793  
e-mail: liberec@meyra.cz

## **PLZEŇ**

vchod: Lochotínská 29  
Keřová 343/13  
301 00 Plzeň  
tel.: 377 520 010  
e-mail: plzen@meyra.cz

## **BRNO**

Cejl 107  
602 00 Brno - Zábřovice  
tel.: 545 216 748  
e-mail: brno@meyra.cz

## **JANSKÉ LÁZNĚ**

nám. Svobody 38 - Janský Dvůr  
542 25 Janské Lázně  
tel.: 499 875 494  
e-mail: janskelazne@meyra.cz

## **OSTRAVA**

Bendlova 377/8  
709 00 Ostrava - Mariánské Hory  
tel.: 595 626 012  
e-mail: ostrava@meyra.cz

## **PODĚBRADY – Expediční sklad**

Stavební 57  
290 01 Poděbrady  
tel.: 325 626 503  
e-mail: s-sklad@meyra.cz

[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)  
[www.pomucky.cz](http://www.pomucky.cz)



QR kód ke stažení či sdílení  
elektronické verze  
tohoto katalogu.

