

Elastická bandáž pro korekci haluxů Qmed (I206)

Elastická bandáž s boční silikonovou vycpávkou je vyrobena z elastického úpletu ve tvaru dutinky na palec a nárt. Na boku palce je umístěna silikonová vložka. Tato vložka redukuje bolest v případě vbočeného palce a zabraňuje nadměrnému tření obuvi o boční stranu nohy, absorbuje boční nárazy a chrání před poraněním palce. Pomůcka je anatomicky upravená, izoluje bolestivé oblasti a pomáhá léčit pokožku. Lze použít s ponožkami a otevřenými botami.



Indikace:

Ochrana vyboulení vbočeného palce proti mechanickému poškození.

Kontraindikace:

Změny kůže v důsledku působení pomůcky.

Použití:

Nasuňte na nohu tak, aby silikonová vložka byla umístěna na vnější straně palce.

Údržba:

Skladujte mimo dosah přímého slunečního záření a zajistěte, aby se pomůcka nezkroutila. Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou. Sušte mimo umělé zdroje tepla.

Balení: 1 ks

Velikost: univerzální

Složení: gelová část 100% TPE gel, látková část spandexová příze

Označení: DRID1R4FAWUXP

Basic UDI-DI: 59017804DRID1RKJ

Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. Maratońska 104

94-007 Łódź, Polsko

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz



12/2021