

## HALLUCARE – Silikonový korektor s ochranou palce (I209)

Silikonový kryt na hallux valgus se separátorem je pomůcka určená k ochraně a snížení bolesti v případě výkyvu kosti (vbočeného palce). Snižuje tlak a pohyb, ke kterému dochází při chůzi. Zabraňuje tvorbě zánětu a prostřednictvím separátoru přispívá k omezení dalšího rozvoje haluxu. Kryt je anatomicky osazený, izoluje bolestivou oblast, pomáhá při hojení kůže.



### Použití:

Vložte palec do otvoru pomůcky. Kryt by měl pokrývat vbočený palec. Separátor by se měl po nasazení pomůcky nacházet mezi palcem a druhým prstem.

### Upozornění:

Pomůcka je určena pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte na otevřené rány. Pacienti trpící cukrovkou nebo s nízkým krevním tlakem by se měli před použitím poradit se svým ošetřujícím lékařem.

### Údržba:

Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou. Osušte ručníkem a před opětovným použitím naneste mastek.

**Balení:** 1 pár

**Velikost:** univerzální

**Označení:** DRIE0B0XXXUP

### Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. ks. W.Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Poland

[www.mdhprofilaktyka.pl](http://www.mdhprofilaktyka.pl)

### Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: [meyra@meyra.cz](mailto:meyra@meyra.cz)

[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)



Vydání: 02-2018