

HALLUSTOP – Bandáž pro korekci haluxů (I210)

Hallustop je denní korekční pomůcka při vbočeném palci (hallux valgus). Výrobek by měl být nejprve používán po dobu přibližně 1 hodiny, postupně se prodlužuje doba používání na 4-5 hodin. Doba trvání užívání by měla být konzultována s lékařem nebo fyzioterapeutem.

- 3-bodový podpůrný systém vytvořený pro ještě lepší nastavení korekčních sil
- Díky použití popruhů z elastického materiálu obnovuje pomůcka přirozenou polohu špičky a snižuje bolest
- Stabilizačním páskem a případným použitím podložky pod nárt lze také obnovit přirozený příčný oblouk nohy a odstranit pocit nepohodlí ve středu chodidla
- Odolný, ale velmi pružný materiál poskytuje pocit pohodlí
- Pomůcka může být použita ve většině typů obuvi
- Ideální pro použití během dne



Použití:



Upozornění:

Pomůcka je určena pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte na otevřené rány.

Údržba:

Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou. Sušte mimo umělé zdroje tepla.

Balení: 1 ks

Velikost: univerzální

Označení: DRIE0ALAXXULP – levá / DRIE0ALAXXUPP - pravá

Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. ks. W.Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Poland

www.mdhprofilaktyka.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz



Vydání: 05-2016