

## Návod k použití

### Protiskluzový násadec na hole a berle

Nástavec zajišťuje hůl a berli proti sklouznutí na náledí a zmrzlém sněhu. Nelze jej používat na betonové nebo jiné tvrdé dlažbě.

Upevnění a používání je patrné z nákresu. K utažení objímky je za potřebí šroubovák. Umístěte objímku tak, aby při sklopení násadce do funkční polohy byla co nejmenší vzdálenost mezi spodní hranou gumové koncovky a plochou s hroty (hrotem) a nedocházelo k ohýbání a znehodnocování výrobku.


Dbejte při montáži na to, aby odklápění bylo na vnější straně hole nebo berle.

#### Záruční podmínky:

**Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje.**

**Záruka se vztahuje na vadu materiálu a výroby.**

1. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití.
2. Výrobek musí být řádně užíván dle pokynů uvedených v návodu k použití.
3. Záruka pozbývá platnosti, byly-li závady způsobeny nedovoleným přetěžováním, nehodou, násilím nebo neodborným zásahem do výrobku či podléhající přirozenému opotřebení nebo mechanicky poškozené.
4. Záruka musí být uplatněna v obchodní organizaci, kde byl výrobek zakoupen či v autorizované servisní opravně.
5. Při uplatnění záruky musí být předložen řádně vyplněný záruční list a kopie nabývacího dokladu.
6. Majitel je povinen předložit reklamované zboží řádně vyčištěné, zbavené nečistot a hygienicky nezávadné dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby za něj byla provedena základní údržba nebo čištění věcí v průběhu reklamačního řízení.
7. Záruční dobu nelze zaměňovat s užitnou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat.
8. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce / distributor neodpovídá.



#### Výhradní dovozce a distributor:

PATRON Bohemia s.r.o.  
Českolipská 3419  
276 01 Mělník  
tel.: 315 630 111, 315 630 120  
fax: 315 630 199

**Datum prodeje  
(den, měsíc, rok):**

#### Prodejce:

MEYRA ČR s.r.o.  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4 – Spořilov  
tel.: 272 761 102  
e-mail: [meyra@meyra.cz](mailto:meyra@meyra.cz)  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)

**Razítko a podpis prodejce:**