

Dětský prodyšný polštář Kid Qmed

Měkký a ergonomický polštář chrání přirozený kulatý tvar hlavičky dítěte během spánku nebo podřimování. Prodyšný, hypoalergenní, certifikovaný materiál s odvětrávacím systémem průduchů odvádí vlhkost a zvyšuje cirkulaci vzduchu a vytváří bezpečné prostředí pro batolata, aby spala i během horkých a vlhkých nocí.

Polštář je zdravotnický prostředek vyrobený z lehkých a odolných materiálů, vyvinutý na základě předpokladů moderního designu. Pod vlivem tělesné teploty se paměťová pěna dokonale přizpůsobuje svému tvaru, čímž zvyšuje opěrný povrch. Kromě fyzioterapie a fyzických aktivit je polštář uznávaným základním zdravotním opatřením při dysfunkci krční páteře. Polštář je vhodný pro alergiky díky své paměťové pěně, která nepřispívá k růstu roztočů. Nízký obrys polštáře pomáhá udržovat hlavu, krk a páteř dítěte v jedné linii a ulevuje rostoucímu tělu.

Indikace:

Prevence svalového napětí a diskopatie v krční oblasti. Doporučeno pro uvolnění krčních obratlů za účelem zachování přirozeného zakřivení páteře.

Kontraindikace:

Uživatelé se závažnými onemocněními krční páteře nebo trvalými změnami by se měli před prvním použitím poradit s lékařem nebo fyzioterapeutem. Polštář se doporučuje pro děti od 2 let.

Údržba:

Pěnu s tvarovou pamětí nelze prát. Vnější potah je odnímatelný a lze jej prát do 30°C. Vzhledem ke způsobu přepravy může mít polštář po vyjmutí z obalu „tovární vůni“. Polštář stačí před prvním použitím provětrat.

Složení:

Polštář: 100% PU s ventilačními otvory

Vnitřní potah: 100% polyesterový úplet

Vnější potah: 30% bambus, 70% polyesterová tkanina s odnímatelným zipem

Rozměry: 50 cm x 30 cm x 5,5 cm

Hustota: 45 kg/m³

VÝROBCE

mdh Sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź, Polska
e-mail: profilaktyka@mdh.pl
www.mdh.pl

DISTIBUTOR

MEYRA ČR s. r. o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel.: +420 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz

