

Anatomický polštář BABY

- Pohodlný, ničím nerušený spánek
- Optimální poloha při spaní
- Účinný při snižování a redistribuci tlaku
- Vyrobeno z paměťové pěny

Ergonomický tvar polštáře poskytuje dítěti optimální oporu hlavy a pohodlnou polohu při spánku. Snižuje tlak pod hlavou. To umožňuje hlavě normálně růst a zaoblovat se do přirozeného tvaru.

Polštář je vyroben z paměťové pěny, která reaguje na tělesnou teplotu, přizpůsobuje se dítěti a poskytuje optimální oporu a polohu hlavy. Polštář BABY je doporučen pro děti ve věku 0-18 měsíců.

Polštář je vhodný pro alergiky díky paměťové pěně, která neprospívá rozvoji roztočů.

Indikace

- Správná poloha páteře během spánku
- Plagiocefalie, brachycefalie, syndrom ploché hlavy

Kontraindikace

Kontraindikace stanovené odborným lékařem nebo fyzioterapeutem.

Alergie na materiály používané při výrobě.

Údržba

Paměťovou pěnu nelze prát. Vnější potah je odnímatelný a lze jej prát do 30°C / 86°F. Před prvním použitím polštář vyvětrejte.

Složení

Polštář: 100% PU

Vnější strana potahu: 100% polyester

Vnitřní strana potahu: 100% polyester

Rozměr: 27,5 x 24 x 3 cm

Hustota: 50 kg/m³

BASIC UDI: 59017804DRQE3CLP

Výrobce

mdh Sp. z o.o.

ul. Maratońska 104

94-007 Łódź

Polsko

tel.: +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl

Distributor

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz