

## Anatomický polštář HEAD

- Univerzální použití
- Ideální pod krk, bedra a kolena
- Termoplast

Polštář HEAD je vytvořen především proto, aby vám poskytl podporu udržet hlavu v lepší pozici pro snížení napětí svalů a budoucí bolesti hlavy a stresu. Je to ortopedický polštář, který se přizpůsobí tvaru vašeho krku a poskytne ideální podporu.

Používá se jako cestovní polštář do vozidla, jako polštář pod krk na spaní nebo při rehabilitaci dolních končetin a bederní páteře. Díky kompaktnímu designu je ideální pro všestranné použití a snadnou přepravu. Je odolný, díky použité líné pěně si zachovává svůj tvar. Má pružný fixační popruh, který usnadňuje připevnění k opěrce hlavy nebo opěradlu.

### Indikace

- Mírná bolest a napětí svalů v oblasti krční páteře spojená s nesprávným držení těla při sezení

### Kontraindikace

Nejsou

### Údržba

Paměťovou pěnu nelze prát. Vnější potah je odnímatelný a lze jej prát do 30°C / 86°F. Před prvním použitím vyjměte polštář z obalu a nechte jej vyvětrat.

### Složení

Polštář: 100% PU

Vnější potah: 75% bavlna, 25% polyester, odnímatelný velurový povlak na polštář s pružným popruhem

Vnitřní potah: 100% polyester

**Rozměr:** 12 cm / 27 cm

**Hustota:** 55 kg/m<sup>3</sup> (měkký)

BASIC UDI-DI: 59017804MDQ0011EL

### Výrobce

mdh Sp. z o.o.  
ul. Maratońska 104  
94-007 Łódź  
Polsko  
tel.: +48 42 674 83 33  
e-mail: profilaktyka@mdh.pl

### Distributor

MEYRA ČR s.r.o.  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
tel.: +420 272 761 102  
e-mail: meyra@meyra.cz  
www.meyra.cz

