

Sedací polštář Qmed Seat Cushion

Paměťová pěna napomáhá zmírnit tlak na spodní část sedací kosti a kostrč, zvláště pokud sedíte delší dobu a na tvrdé židli.

Anatomický design a dvojitá vrstva s různou hustotou paměťové pěny zajišťují maximální komfort. Vhodné také k prevenci dekubitů.

Vhodné k užití na kancelářskou židli, invalidní vozík, k domácímu užití i v automobilu. Pomocný pásek pro fixaci požadované polohy, protiskluzová spodní část.

Barva – šedá

Upozornění!

Před prvním použitím vyjměte polštář z obalu a nechte jej vyvětrat na vzduchu.

Složení:

Polštář: visko-elastická polyuretanová paměťová pěna,

Povlak: 80 % bavlna + 20 % PES, zespod 100 % PVC

Neobsahuje latex

Údržba:

Potah lze prát v pračce na 40°, bez použití aviváže.

Dezinfekce je možná běžnými čistícími prostředky. K čištění nepoužívejte rozpouštědla či ostré předměty.

Velikost: 46 cm x 41 cm x 7,5 cm

Hustota: 80-110 kg/m³

VÝROBCE

mdh sp. z o.o.

ul. ks. W.Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

Poland

www.mdh.pl

DISTIBUTOR

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz

