

Produktový list

Kruhový ergonomický polštář QMED

- Anatomický design
- Zmírnění příznaků hemoroidů
- Mírný sklon polštáře pro správné držení těla
- Protiskluzová spodní část

Díky svému jedinečnému kruhovému tvaru polštář QMED ulevuje od příznaků způsobených hemoroidy a přispívá k lepšímu pohodlí, a to i při dlouhodobém sezení.



- Prohloubení pod stehny snižuje tlak na stehna a podporuje lepší prokrvení nohou.
- Účelem zadního vybrání je odlehčení spodní části páteře, kostrče.
- Otvor uprostřed polštáře zabraňuje přímému kontaktu citlivé oblasti s povrchem sezení, čímž zmírňuje bolest a chrání ji před podrážděním.
- Plocha polštáře se svažuje dopředu pod mírným úhlem, čímž pomáhá zaujmout správné držení těla při sezení.

Indikace: Vnější a vnitřní hemoroidy; Rektální trhliny; Bolest v oblasti kostrče a pánve; Zánět prostaty; Prevence dekubitů; Poporodní stavy.

Protiskluzový potah kruhového sedáku drží polštář na místě během používání, což usnadňuje spolehlivé používání na jakémkoliv sedacím povrchu. Lze použít doma, a kancelářské židli, v autě nebo na invalidním vozíku.

Má odnímatelný, omyvatelný a prodyšný potah.

Velikost: 45 x 38 x 10/2,5 cm

Materiálové složení: Polštář 100% polyuretan; Potah: 100% polyester

Čištění: Potah na polštář perte pouze ručně vodou do max. 30°C. Neperte polštář v pračce a nesušte v sušičce!



Pozor!

Polštář není zdravotnický prostředek. Nepoužívejte v případě ztráty citlivosti.

Výrobce: Rehab Zrt. 2000 SZENTENDRE, Kalászi út 3., www.rehabzrt.hu

Distribuce: MEYRA ČR s.r.o., Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4, www.meyra.cz