

## **Anatomický polštář KNEE & LEG**

- Mezikolenní klín
- Poskytuje pohodlný spánek v boční poloze
- Snižuje bolest

Vyrobeno z termoelastické paměťové pěny, přizpůsobuje se tvaru vašeho těla.

Při použití v uzavřené formě (plná kostka) zajišťuje správné, anatomické umístění boků a pánve v leže na boku, snižuje napětí a bolest v kolenních kloubech a únavu pociťovanou v nohách.

Při použití v rozložené formě podepírá dolní končetiny, aby byl pacient správně polohován.

### **Indikace**

- Bolest v pánvi a v bocích
- Pocit únavy, těžké nohy
- Rekonvalescence po operaci kyčle
- Snížení rizika vzniku proleženin
- Pro těhotné ženy

### **Kontraindikace**

Nejsou

### **Složení**

Polštář: 100% polyuretanová viskoelastická pěna

Potah: 100% polyester

**Rozměr:** 25 x 20 x 17 cm

**Hustota:** 35 kg / m<sup>3</sup>

### **Výrobce**

mdh Sp. z o.o.  
ul. W. Tymienieckiego 22/24  
90-349 Łódź  
Poland  
tel.: +48 42 674 83 33  
e-mail: profilaktyka@mdh.pl

### **Distributor**

MEYRA ČR s.r.o.  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
tel.: +420 272 761 102  
e-mail: meyra@meyra.cz  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)