

REHAB Betegforgató

- beteg elforgatása, mozgatása
- antidecubitus megelőzése
- extra erős megtámasztás

HU:

A REHAB betegforgató egy olyan ergonomikus kialakítású otthonápolási eszköz, amely segítséget nyújt a tartósan ágyban fekvő betegeket ápolók számára a beteg (max. 180 fokban) történő elfordításához és mozgatásához a mindennapi ápolás során és a felfekvés kialakulásának megelőzésében. A párnán található két bemélyedésbe helyezve a beteg lábait a fekvőbeteg testének oldalra fordítása egyszerűbbé, a beteg számára is kényelmesebbé válik.

A párna kiváló minőségű, magas sűrűségű habanyaga tartósságot, használat közben extra szilárdságú megtámasztást nyújt a páciens súlyának, és ellenáll a gyakori és hosszan tartó használat okozta deformációnak.

Az oldalán található két fogantyú segíti az eszköz használatát.

A zipzárral levehető huzata vízálló PU sztreccs szövetből készült, amely könnyen tisztítható, ezáltal higiénikus környezetet biztosítva a páciens számára. Levehető, tépőzáras pánttal van ellátva, melynek egyik vége a párna oldalán található fogantyúhoz, másik vége pedig az ágy rácsához rögzíthető a könnyebb betegellátás érdekében.

Mérete: 45*40*13 cm

Anyagösszetétel:

Párna: 100% nagy sűrűségű égésgátló habanyag

Huzat: 100% Vízálló PU sztreccs anyag

ENG: PATIENT TURNING PILLOW

- patient rotation, movement
- antidecubitus prevention
- extra strong support

The patient turner is an ergonomically designed home care device that helps caregivers of permanently bedridden patients to turn and move the patient (up to 180 degrees) during daily care and to prevent the development of bedsores. By placing the patient's legs in the two recesses on the cushion, turning the bedridden patient's body to the side becomes easier and more comfortable for the patient.

The cushion's high-quality, high-density foam material provides durability, extra-firm support for the patient's weight during use, and resists deformation from frequent and prolonged use.

Two handles on the side make it easy to use.

The removable zippered cover is made of waterproof PU stretch fabric, which is easy to clean, ensuring a hygienic environment for the patient.

It is equipped with a removable, Velcro strap, one end of which can be attached to the handle on the side of the pillow and the other end to the bed grid for easier patient care.

Size: 45*40*13 cm

Composition:

Cushion: 100% high density flame-retardant foam material

Cover: 100% PU (water resistant and stretch material)

CZ: Otočný polštář

- otáčení a polohování pacienta
- prevence proti proleženinám
- extra silná opora

Otočný polštář je ergonomicky navržená pomůcka pro domácí péči, která pomáhá osobám pečujícím o trvale ležící pacienty otáčet (až o 180 stupňů) a polohovat je během každodenní péče a předcházet tak vzniku proleženin. Umístěním nohou pacienta do dvou prohlubní na polštáři se otáčení těla ležícího pacienta na stranu stává pro pacienta snazším a pohodlnějším.

Vysoce kvalitní pěnový materiál polštáře s vysokou hustotou poskytuje odolnost, extra pevnou oporu pro váhu pacienta během používání a odolává deformaci při častém a dlouhodobém používání.

Dvě rukojeti na boku usnadňují použití.

Odnímatelný potah na zip je vyroben z nepromokavé PU strečové tkaniny, která se snadno čistí a zajišťuje hygienické prostředí pro pacienta.

Je vybaven odnímatelným suchým zipem, jehož jeden konec lze připevnit k rukojeti na boku polštáře a druhý konec k mřížce postele pro snazší péči o pacienta.

Velikost: 45*40*13 cm

Složení:

Polštář: 100% nehořlavá pěna s vysokou hustotou

Potah: 100% PU (voděodolný a strečový materiál)