

## Podavač ETAC AKTIV s háčkem a područkou

Podavače ETAC AKTIV jsou k dispozici v několika variantách. Jsou lehké a mají ergonomicky tvarované rukojeti, aby bylo dosažení a uchopení snadnější. Čelisti jsou otevřené, ale stále připravené k uchopení nejmenší položky. Unikátní vlastností je možnost otočení čelisti.

Podavač může být použitý s čelistmi vodorovně nebo svisle, aniž by bylo nutné otáčet rameno. Všechny dostupné modely mají magnet v rukojeti pro zvednutí drobných kovových předmětů.

### Přednosti:

- Praktická područka pro podporu předloktí
- Ideální pro osoby s velmi omezenou silou v rukách
- Háček pro možnost tahu či tlaku
- Podpora pro ukazováček pro zvýšení přesnosti uchopení
- Krypt čelisti z kvalitní pryže
- Dostatečný stisk s vynaložením minimální síly

**Dostupné délky:** 60 cm

**Hmotnost:** 139 g

**Materiál:** Hliník, Polykarbonát/ABS, Polyamid

**Nosnost:** 1 kg

### Bezpečnostní pokyny:

- Neuchopujte horké předměty
- Nepřenášejte předměty, které se mohou roztržít (např. sklo, porcelán)

## VÝROBCE

Etac Supply Center AB

Langgatan 12

334 24 Anderstorp

Sweden

[www.etac.com](http://www.etac.com)

## DISTRIBUTOR

**MEYRA ČR s. r. o.**

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: [meyra@meyra.cz](mailto:meyra@meyra.cz)

[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)

