

Ride JAVA Cushion

(Rev.: 17. 1. 2024)



Ergonomický antidekubitní sedák Java® Cushion svou patentovanou konstrukcí a konturací snižuje tlakové a střížné síly v rizikových oblastech (kostrč a hrboly sedacích kostí) a tlak naopak přenáší na oblasti, které jsou tolerantnější. Konstrukce pomáhá snižovat dlouhodobé riziko ohrožení kůže a působí tak preventivně proti vzniku dekubitů a napomáhá lepší stabilitě sezení pro lepší funkční sed.

- Patentovaná konturovaná základna.
- Polštář neabsorbuje vlhkost a uchovává kůži chlazenou a suchou.
- Polštář lze rozebrat a vyprat nebo dezinfikovat.
- Sedák je vhodný pro osoby se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů.



Kód ZP:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:
07-5014298	Ride JAVA Cushion Antidekubitní sedací polštář pro střední a vysoké riziko vzniku dekubitů + Klíny pro korekci sedu Ride CAM (1 pár)	14.389,-	7.304,-	7.085,-

Přehled dodávaných velikostí

Kód:	Šířka x hloubka:
<input type="radio"/> JC-1414	36 x 36 cm
<input type="radio"/> JC-1416	36 x 41 cm
<input type="radio"/> JC-1515	38 x 38 cm
<input type="radio"/> JC-1517	38 x 43 cm
<input type="radio"/> JC-1616	41 x 41 cm

Kód:	Šířka x hloubka:
<input type="radio"/> JC-1618	41 x 46 cm
<input type="radio"/> JC-1620	41 x 51 cm
<input type="radio"/> JC-1717	43 x 43 cm
<input type="radio"/> JC-1816	46 x 41 cm
<input type="radio"/> JC-1818	46 x 46 cm

Kód:	Šířka x hloubka:
<input type="radio"/> JC-1820	46 x 51 cm
<input type="radio"/> JC-2016	51 x 41 cm
<input type="radio"/> JC-2018	51 x 46 cm
<input type="radio"/> JC-2020	51 x 51 cm

Zadní výška: 15 cm, přední výška: 8 cm, výška v trochanteru: 7 cm.

Příslušenství

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:
<input type="radio"/>	Nehrazeno ZP	JC-WK Ride CAM - Klíny pro korekci sedu, pár Univerzální velikost - finální úprava seřiznutím	690,-	0,-	690,-
<input type="radio"/>	Nehrazeno ZP	JC-WI Sada síťovaných pěnových vložek Výplně otvoru polštáře pro zpříjemnění sedu citlivějších uživatelů. Výplně nemají vliv na funkci polštáře.	890,-	0,-	890,-
<input type="radio"/>	Nehrazeno ZP	JC-LTS Klíny pro podporu vedení stehen, laterální	690,-	0,-	690,-
<input type="radio"/>	Nehrazeno ZP	JC-MTS Klíny pro podporu vedení stehen, mediální	690,-	0,-	690,-
<input type="radio"/>	Nehrazeno ZP	JC-TK Kompletní set příslušenství Klíny pro korekci sedu Ride CAM (1 pár) Sada síťovaných pěnových vložek (1 set) Laterální klíny pro podporu vedení stehen (1 pár) Mediální klíny pro podporu vedení stehen (1 pár)	2.490,-	0,-	2.490,-
<input type="radio"/>	Nehrazeno ZP	Podložní orientační klín, výška 3 cm	1.290,-	0,-	1.290,-
<input type="radio"/>	OW-1414	- pro šíři polštáře 36 cm			
<input type="radio"/>	OW-1616	- pro šíři polštáře 38 - 41 cm			
<input type="radio"/>	OW-1816	- pro šíři polštáře 43 - 46 cm			
<input type="radio"/>	OW-2016	- pro šíři polštáře 48 - 51 cm			



www.meyra.cz