

Ride JAVA Back GRANDE

(Rev.: 17. 1. 2024)




Patentovaná anatomická biomechanická zádová opěra JAVA Back poskytuje flexibilitu pro snadnou a nezávislou optimalizaci podpory pánve a vyvážení trupu, čímž podporuje přirozený pohyb těla.

- K dispozici ve dvou variantách konturace.

Kód ZP pro mechanické vozíky:	Kód ZP pro elektrické vozíky:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:
<input type="radio"/> 07-5015134	<input type="radio"/> 07-5015136	Ride JAVA Back GRANDE Anatomická biomechanická zádová opěra	21.490,-	19.341,-	2.149,-
<input type="radio"/> 07-5015135	<input type="radio"/> 07-5015137	Ride JAVA Back GRANDE DEEP Anatomická biomechanická zádová opěra s hlubokou konturací	24.189,-	21.770,-	2.419,-

Přehled dodávaných velikostí

Kód:	Vnitřní šíře:	Celková šíře:	Šíře sedu vozíku:	Výška:	Hloubka:		
Ride JAVA Back GRANDE							
<input type="radio"/> JB-1422	33 cm	36 cm	35 - 43 cm	56 cm	8 cm		
<input type="radio"/> JB-1522	34 cm	38 cm	38 - 45 cm				
<input type="radio"/> JB-1622	37 cm	41 cm	40 - 45 cm				
<input type="radio"/> JB-1722	39 cm	43 cm	43 - 50 cm				
<input type="radio"/> JB-1822	42 cm	46 cm	45 - 50 cm				
<input type="radio"/> JB-1922	44 cm	48 cm	50 - 55 cm				
<input type="radio"/> JB-2022	47 cm	51 cm	50 - 55 cm				
Ride JAVA Back GRANDE DEEP - Nelze kombinovat s hrudními pelotami!							
<input type="radio"/> JB-1422 DP	33 cm	36 cm	35 - 43 cm	56 cm	15 cm		
<input type="radio"/> JB-1522 DP	34 cm	38 cm	38 - 45 cm				
<input type="radio"/> JB-1622 DP	37 cm	41 cm	40 - 45 cm				
<input type="radio"/> JB-1722 DP	39 cm	43 cm	43 - 50 cm				
<input type="radio"/> JB-1822 DP	42 cm	46 cm	45 - 50 cm				
<input type="radio"/> JB-1922 DP	44 cm	48 cm	50 - 55 cm				
<input type="radio"/> JB-2022 DP	47 cm	51 cm	50 - 55 cm				



Jak zjistit správnou šířku zádové opěry?

Doporučení:

Vnitřní šíře = šířka hrudníku + 5 až 8 cm v závislosti na uživateli.

Příslušenství

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:
<input type="radio"/>	Nehrazeno ZP	Dle specifikace Hrudní peloty, pevné (pár) - Nelze kombinovat s hlubokou konturací DEEP.	8.580,-	0,-	8.580,-
<input type="radio"/>	Nehrazeno ZP	Dle specifikace Hrudní peloty, odklopné (pár) - Nelze kombinovat s hlubokou konturací DEEP.	10.980,-	0,-	10.980,-

Provedení:	vel. S			vel. M			vel. L		
	ploché	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zakřivené	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	7,5 x 12,5 cm	10 x 15 cm	12,5 x 15 cm						

Celková šíře zádové opěry:	
36 cm	38 - 51 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

V případě požadavku na 1 ks:

Levá	Pravá
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(Poloviční cena.)

www.meyra.cz